



РУП «БЕЛОРУССКИЙ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» Гродненский филиал
230003, г. Гродно, ул. Белуша 47А
Телефоны для справок: 62-42-91; 62-43-00
E-mail: bpovcgrodno@mail.ru

Инструкция-памятка по уходу и эксплуатации за обувью ортопедической и профилактической

Убедительно просим Вас ознакомиться с некоторыми рекомендациями по эксплуатации нашей обуви и уходу за ней:

- при примерке обувь не должна причинять Вам каких-либо неудобств, стоп не должна быть сжата;
 - надевайте обувь с помощью специальной ложечки или обувного рожка. Не снимайте обувь, наступая на задник. Не следует тянуть обувь за ремни и резинки. Необходимо бережно обращаться с застежкой «молния» и шнурками.
 - обувь весенне-осеннего периода эксплуатации на полиуретановой подошве не рекомендуется носить при температуре ниже - 5°C, это может привести к образованию трещин в местах изгиба подошвы;
 - помните, кожаная обувь не является непромокаемой. В сырую погоду необходимо использовать водоотталкивающие кремы специального назначения;
 - избегайте соприкосновения обуви с солями, щелочами, кислотами и другими химическими веществами;
 - мытье обуви любого вида исключается. В случае загрязнения необходимо очистить поверхность обуви мягкой влажной тряпкой. Обувь не стоит сильно тереть, так как может быть испорчена внешняя поверхность материала обуви;
 - не сушите обувь на нагревательных приборах, возле огня или на солнце. Мокрую обувь нужно сушить при комнатной температуре, набив бумагой или вставив специальные приспособления для поддержания формы;
 - для сохранения хорошего внешнего вида Вашей обуви используйте специальные обувные кремы и щетки;
 - при подборе крема для ухода за обувью с целью правильного выбора отделочного состава внимательно изучите инструкцию по ее применению;
- Если Вы заметите неровности в окраске или структуре материалов, помните, что неравномерность рисунка является естественной характеристикой натуральной кожи, подчеркивающей ее неповторимость, а не дефектом.

На дефекты, вызванные несоблюдением правил по уходу и эксплуатации обуви. А также на сменные детали (набойки, шнурки и т.д.) наша гарантия не распространяется.

Регистрационное удостоверение
МЗ РБ № ИМ-7.5434/1908 до 23.08.2024 г.

Генеральный Директор
В.А. Калевит