



Витебский ф-л РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»

**Республика Беларусь, 210033, г. Витебск, ул. Лазо 113,
тел. 67-14-13, 67-14-12**

Инструкция – памятка по уходу за обувью ортопедической и профилактической

Убедительно просим Вас ознакомиться с некоторыми рекомендациями по эксплуатации обуви и уходу за ней:

- При примерке обувь не должна причинять Вам каких-либо неудобств, стопа не должна быть сжата;
- Надевайте обувь с помощью специальной ложечки или обувного рожка. Не снимайте обувь, наступая на задник. Не следует тянуть обувь за ремни и резинки. Необходимо бережно обращаться с застежкой «молния» и шнурками;
- Обувь весенне-осеннего периода эксплуатации на полиуретановой подошве не рекомендуется носить при температуре – 5 С, это может привести к образованию трещин в местах изгиба подошвы;
- Помните, кожаная обувь не является непромокаемой. В сырую погоду необходимо обязательно использовать водоотталкивающие кремы специального назначения;
- Избегайте соприкосновения обуви с солями, щелочами, кислотами и другими химическими веществами;
- мытье обуви любого вида исключается. В случае загрязнения необходимо очистить поверхность обуви мягкой влажной тряпкой. Обувь не стоит сильно тереть, так как может быть испорчена внешняя поверхность материала обуви;
- не сушите обувь на нагревательных приборах, возле огня или на солнце. Мокрую обувь необходимо сушить при комнатной температуре, набив бумагой или вставив специальные приспособления для поддержания формы;
- для сохранения хорошего внешнего вида обуви используйте специальные обувные кремы и щетки;
- при подборе крема для ухода за обувью с целью правильного выбора отделочного состава внимательно изучите инструкцию по ее применению;

Если Вы заметите неровности в окраске или структуре материалов, помните, что неравномерность рисунка является естественной характеристикой натуральной кожи, подчеркивающей ее неповторимость, а не дефектом.

На дефекты, вызванные несоблюдением правил по уходу и эксплуатации обуви, а также на сменные детали (набойки, шнурки и т.д.) гарантия не распространяется.

РУ № ИМ – 7.5434/1908 от 23.08.2019 по 23.08.2024

Генеральный Директор

В.В. Калевит