

Инструкция-памятка по уходу и эксплуатации за обувью ортопедической и профилактической

Убедительно просим Вас ознакомиться с некоторыми рекомендациями по эксплуатации нашей обуви и уходу за ней.

- при примерке обувь не должна причинять Вам каких-либо неудобств, стопа не должна быть сжата;
- надевайте обувь с помощью специальной ложечки или обувного рожка. Не снимайте обувь, наступая на задник. Не следует тянуть обувь за ремни, резинки. Необходимо бережно обращаться с застежкой «молния» и шнурками;
- обувь весенне-осеннего периода эксплуатации на полиуретановой подошве не рекомендуется носить при температуре ниже -5°C , это может привести к образованию трещин в местах изгиба подошвы;
- помните, кожаная обувь не является непромокаемой. В сырую погоду необходимо обязательно использовать водоотталкивающие кремы специального назначения;
- избегайте соприкосновения обуви с солями, щелочами, кислотами и другими химическими веществами;
- мытье обуви любого вида исключается. В случае загрязнения необходимо очистить поверхность обуви мягкой влажной тряпкой. Обувь не стоит сильно тереть, так как может быть испорчена внешняя поверхность материала обуви;
- не сушите обувь на нагревательных приборах, возле огня или на солнце. Мокрую обувь нужно сушить при комнатной температуре, набив бумагой или вставив специальные приспособления для поддержания формы;
- для сохранения хорошего внешнего вида обуви используйте специальные обувные кремы и щетки;
- при подборе крема для ухода за обувью с целью правильного выбора отделочного состава внимательно изучите инструкцию по ее применению.

Если Вы заметите неровности в окраске или структуре материалов, помните, что неравномерность рисунка является естественной характеристикой натуральной кожи, подчеркивающей ее неповторимость, а не дефектом.

На дефекты, вызванные несоблюдением правил по уходу и эксплуатации обуви, а также на сменные детали (набойки, шнурки и т. д.) гарантия не распространяется.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтем Ваши предложения в будущем.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»

Гомельский филиал

Республика Беларусь, 246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8А

Телефон для справок: регистратура: (0232) 51 72 23

Сайт: www.bpovc.by; E-mail: gomel@bpovc.by

Генеральный Директор

В.В. Каревич