

Инструкция. Перед применением теста для определения беременности следует внимательно ознакомиться с инструкцией.

Точность

Свыше 99%, если тест используется со дня ожидаемого начала менструации. **Принцип действия.** Во время беременности организм женщины вырабатывает гормон беременности — ХГЧ (хорионический гонадотропин человека). На ранних стадиях беременности количество ХГЧ в организме увеличивается очень быстрыми темпами и через 1–2 недели после зачатия достигает концентрации 25–100 мМЕ/мл. Зависит ли от времени овуляции, т.е. примерно в середине менструального цикла. Таким образом, на момент тестирования концентрация ХГЧ как минимум вдвое превышает порог чувствительности теста.

Сроки тестирования

Тесты Femitest с чувствительностью 20 мМЕ/мл предназначены для использования на ранних сроках беременности, с первого дня задержки. Ультрасенситивные тесты Femitest с чувствительностью 10 мМЕ/мл можно использовать для тестирования уже за 4 дня до ожидаемого начала менструации. Тем не менее, в случае тестирования до задержки и получения результата «вы не беременны» существует вероятность, что беременность есть. Для полной уверенности рекомендуется провести повторное тестирование в день предполагаемого начала менструации.

РАННЕЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

Femitest рекомендует проводить тестирование со дня ожидаемого начала менструации. Однако концентрация гормона беременности быстро увеличивается на ранней стадии беременности и ультрасенситивный тест на беременность Femitest позволяет определить беременность уже за 4 дня до начала предполагаемого начала менструации. Клинические испытания с использованием ультрасенситивных тестов Femitest и образцов, взятых у женщин на ранней стадии беременности, показали следующие результаты:

количество дней до ожидаемого начала менструации	% образцов, взятых у беременных женщин, с результатом «вы беременны»
-1	98%
-2	97%
-3	88%
-4	56%

Обязательно ли использовать утреннюю мочу

Со дня ожидаемого начала менструации тест можно проводить в любое время суток. Если тестирование проводится раньше ожидаемого срока менструации, рекомендуется использовать утреннюю мочу этого дня, поскольку утром концентрация гормона ХГЧ максимальна. Перед проведением теста избегайте чрезмерного употребления жидкостей и мочеиспускания. В противном случае, если во время раннего тестирования получен результат «вы не беременны», возможно, что уровень гормона ХГЧ ещё недостаточно высок для обнаружения.

Условия хранения

Хранить при температуре от 4 до 30°C в запечатанной упаковке вдали от источников тепла, в недоступном для детей месте.

Как рассчитать предполагаемый день начала менструации

Чтобы рассчитать день предполагаемого начала менструации, используйте свое обычное продолжительность цикла, считая количество дней с первого дня менструации до последнего дня перед началом следующей менструации. Если цикл нерегулярный, необходимо учитывать самый длинный цикл за последние месяцы. Если вы не можете рассчитать, когда должна начаться менструация, рекомендуется проводить тестирование не ранее чем через 19 дней после последнего незащищенного полового акта.

ПРОЦЕДУРА

Погрузите тест-полоску вертикально в емкость с мочой до отметки, указанной стрелками, на 10 секунд



Процедура проведения теста

Тест-полоска

- Извлеките тест-полоску из пакета, держа ее за окрашенный конец
- Погрузите тест-полоску вертикально в чистую емкость с мочой до отметки, указанной стрелками, на 10 секунд
- Положите тест-полоску на сухую горизонтальную поверхность
- Оцените результат через 3–5 минут, но не позднее чем через 10 минут

Струйный тест

- Извлеките из пакета струйный тест
- Снимите защитный колпачок
- Держите наконечник теста направленным вниз под струей мочи в течение 5–7 секунд
- Наденьте защитный колпачок
- Положите тест на сухую горизонтальную поверхность
- Оцените результат через 3–5 минут, но не позднее чем через 10 минут

Оценка результата

Отрицательный — Вы НЕ БЕРЕМЕННЫ

Если в зоне контроля в течение 10 минут появится одна линия, то тест выполнен правильно и беременности нет.

Положительный — Вы БЕРЕМЕННЫ

Если в течение 5–10 минут в зоне контроля появляются две линии, то тест выполнен правильно — беременность есть. Даже бледная вторая линия свидетельствует о положительном результате.

Ошибочный — ТЕСТ ВЫПОЛНЕН НЕПРАВИЛЬНО

Если не появляется ни одной линии, то тестирование выполнено неправильно — либо слишком много, либо слишком мало мочи (именно для этого в тестах есть контрольная линия. В этом случае необходимо повторить тест).

Могут ли повлиять на результаты какие-либо лекарства или заболевания?

- Препараты для лечения бесплодия, содержащие гормон ХГЧ, могут стать причиной ошибочных результатов (такие препараты вводятся обычно в виде инъекций, и тестирование в течение небольшого срока после инъекции может привести к ложному результату «вы беременны»).
- Другие препараты для лечения бесплодия (например, клонидин, цитрат), обезболивающие препараты, гормональная контрацепция (например, противозачаточные таблетки) не должны влиять на результат.
- Если вы недавно перестали использовать гормональную контрацепцию или принимаете такие средства для лечения бесплодия, как клонидин, цитрат, ваш менструальный цикл может быть нерегулярным, следствием чего может стать преждевременное тестирование.

- Если вы недавно были беременны (даже если вы не выносили ребенка в течение полного срока), может быть получен ложный результат «вы беременны».
- Внезапная беременность, киста яичника, менопауза и некоторые очень редкие заболевания могут стать причиной ошибочных результатов.
- Если получен результат «вы беременны», впоследствии вы можете обнаружить, что вы не беременны, поскольку беременность может естественным образом прерваться на ранних сроках.
- Если вы получили неожиданные результаты, обсудите их со своим врачом.

Внимание!

- Не следует оценивать результат теста позднее чем через 10 минут
- При положительном результате теста вам следует обратиться к врачу
- Если менструация задерживается, а результат двух тестирований отрицательный, вам следует обратиться к врачу

Производитель: PharmLine s.r.o. Dobronická 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic / Добравица 1257, Кунратиче, 148 00 Прага 4, Чешская Республика. E-mail: info@pharmline.cz. Tel: +42 060 819 60 35. **Адрес места производства:** Room 401, Building B Innovation Entrepreneurship Base, High District 264205 Weihai City, Shandong Province PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA.

РЕЗУЛЬТАТ



Инструкция. Перед применением теста для определения беременности следует внимательно ознакомиться с инструкцией.

Точность

Свыше 99,9%, если тест используется со дня ожидаемого начала менструации.

Принцип действия

Во время беременности организм женщины вырабатывает гормон беременности - ХГЧ (хорионический гонадотропин человека). На ранних стадиях беременности количество ХГЧ в организме увеличивается очень быстрыми темпами и через 1-2 недели после зачатия достигает концентрации 25-100 мМЕ/мл. Зачатие происходит в момент овуляции, т.е. примерно в середине менструального цикла. Таким образом, на момент тестирования концентрация ХГЧ как минимум вдвое превышает порог чувствительности теста.

Сроки тестирования

Ультрасовместимые тесты Femitest с чувствительностью 10 мМЕ/мл можно использовать для тестирования уже за 4 дня до ожидаемого начала менструации. Тем не менее, в случае тестирования до задержки и получения результата «вы не беременны», существует вероятность, что беременность есть. Для полной уверенности рекомендуется провести повторное тестирование в день предполагаемого начала менструации.

РАННЕЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

Рекомендуется проводить тестирование со дня ожидаемого начала менструации. Однако концентрация гормона беременности быстро увеличивается на ранней стадии беременности и тест на беременность Femitest позволяет определить беременность уже за 4 дня до предполагаемого начала менструации. Клинические испытания с использованием тестов Femitest и образцов, взятых у женщин на ранней стадии беременности, показали следующие результаты:

количество дней до ожидаемого начала менструации	% образцов, взятых у беременных женщин, с результатом «вы беременны»
-1	98%
-2	97%
-3	88%
-4	56%

Обязательно ли использовать утреннюю мочу

Со дня ожидаемого начала менструации тест можно проводить в любое время суток. Если тестирование проводится раньше ожидаемого срока менструации, рекомендуется использовать утреннюю мочу этого дня, поскольку утром концентрация гормона ХГЧ максимальна. Перед проведением теста избегайте чрезмерного употребления жидкостей и мочегонных средств. В противном случае, если во время раннего тестирования получен результат «вы не беременны», возможно, что уровень гормона ХГЧ еще недостаточно высок для обнаружения.

Условия хранения

Хранить при температуре от 4 до 30°C в запечатанной упаковке вдали от источников тепла, в недоступном для детей месте.

Как рассчитать предполагаемый день начала менструации

Чтобы рассчитать день предполагаемого начала менструации, используйте свою обычную продолжительность цикла, считая количество дней с первого дня менструации до последнего дня перед началом следующей менструации. Если цикл нерегулярный, необходимо учитывать самый длинный цикл за последние месяцы. Если вы не можете рассчитать, когда должна начаться менструация, рекомендуется проводить тестирование не ранее чем через 19 дней после последнего незащищенного полового акта.

РУ №

Производитель: PharmLine s.r.o. Dobronická 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic / Доброничка 1257, Кунратице, 148 00 Прага 4, Чешская Республика. E-mail: info@Pharmline.cz. Tel.: +42 060 819 60 35. Адрес места производства: Room 401, Building B Innovation Entrepreneurship Base, High District 264205 Weihai City, Shandong Province PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA. Уполномоченная организация в РФ: ООО «КСАНТЕРИНИ», Республика Беларусь, 220015, г. Минск, ул. Я. Магара, 41, офис 410. E-mail: adeksanterini.by, tel.: +375 447723333. Уполномоченная организация/Импортёр в РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 129626, г. Москва, ул. Павла Корчагина, дом 2, эт.3, пом. III, ком. 4. Tel./факс: +7 495 665 80 58.

Процедура проведения теста

Струйный тест

- Извлеките из пакета струйный тест
- Снимите защитный колпачок
- Держите наконечник теста направленным вниз под струей мочи в течение 5-7 секунд
- Наденьте защитный колпачок
- Положите тест на сухую горизонтальную поверхность
- Оцените результат через 3-5 минут, но не позднее чем через 10 минут

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА ТЕСТА ДЛЯ СТРУЙНЫХ ТЕСТОВ



Оценка результата

Отрицательный - ВЫ НЕ БЕРЕМЕННЫ

Если в зоне контроля в течение 10 минут появляется одна линия, то тест выполнен правильно и беременности нет.

Положительный - ВЫ БЕРЕМЕННЫ

Если в течение 5-10 минут в зоне контроля появляются две линии, то тест выполнен правильно - беременность есть. Даже бледная вторая линия свидетельствует о положительном результате.

Ошибочный - ТЕСТ ВЫПОЛНЕН НЕПРАВИЛЬНО

Если не появляется ни одной линии, то тестирование выполнено неправильно - попало слишком много, либо слишком мало мочи (именно для этого в тестах есть контрольная линия). В этом случае необходимо повторить тест.

Могут ли повлиять на результаты какие-либо лекарства или заболевания?

- Препараты для лечения бесплодия, содержащие гормон ХГЧ, могут стать причиной ошибочных результатов (такие препараты вводятся обычно в виде инъекций, и тестирование в течение небольшого срока после инъекции может привести к ложному результату «вы беременны»).
- Другие препараты для лечения бесплодия (например, кломифена цитрат), обесбаривающие препараты, гормональная контрацепция (например, противозачаточные таблетки) не должны влиять на результат.
- Если вы недавно перестали использовать гормональную контрацепцию или принимаете такие средства для лечения бесплодия, как кломифена цитрат, ваш менструальный цикл может быть нерегулярным, следствием чего может стать преждевременное тестирование.
- Если вы недавно были беременны (даже если вы не выносили ребенка в течение полного срока), может быть получен ложный результат «вы беременны».
- Внематочная беременность, киста яичника, менопауза и некоторые очень редкие заболевания могут стать причиной ошибочных результатов.
- Если получен результат «вы беременны», впоследствии вы можете обнаружить, что вы не беременны, поскольку беременность может естественным образом прерваться на ранних сроках.
- Если вы получили неожиданные результаты, обсудите их со своим врачом.

Внимание!

- Не следует оценивать результат теста позднее чем через 10 минут
- При положительном результате теста вам следует обратиться к врачу
- Если менструация задерживается, а результат двух тестирований отрицательный, вам следует обратиться к врачу