


Информация по обращению, возможным видам применения и потенциальным ограничениям для группы изделий:

ЦЕМЕНТНЫЕ НОЖКИ



Описание изделий

Beznoska — Ножка, 12/14, АК

Типоразмеры: 1/N – 3/B

Цементная ревизионная ножка, 12/14

Типоразмеры: 11/160 – 14/300

CSC — Цементная ножка, 12/14

Типоразмеры: 0 – 5

Trio — Цементная ножка, 12/14

Типоразмеры: 01 – 8

Бедр. ножка с частич. протезом бедр. кости, 12/14

CSC — Централизатор

Типоразмеры: 1 – 5

Trio — Централизатор

Типоразмеры: 01 – 8

Воротничок бедр. ножки

Типоразмеры: толщина 4 – 10

Заглушка под цементной ножкой

Типоразмеры: D8 – 18

Серкляж — Серкляжная лента

Серкляж — Бегунок с шипами

Серкляжная система — пластина

Типоразмеры: L170 – L230

Информация о стерильности

- Производитель предоставляет изделие в стерильной упаковке.
- Срок гарантии на стерильность имплантата в защитной стерильной упаковке составляет 5 лет. Срок годности указан на защитной стерильной упаковке.
- Запрещается использовать изделие, если стерильная упаковка повреждена. Изделие не подлежит повторной стерилизации.

Предусмотренное применение

Цементные ножки входят в комплект для тотального эндопротезирования тазобедренного сустава с фиксацией с помощью костного цемента. Ножки

предназначены для установки в бедренную кость и имеют шейку 12/14 для крепления с головкой бедренной кости. Остальные компоненты являются вспомогательными.

Описание изделия

Beznoska — Ножка, 12/14, АК изготавливается в восьми вариантах, где используются комбинации трех различных длин и четырех различных поперечных сечений. Шейка имеет единую длину и размер конуса — 12/14 (евро). ШДУ составляет 140°. Ножка изготовлена в соответствии со стандартом ISO 5832-9. Поверхность ножки отполирована, а поверхность конуса шейки имеет рельеф.

Цементная ревизионная ножка, 12/14 изготавливается в 32 версиях с различными сочетаниями четырех диаметров и восьми длин ножек. Шейка имеет единую длину и размер конуса — 12/14 (евро). ШДУ составляет 140°. Ножка изготовлена в соответствии со стандартом ISO 5832-9. Поверхность ножки отполирована, а поверхность конуса шейки имеет рельеф.

CSC — Цементная ножка, 12/14 изготавливается в шести типоразмерах. Шейка имеет единую длину и размер конуса — 12/14 (евро). ШДУ составляет 135°. Ножка изготовлена в соответствии со стандартом ISO 5832-9. Поверхность ножки отполирована, а поверхность конуса шейки имеет рельеф. Централизатор ПММА крепится к нижней части ножки с конусной шейкой.

Trio — Цементная ножка, 12/14 изготавливается в десяти типоразмерах. Шейка имеет единую длину и размер конуса — 12/14 (евро). ШДУ составляет 135°. Ножка изготовлена в соответствии со стандартом ISO 5832-9. Поверхность ножки отполирована, а поверхность конуса шейки имеет рельеф. Централизатор ПММА крепится к нижней части ножки с конусной шейкой.

Бедр. ножка с частич. протезом бедр. кости, 12/14 изготавливается в версии с конусной шейкой 12/14 (евро) для соединения с металлической головкой. Ножка соответствует стандарту ISO 5832-1, частичный протез бедренной кости и ограничительные кольца изготовлены из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (ISO 5834-2), воротник конуса 12/14 изготовлен в соответствии с ISO 5832-9. Поверхность ножки отполирована, а поверхность конуса шейки имеет рельеф. Ограничительные кольца могут входить в комплект ножки для частичной замены бедренной кости, 12/14.

Воротничок бедр. ножки изготавливается в четырех вариантах толщин 4, 6, 8 и 10 мм. В каждом варианте имеются отверстия в размерах 10, 11,5, 13 и 14,5 мм. Форма прокладки отражает форму воротника ножки ТЭП (**Beznoska** — Ножка, 12/14, АК) компании **BEZNOSKA s.r.o.** Воротнички бедр. ножки изготавливаются из сверхвысокомолекулярного полиэтилена UHMWPE (ISO 5834-2).

Заглушка под цементной ножкой изготавливаются в шести типоразмерах с диаметрами 8 мм, 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм с отверстием для устр. для доставки заглушки под цементную бедр. ножку. Втулки под ножку изготавливаются в единой длине 14 мм для всех типоразмеров. Втулки под ножку изготавливаются из сверхвысокомолекулярного полиэтилена UHMWPE (ISO 5834-2).

Серкляж — Серкляжная лента шириной 7,5 мм и толщиной 0,5 мм имеет на конце проушину, используемую для закрытия петли и в качестве опоры для натяжного инструмента при затягивании петли вокруг кости. Лента оборачивается вокруг кости

благодаря отверстию для направляющего инструмента на другом ее конце. Для надежной фиксации при размещении петли в необходимых точках кости на ленту помещают от одного до двух бегунка с шипами. Комплект может включать пластину. Пластина, закрепленная лентой, обеспечивает большую стабильность системы. Пластина изготавливается в вариантах длины 170 мм, 200 мм и 230 мм. Ее толщина составляет 2,5 мм, а ширина — 10 мм. Лента и бегунок изготовлены из чистого титана (ISO 5832-2), а пластина — из деформируемого сплава на основе титана Ti6Al4V (ISO 5832-3). Отделка поверхности выполняется посредством пескоструйной обработки.

Показания к применению

Взрослые мужчины и женщины (18+)

Случаи первичного и вторичного коксартроза, идиопатического некроза головки бедренной кости, воспалительных и поствоспалительных заболеваний (прогрессирующий полиартрит и болезнь Бехтерева), посттравматических заболеваний (псевдоартроз шейки бедра, переломы вертлужной впадины и т. д.).

Противопоказания

Карцинома верхней части бедра, медицинские противопоказания, невозможность последующего врачебного наблюдения за пациентом, инфекции, подтвержденная аллергия или непереносимость металлов (ISO 5832-9) и костного цемента.

Совместимость

Цементные ножки могут устанавливаться в комплекте со всеми моделями головок (металлическими, типа АК, типа Со, керамическими (BIOLOX DELTA)) компании Beznoska. Trio — Централизатор, тип централизатора зависит от типоразмера ножки. На воротничке бедр. ножки располагается такое же отверстие, как и на Beznoska — Ножка12/14, АК компании Beznoska.

Централизатор для CSC — Цементной ножки:

CSC — Централизатор, ПММА	1	Х	Х				
	2			Х			
	3				Х		
	4					Х	
	5						Х

Запрещается комбинировать головки с изделиями других производителей.

Предостережение и предупреждения

Перед операцией

Пациент

- Пациент предоставляет согласие на проведение операции и связанные с ней риски.
- Психическое состояние пациента должно позволять ему понимать суть операции, а также необходимость соблюдать послеоперационный режим.
- Пациент должен знать об ограничениях, связанных с имплантатом.

Подготовка рабочего места перед проведением операции

- Обеспечение высокого уровня стерильности.
- Проверка стерильности упаковки (наличие повреждений и срок годности).
- Набор инструментов для имплантации должен быть полным и находится в рабочем состоянии.
- Запрещается использовать поврежденные и нестерильные имплантаты. Запрещается повторно использовать имплантаты.

- Пациенты, которым выполняется эндопротезирование тазобедренного сустава, должны быть проинформированы о том, что срок службы имплантата зависит от их веса и уровня активности.
- Все необходимые компоненты для имплантации должны иметься в наличии
- В комплектах, где требуется керамическая головка, используются только керамические головки компании Beznoska.

Во время операции

- Необходимо использовать оригинальные инструменты и следовать рекомендованной производителем хирургической процедуре.
- При взаимодействии с изделием необходимо использовать хирургические перчатки.
- При взаимодействии с изделием необходимо обеспечить защиту точно отполированной конусной части шейки со структурированной поверхностью. Повреждение этой поверхности влияет на точность имплантации и срок службы протеза головки.
- Для испытания соединения сустава должны использоваться испытательные головки.
- Устанавливать имплантат следует в подготовленную профилированную полость костного мозга.
- Имплантат устанавливается только вместе с имплантатами компании Beznoska, или с имплантатами, которые прямо рекомендуются компанией Beznoska.

После операции

Пациент

- Пациент должен знать об ограничениях, связанных с имплантатом.
- Пациента необходимо предупредить об ограничении нагрузки на новый имплантат до полного заживления кости.
- В случае неожиданных изменений, связанных с имплантатом, рекомендуется обратиться к специалисту.

Подготовка рабочего места перед проведением операции

- Несущая способность имплантата несопоставима с возможностями здоровой кости.
- Необходимо своевременно проводить профилактические осмотры искусственного сустава.
- На основании имеющейся информации, пациенты с имплантатами компании BEZNOSKA s.r.o., могут пройти магнитно-резонансную томографию со статическим магнитным полем до 3Т, если прошло не менее 6 недель с даты имплантации и если на имплантате отсутствуют признаки разболтанности.

Хирургические процедуры во время операций

Установка цементной ножки осуществляется согласно конкретной хирургической процедуре, подробно описывающей весь процесс имплантации.

- Руководство по имплантации Beznoska — Ножки, 12/14, АК.
- Руководство по имплантации Цементной ревизионной ножки, 12/14.
- Руководство по имплантации CSC — Цементной ножки, 12/14.
- Руководство по имплантации Trio — Цементной ножки.
- Руководство по использованию Серкляж.

Неблагоприятные осложнения

Во время операции

- Повреждение сосудистых и волокнистых структур.
- Ятрогенное повреждение кости (иногда наблюдается возникновение переломов).

После операции

- Сердечно-сосудистые нарушения, такие как ТЭН, тромбоз глубоких вен, ИМ, послеоперационная гематома.
- Нарушения заживления ран, инфекции.
- Ослабление фиксации искусственного сустава или его компонентов, вывих или смещение искусственного сустава, деформация или поломка компонента, сгибательная контрактура, укорочение конечности.

Утилизация изделия

После использования имплантат классифицируется как «опасные отходы» в сфере здравоохранения. Его следует утилизировать согласно действующему законодательству соответствующей страны.

Риски, связанные с повторным использованием, с точки зрения пациента

- Отказ имплантата из-за повреждения поверхности конусной шейки и поверхностей крепления (риск трения, неправильное соединение стершихся частей и последующее ослабление имплантата) или недостаточной стерильности: болевые ощущения и потенциальная необходимость проведения повторной операции.
- Риск инфицирования пациента (риск заражения, расшатывания имплантата, болевых ощущений).
- Неправильный типоразмер или тип имплантата: неисправный имплантат, необходимость повторной операции.

Рекомендации производителя

Запрещается использовать Цементную ревизионную ножку — 310905, 310915 у пациентов, вес которых превышает 60 кг. Trio — Цементная ножка, 321999, 322000, 322001, запрещается использовать у пациентов, вес которых превышает 80 кг. Запрещается повторная стерилизация имплантата. Если стерильная упаковка повреждена, запрещается использовать медицинское изделие. Его следует отправить производителю.

Дата последнего пересмотра: 12.10.2020 г.



Производитель:

BEZNOSKA s.r.o.

Рег. № 43774946

Dělnická 2727,

272 01 Kladno-Kročehlavy, CZECH REPUBLIC (ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА)

Тел.: +420 312 660 670, +420 602 666 503

Факс: +420 312 660 216, +420 312 662 464


Эл. почта: mailbox@beznoska.cz

www: www.beznoska.cz

CE 1014

Информация по обращению, возможным видам применения
и потенциальным ограничениям для группы изделий:

ИМПЛАНТАТ ГОЛОВКИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА



Описание изделий

Металлическая головка Со, 12/14

Типоразмеры: Ø22, Ø28, Ø32, Ø36

Типоразмеры: Ø28, Ø32, Ø36

Типоразмеры: Ø28, Ø32, Ø36 (ТА), 12/14

Информация о стерильности

- Производитель предоставляет изделие в стерильной упаковке.
- Срок гарантии на стерильность имплантата в защитной стерильной упаковке составляет 5 лет. Срок годности указан на защитной стерильной упаковке.
- Запрещается использовать изделие, если стерильная упаковка повреждена. Изделие не подлежит повторной стерилизации.

Предусмотренное применение

Имплантаты головки тазобедренного сустава входят в комплект, предназначенный для тотального эндопротезирования тазобедренного сустава. Головки предназначены для установки на ножки с конусом 12/14.

Описание изделия

Металлическая головка Со, 12/14 изготавливается в четырех вариантах с диаметрами 22, 28, 32 и 36 мм. Размеры глубины конуса головки с диаметром 22 мм могут быть: L (длинные) и M (средние). Головка с диаметрами 28, 32 и 36 мм изготавливается в пяти вариантах со следующими размерами глубины конуса: XXL (очень длинная), XL (удлиненная), L (длинная), M (средняя) и S (короткая). Головка изготовлена из материала согласно ISO 5832-12. Поверхность головок отполирована до зеркального блеска.

Металлическая головка АК, 12/14 изготавливается в трех вариантах с диаметрами 28, 32 и 36 мм и пятью типоразмерами глубины конуса: XXL (очень длинная), XL (удлиненная), L (длинная), M (средняя) и S (короткая). Головка изготовлена из материала согласно ISO 5832-9. Поверхность головок отполирована до зеркального блеска.

Керамическая головка (BIOLOX DELTA), 12/14 изготавливается в трех вариантах с диаметрами 28, 32 и 36 мм и тремя размерами глубины конуса с указанием длины

шейки протеза — L (длинная), M (средняя) и S (короткая). Головка изготовлена из материала в соответствии с ISO 6474-2.

Показания к применению

Взрослые мужчины и женщины (18+)

Случаи первичного и вторичного коксартроза, идиопатического некроза головки бедренной кости, воспалительных и поствоспалительных заболеваний (прогрессирующий полиартрит и болезнь Бехтерева), посттравматических заболеваний (псевдоартроз шейки бедра, переломы вертлужной впадины и т. д.), некоторых форм костных опухолей и др.

Противопоказания

Карцинома верхней части бедра, медицинские противопоказания, невозможность последующего врачебного наблюдения за пациентом, инфекции, подтвержденная аллергия или непереносимость металлов (ISO 5832-9, ISO 5832-12) и костного цемента.

Совместимость

Имплантат головки тазобедренного сустава можно комбинировать со всеми ножками (**Beznoska — Ножка, 12/14, АК, Цементная ревизионная ножка, 12/14, CSC — Цементная ножка, 12/14, Trio — Ножка, 12/14, SF — Бесцементная ножка, 12/14, RMD — Бесцементная ножка, Бедр. ножка с частич. протезом бедр. кости, 12/14**) компании Beznoska. **Запрещается комбинировать головки с изделиями других производителей.**

Предостережение и предупреждения

Перед операцией

Пациент

- Пациент предоставляет согласие на проведение операции и связанные с ней риски.
- Психическое состояние пациента должно позволять ему понимать суть операции, а также необходимость соблюдать послеоперационный режим.
- Пациент должен знать об ограничениях, связанных с имплантатом.

Подготовка рабочего места перед проведением операции

- Обеспечение высокого уровня стерильности.
- Проверка стерильности упаковки (наличие повреждений и срок годности).
- Инструменты для имплантации должны быть исправными и полностью укомплектованными.
- Запрещается использовать поврежденные и нестерильные имплантаты. Запрещается повторно использовать имплантаты.
- Пациенты, которым выполняется эндопротезирование тазобедренного сустава, должны быть проинформированы о том, что срок службы имплантата зависит от их веса и уровня активности.
- Запрещается использовать имплантат вместе с ножкой из деформируемой нержавеющей стали в соответствии с ISO 5832-1.
- Все необходимые компоненты для имплантации должны иметься в наличии.

Во время операции

- Необходимо использовать оригинальные инструменты и следовать рекомендованной производителем хирургической процедуре.

- При взаимодействии с изделием необходимо использовать хирургические перчатки.
- При взаимодействии с изделием необходимо защитить отполированную сферическую поверхность головки, например, от падений или царапин. Повреждение этой поверхности в значительной степени сокращает срок службы шарнирной поверхности протеза суставного хряща вертлужной впадины.
- Необходимо обеспечить безупречную чистоту сферической поверхности головки и шарнирной поверхности протеза суставного хряща вертлужной впадины.
- При взаимодействии с изделием необходимо обеспечить защиту точно отполированной конусной части шейки со структурированной поверхностью. Повреждение этой поверхности повлияет на точность имплантации и срок службы протеза головки.

После операции

Пациент

- Пациент должен знать об ограничениях, связанных с имплантатом.
- Пациента необходимо предупредить об ограничении нагрузки на новый имплантат до полного заживления кости.
- В случае неожиданных изменений, связанных с имплантатом, рекомендуется обратиться к специалисту.

Подготовка рабочего места перед проведением операции

- Несущая способность имплантата несопоставима с возможностями здоровой кости.
- Необходимо своевременно проводить профилактические осмотры искусственного сустава.
- На основании имеющейся информации, пациенты с имплантатами компании BEZNOSKA s.r.o., могут пройти магнитно-резонансную томографию со статическим магнитным полем до 3Т, если прошло не менее 6 недель с даты имплантации и если на имплантате отсутствуют признаки разболтанности.

Хирургические процедуры во время операций

Установка цементной ножки осуществляется согласно конкретной хирургической процедуре, подробно описывающей весь процесс имплантации.

- Руководство по имплантации Металлической головки АК, 12/14.
- Руководство по имплантации **Металлической** головки **Со**, 12/14.
- Руководство по имплантации Керамической головки (BIOLOX DELTA), 12/14.

Неблагоприятные осложнения

Во время операции

- Повреждение сосудистых и волокнистых структур.
- Ятрогенное повреждение кости (иногда наблюдается возникновение переломов).

После операции

- Сердечно-сосудистые нарушения, такие как ТЭН, тромбоз глубоких вен, ИМ, послеоперационная гематома.
- Нарушения заживления ран, инфекции.

- Ослабление фиксации искусственного сустава или его компонентов, вывих или смещение искусственного сустава, деформация или поломка компонента, сгибательная контрактура, укорочение конечности.

Утилизация изделия

После использования имплантат классифицируется как «опасные отходы» в сфере здравоохранения. Его следует утилизировать согласно действующему законодательству соответствующей страны.

Рекомендации производителя

Запрещается повторная стерилизация имплантата. Если стерильная упаковка повреждена, запрещается использовать медицинское изделие. Его следует отправить производителю.

Риски, связанные с повторным использованием, с точки зрения пациента:

- Отказ имплантата из-за повреждения поверхности конусной шейки (неправильное соединение ножки и головки приводит к ее расшатыванию и трению с конусом ножки. Как следствие, это вызывает металлоз и необходимость повторной операции), шарнирных поверхностей (трение влияет на соприкасающиеся части и приводит к ослаблению фиксации имплантата) или недостаточной стерилизации: болевые ощущения и необходимость в повторной операции.
- Риск инфицирования пациента (риск заражения, расшатывания имплантата или необходимости повторной операции).
- Неправильный типоразмер или тип имплантата: неисправный имплантат, необходимость повторной операции

Дата последнего пересмотра: 12.10.2020 г.



CE 1014

BEZNOSKA s.r.o.

Рег.№ 43774946

Dělnická 2727,

272 01 Kladno-Kročehlavy, CZECH REPUBLIC (ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА)

Тел.: +420 312 660 670, +420 602 666 503

Факс: +420 312 660 216, +420 312 662 464


Эл.почта: mailbox@beznoska.cz,

www: www.beznoska.cz

Производитель:

Информация по обращению, возможным видам применения и потенциальным ограничениям для группы изделий:

ЦЕМЕНТНЫЕ ВЕРТЛУЖНЫЕ ЧАШИ



Описание изделий

02 — Цементная чашка

Типоразмеры: D44–66

Beznoska — Цементная чашка

Типоразмеры: D44–64

Информация о стерильности

- Производитель поставляет изделие в стерильной упаковке.
- Срок гарантии на стерильность имплантата в защитной стерильной упаковке составляет 5 лет. Срок годности указан на защитной стерильной упаковке.
- Запрещается использовать изделие, если стерильная упаковка повреждена. Изделие не подлежит повторной стерилизации.

Предусмотренное применение

Цементные чаши являются частью комплекта, предназначенного для тотального эндопротезирования тазобедренного сустава с использованием костного цемента. Чаши предназначены для имплантации в вертлужную впадину.

Описание изделия

02 — Цементная чашка изготавливается в трех стандартных вариантах: стандартном, с офсетом 10°, и с защитой от смещения суставных поверхностей. Чаша изготавливается в типоразмерах: диаметром 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 мм для головок диаметром 28 или 32 мм и диаметром 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 мм для головок диаметром 36 мм. Централизаторы из ПММА обеспечивают ровный двухмиллиметровый слой костного цемента между поверхностью чаши и сформированной вертлужной впадиной. Небольшой воротник по периметру помогает сжать цемент при наложении чаши. Чаши изготовлены из сшитого сверхвысокомолекулярного полиэтилена (UHMWPE) в соответствии с ISO 5834-2. Кольцо из деформируемой нержавеющей стали в соответствии с ISO 5832-1, прикреплено к краю чаши для облегчения рентгеновской идентификации.

Beznoska — Цементная чашка изготавливается во многих типоразмерах (для головок диаметром 28 и 32 мм) и вариантах (всего 23 варианта). Чаши изготавливаются из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (UHMWPE) в соответствии с ISO 5834-2. Кольцо из деформируемой нержавеющей стали в соответствии с ISO 5832-1, прикреплено к краю чаши для облегчения рентгеновской идентификации.

Показания к применению

Взрослые мужчины и женщины (18+)

Случаи первичного и вторичного коксартроза, идиопатического некроза головки бедренной кости, воспалительных и поствоспалительных заболеваний (прогрессирующего полиартрита и болезни Бехтерева), посттравматических заболеваний (псевдоартроза шейки бедра, переломов вертлужной впадины и т. д.), некоторых форм костных опухолей и др.

Противопоказания

Карцинома верхней части бедра, медицинские противопоказания, невозможность последующего врачебного наблюдения за пациентом, инфекции, подтвержденная аллергия или непереносимость металлов (ISO 5832-1) и костного цемента.

Совместимость

Цементные вертлужные чаши можно комбинировать со всеми головками (Металлическая головка АК, металлическая головка Со, керамическая головка (BIOLOX DELTA)) компании Beznoska, если диаметр головки соответствует внутреннему диаметру чаши. **Запрещается комбинировать головки с изделиями других производителей.**

Предостережение и предупреждения

Перед операцией

Пациент

- Пациент предоставляет согласие на проведение операции и связанные с ней риски.
- Психическое состояние пациента должно позволять ему понимать суть операции, а также необходимость соблюдать послеоперационный режим.
- Пациент должен знать об ограничениях, связанных с имплантатом.

Подготовка рабочего места перед проведением операции

- Обеспечение высокого уровня стерильности.
- Проверка стерильности упаковки (наличие повреждений и срок годности).
- Инструменты для имплантации должны быть исправными и полностью укомплектованными.
- Запрещается использовать поврежденные и нестерильные имплантаты. Запрещается повторно использовать имплантаты.
- Пациенты, которым выполняется эндопротезирование тазобедренного сустава, должны быть проинформированы о том, что срок службы имплантата зависит от их веса и уровня активности.
- Имплантат запрещается применять у пациентов с подтвержденной аллергией на металлы (согласно ISO 5832-1), сверхвысокомолекулярный полиэтилен (согласно ISO 5834-2) и костный цемент или с их непереносимостью.
- Все необходимые компоненты для имплантации должны иметься в наличии.

Во время операции

- Необходимо использовать оригинальные инструменты и следовать рекомендованной производителем хирургической процедуре.
- При взаимодействии с изделием необходимо использовать хирургические перчатки.

- При взаимодействии с чашей необходимо обеспечить защиту точно отполированной шарнирной поверхности.
- Вертлужный имплантат, используемый для установки изделия, должен иметь точную форму, равномерный слой костного цемента, а также быть чистым и сухим.
- Необходимо использовать костный цемент, специально предназначенный для цементных чаш, и соблюдать инструкции производителя материала.
- Необходимо удостовериться, что поверхность инструментов, используемых для имплантации или испытания суставного соединения, не повреждена. В ином случае это вызовет повреждение шарнирных поверхностей имплантата и, таким образом, отрицательно скажется на сроке службы имплантата и головки.
- Необходимо обеспечить идеальную чистоту шарнирных поверхностей во время испытания или окончательной сборки суставного соединения.
- Необходимо удалить остатки костного цемента. Остатки костного цемента могут попасть на контактные поверхности и вызвать чрезмерный износ имплантата.

После операции

Пациент

- Пациент должен знать об ограничениях, связанных с имплантатом.
- Пациента необходимо предупредить об ограничении нагрузки на новый имплантат до полного заживления кости.
- В случае неожиданных изменений, связанных с имплантатом, рекомендуется обратиться к специалисту.

Подготовка рабочего места перед проведением операции

- Несущая способность имплантата несопоставима с возможностями здоровой кости.
- Необходимо своевременно проводить профилактические осмотры искусственного сустава.
- На основании имеющейся информации, пациенты с имплантатами компании BEZNOSKA s.r.o. могут пройти магнитно-резонансную томографию со статическим магнитным полем до 3Т, если прошло не менее шести недель с даты имплантации и, если на имплантате отсутствуют признаки разболтанности.

Хирургические процедуры во время операций

Установка цементной чаши осуществляется согласно конкретной хирургической процедуре, подробно описывающей весь процесс имплантации.

- Руководство по имплантации 02 — Цементной чаши.
- Руководство по имплантации Beznoska — Цементной чаши.

Неблагоприятные осложнения

Во время операции

- Повреждение сосудистых и волокнистых структур.
- Ятрогенное повреждение кости (иногда наблюдается возникновение переломов).

После операции

- Сердечно-сосудистые нарушения, такие как ТЭН, тромбоз глубоких вен, ИМ, послеоперационная гематома.
- Нарушения заживления ран, инфекции.
- Ослабление фиксации искусственного сустава или его компонентов, вывих или смещение искусственного сустава, деформация или поломка компонента, сгибательная контрактура, укорочение конечности.

Утилизация изделия

После использования имплантат классифицируется как «опасные отходы» в сфере здравоохранения. Его следует утилизировать согласно действующему законодательству соответствующей страны.

Риски, связанные с повторным использованием, с точки зрения пациента

- Отказ имплантата из-за повреждения шарнирной поверхности (расшатывание из-за трения о детали), поверхностей крепления (риск трения, неправильное соединение стершихся частей и последующее ослабление имплантата) или недостаточной стерилизации: болевые ощущения, потенциальная необходимость повторной операции.
- Риск инфицирования пациента (риск заражения, расшатывание имплантата, болевые ощущения или необходимость повторной операции).
- Неправильный типоразмер или тип имплантата или неукomплектованный имплантат: неисправный имплантат, необходимость повторной операции.

Рекомендации производителя

Запрещается повторная стерилизация имплантата. Если стерильная упаковка повреждена, запрещается использовать медицинское изделие. Его следует отправить производителю.

Дата последнего пересмотра: 12.10.2020 г.



CE 1014

BEZNOSKA s.r.o.

Рег.№ 43774946

Dělnická 2727,

272 01 Kladno-Kročehlavy, CZECH REPUBLIC (ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА)

Тел.: +420 312 660 670, +420 602 666 503

Факс: +420 312 660 216, +420 312 662 464


Эл.почта: mailbox@beznoska.cz,

www: www.beznoska.cz

Производитель:

Информация по обращению, возможным видам применения
и потенциальным ограничениям для группы изделий:

БЕСЦЕМЕНТНЫЕ ВЕРТЛУЖНЫЕ ЧАШИ



Описание изделий

SF/II/B3 — Чашка

Типоразмеры: D40–68

SF/II/B10/B12 — Чашка

Типоразмеры: D48–D72

SF/II — Вставка

Типоразмеры: D40–68

SF — Кортик. винт

Типоразмеры: L15–55

SF — Губч. винт

Типоразмеры: L25–55

ТС/II — Чашка

Типоразмеры: D50, 56, 64

ТС/II — Дист. крючок

Типоразмеры: S, L

ТС/II — Винт с угловой стабильностью

Типоразмеры: L25–55

DUO — Чашка/ с ГА

Типоразмеры: D46–Ø68

DUO — Вставка

Типоразмеры: Ø37–Ø52

DUO — Кортик. винт

Типоразмеры: L15–55

DUO — Губч. винт

Типоразмеры: L20–55

Информация о стерильности

- Производитель предоставляет изделие в стерильной упаковке.
- Срок гарантии на стерильность имплантата в защитной стерильной упаковке составляет 5 лет. Срок годности указан на защитной стерильной упаковке.
- Запрещается использовать изделие, если стерильная упаковка повреждена. Изделие не подлежит повторной стерилизации.

Предусмотренное применение

Бесцементные чаши являются частью комплекта, предназначенного для тотального эндопротезирования тазобедренного сустава. Чаши предназначены для имплантации в вертлужную впадину.

Описание изделия

SF/II/B3 — Чашка изготавливается из чистого титана согласно ISO 5832-2 в 15 типоразмерах диаметром от 40 мм до 68 мм и шагом 2 мм. Плоские оболочки изготавливаются в семи типоразмерах диаметром от 48 до 60 мм и шагом 2 мм. Слой из пористого титана (согласно ISO 5832-2) наносится на поверхность чаши посредством плазмы. Стандартные чаши имеют три отверстия, а плоские — два. Проволочный фиксатор и втулки изготовлены из деформируемого титанового сплава (согласно ISO 5832-3). Вкладыши чаши изготавливаются из сшитого сверхвысокомолекулярного полиэтилена (согласно ISO 5834-2). Стандартные вкладыши изготавливаются в двух вариантах с боковыми углами 0° и 10°, плоские вкладыши — только с 10°. Версия вкладыша с боковым углом 10° может быть установлена в двенадцати различных положениях по отношению к металлической оболочке. Специальные крепежные винты (деформируемый титановый сплав согласно ISO 5832-3).

SF/II/B12 — Чашка предназначена для имплантации в вертлужную впадину без использования костного цемента. Чашка изготовлена из чистого титана в соответствии со стандартом ISO 5832-2. Вариант чаши с десятью отверстиями изготавливается в двух типоразмерах с диаметром 48 и 50 мм, а вариант с двенадцатью отверстиями — в одиннадцати типоразмерах от диаметра 52 мм до диаметра 72 мм. Пористый слой титана (согласно ISO 5832-2) наносится на поверхность чаши с помощью плазмы. Проволочный замок для вкладыша изготавливается из деформируемого титанового сплава (согласно ISO 5832-3), а заглушка для нижнего отверстия — из деформируемого титанового сплава (согласно ISO 5832-3). Они являются неотъемлемыми частями чаши. Вкладыш чаши изготавливается из сшитого сверхвысокомолекулярного полиэтилена высокой плотности (согласно ISO 5834-2).

ТС/II — Чашка изготавливается из деформируемого титанового сплава (согласно ISO 5832-3) в трех типоразмерах диаметра, каждый из которых имеет две длины: с диаметром 50/62 и 68, диаметром 56/68 и 74, а также диаметром 64/76 и 82 мм. Чашку можно оснастить дистальным крючком из чистого титана (согласно ISO 5832-2), который изготавливается в двух типоразмерах: S (маленький) и L (большой). Проволочный фиксатор и втулки изготовлены из деформируемого титанового сплава (согласно ISO 5832-3). Слой из пористого титана (согласно ISO 5832-2) наносится на поверхность чаши посредством плазмы. Вкладыши чаши изготавливаются из сшитого сверхвысокомолекулярного полиэтилена (согласно ISO 5834-2). Вкладыши изготавливаются в двух вариантах с боковыми углами 0° и 10°. Версия вкладыша с боковым углом 10° может быть установлена в 12 различных положениях по отношению к металлической оболочке. Специальные крепежные винты изготавливаются из деформируемого титанового сплава (согласно ISO 5832-3).

DUO — Чашка/ с ГА изготавливается из деформируемого титанового сплава (согласно ISO 5832-3) в 12 типоразмерах диаметром от 46 до 68 мм с шагом 2 мм. Поверхность чашки обработана слоем пористого титана (согласно ISO 5832-2), нанесенным с помощью плазмы. Вторая версия также имеет дополнительный слой гидроксиапатита (согласно ISO 13779-2). Наличие трех отверстий на чашке позволяет закреплять ее в интраоперационном периоде с помощью крепежных винтов. Отверстия, как правило, закрываются винтами из деформируемого титанового сплава (согласно ISO 5832-3). Вкладыш изготавливается из сшитого сверхвысокомолекулярного полиэтилена (UHMWPE) согласно ISO 5834-2. Вкладыши изготавливаются в двух вариантах с боковым углом 0° и 10° для головок диаметром 28, 32 и 36 мм. Вкладыши с боковым углом 10° могут поворачиваться по отношению к металлической оболочке на 30° (12 различных положений). Крепежные винты изготавливаются из деформируемого титанового сплава (согласно ISO 5832-3).

Показания к применению

Взрослые мужчины и женщины (18+)

Случаи первичного и вторичного коксартроза, идиопатического некроза головки бедренной кости, воспалительных и поствоспалительных заболеваний (прогрессирующий полиартрит и болезнь Бехтерева), посттравматических заболеваний (псевдоартроз шейки бедра, переломы вертлужной впадины и т. д.), некоторых форм костных опухолей и др.

Противопоказания

Карцинома верхней части бедра, медицинские противопоказания, невозможность последующего врачебного наблюдения за пациентом, инфекции, подтвержденная аллергия или непереносимость металлов (ISO 5832-1).

Совместимость

Бесцементные вертлужные чаши можно комбинировать со всеми головками (Металлическая головка АК, металлическая головка Со, керамическая головка (BIOLOX DELTA)) компании Beznoska, при условии, что диаметр головки соответствует внутреннему диаметру чаши. **Запрещается комбинировать головки с изделиями других производителей.**

Предостережение и предупреждения

Перед операцией

Пациент

- Пациент предоставляет согласие на проведение операции и связанные с ней риски.
- Психическое состояние пациента должно позволять ему понимать суть операции, а также необходимость соблюдать послеоперационный режим.
- Пациент должен знать об ограничениях, связанных с имплантатом.

Подготовка рабочего места перед проведением операции

- Обеспечение высокого уровня стерильности.
- Проверка стерильности упаковки (наличие повреждений и срок годности).
- Инструменты для имплантации должны быть исправными и полностью укомплектованными.
- Запрещается использовать поврежденные и нестерильные имплантаты. Запрещается повторно использовать имплантаты.

- Пациенты, которым выполняется эндопротезирование тазобедренного сустава, должны быть проинформированы о том, что срок службы имплантата зависит от их веса и уровня активности.
- Имплантат запрещается применять у пациентов с подтвержденной аллергией на металлы или их непереносимость (согласно ISO 5832-1), сверхвысокомолекулярный полиэтилен (согласно ISO 5834-2).
- Все необходимые компоненты для имплантации должны иметься в наличии.

Во время операции

- Необходимо использовать оригинальные инструменты и следовать рекомендованной производителем хирургической процедуре.
- При взаимодействии с изделием необходимо использовать хирургические перчатки.
- При взаимодействии с чашей необходимо обеспечить защиту точно отполированной шарнирной поверхности.
- Вертлужный имплантат, используемый для установки изделия, должен иметь точную форму, а также быть чистым и сухим.
- Необходимо удостовериться, что поверхность инструментов, используемых для имплантации или испытания суставного соединения, не повреждена. В ином случае это вызовет повреждение шарнирных поверхностей имплантата и, таким образом, отрицательно скажется на сроке службы имплантата и головки.
- Необходимо обеспечить идеальную чистоту шарнирных поверхностей во время испытания или окончательной сборки суставного соединения.

После операции

Пациент

- Пациент должен знать об ограничениях, связанных с имплантатом.
- Пациента необходимо предупредить об ограничении нагрузки на новый имплантат до полного заживления кости.
- В случае неожиданных изменений, связанных с имплантатом, рекомендуется обратиться к специалисту.

Подготовка рабочего места перед проведением операции

- Несущая способность имплантата несопоставима с возможностями здоровой кости.
- Необходимо своевременно проводить профилактические осмотры искусственного сустава.
- На основании имеющейся информации, пациенты с имплантатами компании BEZNOSKA s.r.o., могут пройти магнитно-резонансную томографию со статическим магнитным полем до 3Т, если прошло не менее шести недель с даты имплантации и, если на имплантате отсутствуют признаки разболтанности.

Хирургические процедуры во время операций

Установка бесцементной чаши осуществляется согласно конкретной хирургической процедуре, подробно описывающей весь процесс имплантации.

- Руководство по имплантации SF/II — Бесцементной чаши.
- Руководство по имплантации TC/II — Бесцементной чаши.
- Руководство по имплантации DUO — Бесцементной чаши.

Неблагоприятные осложнения

Во время операции

- Повреждение сосудистых и волокнистых структур.
- Ятрогенное повреждение кости (иногда наблюдается возникновение переломов).

После операции

- Сердечно-сосудистые нарушения, такие как ТЭН, тромбоз глубоких вен, ИМ, послеоперационная гематома.
- Нарушения заживления ран, инфекции.
- Ослабление фиксации искусственного сустава или его компонентов, вывих или смещение искусственного сустава, деформация или поломка компонента, сгибательная контрактура, укорочение конечности.

Утилизация изделия

После использования имплантат классифицируется как «опасные отходы» в сфере здравоохранения. Его следует утилизировать согласно действующему законодательству соответствующей страны.

Риски, связанные с повторным использованием, с точки зрения пациента

- Отказ имплантатов из-за повреждения шарнирной поверхности (расшатывание из-за трения о детали), поверхностей крепления или недостаточной стерилизации: болевые ощущения и необходимость повторной операции.
- Риск инфицирования пациента (риск заражения, расшатывание имплантата, болевые ощущения или необходимость повторной операции).
- Неправильный типоразмер или тип имплантата: неисправный имплантат, необходимость повторной операции.

Рекомендации производителя

Запрещается повторная стерилизация имплантата. Если стерильная упаковка повреждена, запрещается использовать медицинское изделие. Его следует отправить производителю.

Дата последнего пересмотра: 12.10.2020 г.



CE 1014

BEZNOSKA s.r.o.

Reg. № 43774946

Dělnická 2727,

272 01 Kladno-Kročehlavy, CZECH REPUBLIC (ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА)

Тел.: +420 312 660 670, +420 602 666 503

Факс: +420 312 660 216, +420 312 662 464


Эл. почта: mailbox@beznoska.cz,

www: www.beznoska.cz

Производитель:

Информация по обращению, возможным видам применения и потенциальным ограничениям для группы изделий:

РЕВИЗИОННЫЙ ВЕРТЛУЖНЫЙ ИМПЛАНТАНТ



Описание изделий

Каркас для реконструкции

Типоразмеры: D46–56

BS — Каркас для реконструкции

Типоразмеры: D51–56

Кортик. винт, короткая головка

Типоразмеры: L25–45

Губч. винт, короткая головка

Типоразмеры: L25–45

Информация о стерильности

- Производитель предоставляет изделие в стерильной упаковке.
- Срок гарантии на стерильность имплантата в защитной стерильной упаковке составляет 5 лет. Срок годности указан на защитной стерильной упаковке.
- Запрещается использовать изделие, если стерильная упаковка повреждена. Изделие не подлежит повторной стерилизации.

Предусмотренное применение

Каркас для реконструкции или BS — Каркас для реконструкции являются вспомогательными частями при тотальном эндопротезировании тазобедренного сустава. Изделия предназначены для имплантации в вертлужную впадину.

Описание изделия

Каркас для реконструкции имеет воротник, функцией которого является опора по краям вертлужной впадины. На воротнике и по всей поверхности имплантата расположены отверстия с диаметром 4,7 мм. Имплантаты изготавливаются в трех типоразмерах (46, 51 и 56 мм) и двух типах (тип А и тип В), отличающихся количеством отверстий для фиксации (7 и 13 отверстий) в воротнике имплантата. Имплантаты изготовлены из испытанной деформируемой нержавеющей стали согласно ISO 5832-1. Обработка поверхности осуществляется путем пескоструйной обработки. Реставрационная сетка фиксируется винтами с короткой головкой. Винты изготовлены из деформируемой нержавеющей стали (согласно ISO 5832-1).

BS — Каркас для реконструкции изготавливается в двух типоразмерах с наружным диаметром оболочки 51 и 56 мм для чаш размером 44 (маленькая) и 49 мм (средняя). Фланец в проксимальной части прокладки используется для фиксации имплантата на

подвздошной кости с помощью четырех винтов. BS — Каркас для реконструкции изготовлена из деформируемой нержавеющей стали (согласно ISO 5832-1).

Для фиксации прокладки необходимо использовать фиксирующие винты (кортикальные и спонгиозные) с короткой головкой из деформируемой нержавеющей стали (согласно ISO 5832-1).

Показания к применению

Взрослые мужчины и женщины (18+)

Показания к применению — протрузия вертлужной впадины или ее неизбежное появление.

Противопоказания

Медицинские противопоказания, инфекции, подтвержденная аллергия или непереносимость металлов (согласно ISO 5832-1).

Совместимость:

Имплантаты можно комбинировать с цементными чашками (Beznoska — Цементная чашка, 02 — Цементная чашка) при условии, что внутренний диаметр имплантатов соответствует внешнему диаметру чаш. **Запрещается комбинировать головки с изделиями других производителей.**

Предостережение и предупреждения

Перед операцией

Пациент

- Пациент предоставляет согласие на проведение операции и связанные с ней риски.
- Психическое состояние пациента должно позволять ему понимать суть операции, а также необходимость соблюдать послеоперационный режим.
- Пациент должен знать об ограничениях, связанных с имплантатом.

Подготовка рабочего места перед проведением операции

- Обеспечение высокого уровня стерильности.
- Проверка стерильности упаковки (наличие повреждений и срок годности).
- Инструменты для имплантации должны быть исправными и полностью укомплектованными.
- Изделие предназначено только для одноразового использования.
- Запрещается использовать поврежденные и нестерильные имплантаты. Запрещается повторно использовать имплантаты.
- Запрещается использовать изделие у пациентов с подтвержденной аллергией на металлы или их непереносимостью (согласно ISO 5832-1).
- Пациенты, которым выполняется эндопротезирование тазобедренного сустава, должны быть проинформированы о том, что срок службы имплантата зависит от их веса и уровня активности.
- Все необходимые компоненты для имплантации должны иметься в наличии.

Во время операции

- Необходимо использовать оригинальные инструменты и следовать рекомендованной производителем хирургической процедуре.
- При взаимодействии с изделием необходимо использовать хирургические перчатки.

- Имплантат может быть зафиксирован костными винтами компании BEZNOSKA, изготовленными из нержавеющей стали согласно ISO 5832-1.

После операции

Пациент

- Пациент должен знать об ограничениях, связанных с имплантатом.
- Пациента необходимо предупредить об ограничении нагрузки на новый имплантат до полного заживления кости.
- В случае неожиданных изменений, связанных с имплантатом, рекомендуется обратиться к специалисту.

Подготовка рабочего места перед проведением операции

- Несущая способность имплантата несопоставима с возможностями здоровой кости.
- Необходимо своевременно проводить профилактические осмотры искусственного сустава.
- На основании имеющейся информации, пациенты с имплантатами компании BEZNOSKA s.r.o., могут пройти магнитно-резонансную томографию со статическим магнитным полем до 3Т, если прошло не менее шести недель с даты имплантации и, если на имплантате отсутствуют признаки разболтанности.

Хирургические процедуры во время операций

Укрепление вертлужной впадины осуществляется согласно конкретной хирургической процедуре, подробно описывающей весь процесс имплантации.

- Руководство по имплантации Каркаса для реконструкции.
- Руководство по имплантации BS — Каркаса для реконструкции.

Неблагоприятные осложнения

Во время операции

- Повреждение сосудистых и волокнистых структур.
- Ятрогенное повреждение кости (иногда наблюдается возникновение переломов).

После операции

- Сердечно-сосудистые нарушения, такие как ТЭН, тромбоз глубоких вен, ИМ, послеоперационная гематома.
- Нарушения заживления ран, инфекции.
- Ослабление фиксации искусственного сустава или его компонентов, вывих или смещение искусственного сустава, деформация или поломка компонента, сгибательная контрактура, укорочение конечности.

Утилизация изделия

После использования имплантат классифицируется как «опасные отходы» в сфере здравоохранения. Его следует утилизировать согласно действующему законодательству соответствующей страны.

Рекомендации производителя

Запрещается повторно стерилизовать имплантат, поскольку возможен риск:

- Повреждения шарнирных поверхностей, повреждения элементов крепления и фиксации.

Риски, связанные с повторным использованием, с точки зрения пациента

- Отказ имплантатов из-за повреждений шарнирной поверхности, а также поверхностей крепления, вызывает нарушения в работе элементов фиксации и крепления, трение, поломки фиксирующих винтов или нарушение стерилизации: болевые ощущения или необходимость в повторной операции.
- Риск инфицирования пациента (риск заражения, расшатывания имплантата, болевых ощущений).
- Неправильный типоразмер или тип имплантата: неисправный имплантат, необходимость повторной операции.

Дата последнего пересмотра: 12.10.2020 г.



Производитель:

CE 1014

BEZNOSKA s.r.o.

Рег.№ 43774946

Dělnická 2727,

272 01 Kladno-Kročehlavy, CZECH REPUBLIC (ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА)

Тел.: +420 312 660 670, +420 602 666 503


Факс: +420 312 660 216, +420 312 662 464

Эл.почта: mailbox@beznoska.cz

www: www.beznoska.cz

Информация по обращению, возможным видам применения и потенциальным ограничениям для группы изделий:

ТОТАЛЬНЫЙ ЭНДОПРОТЕЗ ТРАПЕЦИОПЯСТНОГО СУСТАВА



Описание изделий

ELiS — Бесцементная ножка, Т

Типоразмеры: 1–5

ELiS — Бесцементная ножка, Т/II (Ti+ГА)

Типоразмеры: 1–5

ELiS — Прямая шейка, Т/II

Типоразмеры: L12–18

ELiS — Бесцементная чашка, Т/III

Типоразмеры: D9–10

ELiS — Вставка, Т/III, под головку

ELiS — Протез кости-трапеции, TR

Типоразмеры: 14/15–16/17

ELiS — Вставка для кости-трапеции, TR

Типоразмеры: 9/5–11/5

ELiS — Цементная чашка с офсетом, Т/II

Информация о стерильности

- Производитель предоставляет изделие в стерильной упаковке.
- Срок гарантии на стерильность имплантата в защитной стерильной упаковке составляет 5 лет. Срок годности указан на защитной стерильной упаковке.
- Запрещается использовать изделие, если стерильная упаковка повреждена. Изделие не подлежит повторной стерилизации.

Предусмотренное применение

Тотальный эндопротез трапециопястного сустава — ELiS разработан для первичной операции по протезированию трапециопястного сустава и состоит из ножки, шейки и чаши.

Описание изделия

Протез трапециопястного сустава в комплекте I и II состоит из трех частей — метакарпальной ножки, шейки с головкой и бесцементной или цементной чаши, помещенной в трапецию (чаша + вкладыш). Протез трапециопястного сустава в комплекте III разработан для ревизионных операций. Он включает три части: метакарпальную ножку, шейку с головкой 5 мм и протез трапеции (чаша + вкладыш).

ELiS — Бесцементная ножка, Т, Т/II (Ti+ГА)

Бесцементная ножка разработана таким образом, чтобы ее форма и размер позволяли надежно разместить ее в полости пястной кости. Бесцементная ножка изготавливается из деформируемого сплава на основе титана (ISO 5832-3). На внешнюю поверхность верхней части протеза нанесено покрытие плазменным напылением из титана (ISO 5832-2) типа Т, или двойным слоем сплава титана (ISO 5832-2) с ГА (ISO 13779-2) типа Т/II. Нижняя часть ножки подвергается тонкой пескоструйной обработке примерно на 1/3 длины. Данный тип ножки подходит для установки в комплекте со всеми типоразмерами шейки.

ELiS — Прямая шейка, Т/II

Шейка изготавливается в четырех длинах (12, 14, 16 и 18 мм) и двух вариантах формы. Она может быть прямой и с вальгусным углом 15° (отличаются друг от друга положением оси шейки по отношению к оси соединительного конусного отверстия в ножке). Диаметр головки составляет 5 мм. Шейка изготавливается из деформируемого кобальтового сплава (согласно ISO 5832-12). Поверхность имплантата матирована, шарнирная поверхность головки отполирована.

ELiS — Бесцементная чашка, Т/III

Бесцементная чашка состоит из двух отдельных частей (чашки и вкладыша) и разработана для бесцементной фиксации трапециевидной кости.

ELiS — Бесцементная чашка, Т/III имеет сферическую форму диаметром 9 или 10 мм. На наружной поверхности чаши по периметру (в наибольшем диаметре) размещены элементы, препятствующие вращению, а вся поверхность обработана двойным напылением сплава пористого Ti + ГА (согласно ISO 5832-2, ISO 13779-2). Внутренняя сферическая поверхность чаши снабжена элементами, предотвращающими выпадение и вращение для надежной фиксации вкладыша. Для ввода проволоки на дне чаши предусмотрены отверстия диаметром 2 мм.

ELiS — Вставка, Т/III, под головку имеет сферическую внешнюю поверхность с диаметром, соответствующим типоразмеру чаши. Для соединения с чашей в верхней части вкладыша имеются крепления. Внутренняя сферическая поверхность предназначена для сочленения с головкой диаметром 5 мм. Чашка изготовлена из деформируемого сплава титана Ti6Al4V (ISO 5832-3). Внутренняя поверхность обработана двойным напылением сплава пористого Ti (ISO 5834-2) и ГА (ISO 13779-2). Вкладыш изготавливается из сшитого сверхвысокомолекулярного полиэтилена UHMWPE (ISO 5834-2).

ELiS — Цементная чашка с офсетом, Т/II

Чашка изготавливается для цементной фиксации и предназначена для использования в комплекте с шейкой диаметром 5 мм. Наружная поверхность чашки представляет собой сферу диаметром 10 мм, внутренняя поверхность также является сферической и имеет диаметр 5 мм. По периметру чашки размещены канавки стабилизации для соединения с цементом. Чашка изготовлена из сшитого сверхвысокомолекулярного полиэтилена UHMWPE (ISO 5834-2).

ELiS — Протез кости-трапеции, TR

Комплект протеза трапециевидной кости состоит из двух отдельных частей (протеза трапеции и вкладыша):

Корпус **ELiS — Протеза кости-трапеции** имеет бочкообразную форму с эллиптическим поперечным сечением, в наиболее широкой точке достигающем 14/15,

15/16 и 16/17 мм, и высотой 10 мм. На внешней поверхности, с одной стороны, имеется бороздка для стабилизации радиальной части лучевого сгибателя запястья и два поперечных отверстия для дополнительной фиксации. Внутренняя часть корпуса имеет коническое отверстие, в которое помещается вкладыш.

ELiS — Вставка для кости-трапеции, TR имеет форму конуса, а его типоразмеры соответствуют типоразмерам отверстия корпуса протеза. Внутренняя сферическая поверхность предназначена для сочленения с головкой диаметром 5 мм.

Корпус **ELiS — Протеза кости-трапеции** изготовлен из деформируемого сплава кобальт-хром-молибден (ISO 5832-12). Внешняя поверхность отполирована.

ELiS — Вставка для кости-трапеции, TR изготавливается из сшитого сверхвысокомолекулярного полиэтилена UHMWPE (ISO 5834-2).

Показания к применению


Взрослые мужчины и женщины (18+)

Случаи первичного и вторичного ризартроза, устойчивого к консервативному лечению, ревматоидного артрита (относительное показание — не подходит для эндопротезирования трапеции), рентгенологический критерий Eaton-Littler II-IV, нефиксированная Z-образная деформация большого пальца в пястно-фаланговом суставе, высота трапеции (не подходит для эндопротезирования трапеции) > 7 мм.

Противопоказания

Молодые, очень активные пациенты; рентгеновский снимок Eaton-Littler IV (не подходит для эндопротезирования трапеции), ригидная Z-образная деформация большого пальца в пястно-фаланговом суставе является относительным противопоказанием (необходимость в долгосрочном решении или, возможно, в сочетании с тотальным эндопротезированием пястно-запястного сустава, малая трапециевидная кость (не подходит для эндопротезирования трапеции), дисплазия трапеции (Капанджи > 140°) (не подходит для эндопротезирования трапеции), тяжелый остеопороз, подтвержденная аллергия или непереносимость металлов (титановый сплав ISO 5832-3, титан ISO 5832-2), сверхвысокопрочного полиэтилена (ISO 5834-2) и костного цемента, специфические и неспецифические воспалительные заболевания

Совместимость



Предостережение и предупреждения

Перед операцией

Пациент

- Пациент предоставляет согласие на проведение операции и связанные с ней риски.
- Психическое состояние пациента должно позволять ему понимать суть операции, а также необходимость соблюдать послеоперационный режим.
- Пациент должен знать об ограничениях, связанных с имплантатом.

Подготовка рабочего места перед проведением операции

- Обеспечение высокого уровня стерильности.
- Проверка стерильности упаковки (наличие повреждений и срок годности).
- Набор инструментов для имплантации должен быть полным и находиться в рабочем состоянии.
- Изделие предназначено только для одноразового использования.
- Запрещается использовать поврежденные и нестерильные имплантаты. Запрещается повторно использовать имплантаты.
- Имплантат запрещается применять у пациентов с подтвержденной аллергией на металлы (титановый сплав ISO 5832-3, титан ISO 5832-2),

сверхвысокомолекулярный полиэтилен (ISO 5834-2) и костный цемент, или с их непереносимостью.

- Пациенты, у которых выполняется эндопротезирование тазобедренного сустава, должны быть проинформированы о том, что срок службы имплантата зависит от их веса и уровня активности.
- Все необходимые компоненты для имплантации должны иметься в наличии.

Во время операции

- Необходимо использовать оригинальные инструменты и следовать рекомендованной производителем хирургической процедуре.
- При взаимодействии с изделием необходимо использовать хирургические перчатки.
- Следует избегать неправильной резекции и неправильного позиционирования компонентов.
- Во время работы с изделием полированные шарнирные поверхности, поверхности, обработанные плазменным напылением Ti или Ti + GA, а также поверхности ножки с резьбой должны быть защищены. Любое повреждение шарнирных поверхностей отрицательно влияет на срок службы имплантата.
- Запрещается использовать поврежденные инструменты или оборудование при установке имплантата.
- Запрещается использовать шейку для испытания соединений сустава.
- При использовании комплекта с цементной чашей удалите остатки костного цемента так как они могут попадать между контактными поверхностями, что приводит к чрезмерному износу имплантата.
- Имплантат должен всегда устанавливаться на чистое и сухое точно отпрофилированное ложе (проверяется с помощью испытательных компонентов).
- Необходимо обеспечить идеальную чистоту шарнирных поверхностей во время испытания или окончательной сборки суставного соединения.
- Перед установкой последней шейки тщательно очистите и просушите поверхности крепления и шарнирные соединения.

После операции

Пациент

- Пациент должен знать об ограничениях, связанных с имплантатом.
- Пациента необходимо предупредить об ограничении нагрузки на новый имплантат до полного заживления кости.
- В случае неожиданных изменений, связанных с имплантатом, рекомендуется обратиться к специалисту.

Подготовка рабочего места перед проведением операции

- Несущая способность имплантата несопоставима с возможностями здоровой кости.
- Необходимо своевременно проводить профилактические осмотры искусственного сустава.
- На основании имеющейся информации, пациенты с имплантатами компании BEZNOSKA s.r.o., могут пройти магнитно-резонансную томографию со статическим магнитным полем до 3Т, если прошло не менее шести недель с даты имплантации и, если на имплантате отсутствуют признаки разболтанности.

Хирургические процедуры во время операций

Установка эндопротеза трапециопястного сустава осуществляется согласно конкретной хирургической процедуре, подробно описывающей весь процесс имплантации.

Неблагоприятные осложнения

Во время операции

- Повреждение сосудистых и волокнистых структур.
- Ятрогенное повреждение кости (иногда наблюдается возникновение переломов).
- Неправильное расположение компонентов, неправильная резекция.

После операции

- Сердечно-сосудистые нарушения, такие как ТЭН, тромбоз глубоких вен, ИМ, послеоперационная гематома.
- Нарушения заживления ран, инфекции.
- Ослабление фиксации всего эндопротеза или его компонентов, деформация или поломка компонента.

Утилизация изделия

- После использования имплантат классифицируется как «опасные отходы» в сфере здравоохранения. Его следует утилизировать согласно действующему законодательству соответствующей страны.

Рекомендации производителя

Запрещается повторно стерилизовать и использовать имплантат, поскольку возможен риск:

- Повреждения полированных шарнирных поверхностей, соединительных элементов и поверхностей крепления.
- Повреждения или загрязнения пористого слоя.

Риски, связанные с повторным использованием, с точки зрения пациента:

- Отказ имплантата из-за повреждения шарнирных, соединительных и закрепляющих поверхностей, ненадлежащая стерилизация: риск неприживания, и следовательно, необходимость в повторной операции.
- Риск инфицирования пациента — риск заражения, которое трудно поддается лечению, и последующего расшатывания.
- Неправильный типоразмер или тип имплантата: неисправный имплантат, необходимость повторной преждевременной операции.

Дата последнего пересмотра: 12.10.2020 г.



Производитель:

CE 1014
BEZNOSKA s.r.o.

Reg. № 43774946

Dělnická 2727,

272 01 Kladno-Kročehlavy, CZECH REPUBLIC (ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА)

Тел.: +420 312 660 670, +420 602 666 503


Факс: +420 312 660 216, +420 312 662 464

Эл. почта: mailbox@beznoska.cz

www: [www: www.beznoska.cz](http://www.beznoska.cz)

Информация по обращению, возможным видам применения и потенциальным ограничениям для группы изделий:

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



Описание изделий

Спица Киршнера

Типоразмеры: D1,2–3; L100–300

Проволока Osteofix

Типоразмеры: D0,5–1,2

Информация о стерильности

- Изделие поставляется в нестерильном состоянии
- Метод стерилизации приведен в прилагаемой процедуре стерилизации для нестерильных имплантатов № 500
- Изделие можно стерилизовать повторно

Предусмотренное применение

Спица Киршнера и Проволока Osteofix являются вспомогательными изделиями, которые используются для тотального эндопротезирования тазобедренного сустава.

Описание изделия

Спица Киршнера — это хирургическое изделие с круглым поперечным сечением. Наконечник спицы (по типу пера или копы) оснащен режущими кромками для облегчения введения и ушком для крепления к головке или насадке. Характеристиками изделия являются диаметр цилиндрического сечения и общая длина. Спицы Киршнера изготавливаются в диаметре от 1,2 до 3 мм и длиной от 100 до 300 мм из деформируемой нержавеющей стали (согласно ISO 5832-1). Изделие также можно использовать в качестве имплантата. Отделка поверхности выполняется посредством полировки.

Проволока Osteofix используется при серкляже фиксирующих пластин компании Beznoska s.r.o. для лечения пациентов с *pectus excavatum*. Она используется в качестве дополнительной фиксации или как спица для диагностики прозрачных имплантатов. Проволока для остеофиксации поставляется в мотках по 5 м проволоки диаметром 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 1,0 и 1,2 мм. Проволока изготавливается из деформируемой нержавеющей стали (согласно ISO 5832-1). Отделка поверхности выполняется посредством полировки.

Показания к применению

Взрослые мужчины и женщины (18+)

Показания к применению — вспомогательная фиксация, а также временное или основное крепление костных отломков.

Противопоказания

Медицинские противопоказания, инфекции, подтвержденная аллергия или непереносимость металлов (согласно ISO 5832-1). Изделие не соответствует требованиям для полного функционально-стабильного остеосинтеза.

Совместимость

Изделия можно комбинировать исключительно с имплантатами компании Beznoska s.r.o., которые подходят для соответствующих целей. **Запрещается комбинировать головки с изделиями других производителей.**

Предостережение и предупреждения

Перед операцией

Пациент

- Пациент предоставляет согласие на проведение операции и связанные с ней риски.
- Психическое состояние пациента должно позволять ему понимать суть операции, а также необходимость соблюдать послеоперационный режим.
- Пациент должен знать об ограничениях, связанных с имплантатом.

Подготовка рабочего места перед проведением операции

- Обеспечение высокого уровня стерильности.
- Инструменты для имплантации должны быть исправными и полностью укомплектованными.
- Изделие предназначено только для одноразового использования.
- Запрещается использовать поврежденные и нестерильные имплантаты. Запрещается повторно использовать имплантаты.
- Запрещается использовать изделие у пациентов с подтвержденной аллергией на металлы или их непереносимостью (согласно ISO 5832-1).

Во время операции

- Необходимо использовать оригинальные инструменты и следовать рекомендованной производителем хирургической процедуре.
- При взаимодействии с изделием необходимо использовать хирургические перчатки.
- Изделию можно придать нужную форму с помощью обычных инструментов.
- При обращении с изделием необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить рабочие части (острый наконечник и ушко) и не погнуть цилиндрическую часть спицы при использовании ее в качестве направляющей.

После операции

Пациент

- Пациент должен знать об ограничениях, связанных с имплантатом.
- Пациента необходимо предупредить об ограничении нагрузки на новый имплантат до полного заживления кости.
- В случае неожиданных изменений, связанных с имплантатом, рекомендуется обратиться к специалисту.

Подготовка рабочего места перед проведением операции

- Несущая способность имплантата несопоставима с возможностями здоровой кости.
- Необходимо своевременно проводить профилактические осмотры искусственного сустава.
- На основании имеющейся информации, пациенты с имплантатами компании BEZNOSKA s.r.o., могут пройти магнитно-резонансную томографию со статическим магнитным полем до 3Т, если прошло не менее 6 недель с даты имплантации и если на имплантате отсутствуют признаки разболтанности.

Хирургические процедуры во время операций

- Вспомогательные изделия предназначены для использования опытными хирургами. Решение об их использовании остается полностью на усмотрение хирурга.

Неблагоприятные осложнения

Во время операции

- Повреждение сосудистых и волокнистых структур.
- Ятрогенное повреждение кости (иногда наблюдается возникновение переломов).

После операции

- Сердечно-сосудистые нарушения, такие как ТЭН, тромбоз глубоких вен, ИМ, послеоперационная гематома.
- Нарушения заживления ран, инфекции.
- Ослабление фиксации искусственного сустава или его компонентов, вывих или смещение искусственного сустава, деформация или поломка компонента, сгибательная контрактура, укорочение конечности.

Утилизация изделия

После использования имплантат классифицируется как «опасные отходы» в сфере здравоохранения. Его следует утилизировать согласно действующему законодательству соответствующей страны.

Рекомендации производителя

Изделие можно стерилизовать повторно:

- Соблюдайте инструкции по стерилизации, предоставленные производителем

Риски, связанные с повторным использованием, с точки зрения пациента

- Отказ имплантатов из-за повреждений шарнирной поверхности, а также поверхностей крепления, вызывает нарушения в работе элементов фиксации и крепления, трение, поломки фиксирующих винтов или нарушение стерилизации: болевые ощущения или необходимость в повторной операции.
- Риск инфицирования пациента (риск заражения, расшатывания имплантата, болевых ощущений).
- Неправильный типоразмер или тип имплантата: неисправный имплантат, необходимость повторной операции.

Дата последнего пересмотра: 12.10.2020 г.

Производитель:

CE 1014

BEZNOSKA s.r.o.
Per.№ 43774946
Dělnická 2727,
272 01 Kladno-Kročehlavy, CZECH REPUBLIC (ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА)
Тел.: +420 312 660 670, +420 602 666 503
Факс: +420 312 660 216, +420 312 662 464
Эл.почта: mailbox@beznoska.cz,
www: www.beznoska.cz