

СООО «Траймекс»
Республика Беларусь
220099, г. Минск
ул. Казинца, 2а-2



Утверждаю:
Директор СООО «Траймекс»
А.Н. Копелев

**Инструкция по применению изделий санитарно-гигиенических многоразового использования:
Костюм медицинский**

1. Общие сведения

1.1. Костюм предназначен для обеспечения безопасности лечебных и диагностических манипуляций, защиты медицинского персонала от прямого контакта с болезнетворными организмами, биологическими жидкостями, препаратами.

1.2. Изделия санитарно-гигиенические многоразового использования соответствуют требованиям:

- ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

- СТБ 757-2001 «Изделия санитарно-гигиенические для медицинского персонала. Общие технические условия»

1.3. Наименование и размеры выпускаемых изделий указаны в нижеприведенной таблице:

Наименование изделий	Размерные признаки		
	Обхват груди/ маркировка размера на изд.	Рост для мужчин	Рост для женщин
1. Костюмы медицинские мужские и женские, в том числе отдельными предметами (куртки, брюки).	88-92	170-176 (3-4)	158-164 (3-4)
		182-188 (5-6)	170-176 (5-6)
2. Халаты медицинские мужские и женские	96-100	170-176 (3-4)	158-164 (3-4)
		182-188 (5-6)	170-176 (5-6)
	104-108	170-176 (3-4)	158-164 (3-4)
		182-188 (5-6)	170-176 (5-6)
	112-116	170-176 (3-4)	158-164 (3-4)
		182-188 (5-6)	170-176 (5-6)
	120-124	170-176 (3-4)	158-164 (3-4)
		182-188 (5-6)	170-176 (5-6)

Значения роста и обхвата груди, указанные в таблице, можно использовать в любых сочетаниях.

► **Наименование изделия, размер, защитные свойства, дата изготовления указаны в товарном ярлыке.**

1.4. Для обеспечения удобства, комфорта и защиты костюм следует подбирать по размеру и росту пользователя и эксплуатировать только в застегнутом состоянии. Перед эксплуатацией необходимо проверить состояние одежды: целостность ткани, швов. Изделия с повреждениями ткани либо швов, а также сильнозагрязненная одежда, не удовлетворяют санитарно-гигиеническим требованиям.

2. Рекомендации по транспортировке:

Изделия должны транспортироваться в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

3. Рекомендации по хранению:

Изделие следует хранить на стеллажах, в местах, защищенных от попадания прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов.

4. Рекомендации по уходу за костюмом медицинским:

- изделие необходимо по мере загрязнения подвергать обработке в соответствии с символами по уходу, указанными на маркировочной ленте;

- костюм медицинский из хлопчатобумажной и смешанных тканей допускается стирать в растворе, содержащем 5 г/дм³ универсального моющего препарата в стиральной машине в течение 10 мин с последующей промывкой;

- стирка при температуре не выше 40 °С;

- изделия с контрастными вставками, с печатью, вышивкой – не замачивать;

- Влажно-тепловая обработка санитарно-гигиенического изделия из хлопчатобумажных тканей, тканей с вложением химических волокон производится при температуре 120 градусов;

- при попадании атмосферных осадков изделие следует высушить в расправленном состоянии при температуре от 18°С до 25°С.

5. Гарантия предприятия-изготовителя.

Срок хранения изделий не ограничен при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.

Износенное изделие может быть использовано в качестве вторичных материальных ресурсов(ВМР), при невозможности использования в качестве ВМР – подлежит утилизации.

СООО «Траймекс»
Республика Беларусь
220099, г. Минск
ул. Казинца, 2а-2



Утверждаю:
Директор СООО «Траймекс»
А.Н. Копелев

**Инструкция по применению изделий санитарно-гигиенических многоразового использования:
Халат медицинский**

1. Общие сведения

1.1. Халат предназначен для обеспечения безопасности лечебных и диагностических манипуляций, защиты медицинского персонала от прямого контакта с болезнетворными организмами, биологическими жидкостями, препаратами.

1.2. Изделия санитарно-гигиенические многоразового использования соответствуют требованиям:

- ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».
- СТБ 757-2001 «Изделия санитарно-гигиенические для медицинского персонала. Общие технические условия»

1.3. Наименование и размеры выпускаемых изделий указаны в нижеприведенной таблице:

Наименование изделий	Размерные признаки		
	Обхват груди/ маркировка размера на изд.	Рост для мужчин	Рост для женщин
1. Костюмы медицинские мужские и женские, в том числе отдельными предметами (куртки, брюки).	88-92	170-176 (3-4)	158-164 (3-4)
		182-188 (5-6)	170-176 (5-6)
2. Халаты медицинские мужские и женские	96-100	170-176 (3-4)	158-164 (3-4)
		182-188 (5-6)	170-176 (5-6)
	104-108	170-176 (3-4)	158-164 (3-4)
		182-188 (5-6)	170-176 (5-6)
	112-116	170-176 (3-4)	158-164 (3-4)
		182-188 (5-6)	170-176 (5-6)
	120-124	170-176 (3-4)	158-164 (3-4)
		182-188 (5-6)	170-176 (5-6)

Значения роста и обхвата груди, указанные в таблице, можно использовать в любых сочетаниях.

► **Наименование изделия, размер, защитные свойства, дата изготовления указаны в товарном ярлыке.**

1.4. Для обеспечения удобства, комфорта и защиты халат следует подбирать по размеру и росту пользователя и эксплуатировать только в застегнутом состоянии. Перед эксплуатацией необходимо проверить состояние одежды: целостность ткани, швов. Изделия с повреждениями ткани либо швов, а также сильнозагрязненная одежда, не удовлетворяют санитарно-гигиеническим требованиям.

2. Рекомендации по транспортировке:

Изделия должны транспортироваться в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

3. Рекомендации по хранению:

Изделие следует хранить на стеллажах, в местах, защищенных от попадания прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов.

4. Рекомендации по уходу за халатом медицинским:

- изделие необходимо по мере загрязнения подвергать обработке в соответствии с символами по уходу, указанными на маркировочной ленте:

- халат медицинский из хлопчатобумажной и смешанных тканей допускается стирать в растворе, содержащем 5 г/дм³ универсального моющего препарата в стиральной машине в течение 10 мин с последующей промывкой;

- стирка при температуре не выше 40 °С;

- изделия с контрастными вставками, с печатью, вышивкой – не замачивать;

- Влажно-тепловая обработка санитарно-гигиенического изделия из хлопчатобумажных тканей, тканей с вложением химических волокон производится при температуре 120 градусов;

- при попадании атмосферных осадков изделие следует высушить в расправленном состоянии при температуре от 18°С до 25°С.

5. Гарантия предприятия-изготовителя.

Срок хранения изделий не ограничен при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.

Изношенное изделие может быть использовано в качестве вторичных материальных ресурсов (ВМР), при невозможности использования в качестве ВМР – подлежит утилизации.