

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Бинты медицинские фиксирующие гипсовые: Gipset лонгета

*Изделие медицинского назначения Бинт **Gipset лонгета** предназначены для создания жесткой повязки (гипсовой лонгеты) с целью иммобилизации сломанных костей, пораженных болезнью суставов или болезненных растяжений.*

Способ применения: извлечь бинт гипсовый из упаковки, сложить пополам или гармошкой и погрузить в воду. Затем вынуть из воды, сформировать повязку и закрепить её фиксирующим бинтом. Декларированное время схватывания 3 мин. до 3 мин. 30 сек., декларированная продолжительность пластичности материала: 2 мин. Деликатную нагрузку можно применить через 20 минут.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Бинты медицинские фиксирующие гипсовые: PreGips S лонгета

*Изделие медицинского назначения Бинт **PreGips S лонгета** предназначены для для создания жесткой повязки (гипсовой лонгеты) с целью иммобилизации сломанных костей, пораженных болезнью суставов или болезненных растяжений.*

Способ применения: извлечь бинт гипсовый из упаковки, сложить пополам или гармошкой и погрузить в воду. Затем вынуть из воды, сформировать повязку и закрепить её фиксирующим бинтом. Декларированное время схватывания 5 минут, декларированная продолжительность пластичности материала: 3 мин. до 3 мин. 30 сек. Деликатную нагрузку можно применить через 20 минут.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Бинты медицинские фиксирующие гипсовые: Gipset

*Изделие медицинского назначения **Gipset** предназначено для создания иммобилизирующей повязки или гипсовых шин.*

Способ применения: погрузить гипс в заранее подготовленную воду под углом 45° к уровню воды. Через 5 минут изделие вынуть из воды и отжать. Нанести гипсовый бинт круговыми движениями так, чтобы каждый следующий слой перекрывал предыдущий на половину высоты. Декларированное время схватывания 3 мин. до 3 мин. 30 сек., декларированная продолжительность пластичности материала: 2 мин. Деликатную нагрузку можно применить через 20 минут.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Бинты медицинские фиксирующие гипсовые: PreGips 12

*Изделие медицинского назначения **PreGips 12** предназначено для создания жесткой повязки с целью иммобилизации травмированных частей тела. Способ применения: погрузить гипс в заранее подготовленную воду под углом 45° к уровню воды. Через 5 минут изделие вынуть из воды и отжать. Нанести гипсовый бинт круговыми движениями так, чтобы каждый следующий слой перекрывал предыдущий на половину высоты. Декларированное время схватывания 12 минут, декларированная продолжительность пластичности материала: 5-6 мин. Деликатную нагрузку можно применить через 25 минут.*

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Бинты медицинские фиксирующие гипсовые PreGips S

*Изделие медицинского назначения **PreGips S** предназначено для создания жесткой повязки с целью иммобилизации травмированных частей тела.*

Способ применения: погрузить гипс в заранее подготовленную воду под углом 45° к уровню воды. Через 5 минут изделие вынуть из воды и отжать. Нанести гипсовый бинт круговыми движениями так, чтобы каждый следующий слой перекрывал предыдущий на половину высоты. Декларированное время схватывания 5 минут, декларированная продолжительность пластичности материала: 3 мин. до 3 мин. 30 сек. Деликатную нагрузку можно применить через 20 минут.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Бинты медицинские фиксирующие эластичные Matoban

Изделия медицинского назначения **Бинты Matoban** применяются при компрессии и укреплении.

Способ применения: бинт следует накладывать по спирали, начиная от кончиков пальцев по направлению к телу, растягивая бинт наполовину его максимальных возможностей. Каждый ход бинта должен перекрывать предыдущий наполовину.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Бинты медицинские фиксирующие эластичные самоприлипающие Matofix Cohesive

Изделия медицинского назначения **Бинты Matofix Cohesive** предназначены для фиксации повязок.

Способ применения: бинт следует накладывать по спирали, начиная от кончиков пальцев по направлению к телу, растягивая бинт наполовину его максимальных возможностей. Каждый ход бинта должен перекрывать предыдущий наполовину. После нанесения бинта, на него следует слегка надавить, чтобы слои бинта приклеились друг к другу.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Бинты медицинские фиксирующие эластичные Matolast

*Изделия медицинского назначения **Бинты Matolast** применяются в качестве бандажа для удержания на месте марлевой подушечки или другой повязки на теле пациента. Способ применения: бинт следует накладывать по спирали, начиная от кончиков пальцев по направлению к телу, растягивая бинт наполовину его максимальных возможностей. Каждый ход бинта должен перекрывать предыдущий наполовину.*

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Бинты медицинские фиксирующие эластичные Matopat Universal

Изделия медицинского назначения **Бинты Matopat Universal** применяются в качестве фиксирующего, компрессионного или разгружающего бинта.

Способ применения: бинт следует накладывать по спирали, начиная от кончиков пальцев по направлению к телу, растягивая бинт наполовину его максимальных возможностей. Каждый ход бинта должен перекрывать предыдущий наполовину.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подкладки под гипсовые повязки Matosoft Natural

*Изделия медицинского назначения Подкладки **Matosoft Natural** предназначены для дополнительной защиты кожи пациента при наложении гипсовой повязки.*

Способ применения: изделия следует накладывать по спирали, начиная от кончиков пальцев по направлению к телу, слегка растягивая подкладку наполовину её максимальных возможностей. Каждый ход подкладки должен перекрывать предыдущую наполовину.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подкладки под гипсовые повязки Matosoft Synthetic

*Изделия медицинского назначения Подкладки **Matosoft Synthetic** предназначены для дополнительной защиты кожи пациента при наложении гипсовой повязки. Способ применения: изделия следует накладывать по спирали, начиная от кончиков пальцев по направлению к телу, слегка растягивая подкладку наполовину её максимальных возможностей. Каждый ход подкладки должен перекрывать предыдущую наполовину.*

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Бинты медицинские фиксирующие Matovis

*Изделия медицинского назначения **Бинты Matovis** предназначены для фиксации повязок.*

Способ применения: бинт следует накладывать по спирали, начиная от кончиков пальцев по направлению к телу, растягивая бинт наполовину его максимальных возможностей. Каждый ход бинта должен перекрывать предыдущий наполовину.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Бинты медицинские эластичные Tubula cotton трубчатые хлопковые

*Изделия медицинского назначения Бинты **Tubula cotton** применяются в качестве дополнительной подкладки под гипсовую повязку или шину.*

Способ применения: достать изделие из упаковки и отрезать необходимую длину, расправить изделие и наложить на тело пациента.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Бинты медицинские эластичные *Tubula* трубчатые синтетические

*Изделия медицинского назначения Бинты **Tubula** применяются в качестве дополнительной подкладки под гипсовую повязку или шину.*

Способ применения: достать изделие из упаковки и отрезать необходимую длину, расправить изделие и наложить на тело пациента.

