

Пьер Эммануэль Рулле

Специалист по государственной регистрации

Документ подписан:

/Подпись/

71350202221D490...

05.09.2020

ADAGIO

Система для тестирования на чувствительность к антимикробным препаратам

Руководство пользователя

REF

94006-m-EN

LOT

V3.2.2-1909-1

Редакция руководства: сентябрь 2019 г. – английский язык

Версия программного обеспечения: 3.2.2



IVD



BIO-RAD

Перевод с английского языка на русский язык выполнен мной, переводчиком Дзюбенко Ксенией Александровной

Мы оставляем за собой право на внесение изменений в ходе технической разработки без предварительного уведомления.

Товарные знаки

Bio-Rad является товарным знаком Bio-Rad Laboratories, Inc. в определенных юрисдикциях.

ADAGIO является товарным знаком Bio-Rad Europe, GmbH в определенных юрисдикциях.

Гарантийные обязательства

На систему ADAGIO и на связанные с ней вспомогательные принадлежности распространяется стандартная гарантия **Bio-Rad**. Для получения более подробной информации о гарантии свяжитесь с вашим локальным офисом Bio-Rad Laboratories или с торговым посредником.



Bio-Rad

3 Бульвар Раймон Пуанкаре

92430 Марн-ла-Кокетт – Франция

Телефон: +33 (0)1 47 95 60 00

Факс: +33 (0)1 47 41 91 33

Перевод с английского языка на русский язык выполнен мной, переводчиком Дзюбенко Ксенией Александровной

Содержание

Важное примечание.....	5
О данном руководстве.....	5
Предупреждающие сообщения.....	6
Меры безопасности.....	6
Служба технической поддержки Bio-Rad.....	7
1. Введение.....	8
1.1 Назначение.....	8
1.2 Описание.....	10
1.2.1 Вид спереди.....	10
1.2.2 Вид сзади.....	12
1.2.3 Идентификационные этикетки системы.....	14
1.3 Чашки и диски, которые используются в системе ADAGIO.....	16
1.3.1 Общая информация.....	16
1.3.2 Автоматическая идентификация дисков Bio-Rad.....	16
2. Установка системы ADAGIO.....	18
2.1 Содержимое упаковки.....	18
2.2 Распаковка системы.....	18
2.3 Подключение.....	19
2.4 Запуск/остановка.....	19
2.5 Конфигурация порта ЧТЕНИЯ для сети камер.....	20
3. Краткое описание программного обеспечения.....	22
3.1 Запуск приложения.....	22
3.2 Использование панели команд.....	24
3.3 Использование домашней страницы.....	25
3.4 Использование службы обмена сообщениями в системе ADAGIO.....	26
4. Использование системы.....	28
4.1 Меню администрирования.....	28
4.1.1 Общая конфигурация.....	28
4.1.2 Резервное копирование базы данных.....	36
4.1.3 Подключение к ЛИС.....	37
4.2 Меню тезауруса.....	38
4.2.1 Использование окна тезауруса.....	38
4.2.2 Общая информация о тезаурусе.....	39
4.2.3 Отдельные элементы тезауруса.....	40
4.3 Модели антибиограмм.....	49
4.4 Пациенты.....	50
4.4.1 Список пациентов.....	50
4.4.2 Рабочий список.....	55
4.5 Считывание антибиограмм.....	58
4.5.1 Экраны считывания.....	59
4.5.2 Считывание чашки.....	66
4.5.3 Подробная информация о чашке.....	68
4.5.4 Считывание контроля качества.....	71
4.5.5 Прослеживаемость изменений.....	72

4.6	Инструменты.....	73
4.6.1	Экспертная система.....	73
4.6.2	Анализ контроля качества.....	79
4.6.3	Эпидемиологический модуль.....	81
5.	Уход за системой и ее техническое обслуживание.....	90
5.1	Еженедельное техническое обслуживание.....	90
5.1.1	Еженедельное выключение системы.....	90
5.1.2	Очистка и деактивация поверхности.....	90
5.1.3	Перезапуск системы.....	90
5.2	Калибровка камеры.....	91
5.3	Проверка точности измерений камеры.....	92
5.4	Сопровождение программного обеспечения и базы данных.....	93
5.4.1	Резервное копирование базы данных.....	93
5.4.2	Восстановление базы данных.....	94
5.4.3	Резервное копирование и удаление изображений.....	94
5.4.4	Импортирование обновления.....	97
5.4.5	Импортирование экспортного файла *.ada.....	98
6.	Диагностика ошибок.....	99
6.1	Происшествия в системе управления.....	99
6.2	Проблемы в управляющем программном обеспечении.....	99
6.3	Обработка ошибок настройки или считывания.....	100
7.	Технические характеристики.....	101
7.1	Условия использования.....	101
7.2	Размеры, масса.....	101
7.3	Электрические характеристики.....	101
7.4	Внешние подключения.....	102
7.5	Функциональные характеристики.....	102
7.6	Параметры антивирусной защиты.....	103

Важное примечание

Как часть нашей политики непрерывного совершенствования и развития продукции, **Bio-Rad** оставляет за собой право на внесение технических усовершенствований в это оборудование и настоящий документ без предварительного уведомления. Все новые версии отменяют и заменяют предыдущую версию.

Правила экспертной системы ADAGIO применимы только по отношению к диффузионному методу в агаризованной питательной среде, если только в программном обеспечении не оговорено что-либо иное. Никакие иные варианты использования экспертной системы ADAGIO, в частности, оценивание результатов, которые были получены с помощью других систем, не находятся в зоне ответственности компании **Bio-Rad**.

Авторские права – Программное обеспечение

Программное обеспечение экспертной системы ADAGIO остается исключительной интеллектуальной собственностью **Bio-Rad Laboratories**.

Данная программа охраняется в соответствии с законодательством об авторском праве и международными договорами.

Любое полное или частичное воспроизведение или распространение данного программного обеспечения, каким бы то ни было образом, строго запрещено.

Любое лицо, которое не соблюдает эти законодательные положения, будет считаться нарушителем законодательства об охране авторских прав, и будет нести ответственность в соответствии с теми мерами уголовного наказания, которые предусмотрены законодательством.

Авторские права – Руководство пользователя

Настоящий документ остается в полной собственности **Bio-Rad Laboratories**, и его нельзя копировать или воспроизводить в какой бы то ни было форме без предварительного согласия.

О данном руководстве

Данное руководство содержит всю необходимую информацию в отношении:

- установки и использования системы ADAGIO;
- выполнения процедур технического обслуживания.

Перед первым использованием системы ADAGIO всем пользователям следует внимательно прочитать данное руководство.

Данное руководство не включает в себя описания возможностей использования двух дополнительных модулей:

- Модуль прослеживаемости ADAGIO;
- Модуль считывания тест-полосок для определения МПК ADAGIO.

Эти описания включены в отдельный раздел (ссылка ☞) в заключительной части данного Руководства пользователя.

Система ADAGIO должна использоваться только обученным персоналом и согласно правилам надлежащей лабораторной практики.

Технические операции могут выполняться только специалистами службы технической поддержки **Bio-Rad** и в данном руководстве не описываются.

Предупреждающие сообщения



Предупреждающие сообщения обозначаются с помощью такого символа и набираются жирным шрифтом курсивом. Несоблюдение этих предупреждений может привести к возникновению опасности для пользователя (травме, загрязнению) и/или повреждению оборудования.



Примечания и комментарии обозначаются с помощью такого символа и набираются жирным шрифтом. Несоблюдение этих примечаний может привести к аннулированию результатов, получению ложных результатов или отказу от тестирования.

Меры безопасности

Система ADAGIO оснащена автоматическим устройством прерывания цепи для защиты от всплесков электрического перенапряжения.



Тем не менее, все равно необходимо соблюдать следующие рекомендации:

Изготовитель сделал все возможное, чтобы гарантировать безопасную работу оборудования, как электрическую, так и механическую. Системы были протестированы изготовителем и поставляются в состоянии, обеспечивающем безопасную и надежную работу.

Пользователь должен соблюдать всю информацию и предупреждения, содержащиеся в данном руководстве, чтобы обеспечить безопасную работу прибора.



При настройке или запуске системы соблюдайте следующие инструкции по технике безопасности:

- Система может эксплуатироваться только работниками, которые были обучены использовать устройство считывания ADAGIO.
- Система может эксплуатироваться только персоналом, который понимает потенциальные риски, связанные с использованием опасных химических или микробиологических веществ. Все время необходимо носить подходящие защитные одежду и приспособления.
- Система может быть использована только по назначению.
- Изготовитель не несет никакой ответственности за любой ущерб, в том числе нанесенный третьим лицам, вызванный неправильным использованием или обращением с системой.
- Система разработана в соответствии с нормами IEC 61010-1 и IEC 61010-2-101 для электрических измерительных систем.
- Открывать, обслуживать или ремонтировать прибор должен только квалифицированный персонал.
- Оператор может выполнять только те задачи по техническому обслуживанию, которые специально описаны в данном руководстве, и должен соблюдать описанные процедуры.
- Убедитесь в правильности всех подключений.

- Система находится под напряжением. Любое неправильное использование может привести к повреждению.
- Всегда используйте заземленную вилку для подключения прибора и его периферических устройств к источнику питания.
- Выключатель сетевого напряжения, расположенный на задней поверхности системы, должен находиться в легком доступе, чтобы его при необходимости можно было использовать как устройство отключения питания.
- Если есть подозрения, что система стала небезопасной для использования, выключите ее и отсоедините шнур электропитания.
- Если внутрь прибора попала жидкость, отсоедините шнур электропитания и очистите затронутые части рекомендованным средством.
- Все испытания и работы по обслуживанию, рекомендованные изготовителем, должны быть выполнены, чтобы убедиться, что система функционирует корректно, не представляя опасности для оператора.
- Не рекомендуется удерживать кнопку на задней поверхности устройства нажатой, вместо этого выключите систему ADAGIO с помощью кнопки на интерфейсе домашней страницы (см. [Раздел 3.3](#)).
- Все работы по ремонту и техническому обслуживанию, не описанные в данном руководстве, должны выполняться службой технической поддержки **Bio-Rad**.

Пользователь может выполнять только операции, описанные в данном руководстве. В случае сомнений перед выполнением неопределенной операции обратитесь в технический отдел **Bio-Rad**.

Служба технической поддержки **Bio-Rad**

Всемирная служба технической поддержки для продукции **Bio-Rad** доступна через веб-сайт:
<http://www.consult.bio-rad.com>

Для того, чтобы связаться с вашим локальным представителем **Bio-Rad** или со службой технической поддержки напрямую, просто посетите указанный выше веб-сайт и затем выберите свою страну.

1. Введение

1.1 Назначение

Система ADAGIO представляет собой устройство считывания, которое позволяет получать и обрабатывать видеоизображения диффузии антибиограммы на чашке Петри, связанное с программным приложением управления результатами для антибиотиков.

Система ADAGIO оснащена выдвижным ящиком для загрузки чашек Петри, камерой, освещением для получения изображения загруженной чашки и компьютеризированной материнской платой со встроенным жестким диском для управления интерфейсом программного обеспечения.

Система ADAGIO подключается к лабораторной сети через порт RJ45 Ethernet. Используя интернет-браузер, доступ к приложению ADAGIO можно получить с любого компьютера, подключенного к той же сети (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome).

Принцип работы системы:

Камера делает фотографию чашки для получения антибиограмм, помещенной в выдвижной ящик, определяет наличие дисков с антибиотиком и анализирует зону ингибирования вокруг каждого диска.

Новые диски **Bio-Rad** идентифицируются автоматически, без необходимости предварительной настройки панели. Диаметр измеряется в миллиметрах, а затем измеренное значение преобразуется в клиническую классификацию «RIS» (резистентный, промежуточный, чувствительный) в соответствии с используемой рекомендуемой версией.

Экспертная система анализирует результаты, проверяет согласованность данных по отношению к введенной идентификации микроорганизмов, устанавливает наличие любых резистентных фенотипов, применяет необходимые поправки к результатам и затем передает наблюдения клиницисту или биологу.

После валидации анализа данные передаются в лабораторную информационную систему (ЛИС).

Вся информация хранится в базе данных системы в архивах файлов пациентов и может быть обработана эпидемиологическим модулем.

Минимальная рекомендуемая конфигурация компьютера с браузером:

- | | |
|------------------------------------|---|
| • Процессор: | 2 ГГц или быстрее |
| • ОЗУ: | 2 ГБ для 32-разрядной системы и 4 ГБ для 64-разрядной системы |
| • Пространство на жестком диске: | 32 ГБ для 32-разрядной системы и 40 ГБ для 64-разрядной системы |
| • Графический адаптер: | DirectX 9 или более новая версия |
| • Размеры экрана: | 17 дюймов |
| • Разрешающая способность дисплея: | 1024x768 |
| • Операционная система: | Windows 7 |
| • Диск сети Ethernet: | 100 Мб |
| • Приложения: | Microsoft Excel, Adobe Reader |



Интерфейс ADAGIO был одобрен для использования в следующих браузерах: Microsoft Internet Explorer версии 11, Mozilla Firefox версии 66 и Google Chrome версии 73. Использование любой другой версии может привести к неверному функционированию приложения, при этом рекомендуется использовать браузер Google Chrome.

Базовая система ADAGIO содержит следующее оборудование:

- выдвижной ящик, в который помещаются круглые чашки для получения антибиограмм диаметром 90, 100 и 150 мм и квадратные чашки для получения антибиограмм размером 120 мм;
- камера для считывания следующих питательных сред: питательная среда Мюллера-Хинтон, питательная среда Мюллера-Хинтон + кровяной агар, шоколадный агар и питательная среда НТМ;
- модуль для автоматической идентификации дисков **Bio-Rad**;
- интерфейс веб-сервера, доступный через интернет-браузер;
- пользовательский модуль управления с защитой паролем и правами доступа;
- модуль контроля диффузии антибиограммы, который связан с тезаурусом антибиотиков, микроорганизмов и правил валидации, для анализа результатов;
- эпидемиологический модуль для анализа сохраненных данных с устранением дубликатов;
- модуль для последующего контроля качества;
- модуль подключения к лабораторной информационной системе для загрузки рабочих списков и отправки результатов.

1.2 Описание

1.2.1 ВИД СПЕРЕДИ



1	Панель дисплея с люминесцентными индикаторами
2	Выдвижной ящик для загрузки чашек для получения антибиограмм диффузионным методом

1.2.1.1 Люминесцентные индикаторы управления панели

Световые индикаторы	Цвета	Интерпретация
Электропитание		Запуск системы
		Готовность системы
		Ошибка системы
Связь		Осуществляется связь ADAGIO с интерфейсом
Считывание		Запуск камеры
		Калибровка камеры
		Проверка работоспособности камеры
		Получение изображения
		Предварительная обработка изображения
		Обработка изображения
		Сохранение результатов
Предупреждение		Критическая проблема
		Некритическая проблема

Примечание:

В случае возникновения проблемы во время считывания, цвет, отображаемый индикатором считывания, указывает на фазу, на которой возникла проблема.


Описание действия, которое следует предпринимать, см. [Раздел 6 «Диагностика ошибок»](#).

1.2.2 Вид сзади



1	Вентиляционные отверстия
2	Панель подключения

1.2.2.1 Панель подключения




1	---	Разъем для подключения кабеля электропитания
2		Идентификационная этикетка ЦПУ
3	ON/OFF	Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF) системы
4	VGA	Порт дисплея VGA – НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
5		DP - Порт дисплея – НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
6		НАСТРОЙКИ (SET) - Порт конфигурации RJ45 ADAGIO в Gigabit Ethernet
7		ЧТЕНИЕ (READ) Порт чтения RJ45 ADAGIO в Gigabit Ethernet
8		Порты USB3 (x2) – НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
9		Порты USB2 (x3) – НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
10	COM	Порты RS232 последовательного подключения для ЛИИС (x2 - COM 1, COM 2)

1.2.3 ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ЭТИКЕТКИ СИСТЕМЫ

1.2.3.1 Новые системы ADAGIO

Новые системы ADAGIO имеют две идентификационные этикетки:


- Идентификационная этикетка системы (A), расположенная на боковой поверхности прибора.
- Идентификационная этикетка ЦПУ (B), расположенная на задней поверхности прибора, на панели подключения.



Идентификационная этикетка системы (A) показывает серийный номер (SN) системы ADAGIO (КАТ. № 93400).

Идентификационная этикетка ЦПУ (B) показывает серийный номер (SN) модуля ЦПУ (КАТ. № 12010891).

Идентификационная этикетка системы (A)



Идентификационная этикетка ЦПУ (В)



1.2.3.2 Символы и аббревиатуры

Ниже в таблице описаны значения символов и аббревиатур на идентификационных этикетках.

Символы и аббревиатуры	
В / В пер. тока	Напряжение (источник электропитания)
Гц	Частота
А	Амперы (электрическая энергия)
CE	Маркировка CE (Директива 98/79/ЕС в отношении диагностики <i>медицинских устройств in vitro</i>)
IVD	Диагностика <i>медицинских устройств in vitro</i>
REF	Кат. № / Код продукта по каталогу
SN	Серийный номер
	Обратитесь к прилагаемой документации
	Изготовитель
	WEEE - (Директива Европейского Союза 2012/19/EU в отношении отработанного электрического и электронного оборудования – «Директива WEEE») Данный продукт содержит электрические или электронные компоненты. Наличие этой этикетки на продукте указывает на то, что его нельзя утилизировать вместе с общими отходами, а необходимо собирать отдельно. Перед утилизацией свяжитесь с локальным представителем Bio-Rad для получения информации о соответствующих методах утилизации в вашей стране.

1.3 Чашки и диски, которые используются в системе ADAGIO

1.3.1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Типы чашек и типы питательных сред, которые можно использовать с системой ADAGIO, указаны в Разделе «Функциональные характеристики» в заключительной части данного руководства (см. Раздел 7.5).

Для получения надежных результатов АСТ необходимо, чтобы:

- Используемые диски с антибиотиком имели минимальный характерный диаметр 6 мм;
- Количество дисков на чашку не превышало максимального количества, которое указано в приведенной ниже таблице для каждого типа чашек.

Форма и размеры чашек		Максимальное количество дисков на чашку
Круглая чашка	Диаметр: 90 мм	8 дисков
Круглая чашка	Диаметр: 10 мм	12 дисков
Квадратная чашка	120 x 120 мм	16 дисков

Расположение отдельных дисков на каждой чашке должно соответствовать применимым правилам.

Пользователи, которые активировали в своей системе ADAGIO дополнительный модуль считывания тест-полосок для определения МПК, могут использовать свою систему ADAGIO для считывания тест-полосок для определения МПК. Информация о дополнительном модуле считывания тест-полосок для определения МПК включена в отдельное руководство (ссылка ➞) в заключительной части данного Руководства пользователя.

1.3.2 АВТОМАТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ДИСКОВ BIO-RAD

Система ADAGIO автоматически идентифицирует диски с антибиотиком **Bio-Rad** при считывании чашек для определения антибиограмм, без необходимости предварительного создания панели.

Диски можно распознавать по тому, как они напечатаны. Они содержат уникальный 3-символьный код и концентрацию, расположенную слева внизу от кода.

Примеры дисков **Bio-Rad**:

Антибиотики	Диски Bio-Rad
Фосфомицин 50 мкг	
Имипенем 10 мкг	
Цефтазидим 30 мкг	
Тетрациклин 30 мкг	
Линкомицин 15 мкг	



Чашками для определения антибиограмм с противогрибковыми дисками и идентификационными дисками Bio-Rad или дисками, не являющимися дисками Bio-Rad, необходимо управлять в режиме панели для предотвращения неудачной идентификации или ошибочной идентификации молекулы антибиотика.



Важно убедиться, что антибиотики, указанные в разных местах на чашке, соответствуют антибиотикам, имеющимся на чашке.

2. Установка системы ADAGIO

Во время доставки тщательно осмотрите упаковку и распакуйте систему ADAGIO в присутствии перевозчика.

Если возникла проблема, немедленно подайте жалобу перевозчику.

2.1 Содержимое упаковки

В упаковочном контейнере (кат. № 93400) находятся следующие компоненты:

- 1 система ADAGIO
- 1 кабель электропитания
- 1 кабель Ethernet (RJ45)
- 1 схема калибровки (кат. компонент 93580)
- 1 схема настройки и управления (кат. компонент 93581)
- 1 адаптер для считывания чашек со средой НТМ (кат. компонент 93582)
- упрощенная конфигурации и процедура запуска

2.2 Распаковка системы



1. Откройте упаковочный контейнер и извлеките из системы, поддерживая ее снизу;
2. Снимите с оборудования защитный пенопласт;
3. Установите систему на прочной плоской поверхности;
4. Извлеките из упаковки различные принадлежности и сохраните контейнер и защитный пенопласт.



Необходимо оставить не менее 10 см свободного пространства вокруг оборудования, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию системы ADAGIO и доступ к панели подключения.



Система ADAGIO не должна подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или устанавливаться вблизи источника тепла.

2.3 Подключение

Система ADAGIO поставляется в упаковке со всеми принадлежностями, необходимыми для подключения к электросети и лабораторной сети.

1. Подключите один конец сетевого кабеля (RJ45) к порту  ЧТЕНИЕ (READ) системы, а другой конец подключите к разъему лабораторной сети или непосредственно к сетевому порту (RJ45) компьютера.
2. Вставьте штепсельную вилку электропитания во входной разъем электропитания оборудования и подключите шнур электропитания к электросети.



Используйте шнур электропитания, который поставляется с устройством. Если вам понадобится использовать другой шнур электропитания, убедитесь в идентичности его технических характеристик.

Примечание:

IP-адрес порта ЧТЕНИЕ (READ) по умолчанию: 192.168.1.111.

Изменение этого IP-адреса см. в [Разделе 2.5 «Конфигурация порта ЧТЕНИЕ для сети камер»](#).

2.4 Запуск/остановка

Для запуска системы ADAGIO один раз нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF) на задней поверхности устройства, при этом световой индикатор питания становится оранжевым.

Для доступа к приложению дождитесь, пока световой индикатор питания станет зеленым.

Для остановки системы ADAGIO один раз нажмите на кнопку запуска на задней поверхности устройства, при этом световой индикатор питания становится оранжевым, а затем дождитесь, пока он не погаснет.

Кроме того, можно выключить или перезагрузить главную систему ADAGIO с домашней страницы интерфейса, нажав на соответствующие кнопки.



Перед остановкой или перезагрузкой системы ADAGIO всегда убеждайтесь в том, что пользователи сохранили свои данные и вышли из своих рабочих сеансов.



Не рекомендуется удерживать кнопку на задней поверхности устройства нажатой, вместо этого выключите систему ADAGIO с помощью кнопки на интерфейсе домашней страницы (см. [Раздел 3.3](#)).



Рекомендуется выключать и перезапускать систему ADAGIO примерно один раз в неделю, чтобы удалять любые временные файлы, которые накапливаются операционной системой Windows.

2.5 Конфигурация порта ЧТЕНИЕ для сети камер

Примечание:

Этот этап требуется выполнять **ТОЛЬКО** в том случае, если был изменен IP-адрес по умолчанию (192.168.1.111) порта ЧТЕНИЕ (READ) камеры или если необходимо установить несколько систем ADAGIO в одной и той же сети.

Чтобы настроить сеть ADAGIO для нескольких камер, необходимо определить главную камеру для поддержки базы данных. Остальные камеры будут идентифицированы как ведомые камеры, которые должны быть созданы в рамках приложения.

Каждой камере будет присвоен уникальный сетевой идентификатор, чтобы избежать проблем с идентификацией.



При конфигурировании нескольких камер в сети каждую камеру необходимо идентифицировать отдельно, чтобы обеспечить их использование во время процесса считывания.

1. Подключите один конец сетевого кабеля (RJ45) к порту  **НАСТРОЙКИ (SET)** системы ADAGIO, а другой конец кабеля подключите непосредственно к сетевому порту (RJ45) компьютера.



Параметры конфигурации сети для компьютера: IP-адрес = 192.168.100.1 и маска подсети = 255.255.255.0.

Для более точной конфигурации обратитесь к своему администратору сети.

2. В интернет-браузере компьютера введите в адресной строке следующий адрес:
<http://192.168.100.51:8001/>

Отобразится следующее меню:

3. Введите различные элементы информации, а затем сохраните эти изменения, нажав на кнопку **[Сохранить изменения] (Save Changes)**. На экране, вызывающем новые настройки, появится сообщение **«Конфигурация сохранена» (Configuration saved)**, указывающее на то, что изменения были зарегистрированы.



Введенные настройки должны быть совместимы с лабораторной сетью.

Для более точной конфигурации обратитесь к своему администратору лабораторной сети.



При настройке нескольких камер в одной и той же сети сетевой идентификатор (Имя хоста) будет разным для каждой камеры, чтобы избежать проблем с идентификацией.

4. Отсоедините сетевой кабель (RJ45) от порта  НАСТРОЙКИ (SET) и подключите его к порту  ЧТЕНИЕ (READ), а затем подключите другой конец к разъему лабораторной сети или непосредственно к сетевому порту (RJ45) компьютера.
5. Вернитесь к этапу 1 для настройки следующей камеры.
6. Перейдите к следующему параграфу для перезапуска приложения.



Порт  ЧТЕНИЕ (READ) должен всегда работать со статическим IP-адресом.




Ведомые камеры будут созданы позже в приложении ADAGIO, как описано в [Разделе 4.1.1.3.1](#), чтобы приложение могло их использовать.

3. Краткое описание программного обеспечения

3.1 Запуск приложения

Запустите интернет-браузер с компьютера, подключенного к сети. В адресной строке введите IP-адрес ведомой камеры, затем подтвердите его нажатием клавиши **Enter** на клавиатуре компьютера.


Если он не был изменен, IP-адрес ведомой камеры по умолчанию представляет собой 192.168.1.111, в противном случае повторно введите новый IP-адрес, как описано в [Разделе 2.5 «Конфигурация порта ЧТЕНИЕ для сети камер»](#).



Когда отобразится домашняя страница, будет создан профиль Администратора, чтобы вы могли получить доступ к приложению:

Имя пользователя: **ADMIN**


Пароль: **ADMIN**



Для отображения приложения в режиме «Полный экран» в интернет-браузере, нажмите **F11** на клавиатуре.

Главное окно программного обеспечения включает в себя:

1. Панель команд;
2. Диалоговое окно;
3. Приложение для обмена сообщениями.



3.2 Использование панели команд



Панель команд используется для доступа к разным меню приложения.

ADAGIO™ Antimicrobial Susceptibility Testing System	Возврат к пользовательской странице по умолчанию
	Домашняя страница: Домашняя страница
	Пациенты: Подробная информация о пациентах и результаты, рабочие списки и экран чтения
	Тезаурус: Словари
	Инструменты: Эпидемиологический модуль, экспертная система, контроль качества и модели антибиограмм
	Партии: Доступ к дополнительному модулю прослеживаемости (см. Примечание ниже).
	Администрирование: Общая конфигурация приложения, сопровождение системы, модули связи с ЛИС
	Сообщения: Внутренняя передача сообщений
АДМИНИСТРАТОР (ADMIN)	Доступ к подробной информации о пользователе можно получить, нажав на имя пользователя
Клавиши быстрого вызова (Shortcuts)	Клавиши быстрого вызова пользователя можно выбрать, наводя мышь на имя пользователя
Выход из системы (Logout)	Завершение сеанса




Модуль прослеживаемости доступен только для пользователей с действующим лицензионным ключом. Для всех остальных пользователей подменю меню [LOT] отключены. Использование модуля «прослеживаемости» описано не в данном руководстве, а в отдельном руководстве (ссылка ↗) в заключительной части данного руководства.

⇒ Язык системы ADAGIO можно изменить, нажав на соответствующий флаг в панели команд:



Язык интерфейса программного обеспечения по умолчанию должен быть активирован из меню администрирования пользователя (см. **Раздел 4.1.1.2**).

⇒ В правой нижней части панели команд можно выбрать камеру, которая будет использоваться для считывания чашек:



Доступные камеры обозначаются с помощью зеленого значка .

Недоступные камеры обозначаются с помощью красного значка .

Камеры, используемые другим пользователем, обозначаются желтой клавишей .

Опция «Камера не выбрана» (**No camera selected**) позволяет пользователю работать на экране считывания для валидации анализов, например, не блокируя доступ другого пользователя к камере для считывания антибиограммы.

Опция «Ручное считывание» (**Manual reading**) позволяет пользователю вручную вводить результаты (диаметр, заключение RIS, измеренный МПК) списка антибиотиков непосредственно с экрана считывания, без предварительного считывания чашки для получения антибиограмм.

3.3 Использование домашней страницы

Окно содержит информацию о следующем:


1. Пользователь, подключившийся к интерфейсу
2. Количество пользователей, подключенных к интерфейсу ADAGIO, и список имен при нажатии на ссылку
3. Руководство пользователя системы ADAGIO
4. Статус резервного копирования базы данных

Нажмите на кнопку  для перезагрузки главной и подчиненной систем ADAGIO при их включении.

Нажмите на кнопку  для остановки главной и подчиненной систем ADAGIO.



Нажмите на выключатель на задней поверхности устройства, чтобы перезагрузить систему ADAGIO после ее остановки.



Перед остановкой или перезагрузкой системы ADAGIO всегда убеждайтесь в том, что пользователи сохранили свои данные и вышли из своих рабочих сеансов.

3.4 Использование службы обмена сообщениями в системе ADAGIO

Приложение ADAGIO позволяет отправлять и получать сообщения между пользователями или группами пользователей.


Чтобы создать сообщение, нажмите на кнопку **[Сообщение] (Message)** на панели команд, выберите ссылку **[Новое сообщение] (New message)** в левом окне, введите имя получателя и тему, напишите сообщение, а затем нажмите на кнопку **[Send] (Отправить)**.

Если в папке «Входящие» есть неоткрытые сообщения, на кнопке **[Сообщение] (Message)** панели команд появляется всплывающая подсказка, показывающая количество полученных сообщений.


Ссылка **[Входящие] (Inbox)** позволяет просмотреть полученные сообщения.

Ссылка **[Исходящие] (Outbox)** позволяет просмотреть отправленные сообщения.

Ссылка **[Черновик] (Draft)** позволяет просматривать еще не отправленные сообщения.



- ⇒ Нажмите на кнопку **[Сообщение] (Message)** на экране считывания, чтобы отправить сообщение получателю, содержащее гиперссылку на соответствующий анализ.



The screenshot shows a web form for sending a message. It has a green header bar with a close button (X). The form contains three fields: 'To' with the value 'ADMIN ADMIN', 'Subject' with the value 'Please check those results', and 'Message' with the value 'http://10.112.196.74/analysis/id/133628'. A 'Send' button is located to the right of the 'To' field.

4. Использование системы

4.1 Меню администрирования

4.1.1 ОБЩАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

4.1.1.1 Администрирование среды

Администрирование (Administration) » Общая конфигурация (General configuration) » Управление средой (Environment management)

Это меню позволяет сохранить всю системную информацию о среде, а также подробную информацию о поставщике, торговом посреднике и покупателе.

Введите соответствующую информацию, а затем нажмите на кнопку [Сохранить] (Save).


4.1.1.2 Администрирование пользователей

Администрирование (Administration) » Общая конфигурация (General configuration) » Профили пользователей (User profiles)

Этот экран делает возможным администрирование отдельных пользователей, а также определение прав доступа и паролей.



Язык интерфейса программного обеспечения по умолчанию должен быть активирован из этого меню. Выберите язык по умолчанию и нажмите [Сохранить] (Save).



Создание группы пользователей:

В левом окне нажмите на ссылку **[Добавить группу] (Add group)**, в окне справа отобразится подробная информация о создаваемой группе.

Введите имя и описание новой группы, а затем нажмите на кнопку **[Сохранить] (Save)**.

- ⇒ Нажмите на вкладку **[Права] (Rights)**, а затем задайте ограничения по доступу для различных модулей в приложении ADAGIO.



Определение прав доступа к приложению для разных групп пользователей является важным, поскольку обеспечивает возможность безопасного использования системы и возврата результатов.

- ⇒ Нажмите на вкладку **[Отделения] (Wards)**, затем переместите в правый столбец те отделения, данные которых будут недоступны для эпидемиологических исследований, начатых пользователями данной группы.

Создание пользователя:

В левом окне нажмите на ссылку **[Добавить пользователя] (Add group)**, в окне справа отобразится подробная информация о создаваемом пользователе.

Введите различные элементы информации о пользователе, камеру по умолчанию и язык интерфейса, затем нажмите **[Сохранить] (Save)**.



Для каждого пользователя системы ADAGIO должна быть создана отдельная учетная запись пользователя, чтобы ограничить доступ, который не является необходимым, и отслеживать деятельность отдельных лиц.

Параметры пользователя:

Выберите вкладку **[Параметры (Parameters)]** пользователя, чтобы задать доступные параметры конфигурации.

Установите флажок **«Автоматически открывать окно с подробной информацией об изображении чашки после считывания» (Automatically open the dish image detail window after reading)**, чтобы автоматически отображать окно с подробной информацией об изображении чашки после считывания.

Установите флажок **«Автоматически открывать диалоговое окно антибиотика без идентификации» (Automatically open the miss identification antibiotic dialog window)**, чтобы отобразить окно для ввода антибиотиков **Bio-Rad**, не распознанных в автоматическом режиме.

Выберите порядок отображения списков для каждого элемента в тезаурусе.

Подключение к настроенному профилю пользователя:

Нажмите на кнопку **[Выход из системы] (Logout)** на панели команд, затем на домашней странице введите имя и пароль нового пользователя.



Рекомендуется, чтобы каждый пользователь выходил из своей учетной записи после завершения им использования системы ADAGIO, чтобы текущий сеанс завершился правильно.

4.1.1.3 Администрирование камеры

Администрирование (Administration) » Общая конфигурация (General configuration) »
Администрирование камеры (Camera administration)

The screenshot shows the 'Cameras' management interface. On the left, a sidebar lists 'Add a camera', 'Master Camera', and 'Slave camera 1'. The main area on the right is titled 'Camera' and displays configuration details for 'Slave camera 1'. Fields include 'Name' (Slave camera 1), 'IP Address' (192.168.100.23), 'Description' (empty text area), 'Last calibration date' (empty), and 'Last calibration status' (Never Calibrated). At the bottom of the main area are three buttons: 'Calibrate' (with a green checkmark icon), 'Delete' (with a red X icon), and 'Save' (with a green checkmark icon).

Левое окно деталей появляется после выбора камеры в правом окне.

4.1.1.3.1 Создание ведомой камеры



При конфигурировании нескольких камер в сети каждую камеру необходимо идентифицировать отдельно, чтобы обеспечить их использование во время процесса считывания (см. Примечание в [Разделе 4.5](#)).

В левом окне нажмите [Добавить камеру] (Add a camera), введите имя, IP-адрес и адрес МПК, а затем нажмите на кнопку [Сохранить] (Save).

4.1.1.3.2 Калибровка камеры



Каждая камера в сети должна быть откалибрована с использованием карточки калибровки, предоставляемой системой ADAGIO.



Эта операция требуется при начальном запуске, после изменения положения или после технического обслуживания системы ADAGIO или при обнаружении отклонения в показаниях считывания антибиограммы.

Процедура:

1. В меню администрирования камеры выберите в левом окне ту камеру, которую необходимо калибровать;
2. Нажмите на кнопку [Калибровать] (Calibrate) и подтвердите запрос, нажав на кнопку [Да] (Yes);
3. Вставьте карточку калибровки, которая поставляется с системой, в выдвижной ящик, закройте выдвижной ящик, а затем нажмите [OK];
4. После завершения калибровки появится новое информационное сообщение. Извлеките карточку калибровки из выдвижного ящика и аккуратно положите ее обратно в пакет, затем нажмите [OK].

Если при калибровке возникает ошибка, см. [Раздел 6 «Диагностика ошибок»](#).

4.1.1.3.3 Выбор режима работы камеры

Администрирование (Administration) » Параметры приложения Parameters of the application » Общие параметры считывания (General reading parameters)

Выберите, в каком режиме будут считываться пластины: «Автоматический» или режим «Панель», затем нажмите на кнопку [Сохранить] (Save).

*Автоматический режим обнаруживает и автоматически идентифицирует новые диски с антибиотиком **Bio-Rad** без необходимости предварительной настройки панелей чашек.*

См. Раздел 1.3.2 «Автоматическая идентификация дисков Bio-Rad».

*Этот режим также позволяет параллельно управлять периодическим считыванием панели для дисков **Bio-Rad**, использующей старый метод печати и диски, не являющимися дисками **Bio-Rad**.*

4.1.1.4 Модели печати


Администрирование (Administration) » Параметры приложения Parameters of the application » Модели печати (Print models)

Этот экран позволяет настраивать печатные отчеты для каждого типа записи.



Рекомендуется убедиться, что сетевой или локальный принтер доступен для печати отчетов.

4.1.1.4.1 Добавление логотипа



Нажмите на кнопку [Выбрать файл] (Select file) для поиска файла изображения, выберите файл, затем нажмите на кнопку [Открыть] (Open) в окне Проводника и, наконец, нажмите на кнопку [Сохранить] (Save) для добавления логотипа.

4.1.1.4.2 Создание специализированного отчета

The screenshot shows the 'Edit Print Models' interface. The left pane, 'Print Models List', displays a tree structure with 'Biologist results' and 'Clinician results' as main categories, each containing several sub-models. The right pane, 'Details', is for configuring a specific model. It includes a 'Title' field, a 'Logo' dropdown, a 'Header' text area, a 'Laboratory information' checkbox, and an 'Is default' checkbox. The bottom of the 'Details' pane shows the creation and update dates by Bio-Rad and a 'Save' button.

Выберите файл **[Результаты биолога] (Biologist results)** или **[Результаты клинициста] (Clinician results)**, затем нажмите на кнопку **[Добавить модель печати] (Add print model)**.

⇒ На вкладке **[Details] (Подробности)**:

Введите название и любую информацию о заголовке, если необходимо.

Выберите логотип для отображения из списка.

Установите флажок **[Информация о лаборатории] (Laboratory information)**, чтобы отобразить информацию, относящуюся к владельцу системы, введенному в меню среды.

Установите флажок **[Модель по умолчанию] (Default model)**, чтобы определить модель, которая будет автоматически использоваться при прямой ссылке на печать.

Нажмите на кнопку **[Сохранить] (Save)**, чтобы сохранить изменения.

⇒ На вкладке **[Контейнеры] (Containers)** выберите всю информацию, которая будет отображаться в отчете о результатах, затем нажмите на кнопку **[Сохранить] (Save)**.

4.1.1.5 Параметры приложения

Администрирование (Administration) » Общая конфигурация (General configuration) » Общие параметры считывания (General reading parameters)

Этот экран используется, чтобы:

1. Определить норму комитета антибиограмм, используемую для интерпретации и оценки результатов тестируемых антибиотиков;
2. Определить, будут ли антибиограммы считываться автоматически или в режиме панели;
3. Определить анализ по умолчанию и даты отбора образца на экране быстрого считывания;
4. Выбрать положение курсора на экране считывания при каждом нажатии клавиши [Tab].

Дополнительная информация о режимах чтения:

- ✓ **Автоматический режим работы (Automatic operating mode)** активирует считывание при закрытии выдвижного ящика и используется для обнаружения и идентификации новых дисков **Bio-Rad** без необходимости предварительной настройки панелей чашек. Этот режим также можно использовать для параллельного считывания панелей антибиограмм.
- ✓ **Режим работы с панелями (Panel operating)** деактивирует автоматическое считывание при закрытии ящика и идентификацию новых дисков **Bio-Rad**. Он требует предварительного создания панелей антибиограмм.



Автоматическое распознавание дисков совместимо только с новыми дисками Bio-Rad. Если используются другие диски, необходимо создавать панели.

Нажмите на кнопку **[Сохранить] (Save)**, чтобы сохранить изменения.

General reading parameters

Default norm

CLSI 2019

Operating mode*

☒ Automatic
 ☐ Panel

Analysis date

-2 Day(s)

Sample date

-2 Day(s)

* The automatic mode requires the use of Bio-Rad discs

Reading screen tabulation order

Save

Patient	Hospitalization	Sample	Analysis
Patient code			
Name			
First name			
Date of birth			
Sex			
Hosp #			
Current ward			
Admission date			
		Sample code	
		Sample date	
		Sample time	
		Sample type	
		Prescriber	
		Sample method	
		Sample location	
		Sample container	
			Analysis code
			Prescriber
			Analysis date
			Analysis time
			Microorganism
			Typing
			Rank number
			Comment

Расположите этикетки в
требуемом порядке
табуляции и нажмите на
кнопку **[Сохранить]** (Save).



Стандарт CLSI по умолчанию определяется во время запуска системы.



Убедитесь, что установлена новейшая версия экспертной системы ADAGIO. Свяжитесь с вашим представителем Bio-Rad для получения более подробной информации о последних обновлениях.

4.1.1.6 Управление кодами связи и отображения

Администрирование (Administration) » Общая конфигурация (General configuration) » Управление кодами отображения и связи (Display and communication code management)

Это меню используется для изменения кодов связи с ЛИС и кодов отображения в интерфейсе ADAGIO всех элементов в тезаурусе.

Code	Title	LIS code
AM	Ampicillin	AM
AMC	Amoxicillin + clavulanic acid	AMC
AMX	Amoxicillin	AMX
AN	Amikacin	AN
ATM	Aztreonam	ATM
AZM	Azithromycin	AZM
B	Bacitracin	B
C	Chloramphenicol	C
CAF	Cefetamet	CAF
CAZ	Ceftazidime	CAZ

Сохраните изменения любых кодов, нажав на кнопку [Сохранить] (Save).

4.1.1.7 Управление автоматизированной оценкой

Администрирование (Administration) » Общая конфигурация (General configuration) » Администрирование автоматизированной экспертизы (Automated expertise administration)

Это меню используется для определения оценки, запускаемой в режиме автоматического чтения для каждого микроорганизма или группы микроорганизмов в зависимости от необходимого количества чашек.

По умолчанию оценка автоматически запускается после каждой операции автоматического считывания чашек. Оценка может быть настроена на запуск после 2, 3 или 4 операций автоматического считывания чашек для одного и того же анализа.

Нажмите на соответствующую вкладку, чтобы выбрать соответствующие микроорганизмы и группы микроорганизмов.

4.1.1.8 Порядок сообщений об антибиотиках и отображения

Администрирование (Administration) » Общая конфигурация (General configuration) » Порядок отображения (Display order)

Это меню используется для определения порядка отображения антибиотиков в распечатанном отчете о результатах и на экране считывания, а также порядка их передачи в ЛИС.

Его также можно использовать для блокировки передачи антибиотика в ЛИС или для скрытия результата в распечатанном отчете.

Порядок отображения антибиотиков на экране считывания определяется для каждой чашки.

Microorganism

- All
 - ID Germs in the process of identification
 - F02 Gram-negative bacteria
 - F021L Gram-negative cocci
 - F022L Gram-negative rods
 - F02116 Acinetobacter
 - F02120 Alcaligenes
 - F0228L Anaerobic Gram-negative rods
 - F0214L Bordetella
 - F0212L Brucella
 - F0226L Campylobacter and related bacteria
 - CP Capnocytophaga
 - CA Cardiobacterium
 - EK Eikenella
 - F0221L Enterobacteriaceae
 - F0213L Francisella
 - F0224L Haemophilus
 - F0225L Legionellaceae
 - F0224L Pasteurellaceae
 - F0222L Pseudomonadaceae and related bacteria
 - F0223L Vibrionaceae
 - CVVI Chromobacterium violaceum

Antibiotic order

Add an antibiotic: ...

Antibiotic	Report		LIS		Reading Order	
	Order	Visible	Order	Transmit		
Cefotaxime		☐	1	☒	2	✗
Ticarcillin	1	☒	3	☒	3	✗
Cefpodoxime	2	☒		☐	1	✗
Amoxicillin	3	☒	2	☒	4	✗

Save

Из списка в левой части экрана выберите микроорганизмы или группы микроорганизмов, а затем справа найдите антибиотики, которые необходимо добавить.

Для каждой строки антибиотиков измените порядок их отображения в отчете о результатах и порядок их передачи в ЛИС.

Снимите флажок **[Visible] (Видимый)**, если антибиотик не должен отображаться в отчете о результатах, или снимите флажок **[Transmit] (Передавать)**, если он не должен передаваться в ЛИС. Нажмите **[Сохранить] (Save)**, чтобы сохранить изменения.

4.1.2 РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ

Администрирование (Administration) » Сопровождение (Maintenance)



В то время, когда выполняются процедуры резервного копирования, интерфейс системы ADAGIO недоступен. Перед запуском резервного копирования базы данных важно проверить, чтобы в системе не работали никакие пользователи.

База данных может быть автоматически сохранена системой ADAGIO в совместно используемый каталог в сети.

Эта резервная копия содержит все данные о пациентах, тезаурус, правила валидации, эпидемиологические запросы и изображения чашек за предыдущий месяц.

Созданный файл резервной копии получает имя *Adagio_datehour.b3k*.

Пример: *Adagio_20121209030502.b3k*

Система сохраняет 2 последних файла резервной копии.



Совместно используемый сетевой каталог, в котором сохраняют файлы резервной копии, должен быть связан с учетной записью пользователя Windows, которая имеет полный доступ к этому каталогу.

Этот каталог следует держать исключительно для файлов резервной копии базы данных и файлов резервной копии изображений (если таковые имеются, см. [Раздел 5.4.3](#)). Избегайте сохранения в этом каталоге данных или файлов других типов.

В окне «Каталог резервной копии базы данных» (Database backup directory) введите IP-адрес сетевого компьютера, на котором расположен совместно используемый каталог, а также имя совместно используемого каталога.

Введите имя пользователя и пароль пользователя Windows, который имеет полный доступ к совместно используемому каталогу.

Нажмите на кнопку [Сеть] (Network)



Обратитесь в IT-отдел лаборатории для получения точной информации о сетевых параметрах, которые необходимо ввести.

Если совместно используемый каталог будет доступен, будет отображена информация для «**СЕТЕВОЙ**» (NETWORK) резервной копии. Если это не так, будет отображена «**ЛОКАЛЬНАЯ**» (LOCAL) информация, указывающая на то, что резервное копирование будет выполняться автоматически на системе ADAGIO, но не будет возможности сохранить копию в совместно используемый каталог.

Выберите опцию резервного копирования «**Предупреждение о сбое сети**» (Warning network failure), чтобы предупреждающее сообщение было отправлено всем пользователям группы ADMIN через систему передачи сообщений ADAGIO, если не удастся создать резервную копию базы данных в сетевом каталоге.

4.1.3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЛИС

Активацию и настройку интерфейса с помощью лабораторной компьютерной системы необходимо выполнять в соответствии с процедурой, описанной в руководстве по настройке связи «Интерфейс двунаправленного подключения ADAGIO к ЛИС».

4.2 Меню тезауруса

Тезаурус

4.2.1 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОКНА ТЕЗАУРУСА

Это окно отображает подробную информацию о каждом экране.

Оно разделено на 2 главных экрана и 1 поле поиска:

1. Экран дерева групповых файлов и элементов
2. Подробная информация о выбранной записи
3. Поле поиска можно использовать для ограничения отображения только тех записей, код и метка которых содержат введенные символы.

The screenshot displays the ADAGIO Thesaurus interface. On the left, the 'Antibiotics' tree (labeled 1) shows a hierarchy: F01 Beta-lactams > F011 Penicillins > F0114 Carboxypenicillins > F01141 Carboxypenicillins + beta-lactamase inhibitors > TCC Ticarcillin + clavulanic acid [85 µg] and F01142 Carboxypenicillins without inhibitors > TIC Ticarcillin [75 µg]. The right panel (labeled 2) is the 'Edit antibiotic' form, which includes fields for Group (F01142 Carboxypenicillins without inhibitor), Code (TIC), Title (Ticarcillin), Pharmaceutical drug names (Ticarpen), Description, LIS code (TIC), and Whonet code (TIC_FD75). A search bar at the top right (labeled 3) contains the text 'ticar'. The form also shows a 'Save' button and a footer with creation and update dates.

4.2.2 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТЕЗАУРУСЕ

Тезаурус



Важно проводить валидацию всех изменений в тезаурусе, поскольку это может оказывать влияние на результаты антибиотогаммы.

Для всего набора тезаурусов можно выполнить различные общие действия, описанные ниже. Действия, специфичные только для некоторых тезаурусов, описаны в следующих параграфах.

4.2.2.1 **Изменение кодов связи и отображения:** Для всех элементов

Найдите запись, которую необходимо изменить, и выберите ее, щелкнув по ней мышью в дереве файлов слева.

Подробная информация о выбранном элементе отображается в окне справа.

Для изменения кода отображения введите новый код в поле «Код клиента» (Client code) и нажмите на кнопку [Сохранить] (Save).

Для изменения кода связи с ЛИС введите новый код в поле «Код ЛИС» (LIS code) и нажмите на кнопку [Сохранить] (Save).

Все коды всех элементов тезауруса также можно изменить через следующее меню:

Администрирование (Administration) » Общая конфигурация (General configuration) » Управление кодами отображения и связи (Display and communication code management)

4.2.2.2 **Создание группы данных:** Антибиотики, Микроорганизмы, Предварительно определенные комментарии, Образцы, Клинические отделения

В левом окне нажмите на ссылку [Добавить группу] (Add group), при этом в правом окне отобразится подробная информация о создаваемой группе.

Введите имя и код для новой группы, а затем нажмите на кнопку [Сохранить] (Save).

4.2.2.3 **Создание подгруппы данных:** Антибиотики, Микроорганизмы, Предварительно определенные комментарии, Образцы, Клинические отделения

Нажмите на группу данных в левом окне, при этом в правом окне отобразится подробная информация о выбранной группе.

Нажмите на кнопку [Добавить группу] (Add group) в нижнем окне, появится новое окно с подробной информацией о группе.

Введите имя и код для новой группы, а затем нажмите на кнопку [Сохранить] (Save), подгруппа появится в окне группы справа.

4.2.2.4 **Создание записи:** Для всех элементов

Нажмите на ссылку [Добавить элемент] (Add element) в верхнем окне, в нижнем окне отобразится подробная информация о создаваемой записи.

Введите требуемую информацию, а затем нажмите на кнопку [Сохранить] (Save).

Что касается элементов внутри групп, чтобы классифицировать элемент, выберите группу из списка в окне с подробной информацией, затем нажмите на кнопку [Сохранить] (Save).

4.2.3 ОТДЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТЕЗАУРУСА

4.2.3.1 Антибиотики

Тезаурус (Thesaurus) » Антибиотики (Antibiotics)

The screenshot displays the ADAGIO Thesaurus interface. On the left, the 'Antibiotics' section is expanded, showing a hierarchical tree of antibiotic groups: F01 Beta-lactams, F012 Cepheids, F0124 Oxacephems, F011 Penicillins, F0116 Penicillins M, F13 Oxazolidinones, F03 Quinolones, F031 1st Generation Quinolones, and F032 2nd Generation Quinolones. On the right, the 'Edit antibiotic' form is shown with the following fields: Group (F0116 Penicillins M), Code (OX), Title (Oxacillin), Pharmaceutical drug names (Bristopen, Bactocill, Prostaphlin), Description (empty), LIS code (OX), and Whonet code (OXA_ND1). The form also includes a 'Save' button and a status bar indicating the creation and update dates.

Добавление нагрузки антибиотика:

В окне, отображающем подробную информацию о выбранном антибиотике, выберите вкладку **[Нагрузки антибиотика] (Antibiotic loads)**.

Введите концентрацию нагрузки, единицу измерения и, если применимо, код связи с ЛИС, а затем нажмите на кнопку **[Сохранить] (Save)**.



Можно изменить только код ЛИС нагрузки, и невозможно ввести код диска для нагрузок, созданных пользователем.



Антибиотикам, которые используются на чашке для получения антибиограмм, будь то в режиме автоматического чтения или чтения панели, должна быть присвоена нагрузка антибиотика.

4.2.3.2 Микроорганизмы Тезаурус (Thesaurus) » Микроорганизмы (Microorganisms)

Microorganisms

- Add a group
- Add a microorganism
- Create PDF list
- F01 Gram-positive bacteria
 - F011L Gram-positive cocci
 - F01121 Streptococcus
 - F11211 Other Streptococci
 - ☐ SRPN Streptococcus pneumoniae

Edit microorganism

Details Typing

Group * F11211 Other Streptococci
Code * SRPN
Title * Streptococcus pneumoniae
Description
LIS code SRPN
Whonet code spn
Quality control ☐
Reading plate expected number

Created by Bio-Rad at April 10, 2012 3:02:21 PM
Updated by ADMIN ADMIN at June 20, 2012 2:29:22 PM

Save

Создание типирования для микроорганизмов:

В окне с подробной информацией о выбранных микроорганизмах нажмите на вкладку [Типирование] (Typing).

Введите соответствующую информацию, а затем нажмите на кнопку [Сохранить] (Save).

Типирование будет вручную связано с выделенным микроорганизмом в окне подробной информации об образце, в файле пациента или на экране чтения. Оно также может быть автоматически передано ЛИС.

Создание штаммов контроля качества:

В этом окне также отображаются те микроорганизмы, которые можно использовать как штаммы контроля качества для анализа контроля качества (см. [Раздел 4.6.2](#)).


The screenshot displays the ADAGIO software interface. On the left, the 'Microorganisms' panel shows a list of quality control strains under the 'QC Quality control strains' group. The list includes various ATCC strains such as ATCC1 ATCC 25923 S. aureus, ATCC10 ATCC 49226 N. gonorrhoeae, and ATCC2 ATCC 25922 E. coli. On the right, the 'Edit microorganism' form is shown with the 'Details' tab selected. The form contains fields for Group (QC Quality control strains), Code (ATCC2), Title (ATCC 25922 E. coli), Description, LIS code (ATCC2), Whonet code, Quality control (checked), and Reading plate expected number. A red box highlights the 'Quality control' checkbox. At the bottom of the form, it shows creation and update dates by Bio-Rad, and a 'Save' button.

Штаммы контроля качества, которые рекомендуются официальными нормативными актами, предварительно определены в тезаурусе.

Если вы хотите добавить специфические для лаборатории штаммы контроля качества, вы можете создать их, нажав кнопку **[Добавить микроорганизм] (Add a microorganism)** и введя соответствующие данные в различные поля. Вам просто нужно убедиться, что вы установили флажок **«Контроль качества» (Quality control)**, чтобы обозначить этот микроорганизм как штамм контроля качества.

Затем вам нужно будет связать его с соответствующими антибиотиками и ввести соответствующие контрольные точки в окне **Тезаурус (Thesaurus) » Критические контрольные точки (Critical breakpoints)** (см. [Раздел 4.2.3.3](#)).

4.2.3.3 Критические контрольные точки Тезаурус (Thesaurus) » Критические контрольные точки (Critical breakpoints)



Microorganisms

Antibiotic filter

EUCAST 2019

- F01 Gram-positive bacteria
 - F011L Gram-positive cocci
 - F0113 Staphylococcus
 - F1131 Coagulase positive
 - F1133 S. aureus - complex
 - STAU Staphylococcus aureus

STAU Staphylococcus aureus

Diameters MIC

Antibiotic	Load	Disc code	DIAM $\geq$ S	DIAM $<$ R	
AN Amikacin	30 μ g	AKN	18	16	V
P1 Benzylpenicillin	1 IU	PNG	26	26	V
FOX Cefoxitin	30 μ g	FOX	22	22	V
CPTNEU Ceftaroline - Pneumonia	5 μ g		20	20	V
CPT Ceftaroline	5 μ g	CPN	20	17	V
BPR Cefepime	5 μ g	BPR	17	17	V
CIP Ciprofloxacin	5 μ g	CIP	21	21	V
GM Gentamicin	10 μ g	GMN	18	18	V
LVX Levofloxacin	5 μ g	LVX	22	22	V
MXF Moxifloxacin	5 μ g	MXF	25	25	V
NET Netilmicin	10 μ g	NTM	18	18	V
OFX Ofloxacin	5 μ g	OFX	20	20	V
TM Tobramycin	10 μ g	TMN	18	18	V

Page 1 of 1 View 1 - 13 of 13

Created by Bio-Rad at May 23, 2019 11:52:13 AM
Updated by Bio-Rad at May 23, 2019 11:52:13 AM

По умолчанию при открытии окна выбирается норма, определенная в меню параметра приложения. Другая норма может быть выбрана из списка в верхней части левого окна. Список антибиотиков и контрольных точек, отображаемых в таблице, зависит от выбранной нормы. Эти значения по умолчанию обозначаются как «контрольные точки **Bio-Rad**».

Поиск контрольных точек для данного микроорганизма или группы микроорганизмов:

Введите название или код микроорганизма или группы микроорганизмов в поле поиска в верхней правой части окна, затем нажмите на элемент в левом окне.

Поиск существующих контрольных точек для всех микроорганизмов или групп микроорганизмов для данного антибиотика:

Откройте список «**Фильтр антибиотиков**» (**Antibiotic filter**) в верхней части левого окна, затем введите антибиотик или найдите его в списке.

Фильтрация по дереву файлов микроорганизмов осуществляется с точки зрения элементов, имеющих диаметр или контрольную точку МПК для антибиотика, в отношении которого выполняется поиск.

Группы, выделенные курсивом, соответствуют элементам дерева файлов, которые не имеют контрольной точки для элемента, в отношении которого выполняется поиск.

Настройка общих интерпретационных контрольных точек:

После выбора соответствующего элемента из дерева файлов микроорганизмов в левой части экрана выберите вкладку [**Диаметр**] (**Diameter**) или [**МПК**] (**MIC**), соответствующую настраиваемой контрольной точке.

Нажмите на кнопку + в нижней части таблицы контрольных точек, чтобы создать новую контрольную точку, введите соответствующую информацию, затем нажмите на кнопку [**Внести**] (**Submit**).

Контрольные точки **Bio-Rad** отображаются зеленым цветом, а контрольные точки, заданные пользователем, – черным.

Создание новой контрольной точки диаметра в паре антибиотик + нагрузка, которая уже имеет контрольную точку, автоматически деактивирует предыдущую контрольную точку.

Создание новой контрольной точки МПК на антибиотике, который уже имеет контрольную точку, автоматически деактивирует предыдущую контрольную точку.

Antibiotic	Load	Disc code	DIAM ≥ S	DIAM < R	
AN Amikacin	30 µg	AKN	18	16	.
AN Amikacin	30 µg	AKN	22	19	V
P1 Benzylpenicillin	1 IU	PNG	26	26	V

Символ **V** в столбце справа указывает, что контрольная точка активна. Он заменяется точкой **.** для деактивированных контрольных точек. Оба знака имеют зеленый цвет для контрольных точек **Bio-Rad** и черный цвет для контрольных точек, заданных пользователем.



Чтобы отредактировать или активировать/деактивировать контрольную точку остановки, нажмите на пиктограмму Редактировать (Edit) (карандаш) в нижней части таблицы. Пиктограмма Удалить (Delete) (корзина) видна, только если выбрана строка, заданная пользователем. Контрольные точки **Bio-Rad** удалить невозможно.



Контрольные точки Bio-Rad по умолчанию нельзя изменить, но их можно деактивировать и ввести настроенные контрольные точки.



Создание контрольных точек диаметра требует выбора нагрузки антибиотика, созданного в меню тезауруса антибиотика.

Критические контрольные точки для штаммов контроля качества:

Критические контрольные точки также доступны для штаммов контроля качества, как на вкладке [Диаметры] (Diameters), так и (начиная с версии 3.2.0 программного обеспечения ADAGIO) на вкладке [МПК] (MIC).

Microorganisms

Antibiotic filter

EUCAST 2019

- F03 Other bacteria
- QC Quality control strains
 - ATCC1 ATCC 25923 S. aureus
 - ATCC10 ATCC 49226 N. gonorrhoeae
 - ATCC11 ATCC 29213 S. aureus
 - ATCC12 ATCC 33560 C. jejuni
 - ATCC13 ATCC 51299 E. faecalis
 - ATCC14 ATCC BAA-1705 K. pneumoniae
 - ATCC15 ATCC BAA-2814 K. pneumoniae
 - ATCC16 ATCC 43300 S. aureus
 - ATCC2 ATCC 25922 E. coli**
 - ATCC3 ATCC 27853 P. aeruginosa
 - ATCC4 ATCC 29212 E. faecalis
 - ATCC7 ATCC 35218 E. coli
 - ATCC5 ATCC 49247 H. influenzae

ATCC2 ATCC 25922 E. coli

Diameters MIC

Antibiotic	MIC MIN	MIC MAX	
AN Amikacin	0.5	4	V
AMX Amoxicillin	2	8	V
AMC Amoxicillin + clavulanic acid	2	8	V
AM Ampicillin	2	8	V
SAM Ampicillin + sulbactam	1	4	V
ATM Aztreonam	0.06	0.25	V
CN Cefalexin	4	16	V
FEP Cefepime	0.016	0.125	V
CFM Cefixime	0.25	1	V
CTX Cefotaxime	0.03	0.125	V
FOX Cefoxitin	2	8	V
CPD Cefpodoxime	0.25	1	V
CPT Ceftaroline	0.03	0.125	V
CAZ Ceftazidime	0.06	0.5	V

Page 1 of 4


View 1 - 14 of 45

Created by Bio-Rad at May 23, 2019 11:57:22 AM
Updated by Bio-Rad at May 23, 2019 11:57:22 AM

Если вы создаете собственные штаммы контроля качества (см. [Раздел 4.2.3.2](#)), таблица в правой части окна будет пустой.

Вам необходимо связать каждый штамм контроля качества с соответствующими антибиотиками и значениями контрольных точек.

Для этого нажмите на кнопку + в нижней части таблицы, выберите антибиотик в выпадающем списке, введите значения контрольной точки (диаметр или МПК) и нажмите **[Внести] (Submit)**.



Повторите эти действия для того, чтобы добавить больше антибиотиков и контрольных точек. Если антибиотик, который вы хотите задать, в выпадающем списке отсутствует, вам сначала необходимо создать его в окне **Тезаурус (Thesaurus) » Антибиотики (Antibiotics)**.

4.2.3.4 Предварительно определенные комментарии Тезаурус (Thesaurus) » Предварительно определенные комментарии (Predefined comments)

Predefined comments

Create PDF list

- Expert system
 - CC Clinician's comments
 - DR Dosage regimens comments
 - GPCOMCODE GPCOMNOM
 - RBP Good Laboratory Practice Rules
 - PI Impossible or Improbable Phenotypes
 - INC Incoherences
 - ☐ INB01B Discordant result - AminoP +/- inhibitor
 - ☐ INB02B Discordant result - TIC and TCC
 - ☐ INB03B Discordant result - PIP and TZP
 - ☐ INB04B Discordant result - C1G/C2G
 - ☐ INB05B Discordant result - C1G/C3G
 - ☐ INB06B INB06B
 - ☐ INB07B Discordant result - AminoP and CarboxyP
 - ☐ INQ01B Discordant result - Q1G and FQ
 - ☐ INT01B Discordant result - TE and DO
 - ☐ INT02B Discordant result - TE and MNO
 - RNat Intrinsic Resistances

Edit comment

Assignment *

Group

Code *

Title *

Description *

Alert * ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

Order of display *

LIS code

Created by Bio-Rad at April 10, 2012 3:02:24 PM

Updated by Bio-Rad at January 13, 2014 10:17:54 AM

Создание связи для пиктограммы предупреждения на экране считывания:

В окне с подробной информацией о выбранном комментарии выберите пиктограмму предупреждения и нажмите на кнопку [Сохранить] (Save).



Этот значок появится в окне комментариев на экране считывания напротив соответствующего комментария и будет вызван экспертной системой.

All comments		Biologist comments		Questions	
Biologist comments				About (title)	
	Discordant result between the disks of 1st and 2nd generation cephalosporins; verify inhibition zone diameters.				

4.2.3.5 Предварительно определенные вопросы Тезаурус (Thesaurus) » Предварительно определенные вопросы (Predefined questions)

Predefined questions

Add a question

Create PDF list

- AMEB07 Technical conditions
- BLE101 Synergy AMC / 3GC
- BLE102 Synergy E. coli - AMC / 3GC
- BLE103 Synergy E. coli - AMC / FEP
- BLE104 Synergy AMC / 3GC
- BLE105 Synergy AMC / CRO or ATM
- BLE106 Synergy AMC / CAZ
- BLE300 Synergy FEP or CPO / AMC
- BLEB00 Synergy CAZ/CAZ+clav or CTX/CTX+clav
- BLPO01 Detection of beta-lactamase using additional test**
- BLPO02 Beta-lactamase detection via complementary test or syne
- BLPS01 Synergy TCC or AMC/ ATM or CAZ
- BLPS02 CAZ diameter lower than ATM or FEP?
- BLPS03 Synergy TCC / CAZ ou AZT ou FEP ou CPO
- BLSN01 Synergy AMC or TCC / CAZ or ATM or CTX?
- BLST00 Staphylococcus-Pase
- BLST01 Staphylococci- growth
- BLST02 Search for mecA
- BLST04 Heterogenous staphylococcus-Resistance
- BLST05 Staphylococcus- search for BRB2a or mecA

Edit question

Assignment Expert system ▾

Code *

Title *

Question *

Is there a beta-lactamase?
(Detection of beta-lactamase by additional test)

LIS code

☒ YES
☐ NO
☐ Test not performed

Created by Bio-Rad at April 10, 2012 3:02:24 PM
Updated by ADMIN ADMIN at March 26, 2012 4:37:46 PM

Save

Выбор ответа по умолчанию:

В окне с подробной информацией о выбранном вопросе выберите ответ по умолчанию и нажмите на кнопку [Сохранить] (Save).

4.2.3.6 Типы образцов

Тезаурус (Thesaurus) » Образцы (Samples) » типы образцов (sample types)

Sample types

- Add a group
- Add a sample type
- Create PDF list
- BLO Blood culture
- RESP Respiratory samples
 - ABC Abscess
 - STO Stool
 - UR Urine

Edit sample type

Group: All

Code *: ABC

Title *: Abscess

Description:

LIS code: ABC

Whonet code:

Change the status of the sample to sterile after Day(s)

Created by André BARILLOT at November 19, 2012 11:43:24 AM

Updated by André BARILLOT at November 19, 2012 11:43:24 AM

Delete Save

Настройки для стерильных образцов:

Чтобы активировать автоматическое обновление статуса стерильных образцов, в окне подробностей образца установите флажок «изменить статус для...» (**change the status of...**), введите количество дней, а затем нажмите на кнопку [Сохранить] (Save).

Статус образцов, которые еще не проанализированы или проанализированы без идентифицированного микроорганизма, будет автоматически обновлен на "стерильный" по истечении заданного периода времени с даты отбора образцов.



Обновление статуса образцов происходит автоматически каждый день, за 5 минут до начала автоматического резервного копирования базы данных системы ADAGIO.

4.3 Модели антибиограмм

Инструменты (Tools) » Модели антибиограмм (Antibiogram models)

Автоматическая идентификация антибиотиков совместима только с новыми дисками **Bio-Rad**.

Использование этой системы с другими дисками требует создания моделей антибиограмм, совместимых с конфигурацией диспенсеров дисков, используемых лабораторией.

Путем создания ручной модели результаты антибиотиков (диаметры, RIS, МПК) могут быть введены непосредственно с экрана считывания без загрузки чашки для получения антибиограмм.



Важно убедиться, что различные положения антибиотиков в чашке соответствуют антибиотикам, определенным в панели.

Создание панели:

1. Нажмите на ссылку **[Добавить модель] (Add a model)** в левом окне, подробная информация о новой модели, которую необходимо создать, отображается в окне справа.
2. Введите имя модели, затем нажмите на кнопку **[Сохранить] (Save)**.
3. Нажмите на кнопку **[Добавить чашку] (Add a plate)**, выберите тип чашки, который необходимо создать, затем используйте мышь для перемещения требующихся антибиотиков в каждое положение и нажмите на кнопку **[Сохранить] (Save)**.

Выберите формат чашки **«Считывание вручную» (Manual reading)**, чтобы создать модель, в которой результаты можно вводить вручную (диаметр, заключение RIS, измеренная МПК).

Чтобы ввести результаты диаметров, выберите антибиотики со связанной нагрузкой для получения категории, соответствующей нагрузке + норме.

Для введения измеренных результатов МПК достаточно выбрать антибиотик без нагрузки.

4.4 Пациенты

Пациенты

4.4.1 СПИСОК ПАЦИЕНТОВ

Пациенты (Patients) » Список пациентов (Patient list)

Этот экран позволяет создавать или искать пациента, за чем следует отображение или модификация информационных данных пациента.

Окно поиска позволяет вам фильтровать пациентов по коду пациента, фамилии, имени и коду образца.

Поиски с помощью номера госпитализации или кода анализа возможны через пиктограмму расширенного поиска.



Поскольку введение и модификация информации в файле пациентов может оказать влияние на результаты, это должно выполняться только уполномоченным лицом.

Patient			Patient details						
+ Add a patient			Patient Sample Hospitalisation Treatment Contact						
Code	Name	Sample	Sample code	Date	Sample type	Ward	Status		
--	--		s-678	10/9/12			End		
32411408	Donald DUCK		Analysis code	Date	Microorganism	Typing	Prescriber	Rank number	Status
32405210	Coco CASTA	s-678	a-699	10/9/12	ET			1	Validated
jlmjlm			Enterococcus sp						

Наличие пиктограммы  в столбце образцов означает, что имеется несколько образцов для одного пациента.

Дополнительная информация может быть включена с использованием вкладок [Пациент (Patient)], [Образец (Sample)] и [Госпитализация] (Hospitalisation), путем нажатия на соответствующие кнопки:

-  чтобы добавить предварительно определенные вопрос и ответ
-  чтобы привязать свободный формат или предварительно определенный комментарий

Комментарии в свободном формате автоматически создаются в тезаурусе предварительно определенных комментариев.

4.4.1.1 Подробная информация о пациенте

Вкладка [Пациент (Patient)] отображает подробную информацию о пациенте

Patient details		Patient	Sample	Hospitalisation	Treatment	Contact
Patient code	<input type="text" value="32411408"/>					
Title	<input type="text" value=""/>					
Sex	<input type="text" value=""/>					
Name	<input type="text" value="DUCK"/>					
First name	<input type="text" value="Donald"/>					
Date of birth	<input type="text" value=""/>					
Origin	<input type="text" value=""/>					
Social security N°	<input type="text" value=""/>					
Health status	<input type="text" value=""/>					
<p>Created by labo labo at October 13, 2012 11:41:36 AM</p> <p>Updated by André BARILLOT at November 19, 2012 11:48:00 AM</p>						
<input type="button" value="Delete"/> <input type="button" value="Save"/>		<input type="button" value="Help"/> <input type="button" value="Comments"/> <input type="button" value="Create PDF"/>				

Выберите вкладку [Контакт (Contact)], чтобы отобразить подробную контактную информацию пациента.

4.4.1.2 Последующее отслеживание образцов

Вкладка [Образец] (Sample) отображает список образцов и анализов пациента.

Patient details					Patient	Sample	Hospitalisation	Treatment	Contact
Sample code	Date	Sample type	Ward	Status					
- s-676	10/9/12	UR		Analysis underway					
Analysis code	Date	Microorganism	Typing	Prescriber	Rank number	Status			
334	11/19/12	PTMI			2	To be read			
a-697	10/9/12	ESCO			1	Validated			
+ s-675	10/9/12	STO				Awaiting			

Created by labo labo at October 10, 2012 10:35:10 AM
Updated by André BARILLOT at November 19, 2012 11:51:32 AM

[Add sample](#)
[Edit sample](#)
[Delete sample](#)
[Add analysis](#)

Нажмите на кнопку [Редактировать образец] (Edit sample), чтобы внести изменения в образец. К результатам анализа можно получить доступ, выбрав анализ из списка под образцом и затем нажав на кнопку [Результат] (Result) или дважды нажав на строку соответствующего анализа.

Статус образца и анализа:

Статус образца	Статус анализа
Ожидает	<i>Не применимо</i>
Анализ в работе	Подлежит считыванию Подлежит валидации Подлежит экспертной оценке
Конец	Прошел валидацию Конец (вручную)
Стерильный	<i>Не применимо</i>

Статусы могут быть использованы для сортировки записей для отображения из рабочих списков.

4.4.1.3 Последующее отслеживание госпитализации

Вкладка [Госпитализация] (Hospitalisation) отображает последующее отслеживание при госпитализации пациента.

Patient details						Patient	Sample	Hospitalisation	Treatment	Contact
	Number	Admission date :	Discharge	Reason for hospitalisation	Kinds of stay					
-	29601	7/2/12		REAS						
L	Admission date ▾		Ward		Room N°					
	7/2/12		IP							
<p>Created by LIS at July 2, 2012 5:48:44 PM</p> <p>Updated by ADMIN ADMIN at November 19, 2012 4:08:33 PM</p>										
<div> + Add hosp. ✎ Edit hosp. ✖ Delete hosp. + Add ward </div>										

4.4.1.4 Последующее отслеживание лечения

Вкладка [Лечение] (Treatment) отображает последующее отслеживание при лечении пациента антибиотиками.

The screenshot displays the 'Treatment' tab in the ADAGIO system. At the top, there are tabs for 'Patient details', 'Patient', 'Sample', 'Hospitalisation', 'Treatment' (selected), and 'Contact'. Below these is a table with columns: 'Start date', 'End date', 'Antibiotic', 'Daily dose', and 'Number of days'. The table contains one entry: Start date 11/15/12, End date 11/19/12, Antibiotic AM, Daily dose 2, and Number of days 4. An 'Edit treatment' modal form is open in the center, allowing users to modify the treatment details. The form includes fields for 'Antibiotic' (a dropdown menu showing 'AM Ampicillin'), 'Start date' (11/15/2012), 'End date' (11/19/2012), 'Daily dose' (2), and 'Number days' (4). A 'Submit' button is located at the bottom right of the modal. Below the table, there is a status bar showing 'Created by ADMIN ADMIN at November 19, 2012 4:10:07 PM' and 'Updated by ADMIN ADMIN at November 19, 2012 4:10:07 PM'. At the bottom, there are three buttons: 'Add treatment' (with a plus icon), 'Edit treatment' (with a pencil icon), and 'Delete treatment' (with a minus icon).

Start date	End date	Antibiotic	Daily dose	Number of days
11/15/12	11/19/12	AM	2	4

Edit treatment ✕
Antibiotic * AM Ampicillin
Start date * 11/15/2012
End date 11/19/2012
Daily dose 2
Number days 4
Submit

Created by ADMIN ADMIN at November 19, 2012 4:10:07 PM
Updated by ADMIN ADMIN at November 19, 2012 4:10:07 PM

+ Add treatment ✎ Edit treatment - Delete treatment

4.4.2 РАБОЧИЙ СПИСОК

Пациент (Patient) » Рабочий список (Working list)

Patient code	Sample code	Sample date	Sample type	Isolated microorganism
101765	14448	3/29/2012	URINE (zonder gegevens	Staphylococcus aureus
123test	123test	4/23/2012		Staphylococcus aureus
25146	14322	3/28/2012	SPUTUM	Moraxella catarrhalis (Branha
125	125	3/22/2012		Escherichia coli
123test	123test	4/23/2012		Escherichia coli
100224	13969	3/23/2012	NEUSSEKREET	Enterococcus sp
175867	P-2	4/1/2012		Enterococcus faecalis
M1AD3 week 3	ATCC14.06.2012	6/13/2012		Disp Urine Enterococcen
	s-6065	6/12/2012		Disp Pneumococcen
8465	14318	3/28/2012	NEUSSEKREET	Coagulase-negative staphylo
	s-6957	6/24/2012		Bacteroides fragilis
272124	16527	4/27/2012	VAGINAAL SEKREET	
194363	17634	5/12/2012	URINE (midstream)	
82901	18519	5/24/2012	Perineum	
317556	19400	6/4/2012	SPUTUM	

Рабочие списки используются для сортировки анализов, которые будут обрабатываться с экрана считывания.

Списки экспорта используются для выбора нескольких анализов для отправки в ЛИС или для создания PDF отчета о серийных результатах.

PDF отчет о серийных результатах ограничен максимум 20 анализами.

Создание рабочего списка:

Нажмите на ссылку **[Добавить рабочий список] (Add Working list)** или ссылку **[Добавить список экспорта] (Add Export list)**, введите название рабочего списка, затем нажмите на кнопку **[Добавить] (Add)**.

Фильтрация записей:

Нажмите на вкладку **[Параметры] (Parameters)** выбранного списка, выберите критерии для добавления, введите одну или более записей в соответствующие фильтры, затем нажмите на кнопку **[Сохранить] (Save)**.

Criterion	Operator	Values
Analysis status	Include	To be read
Microorganism/group	Include	ESCO Escherichia coli, STAU Staphylococcus aureus, KLPN Klebsiella pneumoniae
Microorganism/group	Exclude	
Ward/group	Include	
Ward/group	Exclude	990 HIGH CARE

Created by Elien Vervaeke at January 18, 2011 11:13:07 AM
Updated by ADMIN ADMIN at November 19, 2012 4:17:56 PM

Выбор столбцов для отображения в списке:

Нажмите на вкладку **[Параметры] (Parameters)** выбранного списка, нажмите на вкладку **[Отображение] (Display)**, слева выберите столбцы для отображения, выберите ключ сортировки по умолчанию для использования при открытии списка и затем нажмите на кнопку **[Сохранить] (Save)**.

Выбор настроек валидации:

Нажмите на вкладку **[Параметры] (Parameters)** выбранного списка и затем выберите настройку валидации, соответствующую желаемой операции при открытии валидации анализа из рабочего списка:

- **Настройки отсутствуют (No option)** ⇒ при валидации анализа страница экрана считывания останется отображенной на анализе, прошедшем валидацию;
- **Следующий анализ (Next analysis)** ⇒ при валидации анализа страница экрана считывания автоматически будет отображать результаты следующего анализа из рабочего списка;
- **Обратно к списку (Back to the list)** ⇒ при валидации анализа приложение автоматически будет возвращаться к рабочему списку.

Удаление анализов из рабочего списка:

Поставьте галочку в квадрате ☒ анализов, которые вы хотите удалить, и затем нажмите на кнопку **[Удалить анализы] (Delete analyses)**.

Параметры для прав на удаление анализов могут быть отрегулированы на группе пользователей в меню управления пользователями.

Удаление анализов отслеживается в файле, доступном с экрана сопровождения.

Отправка серийных анализов в ЛИС из списка экспорта:

Выберите анализы, которые необходимо отправить, установив флажок в начале строки, затем нажмите на кнопку **[Отправить в ЛИС] (Send to LIS)**.

Создание PDF отчета о серийных результатах из списка экспорта:

- **Выбор анализов вручную**

Выберите соответствующие анализы (максимум 20), затем нажмите на кнопку **[PDF биолога] (Biologist PDF)** или **[PDF клинициста] (Clinician PDF)**, чтобы создать соответствующий отчет по умолчанию.

- **Автоматический выбор 20 анализов**

Выберите первый анализ и затем нажмите на кнопку **[X20]** соответствующего отчета. Автоматически созданный отчет содержит 20 анализов, начиная с первого выбранного анализа. 21-й анализ автоматически выбирается, чтобы дать возможность создания следующих 20 анализов, что выполняется снова путем нажатия на соответствующую кнопку **[X20]**.



Создание окончательного PDF отчета должно быть завершено, прежде чем можно будет отправить запрос на следующий отчет.

Отображение результатов анализа из списка экспорта:

Нажмите на кнопку  столбца , чтобы отобразить результаты соответствующего анализа.

Создание PDF отчета рабочего списка:

Нажмите на кнопку **[Сгенерировать PDF] (Generate PDF)** в соответствующем рабочем списке, чтобы создать отчет в портретном формате, содержащий список записей со всеми выбранными столбцами.

4.5 Считывание антибиограмм

Антибиограммы можно считать с экрана быстрого считывания или из рабочего списка. После автоматического считывания чашки инициируется оценивание для обнаружения маркеров резистентности и расхождений, коррекции результатов и отображения комментариев для биолога или клинициста.

В режиме панели анализ экспертной системы запускается автоматически всякий раз, когда закрывается окно считывания панели, если только к выбранной панели не был добавлен квадрат считывания вручную.

В автоматическом режиме анализ экспертной системы запускается автоматически, когда было завершено считывание того количества чашек, которое требуется для выбранных видов. По умолчанию экспертная система запускается после каждой операции автоматического считывания чашки для одного и того же анализа.

Однако оценивание может быть активировано после второго, третьего или четвертого считывания чашки в одном и том же анализе, в зависимости от настроек, определенных для микроорганизмов или групп микроорганизмов в меню **Администрирование (Administration)** » **Общая конфигурация (General configuration)** » **Администрирование автоматизированной экспертизы (Automated expertise administration)**.

Во время оценивания результатов пользователю могут быть заданы вопросы для оптимизации поиска резистентных фенотипов, в зависимости от рекомендаций каждого из разных комитетов антибиограмм.

Подробную информацию о считывании чашки можно отобразить, нажав на маленькое изображение экрана считывания (см. **Раздел 4.5.3 «Подробная информация о чашке»**) или автоматически после считывания, если для параметров выбранного пользователя была активирована опция **«Автоматически открывать окно с подробной информацией об изображении чашки после считывания» (Automatically open the dish image detail window after reading)**.

Используйте контрольную карточку для имитации считывания в режиме панели или в автоматическом режиме.

Нажмите на кнопку **[Сообщение] (Message)** на экране считывания, чтобы отправить сообщение, содержащее ссылку на соответствующий анализ, на которую можно нажать. Получатель может прямо нажать на ссылку из принятого сообщения, чтобы отобразить экран считывания соответствующего анализа.



Когда имеется более одного устройства считывания ADAGIO, подключенных к одной сети (т. е. одна главная камера и одна или более ведомых камер, см. **Раздел 4.1.1.3.1**), важно, чтобы перед началом считывания вы проверили, что камера, выбранная в правом углу панели команд (см. **Раздел 3.2**), соответствует устройству считывания ADAGIO, в которое вы намереваетесь загрузить чашку, которую хотите считать. Иначе существует риск связывания результатов этой чашки с неверным файлом пациента.



Диаметры, полученные в таблице результатов, должны пройти валидацию с использованием изображения считывания чашки, которое отображается на экране.



Чашки с тонким слоем культуральной среды (например, *Haemophilus*) можно считывать с использованием адаптера НТМ, поставляемого с системой ADAGIO.

4.5.1 ЭКРАНЫ СЧИТЫВАНИЯ

4.5.1.1 Считывание с экрана быстрого считывания

Пациент (Patient) » Быстрое считывание (Rapid reading)

Этот экран используется для ввода считанной информации вручную. Минимум данных, которые вы можете ввести, – это данные о микроорганизме.

Введите информацию о пациенте, образце и анализе, затем сохраните изменения, нажав на кнопку **[Сохранить] (Save)**. Если вы нажмете **Enter** на клавиатуре, автоматически откроется окно панелей для выполнения считывания. В режиме панели окно панелей открывается автоматически, после сохранения, чтобы выполнять считывание.



В режиме панели окно моделей антибиограмм автоматически открывается на последней модели, использованной для введенного микроорганизма.

Использование устройства считывания штрихкодов:

Вы можете ввести информацию на экран считывания с использованием устройства считывания штрихкодов, заблаговременно расположив курсор в поле, содержащем отсканированную информацию.

Положение курсора:

Положение курсора может быть приспособлено, когда экран считывания открыт, и всякий раз, когда на клавиатуре нажимают клавишу табуляции, с использованием меню **Администрирование (Administration) » Общая конфигурация (General configuration) » Общие параметры считывания (General reading parameters)**.

4.5.1.2 Считывание из рабочего списка Пациент (Patient) » Рабочий список (Working list)

1. Выберите рабочий список;

Patient code	Sample code	Sample date	Sample type	Isolated microorganism	Ward
101765	14448	3/29/2012	URINE (zonder gegev	Staphylococcus aureus	Polikliniek
57633	S-1	11/19/2012	URINE (zonder gegev	Escherichia coli	
327618	19562	6/6/2012	URINE (zonder gegev		
35924	16436	4/26/2012	URINE (zonder gegev		
258772	13898	3/22/2012	URINE (zonder gegev		AMBULANT
319938	21285	6/29/2012	URINE (zonder gegev		AMBULANT
324942	18843	5/29/2012	URINE (zonder gegev		AMBULANT

Page 1 of 25 View 1 - 15 of 367

2. Выберите запись из списка, экран считывания открывается автоматически.

Isolated microorganism : Escherichia coli - Rank number : 1

Patient

Back to workinglist

Patient code: 57633
Name: TOTO
First name:
Date of birth:
Sex:
Hospitalisation:
Hosp #:
Current ward:
Admission date:
Sample [1/1]:
Sample code: S-1
Sample date: 11/19/2012
Sample type: URINE URINE (z
Analysis [1/1]:
Analysis code: A-1
Analysis date: 11/19/2012
Microorganism: ESCO: Escheric...
Rank number: 1
Save
Biologist
Clinician

AST results

Current analysis History

CLSI 2012 Expertise

Synergy: No Synergy
Antagonism: No Antagonism

Antibiotic Add Diameter RLS Raw Expert Conclusion MIC Estimated Measured Read

To be read

Norm
No phenotype No comment
All comments Biologist comments Questions

Чтобы выполнить считывание, выберите микроорганизм, затем сохраните изменения, нажав на пиктограмму Сохранить (Save) или нажав на клавишу **Enter**, при этом экран панелей открывается автоматически.

В режиме панели экран панелей открывается автоматически.

Если микроорганизм уже был введен, нажмите на кнопку **[Читать] (Read)**, чтобы открыть окно панелей или загрузить чашку непосредственно в выдвижной ящик, в автоматическом режиме.



В режиме панели окно моделей антибиограмм автоматически открывается на последней модели, использованной для введенного микроорганизма.

Использование устройства считывания штрихкодов:

Из рабочего списка также можно выбрать файл для считывания с использованием устройства считывания штрихкодов, экран считывания автоматически открывается, показывая данные для файла, которые были отсканированы.

Устройство считывания штрихкодов должно быть сконфигурировано так, что функция **«Возврат каретки» (Carriage return)**, которая соответствует клавише **«Enter»** на клавиатуре, будет активироваться после считывания этикетки со штрихкодом.

Подключение к ЛИС в запросном режиме:

На экране рабочих списков введите код для отправки в ЛИС, затем нажмите на кнопку **[Отправить запрос] (Send query)**. Когда принят ответ ЛИС, экран считывания автоматически открывается, показывая принятые данные.

4.5.1.3 Действия, возможные на экранах считывания

4.5.1.3.1 Окно с подробной информацией о пациенте, образце и анализе

В ADAGIO имеется три экрана считывания:

Экран быстрого считывания позволяет вам ввести всю информацию о пациенте, образце и анализе. Эти данные можно сохранить, нажав на кнопку **[Сохранить] (Save)**

В режиме панели, если микроорганизм был введен, после сохранения изменений экран панелей автоматически открывается на последней панели, использованной для идентификации того же микроорганизма.

Чтобы добавить образец для того же пациента или анализ для того же образца, нажмите на соответствующую кнопку .

Нажмите на кнопку , чтобы начать новую запись.

Новые образцы, введенные на этом экране, будут связаны с файлом текущего пациента согласно следующим правилам уникальности:

- Одинаковый **код пациента**

Или

- Одинаковые **[фамилия + имя + дата рождения]**, если код пациента недоступен.

Новые анализы, введенные на этом экране, будут связаны с текущим образцом согласно следующим правилам уникальности:

- Одинаковые **[код + дата + время]** отбора образца.

Уникальность анализов определяется посредством: одинаковых значений **[код + дата + время]** анализа.

Экран считывания рабочего списка позволяет вам вводить информацию анализа или добавлять новый анализ для того же образца.

Модификации будут учтены после нажатия кнопки сохранения.

В режиме панели, если микроорганизм был введен, после сохранения изменений экран панелей автоматически открывается на последней панели, использованной для идентификации того же микроорганизма.

Вы можете переходить между разными анализами и образцами с помощью кнопок на панели навигации.

Нажмите на соответствующую кнопку возврата назад в верхней части левого столбца на экране считывания, чтобы вернуться в предыдущее меню (окно рабочего списка или запроса к ЛИС).

Экран считывания пациента позволяет вам просматривать всю информацию.

Чтобы модифицировать информацию о пациенте, образце и анализе в файле пациента, нажмите на соответствующую кнопку в верхней части столбца.

Нажмите на соответствующую кнопку возврата назад в верхней части левого столбца на экране считывания, чтобы вернуться в файл пациента.

Используя эти 3 экрана вместе, вы можете напечатать все отчеты клинициста и биолога, нажав на соответствующие кнопки для каждой распечатки, или вы можете просмотреть все отчеты в формате PDF, нажав на соответствующую пиктограмму.

4.5.1.3.2 Окно таблицы результатов

Antibiotic 	Diameter	RIS			MIC	
		Raw	Expert	Conclusion	Estimated	Measured
Ampicillin 10 µg	23	S			1	
Cefuroxime 30 µg	19	S			8	
Colistin 10 µg	35	S				
Fosfomycin 200 µg	35	S			0.125	
Ceftazidime 30 µg	15	R	R		32	
Amoxicillin + clavulanic acid 30 µg	28	S	R		>=32	
Cefepime 30 µg	17	I	R		>=32	
Cefazolin 30 µg	35					
Trimethoprim / sulfamethoxazole 25 µg	28	S			1	
Temocillin 30 µg	28	S			<=16	
Doxycycline 30 µg	35	S			<0.06	
Amikacin 30 µg	35	S			<0.06	
Nitrofurantoin 300 µg	8	R			>256	
Piperacillin + tazobactam 110 µg			I		16-128	



Интерпретация результатов антибиотиков выполняется в соответствии со стандартом антибиотика по умолчанию, определенным в системе. Важно убедиться, что этот стандарт является тем, который обычно применяется лабораторией.

Это окно отображает все протестированные антибиотики и связанные результаты.

Результаты для считанных диаметров интерпретируются как исходные RIS (**R** = **Резистентный**; **I** = **Промежуточный**; **S** = **Чувствительный**; **IE** = Недостаточно показаний; **IP** = В процессе; **NA** = Неприменимо; - = Не рекомендуется) в зависимости от критических пороговых значений применяемого стандарта.

Во время оценивания результаты в столбце Эксперт (Expert) могут быть интерпретированы в соответствии с применяемыми правилами валидации.

Нажмите на результат RIS в экспертном столбце, чтобы получить доступ к применяемому правилу. Столбец заключения (conclusion) может быть заполнен пользователем.

Окончательный результат RIS для каждого антибиотика соответствует последнему заполненному столбцу.

В зависимости от критических пороговых значений применяемого стандарта и интерпретации результатов, отображается расчетное (estimated) значение МПК (MIC).

Пользователь может ввести измеренное (measured) значение МПК, которое будет тем, которое зарегистрировано по отношению к диаметру для интерпретации исходного RIS.

Модификации в таблицу результатов (Антибиотик (Antibiotic), диаметр (diameter), заключение RIS (RIS conclusion), измеренная МПК (MIC measured)) будут внесены при нажатии на кнопку **[Сохранить] (Save)**, которая появляется в нижней левой части таблицы, и экспертная система перезапустится автоматически (если не изменено только заключение RIS (RIS conclusion)).

Вы можете добавить антибиотик, не проходивший тестирование, в таблицу результатов, нажав на кнопку **[Добавить] (Add)** в заголовке столбца с антибиотиками.

Нажмите на название антибиотика, чтобы отобразить критические пороговые значения, исходный диаметр и скорректированный диаметр, ввести комментарий или модифицировать идентификацию антибиотика.

В таблице результатов диаметры, скорректированные пользователем, после считывания камерой, показаны зеленым цветом, а названия антибиотиков с комментариями показаны жирным шрифтом и зеленым цветом.

Нажмите на вкладку **[История] (History)**, чтобы отобразить сводную таблицу окончательных результатов RIS и последних 5 анализов. Нажмите на ссылку с датой (date) в верхней части столбца, чтобы отобразить соответствующий экран считывания анализа в новом окне браузера.

При действующем подключении к ЛИС нажмите на кнопку **[Валидировать анализ] (Validate analysis)**, чтобы автоматически передать файл в лабораторную компьютерную систему.



Последовательность передачи и отображения в отчете и последовательность отображения результатов в таблице результатов по умолчанию будут соответствовать последовательности, в которой камера обнаруживает антибиотики при их считывании. Эту последовательность можно специально настроить для конкретного микроорганизма или группы микроорганизмов в меню **Администрирование (Administration) » Общая конфигурация (General configuration) » Порядок отображения (Display order)**.

4.5.1.3.3 Окно с изображением чашки



Это окно показывает считанные чашки для получения антибиограмм для анализа.

Для связывания изображений с антибиотиками в таблице результатов может использоваться цветное кодирование.

Считанную чашку и ее результаты можно удалить, нажав на красный крестик в цветной тест-полоске в правой части таблицы результатов.

В автоматическом режиме при удалении результатов система предлагает автоматически перезапустить операцию считывания. Подтвердите повторное считывание, если чашка все еще находится в выдвижном ящике.

Нажмите на изображение, чтобы отобразить экран с подробной информацией о чашке, позволяющий вносить корректировки диаметра.

В режиме панели кнопка **[Читать] (Read)** открывает окно выбора панели. В автоматическом режиме считывание будет запущено автоматически сразу же после закрытия выдвижного ящика.

Нажмите на кнопку  под маленькими изображениями, чтобы получить zip-файл, содержащий файлы изображений с фотографиями антибиограмм.

4.5.1.3.4 Окно оценивания результатов



Это окно отображает стандарт по умолчанию, используемый для интерпретации и оценивания результатов.

Иногда может быть возможно повторно оценить те же результаты по другому стандарту.

Стандарт, используемый для интерпретации и оценивания результатов анализов, отображается в поле комментариев.



Любые изменения, внесенные в экран считывания, необходимо сохранять перед запуском оценивания вручную.

4.5.1.3.5 Окно фенотипа и комментариев

Norm (CLSI 2012)		All comments	Biologist comments	Questions
Phenotypes		Comments		About (title)
Code	Title			
BLSE	ESBL	When using the new interpretive criteria, routine ESBL testing is no longer necessary before reporting results (ie, it is no longer necessary to edit results for cephalosporins, aztreonam, or penicillins to resistant). ESBL testing may still be useful for epidemiological or infection control purposes. However, for ESBL isolates, moxalactam, cefonicid, cefamandole, and cefoperazone should be reported as resistant.		



Комментарии и вопросы инициируются правилами валидации для стандарта антибиотика по умолчанию, определенного в системе. Важно убедиться, что этот стандарт является тем, который обычно применяется лабораторией.

Это окно отображает комментарии, ответы на вопросы и маркеры резистентности, инициируемые экспертной системой.

Комментарии, сделанные биологом, отображаются по умолчанию.

Все комментарии, сделанные биологами и клиницистами, доступны при нажатии на вкладку **[Все комментарии] (All comments)**. Комментарии биолога показываются синим цветом, а комментарии клинициста показываются черным.

Комментарии, связанные с этими двумя группами, показываются черным цветом во вкладке **[Комментарии биолога] (Biologist comments)** и во вкладке **[Все комментарии] (All comments)**.

Во вкладке **[Вопросы] (Questions)** перечислены все вопросы, задаваемые во время оценивания, и соответствующие ответы от пользователя.

Применяемое правило валидации доступно в новом окне по нажатию на комментарий, вопрос/ответ или фенотип.

4.5.1.3.6 Окно взаимодействия

Synergy	Antagonism
CTX 30 µg ↔ AMC 30 µg	No Antagonism

Это окно отображает взаимодействия, отмеченные на изображении чашки.

Подробная информация о каждом взаимодействии доступна по нажатию на название антибиотика.

Взаимодействие можно обновить или удалить с изображения чашки или из таблицы результатов.

4.5.2 4.5.2 СЧИТЫВАНИЕ ЧАШКИ

Антибиограммы можно считывать в 3 разных рабочих режимах:

- Режим панели
- Режим считывания вручную
- Автоматический режим

См. [Раздел 4.1.1.5 «Параметры приложения»](#) для получения подробной информации о конфигурации и работе режимов считывания.



Диаметры, полученные в таблице результатов, должны пройти валидацию с использованием изображения считывания чашки. Если зону подавления на изображении увидеть трудно, проверьте диаметр непосредственно на чашке.



Чашки с тонким слоем культуральной среды (например, Haemophilus) можно считывать с использованием адаптера НТМ, поставляемого с системой ADAGIO.


4.5.2.1 Режим панели

На экране считывания нажмите на кнопку **[Читать] (Read)** и выберите модель антибиограммы из списка (см. [Раздел 4.3 «Модели антибиограмм»](#)).

Поместите чашку в центре выдвижного ящика согласно ориентации дисков, показанной на экране, закройте выдвижной ящик, затем нажмите на чашке, которую необходимо считать.

Глаз отображается сразу же после считывания чашки панели и изображение антибиограммы затем отображается на чашке считанной панели.

Нажмите на кнопку  под изображением антибиограммы, чтобы удалить считывание чашки в панели.



Эта система связывает имеющиеся антибиотики с ожидающими антибиотиками на основании их положения, выбирает соответствующий алгоритм для этого типа питательной среды и отображает список антибиотиков, считанные диаметры и результаты RIS в таблице.

Экспертная система запускается автоматически, когда окно считывания модели антибиограммы закрывается.

В панели можно добавить чашку для считывания вручную; в этом случае экспертная система не будет запускаться автоматически, когда панель закрывается.

4.5.2.2 Режим считывания вручную

Выберите опцию «Считывание вручную» (**Manual reading**) в панели команд, затем нажмите на кнопку **[Читать] (Read)** с экрана считывания и выберите модель антибиограммы из списка (см. [Раздел 4.3 «Модели антибиограмм»](#)). Список антибиотиков из панели появится в таблице результатов.

Поместите курсор в поле в первой строке столбца результатов (диаметр, заключение RIS, измеренная МПК); введите результат, соответствующий антибиотику, затем нажмите клавишу табуляции, чтобы переместить курсор на следующую строку того же столбца.

Когда все результаты введены, нажмите на кнопку **[Сохранить] (Save)**, чтобы сохранить запись и начать экспертизу.



Экран моделей антибиограмм автоматически открывается на последней модели, использованной для введенного микроорганизма.



Окно моделей антибиограмм автоматически закрывается, когда считаны все чашки модели.



Важно убедиться, что различные положения тестируемых антибиотиков в чашке соответствуют антибиотикам, определенным в модели.


4.5.2.3 Автоматический режим

Используя экран считывания, откройте выдвижной ящик, поместите в него чашку и затем закройте выдвижной ящик.

Считывание запускается автоматически после закрытия выдвижного ящика.

Система обнаруживает наличие дисков на чашке и автоматически идентифицирует новые диски **Bio-Rad**.

Диалоговое окно может автоматически открываться для ввода данных о дисках, не идентифицированных системой, в зависимости от настроек, определенных в профиле подключенного пользователя (см. [Раздел 4.1.1.2 «Администрирование пользователей»](#)).




Коды дисков, не идентифицированные камерой, должны быть введены оператором, чтобы экспертная система могла интерпретировать результаты.

4.5.3

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЧАШКЕ

Подробная информация о считывании чашки отображается при нажатии на изображение чашки на экране считывания или автоматически после считывания каждой чашки, если в настройках пользователя активирована опция «Автоматически открывать окно с подробной информацией об изображении чашки после считывания» (Automatically open the dish image details window after reading) (см. Раздел 4.1.1.2 «Администрирование пользователей»).



С этого экрана возможны следующие действия:

- Корректирование диаметра подавления

Поместите мышь на зону подавления, которую необходимо изменить, появится следующая

пиктограмма , нажмите на левую кнопку мыши, чтобы отрегулировать диаметр зоны подавления. Отпустите левую кнопку мыши, когда регулирование завершено.

Диаметр подавления может иметь 4 разных цвета:

- o **Красный**, когда интерпретацией диаметра является **резистентный**
- o **Желтый**, когда интерпретацией диаметра является **промежуточный**
- o **Зеленый**, когда интерпретацией диаметра является **чувствительный**
- o **Синий**, когда для диаметра отсутствует предел интерпретации
- o **Серый** для интерпретации EUCAST -; IE; IP или NA

- Перемещение зоны ингибирования

Поместите мышь в центре зоны подавления, которую необходимо переместить, появится следующая

пиктограмма , нажмите на левую кнопку мыши, появится красный крестик, переместите зону ингибирования. Отпустите левую кнопку мыши, когда перемещение завершено.

- Добавление или удаление взаимодействия

Чтобы добавить взаимодействие, поместите мышь в центре одного из дисков, затронутых взаимодействием, появится следующая пиктограмма , затем нажмите на правую кнопку мыши. Выберите «Добавить взаимодействие» (Add an interaction), затем переместите мышь прямо в центр другого диска, появится следующая пиктограмма , затем нажмите на нее. Появится диалоговое окно, запрашивающее выбрать тип взаимодействия, затем нажмите на «Внести» (Submit). Синергия представляется синей чертой между дисками; антагонизм представляется розовой чертой между дисками.



Вы только можете добавлять взаимодействие между дисками, если эти диски идентифицированы. Если на вашей чашке имеются диски, которые не идентифицированы, вам нужно идентифицировать их вручную, как описано ниже, перед добавлением взаимодействия.

Чтобы удалить взаимодействие, поместите мышь на взаимодействие, которое нужно удалить, появится следующая пиктограмма , нажмите на правую кнопку мыши, появится меню, выберите «Удалить связь» (Delete link), затем подтвердите удаление в диалоговом окне.

- Добавление, изменение или удаление диска на изображении

Чтобы добавить диск на изображении, поместите мышь в месте, выбранном на изображении чашки, затем нажмите на правую кнопку мыши. Выберите «Добавить антибиотик» (Add antibiotic) из меню, которое появляется. В диалоговом окне выберите антибиотик, который нужно добавить, затем подтвердите добавление.

Чтобы изменить или удалить антибиотик, поместите мышь в центре антибиотика, который нужно модифицировать или удалить. Когда курсор превращается в пиктограмму указывающей руки , нажмите на правую кнопку мыши и выберите «Изменить диск с антибиотиком» (Change antibiotic disc) или «Удалить диск с антибиотиком» (Delete antibiotic disc) из меню. Если вы выбрали «Изменить диск с антибиотиком» (Change antibiotic disc), вы получите запрос ввести новое название антибиотика (или код). Если вы выбрали «Удалить диск с антибиотиком» (Delete antibiotic disc), вы получите запрос подтвердить удаление.

- Отображение или сокрытие предельных пороговых значений для интерпретации диаметров

Установите или снимите флажок в диалоговом окне «Отображать контрольные точки» (Display the breakpoints) в правой части экрана, чтобы отобразить или скрыть критические предельные пороговые значения для считывания антибиотиков.

Эти пределы представляются красными отметками (пределы резистентности) и зелеными отметками (пределы чувствительности) вокруг дисков с антибиотиком.

- Отображение или сокрытие информации об антибиотиках

Установите или снимите флажок в диалоговом окне «Отображать информацию об антибиотиках» (Display antibiotics informations) в правой части экрана, чтобы отобразить или скрыть информацию о считывании антибиотиков.

Отображаемая информация представляет собой код антибиотика, диаметр зоны подавления, интерпретацию результата и расчетное значение МПК.

- Изменение изображения

Чтобы увеличить изображение, поместите курсор мыши на фотографии и прокрутите центральное колесико мыши вперед. Чтобы вернуться к меньшему размеру, прокрутите центральное колесико мыши назад. Дважды нажмите на левую кнопку мыши, чтобы вернуть изображение чашки к исходному размеру.

Чтобы переместить изображение чашки, переместите мышь, при этом нажимая на фотографию левой кнопкой.

Для улучшенного просмотра зон подавления вы можете изменять качество изображения путем перемещения курсоров «Яркость» (Brightness), «Контраст» (Contrast) и «Гамма» (Gamma) и активации вариантов настройки «Негатив» (Negative) и «Границы» (Edges) из правого меню. Исходное изображение можно восстановить, нажав на кнопку [Сбросить] (Reset).

Когда изменения завершены, нажмите на кнопку [Сохранить] (Save), чтобы вернуться в таблицу результатов с автоматическим запуском экспертной системы, или нажмите на кнопку [Отменить] (Cancel), чтобы вернуться в таблицу результатов без внесения изменений.



Пользователь должен убедиться, что изображение, взятое камерой, является корректным, что обнаруженные диски соответствуют дискам, имеющимся на чашке, и что заданные диаметры соответствуют видимым зонам подавления.



Наличие письменных отметок на нижней поверхности чашки может мешать обнаружению зон подавления. Поэтому рекомендуется или писать на боковой поверхности чашки или использовать тонкий маркер.



Наличие этикетки со штрихкодом на нижней поверхности чашки может мешать обнаружению зон подавления. При наличии возможности рекомендуется располагать этикетку со штрихкодом на боковой поверхности чашки.

4.5.4 СЧИТЫВАНИЕ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА



Интерпретация результатов контроля качества выполняется в соответствии со стандартом антибиотика по умолчанию, определенным в системе. Важно убедиться, что этот стандарт является тем, который обычно применяется лабораторией.

Приемлемые пределы, определенные разными комитетами антибиограмм, введены в тезаурус «Контроли качества» (Quality controls) базы данных системы ADAGIO.

При выборе штамма контроля качества на экране считывания программное обеспечение интерпретирует результаты непосредственно для каждого считанного антибиотика:

- **V** означает, что считанный диаметр соответствует определенным пределам
- **X** означает, что считанный диаметр находится вне определенных пределов

Antibiotic	Diameter	RIS			MIC	
		Raw	Expert	Conclusion	Estimated	Measured
Gentamicin 10 µg	23	✓				
Netilmicin 30 µg	21	✗				
Trimethoprim / sulfamethoxazole 25 µg	29	✓				
Rifampin 5 µg	31	✓				
Tobramycin 10 µg	30	✗				
Sparfloxacin 5 µg	31	✓				
Amikacin 30 µg	22	✓				

Read



Нажмите на название антибиотика в таблице результатов, чтобы добавить комментарий к результату. Этот комментарий можно будет увидеть через меню анализа контроля качества.

Antibiotic details

Antibiotic & Diameter

GM Gentamicin 10 µg (GMN)
Delete
Final diameter 23
Raw diameter 31

Biologist comment

Lot 67XX456

Critical breakpoints

Norm CLSI 2012
Microorganism ATCC 25923 S. aureus (Quality Control)
Diam MIN 19
Diam MAX 27

4.5.5 ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ

Когда любые изменения, сделанные на экране считывания, сохранены, имя того пользователя, который сохранил изменения, будет отображено вместе с временем и датой обновления записи:

- **Образец** ⇒ в удаляемой области;
- **Анализ** ⇒ в удаляемой области;
- **Диаметр антибиотика** ⇒ в окне подробной информации об антибиотике;
- **Антибиотик (за исключением диаметра)** ⇒ в окне подробной информации об антибиотике;
- **Последнее считывание анализа** ⇒ под таблицей результатов;
- **Валидация анализа** ⇒ под таблицей результатов;
- **Передача в ЛИС** ⇒ под таблицей результатов;

Сохраненная информация об образце или анализе может быть обновлена при модификации их соответствующих статусов, особенно при валидации результатов.

4.6 Инструменты

Инструменты

4.6.1 ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА

Инструменты (Tools) » Экспертная система (Expert system)

После того, как антибиограммы считаны, результаты анализируют с помощью экспертной системы ADAGIO.

Экспертная система ADAGIO состоит из 3 стандартов: CA-SFM (Комитет по антибиотикограммам Французского общества микробиологов); CLSI (Институт клинических и лабораторных стандартов США) и EUCAST (Европейский комитет по определению чувствительности к антимикробным препаратам)

Каждый стандарт включает в себя 2 основных типа правил:

- **Правила надлежащей лабораторной практики** в лаборатории для обнаружения несоответствий, исключительных или невозможных фенотипов и природной резистентности.
- **Правила обнаружения механизмов резистентности** в соответствии с текущими рекомендациями.

Каждое правило разделено на 6 разных вкладок:

- Вкладка **Подробности (Details)** отображает название и код правила, применяемый стандарт, дает возможность изменять статус правила и позволяет блокировать отображение комментариев правила.
- Вкладка **Отделение (Ward)** отображает список клинических отделений, для которых действует правило.
- Вкладка **Микроорганизм (Microorganism)** отображает список микроорганизмов, для которых действует правило.
- Вкладка **Образец (Sample)** отображает список типов образца, для которых действует правило.
- Вкладка **Антибиотик (Antibiotic)** отображает список антибиотиков, для которых действует правило.
- Вкладка **Сценарий (Script)** отображает условия для применения правила и выполняемые действия.

4.6.1.1 Создание правила оценки

Инструменты (Tools) » Экспертная система (Expert system)



Плохо написанное правило может привести к ложным результатам. Поэтому рекомендуется проверять правильное функционирование всех создаваемых правил.

Выберите группу правил из соответствующего стандарта, затем нажмите на кнопку **[Добавить правило] (Add rule)**.

Заполните поля во вкладке **«Подробности» (Details)** и нажмите на кнопку **[Сохранить] (Save)**.

Выберите область применения для правила во вкладках **«Отделение» (Ward)**, **«Образец» (Sample)**, **«Антибиотик» (Antibiotic)** и **«Микроорганизм» (Microorganism)**.

Выберите вкладку **«Сценарий» (Script)**, чтобы определить есть ли у правила условия, затем нажмите на **[Создать новый сценарий или редактировать его] (Create new script or edit it)**, появляется список функций.

Выберите элемент **«если(...) то... иначе...» (if(...) then... else...)**, чтобы построить правило с условиями.

В поле условий выберите элемент **«(условие)» (condition)**, чтобы создать вспомогательное условие и выберите элемент **«не(...)» (not(...))**, чтобы исключить условие.

4.6.1.2 Различные условия

Условие	Интерпретация
Диаметр антибиотика (ATB, <=>, значение)	Проверить величину диаметра для антибиотика
RIS антибиотика (ATB, <=>, значение)	Проверить значение RIS для антибиотика
МПК антибиотика (ATB, <=>, значение)	Проверить величину МПК для антибиотика
Комментарий	Осуществить поиск на наличие комментария по анализу
Фенотип	Осуществить поиск на наличие фенотипа по анализу
Антибиотик	Осуществить поиск на наличие антибиотика по анализу
Микроорганизм	Проверить идентификацию микроорганизма в анализе
Тип образца	Проверить тип образца в анализе
Отделение	Проверить клиническое отделение, связанное с анализом
Различие диаметров	Сравнить величины диаметра двух антибиотиков
Различие МПК	Сравнить величины МПК двух антибиотиков
Происхождение исходного RIS	Проверить происхождение исходного значения RIS (диаметр или МПК)
Ответ на вопрос	Проверить ответ, данный на вопрос, и задать вопрос, если необходимо
Взаимодействие	Проверить наличие взаимодействия между двумя антибиотиками и задать вопрос, если необходимо

4.6.1.3 Различные действия (инструкции)

Действия	Интерпретация
Назначить комментарий	Выбрать комментарий из тезауруса для клинициста или биолога
Назначить фенотип	Привязать фенотип к изолированному микроорганизму в таблице результатов
Интерпретировать результат	Получить результаты для протестированного антибиотика в столбце «Эксперт» (expert) или «Заключение» (conclusion) таблицы результатов или добавить результаты не проходивших тестирование антибиотиков в таблицу результатов

4.6.1.4 Применение создания правила

Пример: Естественная резистентность бактероидов к аминогликозидам.

Цель правила: Если результатом для группы бактероидных микроорганизмов является Чувствительный или Промежуточный к антибиотику в группе аминогликозидов, то:

- Интерпретировать результат для этого антибиотика как Резистентный;
- Разместить комментарий для биолога «Микроорганизм по природе резистентный к аминогликозидам, проверьте диаметр зоны подавления или идентификацию микроорганизма» (RNA02B).

Создание правила:

1. Выберите каталог для стандарта, чтобы создать правило, и затем нажмите на кнопку **[Добавить правило] (Add rule)**;
2. Введите код, название, информацию описания, затем нажмите на кнопку **[Сохранить] (Save)**;
3. Откройте вкладку **[Отделение] (Ward)** и вкладку **[Образец] (Sample)**, чтобы выбрать элементы, на которые действует правило. Установите отметку **[Все] (All)**, если это правило не является специальным для заданного элемента. Нажмите на кнопку **[Сохранить] (Save)**;
4. Откройте вкладку **[Антибиотик] (Antibiotic)**, затем выберите антибиотики, для которых действует правило, нажав на группу аминогликозиды. Нажмите на кнопку **[Сохранить] (Save)**;
5. Откройте вкладку **[Микроорганизм] (Microorganism)**, затем выберите микроорганизмы, на которые действует правило, нажав на группу Бактероиды (*Грамотрицательные бактерии (Gram-negative bacteria) => Грамотрицательные палочки (Gram-negative rods) => Анаэробные грамотрицательные палочки (Anaerobic Gram-negative rods) => Бактероиды (Bacteroides)*). Нажмите на кнопку **[Сохранить] (Save)**;
6. Откройте вкладку **[Сценарий] (Script)**. Нажмите на кнопку **[Создать новый сценарий или редактировать его] (Create new script or edit it)**, затем выберите опцию «(если...) то... иначе...» (if(...) then... else...) и показывается следующая конструкция:

Выбор условия:

Нажмите на «клавишу пробела» в первом поле, чтобы отобразить список элементов.

Выберите «RIS антибиотика (ATB, <=>, значение)» и отображается следующая конструкция:

В этом поле найдите группу «Аминогликозиды» (Aminoglycosides), введя первые несколько символов, затем выберите этот элемент из списка, и отображается следующая конструкция:

IF

(antibiotic-RIS(At least 1 member of Aminoglycosides F02 = Ø))

THEN

ELSE

Нажмите на знак Ø, затем выберите значение **I**. Нажмите на знак +, чтобы добавить еще одно значение, затем выберите значение **S**.
Отображается следующая конструкция:

IF

(antibiotic-RIS(At least 1 member of Aminoglycosides F02 = I, S))

THEN

ELSE

Выбор действий:

Нажмите на кнопку +, расположенную под **ИНАЧЕ (THEN)**, нажмите на «клавишу пробела» в отображаемом поле, затем выберите из списка «Интерпретировать результат» (Interpret result).
Отображается следующая конструкция:

IF

(antibiotic-RIS(At least 1 member of Aminoglycosides F02 = I, S))

THEN

Interpret result

Antibiotic or ATB group

Affection type

☒ As RIS expert ☐ As RIS conclusion

From RIS

☐ Ø ☐ R ☒ I ☐ NS ☒ S ☐ - ☐ IE ☐ IP ☐ NA

To RIS

☒ R ☐ I ☐ NS ☐ S

В этом поле найдите группу «Аминогликозиды» (Aminoglycosides), введя первые несколько символов, затем выберите этот элемент из списка.

Выберите следующую информацию:

- Тип назначения (Affection type) = RIS эксперт (RIS expert)
- Из RIS (From RIS) = ☒ I и ☒ S
- В RIS (To RIS) = ☒ R

Отображается следующая конструкция:

Нажмите на кнопку , расположенную под «Интерпретировать результат» (Interpret result), затем выберите из списка «Приписать комментарий» (Assign comment). Отображается следующая конструкция:

В этом поле найдите комментарий «RNAB02» и выберите его.
Выберите назначение «Биолог» (Biologist).
Отображается следующая конструкция:

Нажмите на **[Сохранить] (Save)**, чтобы активировать правило, и отображается следующая конструкция:

4.6.1.5 Экспортирование персонализированных правил

Пользовательские правила можно экспортировать в файле формата ***.ada**, с целью импорта в программное обеспечение ADAGIO версии 3 и выше.

Нажмите на кнопку **[Экспортировать] (Export)** на домашней странице экспертной системы. Появится список персонализированных правил. Выберите правила для экспорта, затем нажмите на кнопку **[Экспортировать] (Export)**.

Будет создан файл «**rules.ada**».

Этот файл содержит правила экспертизы, а также элементы тезауруса, специфичные для экспортируемых правил.

См. [Раздел 5.4.5](#) о том, как импортировать экспортированные файлы *.ada.

Импорт персонализированных правил отслеживается в файле, доступном с экрана сопровождения.

4.6.2 АНАЛИЗ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА


Инструменты (Tools) » Анализ контроля качества (Quality control review)

Это меню позволяет выполнять последующее отслеживание результатов контроля качества в течение выбранного периода времени с вычислением среднего значения и стандартного отклонения и строить графики по различным точкам данных контроля качества.

4.6.2.1 Контроль качества на основании величин диаметров

Для отображения графика, основанного на величинах диаметров:

1. Выберите штамм для КК, который вы хотите проанализировать, в списке «Микроорганизмы» (Microorganisms);
2. Выберите соответствующий антибиотик. В списке «Антибиотики» (Antibiotics) диски отображаются с величиной нагрузки, которая следует за названием молекулы антибиотика, например «Имипенем 10 мкг», тогда как в случае, если молекула упоминается без нагрузки, она обычно относится к величинам МПК (см. следующую страницу). Поэтому для графика, основанного на диаметрах, выбирайте антибиотик с величиной нагрузки;
3. Выберите период времени;
4. Нажмите на кнопку [Отобразить] (Display), чтобы увидеть результаты;
5. Нажмите на кнопку [Показать данные] (Show data), чтобы показать список результатов;
6. Нажмите на ссылку [Создать PDF] (Create PDF), чтобы получить отчет о контроле качества в подходящей для печати форме;
7. График можно увеличить, нажав на соответствующую кнопку.




Комментарии для антибиотиков, введенные через таблицу результатов, появляются на графике, когда выбирают одну из точек данных, и в PDF отчете.

4.6.2.2 Контроль качества на основе величин МПК

Последующее отслеживание контроля качества также возможно на основе величин МПК, а не величин диаметров.

Чтобы отобразить график на основе величин МПК, следуйте такой же процедуре, которая описана на предыдущей странице для величин диаметров, но в списке «Антибиотики» (Antibiotics) выберите название антибиотика без величины нагрузки, например «Имипенем»:



Для пользователей, которые активировали в своей системе ADAGIO дополнительный модуль считывания тест-полосок для определения МПК, точки данных МПК вводятся автоматически каждый раз, когда выполняют считывание полоски для штамма контроля качества. Информация о дополнительном модуле считывания тест-полосок для определения МПК включена в отдельное руководство (ссылка ➔) в заключительной части данного Руководства пользователя.

Величины МПК, измеренные другими методами, например, величины МПК, полученные с помощью тестирования с микроразведением, могут быть введены вручную в столбце «Измерено» (Measured) таблицы результатов.

The screenshot shows the 'AST results' window with the 'Current analysis' tab selected. It includes a dropdown for 'EUCAST 2019' and an 'Expertise' button. Below, there are sections for 'Synergy' (No Synergy) and 'Antagonism' (No Antagonism). The main table has columns for Antibiotic, Diameter, RIS (Raw, Expert, Conclusion), MIC (Estimated, Measured), and a 'Read' button. The 'Imipenem' row is highlighted, and the 'Measured' column is highlighted with a red box.

4.6.3 ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ

Инструменты (Tools) » Эпидемиология (Epidemiology)

Эпидемиологический модуль позволяет выполнять статистический анализ любых данных, хранимых в базе данных системы ADAGIO.

Каждый запрос разделен на 6 разных вкладок:

- Вкладка **Подробности (Details)** отображает название запроса, группу, к которой он принадлежит, и возможные комментарии пользователя.
- Вкладка **Отображение (Display)** позволяет конструировать таблицу данных с отображением предварительного просмотра.
- Вкладка **Фильтры (Filters)** позволяет фильтровать отображение таблицы по конкретным элементам группы данных, имеющихся в конструкции базы данных. Она также позволяет создавать подсемейство.
- Вкладка **Критерии (Criteria)** позволяет определять объем аналитического запроса.
- Вкладка **Дубликаты (Duplicates)** позволяет определять правило устранения дубликатов и применять его только к этому запросу.
- Вкладка **Результаты (Results)** появляется, когда вы нажмете на кнопку **[Просмотреть результаты] (View results)**. Она позволяет перезапускать запрос и отображать предыдущие таблицу результатов и графики. Из этой вкладки также можно экспортировать таблицу данных в электронную таблицу Excel и отображать отчет о результатах в формате PDF.

4.6.3.1 Создание эпидемиологического запроса

Инструменты (Tools) » Эпидемиология (Epidemiology)

Запросы содержатся в группах запросов.

Создать группу запросов:

Нажмите на ссылку **[Добавить группу] (Add Group)**, введите название группы, затем нажмите на кнопку **[Сохранить] (Save)**.

Создать эпидемиологический запрос:

Выберите группу в левом окне, затем нажмите на кнопку **[Новый эпидемиологический запрос] (New epidemiology query)** в окне с подробной информацией справа.

Введите отметку и любые комментарии относительно запроса, если потребуется, затем нажмите на кнопку **[Сохранить] (Save)**.

4.6.3.1.1 Конструирование таблицы результатов

Выберите вкладку [**Отображение**] (**Display**), выберите строку, столбец и вкладку для каждого элемента данных, которые нужно отображать в таблице.



Процентные доли рассчитываются только на уровне строк.

Двойные стрелки, отображаемые в таблице между разными выделениями, строками или столбцами, позволяют изменять положение одного выделения относительно других.

Двойные стрелки, отображаемые между строками и столбцами, позволяют переключать формат таблицы.

Нажмите на кнопку , чтобы удалить выделение из таблицы.

Примечание:

- Выделение элемента «Дата образца» (**Sample date**) или «Дата анализа» (**Analysis date**) в таблице позволяет вам определять период, который нужно отображать:

День (Day): Будет отображаться каждая дата.

Неделя (Week): Данные будут сгруппированы по неделям.

Месяц (Month): Данные будут сгруппированы по месяцам.

Квартал (Quarter): Данные будут сгруппированы по периодам продолжительностью 3 месяца.

Год (Year): Данные будут сгруппированы по годам.

- Выделение элемента «RIS» в таблице позволяет вам выбирать, какие значения отображать:

- Выделение элемента «Окончательный диаметр» (Final diameter) в таблице позволяет вам выбирать диапазон исследуемых диаметров, а также шаг.

4.6.3.1.2 Фильтрация данных, отображаемых в таблице

Элементы, выбранные в строках, столбцах и вкладках таблицы, можно фильтровать по специально выбранным данным.

Чтобы создать фильтр отображения, с помощью вкладки [Фильтры] (Filters) выберите поле из списка данных таблицы, которую необходимо фильтровать, открывается окно для выбора элементов фильтра.

Список «С новым семейством или без него» (With or without new family) может быть использован, чтобы создать фильтр для нескольких элементов и создавать новое семейство данных. Нажмите на кнопку , чтобы создать новое семейство.

Список «С существующим семейством» (With an existing family) может быть использован, чтобы выбрать уже созданное семейство.

Семейство используется для того, чтобы группировать несколько элементов вместе для получения промежуточных итогов.

Когда все элементы выбраны, нажмите на:

- Кнопку [Включить] (Include), чтобы отфильтровать результаты из выборки элементов
- Кнопку [Исключить] (Exclude), чтобы отобразить все результаты, за исключением соответствующих выборке элементов.

Пример фильтра отображения:

- Первая группа = Отобразить результаты для E.coli в жидкости брюшной полости и в ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ;
- Вторая группа = Отобразить результаты для S.aureus во всех образцах, за исключением абсцессов и ОТДЕЛЕНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

Ниже представлено применение фильтра отображения с выборкой микроорганизмов и отделений по строкам и образцов по столбцам:

Germ Name	Ward Name	Abcess	Blood Cul	Nose	Respirato	Sputum	Urine	TOTAL
Escherichia coli	Urology	0	0	0	0	0	20	20
Staphylococcus aureus	Emergency	13	1	7	1	1	3	26
	TOTAL	13	1	7	1	1	23	46

4.6.3.1.3 Выбор критериев внешней среды для запроса

Нажмите на вкладку **[Критерии] (Criteria)**, чтобы определить период времени и внешнюю среду исследования для запроса.

- Выбор периода исследования для запроса:
 - Вся база данных;
 - Период между 2 датами (С «**полночи дата1**» (**date1 at midnight**) до «**полночи дата2**» (**date2 at midnight**));
 - Количество дней, месяцев или лет до определенной даты.



- Выбор критериев внешней среды для запроса:
Добавьте группу критериев, выберите критерии, выберите логический оператор и критерий включения.


Пример: Выбор критерия для образца, относящейся к типу абсцесса.

Нажмите на кнопку **[Добавить группу] (Add a group)**, затем нажмите на кнопку **[Добавить критерий] (Add a criterion)**.

Из списка критериев выберите поле «**Тип образца**» (**Sample type**), затем в поле поиска введите символы кода или метку для элемента «**Абсцесс**» (**Abscess**), затем выберите его из списка.

Выберите логический оператор и критерий исключения.

Нажмите на **[OK]**, чтобы подтвердить выбор.



Критерии будут связаны вместе логическими операторами (AND; OR; и NOT) и будут сгруппированы вместе с использованием скобок.

Также можно перемещать группы критериев в другую группу.

Также можно создать несколько групп критериев, нажав на кнопку **[Добавить группу] (Add Group)**. Они будут связаны вместе логическими операторами (AND; OR; и NOT).

Пример:

Исследование E.coli в моче и S.aureus во всех образцах, за исключением абсцессов, для отделений кардиологии и экстренной помощи.

Criterion	Inclusion	Values
<div> <div>Criteria group 1</div> <div>Add a criterion</div> </div>		
Microorganism	Include	ESCO Escherichia coli
AND Sample type	Include	URIN Urine
<div> <div>Criteria group 2</div> <div>Add a criterion</div> </div>		
OR Microorganism	Include	STAU Staphylococcus aureus
AND Sample type	Exclude	ABC Abscess
AND Ward name	Include	MED Medicine

Список расширенных критериев позволяет проводить специальный поиск:

- Отображение всех образцов, если проанализирован один: В таблице, в которой собраны различные образцы для каждого пациента, этот критерий будет показывать только пациентов, у которых была проанализирован образец по меньшей мере одного типа.
Пример: Отобразить список образцов для пациентов, у которых была проанализирован по меньшей мере образец абсцесса.
- Отображение всех микроорганизмов, если изолирован один: В таблице, в которой собран ряд микроорганизмов, изолированных для каждого пациента, этот критерий будет показывать только пациентов, у которых был изолирован микроорганизм по меньшей мере одного типа.
Пример: Отобразить список микроорганизмов, изолированных для пациентов, у которых был изолирован по меньшей мере микроорганизм Klebsiella pneumoniae.
- Отображение всех антибиотиков, если протестирован один: В таблице, отображающей список результатов антибиотиков для каждого анализа, этот критерий будет показывать только анализы с конкретным результатом антибиотика.
Пример: Отобразить список результатов антибиотиков для каждого микроорганизма, у которого результатом для оксацилина является R.

4.6.3.1.4 Устранение дубликатов

Вы можете определить критерии поиска дубликатов для каждого эпидемиологического правила.

Выберите вкладку [Дубликаты] (**Duplicates**), затем установите различные критерии определения дубликатов для запроса.

Активация нескольких критериев позволяет уточнять определение дубликатов, и эти критерии на этом основании будут всегда применяться для того же пациента.

Поиск дубликатов применяется по умолчанию для периода времени исследования, определенного с помощью вкладки [Критерии] (**Criteria**).

Однако можно применить поиск дубликатов ко всей базе данных, нажав на опцию «**Вся база данных**» (**All database**), которая появляется при вводе критерия даты.

Примечание:


Критерии для **того же образца (same sample)**, **того же микроорганизма (same germ)**, **того же фенотипа (same phenotype)** и **того же отделения (same ward)** дают возможность делать сравнение между различными элементами для одного и того же пациента.

Критерий **дата (date)** позволяет определять период времени для сравнения между 2 образцами для одного и того же пациента.

Критерий для **расхождений результатов (result discordances)** позволяет отбрасывать дубликаты, если только микроорганизмы не имеют те же результаты RIS, что и антибиотики.

Это позволяет производить выбор:

- Критериев сравнения между 2 антибиограммами:
 - количество антибиотиков, общих для 2 антибиограмм, преимущественно необходимо, когда антибиограммы регулируют для места отбора образца, а не для микроорганизма (антибиограмма мочи).
 - количество разных антибиотиков, позволяющее обходить технические ошибки (отсутствие антибиотика, ошибка таблетирования и т. д.).
- Максимального количества незначительных и значительных расхождений, которые можно допускать.
- Антибиотиков, которые необходимо включать в поиск расхождений.



Edit Epidemiology Query | Details | Display | Filters | Criteria | **Duplicates** | Result

☒ Same Patient ☐ All database

☐ Same Sample ☒ Same Microorganism ☐ Same Phenotype ☐ Same Ward

☐ Same Date < Day(s)

☒ Discordances

Comparison Criteria

Number of common antibiotics between 2 series must be greater than or equal to

Number of different antibiotics between 2 series must be less than or equal to

Discordance Criteria

Number of MAJOR differences between 2 series must be less than or equal to

Number of MINOR differences between 2 series must be less than or equal to

Include Antibiotics:

4.6.3.1.5 Отображение результатов

Нажмите на кнопку [Запустить запрос] (Run query), чтобы запустить запрос и отобразить таблицу результатов в новом окне браузера.

Нажмите на кнопку [Остановить запрос] (Stop query), чтобы остановить выполнение запроса.

Sample Type	Analysis Date	Germ Name	Amikacin	Amoxicillin	Ampicillin	Ampicillin	Azithrom	Azlocillin	Aztreona	Cefoxitin	Ceftazid	Ceftriaxo	Chloramp
Urine	2011-01-27	Escherichia coli								S	R		
Abcès	2005-08-16	Escherichia coli								S		R	
Abcès	2011-01-22	Staphylococcus aureus								R			
Urine	2011-01-25	Staphylococcus sp	S		R		S						
Urine	2011-01-26	Coagulase-negative staphy								R			
Abcès	2011-01-18	Staphylococcus aureus								R			
	2011-01-18	Escherichia coli	S	R			S		S	S			S
Urine	2011-01-25	Coagulase-negative staphy			R					R			
	2011-01-27	Coagulase-negative staphy								R			

Размер столбца является фиксированным, поместите мышь над заголовком столбца, чтобы отобразить всю отметку:

Amoxicillin	Ampicillin	Aztreona	Cef
S			
R	Amoxicilline + acide clavulanique		

Нажмите на кнопку [Экспортировать в Excel] (Excel Export) на вкладке [Результаты] (Results), чтобы экспортировать таблицу и вкладки в электронную таблицу Excel

Нажмите на кнопки, которые соответствуют вкладке [Результаты] (Results), чтобы отобразить предыдущую таблицу данных, или графическое представление, или предыдущий анализ, в формате столбиков или секторов.

PDF отчет можно отобразить, нажав на кнопку, которая соответствует вкладке [Результаты] (Results).

Edit Epidemiology Query
Details
Display
Filters
Criteria
Duplicates
Result

Last Run Informations
Duration 1 s
Nb Lines 180
Nb Columns 17
Nb Tabs 0
Modification by ADMIN ADMIN at 2012-11-20 14:38:24
Run query

Result Table
Bar Graphs
Pie Graphs
Excel Export
PDF Report
Delete
Copy
Save
Create PDF

4.6.3.2 Экспортирование персонализированных запросов

Эпидемиологические правила можно экспортировать в файле формата ***.ada**, с целью импорта в программное обеспечение ADAGIO версии 3 и выше.

Нажмите на кнопку **[Экспортировать] (Export)** на домашней странице меню эпидемиологии. Появится список запросов. Выберите запросы для экспорта, затем нажмите на кнопку **[Экспортировать] (Export)**.

Будет создан файл **«queries.ada»**.

Этот файл содержит эпидемиологические запросы, а также элементы тезауруса, специфичные для этих запросов.

Никакая подробная информация о пациентах, которая может быть связана с этими запросами, экспортирована не будет.

См. [Раздел 5.4.5](#) о том, как импортировать экспортированные файлы *.ada.

Импорт персонализированных запросов отслеживается в файле, доступном с экрана сопровождения.

5. Уход за системой и ее техническое обслуживание

5.1 Ежедневное техническое обслуживание

5.1.1 ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

Рекомендуется выключать и перезапускать систему ADAGIO примерно один раз в неделю, чтобы удалять любые временные файлы, которые накапливаются операционной системой Windows.



Перед выключением системы ADAGIO убедитесь в том, что все пользователи сохранили свои данные и закрыли свои рабочие сеансы.

Процедура:

На домашней странице нажмите на кнопку , чтобы закрыть главные (и подчиненные) системы ADAGIO, и подождите, пока погаснет световой индикатор питания.

5.1.2 ОЧИСТКА И ДЕЗАКТИВАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ

После выключения системы ADAGIO вы можете выполнить очистку поверхности прибора.



Перед общей очисткой отключите прибор от сети питания.

Используйте мягкую ткань, смоченную в растворе дистиллированной воды и моющего средства (добавьте 70% спирта, если требуется дезактивация).

Очистите все наружные поверхности и все части выдвижного ящика, которые доступны.



Не используйте хлорсодержащие растворители, растворители на основе углеводов или эфиров или абразивные моющие средства.

5.1.3 ПЕРЕЗАПУСК СИСТЕМЫ

После очистки системы подождите, пока все части высохнут, прежде чем переподключить систему и нажать на кнопку **ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)**, расположенную на задней поверхности прибора, и световой индикатор загорится оранжевым.



Прежде чем войти в приложение, подождите, пока световой индикатор питания изменит цвет на зеленый.

5.2 Калибровка камеры

Администрирование (Administration) » Общая конфигурация (General configuration) »
Администрирование камеры (Camera administration)



Калибровку необходимо выполнять с помощью карточки калибровки, которая поставляется с системой ADAGIO.



Эта операция требуется при начальном запуске, после изменения положения или после технического обслуживания системы ADAGIO или при обнаружении отклонения в показаниях считывания антибиограммы.



Карточку калибровки необходимо бережно хранить и чистить ее только продуктом, специально рекомендованным для очистки органического стекла.

Процедура.

1. В меню администрирования камеры выберите в левом окне ту камеру, которую необходимо калибровать;
2. Нажмите на кнопку **[Калибровать] (Calibrate)** и подтвердите запрос, нажав на кнопку **[Да] (Yes)**;
3. Вставьте карточку калибровки, которая поставляется с системой, в выдвижной ящик, закройте выдвижной ящик, как это отображено в сообщении;
4. Нажмите на кнопку **[ОК]**, чтобы запустить калибровку, системный индикатор считывания загорится фиолетовым;
5. После завершения калибровки извлеките карточку калибровки из выдвижного ящика и осторожно положите обратно в пакет.
6. Нажмите на кнопку **[ОК]**, чтобы закрыть конец сообщения калибровки.

Если при калибровке возникает ошибка, см. *Раздел 6 «Диагностика ошибок»*.

5.3 Проверка точности измерений камеры

Измерение камеры проверяют с экрана коррекции диаметра с помощью контрольной схемы и калиброванного штангенциркуля.



Показания считывания камеры можно проверить с использованием контрольной схемы, поставляемой с системой ADAGIO, и после выполняемого вручную исправления показаний автоматического считывания.



Контрольную схему необходимо бережно хранить и чистить ее мягкой тканью, смоченной раствором дистиллированной воды.

Процедура.

1. Откройте экран быстрого считывания;
2. Выберите микроорганизм из списка, затем нажмите на кнопку **[Сохранить] (Save)** или нажмите на клавишу **Enter**;
3. Выполните считывание контрольной схемы в соответствии с конфигурацией вашей системы (режим панели или автоматический режим);
4. Внесите любые необходимые исправления на экране в диаметрах, считанных камерой, так чтобы разместить их на краю зон подавления;
5. Выньте контрольную схему из выдвижного ящика и измерьте каждую зону подавления калиброванным штангенциркулем;
6. Сравните результаты диаметров в мм, полученные на экране, с полученными штангенциркулем.
7. Когда измерение завершено, положите контрольную схему в ее упаковку.

Интерпретация результатов:

Из-за неточности считывания вручную, выполняемого оператором системы, между этими двумя методами допускается расхождение 3 мм.

Свяжитесь с вашим представителем **Bio-Rad**, если между двумя методами наблюдаются значительные расхождения.

5.4 Сопровождение программного обеспечения и базы данных

Администрирование (Administration) » Сопровождение (Maintenance)

5.4.1 РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ



В то время, когда выполняются процедуры резервного копирования, интерфейс системы ADAGIO недоступен. Перед запуском резервного копирования базы данных важно проверить, чтобы в системе не работали никакие пользователи.

Резервное копирование базы данных выполняется автоматически каждый день системой ADAGIO в соответствии с настройками времени в интерфейсе.

Предыдущие 2 файла резервной копии сохраняются во внутреннем каталоге в системе ADAGIO. Они также могут быть сохранены в совместно используемом каталоге в сети лаборатории.



Совместно используемый сетевой каталог, в котором сохраняют файлы резервной копии, должен быть связан с учетной записью пользователя Windows, которая имеет полный доступ к этому каталогу. Этот каталог следует держать исключительно для файлов резервной копии базы данных и файлов резервной копии изображений (если таковые имеются, см. [Раздел 5.4.3](#) ниже). Избегайте сохранения в этом каталоге данных или файлов других типов.

Созданный файл резервной копии получает имя *Adagio_datehour.b3k*.

Пример: *Adagio_20121209030502.b3k*

Этот файл содержит полную базу данных, а также изображения чашек за предыдущий месяц. См. [Раздел 4.1.2](#) данного руководства для активации и конфигурирования этой функции.

Предупреждающее сообщение отправляется всем пользователям группы АДМИНИСТРАТОР (ADMINISTRATOR), когда создание резервной копии невозможно и, если установлена опция резервного копирования «Предупреждение о сбое сети» (Warning network failure).

Перед прерыванием работы для технического обслуживания системы ADAGIO рекомендуется выполнять неотложное резервное копирование базы данных.

Чтобы запустить неотложное резервное копирование, нажмите на кнопку [Сохранить] (Save), файл резервной копии будет сохранен локально в системе ADAGIO и в совместно используемом каталоге, описанном в Разделе 4.1.2.

5.4.2 ВОССТАНОВЛЕНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ



Восстановление базы данных включает удаление текущей базы данных, и при этом восстанавливается файл резервной копии, содержащий изображения считывания чашки предыдущего месяца, с даты его создания.

Чтобы восстановить базу данных, нажмите на кнопку [Восстановить] (Restore), откроется окно, в котором показываются все файлы *Adagio_datehour.b3k* резервной копии, доступные локально и в сети.

Нажмите на ссылку для файла, который необходимо восстановить, чтобы запустить операцию. Когда восстановление базы данных завершено, система возвращается к окну входа.

5.4.3 РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ И УДАЛЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Во избежание переполнения жесткого диска, встроенного в систему ADAGIO, каждый день сразу после автоматического резервного копирования базы данных система также проверяет, сколько на жестком диске остается доступным свободного пространства. Если остающееся свободное пространство составляет менее 10% общей емкости жесткого диска, система автоматически запускает операцию удаления или резервного копирования / удаления изображений.

Перед началом операции удаления или резервного копирования / удаления изображений всем пользователям через внутреннюю систему передачи сообщений ADAGIO отправляется сообщение (пиктограмма конверта в панели инструментов).




Следите за тем, чтобы всегда читать сообщения, которые отправляются через внутреннюю систему передачи сообщений ADAGIO, в ходе операции удаления или резервного копирования / удаления, поскольку они содержат важную информацию и инструкции.



Вы все равно можете использовать систему ADAGIO, пока происходит операция удаления или резервного копирования / удаления изображений, но система может значительно замедляться (в зависимости от производительности сети). Не выключайте систему ADAGIO, пока процесс выполняется.

Опции

Имеется три разных опции резервного копирования / удаления.



The screenshot shows the 'Maintenance' tab in the ADAGIO software interface. It contains several sections for system management:

- Database backup directory:** Includes fields for 'Backup type' (set to NETWORK), 'IP / Netpoint' (FRMNF16909 / \AGIO\BACKUP\DB), 'Anonymous Connection' (unchecked), 'User : Pass' (Global.Bio-Rad.co / [password]), and 'Warning network failure' (checked). There is a 'Local' button.
- Images backup directory:** This section is highlighted with a red rectangle. It contains three radio button options:
 - Clean-up:** Selected by default.
 - Backup to the Database Network Location and Clean-up**
 - Backup to another Network Location and Clean-up**
 A 'Save' button is at the bottom of this section.
- Database backup administration:** Includes a 'Daily Backup Time' dropdown (03:00), a 'Save backup time' button, and a note '(The sterile batch time is 02:55)'. It also shows 'Last Backup (LOCAL)' as '1/20/2016 3:00 AM' with 'Backup' and 'Restore' buttons.
- Versions:** A table showing software versions:

ADAGIO™	3.1.6
Vision	3.6.6.322
- Norms:** A table showing norm versions:

CA-SFM / EUCAST	2015
CLSI	2015
EUCAST	2015
- Logs:** Includes buttons for 'Deleted Analysis Log' and 'Import Rules and Queries Log'.
- Update:** Includes a 'Parcourir...' button, the text 'Aucun fichier sélectionné.', and an 'Update' button.
- Services:** Includes a 'Restart services' button.

Опция 1) Удаление (Clean-up) – Если выбрана эта опция, система просто удаляет все изображения считывания, полученные более двух месяцев назад, из текущего каталога для считывания.

Опция 2) Резервное копирование в сетевое расположение базы данных и удаление (Backup to the Database Network Location and Clean-up) – Если выбрана эта опция, перед удалением файлов изображений, полученных более двух месяцев назад, система сохраняет резервные копии этих файлов (в формате *.jpg) в том же каталоге, что и файлы резервной копии базы данных (*.b3k файлы, см. [Раздел 5.4.1](#)). Путь к этому каталогу показан в полях **IP / Netpoint** экрана **Сопровождение (Maintenance)**.

Опция 3) Резервное копирование в другое сетевое расположение и удаление (Backup to another Network Location and Clean-up) – Если выбрана эта опция, также делают резервные копии файлов изображений, полученных более двух месяцев назад, но их сохраняют в другом сетевом каталоге (т. е. не с файлами *.b3k резервной копии базы данных). При выборе этой опции отображаются дополнительные поля ввода для установки пути к каталогу резервного копирования изображений (IP-адрес/ Netpoint) и имя пользователя и пароль, необходимые для доступа к этому удаленному каталогу.

Когда вы нажимаете на **[Сохранить] (Save)**, система проверяет, является ли это сетевое расположение действительным и доступным, в противном случае отображается сообщение об ошибке.

Какая бы опция ни была выбрана, недавно полученные изображения, т. е. изображения от считываний, выполненных в последние два месяца до операции удаления, сохраняются в текущем каталоге для считывания и по-прежнему могут быть просмотрены в программном обеспечении ADAGIO.

Примечание: Поскольку целью этой функции является очистка пространства на жестком диске, опция **2) «Резервное копирование в сетевое расположение базы данных и удаление» (Backup to the Database Network Location and Clean-up)** активируется только если каталог резервного копирования базы данных по умолчанию является сетевым каталогом, а не каталогом на встроенном (локальном жестком диске) ADAGIO. Соответственно, **Тип резервного копирования (Backup type)**, показанный в левом углу экрана **Сопровождение (Maintenance)**, должен быть **«СЕТЕВЫМ (NETWORK)»**, а не **«ЛОКАЛЬНЫМ (LOCAL)»**.

По той же причине, если выбрана опция **2)**, а затем вы пытаетесь изменить каталог резервного копирования базы данных по умолчанию на локальное расположение вместо сетевого расположения, система автоматически переключается с опции **2) «Резервное копирование в сетевое расположение базы данных и удаление» (Backup to the Database Network Location and Clean-up)** на опцию только **1) «Удаление» (Clean-up)** и будет отображено предупредительное сообщение.

Сбой сети

Каждый день система проверяет, является ли сетевое расположение, которое вы выбрали для резервного копирования, действительным и доступным.

Если в процессе операции резервного копирования изображений происходит сбой сети, система прекращает резервное копирование и выполняет только удаление. Если был установлен флажок **Предупреждение о сбое сети (Warning network failure)**, через внутреннюю систему передачи сообщений ADAGIO всем пользователям отправляется предупредительное сообщение (*«Во время операции резервного копирования изображений произошел сбой сети. Система ADAGIO продолжает операцию удаления» (A network failure occurred during the Images Backup operation. The ADAGIO system continues the Clean-up operation)*), но остающиеся изображения по-прежнему удаляются.

Завершение процесса

Когда операция удаления или резервного копирования / удаления изображений завершается, через внутреннюю систему отправки сообщений ADAGIO отправляется другое сообщение. Содержимое сообщения зависит от того, успешно или нет был выполнен процесс.

Сообщение	Ситуация
«Операция резервного копирования и удаления изображений была завершена успешно» (<i>Images Backup and Clean-up operation successfully completed</i>).	Операция удаления или резервного копирования / удаления была выполнена так, как ожидалось.
«Операция резервного копирования и удаления изображений завершена, но некоторые изображения не были перенесены в резервную копию» (<i>Images Backup and Clean-up operation completed, but some images were not backed up</i>).	Все изображения, полученные более двух месяцев назад, были удалены, как и планировалось, но некоторые изображения, которые следовало перенести в резервную копию, не были перенесены в резервную копию. Например, в случае сбоя сети, как описано выше.

Сообщение	Ситуация
«Операция резервного копирования и удаления изображений завершилась неправильно. Свяжитесь со Службой технической поддержки Bio-Rad» (Images Backup and Clean-up operation abnormally completed. Please contact Bio-Rad Technical Support).	Некоторые изображения удалить нельзя. Риск переполнения жесткого диска сохраняется. Система нуждается в обслуживании Bio-Rad.

Если, по какой-либо причине, вам нужно остановить операцию удаления или резервного копирования / удаления до ее завершения, перейдите на **Домашнюю (Home)** страницу программного обеспечения и нажмите на кнопку **[Restart] (Перезапустить)**.




5.4.4 ИМПОРТИРОВАНИЕ ОБНОВЛЕНИЯ

Этот модуль позволяет устанавливать обновления программного обеспечения в систему ADAGIO. Обновления могут включать усовершенствования программного обеспечения, обновления для стандартов, или для тезауруса, или для устранения ошибок в системе.

Установка обновления:

Во фрейме «**Обновление**» (**Update**) экрана сопровождения нажмите на кнопку **[Обзор] (Browse)** и выберите файловое обновление, которое необходимо установить, поставляемое вашим представителем **Bio-Rad**.

Нажмите на кнопку **[Открыть] (Open)**, чтобы выбрать файл, затем нажмите на кнопку **[Обновить] (Update)**, появится следующее окно:



Версия обновленного модуля показана в подробной информации о версии.

5.4.5 ИМПОРТИРОВАНИЕ ЭКСПОРТНОГО ФАЙЛА *.ADA

Экспортные файлы, содержащие пользовательские правила экспертизы или персонализированные эпидемиологические запросы, могут быть импортированы из меню сопровождения системы ADAGIO в версии 3 или более поздней.

Также будут импортированы используемые элементы персонализированного тезауруса.

Никакая подробная информация о пациентах импортирована не будет.

Импортирование экспортного файла *.ada:

Во фрейме «Обновление» (**Update**) экрана сопровождения нажмите на кнопку **[Обзор] (Browse)** и выберите файл *.ada для импорта.

Нажмите на кнопку **[Открыть] (Open)**, чтобы выбрать файл, затем на кнопку **[Обновить] (Update)**.

Пользовательские правила экспертизы будут импортированы или в директорию «**Пользовательские правила**» (**Users rules**) или в директорию **Bio-Rad** соответствующей нормы.

Персонализированные эпидемиологические запросы находятся в том же дереве файлов, определенном в исходной системе.

Импорт персонализированных экспертных правил и запросов отслеживается в файле, доступном с экрана сопровождения.

6. Диагностика ошибок

Этот раздел содержит описания происшествий, которые могут произойти во время работы системы ADAGIO, и действие, которое нужно предпринять.

Если происшествие нельзя разрешить с помощью инструкций, предоставленных в данном руководстве, свяжитесь с вашим локальным представителем **Bio-Rad**.

6.1 Происшествия в системе управления

№	Описание происшествия	Действие, которое нужно предпринять
1	Световой индикатор питания не загорается	Проверьте, подключена ли система к источнику питания и включена ли она
2	Световой индикатор питания не инициализируется	Перезапустите систему
3	Световой индикатор связи не мигает	Проверьте, открыт ли экран считывания
		Проверьте, корректно ли система подключена к лабораторной сети
		Проверьте, связана ли используемая камера с подключенным профилем пользователя
		В случае сетевой настройки для нескольких камер проверьте конфигурацию для каждой системы.
4	Световой индикатор считывания остается после считывания или калибровки	Перезапустите считывание или калибровку
		Проверьте наличие чашки или карточки калибровки в выдвижном ящике
		Перегрузите систему и перезапустите считывание или калибровку
5	Световой индикатор предупреждения включается при запуске, после считывания или калибровки	Перезапустите считывание или калибровку
		Проверьте наличие чашки или карточки калибровки в выдвижном ящике
		Перезапустите систему

6.2 Проблемы в управляющем программном обеспечении

№	Описание происшествия	Действие, которое нужно предпринять
1	Интернет-браузером отображается сообщение об ошибке, уведомляющее о том, что приложение недоступно	Проверьте, подключены ли система и рабочая станция к лабораторной сети
		Проверьте, является ли IP-адрес, введенный в панели навигации, корректным и соответствующим главной камере
2	Изображение чашки не появляется или является некорректным	Проверьте настройки камеры в меню конфигурации
		Проверьте, является ли IP-адрес, введенный в панели навигации, корректным и соответствующим главной камере
		Проверьте, подключен ли пользователь к правильной камере
		Проверьте, находится ли система в режиме «панели» или в «автоматическом» режиме

№	Описание происшествия	Действие, которое нужно предпринять
3	Список антибиотиков в таблице результатов не соответствует тестируемому на чашке	В режиме панели проверьте, чтобы модели антибиограмм были сконфигурированы корректно, и чтобы чашка была размещена в выдвижном ящике правильно В автоматическом режиме проверьте, что тестируемые диски представляют собой новые диски Bio-Rad
4	Отчет о результатах не распечатывается	Убедитесь в том, что выбранный сетевой принтер включен и подключен к сетевому компьютеру

6.3 Обработка ошибок калибровки или считывания

Система ADAGIO отображает сообщение об ошибке, когда возникает аномалия во время калибровки или считывания антибиограмм.

Код ошибки	Сообщение и действие, которое нужно предпринять
С 1 по 13	Установка камеры прошла неудачно, перезагрузите систему ADAGIO. Если ошибка появляется во время калибровки, проверьте наличие и ориентацию схемы калибровки в выдвижном ящике и перезапустите калибровку. Если ошибка сохраняется, свяжитесь с вашей локальной службой поддержки Bio-Rad .
101 102	Ошибка получения изображения. Перезапустите считывание чашки, если ошибка сохраняется, перезагрузите систему ADAGIO или свяжитесь с вашей локальной службой поддержки Bio-Rad .
201	Чашка не была обнаружена, проверьте, что чашка была размещена правильно и что выдвижной ящик полностью закрыт, затем перезапустите считывание. Если ошибка сохраняется, проведите калибровку камеры или свяжитесь с вашей локальной службой поддержки Bio-Rad .
220	Один или более кодов антибиотиков не были считаны, введите название антибиотика в таблице результатов.
С 231 по 236	Ошибка во время обработки изображения, перезапустите считывание. Если ошибка сохраняется, свяжитесь с вашей локальной службой поддержки Bio-Rad .
237	Ошибка считывания для кодов антибиотиков, перезапустите считывание или введите идентификаторы антибиотиков в таблицу результатов вручную. Если ошибка сохраняется, используйте функциональный режим панели и свяжитесь с вашей локальной службой поддержки Bio-Rad .
238	Ошибка во время предоставления окончательного изображения. Если ошибка сохраняется, свяжитесь с вашей локальной службой поддержки Bio-Rad .
239	Аномальный статус камеры, перезагрузите систему ADAGIO. Если ошибка сохраняется, свяжитесь с вашей локальной службой поддержки Bio-Rad .
240	Ошибка считывания диаметра, перезапустите считывания или введите диаметры вручную.
321	Один или более кодов антибиотиков не были идентифицированы, введите название антибиотика в таблице результатов. Если ошибка сохраняется, свяжитесь с вашей локальной службой поддержки Bio-Rad .
401	Ошибка при сохранении изображения. Если ошибка сохраняется, свяжитесь с вашей локальной службой поддержки Bio-Rad .
С 501 по 507 и с 509 по 513	Сбой калибровки, запустите новую калибровку. Если ошибка сохраняется, перезагрузите систему ADAGIO и перезапустите калибровку. Если это не срабатывает, свяжитесь с вашей локальной службой поддержки Bio-Rad .
508	Сбой калибровки, проверьте наличие и ориентацию схемы калибровки в выдвижном ящике и перезапустите калибровку. Если ошибка сохраняется, свяжитесь с вашей локальной службой поддержки Bio-Rad .

7. Технические характеристики

7.1 Условия использования

Общая информация:	Для использования только в помещении. Не подвергать воздействию прямого солнечного света (может вызвать обнаружение аномалий для зон подавления)
Температура:	15 – 40 °C (хранить при 5 – 50 °C)
Влажность:	30 – 80 % (без конденсации) (хранить при 10 – 85 % без конденсации)
Высота:	< 2000 м над уровнем моря
Уровень шума:	< 80 дБ
Степень загрязнения:	2
Категория установки:	2

7.2 Размеры, масса

Площадь основания (общая)

Ширина:	37 см
Глубина:	37 см при закрытом выдвижном ящике; 57 см при полностью открытом выдвижном ящике
Высота:	44,5 см
Масса:	18 кг

7.3 Электрические характеристики

Электрический ток:	0,6 ~ 0,4 А
Отклонения электрических параметров:	+/- 10%
Напряжение:	115 – 230 В пер. тока
Входная частота:	50 – 60 Гц

Защита против всплесков электрического перенапряжения обеспечивается автоматическим и восстанавливаемым устройством прерывания цепи.
Способ отключения устройства от электрической сети: вынуть шнур электропитания из розетки.

7.4 Внешние подключения

Источник питания сетевого напряжения: Розетка IEC

Сетевые порты RJ45 (x2): 1 порт конфигурации + 1 порт чтения

Последовательные порты RS232 DB9 (x2): COM 1 + COM 2

Порт VGA: не используется

Порт дисплея: не используется

Порты USB (x5): не используются

7.5 Функциональные характеристики

Типы совместимых чашек:

- Круглые чашки диаметром 90, 100 и 150 мм
- Квадратные чашки размером 120 мм

Типы совместимых питательных сред:

- Мюллера-Хинтона
- Мюллера-Хинтона + кровяной агар
- Шоколадный агар
- НТМ (с предоставленным адаптером)

7.6 Параметры антивирусной защиты

При установке антивирусного программного обеспечения **Bio-Rad** не может гарантировать корректной работы системы ADAGIO. Тем не менее, следующие пункты **должны** быть соблюдены, чтобы гарантировать основную целостность системы:

- Нельзя возобновлять активацию автоматического обновления операционной системы Windows ADAGIO;
- Во избежание замедления программы ADAGIO при использовании системы автоматическое антивирусное сканирование должно быть запланировано так, чтобы работать в моменты времени, совместимые с деятельностью лаборатории, и не должно запускать перезагрузку системы ADAGIO, а также не должно совпадать с резервным копированием базы данных;
- Совместно используемые каталоги системы ADAGIO не должны блокироваться (save; receive_xml; send_xml);
- При возобновлении работы межсетевого экрана следующие порты должны оставаться открытыми: 80; 443; 8001; 3389; 13000.



Установка антивирусного программного обеспечения является ответственностью лаборатории. Важно отслеживать поведение системы ADAGIO в дни после этой установки и после любых обновлений антивирусного программного обеспечения.

Перевод с английского языка на русский язык выполнен мной, переводчиком Дзюбенко Ксенией Александровной

Перевод с английского языка на русский язык выполнен мной, переводчиком Дзюбенко Ксенией Александровной

/Логотип/

Bio-Rad
Laboratories

Группа
клинической
диагностики

Веб-сайт www.bio-rad.com/diagnostics Австралия 61-2-9914-2800 Австрия 43-1-877-8901 Бельгия +32 (3)370-53-00
Бразилия +55 (31)3689-6600 Канада 1-514-334-4372 Китай 86-21-61698500 Чехия 420-241-430-532
Дания +45-4452-1000 Финляндия 358-9-804-22-00 Франция 33-1-47-95-60-00 Германия +49 (0)89-318-840
Греция 30-210-7774396 Гонконг 852-2789-3300 Венгрия +36-1-459-6100 Индия 1800-180-1224
Израиль 972-3-9636050 Италия +39-02-216091 Япония 81-3-6361-7070 Корея 82-2-3473-4460 Мексика +52 (55)5488-7670
Нидерланды +31-318-540666 Новая Зеландия 64-9-415-2280 Норвегия +47-23-38-41-30 Польша 48-22-3319999
Португалия 351-21-472-7700 Россия +7-495-721-1404 Сингапур 65-6415-3170 ЮАР 27-11-442-85-08
Испания 34-91-590-5200- Швеция 46-8-555-127-00 Швейцария +41 (0)26-674-55-05/06 Тайвань 886-2-2578-7189
Таиланд 662-651-8311 Великобритания +44 (0)20-8328-2000

© Bio-Rad

Перевод с английского языка на русский язык выполнен мной, переводчиком Дзюбенко Ксенией Александровной

ADAGIO

Система для тестирования на чувствительность к антимикробным препаратам

Руководство пользователя для модулей прослеживаемости и считывания тест-полосок для определения МПК

REF	94006-m-EN
-----	------------

LOT	V3.2.2-1909-1
-----	---------------

Редакция руководства: сентябрь 2019 г. – английский язык
Версия программного обеспечения: 3.2.2



IVD



Перевод с английского языка на русский язык выполнен мной, переводчиком Дзюбенко Ксенией Александровной

Товарные знаки

Bio-Rad является товарным знаком Bio-Rad Laboratories, Inc. в определенных юрисдикциях.

ADAGIO является товарным знаком Bio-Rad Europe, GmbH в определенных юрисдикциях.

Гарантийные обязательства

На систему ADAGIO и на связанные с ней вспомогательные принадлежности распространяется стандартная гарантия **Bio-Rad**. Для получения более подробной информации о гарантии свяжитесь с вашим локальным офисом Bio-Rad Laboratories или с торговым посредником.



Bio-Rad

3 Бульвар Раймон Пуанкаре

92430 Марн-ла-Кокетт – Франция

Телефон: +33 (0)1 47 95 60 00

Факс: +33 (0)1 47 41 91 33

Перевод с английского языка на русский язык выполнен мной, переводчиком Дзюбенко Ксенией Александровной

Содержание

Важная информация	5
О данном руководстве	5
Служба технической поддержки Bio-Rad	6
1. Обзор	7
2. Модуль прослеживаемости	7
2.1 Описание	7
3. Краткое описание интерфейса пользователя программного обеспечения	8
3.1 Описание панели команд	9
4. Использование модуля прослеживаемости	10
4.1 Меню администрирования	10
4.1.1 Общая конфигурация	10
4.2 Меню инструментов	12
4.2.1 Модели антибиограмм	12
4.2.2 Отслеживание контроля качества	13
4.3 Пациенты	15
4.3.1 Список пациентов	15
4.3.2 Рабочий список или быстрое считывание	17
4.4 Партии	20
4.4.1 Партии сред	20
4.4.2 Параметры сред	21
4.4.3 Диски антибиотиков	22
4.4.4 Тест-полоски для определения МПК	24
4.4.5 Диспенсеры	24
4.4.6 Анализы	26
5. Модуль считывания тест-полосок для определения МПК	28
5.1 Описание	28
5.2 Считывание тест-полоски	28
5.3 Добавление или удаление тест-полоски	29
5.4 Администрирование МПК	29
6. Лицензионные ключи для дополнительных модулей	31
6.1 Запрос лицензионного ключа	31
6.2 Активация лицензионного ключа	33

Важная информация

Как часть нашей политики непрерывного совершенствования и развития продукции, **Bio-Rad** оставляет за собой право на внесение технических усовершенствований в это оборудование и настоящий документ без предварительного уведомления. Все новые версии отменяют и заменяют предыдущую версию.

Авторские права – Программное обеспечение

Программное обеспечение экспертной системы ADAGIO остается исключительной интеллектуальной собственностью **Bio-Rad Laboratories**.

Данная программа охраняется в соответствии с законодательством об авторском праве и международными договорами.

Любое полное или частичное воспроизведение или распространение данного программного обеспечения, каким бы то ни было образом, строго запрещено.

Любое лицо, которое не соблюдает эти законодательные положения, будет считаться нарушителем законодательства об охране авторских прав, и будет нести ответственность в соответствии с теми мерами уголовного наказания, которые предусмотрены законодательством.

Авторские права – Руководство пользователя

Данный документ остается в полной собственности **Bio-Rad Laboratories**, и его нельзя копировать или воспроизводить в какой бы то ни было форме без предварительного согласия.

О данном руководстве

В данном руководстве описано, как использовать два дополнительных модуля:

- Модуль прослеживаемости ADAGIO;
- Модуль «считывания тест-полосок для определения МПК» ADAGIO.

В данном руководстве не описано общее применение системы ADAGIO. Оно описано в основном Руководстве пользователя системы ADAGIO (ссылка ➡).

Система ADAGIO должна использоваться только обученным персоналом и согласно правилам надлежащей лабораторной практики.

Технические операции могут выполняться только специалистами службы технической поддержки **Bio-Rad** и в данном руководстве не описываются.

Перед использованием этого прибора внимательно прочитайте основное Руководство пользователя системы ADAGIO.

Перед использованием модуля прослеживаемости ADAGIO или модуля «считывания тест-полосок для определения МПК» ADAGIO внимательно прочитайте данное руководство.

Служба технической поддержки Bio-Rad

Всемирная служба технической поддержки для продукции **Bio-Rad** доступна через веб-сайт:
<http://www.consult.bio-rad.com>.

Для того, чтобы связаться с вашим локальным представителем **Bio-Rad** или со службой технической поддержки напрямую, просто посетите указанный выше веб-сайт и затем выберите свою страну.

1. Обзор

Вместе с программным обеспечением ADAGIO устанавливаются два дополнительных модуля:

- **Модуль прослеживаемости** (Разделы 2 – 4.4.6). Целью этого модуля является установление связей между данными о партиях (i) дисков с антибиотиком и (ii) культуральных сред и проведение анализов и проверок контроля качества, выполняемых лабораторией с помощью системы ADAGIO. С помощью этого модуля процесс управления партиями, осуществляемый в системе ADAGIO, делает вклад в процесс непрерывного совершенствования для достижения «Хороших практик прослеживаемости».
- **Модуль «считывания тест-полосок для определения МПК»** (Раздел 5). Целью этого модуля является обеспечение возможности использования системы ADAGIO для считывания значений МПК (минимальных подавляющих концентраций, в мкг/мл) с тест-полосок и сохранения данных, полученных из этих измерений.

Оба модуля устанавливаются с 30-дневным пробным периодом свободного использования. Для продолжения использования этих модулей после пробного периода необходимо приобрести лицензионный ключ (один ключ на модуль) и активировать, как описано в Разделе 6.

2. Модуль прослеживаемости

2.1 Описание

С помощью нового модуля прослеживаемости можно установить хронологическую связь между анализом и (i) партиями дисков с антибиотиком, (ii) партиями культуральных сред и, если соответствующие данные были введены пользователем, (iii) диспенсером, используемым для выполнения анализа. Этот модуль гарантирует определение партий, которые наиболее вероятно были использованы во время анализа. Надежность и точность этой хронологической связи будет зависеть от надежности и точности данных о партиях, введенных в систему пользователем.

Каждый раз, когда используют новую партию антибиотика или новую партию культуральной среды, пользователь должен задокументировать их и ввести следующие данные:

- Номер партии.
- Поставщик партии.
- Дата завершения срока годности партии.
- Дата первого использования партии («начальная дата»).
- Дата последнего использования партии («конечная дата»).

Тип антибиотика и его нагрузка будут заданы.

Также будут указаны культуральная среда и форма чашки, круглая или квадратная.

Каждый микроорганизм будет связан только с одним типом питательной среды.

Для каждой даты нанесения диска, соответствующей дате инокуляции, будут идентифицированы связанные партии антибиотиков и культуральных сред, используемых в лаборатории в то время. Дату нанесения диска определяют и рассчитывают назад от даты считывания анализа.

При сохранении анализа, по данным о микроорганизме и форме чашки, будет возможно связать каждое считывание анализа с типом питательной среды / формой чашки, а значит и с партиями, которые были доступны для этого типа среды / формы чашки, по дате нанесения диска. Аналогично будет возможно связать доступные партии антибиотиков с анализом по дате нанесения диска.

В следующих разделах описаны настройки, доступные для установления связей между:


- Антибиотиками и диспенсерами.
- Типами чашек и диспенсерами.
- Культуральными средами с микроорганизмами или группами микроорганизмов.

3. Краткое описание интерфейса пользователя программного обеспечения

Окно программного обеспечения разделено на две зоны:

1. Панель команд.
2. Зона диалога.

Отображен новый модуль [LOT].



3.1 Описание панели команд



Панель команд используется для доступа к разным меню приложения. В этой части руководства описаны только следующие элементы:

- Использование меню **LOT**.
- Меню, модифицированные внедрением модуля управления партиями в системе ADAGIO.

ADAGIO™ Antimicrobial Susceptibility Testing System	Возврат к пользовательской странице по умолчанию
	Домашняя страница: Домашняя страница
	Пациенты: Подробная информация о пациентах и их результаты, рабочие списки и окно считывания
	Тезаурус: Словари
	Инструменты: Эпидемиология, экспертная система, контроль качества и модуль антибиограмм
	Партии: Модуль управления партиями для партий культуральных сред, партий дисков с антибиотиком, диспенсерами и для связывания анализов с данными о партиях
	Администрирование: Общая конфигурация, сопровождение системы, модули связи с ЛИС
	Сообщения: Внутренняя передача сообщений
АДМИНИСТРАТОР (ADMIN)	Доступ к подробной информации о пользователе можно получить, нажав на имя пользователя
Клавиши быстрого вызова (Shortcuts)	Клавиши быстрого вызова пользователя можно выбрать, наводя мышь на имя пользователя
Выход из системы (Logout)	Завершение сеанса

4. Использование модуля прослеживаемости


4.1 Меню администрирования

4.1.1 ОБЩАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

4.1.1.1 Управление пользователями

Администрирование (Administration) » Общая конфигурация (General configuration) » Профили пользователей (User profiles)

Это окно используется для управления пользователями, т. е. определения прав доступа различных пользователей и для управления паролями. Имеется возможность назначать специальные права пользователям по отношению к модулю управления партиями.



Выберите группу пользователей или пользователя. Выберите вкладку [Права] (Rights) и назначьте требующиеся права, нажимая на знак плюс [+], связанный с этим правом.

- Доступ к модулю управления партиями.
- Редактирование модуля управления партиями.
- Удаление партий и диспенсеров.

Нажмите [Сохранить] (Save), чтобы сохранить изменения.

4.1.1.2 Параметры приложения


Администрирование (Administration) » Общая конфигурация (General configuration) » Общие параметры считывания (General reading parameters)

В модуле управления партиями это окно используется для вычисления даты нанесения диска относительно даты инокуляции антибиограммы.

	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday
Time to result in day(s)	-3	-1	-1	-1	-1	-1	-2
Discs dispensing time	08:00:00	08:00:00	08:00:00	08:00:00	08:00:00	08:00:00	08:00:00

Discs dispensing date = Reading date - Time to Result
Discs dispensing time = time at which discs dispensing was performed

Эта дата вычисляется от даты считывания анализа. Она будет использоваться для установления хронологической связи между анализом и партиями антибиотиков и культуральных сред, используемыми в лаборатории и использованными для антибиограммы.



Имеется партия (E) антибиотика и партия (B) культуральной среды, хронологически связанные с датой и временем нанесения каждого диска. Модуль управления партиями системы ADAGIO дает возможность идентифицировать эту хронологическую взаимосвязь.

В показанном выше окне вы можете задать, для каждого дня недели, количество дней между датой нанесения диска антибиограммы (которая также соответствует дате инокуляции) и его анализом

Последнее изменение:

09.2019

Код руководства пользователя:

94006

11

Перевод с английского языка на русский язык выполнен мной, переводчиком Дзюбенко Ксенией Александровной

(датой считывания чашки). Это количество может отличаться в зависимости от организации лаборатории. Также можно указать точное время нанесения диска.

Качество этой информации будет определять точность и надежность, требующиеся для надлежащего использования инструмента, доступного в этом модуле.

4.2 Меню инструментов


4.2.1 МОДЕЛИ АНТИБИОГРАММ

Инструменты (Tools) » Модели антибиотграмм (Antibiogram models)

При создании модели антибиотграммы и добавлении чашки имеется возможность привязать эту чашку к существующему диспенсеру (см. [Раздел 4.4.5 LOT » Диспенсер \(Dispenser\)](#)) и затем [Сохранить] (Save).

The screenshot shows the ADAGIO web interface for configuring antibiogram models. The 'Antibiogram models' section is open, and the 'Plate' tab is selected. The 'Antibiogram model' is set to 'E.coli'. A red rectangle highlights the 'Dispenser' dropdown menu, which is currently set to 'DISP 1'. Below this, the 'Name' is 'Plate 1' and the 'Type of plate' is 'Round 7'. A search bar is present above a list of antibiotics on the left. On the right, a visual representation of the plate shows the placement of various antibiotic discs (AM, ETP, CFM, AMC, AN, CAZ, CIP) with their respective concentrations. At the bottom, there are 'Delete' and 'Save' buttons, and a status message indicating the last update by an administrator on March 11, 2015.

В этом случае настройки чашки автоматически заполняются или заменяются настройками выбранного диспенсера: форма и размер чашки, список и расположения дисков с антибиотиком с их соответствующими нагрузками. Предупреждающее сообщение автоматически отображается, чтобы предупредить пользователя об этой замене.



Аналогично, если диспенсер редактируют через меню **LOT** » **Диспенсер (Dispenser)**, чашки для моделей антибиогамм, привязанные к этому диспенсеру, заменяются на новый формат, определенный для этого диспенсера.



Примечание: Другими словами, определение диспенсера перезаписывает и заменяет определение чашки, содержащееся в модели антибиогаммы.


Важно!

Если вы уже используете вашу систему ADAGIO с предварительно определенными моделями антибиогамм и вы хотите, чтобы ваши диспенсеры базировались на этих существующих моделях антибиогамм, можно создать диспенсеры и привязать их к чашкам, определенным в этих моделях. Для этого вам нужно создать пустые диспенсеры, затем вернуться в меню **Модели антибиогамм (Antibiogram models)** и оттуда привязать существующие чашки к пустым диспенсерам, которые вы только что создали.

4.2.2 ОТСЛЕЖИВАНИЕ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

Инструменты (Tools) » Анализ контроля качества (Quality control review)

В области контроля качества инструмент управления партиями дает возможность отслеживать для заданного микроорганизма партии антибиотиков и партии культуральных сред, используемые для каждого контроля. Нажатие на заданный **[Микроорганизм] (Microorganism)** отображает окно, показывающее антибиотики, связанные с этим микроорганизмом.



Нажатие на **[Антибиотик] (Antibiotic)**, который вы хотите проанализировать, затем на **[Отобразить] (Display)** и **[Показать данные] (Show Data)** открывает окно **[Данные КК] (QC Data)** с указанием используемых партий культуральных сред и антибиотиков.

Последнее изменение:


09.2019

13

Код руководства пользователя:

94006

Перевод с английского языка на русский язык выполнен мной, переводчиком Дзюбенко Ксенией Александровной



QC Data

Start date: 2015-03-13

End date: 2015-03-13

Microorganism: ATCC 25922 E. coli

Antibiotic: Cefotaxime 5 µg (COX)

Minimum Diameter: 25

Maximum Diameter: 31

Export Excel

Analysis date	Diameters	Comments	Media Batches	Antibiotic Batches
2015-01-28 00:00:00	30		MH : L859	A123
2015-02-04 00:00:00	27		MH : M852	B125, A123
2015-02-11 00:00:00	26		MH : M852	B125
2015-02-18 00:00:00	29		MH : M852	C456
2015-02-25 00:00:00	32		MH : M852	C456
2015-03-10 00:00:00	30		MH : A523, F589	D789

Подробную информацию о каждой партии можно просмотреть, нажав на соответствующую [Партию] (Batch).

QC Data

Start date: 2015-03-13

End date: 2015-03-13

Microorganism: ATCC 25922 E. coli

Antibiotic: Cefotaxime 5 µg (COX)

Minimum Diameter: 25

Maximum Diameter: 31

Export Excel

Media Batches

Media	Number	Expiry date	Start date	End date	Supplier
MH	M852	3/31/2015	2/1/2015 00:00:00	2/25/2015 23:59:59	Bio-Rad / 63824

4.3 Пациенты

4.3.1 СПИСОК ПАЦИЕНТОВ


Пациент (Patient) » Список пациентов (Patient list)

4.3.1.1 Подробная информация о пациентах

Вкладка [Образец] (Sample) окна **Список пациентов (Patient list)** теперь содержит полные данные о партиях антибиотиков / нагрузки и партиях культуральных сред, используемых для каждого анализа.

Нажатие на кнопку [Отслеживание партии] (Batch tracking) открывает другое окно, показывающее следующую информацию:

- Дата нанесения диска. Эта дата является очень важной, поскольку служит для определения партий питательных сред и партий антибиотиков, которые были использованы в лаборатории во время инокуляции чашки. Любое изменение технической даты создает изменение соответствующих чашек.
- Для питательных сред и антибиотиков:
 - Номера их партий.
 - Даты завершения их срока годности.
 - Дата, когда они впервые были использованы в лаборатории («начальная дата»).
 - Дата, когда они в последний раз были использованы в лаборатории («конечная дата»), если известна.
 - Их поставщики.
- Для антибиотиков, используемый диспенсер, если он было объявлен в системе (см. [Раздел 4.4.5 LOT » Диспенсер \(Dispenser\)](#)).



Batch tracking

Discs dispensing date 03/04/2015 08:00:00 Save

MH

Number	Expiry date	Start date	End date	Supplier
F589	7/23/2015	3/1/2015 00:00:00		Bio-Rad / 63824

AM Ampicillin 10 µg (AMP)

Number	Expiry date	Start date	End date	Supplier	Dispenser
B325	3/1/2015	2/1/2015 00:00:00		Bio-Rad / 66128	Enterobacteriaceae

AMC Amoxicillin + clavulanic acid 30 µg (AMC)

Number	Expiry date	Start date	End date	Supplier	Dispenser
J458	3/16/2016	3/1/2015 00:00:00		Bio-Rad / 66178	Enterobacteriaceae

AN Amikacin 30 µg (AKN)

Number	Expiry date	Start date	End date	Supplier	Dispenser
M689	3/17/2016	3/1/2015 00:00:00		Bio-Rad / 66148	Enterobacteriaceae

CFM Cefixime 10 µg (CFM)

Number	Expiry date	Start date	End date	Supplier	Dispenser
K487	3/5/2015	3/1/2015 00:00:00	3/9/2015 17:48:23	Bio-Rad / 66418	Enterobacteriaceae

CIP Ciprofloxacin 5 µg (CIP)

Number	Expiry date	Start date	End date	Supplier	Dispenser
O568	3/10/2016	3/1/2015 00:00:00		Bio-Rad / 68648	Enterobacteriaceae

ETP Ertapenem 10 µg (ETP)

Number	Expiry date	Start date	End date	Supplier	Dispenser
P874	3/3/2016	3/1/2015 00:00:00		Bio-Rad / 67518	Enterobacteriaceae

Любые даты, отображаемые красным цветом, обозначают партии (партии антибиотиков или питательных сред), которые были использованы для выполнения антибиограммы после даты завершения их срока годности.

4.3.2 РАБОЧИЙ СПИСОК ИЛИ БЫСТРОЕ СЧИТЫВАНИЕ

Пациент (Patient) » Рабочий список (Working list) или Пациент (Patient) » Быстрое считывание (Rapid reading)

4.3.2.1 Таблица результатов

Информационная зона [Пациент] (Patient) теперь содержит, в привязке к анализу, следующую подробную информацию:

- Дата и время нанесения диска (соответствующие дате инокуляции, пересчитанной из даты считывания, т. е. даты анализа). ► 1
- Тип питательной среды и форма чашки, используемых для анализа ► 2
- Номер партии и дата завершения срока годности питательной среды ► 3

Пользователи с достаточными правами доступа могут редактировать [Дату нанесения диска] (Disc dispensing date).

The screenshot displays the ADAGIO interface for a patient named John Smith. The 'Patient' tab on the left shows personal and hospitalization details. The 'AST results' tab on the right shows a table of antibiotic susceptibility results for Escherichia coli. A red box highlights the 'Disc dispensing date' field in the 'Patient' tab, which is set to 03/04/2015. Red arrows point to this field and the 'MH' (Microbiology Handbook) section below it.

Antibiotic	Diameter	Raw	Expert	Conclusion	Estimated	Measured
Amoxicillin + clavulanic acid 30 µg	28	S	R		> 8	
Ertapenem 10 µg	35	S			0.0625	
Ceftazidime 10 µg	21	I			2	
Cefixime 5 µg	30	S			≤ 1	
Amikacin 30 µg	24	S			2	
Ciprofloxacin 5 µg	35	S			< 0.06	
Ampicillin 10 µg	24	S			≤ 8	

Disc dispensing date: 03/04/2015

Disc dispensing time: 08:00:00

Number: F589, Expiry date: 2015-07-23

Comment:

Updated by: ADMIN, at: 2015-03-12 09:20:51

Информация о типе микроорганизма, типе образца, используемых форме чашки и культуральной среде, а также дата анализа используются для точной привязки анализа к партиям антибиотиков и культуральных сред, зарегистрированных и используемых на время даты нанесения диска.



Любые изменения, внесенные в эти параметры, также будут изменять партии, связанные с анализами.

4.3.2.2 Окно результатов AST

Нажатие на антибиотик, используемый для выполнения анализа, открывает окно **[Подробная информация об антибиотике] (Antibiotic details)**, показывающее информацию об используемой партии, дате завершения срока ее годности, используемом диспенсере (если объявлено в системе), дате о первом и последнем использовании («начальная дата» и «конечная дата», если последняя известна), и, наконец, о поставщике.

Antibiotic details

Antibiotic & Diameter: AN Amikacin 30 µg (AKN) Delete Final diameter 24 Raw diameter 24
Diameter updated by ADMIN at 2015-03-05 16:36:58

Biologist comment:

Critical breakpoints

Norm	Microorganism	EUCAST 2014	MIC R	MIC S
< 13	Enterobacteriaceae		> 16	
≥ 16				≤ 8

Interaction:

Batches

Number	Expiry date	Dispenser	Start date	End date	Supplier
M689	2016-03-17	Enterobacteriaceae	2015-03-01 00:00:00		Bio-Rad / 66148

Updated by ADMIN at 2015-03-05 16:36:58

Save

4.3.2.3 Окно с изображением чашки

Нажатие на изображении чашки, связанной с анализом, открывает окно, показывающее подробное изображение этой чашки. Это окно содержит информацию об используемой культуральной среде и форме чашки; ее может редактировать пользователь с достаточными правами доступа.



Любые изменения, внесенные в эти параметры, также будут изменять партии, связанные с анализами.



4.4 Партии

Новое меню [LOT] позволяет пользователям вводить данные о культуральных средах и антибиотиках, используемых в лаборатории, в системе управления партиями ADAGIO. Пользователи с достаточными правами доступа могут редактировать или удалять эту информацию.

4.4.1 ПАРТИИ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД

LOT » Партии питательных сред (Media Batches)

Подробную информацию об используемых культуральных средах вводят в этом разделе, который подразделяется на два отдельных меню.

LOT » Партии питательных сред (Media Batches) » Партии питательных сред (Media Batches)

В этом окне вы можете (i) просматривать список партий культуральных сред и (ii) добавлять новую культуральную среду, с указанием ее поставщика, номера партии, даты завершения срока годности, даты первого использования в лаборатории («начальная дата») и даты последнего использования («конечная дата»), когда все единицы этой партии были использованы.

4.4.1.1 Добавление новой партии

The screenshot shows the ADAGIO 'Batches' management interface. At the top is a green navigation bar with the ADAGIO logo and various icons. Below it, the 'Batches' section is active. The 'New batch' form includes fields for 'Media' (with a dropdown menu open showing options like MH, MH + Blood, MHF, HTM), 'Number', 'Start date', 'Supplier', 'Expiry date', and 'End date'. There are 'Save' and 'Reset' buttons. Below the form is a table listing existing batches with columns for Media, Expiry date, Start date, End date, and Supplier. The table contains five rows of data.

Media	Expiry date	Start date	End date	Supplier
MH	3/1/2015	3/9/2015 00:00:00		Bio-Rad / 63824
MH	7/23/2015	3/1/2015 00:00:00		Bio-Rad / 63824
MH	3/25/2015	3/10/2015 00:00:00		Bio-Rad / 63901
MH	3/20/2015	3/9/2015 00:00:00		Bio-Rad / 63901
MH + Blood	4/14/2015	3/9/2015 00:00:00		Bio-Rad / 63825

Для каждой новой питательной среды тип чашки необходимо выбирать из ниспадающего списка **Питательная среда (Media)**.

Нажмите [**Сохранить**] (Save), чтобы ввести новую культуральную среду в системе управления партиями ADAGIO.

4.4.1.2 Фильтры

В этом окне вы можете отслеживать любые культуральные среды, которые были доступны в лаборатории на заданную дату или в течение заданного периода времени.


Media	Number	Expiry date	Start date	End date	Supplier
☐ MH	A523	3/1/2015	3/9/2015 00:00:00		Bio-Rad / 63824
☐ MH	F589	7/23/2015	3/1/2015 00:00:00		Bio-Rad / 63824
☐ MH	M852	3/31/2015	2/1/2015 00:00:00	2/25/2015 23:59:59	Bio-Rad / 63824
☐ MH	L859	3/31/2015	1/1/2015 00:00:00	2/1/2015 23:59:59	Bio-Rad / 63824
☐ MH	C098	3/25/2015	3/10/2015 00:00:00		Bio-Rad / 63901
☐ MH	D589	3/20/2015	3/9/2015 00:00:00		Bio-Rad / 63901
☐ MH + Blood	G588	4/14/2015	3/9/2015 00:00:00		Bio-Rad / 63825

Примечание: Шрифт отображается по-разному для партий, которые еще не используются или уже не используются.

4.4.2 ПАРАМЕТРЫ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД

LOT » Партии питательных сред (Media Batches) » Параметры питательных сред (Media Parameters)

В этом окне вы можете задавать, для каждого микроорганизма (определенного родом, группой и семейством), какие культуральные среды являются наиболее подходящими и могут быть использованы для анализов. При настройках по умолчанию ряд комбинаций микроорганизм / культуральная среда являются предварительно определенными в системе, но вы можете использовать это окно для индивидуальной настройки этих комбинаций или определения новых.



4.4.3 Диски с антибиотиком

Этот раздел используется для ввода подробной информации о партиях дисков с антибиотиком, используемых в лаборатории.

LOT » Партии дисков с антибиотиком (Antibiotic Discs Batches)

В этом окне вы можете (i) просматривать список партий дисков с антибиотиком и (ii) добавлять новый диск с антибиотиком / нагрузку, с указанием его поставщика, номера партии, даты завершения срока годности, даты первого использования в лаборатории («начальная дата») и даты последнего использования, когда все единицы этой партии были использованы («конечная дата»).

4.4.3.1 Партии

Antibiotic	Number	Expiry date	Start date	End date	Supplier
AM Ampicillin 10 µg	B325	3/31/2016	2/1/2015 00:00:00		Bio-Rad / 66128
AM Ampicillin 10 µg	B324	1/11/2016	1/4/2015 00:00:00	3/2/2015 23:59:59	Bio-Rad / 66128
AMC Amoxicillin + clavulanic acid 3 µg	J458	3/16/2016	3/1/2015 00:00:00		Bio-Rad / 66178
AM Amikacin 30 µg	M689	3/17/2016	3/1/2015 00:00:00		Bio-Rad / 66148
CAZ Ceftazidime 10 µg	R458	3/1/2016	3/1/2015 00:00:00		Bio-Rad / 67298
CFM Cefixime 10 µg	K487	3/5/2015	3/1/2015 00:00:00	3/9/2015 17:48:23	Bio-Rad / 66418
CFM Cefixime 5 µg	C589	3/2/2016	3/1/2015 00:00:00		Bio-Rad / 67588
CIP Ciprofloxacin 5 µg	O568	3/10/2016	3/1/2015 00:00:00		Bio-Rad / 68648
CTX Cefotaxime 5 µg	D789	3/31/2015	3/8/2015 00:00:00		Bio-Rad / 67718
CTX Cefotaxime 5 µg	C456	3/21/2015	2/14/2015 00:00:00	2/28/2015 23:59:59	Bio-Rad / 67718
CTX Cefotaxime 5 µg	B125	3/31/2015	1/31/2015 00:00:00	2/13/2015 23:59:59	Bio-Rad / 67718
CTX Cefotaxime 5 µg	A123	3/1/2015	1/19/2015 00:00:00	2/23/2015 23:59:59	Bio-Rad / 67718
ETP Ertapenem 10 µg	P874	3/3/2016	3/1/2015 00:00:00		Bio-Rad / 67518

4.4.3.2 Фильтры

В этом окне вы можете отслеживать любой диск с антибиотиком / нагрузку, которые были доступны в лаборатории на заданную дату или в течение заданного периода времени.

Antibiotic	Number	Expiry date	Start date	End date	Supplier
AM Ampicillin 10 µg	B325	3/31/2016	2/1/2015 00:00:00		Bio-Rad / 66128
AM Ampicillin 10 µg	B324	1/11/2016	1/4/2015 00:00:00	3/2/2015 23:59:59	Bio-Rad / 66128
AMC Amoxicillin + clavulanic acid 3 µg	J458	3/16/2016	3/1/2015 00:00:00		Bio-Rad / 66178
AM Amikacin 30 µg	M689	3/17/2016	3/1/2015 00:00:00		Bio-Rad / 66148
CAZ Ceftazidime 10 µg	R458	3/1/2016	3/1/2015 00:00:00		Bio-Rad / 67298
CFM Cefixime 10 µg	K487	3/5/2015	3/1/2015 00:00:00	3/9/2015 17:48:23	Bio-Rad / 66418
CFM Cefixime 5 µg	C589	3/2/2016	3/1/2015 00:00:00		Bio-Rad / 67588
CIP Ciprofloxacin 5 µg	O568	3/10/2016	3/1/2015 00:00:00		Bio-Rad / 68648
CTX Cefotaxime 5 µg	D789	3/31/2015	3/8/2015 00:00:00		Bio-Rad / 67718
CTX Cefotaxime 5 µg	C456	3/21/2015	2/14/2015 00:00:00	2/28/2015 23:59:59	Bio-Rad / 67718
CTX Cefotaxime 5 µg	B125	3/31/2015	1/31/2015 00:00:00	2/13/2015 23:59:59	Bio-Rad / 67718
CTX Cefotaxime 5 µg	A123	3/1/2015	1/19/2015 00:00:00	2/23/2015 23:59:59	Bio-Rad / 67718
ETP Ertapenem 10 µg	P874	3/3/2016	3/1/2015 00:00:00		Bio-Rad / 67518

Примечание: Шрифт отображается по-разному для партий, которые еще не используются или уже не используются.

4.4.4 ТЕСТ-ПОЛОСКИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МПК

LOT » Партии тест-полосок для определения МПК (MIC Strips Batches)

Это окно используется для записывания и просмотра подробной информации о партиях тест-полосок для определения МПК, используемых в лаборатории. Его использование идентично описанному в Разделе 4.4.3 для дисков с антибиотиком, за исключением того, что ниспадающий список **Антибиотик (Antibiotic)** показывает только названия антибиотиков без величин нагрузки (вместо антибиотиков с величинами нагрузки для дисков).

4.4.5 ДИСПЕНСЕРЫ

LOT » Диспенсер (Dispenser)

4.4.5.1 Антибиотики

Во вкладке **Антибиотики (Antibiotics)** вы можете создать новый диспенсер с назначенными для него дисками с антибиотиком.

The screenshot shows the ADAGIO web application interface. At the top is a navigation bar with the ADAGIO logo, user profile, and various icons. Below the navigation bar is a search bar and a 'Master Camera' dropdown. The main content area is titled 'Dispensers' and has a search bar. On the left is a sidebar with 'General' and 'Add a dispenser' sections. The 'Add a dispenser' section has tabs for 'Antibiotics', 'Batches', 'Microorganisms', and 'Samples'. The 'Antibiotics' tab is active, showing a form to add a new dispenser. The form includes a 'Name' field, a 'Type of dispenser' dropdown (set to 'Round dispenser, 7 discs'), and an 'Activated' checkbox. Below these is a list of antibiotics with checkboxes, and a diagram of a 7-disc dispenser with red 'X' marks indicating where to place the discs. A 'Save' button is at the bottom of the form.

Важно!

Если вы уже используете вашу систему ADAGIO с предварительно определенными моделями антибиограмм и вы хотите, чтобы ваши диспенсеры базировались на этих существующих моделях антибиограмм, не добавляйте антибиотики к диспенсеру в этом окне. Что вам нужно сделать, это создать пустой диспенсер, сохранить его, затем возвратиться в меню моделей антибиограмм и оттуда привязать существующую чашку к пустому диспенсеру, который вы только что создали. Таким путем, ваш новый диспенсер будет автоматически «заполнен» антибиотиками, соответствующими вашей существующей модели антибиограммы (вместо того, чтобы диспенсер переписал модель антибиограммы).

4.4.5.2 Партии

Во вкладке **Партии (Batches)** вы можете ввести данные о партии дисков с антибиотиком, назначенных этому диспенсеру.

Dispersers

Search

General

- Dispenser batches
- Add a dispenser
- Dis 1
- Dis 2
- Enterobacteriaceae
- Staphylococcus
- TEST

Enterobacteriaceae

Antibiotics | **Batches** | Microorganisms | Samples

New batch

Antibiotic* AN Amikacin 30 µg Supplier Bio-Rad / 66148 Save

Number* Expiry date* Reset

Start date* 03/02/2015 00:00:00 End date

Filters

Antibiotic	Number	Expiry date	Start date	End date	Supplier	
AM Ampicillin 10 µg	123	2/13/2015	2/17/2015 00:00:00		Bio-Rad / 66128	
AMC Amoxicillin + clavulan	1236	8/31/2015	2/17/2015 00:00:00		Bio-Rad / 66178	
AN Amikacin 30 µg	22558	10/31/2015	2/17/2015 00:00:00		Bio-Rad / 66148	
CFM Cefixime 5 µg	4447	6/30/2015	2/17/2015 00:00:00		Bio-Rad / 67588	
CIP Ciprofloxacin 5 µg	5588	6/29/2015	2/17/2015 00:00:00		Bio-Rad / 68648	
ETP Ertapenem 10 µg	77778	5/31/2015	2/17/2015 00:00:00		Bio-Rad / 67518	
FOS Fosfomycin 200 µg	96311	6/10/2015	2/17/2015 00:00:00		Bio-Rad / 67658	

4.4.5.3 Микроорганизмы

Во вкладке **Микроорганизмы (Germs)** вы можете указывать, с какими микроорганизмами следует использовать этот диспенсер.

Dispersers

Search

General

- Dispenser batches
- Add a dispenser
- DISP 1
- Enterobacteriaceae
- QC 25922

Enterobacteriaceae

Antibiotics | Batches | **Microorganisms** | Samples


All

- ✓ ID Germs in the process of identification
- ✓ F02 Gram-negative bacteria
 - ✓ F021L Gram-negative cocci
 - ✓ F022L Gram-negative rods
 - ✓ F02116 Acinetobacter
 - ✓ AL Alcaligenes
 - ✓ F0228L Anaerobic Gram-negative rods
 - ✓ F0214L Bordetella
 - ✓ F0212L Brucella
 - ✓ F0226L Campylobacter and related bacteria
 - ✓ CP Capnocytophaga
 - ✓ CA Cardiobacterium
 - ✓ EK Eikenella
 - ✓ F0221L Enterobacteriaceae
 - ✓ F0213L Francisella
 - ✓ F02242 Haemophilus
 - ✓ F0225L Legionellaceae
 - ✓ F0224L Pasteurellaceae
 - ✓ F0222L Pseudomonadaceae and related bacteria
 - ✓ F0223L Vibrionaceae
 - ✓ CVVI Chromobacterium violaceum
 - ✓ F01 Gram-positive bacteria

Delete Save Updated by ADMIN at March 9, 2015 5:48 PM

4.4.5.4 Образцы

Во вкладке **Образцы (Samples)** вы можете выбрать типы образцов, с которыми следует использовать этот диспенсер.



4.4.6 АНАЛИЗЫ

LOT » Список анализов (Analyses list)

Можно создавать списки анализов, обеспечивая возможность проводить поиск по анализам на основании культуральной среды, и/или дисков с антибиотиком, и/или диспенсеров, используемых для выполнения этих анализов.

Во вкладке **Выборка (Selection)** вы можете выбрать критерии, на которых основывается ваш поиск.

Во вкладке **Отображение (Display)** вы можете выбрать поля данных, которые будут отображаться в таблице результатов поиска:

При настройках по умолчанию три (3) списка предварительно определены во вкладке **[Список анализов] (Analyses list)**. Они позволяют вам выполнять быстрый поиск по анализам, привязанным к (i) конкретной партии питательной среды, (ii) конкретной партии антибиотика, (iii) партии антибиотика, привязанной к конкретному диспенсеру.

5. Модуль считывания тест-полосок для определения МПК

5.1 Описание


Целью этого модуля является обеспечение возможности использования системы ADAGIO для считывания значений МПК (минимальных подавляющих концентраций, в мкг/мл) с тест-полосок и сохранения данных, полученных из этих измерений.

5.2 Считывание тест-полоски

Считывания, выполняемые с тест-полосок, могут быть осуществлены либо в режиме панели, либо в автоматическом режиме, как в случае для считываний, выполняемых с дисков с антибиотиком. Когда чашка, содержащая тест-полоску для определения МПК, считывается, изображение чашки отображается в окне программного обеспечения и тест-полоски автоматически обнаруживаются. Система захвата изображений ADAGIO может обнаруживать, содержит ли чашка лишь одну тест-полоску или несколько тест-полосок, являются ли они простыми тест-полосками или комбинированными (двусторонними) тест-полосками, и даже содержит ли чашка как диски, так и тест-полоски.



Перед размещением нескольких тест-полосок (или дисков и тест-полосок) в одной чашке, обратитесь к инструкциям, предоставленным изготовителем тест-полосок!



Диалоговое окно **Выберите антибиотик (Choose an antibiotic)** автоматически отображается для каждой обнаруженной тест-полоски. Каждое диалоговое окно пронумеровано относительно тест-полоски, к которому оно относится. Для комбинированных тест-полосок отображается два диалоговых окна **Выберите антибиотик (Choose an antibiotic)**.

В диалоговом окне «**Выберите антибиотик**» (**Choose an antibiotic**) выпадающий список **Антибиотик (Antibiotic)** позволяет вам выбрать соответствующую молекулу антибиотика. Список молекул, доступных для выбора, может быть определен пользователем (см. [Раздел 5.4](#)). На каждой тест-полоске, показанном на изображении чашки, курсор можно перемещать до пределов зоны подавления вдоль делений, нанесенных на тест-полоску, для облегчения считывания значения МПК (мкг/мл).

Это значение МПК затем необходимо ввести в поле **МПК (MIC)** диалогового окна **Выберите антибиотик (Choose an antibiotic)**. Для тест-полосок с единственным антибиотиком просто введите значение и нажмите на **Внести (Submit)**.

Для тест-полосок, объединяющих две молекулы антибиотика, отображается два диалоговых окна **Выберите антибиотик (Choose an antibiotic)**, и вам нужно повторить выбор антибиотика и ввод значения МПК для каждой стороны тест-полоски.

Значение МПК тогда показывается в окне таблицы результатов. Экспертизу выполняют путем применения соответствующего стандарта на основании этой информации.

5.3 Добавление или удаление тест-полоски

Чтобы добавить тест-полоску на изображении, поместите мышь на соответствующую точку на изображении чашки, затем нажмите на правую кнопку мыши. Выберите **Добавить МПК антибиотика (Add antibiotic MIC)** из контекстного меню. В диалоговом окне выберите антибиотик, который вы хотите добавить, затем подтвердите добавление.


Чтобы удалить антибиотик, поместите мышь в центре антибиотика, который необходимо удалить, указатель мыши превращается в следующую пиктограмму , затем нажмите на правую кнопку мыши. Выберите **Удалить МПК антибиотика (Delete antibiotic MIC)** из контекстного меню, затем подтвердите удаление.

5.4 Администрирование МПК

Администрирование (Administration) » Общая конфигурация (General configuration) » Администрирование МПК (MIC Administration)

Через это меню можно привязать различные молекулы антибиотиков к конкретному микроорганизму или к группе микроорганизмов.

Таким образом, когда считывается тест-полоска, только молекулы антибиотиков, определенные здесь, будут доступны для выбора в выпадающем списке **Antibiotic (Антибиотик)** диалогового окна **Выберите антибиотик (Choose an antibiotic)** в отношении обнаруженного тест-полоски.



6. Лицензионные ключи для дополнительных модулей

Модули прослеживаемости и «считывания тест-полосок для определения МПК» устанавливаются с 30-дневным пробным периодом свободного использования. Для продолжения использования этих модулей после пробного периода необходимо приобрести лицензионный ключ (один ключ на модуль) и активировать, как описано в этом разделе.


6.1 Запрос лицензионного ключа

Администрирование (Administration) » Общая конфигурация (General configuration) » Управление средой (Environment management)


Запрос лицензионного ключа может быть сгенерирован через вкладку **Лицензии (Licenses)** меню **Управление средой (Environment management)**. Для того, чтобы запрос лицензионного ключа, передаваемый в **Bio-Rad**, был полным, важно, чтобы вы правильно заполнили поля данных на вкладке **Покупатель (Purchaser)** и нажали на кнопку **Сохранить (Save)** на этой вкладке.

The screenshot shows the ADAGIO web application interface. At the top, there's a navigation bar with the ADAGIO logo and various icons. Below it, the 'Environment management' section is active, with tabs for 'Supplier', 'Purchaser', and 'Licenses'. The 'Licenses' tab is selected. Under the 'General' section, there are several input fields for company information: Name (filled with 'Bio-Rad Laboratories'), Address (filled with '3, boulevard Raymond Poincaré'), Town (filled with 'Marnes-la-Coquette'), Post code (filled with '92430'), Country (filled with 'FRANCE'), County (empty), Phone (filled with '+33 01 47 95 60 00'), Fax (filled with '+33 01 47 41 91 33'), E-mail (filled with 'contact@bio-rad.com'), and Web Site (filled with 'http://www.bio-rad.com'). At the bottom of the form, there are two buttons: 'Save' and 'Installation information as PDF'.

Затем перейдите на вкладку **Лицензии (Licenses)** и нажмите на кнопку **Сгенерировать файл запроса (Generate request file)** для модуля (-ей), которые вы хотите приобрести.




Отображается окно подтверждения.



Проверьте, что введенная подробная информация о лаборатории является правильной, перед нажатием на **Подтвердить (Confirm)**.

Автоматически генерируется файл с расширением «*.alir».



Сохраните его на компьютере, затем отправьте его по электронной почте вашему локальному представителю **Bio-Rad**.

Отправленные данные пройдут цифровую обработку в **Bio-Rad**, чтобы сгенерировать запрашиваемые лицензионные ключ (-и).

В соответствии с Законом Франции о защите данных №78-17 от 6 января 1978, с изменениями 2004 г., под названием «Об информационных технологиях, файлах данных и гражданских правах (loi «Informatique et Libertés»)), вы имеете право получить доступ к своим обработанным персональным данным и исправить их. Чтобы реализовать ваши права, вы можете написать по адресу:


Bio-Rad Laboratories,
3 Бульвар Раймон Пуанкаре,
92 430 Марн-ла-Кокетт, Франция.

Также вы можете, на законных основаниях, возражать против обработки ваших персональных данных.

Если вы хотите купить ключ активации для обоих модулей (модуля прослеживаемости и модуля «считывания тест-полосок для определения МПК»), вы должны сгенерировать файл запроса для каждого модуля и отправить оба файла по электронной почте вашему представителю **Bio-Rad**.

6.2 Активация лицензионного ключа

В течение десяти (10) дней вы получите, также по электронной почте, файл активации с расширением «*.alik» для каждого запрашиваемого лицензионного ключа. Сохраните этот (эти) файл(-ы).



Во вкладке **Лицензии (Licenses)** в зоне **Вставьте новый лицензионный ключ (Insert a new license key)**, нажмите на кнопку **Обзор... (Browse...)**, выберите файл «*.alik», который вы получили, и нажмите на кнопку **Открыть (Open)** в диалоговом окне Windows.

При возвращении в программное обеспечение ADAGIO теперь активирована кнопка **и загрузить его (and load it)**. Нажмите на эту кнопку. Лицензионный ключ активируется, и дата завершения срока действия обновляется. Вы получаете доступ к соответствующему модулю (-ям) до наступления новой даты завершения срока действия.

Существует два типа лицензионных ключей:

- Неограниченные лицензионные ключи.
- Лицензионные ключи с двухгодовым периодом действия.

Свяжитесь с вашим локальным представителем **Bio-Rad** для получения всей информации о платежах за лицензию и действующих сроках и условиях.

Если вы приобрели ограниченную двухгодичную лицензию, позаботьтесь о том, чтобы начать процесс обновления достаточно рано, чтобы он мог завершиться до наступления отображаемой даты завершения срока действия. Процесс обновления является идентичным исходному процессу запроса, описанному выше.

/Логотип/

**Bio-Rad
Laboratories**

Группа
клинической
диагностики

Веб-сайт www.bio-rad.com/diagnostics Австралия 61-2-9914-2800 Австрия 43-1-877-8901 Бельгия +32 (3)370-53-00
Бразилия +55 (31)3689-6600 Канада 1-514-334-4372 Китай 86-21-61698500 Чехия 420-241-430-532
Дания +45-4452-1000 Финляндия 358-9-804-22-00 Франция 33-1-47-95-60-00 Германия +49 (0)89-318-840
Греция 30-210-7774396 Гонконг 852-2789-3300 Венгрия +36-1-459-6100 Индия 1800-180-1224
Израиль 972-3-9636050 Италия +39-02-216091 Япония 81-3-6361-7070 Корея 82-2-3473-4460 Мексика +52 (55)5488-7670
Нидерланды +31-318-540666 Новая Зеландия 64-9-415-2280 Норвегия +47-23-38-41-30 Польша 48-22-3319999
Португалия 351-21-472-7700 Россия +7-495-721-1404 Сингапур 65-6415-3170 ЮАР 27-11-442-85-08
Испания 34-91-590-5200- Швеция 46-8-555-127-00 Швейцария +41 (0)26-674-55-05/06 Тайвань 886-2-2578-7189
Таиланд 662-651-8311 Великобритания +44 (0)20-8328-2000

© Bio-Rad

Перевод с английского языка на русский язык выполнен мной, переводчиком Дзюбенко Ксенией Александровной