

БИНТЫ ГИПСОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Бинты гипсовые медицинские изготовлены ТУ ВУ 193013595.001-2021 «Бинты гипсовые медицинские».

Бинты гипсовые медицинские – перевязочные средства в виде ленты из медицинской марли с зафиксированной на ее поверхности гипсовой композицией.

Бинты гипсовые медицинские – полосы шириной 10, 15 и 20 см, длиной 3,0 (2,7) м, свернутые в рулончики. Плотность бинтов – 300-700 г/м².

Бинты гипсовые медицинские выпускаются нестерильными.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Бинты предназначены для использования в качестве иммобилизирующих перевязочных средств для наложения внешних шин при переломах, травмах мягких тканей, при лечении болезней суставов, а также в других случаях, когда требуются фиксирующие повязки.

Бинты предназначены для использования в медицинских учреждениях.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Температура воды – погружать в воду температурой около 20 °С.

1. Перед наложением бинта кожа пациента может быть соответствующим образом защищена трикотажным трубчатым бинтом и/или подгипсовой подкладкой.

2. Накладывать бинт рекомендуется в медицинских перчатках.

3. Следует вскрыть упаковку непосредственно перед применением и изъять бинт из упаковки.

4. Бинт замочить в емкость с водой под углом 45 ° к уровню воды до окончания появления пузырьков воздуха. Оптимальное время выдержки в воде – 2-3 секунды, но не более 20 секунд. Если для наложения повязки требуется больше одного бинта, то замачивать следует по одному.

5. Вынуть бинт из воды и отжать излишек воды руками, нажимая мягко на концы рулона по направлению к середине.

Недопустимым является оставлять рулон в воде.

6. Накладывайте бинт непрерывно, не выпуская из рук. Процесс наложения бинта должен быть закончен до начала схватывания гипсовой композиции.

7. После изъятия из воды время моделирования для быстросхватываемых бинтов составляет 2-4 минуты, для типовых – 5-10 минут. Таким образом, повязка должна быть смоделирована в этот период. После окончания времени моделирование и добавление воды недопустимо.

Не следует чрезмерно затягивать бинт. Пациент должен сохранять неподвижность во время накладывания повязки, так как от этого зависит результат наложения повязки.

8. Окончательная прочность наступает после полного высыхания воды из гипсовой повязки. Время полного высыхания зависит от параметров окружающей среды и температуры тела, на которое нанесена повязка.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Бинты гипсовые медицинские в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в закрытом складском помещении по группе условий хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150 при температуре от 0 °С до плюс 25 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % на расстоянии не менее 1 м от отопительных и нагревательных приборов.

Бинты гипсовые медицинские очень гигроскопичны, поэтому хранить их следует в условиях, исключающих увлажнение, в упаковке без повреждений.

СРОК ХРАНЕНИЯ

Срок хранения – 5 лет с даты изготовления при соблюдении условий хранения.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Служба Промышленного Снабжения»

УНП 193013595

220113, г. Минск, ул. Мележа, дом 1, помещение 309.

Моб. Тел.: +375(29)162-46-24

Тел/факс: +375(17)324-00-34

Email: sales@uindustry.net

<https://uindustry.net>