

Инструкция по эксплуатации
Оправы для корректирующих очков.

- Оправы для корректирующих очков: оправы металлические (ободковые, полуободковые), с/без футляра и салфеткой
- Оправы для корректирующих очков: оправы пластмассовые (ободковые), с/без футляра и салфеткой
- Оправы для корректирующих очков: оправы комбинированные (ободковые, полуободковые), с/без футляра и салфеткой
различных коллекций и моделей.

Оправы для корректирующих очков являются устройствами для фиксации оптических линз и предназначены для обеспечения правильного положения линз перед глазами с целью коррекции аметропических нарушений зрения.

Основные составляющие части оправ:

- рамка: часть оправы, обеспечивающая монтаж и фиксацию линз в заданном положении:
- ободок: часть рамки, содержащая фасетную канавку для монтажа линзы;
- канавка фасетная: канавка V-образной формы;
- световой проем: пространство, ограниченное ободком;
- заушник: часть оправы, обеспечивающая заданное положение очков
- шарнир: часть оправы, соединяющая рамку и заушник и обеспечивающая его перемещение относительно рамки.

В зависимости от материала данные оправы могут быть металлические, пластиковые (из эластичной пластмассы - ацетата целлюлозы), и комбинированные, для изготовления которых используется и пластик, и металл

В зависимости от конструктивных особенностей оправы разделяются на следующие типы: ободковые и полуободковые.

Ободковые оправы – оправы, световой проем которых полностью ограничен ободком.

Полуободковые оправы – оправы, в которых ободком ограничена часть светового проема.

Оправы должны удобно располагаться на лице и не вызывать дискомфорта при ношении очков.

Чтобы сохранить оправы в надлежащем виде, следует соблюдать правила эксплуатации:

- хранить оправы в защитном чехле (футляре или полиэтиленовом пакете);
- надевать оправы необходимо двумя руками, держа их за заушники, чтобы предотвратить деформацию и поломку оправ;
- не подвергать оправы воздействию механических нагрузок, в том числе вибрационных и ударных; химическому воздействию, включая воздействие химических веществ и материалов; воздействию высоких температур.

Уход за оправами и очками:

- необходимо регулярно проводить проверку состояния резьбовых и шарнирных соединений, затяжку винтов, крепящих заушники к оправе и линзы в металлической и безободковой оправе в целях предупреждения демонтажа;
- при необходимости проводить очистку с использованием специальных средств; при отсутствии рекомендованного средства для очистки использовать воду; нельзя использовать агрессивные детергенты или спирт;
- линзы следует протирать замшевой или специальной салфеткой из микрофибры, при сильном загрязнении промывать раствором мыла или неагрессивного моющего средства в воде при температуре не выше плюс 40° С;
- не допускается применять органические растворители (ацетон, толуол и т.п.) для протирания очков;
- не допускается класть очки линзами на твердую поверхность;
- не допускается прикладывать к очкам значительные механические усилия;
- не допускается пользоваться очками в бане, сауне, при температуре выше 60° С;
- не допускать падения очков с высоты более 0,5 м на твердую поверхность.

Условия хранения: хранить оправы необходимо при относительной влажности 25-70%, температуре от – 10 до +35°С.

Срок годности не ограничен.

Срок эксплуатации ограничивается только механическим повреждением оправы (или линз)

Производитель: **UAB Kavita, Литва**

Gamyklos g.48, LT-89162 Mažeikiai, Литва

Производственная **ZheJiang Hindar Optical Co.,Ltd., Китай**

площадка: No.518, Jiguang Road, Louqiao Avenue, Ou Hai District,
Wenzhou City, Zhejiang Province, Китай.

Уполномоченный представитель на территории Республики Беларусь для принятия претензий: ЧТУП «ЛатОптик», 220073, Республика Беларусь г. Минск, ул. Ольшевского, 20, пом.21и; тел.: +375 (44) 777 45 05, тел./факс: 8(017) 368 20 47, e-mail: latoptik@gmail.com.