

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «Корн-групп»
Е.А. Рябенко
«17» мая 2022 г.



ЛЕЙКОПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ РУЛОННЫЕ гипоаллергенные ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1 Форма выпуска

1.1 Лейкопластыри медицинские рулонные гипоаллергенные (далее – лейкопластыри) представляют собой тканевую полосу с клеевым слоем, намотанную в рулон на втулку (катушку) цилиндрической формы. Длина лейкопластыря в рулоне может быть 250 или 500 см. Ширина лейкопластыря может быть – 1, 2, 3, 4 или 5 см.

1.2 Лейкопластыри поставляются упакованными в индивидуальную упаковку - картонную коробку или полиэтиленовый пакет.

1.3 Лейкопластыри являются нестерильными изделиями.

2 Показания к применению

2.1 Лейкопластыри предназначены для закрепления и фиксации перевязочных средств и медицинских изделий (катетеров, зондов, игл и т.п.) на теле пациента.

2.2 Лейкопластыри предназначены для применения в учреждениях здравоохранения и в быту.

2.3 Лейкопластыри не предназначены для непосредственного наложения на раны.

2.4 Противопоказания: гиперчувствительность, дерматит.

3 Способ применения

3.1 Для применения от рулона лейкопластыря отрезать полосу необходимой длины.

3.2 Клейкой стороной наложить лейкопластырь на повязку (медицинское изделие).

3.3 Края полосы плотно прижимают к коже пациента.

4 Условия хранения

4.1 Лейкопластыри (в том числе и во вскрытой упаковке) следует хранить в сухих помещениях, в условиях защиты от попадания влаги, прямых солнечных лучей, при температуре от +5 до +40 °С.

5 Гарантии изготовителя

5.1 Срок хранения лейкопластыря – 4 года с даты изготовления при соблюдении надлежащих условий хранения, указанных в разделе 4.

6 Условия отпуска:

Без рецепта врача.

7 Изготовитель:

ООО «Корн-групп»

Юридический адрес: РБ, 210038, г. Витебск, ул. Бровки,, д. 32, комн. 2.

Почтовый адрес: РБ, 210026, г. Витебск, ул. Ленина, 52Б.

тел/факс (0212) 66-50-50.