

ESSILOR

Инструкция по применению линз очковых, производства
ESSILOR INTERNATIONAL, 147 rue de Paris, 94220 Charenton le Pont, France
Завод-производитель:
OPTODEV INC., Block 2 Lot 2 Corner Star Avenue & Interstar St., m LIIP-SEPZ,
Mamplasan, Binan, Laguna, Philippines / Филиппины

1. Очковые линзы выписываются по рецепту врача-офтальмолога и используются по назначению, а именно для коррекции, лечения и профилактики различных заболеваний органов зрения взрослых и детей.
2. Нельзя класть очковые линзы на твердую поверхность.
3. Для очищения очковых линз допустимо использовать специальную салфетку из микрофибры и средство для очистки линз.
4. Допустимо использование проточной теплой воды не выше +40C и моющих растворов с нейтральным pH без абразивных включений.
5. Недопустим контакт очковых линз с агрессивной средой (в том числе лаком для волос, дезодорантом, щелочными моющими средствами, спиртосодержащими растворами, соленой водой).
6. Недопустимо подвергать очковые линзы воздействию высоких температур (выше +50C), в частности, при сушке феном, при посещении бани или сауны и т. д.
7. Нельзя оставлять очковые линзы вблизи нагревательных приборов или на открытом солнце, в том числе и под лобовым стеклом автомобиля или на подоконнике.
8. Недопустимо прикладывать к очковым линзам чрезмерное механическое воздействие.
9. В очках с затемнением более 10% запрещено водить автомобиль в сумерки или темное время суток.
10. Хранить очковые линзы необходимо при температуре от -30C до +35C.

Данная инструкция распространяется на все регистрируемые изделия

ESSILOR INTERNATIONAL
147 rue de Paris
94220 CHARENTON-LE-PONT (France)
439 769 654 R.C.S. CRETEIL

Essilor International

Société par actions simplifiée au capital de 277 845 100,00 € – 439 769 654 R.C.S Créteil
Siège social : 147 rue de Paris – 94220 Charenton-le-Pont (France)