



ТРУБКА СИЛИКОНОВАЯ ТС-ИМТ

Инструкция по применению

1 Основные сведения

1.1 Трубка силиконовая ТС-ИМТ предназначена для хирургических дренажей и комплектации медицинских приборов и устройств. Применяются в терапевтических, хирургических отделениях и других профильных отделениях и палатах учреждений здравоохранения.

1.2 Трубку изготавливают и поставляют в бухтах, упакованных в полиэтиленовую пленку.

2 Основные размеры выпускаемых трубок

2.1 Основные размеры выпускаемых трубок приведены в таблице 1.

Таблица 1

Внутренний диаметр*, мм	Толщина стенки*, мм														
	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	5	6	7	8
2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
20					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

*Значения могут быть изменены по требованию заказчика.

3 Указания по применению

3.1 Трубки используют в соответствии с назначением и областью применения отрезками требуемой длины.

3.2 Допускается обработка трубок дезинфицирующими и моющими средствами, разрешенными к применению в установленном порядке Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

3.3 Допускается стерилизация трубок при температуре не выше 134°C.

4 Условия и сроки хранения

4.1 Трубки подлежат хранению в упаковке изготовителя в крытых сухих отапливаемых помещениях и на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. При хранении трубки должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей, попадания на них масел, масляных паров и взвесей, органических растворителей и других загрязнителей.

4.2 Гарантийный срок хранения трубок – не менее 2 лет с даты изготовления.

5 Изготовитель и его юридический адрес

ЗАО «ИскаМедТех», 220070, РБ, г. Минск, ул. О. Кошевого, 10-1Н.

Тел/факс +375 17 230-37-70. e-mail iskamedtech@tut.by

