

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И УХОДУ ЗА ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ СТЕЛЬКАМИ.

Инструкция по применению

Необходимо вынуть из обуви штатную стельку.

Стельки вкладываются в закрытую обувь вплотную к заднику обуви.

Рекомендации по уходу

- Необходимо выполнять ежедневную сушку стелек. Она должна выполняться в естественных условиях — нельзя располагать изделие под воздействием прямых солнечных лучей и вблизи нагревательных приборов.
- Не допускается стирка и сушка изделий в стиральной машине.
- Не допускается мыть ортопедические стельки под проточной водой.
- Не допускается воздействие на ортопедические изделия высокой температуры.
- Если возникает необходимость помыть изделия, то необходимо протирать их мягкой материей, смоченной в спиртовом или мыльном растворе.
- Изделия, снабженные клеевыми фиксаторами, не рекомендуется извлекать из обуви во избежание порчи изделия.