

Ангиографические шприцы и принадлежности

[ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ]

1. ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Изделие предназначено для введения контрастного вещества, поддерживая использование нагнетательного насоса высокого давления КТ, МРТ или ДСА.

2. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

При правильном использовании медицинским персоналом абсолютные противопоказания отсутствуют.

3. ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Хранить в условиях относительной влажности не более 80%, неагрессивных газов, в обычной, сухой, хорошо проветриваемой и чистой среде.

4. КОМПОНЕНТЫ

Изделие состоит из ангиографических шприцов, соединительных трубок, J-образных трубок, игл.

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

• Прозрачный корпус обеспечивает превосходную видимость и приятное ощущение гладкости, в нем можно увидеть пузырек воздуха и контрастное вещество.

Изделие можно использовать для компьютерной томографии, ангиографии, ядерно-магнитного резонанса и визуализации. Большое разнообразие шприцев, подходящих для многих инструментов для подкожных инъекций.

6. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Достать упаковку. Запрещается использовать, если упаковка повреждена.
- Снять оболочку с контрастным веществом и установить на нее иглу (устройство для прокола пробки бутылки) или J-образную трубку (аспирационную трубку).
- Вставить всасывающее устройство во флакон и закачать жидкость с помощью подходящего инъекционного устройства.
- Снять всасывающее устройство, установить соединительную трубку и затянуть ее.
- Выполнить инъекцию в соответствии с асептической процедурой.

STERILE EO

Стерилизовано этиленоксидом



Не использовать повторно



Внимание:



Хранить в сухом месте



Не использовать, если упаковка повреждена



Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей



Ограничение температуры



Срок годности

LOT

Код партии

7. МАРКИРОВКА ИЗДЕЛИЯ И УПАКОВКА (см. этикетку или упаковку)

- Наименование изделия, модель и спецификация.
- Дата изготовления, серия/партия.
- Срок годности стерилизации.

8. ВНИМАНИЕ:

- Процедура должна выполняться квалифицированным медицинским персоналом.
- Стерилизация действительна в течение трех лет, необходимо подтвердить дату стерилизации перед использованием.
- Данное изделие используется в сочетании с устройством для инъекций под высоким давлением.



BrosMed Medical B.V.

АДРЕС: Mgr. Buckxstraat 8, 6134 AP Sittard, Нидерланды

Тел.: +31 850140901

Эл. адрес: cs@brosmed.com



BrosMed Medical Co., Ltd.

АДРЕС: 15th building, SMEs Venture Park Songshan Lake Hi-Tech Industrial Development Zone Dongguan 523808, Китай

Тел.: +86(769)22892018 Факс: +86(769)2289 2016

Веб-сайт: www.brosmed.com



Каталожный номер



Производитель



Дата производства



СМ. ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



СОДЕРЖАНИЕ

GRA-4084, РЕД.02
DCR20-0147

/подпись/

/Печать: «БросМед Медикал Ко. Лтд.»*2