

Инструкция по применению протеза на верхнюю конечность
ПР0, ПР2, ПР4, ПР8, ПР9

Для обеспечения правильного ухода за протезом необходимо:

- протез содержать в чистоте, чтобы избежать заболеваний кожи культи;
 - приемную полость гильзы протирать мягкой тканью, смоченной мыльным раствором;
 - прежде чем надевать протез, проверять, нет ли повреждений приемной гильзы, кисти, металлических деталей и насадок;
 - протез хранить в сухом, чистом месте;
 - сушить вдали от источников тепла или вытирать тканью насухо;
 - не допускать контакта с открытым огнем или с источниками тепла, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей;
 - избегать сильных ударов протезом и по протезу, не поднимать и не переносить значительные тяжести.
- Исключения составляют рабочие протезы, специально предназначенные для выполнения рабочих операций
- при надевании и снятии верхней одежды, кисть покрыть легкой хлопчатобумажной салфеткой для лучшего скольжения;
 - чтобы сохранить кисть (оболочку) косметическую необходимо содержать ее в чистоте, для этого ежедневно после пользования необходимо мыть водой с детским мылом или каким-либо другим моющим средством;
 - следует избегать механических повреждений кисти косметической, попадания на поверхность печатной краски, пищевой пасты, так как пятна от них полностью не смываются. Загрязнения могут образовываться только от прямого попадания краски и пищевой пасты, но и от загрязненной здоровой руки и трения об одежду;
 - свежие пятна грязи с поверхности кисти косметической необходимо смывать губкой или чистой тряпочкой, намоченной мылом с получением обильной пены или каким-либо другим моющим средством с нейтральным pH;
 - мыло смывать теплой водой при температуре 30 - 40 °С. Влажную кисть вытирать чистой салфеткой. Сильно загрязненные места можно протереть спиртом.

Для предохранения кисти (оболочки) косметической от загрязнения необходимо соблюдать следующие правила:

- не прикасаться к кисти потной рукой;
- не носить кисть в кожаной перчатке, даже с текстильной подкладкой;
- избегать при ходьбе систематического трения об одежду;
- во время работы по хозяйству и на садовом участке, для защиты кисти косметической следует надеть трикотажную перчатку;
- элементы крепления периодически очищать от ниток, ворсинок.

При использовании лайнера (силиконового чехла), обеспечивать ежедневный уход за чехлом согласно прилагаемой производителем инструкции по использованию (инструкция по использованию входит в комплект лайнера).

При использовании протеза необходимо соблюдать санитарно-гигиенические мероприятия.

Пациентам не рекомендовано самостоятельно изменять схему построения протеза, производить регулировки и ремонт.

Ремонт протеза необходимо производить в РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр».

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу протеза в течение шести месяцев со дня его выдачи при условии правильной эксплуатации, транспортирования и хранения.

Допустимая максимальная нагрузка на протез исходя из назначения _____ кг.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:



РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»

Республика Беларусь, 220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10

Телефон для справок: (017) 3081434; регистратура: (017) 3081432

E-mail: minsk@bpovc.by; <http://www.bpovc.by>

Просим информировать о всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий.

Учтем Ваши пожелания в будущем

производимых изделий

Генеральный директор
В. А. Давидов

Министерство
Республики Беларусь
Центральный архив
документов