

Инструкция пользователя на очки корректирующие

Общие понятия

1. Очки корректирующие (регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения РБ № ИМ-7.3415/) – это оптический прибор индивидуального изготовления, являющийся изделием медицинского назначения и предназначенный для коррекции зрения. (СТБ ГОСТ Р 51193-99)
2. Очки корректирующие изготавливаются по рецепту врача-офтальмолога установленной формы.
3. Очки следует использовать исключительно в соответствии с указанным в рецепте назначением (для дали, для близи, для постоянного ношения и т. д.).
4. Не допускается пользоваться очками других лиц или очками, изготовленными по чужому рецепту.

Приемка очков

5. При получении новых очков следует обратить внимание на следующее:
 - Взгляд - даль, близь, средние расстояния, чтение (в зависимости от назначения очков в соответствии с рецептом);
 - Повороты головой вправо-влево (обратите внимание, появляется ли ощущение головокружения);
 - Посмотрите на пол в Оптике (в очках для постоянного ношения он должен быть ровным);
 - Помните, что очки изготовленные по новому рецепту (смена диоптрий, переход от стигматических очков к астигматическим), новый дизайн очковой линзы (асфера, дистанционные или мультифокальные линзы), новая форма и (или) материал оправы могут потребовать некоторого периода адаптации;
 - Оправа на лице должна располагаться ровно относительно центральной оси симметрии - вы можете проверить это перед зеркалом; не должно быть перекосов вправо-влево;
 - Проверьте надежность фиксации очков на лице (они не должны спадать при опускании или вращении головы);
 - Вы не должны ощущать давления заушников на ушные раковины и виски;
 - Спокойно оцените свои ощущения в новых очках. При наличии какого-либо дискомфорта сообщите об этом консультанту - идеальные очки требуют тщательной анатомической подгонки.

Правила хранения и эксплуатации очков, гарантийный срок

6. Храните и транспортируйте очки в жестком футляре.
7. Используйте для чистки только специальные салфетки из микрофибры и средства для очистки линз.
8. Во избежание царапин при чистке пластиковых линз, перед использованием салфетки необходимо промыть их проточной водой.
9. Не кладите очки линзами вниз на жесткую поверхность.
10. Снимать и надевать очки следует двумя руками, это защищает их от механической деформации.
11. Если в Ваших очках установлены линзы с облагораживающими покрытиями, категорически запрещается использовать для чистки жидкости с агрессивной средой (бензин, ацетон, спирт и т.д.), подвергать очки воздействию экстремальных температур свыше + 50 С (например сауна, сушка волос феном и т.д.). Не забывайте очки на приборной панели автомобиля при ярком солнце — это может привести не только к повреждению покрытия линз, но и к деформации оправы.
12. Регулярно, желательно не реже 1 раза в месяц, рекомендуется осуществлять бесплатное профессиональное сервисное обслуживание очков, которое заключается в ультразвуковой чистке, подтяжке винтов и корректировке анатомической подгонки.
13. Никогда не занимайтесь самостоятельным или непрофессиональным ремонтом, это может привести к полной поломке очков, либо к изменению оптических параметров. Помните - самостоятельный ремонт ведет к утрате гарантийных обязательств. Гарантийный срок на очки корректирующие составляет 3 года.
14. В соответствии с Перечнем непродовольственных товаров надлежащего качества не подлежащих обмену и возврату утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14.06.2002г. № 778, приборы медицинские, линзы для очков, контактные линзы возврату и обмену не подлежат.