

Клеенка подкладная резиноканевая выпускаются по ГОСТ 3251-91 «Клеенка подкладная резиноканевая. Технические условия».

Вид А.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Клеенка предназначена для санитарно-гигиенических целей в качестве подкладочного непроницаемого материала и изготавливаемую для нужд народного хозяйства и экспорта, а также для медицинского персонала в лечебно-профилактических учреждениях.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед использованием клеенки в качестве подкладного материала следует измерить кровать, вырезать нужного размера отрез и уложить клеенку тканевой стороной на защищаемую поверхность. Водонепроницаемый слой допускается накрыть простыней.

В случае загрязнения материал достаточно протереть влажной салфеткой или смоченной в мыльном растворе губкой. После чистки нужно обязательно высушить изделие.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Перед дезинфекцией клеенки необходимо произвести удаление загрязнений с ее поверхности.

Для очистки клеенки используются следующие методы:

- Стерилизация посредством паровой обработки при температуре 110 градусов по Цельсию;
- Обработка хлорамином или другими химическими веществами, имеющими в своем составе хлор.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Упакованную клеенку хранят в закрытом складском помещении при температуре от 0 до 25 °С и относительной влажности воздуха не выше 80% на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов защищенной от воздействия прямых солнечных лучей.

Допускается кратковременное (не более 2 мес) хранение клеенки в неотапливаемых помещениях при температуре не ниже минус 30 °С.

Клеенка должна храниться в условиях, исключающих воздействие масел, бензина, кислот, щелочей и других веществ, разрушающих резину.

СРОК ХРАНЕНИЯ

Гарантийный срок хранения клеенки – 24 мес. с даты изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации клеенки – 1 мес. в лечебных учреждениях и 6 мес индивидуально,

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛИМЕР-МЕДИКА»

222227, Республика Беларусь, Минская область, Смолевичский р-н, Драчковский с/с, аг. Драчково, ул.Центральная, 10Б, каб.1, здание торгового центра Драчково №61.

Электронный адрес: v_lipai@mail.ru