

Чистящий агент серии DxH 500

REF B36868

Для *in vitro* диагностики
Только по назначению врача в США.

НАЗНАЧЕНИЕ

Чистящий агент предназначен для использования с теми компонентами систем серии DxH 500, которые контактируют с пробами крови.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Этот не содержащий азидов, не содержащий формальдегида биоразлагаемый очиститель содержит протеолитический фермент, способствующий удалению накоплений белка.

ПРИНЦИП

Белки, которые проходят через отверстия, могут накапливаться и приводить к сужению отверстий или блокировать их. Чистящий реагент растворяет белки в отверстиях, а также при аспирации и распределении компонентов системы.¹

ИНГРЕДИЕНТЫ, ОБЛАДАЮЩИЕ РЕАКЦИОННОЙ СПОСОБНОСТЬЮ

Раствор протеолитического фермента

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не вдыхать и не проглатывать.
- Не допускать попадания в глаза и на кожу. В случае контакта с кожей или при попадании в глаза промывать пораженное место обильным количеством воды в течение не менее 15 минут.
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КОНТЕЙНЕРЫ ПОВТОРНО.

КЛАССИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ ПО СИСТЕМЕ GHS		
DxH 500 Series Cleaner	ОПАСНО! 	Может вызывать аллергическую кожную реакцию.
		При вдыхании может вызывать симптомы аллергии или астмы либо затруднение дыхания.
		Избегать вдыхания паров.
		Надевать защитные перчатки, защитную одежду, средства защиты органов зрения/лица.
		В случае отсутствия надлежащей вентиляции применять средства защиты органов дыхания.
		ПРИ ВДЫХАНИИ: вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении.
		При раздражении кожи или появлении сыпи: обратиться к врачу.
		При возникновении респираторных симптомов: обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу.
		Субтилизин 0,1–0,5%
		Реакционная масса из 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-она [№ ЕС 247-500-7] и 2-метил-4-изотиазолин-3-она [№ ЕС 220-239-6] (3:1) <0,05%

ХРАНЕНИЕ, СТАБИЛЬНОСТЬ И УТИЛИЗАЦИЯ

- Хранить чистящий агент серии DxH 500 при температуре 2–25°C.
- Не используйте продукт по истечении срока годности.
- Используйте продукт при температурах, указанных в инструкциях по применению инструмента.
- Вскрытые контейнеры стабильны в течение 3 месяцев при хранении в соответствии с рекомендациями.
- Утилизация отходов продукта, неиспользованного продукта и загрязненной упаковки должна осуществляться в соответствии с природоохранным федеральным законодательством, законодательством штатов и соответствующими постановлениями местных органов власти.

ПОДГОТОВКА

Чистящий агент серии DxH 500 готов к применению.

ВАЖНО! Если продукт был частично или полностью заморожен, дайте продукту нагреться до комнатной температуры. Перемешайте продукт, аккуратно переворачивая флакон, до внесения в инструмент. Установите реагент и выполните заполнение в соответствии с указаниями, содержащимися в Инструкциях по применению инструмента.

ДОСТУПНОСТЬ ПРОДУКТА

Чистящий агент серии DxH 500 — 1 x 500 мл

REF B36868

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

Beckman Coulter, стилизованный логотип и упоминаемые здесь знаки продукции и услуг Beckman Coulter являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Beckman Coulter в Соединенных Штатах и других странах.

За дополнительной информацией или при получении поврежденной продукции обращайтесь в сервисный центр компании Beckman Coulter по телефону 800-526-7694 (в США или Канаде) или свяжитесь с вашим местным представителем компании Beckman Coulter.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Глоссарий символов доступен на сайте techdocs.beckmancoulter.com (кат. № C07163)

Могут быть охвачены одним или более патентами. см. www.beckmancoulter.com/patents



Паспорт безопасности доступен на сайте techdocs.beckmancoulter.com

Сведения о редакциях

Редакция AE, 04.17

Были внесены изменения в раздел:

- Добавлен новый украинский язык
- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Обновлено адрес в Бразилии
- Обновлено адрес в Японии
- Добавлен новый адрес в России

Редакция AF, 01.18

Были внесены изменения в раздел:

- Добавлен новый сербский язык
- Добавлен новый вьетнамский язык

Редакция AG, 09.18

Были внесены изменения в раздел:

- Добавлено новое информационное заявление относительно патентов
- Добавлен новый язык: нидерландский