



Инструкция по применению изделий и комплектов медицинских одноразовых

1. Соответствие

Изделия и комплекты медицинские одноразовые (далее – изделия и комплекты) изготовлены в соответствии с требованиями технических условий ТУ ВУ 190245656.008–2007.

2. Назначение

Изделия и комплекты предназначены для применения медицинским персоналом и пациентами лечебно-профилактических учреждений при проведении хирургических операций, обработке ран, оказании неотложной помощи, проведении реанимационных мероприятий. В зависимости от вида оперативного вмешательства применяются специально предназначенные одноразовые комплекты для конкретных операций.

3. Описание

Изделия и комплекты изготавливаются стерильными и нестерильными. Стерилизация осуществляется радиационным или газовым методом с использованием оксида этилена.

Номенклатура изготавливаемых изделий и комплектов:

А) Изделия:

- халаты хирургические стерильные и нестерильные;
- костюмы хирургические стерильные и нестерильные: брюки, куртка;
- шапочки стерильные и нестерильные: шапочка-шарлотта; шапочка-шлем;
- колпаки стерильные и нестерильные: колпак с подворотом; колпак без подворота;
- бахилы стерильные и нестерильные: бахилы-носки с двойной подошвой, бахилы-носки без двойной подошвы; бахилы высокие;
- фартуки хирургические стерильные и нестерильные;
- рубашки для рожениц стерильные и нестерильные;
- салфетки впитывающие стерильные и нестерильные;
- нарукавники хирургические стерильные и нестерильные;
- простыни стерильные и нестерильные: простыня большая операционная; простыня малая операционная; простыня для роженицы операционная; простыня для роженицы большая; простыня для роженицы малая; простыня с карманом операционная; простыня с разрезом операционная; простыня-мешок операционная; простыня-наглазник;
- пленки стерильные и нестерильные: пленка большая операционная; пленка средняя операционная; пленка малая операционная;
- наволочки хирургические стерильные и нестерильные;
- матрацники хирургические стерильные и нестерильные;
- поддодеяльники хирургические стерильные и нестерильные;
- мешки патологоанатомические нестерильные;
- мешки одноразовые стерильные и нестерильные.

Б) В зависимости от состава, назначения и области применения изготавливаются следующие комплекты:

- комплект белья акушерского одноразовый стерильный №1;
- комплект белья акушерского одноразовый стерильный №2;
- комплект белья для гинекологических операций одноразовый стерильный;

- комплект белья и одежды для гинекологических операций одноразовый стерильный;
- комплект белья для гинекологических осмотров одноразовый стерильный;
- комплект белья хирургический одноразовый стерильный №1;
- комплект белья хирургический одноразовый стерильный, нестерильный №2;
- комплект одежды хирургический одноразовый стерильный;
- комплект одежды медицинский одноразовый для чистых помещений стерильный, нестерильный.

Состав комплектов указывается непосредственно на этикетке.

Для изготовления изделий и комплектов применяются следующие материалы:

- материал нетканый «СпанБел»;
- материал нетканый ламинированный полиэтиленом влагонепроницаемый «Спанбонд»;
- материал нетканый впитывающий «Спанлейс» («Фибрелла») перфорированный и неперфорированный;
- материал нетканый комбинированный многослойный впитывающий и влагонепроницаемый «Медикейс»;
- материал нетканый влагоотталкивающий, воздухопроницаемый «Вуденпалп»;
- материал нетканый многослойный воздухопроницаемый СММС (слои: спанбонд-мелтблаун-мелтблаун-спанбонд);
- марля медицинская хлопчатобумажная и смешанная с вложением вискозного волокна;
- клей медицинский гипоаллергенный на основе этиленвинилацетата;
- пленка инцизионная (операционная) эластичная полиуретановая с нанесенным полиакрилатным гипоаллергенным клеем;
- пленка полиэтиленовая.

Применяемый материал и его плотность для каждого изделия указывается непосредственно на этикетке.

4. Указания по применению, меры предосторожности

Перед применением стерильных изделий и комплектов необходимо убедиться, что целостность первичной упаковки не нарушена!

Вскрывать упаковку со стерильными изделиями и комплектами необходимо с соблюдением правил асептики.

Изделия и комплекты предназначены только для одноразового применения.

Применение покупных изделий, входящих в состав комплектов, в соответствии с инструкциями по применению, представленными производителями данных изделий.

5. Утилизация

В медицинских учреждениях изделия и комплекты утилизируют в соответствии с требованиями санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 7 февраля 2018 г. № 14 и «Специфическими санитарно-эпидемиологическими требованиями к содержанию и эксплуатации организаций здравоохранения, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность», утвержденными Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.03.2020 № 130.

6. Противопоказания

Противопоказаний изделия и комплекты не имеют.

Не применять в случае индивидуальной непереносимости отдельных компонентов изделия.

7. Упаковка

Изделия и комплекты вкладываются в индивидуальную, потребительскую и в групповую упаковку. Затем упаковывается в транспортную упаковку. Потребительская упаковка: пакеты из полиэтиленовой пленки. Групповая – пакеты из пленки либо коробки/пачки из картона или другого материала. В качестве транспортной упаковки используются ящики из гофрированного картона.

8. Условия хранения

Хранение изделий и комплектов на складах поставщика (потребителя) в удаленном не менее чем на 1 м от света и обогревателей месте, при температуре от плюс 1 °С до плюс 45 °С, с относительной влажностью воздуха не более 80 %.

9. Срок годности

Срок годности стерильных изделий и комплектов - 3 года с даты стерилизации, срок хранения нестерильных – 5 лет с даты изготовления.

10. Условие отпуска из аптек

Без рецепта врача.

11. Изготовитель и юридический адрес

Общество с ограниченной ответственностью «ДИЛМЕД-2000»

Республика Беларусь, 220140, г. Минск, ул. Лещинского, 55-3/4

тел./факс: +375 17 377-27-54, +375 17 377-23-88, +375 17 377-23-83

