

СЗАО «БЕЛМЕДМАТЕРИАЛЫ»
ЖИДКОСТЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
«ОТБЕЛ»
ТУ ВУ 800017554.063-2012
Объем – 1л / 3л

СОСТАВ И НАЗНАЧЕНИЕ: Раствор, состоящий из смеси разбавленных соляной, азотной кислот, предназначен для снятия с нержавеющей стали окисной пленки, образующейся при термической обработке стальных протезов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Для отбеливания изделие погружают в нагретый до 50-60°C раствор, выдерживают 1-3 минуты. Затем протез извлекают, промывают водой и сушат.

При более высокой температуре и увеличении времени выдержки возможно частичное растворение конструкционного материала.

ВНИМАНИЕ! Избегать попадания раствора в глаза и на открытые участки кожи.

ФОРМА ВЫПУСКА: Жидкость (емкость) - 1л / 3л

Номер партии ____ Дата изготовления ____ 202_г.

Срок годности – 5 лет

Хранить при температуре от +5°C до +25°C

СЗАО «Белмедматериалы», Республика Беларусь
225730, Брестская область, Пинский район,
д. Пинковичи, ул. Полевая, 31б, к.4