

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «ДИЛМЕД-2000»



И.В. Резун
2022 г.

Инструкция по применению шпателя медицинского деревянного одноразового ШМДО

1. Соответствие

Шпатели медицинские деревянные одноразовые ШМДО (далее – шпатели) изготовлены в соответствии с требованиями технических условий ТУ ВУ 190245656.006–2007.

2. Назначение

Шпатели предназначены для проведения профосмотров ротовой полости медицинским персоналом.

3. Описание

Шпатели изготовлены из высококачественной древесины лиственных пород. Технологический процесс позволяет производить шпатели не имеющих острых кромок выкрашенных мест расслоений, заусенцев.

Варианты исполнения:

1. нестерильные без индивидуальной упаковки
2. нестерильные в индивидуальной упаковке
3. стерильные в индивидуальной упаковке

Размеры: 150x20x1,5 мм.

4. Указания по применению, меры предосторожности

Перед применением стерильных шпателей необходимо убедиться, что целостность первичной упаковки не нарушена!

Вскрывать упаковку со стерильными шпателями необходимо с соблюдением правил асептики.

Шпатели предназначены только для одноразового применения.

5. Утилизация

В медицинских учреждениях шпатели утилизируют в соответствии с требованиями санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 7 февраля 2018 г. № 14 и «Специфическими санитарно-эпидемиологическими требованиями к содержанию и эксплуатации организаций здравоохранения, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность», утвержденными Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.03.2020 № 130.

6. Противопоказания

Противопоказаний шпатели не имеют.

Не применять в случае индивидуальной непереносимости отдельных компонентов изделия.

7. Упаковка

Шпатели вкладываются в индивидуальную, потребительскую и в групповую упаковку. Затем упаковывается в транспортную упаковку. Потребительская упаковка: пакеты из полиэтиленовой пленки. Групповая – коробки из картона или другого материала. В качестве транспортной упаковки используются ящики из гофрированного картона.

8. Условия хранения

Шпатели должны храниться в закрытом помещении при температуре воздуха от плюс 5 до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80 %.

9. Срок годности

Срок годности стерильных шпателей - 3 года с даты стерилизации, срок хранения нестерильных – 5 лет с даты изготовления.

10. Условие отпуска из аптек

Без рецепта врача.

11. Изготовитель и юридический адрес

Общество с ограниченной ответственностью «ДИЛМЕД-2000»

Республика Беларусь, 220140, г. Минск, ул. Лещинского, 55-3/4

тел./факс: +375 17 377-27-54, +375 17 377-23-88, +375 17 377-23-83

