

Инструкция по пользованию штифтами

2022 г.

ООО «Эстэйд-Сервисгруп»
127254 Москва, Огородный проезд, д. 5, стр. 7, эт. 2, оф. 17
Штифты внутриканальные стекловолоконные

ТУ 9398-002-59004022-2004

Регистрационный номер медицинского изделия
№ ФСР 2009/05223 от 09.04.2018 г.

«Штифты стекловолоконные внутриканальные рентгеноконтрастные светопроницаемые для укрепления и восстановления тканей зуба ШСТВК-"Э-С"»

- Стекловолоконные штифты производства ООО «Эстэйд-сервисгруп» предназначены для реконструкции тканей зуба.
- Штифты изготовлены из плетеных стеклянных волокон связанных эпоксидной экспозицией. ООО «Эстэйд-сервисгруп» производит штифты с прочностью металла и с модулем эластичности сопоставимым с модулем эластичности зуба (дентина).
- Не создает напряжений и трещин в корне зуба.
- Снижает стрессовые, расклинивающие нагрузки на стенки корня по сравнению с неэластичными штифтами.
- Создается монолитная структура с твердыми тканями зуба и композитным цементом. Пассивный тонкий штифт уважает морфологию и сохраняет структуру зуба.
- Штифты светопроницаемы, что дает возможность применять светоотверждаемые материалы или материалы двойного отверждения.
- Прозрачность штифта позволяет не маскировать его, при косметическом восстановлении зуба.
- Рентгеноконтрастность умеренная.
- Клинические испытания подтверждают качество штифтов.

Необходимая информация

Изделие не содержит компонентов, предельные значения которых нужно контролировать на рабочем месте. Изделие устойчиво в воздухе и в воде. Стерилизация штифтов проводится согласно МУ-287-113 от 30.12.1998 г.

Перекисью водорода при температуре не менее 18°C. В момент погружения температура должна быть 50°C ± 2°C. Концентрация раствора – 6%. Время экспозиции – 360 ± 5 мин. Сверла также должны стерилизоваться.

Обработкой горячим сухим воздухом при температуре 180±3°C в течение 45±5 минут.

Штифты могут быть легко обрезаны специальным алмазным диском или алмазным турбинным бором. Увлажните штифты перед обработкой или используйте водяное охлаждение, желательно вращать штифты в процессе укорачивания, чтобы гарантировать обрезание каждого волокна без излишнего перегрева.

Предосторожности. При вдыхании, попадании на кожу и при контакте с глазами от пыли и волокон могут возникнуть кратковременные раздражение и зуд в области рта, носа, горла, кожи и глаз. Также может быть вызвано кратковременное механическое раздражение желудка и кишечника. Нет никаких известных хронических заболеваний, связанных с долговременным использованием или контактом с этим изделием.

Меры скорой помощи:

После контакта с глазом: Немедленно промойте глаза с большим количеством воды в течение 15 минут. Проконсультируйтесь с офтальмологом, если необходимо.

При вдыхании пыли: Переместите человека на свежий воздух. Обратитесь за медицинской помощью, если раздражение сохраняется.

При глотании: Проконсультируйтесь с врачом немедленно. Откашливайтесь или стимулируйте рвоту.

Срок хранения штифтов – 3 года. Хранение при комнатной температуре в хорошо проветриваемом помещении. Следуйте обычным гигиеническим мерам предосторожности.

При транспортировке и хранении с охраняйте контейнер закрытым, чтобы предотвратить изделия от загрязнения.

Уполномоченный представитель производителя в Республике Беларусь:
ЗАО «Белмедпоставка» (225730, Беларусь, Брестская область, Пинский район, д. Пинковичи, ул. Поперечная 36).