



ООО «ПКФ Тех-Комплект»

Утверждаю

Директор И.Д. Голубев.

2011 г.

Инструкция

по использованию одноразовой медицинской одежды и белья.

Общая часть

Одежда одноразового использования и белье помогает снизить риск, связанный с определенным видом профессиональной деятельности.

Значимость гигиены в медицинских учреждениях сложно переоценить. Использование одноразовой медицинской одежды и белья удобно и практично, а также способно предупредить занесение инфекций и избавить от осложнений.

Одноразовая медицинская одежда и белье – удобный и, что немаловажно, дешевый способ защиты медицинских работников, пациентов, инструментария, оборудования, лекарственных препаратов и т.п. от механического загрязнения и инфицирования при проведении действий по оказанию медицинской помощи.

Одноразовая медицинская одежда и белье универсальны в использовании, эстетичны, функциональны, удобны, практичны.

Одноразовая медицинская одежда и белье защищают тело человека от химического и физического воздействия.

Одноразовая медицинская одежда и белье применяются как для профессионального, так и для бытового пользования.

Область применения одноразовой медицинской одежды и белья:

- медицинские учреждения, косметологические предприятия, предприятия торговли и общественного питания, парикмахерские и др.

Используемая фактически повсеместно одноразовая медицинская одежда надежно справляется с ролью барьера, предотвращающего передачу микроорганизмов и препятствующего распространению инфекции.

Изготавливаются в нестерильном варианте*.

Примечание

* При наличии у потребителей соответствующих условий и материально-технической базы возможна стерилизация одноразовой медицинской одежды и белья.

Появление одноразовой медицинской одежды и белья позволило отказаться от стерилизации одежды многоразового использования, упростить и удешевить систему дезинфекционных мероприятий и повысить их эффективность.

1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НЕСТЕРИЛЬНОЙ ОДНОРАЗОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОДЕЖДЫ И БЕЛЬЯ

Нестерильная одноразовая медицинская одежда и белье предназначены для многопрофильного использования.

Нестерильные медицинские халаты, костюмы, головные уборы, сменная обувь и белье предназначены для использования в условиях не повышенного риска передачи инфекции

1.1. Нестерильная одноразовая медицинская одежда и белье используются персоналом и пациентами медицинских учреждений, а также посетителями медицинских учреждений.

1.2. Использование нестерильной одноразовой медицинской одежды и белья в отделениях интенсивной терапии и реанимации.

1.2.1. Медперсонал в отделениях интенсивной терапии и реанимации одевает нестерильную одноразовую медицинскую одежду в начале смены и использует ее в течение смены.

1.2.2. В отделениях интенсивной терапии и реанимации используется также нестерильное одноразовое белье в виде простыней, на матрацников, пододеяльников, наволочек и пеленок. Смена белья производится ежедневно или по мере загрязнения.

1.3. В акушерско-гинекологических отделениях нестерильная одноразовая медицинская одежда используется медицинским персоналом, роженицами. Здесь также может использоваться нестерильное одноразовое белье в виде простыней, на матрацников, пододеяльников, наволочек и пеленок.

1.4. Нестерильная одноразовая медицинская одежда и белье используются в инфекционных стационарах в отделениях интенсивной терапии и реанимации, а также в отделениях, где существует высокая вероятность загрязнения биологическими жидкостями инфекционных больных постельного белья и спецодежды медицинского персонала.

По необходимости нестерильная одноразовая медицинская одежда и белье используется и в других отделениях инфекционного стационара.

1.5. Широко используется нестерильная одноразовая медицинская одежда и белье при проведении противоэпидемических мероприятий в чрезвычайных (экстремальных) ситуациях.

1.6. При выявлении случаев заболеваний особо опасными инфекциями на амбулаторном приеме или при обслуживании пациентов на дому также используются комплекты нестерильной одноразовой медицинской одежды и белья.

1.7. Используется нестерильная одноразовая медицинская одежда и белье при возникновении аварийных ситуаций на объектах биотехнологической промышленности или в лабораториях, работающих с патогенными микроорганизмами, а также чрезвычайных ситуаций, связанных с применением биологических патогенных агентов (биотеррористический акт). В таких случаях комплектами одноразовой одежды обеспечиваются группы (отряды):

- группы консультантов и эпидемиологов, дезинфекторов, эвакуаторов санитарно-эпидемиологической разведки и т.п.

2. НОМЕНКЛАТУРА (АССОРТИМЕНТ) НЕСТЕРИЛЬНОЙ ОДНОРАЗОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОДЕЖДЫ И БЕЛЬЯ

2.1. Номенклатура нестерильной одноразовой медицинской одежды и белья включает широкий ассортимент продукции. При этом возможно использование как отдельных изделий (например, бахилы, шапочка, халат, простыня и т. д.), так и комплектов нестерильной одноразовой одежды и белья, предназначенных для использования при выполнении конкретных медицинских действий при оказании специализированной медицинской помощи.

Нестерильная одноразовая медицинская одежда и белье включают в себя:

- бахилы, костюмы, халаты, головные уборы, рубашки для рожениц и др.;
- простыни, пеленки, на матрацники, наволочки, пододеяльники, др.

2.1.1. Нестерильные одноразовые медицинские головные уборы.

Нашпи нестерильные одноразовые головные уборы предназначены для соблюдения санитарно-гигиенического режима в помещениях, используются главным образом, для того чтобы волосы, перхоть, пыль не попадали в медицинские препараты, пищевые продукты, электроприборы и пр.

Нестерильные одноразовые головные уборы обычно используются в медицинских учреждениях врачами и медперсоналом.

2.1.2. Нестерильные одноразовые медицинские бахилы.

Нестерильные одноразовые бахилы предназначены для защиты от грязи и пыли. Используются в помещениях, требующих постоянного соблюдения санитарно-гигиенических норм.

Нестерильные медицинские бахилы одноразового использования предназначаются для предупреждения попадания инфекции с ног и обуви медицинских работников и пациентов в окружающую среду. В условиях оказания амбулаторной помощи нестерильные одноразовые бахилы снимают необходимость разувать пациента для проведения процедуры. За счет использования при изготовлении бахил специальных материалов, они не промокают, обеспечивают необходимую вентиляцию, не скользят по полу с любым покрытием и не рвутся.

Нестерильные одноразовые бахилы также используются косметологическими кабинетами, стоматологическими и другими медицинскими центрами вне зависимости от специфики их работы. Использование нестерильных одноразовых бахил предупреждает инфицирование, позволяет сохранить чистоту внутренних помещений, что особенно важно в осенне-зимний период.

Стандартные бахилы: низкие. Их основное предназначение – предупреждение попадания грязи и влаги с подошвы обуви на пол и оборудование во время проведения процедур.

Невысокие одноразовые медицинские бахилы удобно закрепляются на ногах с помощью резинок.

В операционных и родильных залах используются высокие бахилами, которые крепятся на резинках или с помощью завязок. Изготавливаются также бахилы с усиленными (двойными) подошвами.

Помимо медицинских учреждений, нестерильные одноразовые бахилы используют на предприятиях пищевой и химической промышленности, а также на производствах, предполагающих соблюдение полной стерильности (при этом требуется их стерилизация на месте использования).

2.1.3 Нестерильные одноразовые медицинские халаты и костюмы.

Нестерильные одноразовые медицинские халаты и костюмы отличаются целым рядом положительных качеств, обуславливающих их востребованность в медицинских центрах, стоматологических и косметологических кабинетах.

Одноразовые медицинские халаты застегиваются с помощью завязок.

3. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ИСПОЛЪЗУЕМЫМ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НЕСТЕРИЛЬНОЙ ОДНОРАЗОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОДЕЖДЫ И БЕЛЬЯ

3.1. Для изготовления одноразовой медицинской одежды и белья используются материалы, обладающие достаточными барьерными свойствами для проникновения микроорганизмов (бактериальная проницаемость не более 3-5%), а также отвечающие следующим требованиям:

- сочетанию прочности и тонкости материала, воздухопроницаемости, устойчивости на разрыв, высокой сопротивляемости влаге, мягкости при касании, приятному контакту с телом (антистатические) и отсутствию побочных эффектов (потертости, раздражению, опрелости, аллергическим реакциям и т.п.), хорошей драпируемости (способности собираться в складки).

3.2. Указанным требованиям отвечают нетканые материалы (30 % штап., 70 % п/э).

При производстве одноразовой медицинской одежды и белья с достаточными барьерными свойствами используются следующие нетканые материалы: СпанБел марки М с вышеуказанными характеристиками.

4. Нестерильная одноразовая медицинская одежда и белье хранятся в специально оборудованном помещении для хранения мягкого инвентаря. Гарантийный срок хранения 3 года с даты изготовления.

5. ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОДНОРАЗОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОДЕЖДЫ И БЕЛЬЯ

5.1. Нестерильная одноразовая медицинская одежда используется в течение рабочего дня (при ее загрязнении биологическими жидкостями она подлежит замене немедленно).

5.2. Одноразовое постельное белье рожениц используется в течение 3-х суток, нательное белье в течение одних суток, подкладные салфетки используются до загрязнения.

5.3. При возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с применением биологических патогенных агентов (биотеррористический акт) или при возникновении аварийных ситуаций на объектах биотехнологической промышленности или в лабораториях, работающих с патогенными микроорганизмами, комплекты одноразовой медицинской одежды используются соответствующими подразделениями:

- во время проведения санитарно-эпидемиологической разведки;
- во время проведения консультации;
- во время проведения эпидемиологического обследования очагов или вспышек;
- во время эвакуации инфекционного больного;
- во время проведения заключительной дезинфекции.

6. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ ОДНОРАЗОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОДЕЖДЫ И БЕЛЬЯ

6.1 Одноразовая медицинская одежда и белье хранятся в специально выделенных помещениях (бельевых). В отделениях находится суточный запас чистого белья, который хранится в отдельных помещениях или в отдельных местах на постах медсестер, в других помещениях с чистым режимом при наличии специально выделенных для этих целей обычных или встроенных шкафов.

6.2. Белье и тара должны быть промаркированы, не допускается хранение в отделениях немаркированного белья.

6.3. Использованная одноразовая медицинская одежда и белье собираются в отделениях в специальную непромокаемую тару (пластиковые или полиэтиленовые мешки, специально оборудованные бельевые тележки или другие аналогичные приспособления) с применением современных технических устройств и передаются в центральную бельевую для сбора грязного белья. Все процессы, связанные с погрузкой, транспортировкой, разгрузкой одноразовой медицинской одежды и белья, должны быть максимально механизированы.

6.4. Временное хранение (не более 12 часов) использованной одноразовой медицинской одежды и белья осуществляется в закрытой таре (металлических, пластмассовых бачках, плотных ящиках и других емкостях, подвергающихся дезинфекции) в санитарных комнатах или других специально отведенных для этой цели помещениях.

6.5. Для работы с использованной одноразовой медицинской одеждой и бельем персонал обеспечивается сменной санитарной одеждой (косынкой, перчатками, халатом, маской).

6.6. Использованная одноразовая медицинская одежда и белье, которые не загрязнены биологическими жидкостями, могут быть захоронены на обычных полигонах по захоронению твердых бытовых отходов.

6.7. Использованная одноразовая медицинская одежда и белье, которые были загрязнены биологическими жидкостями, или в отношении которых не исключается контаминация биологическими патогенными агентами (бактериями, вирусами, простейшими и др.), подвергается обязательной дезинфекции. Дезинфекция проводится непосредственно на местах первичного сбора отходов в соответствии с действующими нормативными документами. Дезинфекция может проводиться химическим методом (полное погружение изделий в дезинфицирующий раствор, приготовленный в специальных емкостях). Для дезинфекции используются зарегистрированные и разрешенные к применению МЗ РФ в медицинских учреждениях дезинфицирующие средства в концентрациях и времени экспозиции, указанных в инструкциях по их применению. Кроме того, дезинфекция может проводиться в паровых стерилизаторах (автоклавирование) и в дезинфекционных камерах. При дезинфекции использованной одноразовой медицинской одежды и белья одноразового применения в паровых стерилизаторах или в дезинфекционных камерах, она собирается в биксы или в камерные мешки.

6.8. Прозедезинфицированные медицинская одежда и белье одноразового использования упаковывается в соответствующие классу отходов одноразовые пакеты для сбора и хранения медицинских отходов, в дальнейшем уничтожается на специальных установках по обезвреживанию отходов ЛПУ термическими методами. При централизованном способе обезвреживания производится в печах мусоросжигательных заводов.

Разработал

 Зеркашина Н.М.