

Инструкция об использовании Оправы пробной универсальной ОПУ-01.

1. Пробная универсальная оправа (ОПУ-01) обеспечивает точную установку пробных линз в необходимом положении перед глазом пациента применительно к индивидуальным особенностям строения его лица и головы за счет регулировки расстояния между линзами, в зависимости от расстояния между центрами зрачков глаз пациента и регулировки положения носопора, учитывающие антропометрические особенности лица и головы пациента.
2. Установку линзодержателей в соответствии с расстоянием между центрами зрачков глаз пациента осуществляют раздельным для каждого линзодержателя плавным перемещением их вдоль направляющей оправы, с отсчетом по миллиметровой шкале.

Пределы измерения расстояния от осей правого и левого линзодержателей до вертикальной оси ОПУ-01 (середины переносья) от 24 до 40 мм, что соответствует расстояниям между центрами зрачков глаз пациентов от 48 до 80 мм.
3. Круговая циферблатная градусная шкала (шкала по ТАБО) ценой деления 5° оцифрована через каждые 15° , начиная от 0° , жестко закреплена на линзодержателях.
4. В каждый линзодержатель может быть вставлено одновременно по три обоймы с линзами и другими необходимыми элементами из набора пробных очковых линз. Кроме того, с внутренней стороны линзодержателей имеются упоры, в которые можно вставить еще одну обойму. Рекомендуется с внутренней стороны линзодержателей установить пробную линзу исходной (первоначальной) рефракции.
5. Линзодержатели могут свободно вращаться со вставленными в них обоймами, что обеспечивает отсчеты углов по круговой циферблатной градусной шкале при подборе астигматических призматических очковых линз.
6. Пружинные лепестки линзодержателя обеспечивают фиксацию обоймы.
7. Правильная установка ОПУ-01 на голове пациента, после перемещения линзодержателей в соответствии с результатами измерения расстояний от центра переносицы его до центров зрачков глаз (расстояние между центрами зрачков глаз пациента), обеспечивается за счет винтов заушников, а также установки центров световых проемов линзодержателей относительно центров зрачков глаз пациента за счет изменения наклона и перемещения по высоте упора для носа.
8. При регулировке положения ОПУ-01 на лице пациента следует помнить, что перемещение линзодержателей, заушника, упора для носа, вращение линзодержателей производится плавно, без рывков и заеданий, с приложением небольших усилий. Если какое-то перемещение не происходит, то запрещается прикладывать значительные усилия для преодоления заеданий в узлах.
9. После завершения подбора корректирующих очков пациенту носовой упор и заушники ОПУ-01 должны быть продезинфицированы 3%-раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос».