



Версия/Version: № 4, 24.10.2018

RU Всю продукцию АО «ОЗЗ «ВладМиВа» можно приобрести в интернет-магазине tdvladmiva.ru

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Сплава зуботехнического легкоплавкого
для изготовления штампов и моделей
СЗЛ «ВладМиВа»
по ТУ 9391-046-45814830-2001**

НАЗНАЧЕНИЕ

Область применения – стоматология. Для профессионального применения в условиях лечебно-профилактических учреждений.

Сплав зуботехнический легкоплавкий для изготовления штампов и моделей СЗЛ «ВладМиВа» (далее по тексту – **сплав легкоплавкий**) предназначен для изготовления штампов, моделей, используемых в производстве коронок, кламмеров и бюгельных протезов.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Сплав легкоплавкий содержит висмут, олово, свинец и другие металлы.

Сплав легкоплавкий плавится при температуре 93°C – 96°C, достаточно тверд, но легко обрабатывается, обладает хорошими литейными свойствами и минимальной усадкой при охлаждении.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ: Материал, хранившийся или транспортировавшийся при низких температурах, перед применением необходимо выдержать при комнатной температуре в течение не менее 1 часа.

Металлические штампы готовят по гипсовым штампам.

Для получения из легкоплавкого сплава точной копии гипсового штампа последний замачивают в воде. В центр резинового кольца вертикально помещают влажный гипсовый штамп и заливают в кольцо текучий гипс. Затвердевший гипсовый блок выталкивают из резинового кольца и придают блоку форму прямоугольника. Гипсовую форму с помощью ножа раскалывают так, чтобы линия разлома проходила через середину. Аккуратно извлекают гипсовый штамп. Все части гипсовой формы складывают, помещают в резиновое кольцо и в форму заливают расплавленный легкоплавкий сплав. Предварительно легкоплавкий сплав расплавляют в тигле над пламенем газовой или спиртовой горелки при температуре 95°C – 100°C.

Для каждого зуба отливают 2 штампа: для предварительной и окончательной штамповки.

После охлаждения металлический штамп извлекают из гипсовой формы и его поверхность обрабатывают напильником, борами или кругами. Затем проводят штамповку коронки.

ФОРМА ВЫПУСКА

Таблетка - 5 шт. по 60 г

Инструкция по применению - 1 шт.

Допускается выпуск **сплава легкоплавкого** другой комплектности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Хранить в темном месте при температуре от +5°C до +25°C.

Транспортировать всеми видами транспортных средств при температуре от -30°C до +30°C.

Срок годности – 5 лет.

ВНИМАНИЕ:

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Несоблюдение условий хранения приводит к изменению рабочих характеристик материала и сокращению сроков его годности.

Производитель не несет ответственность за потерю качества материала, вызванную несоблюдением условий транспортирования, хранения и применения, установленных производителем.

Ответственность за применение материала для целей, отличных от указанных производителем, и материала с истекшим сроком годности, возлагается на пользователя.

В случаях аллергических реакций у особенно чувствительных пациентов материал следует удалить и отказаться от дальнейшего его применения.

О случаях выявления неблагоприятных событий (инцидентов), не указанных в инструкции по применению просьба сообщать производителю.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки **сплава легкоплавкого** и упаковки безопасны для окружающей среды и могут быть отнесены к бытовым отходам и утилизированы по правилам, установленным в медицинском учреждении на основании действующего законодательства.

Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/07230 от 26.12.2017 г.

Номер партии и дата выпуска указаны на упаковке.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Акционерное общество

“Опытно-экспериментальный завод”

“ВладМиВа” (АО “ОЭЗ “ВладМиВа”)

308023, Россия, г. Белгород, ул. Студенческая, 19

тел. (4722) 200-555, факс (4722) 20-10-10

postmaster@vladmiva.ru

www.vladmiva.ru

Символы/ Symbols



- Внимание/Caution (Attention)



- Производитель/Manufacturer



- Уполномоченный представитель в Европейском сообществе/Authorized representative in the European community



- Беречь от влаги/Store in a dry place



- Не использовать повторно/Do not reuse



- Не допускать воздействия солнечного света/Do not expose it to direct sunlight



- Использовать до/Expiry date



- Код партии/Batch number



- Температурный диапазон/Temperature limitation



- Упаковщик/Packer



- Дата изготовления/Date of manufacture



- Обратитесь к инструкции по применению/Refer to instruction for use

RU – русский язык/Russian, EN – английский язык/English, ES – испанский язык/Spanish, KK – казахский язык/Kazakh, UZ – узбекский язык/Uzbek, UK – украинский язык/Ukrainian, PT – португальский язык/Portuguese, **FR** – французский язык/French.

- коды для обозначения названий языков согласно ISO 639-1:2002/Language codes according to ISO 639-1:2002



- Не использовать при повреждении упаковки/Not to be used in case package is damaged