

« 01 » 12 2022

Республика Беларусь
г. Минск, пер. Товарищеский, 2А

Республиканское унитарное предприятие
«Центр экспертиз и испытаний в
здравоохранении»

Министерство здравоохранения Республики
Беларусь

Информационное письмо

Настоящим, компания ArthroCare Corporation, чей зарегистрированный офис находится по адресу 7000 West William Drive, Austin, TX 78735-8531, USA (США) сообщает, что:

- инструкция 62535 на «электрод Super MULTIVAC 50 со встроенным кабелем и электрод Super MULTIVAC 50 со встроенным кабелем и встроенными кнопочными переключателями» распространяется на «электрод Super MULTIVAC 50»;
- инструкция 62544 «Электрод одноразовый стерильный для электрохирургических операций Super TurboVac 90 ICW» распространяется на «электрод STARVAC 90», «Электрод CoVator 20»;
- инструкция «система электрохирургическая WEREWOLF» распространяется на «система электрохирургическая WEREWOLF +».

Доверенный представитель
В Республике Беларусь по доверенности
б/н от 08.11.2021
Директор ООО «Праймедикал»



К.С. Соболев

Ниже таблица с номерами инструкций для каждого.

Электрод CoVator 20 ICW	62544
Электрод StarVac 90 ICW	62544
Электрод AMBIENT COVAC 50 IFS	62539
Электрод AMBIENT COVAC 70 IFS	62539
AMBIENT Super TURBOVAC 90	62540



Электрод одноразовый стерильный для электрохирургических операций

Super TurboVac 90 ICW

Инструкция по применению

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Электрод со встроенным кабелем (ЭВК) предназначен для резекции, абляции и коагуляции мягких тканей, а также для обеспечения гемостаза во время артроскопических вмешательств.

Он предназначен для использования только с блоками управления, соответствующими установленным требованиям. К блокам управления, соответствующим установленным требованиям, относятся система QUANTUM (RF 12000), система QUANTUM 2 (RF 12000) и система WEREWOLF (RF20000) COBLATION.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Применение электрода со встроенным кабелем противопоказано в следующих случаях: при неартроскопических хирургических вмешательствах; при вмешательствах, в которых не используются проводящие ирригационные растворы; у пациентов, которым по каким-либо причинам противопоказаны артроскопические вмешательства; у пациентов с имплантированными электрокардиостимуляторами и другими электронными устройствами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



Предупреждения

- **ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАННОЕ УСТРОЙСТВО, ПРОЧТИТЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО БЛОКУ УПРАВЛЕНИЯ. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ И ЭЛЕКТРОД СО ВСТРОЕННЫМ КАБЕЛЕМ РАЗРАБОТАНЫ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ ФУНКЦИОНИРОВАТЬ КАК ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ.**
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** касаться контактов на кончике электрода, когда на устройство подается напряжение.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** извлекать электрод, когда на устройство подается напряжение.
- После активации электрода **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** касаться металлических предметов.

Это может привести к повреждению кончика электрода.

- Если к электродам с отсосом не подсоединить адаптер для отсоса, может произойти термическая травма врача или пациента.



Меры предосторожности

- Перед первым использованием убедитесь, что прочитали и четко поняли все информационные материалы, вложенные в упаковку, в том числе предупреждения, меры предосторожности, руководство пользователя и инструкции по применению.

- Электрод поставляется стерильным и предназначен **ТОЛЬКО ДЛЯ ОДНОКРАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**. Электрод **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** чистить, повторно стерилизовать или повторно использовать, поскольку это может привести к повреждению или ухудшению эксплуатационных характеристик устройства или травме пациента, а также может стать причиной передачи пациенту инфекционных заболеваний.

- Безопасность и эффективность электрохирургического вмешательства зависит не только от конструкции оборудования, но также, в большой степени, от факторов, контролируемых пользователем.

- Оцените наличие у пациента предрасположенности к заболеваниям, течение которых может ухудшиться в связи с хирургическим стрессом.

- Используйте только проводящие среды (например, физиологический раствор, Рингер-лактат и др.). **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать непроводящие среды (например, стерильную воду, воздух, газ, глицин и др.).

- **НЕ** допускайте попадания жидкости на дистальный конец кабельного разъема (подключаемого к блоку управления) ЭВК.

- Этот электрод предназначен только для абляции и (или) коагуляции и не предназначен для механического смещения ткани за счет приложения усилия. Не используйте электрод как рычаг для расширения операционного поля или облегчения доступа к ткани.

Это может привести к изгибу или отсоединению контакта, повреждению устройства и (или) трещине в керамической вставке, способным вызвать травму пациента. Повреждение может выражаться в изгибании или отсоединении дистального конца устройства.

- В конструкции электрода предусмотрены каналы для отсоса, которые предназначены для удаления из хирургического поля пузырьков воздуха и (или) небольших фрагментов тканей и не предназначены для удаления больших объемов и (или) полной очистки хирургического поля.

- Под артроскопическим контролем следует следить за тем, чтобы во время применения кончик электрода (включая возвратный электрод) был полностью окружен ирригационным раствором.

- Выполняйте периодическую проверку кончика электрода на предмет целостности контактов и надлежащего функционирования электрода.

При нарушении целостности контакта прекратите использование устройства и проверьте суставную полость надлежащими средствами. Чрезмерный износ контактов может выражаться, в частности, в эрозии, истончении или отсоединении металлического дистального конца устройства.

- **НЕ** размещайте дополнительные кабели между ЭВК и блоком управления.

- **НЕ** допускайте соприкосновения тела пациента с заземленными металлическими предметами.

- Интенсивное использование на костных поверхностях может вызвать чрезмерный износ контактов.

- На всех этапах оперативного вмешательства соблюдайте меры противопожарной безопасности. Источником возгорания могут быть искры и нагрев, сопровождающие электрохирургическое вмешательство.

- При работе с устройством **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать легковоспламеняющиеся анестетики или газы-окислители, например закись азота (N₂O) и кислород.

- **НЕ** используйте электрод как рычаг для расширения операционного поля или облегчения доступа к ткани.
- Электроды и кабели, как и другие электрохирургические принадлежности, могут стать частью контура, проводящего высокочастотный электрический ток. Располагайте кабель таким образом, чтобы не допускать его соприкосновения с телом пациента или другими проводниками. Система может быть источником электрических помех для другого электрического оборудования, расположенного рядом с системой.
- Высокочастотное (ВЧ) электрохирургическое оборудование может негативно повлиять на работу другого электронного оборудования.
- При одновременном использовании у одного пациента ВЧ хирургического оборудования и оборудования для мониторинга физиологических показателей, электроды мониторингового оборудования следует размещать как можно дальше от электродов электрохирургического устройства. Применение игольчатых электродов для мониторинга не рекомендуется.
- Рекомендуется использовать мониторинговое оборудование, снабженное устройствами ограничения высокочастотного тока.

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

Последствием электрохирургического вмешательства может быть ятрогенное повреждение окружающих тканей.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Требования к подготовке оператора

Оператор должен иметь опыт проведения артроскопических оперативных вмешательств с применением различных методик и быть в курсе новых достижений в области электрохирургии. Рекомендуется дополнительное обучение у представителя компании.

1. Проведите предоперационную подготовку пациента в соответствии со стандартными процедурами.
2. Соберите блок управления согласно инструкции в руководстве пользователя. Нажмите на сетевой выключатель (I/O), чтобы активировать систему.
3. Для электродов, снабженных отсосом, подсоедините адаптер отсоса к стандартному больничному оборудованию для отсоса. Убедитесь, что роликовый зажим открыт и отрицательное давление составляет от 200 мм рт. ст. до 400 мм рт. ст.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. При невыполнении надлежащего отсоса возможна термическая травма врача или пациента.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Если к электродам с отсосом не подсоединить адаптер для отсоса, может произойти термическая травма врача или пациента.

4. Чтобы подсоединить электрод к блоку управления, вставьте разъем электрода в 18-штыревой гнездовой разъем на блоке управления. Загорится зеленый индикатор, свидетельствующий о правильном подключении.

Если электрод не подключен к блоку управления, блок управления это покажет.

ПРИМЕЧАНИЕ. Дисплей для заданных значений на блоке управления покажет значение, установленное по умолчанию. Максимальное заданное значение для каждой модели электрода ограничено. Диапазоны заданных значений выбраны с целью обеспечения безопасной и эффективной работы. Используйте рекомендуемое заданное значение, чтобы достичь желаемого конечного эффекта.

При необходимости установки более низкого заданного значения его можно выбрать с помощью кнопки регулировки заданного значения на блоке ножного или ручного управления, нажимая ее до достижения нужного значения.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Использование для электрода более низкого заданного значения, чем принятое по умолчанию, может привести к термической травме врача или пациента.

5. Введите электрод через отверстие и подведите его к ткани, которая подлежит абляции.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Скорость и глубина абляции ткани зависят от следующих факторов: заданное значение параметра, давление на ткани и скорость, с которой электрод перемещают над целевой тканью.

6. Для активации электрода включите функцию абляции на блоке ножного или ручного управления (↓). Контакты всегда должны соприкасаться с подлежащей абляции тканью.

Кроме того, пока электрод активирован, его необходимо постоянно перемещать. Это нормально, если от электрода исходит некоторое количество пузырьков или оранжевое свечение.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. При использовании электродов обеспечьте оптимальный поток и циркуляцию физиологического раствора, чтобы предотвратить нежелательное нагревание раствора, которое может привести к повреждению тканей или термической травме.

7. Для выполнения коагуляции активируйте функцию коагуляции на блоке ножного или ручного управления (↵).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. При использовании электродов обеспечьте оптимальный поток и циркуляцию физиологического раствора, чтобы предотвратить нежелательное нагревание раствора, которое может привести к повреждению тканей или термической травме.

ПРИМЕЧАНИЕ. Заметное снижение скорости абляции может указывать на неоптимальное функционирование электрода. Если проблема сохраняется, замените электрод.

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ СИСТЕМЫ

1. Выключите питание блока управления и выньте вилку кабеля питания из розетки. Специальные указания см. в руководстве пользователя блока управления, соответствующего установленным требованиям.

2. Отсоедините трубку отсоса.

3. Отсоедините разъем кабеля электрода со встроенным кабелем от блока управления.

4. Не пытайтесь отсоединить от электрода встроенный кабель.

5. Утилизируйте использованный электрод со встроенным кабелем.

ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ

Функции безопасности блока управления описаны в руководстве пользователя, которое поставляется с каждой системой.

ФОРМА ПОСТАВКИ

Электрод поставляется стерильным и предназначен **ТОЛЬКО ДЛЯ ОДНОКРАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**. Электрод **запрещено** очищать, повторно стерилизовать или повторно использовать, поскольку это может привести к повреждению или нарушению функционирования, что, в свою очередь, может привести к неисправности устройства или травме пациента. Кроме того, очистка, повторная стерилизация или повторное использование электрода может подвергнуть пациента риску передачи инфекционного

заболевания или привести к неравномерному износу контактов, ведущему к нарушению функционирования.

Устройство стерилизовано облучением. Изделие не содержит диэтилгексилфталат (ДЭГФ) и натуральный латекс.

УТИЛИЗАЦИЯ

Устройство необходимо утилизировать в соответствии с применимыми требованиями законодательства и планом утилизации медицинских отходов, принятым в лечебном учреждении.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Рекомендации по эксплуатации и устранению неисправностей системы см. в руководстве пользователя.

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ

Сведения о гарантии

Гарантия на устройство распространяется на материалы, функционирование и отсутствие производственного брака при условии использования только у одного пациента. **НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОВТОРНО. ДАННАЯ ГАРАНТИЯ ЗАМЕНЯЕТ ВСЕ ДРУГИЕ ГАРАНТИИ, ВЫРАЖЕННЫЕ ЯВНО, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ И (ИЛИ) УСТАНОВЛЕННЫЕ ЗАКОНОМ, ВКЛЮЧАЯ, СРЕДИ ПРОЧЕГО, ГАРАНТИЮ ПРИГОДНОСТИ К ПРОДАЖЕ, СООТВЕТСТВИЯ И (ИЛИ) ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, И ВСЕ ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЛИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СО СТОРОНЫ КОМПАНИИ ARTHROCARE.**

Претензии и разрешение на возврат изделия

Все вопросы, претензии и запросы на возврат следует направлять в службу поддержки клиентов или к уполномоченному представителю.

ЗНАЧЕНИЯ СИМВОЛОВ



Номер по каталогу



Номер серии



Годен до



Ознакомьтесь с инструкцией по применению



Не использовать повторно



Не стерилизовать повторно



Не использовать, если упаковка повреждена

	Хранить в сухом месте
	Не допускать попадания солнечных лучей
	Предостережение
	Стерилизовано облучением
	Производитель
	Уполномоченный представитель в Европейском сообществе
Rx Only	ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Согласно федеральному законодательству (США) данное устройство может продаваться только врачу или по заказу врача.
	Знак CE и идентификационный номер уполномоченного органа. Устройство соответствует основным требованиям Директивы ЕС об устройствах медицинского назначения (Директива 93/42/ЕЕС).
	Электрод подключен
	Абляция
	Коагуляция

— товарный знак компании Smith & Nephew.

На эти изделия может распространяться действие одного или нескольких патентов США. Для получения подробной информации см. веб-сайт smith-nephew.com/patents.

© Smith & Nephew, 2018.

РУССКИЙ

Только Rx

CE0123

Электрод

SIDEWINDER™ с

интегрированным кабелем

Инструкция по применению

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Электрод SIDEWINDER™ с интегрированным кабелем (ICW) предназначен для резекции, абляции и коагуляции мягких тканей, а также гемостаза кровеносных сосудов при артроскопических процедурах. Он должен использоваться исключительно с квалифицированными совместимыми контроллерами. Квалифицированные Совместимые контроллеры включают систему в себя QUANTUM™ 2 (RF 12000) и систему COBLATION™ WEREWOLF™ (RF20000).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Электрод SIDEWINDER с интегрированным кабелем противопоказан к использованию при следующих операциях: неартроскопические хирургические процедуры, процедуры, в которых не используется проводящий ирригаторраствор, пациенты, которым артроскопическая процедура противопоказана по какой-либо причине, и пациенты с кардиостимуляторами или другими имплантатами электронных устройств.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

⚠ Предупреждения

- **ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО УСТРОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С РУКОВОДСТВОМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КОНТРОЛЛЕРА, КОНТРОЛЛЕР И ЗОНД ЭЛЕКТРОДА С ИНТЕГРИРОВАННЫМ КАБЕЛЕМ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ РАБОТЫ В РАМКАХ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ.**
 - **НЕ прикасайтесь к концу электрода во время подачи питания. Это может привести к термической травме пациента.**
 - **НЕ извлекайте электрод во время подачи питания. Это может привести к термической травме пациента.**
 - **НЕ прикасайтесь к металлическим предметам во время активации электрода. Это может привести к повреждению наконечника и выходу изделия из строя.**
 - **Вал электрода для операций на бедре может вращаться вокруг своей оси, но ограничен в диапазоне 340 градусов. НЕ поворачивайте вал более чем на 340 градусов и не осуществляйте вращение сверх ограничения диапазона. Это может привести к повреждению вала и поломке изделия.**
 - **НЕ прилагайте чрезмерное усилие к рукоятке во время артикуляции. Это может привести к повреждению изделия.**
 - **НЕ поворачивайте вал с помощью рукоятки более 30 раз. Это может привести к повреждению вала и поломке изделия.**
 - **Для электродов с системой отсоса: Отсутствие адаптера для отсоса может привести к термической травме врача или пациента.**
- ⚠ Меры предосторожности
- Перед первым использованием убедитесь, что все вкладыши упаковки, включая предупреждения, меры предосторожности, руководство пользователя и инструкции по применению, прочитаны и понаты соответствующими лицами.
 - Электрод поставляется в стерильном виде и предназначен исключительно для одноразового использования. НЕ выполняйте очистку, не стерилизуйте и не используйте электрод повторно, так как это может привести к неисправности изделия, отказу или травме пациента, а также может подвергнуть пациента риску передачи инфекционных заболеваний.

- Если упаковка повреждена, не используйте изделие и не пытайтесь его повторно протерилизовать или использовать повторно.
- Безопасная и эффективная электрохирургия зависит не только от конструкции оборудования, но и, в значительной степени, от факторов, находящихся под контролем пользователя.
- Необходимо оценить состояние пациентов на предмет отсутствия предпологающих медицинских проблем, которые могут быть усугублены стрессом от операции.
- Используйте только проводящие среды (например, физраствор, раствор Рингера и т.д.). **НЕ используйте непроводящие среды (например, стерильную воду, воздух, газ, глицин и т.д.).**
- **НЕ допускайте попадания жидкости на дистальный конец кабельного разъема в блоке ICW, который соединяется с контроллером.**
- Электрод предназначен исключительно для абляции и/или коагуляции, а не для механического перемещения тканей посредством приложенной силы. Не используйте электрод в качестве рычага для расширения хирургического участка или получения доступа к ткани, так как это может привести к изгибу или отсоединению электрода, повреждению изделия и/или возникновению трещин, что приведет к травме пациента. Повреждение включает сгибание или отсоединение дистального конца изделия.
- Для электродов с системой отсоса: электрод также включает в себя всасывающие просветы, предназначенные для удаления пузырьков, жидкости и/или мелких частиц тканей из операционного поля, а не для отсасывания большого объема и/или эвакуации операционного поля.
- При артроскопическом наведении убедитесь, что наконечник электрода (включая возвратный электрод) полностью окружен раствором для орошения во время использования.
- Периодически проверяйте наконечник электрода, чтобы убедиться, что электрод не поврежден и электрод работает так, как задумано производителем. Если электрод поврежден, прекратите его использование и проверьте полость сустава соответствующими средствами. Чрезмерный износ электрода включает, но не ограничивается эрозией, истончением или отслоение металла на дистальном конце изделия.
- **НЕ прокладывайте другие кабели между электродом ICW и контроллером.**
- **НЕ допускайте контакта пациента с заземленным металлическим объектом или другими токопроводящими объектами.**
- **НЕ используйте металлические компоненты, поскольку они могут повредить изоляцию жала или создать альтернативный путь протекания тока, что приведет к непреднамеренному ожогу.**
- Чрезмерный износ электродов может произойти в результате энергичного воздействия на костные поверхности.
- Всегда соблюдайте меры предосторожности при пожаре. Искрение и нагрев, связанные с электрохирургическим оборудованием, могут стать источником воспламенения.
- **НЕ используйте электрод в качестве рычага для расширения хирургического участка или получения доступа к тканям.**
- Как и в другом электрохирургическом оборудовании, электроды и кабели могут выступать в качестве путей для прохождения тока высокой частоты. Располагайте кабель таким образом, чтобы избежать контакта с пациентом или другими проводами. При размещении рядом с системой другого хирургического оборудования могут возникать помехи.
- Высоочастотное (ВЧ) электрохирургическое оборудование может негативно влиять на работу другого электронного оборудования.

- Электроды для мониторинга должны располагаться как можно дальше от хирургических электродов, в то время как высокочастотное хирургическое оборудование и оборудование физиологического мониторинга используются одновременно на одном и том же пациенте. Не рекомендуется использовать игольчатые электроды для мониторинга.
- **НЕ допускайте контакта активированного электрода с артроскопом, так как это может привести к повреждению электрода и/или оптического элемента.**
- Рекомендуется использовать оборудование для мониторинга, включающее изделия ограничения тока высокой частоты.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ СОБЫТИЯ

При проведении электрохирургии возможно повреждение окружающих тканей в результате ятрогенной травмы.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Требования к обучению операторов

Оператор должен обладать достаточным опытом в технике артроскопической хирургии и быть в курсе последних достижений в области электрохирургических процедур. Рекомендуется пройти дополнительное обучение у представителя компании.

1. Необходимо провести предоперационную подготовку пациента в соответствии со стандартными процедурами.
2. Соберите контроллер в соответствии с инструкциями, приведенными в руководстве пользователя. Нажмите на главный выключатель питания (I/O), чтобы активировать систему.
3. Для электродов с системой отсоса: подключите адаптер к стандартному оборудованию для аспирации. Убедитесь, что роликовый зажим открыт, а вакуум поддерживается в диапазоне от 200 мм рт. ст. (7,87 дюйма рт. ст.) до 400 мм рт. ст. (15,75 дюйма рт. ст.).

ВНИМАНИЕ: Несоблюдение правил всасывания может привести к термической травме врача или пациента.

ВНИМАНИЕ: Для электродов с системой отсоса неприсоединение адаптера для отсоса может привести к термической травме врача или пациента.

4. Для подключения электрода к контроллеру вставьте разъем электрода в 18-контактную розетку на контроллере. Загорится зеленый индикатор, указывающий на правильность подключения. Контроллер просинхронизирует, если электрод не подключен к нему.

ПРИМЕЧАНИЕ: Дисплей заданного значения контроллера вернется к значению по умолчанию. Максимальное заданное значение для электрода ограничено. Применяемые диапазоны заданных значений были выбраны для обеспечения безопасной и эффективной работы. Для достижения желаемого конечного эффекта используйте рекомендуемые значения.

Если требуется применить более низкое заданное значение, его можно выбрать, используя функцию регулировки на нажимном пульте управления.

ВНИМАНИЕ: Использование заданного значения ниже значения, заданного по умолчанию для электрода, может привести к термической травме врача или пациента.

5. Подключите электрод, используя портал, и приложите его к ткани, подлежащей абляции.
- **ВНИМАНИЕ:** На скорость и глубину абляции ткани влияют выбранное заданное значение, величина давления на ткань и скорость, с которой электрод проходит над целевой тканью.
6. Этот электрод можно изгибать для облегчения доступа путем сжатия рукоятки. Электрод не должен изгибаться более чем на 80 градусов. Электрод не следует изгибать более 30 раз.

7. Стержень электрода можно поворачивать с помощью ручки на +/- 170 градусов от нейтрального положения. Вал не должен поворачиваться более чем на 340 градусов.
8. Выберите функцию абляции на педали управления, чтобы активировать электрод. (→) Электроды должны всегда находиться в контакте с подлежащей абляции тканью, а электрод - поддерживать в движении при активации.
- **ВНИМАНИЕ:** При использовании электродов обеспечьте достаточный поток и циркуляцию физиологического раствора, чтобы предотвратить ненужный нагрев раствора, который может привести к повреждению тканей или термической травме.
- **ПРИМЕЧАНИЕ:** Электрод для операций на бедре несовместим с ручным переключателем.
9. Для коагуляции выберите функцию коагуляции на нажимном пульте управления (→).

ВНИМАНИЕ: При использовании электродов обеспечьте достаточный поток циркуляции физиологического раствора, чтобы предотвратить ненужный нагрев раствора, который может привести к повреждению тканей или термической травме.

ПРИМЕЧАНИЕ: Заметное снижение скорости абляции может указывать на то, что электрод не работает в оптимальном режиме. Если проблема сохраняется, замените электрод.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

1. Выключите контроллер и извлеките вилку шнура питания из розетки. Для получения конкретных инструкций обратитесь к Руководству пользователя для соответствующего контроллера.
2. Для электродов с системой отсоса: отсоедините всасывающую трубку.
3. Отсоедините разъем кабеля электрода со встроенным кабелем от контроллера.
4. Не пытайтесь отключить электрод от кабеля.
5. Утилизируйте использованный электрод с интегрированным кабелем.

СООБРАЖЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Соображения по безопасному использованию контроллера описаны в руководстве пользователя, поставляемом с каждой системой.

ПОСТАВКА

Электрод поставляется в стерильном виде и предназначен исключительно для **ОДНОРАЗОВОГО** использования. Запрещается очищать, стерилизовать и использовать электрод повторно, так как это может привести к повреждению или ухудшению характеристик, что вызовет неисправности изделия, отказа оборудования или травмы пациента. Очистка, повторная стерилизация или повторное использование электрода может также подвергнуть пациента риску передачи инфекционных заболеваний или привести к неравномерному износу электродов, что вызовет неисправность.

Изделие стерилизуется с помощью ионизации.

Изделие не содержит ДЭГФ и изготовлено из натурального латекса.

УТИЛИЗАЦИЯ

Устройство необходимо утилизировать в соответствии с применимыми государственными постановлениями и Планом управления медицинскими отходами на предприятии.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Пожалуйста, обратитесь к Руководству пользователя за инструкциями по эксплуатации и устранению неисправностей системы.

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

Информация о гарантии

Гарантия на материалы, функции и качество изготовления данного изделия распространяется только на одного пациента. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОВТОРНО.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ЗАМЕНЯЕТ ВСЕ ДРУГИЕ ГАРАНТИИ, ЯВНЫЕ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ И/ИЛИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЯ, ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОГО КАЧЕСТВА, ГОДНОСТИ И/ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ И ВСЕХ ДРУГИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИЛИ ВСЕХ ДРУГИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СО СТОРОНЫ ARTHROCARE.

Рекламация на продукцию и разрешение на возврат

Все вопросы, жалобы или запросы на разрешение на возврат следует направлять в отдел обслуживания клиентов или уполномоченному представителю.



ArthroCare Corporation
(ArthroCarp Корпорейшн)
7000 Уэст-Уильям Каньон-Драйв
Остин, TX 78735 США
Телефон: (800) 343-5717
ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ
www.arthrocare.com



"Смит энд Нефью Ортопедикс ГмбХ"
(Smith & Nephew Orthopaedics GmbH)
Алеманнштрассе, 14
78532 Тюттинген
Германия
ec.rep@smith-nephew.com

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

	Номер по каталогу
	Номер партии (лота)
	Срок годности
	См. инструкции по эксплуатации
	Не используйте повторно
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Хранить в сухом месте
	Хранить вдали от солнечного света
	Внимание!
	Стерилизовано излучением
	Производитель
	Уполномоченный представитель в Европейском сообществе
	ВНИМАНИЕ: Федеральный закон (США) ограничивает продажу этого изделия врачом или по его распоряжению.
	Знак CE и идентификационный номер уведомляемого органа. Изделие соответствует основным требованиям Директивы по медицинским изделиям (93/42/EEC).
	С подключенным электродом
	Абляция
	Коагуляция

™ Торговая марка компании Smith & Nephew.

Данный продукт может быть защищен одним или несколькими патентами США. Подробности см. на www.smith-nephew.com/patents.

© Smith & Nephew 2018



Инструкции по применению электрода FLOW 90°

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Система WEREWOLF™ COBLATION™ — это электрохирургическая система, состоящая из следующих компонентов:

- биполярный радиочастотный (РЧ) контроллер;
- одноразовый стерильный электрод;
- многоразовый нестерильный педальный переключатель; и
- многоразовый нестерильный шнур питания.

Компоненты предназначены для использования в составе единого блока.

ОПИСАНИЕ

Электрод FLOW 90™ (электрод) представляет собой биполярное электрохирургическое устройство, используемое в случае наличия особых показаний к ортопедическому и артроскопическому хирургическому вмешательству. Электрод обладает функцией AMBIENT™, которая позволяет контролировать температуру внутрисуставной ирригационной жидкости с высокой точностью ($\pm 3^\circ\text{C}$ в диапазоне $20-60^\circ\text{C}$) в реальном времени. Электрод рассчитан на использование в режиме активной абляции течение до 7 минут и должен использоваться только с контроллером WEREWOLF™ (контроллер). Электрод имеет пять режимов работы (таблица 1).

Таблица 1: Режимы и уровни работы электродов FLOW 90

Действие	Режим	Уровень	Индикатор режима и уровня
Абляция	Lo	Lo Minus (-)	
		Lo(*)	
		Lo Plus (+)	
Абляция	Med	Med Minus (-)	
		Med (•)	
		Med Plus (+)	
Абляция	Hi	Hi Minus (-)	
		Hi(•)*	
		Hi Plus (+)	
Коагуляция	Coag	Coag (•) *	
		Coag Plus (+)	
Вакуум	Vac	Нерегулируемый	Н/П

- Режимы и уровни работы электродов FLOW 90 по умолчанию

Примечание: Режим Lo рекомендуется использовать для хирургической обработки суставного хряща.

Таблица 2: Выходное напряжение для системы WEREWOLF COBLATION с электродами FLOW 90

Режим/уровень	Выходное напряжение (среднеквадратическое напряжение в вольтах)
Lo -	271
Lo •	277
Lo +	284
Med -	287
Med •	295
Med +	300
Hi-	305
Hi •	325
Hi +	328
Режим/уровень	Выходное напряжение (среднеквадратическое напряжение в вольтах)
Coag*	85
Coag +	105

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

В комбинации с системой WEREWOLF COBLATION электрод FLOW 90 предназначен для резекции, абляции и коагуляции мягких тканей и гемостаза кровеносных сосудов при выполнении нижеуказанных артроскопических и ортопедических хирургических процедур.

Сустав	Абляция/хирургическая обработка	Эксцизия/резекция
Все суставы (тазобедренный, коленный, плечевой, лучезапястный, голеностопный, локтевой)	<ul style="list-style-type: none"> • Суставной хрящ • Бурсэктомия • Хондропластика • Фасция • Связка • Рубцовая ткань • Мягкая ткань • Синоэктомия • Сухожилие 	<ul style="list-style-type: none"> • Суставная губа • Капсула • Кисты • Связка • Свободные тела • Удаление фибринозной пленки • Рубцовая ткань • Мягкая ткань • Синовиальная оболочка • Сухожилие
Бедро		<ul style="list-style-type: none"> • Ацетабулярная губа
Колено	<ul style="list-style-type: none"> • Передняя крестообразная связка/задняя крестообразная связка • Межвыщелковая вырезка 	<ul style="list-style-type: none"> • Растяжение капсулы сустава • Хондромные тела • Дискоидный мениск • Растяжение латерального удерживателя надколенника • Резекция мениска • Менискэктомия • Синоэктомия
Плечо	<ul style="list-style-type: none"> • Акромиопластика • Артроскопическая субакромиальная декомпрессия 	<ul style="list-style-type: none"> • Артроскопическое растяжение капсулы сустава • Суставная губа плечевого сустава
Запястье		<ul style="list-style-type: none"> • Треугольный фиброхрящевой комплекс

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Использование электрода противопоказано в следующих случаях:

- Любая хирургическая процедура, которая не является артроскопической или ортопедической.
- Любая артроскопическая или ортопедическая процедура, при выполнении которой не используется проводящая ирригационная жидкость (физиологический раствор или лактат Рингера).
- Пациенты с имплантированными кардиостимуляторами или другими электронными устройствами.
- Пациенты, которым артроскопические или ортопедические процедуры противопоказаны по какой-либо причине.

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ и МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Предупреждения

Риск термической травмы пользователя/пациента

- Электрод запрещено использовать с предварительно подогретой ирригационной жидкостью.
- Использовать электрод в качестве первичного канала оттока ирригационной жидкости категорически запрещено. Электрод следует использовать как вторичный канал оттока (в комбинации с первичным каналом оттока).
- Убедитесь в наличии адекватной циркуляции ирригационной жидкости во избежание чрезмерного ее нагревания. Периодически проверяйте трубку электрода на наличие закупорок. В случае наличия закупорок не пытайтесь их удалить; вместо этого используйте новый электрод.
- Повреждение изоляции стержня электрода может привести к возникновению нежелательной электрической проводимости и ожогам пациента. Периодически проверяйте электрод на наличие неисправностей и повреждений. В случае повреждения изоляции используйте новый электрод.
- Не касайтесь нецелевых участков ткани кончиком активированного электрода. Не активируйте элементы управления до тех пор, пока электрод не будет находиться в непосредственной близости от целевого участка ткани. Не вынимайте электрод, пока к нему подается питание.
- Когда электрод не используется, его следует хранить в чистом, сухом месте в пределах видимости так, чтобы он не касался пациента. Случайное прикосновение к кончику активированного или неактивированного электрода может привести к термической травме пользователя или пациента.
- В режиме Lo в системе возможен минимальный или незначительный отток жидкости, который может привести к нагреванию стержня электрода. Поэтому электрод следует активировать короткими интервалами, избегая продолжительной активации, которая может привести к термической травме пользователя и пациента.

Общая информация

- Систему следует проверять на наличие повреждений до операции и периодически во время операции, поскольку это может отрицательно повлиять на ее функционирование, безопасность и клинический исход. Не используйте систему в случае наличия повреждений или неисправностей. Всегда держите запасные устройства под рукой во избежание задержек до или во время операции.
- Вставляя и удаляя электрод, соблюдайте осторожность и следите за тем, чтобы дистальная часть канюли не касалась стержня или контактной поверхности электрода, поскольку это может привести к повреждению электрода/стержня.
- Не прикасайтесь к металлическим предметам кончиком активированного

электрода, поскольку это может стать причиной повреждения изоляции и/или кончика электрода, что, в свою очередь, может привести к неисправности устройства или травмированию пациента.

- Запрещается сгибать, модифицировать или любым образом изменять электрод до или во время операции, поскольку это может вызвать повреждения устройства и вывести его из строя и (или) привести к нанесению телесных повреждений пациенту.
- Разрешается использовать только проводящую ирригационную жидкость (физиологический раствор или лактат Рингера). Не используйте непроводящую ирригационную жидкость (стерилизованную воду, воздух, газ, глицин), поскольку это отрицательно скажется на функционировании электрода.
- Электрод не предназначен для механического изменения формы или расположения ткани в результате давления. Не используйте электрод в качестве рычага для расширения хирургического поля или открытия доступа к ткани, поскольку это может вызвать искривление или отсоединение электрода, повреждение устройства и (или) образование трещин в распорке и привести к нанесению телесных повреждений пациенту.
- Следите за тем, чтобы пациент не прикасался к заземленным металлическим предметам, так как это может привести к нанесению телесных повреждений.
- В случае превышения рекомендуемой длительности абляции могут произойти отказ электрода и снижение производительности устройства. Периодически проверяйте кончик электрода на наличие неисправностей и повреждений. В часть трубки отсоединится от электрода, прекратите работу с электродом и проверьте полость сустава надлежащими средствами.
- Не разрешается чистка, повторная стерилизация или повторное использование электрода, так как это может повредить электрод или отрицательно сказаться на его функционировании и вызвать неисправность, выход из строя или привести к нанесению телесных повреждений пациенту, а также может подвергнуть пациента риску заражения инфекционными заболеваниями.

Воспламеняемость/опасность поражения электрическим током

- Всегда соблюдайте меры пожарной безопасности. Искрообразование и нагревание, связанные с электрохирургией, могут вызвать пожар.
- Не кладите инструменты рядом с легковоспламеняющимися материалами (такими как марля или хирургические салфетки) и не позволяйте им соприкасаться. Активированные или нагретые в ходе работы инструменты могут вызвать пожар.
- Не используйте инструменты при наличии легковоспламеняющихся анестетиков или окисляющих газов (к примеру, закиси азота (N₂O) и кислорода) или в непосредственной близости с летучими растворителями (к примеру, метанолом или алкоголем), поскольку электрохирургическое устройство может стать источником воспламенения.
- Не используйте легковоспламеняющиеся средства для очистки контроллера, поскольку электрохирургическое устройство может стать источником воспламенения.
- Следите за тем, чтобы жидкость не попадала на конец кабельного разъема, подключаемого к контроллеру, так как это может привести к поражению электрическим током.

Меры предосторожности

- Электрод следует использовать только с совместимыми артроскопическими инструментами и оборудованием.
- Если ручной переключатель электрода перестает реагировать на нажатия, переместите пальцы на переключателе и снова нажмите. При неудачной попытке используйте педальный переключатель или новый электрод.
- Нервно-мышечная стимуляция является ожидаемым следствием электрохирургических процедур. Убедитесь, что приняты надлежащие меры предосторожности.
- Оцените пациента на наличие предрасположенности к развитию проблем со здоровьем, которые могут усугубляться вследствие стресса от операции.
- На скорость и глубину абляции ткани влияют настройки устройства, сила давления, приложенного к ткани, размер электрода и скорость, с которой электрод перемещается над целевыми участками ткани.
- Используйте самые низкие настройки контроллера, необходимые для достижения желаемого воздействия на ткань.
- Режим Lo рекомендуется использовать для хирургической обработки суставного хряща.
- Электроды изнашиваются во время использования, и скорость износа зависит от переменных, которые невозможно воспроизвести во всех случаях. Факторы износа электродов включают, помимо прочего, скорость абляции, уровень и режим работы, а также длительное использование на плотных тканях или костной поверхности.
- Не вставляйте другие кабели между кабелем электрода и контроллером.
- Как и в случае с другими электрохирургическими устройствами, электроды и кабели могут служить проводниками высокочастотного тока. Располагайте кабель таким образом, чтобы он не соприкасался с пациентом или другими проводами. В работе других электрических устройств, расположенных рядом с системой, могут возникать помехи.
- Электрохирургическое оборудование высокой частоты (ВЧ), такое как контроллер WEREWOLF, может отрицательно повлиять на работу другого электронного оборудования.
- Контрольные электроды (для электрокардиографии (ЭКГ)) следует располагать как можно дальше от кончика устройства при одновременном подключении хирургического оборудования ВЧ и оборудования для мониторинга физиологических показателей к пациенту. Использование контрольных игольчатых электродов (для электромиографии (ЭМГ)) не рекомендуется.
- Рекомендуется использовать оборудование для мониторинга, которое включает в себя ограничители ВЧ тока.

ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

Как и при любом хирургическом вмешательстве, существует определенный риск. Возможные сопутствующие операции осложнения могут включать, помимо прочего, следующее: осложнения при анестезии; боль в месте разреза или хирургического поля; инфекции, глубокие и поверхностные; повреждение или перелом кости; повреждение окружающих тканей или сосудистой системы; эмболия или проблемы свертываемости крови (легочная эмболия, тромбоз глубоких вен); повреждение или паралич нерва; неудачный результат лечения или отторжение имплантата; а также вторичное хирургическое вмешательство для лечения осложнений, связанных с операцией или лечением.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Примечание: Электрод FLOW 90 следует использовать исключительно в комбинации с контроллером WEREWOLF.

Примечание: Перед первым использованием следует внимательно ознакомиться с руководством пользователя для контроллера WEREWOLF и инструкциями по эксплуатации электрода. Особое внимание следует уделять показаниям, предупреждениям и мерам предосторожности.

Рекомендации для пользователя

- Использование электрода требует соответствующего уровня хирургических навыков и опыта. Рекомендуется пройти обучение лабораторным навыкам у производителя или одного из уполномоченных представителей и (или) получить наглядное представление/практический опыт применения подобной хирургической техники.
- При использовании электрода важно учитывать такие предоперационные и операционные процедуры, как надлежащий отбор пациентов, знание хирургических техник и надлежащий выбор устройства.

Подготовка системы

1. Подготовьте пациента к операции в соответствии со стандартными процедурами.
2. Включите контроллер WEREWOLF. Следуйте инструкциям в руководстве пользователя. Нажмите главный выключатель питания (I/O) на передней панели контроллера, чтобы активировать контроллер.
3. Подключите новый стерильный электрод к контроллеру.
На контроллере будет отображено соответствующее динамическое изображение.
4. Откройте дверцу контроллера. На контроллере будет отображено соответствующее динамическое изображение.
5. Вставьте трубку электрода, совместив оранжевую часть трубки с оранжевой частью контроллера и светло-серую часть трубки с серой частью контроллера.
На контроллере будет отображено соответствующее динамическое изображение.

Примечание: Если линия электрода не будет установлена надлежащим образом, активация РЧ-энергии контроллером будет невозможна.

6. Закройте дверцу. На контроллере будет отображено соответствующее динамическое изображение.
7. Присоедините **трубный соединитель** к приемному контейнеру для сбора отходов.
8. При желании подсоедините педальный переключатель к контроллеру. Следуйте инструкциям в руководстве пользователя.
9. После подключения электрода на контроллере будут автоматически отображаться режим абляции или коагуляции и уровень работы по умолчанию. Выберите соответствующие настройки на сенсорном экране контроллера, следуя инструкциям, приведенным в руководстве пользователя.

Использование электрода

Примечание: Дистальный кончик электрода прикладывают к ткани для абляции и коагуляции. Электрод является биполярным. Нейтральный электрод не используется.

ВНИМАНИЕ! Используйте самые низкие настройки контроллера, необходимые для достижения желаемого воздействия на ткань.

ВНИМАНИЕ! Электрод не предназначен для механического изменения формы или расположения ткани в результате давления. Не используйте электрод в качестве рычага для расширения хирургического поля или открытия доступа к ткани, поскольку это может вызвать искривление или отсоединение электрода, повреждение устройства и (или) образование трещин в распорке и привести к нанесению телесных повреждений пациенту.

1. Введите электрод в суставную щель через подготовленное отверстие. Убедитесь, что во время применения кончик электрода полностью погружен в ирригационную жидкость и не соприкасается с тканью.

ВНИМАНИЕ! Вставляя и удаляя электрод, соблюдайте осторожность и следите за тем, чтобы дистальная часть канюли не касалась стержня или контактной поверхности электрода, поскольку это может привести к повреждению электрода/стержня.

Абляция

2. Чтобы активировать режим абляции с помощью интегрированного ручного переключателя, нажмите и удерживайте ЖЕЛТУЮ кнопку. Режим и уровень абляции будут отображаться на контроллере, и прозвучит звуковой сигнал.

Электрод следует активировать до соприкосновения с тканью, а затем слегка прикоснуться им к целевому участку ткани.

После активации электрод должен постоянно находиться в движении. Инструкции по активации электрода с помощью педального переключателя можно найти в руководстве пользователя для контроллера.

Примечание: Режим Lo рекомендуется использовать для хирургической обработки суставного хряща. При проведении операции на суставном хряще электрод следует располагать на боку (под углом 45–90 градусов), так чтобы только край электрода касался целевого участка ткани. Это поможет контролировать глубину абляции и улучшить видимость.

Примечание: В течение периодов непрерывной активации температура стержня электрода может достигать 48 °C, а трубки электрода — до 60 °C.

3. Чтобы изменить режим абляции, кратковременно нажмите ЧЕРНУЮ кнопку выбора режима на ручке электрода или педальном переключателе или выберите режим на сенсорном экране контроллера. Уровни для каждого режиме абляции можно регулировать только с помощью сенсорного экрана контроллера.

ВНИМАНИЕ! В случае превышения рекомендуемой длительности абляции могут произойти отказ электрода и снижение производительности устройства.

Периодически проверяйте кончик электрода на наличие неисправностей и повреждений.

В часть трубки отсоединится от электрода, прекратите работу с электродом и проверьте полость сустава надлежащими средствами.

Примечание: Снижение производительности устройства может быть вызвано обструкцией или ограничением оттока. Периодически проверяйте трубку электрода на наличие закупорок. В случае наличия закупорок не пытайтесь их удалить и используйте новый электрод.

Коагуляция

4. Чтобы активировать режим коагуляции с помощью интегрированного ручного переключателя, нажмите и удерживайте СИНЮЮ кнопку. Режим и уровень коагуляции будут отображаться на контроллере, и прозвучит звуковой сигнал.

Инструкции по активации электрода с помощью педального переключателя можно найти в руководстве пользователя для контроллера.

Вакуум

Примечание: Режим Vac обеспечивает высокий уровень всасывания и РЧ-энергии и предназначен исключительно для удаления мелких, менее плотных, свободно перемещающихся частиц с целью улучшения видимости хирургического поля. Не используйте этот режим для удаления более крупных, плотных частиц, поскольку это может вызвать закупорку электрода.

5. Чтобы активировать режим Vac, нажмите и удерживайте ЧЕРНУЮ кнопку выбора режима на ручке электрода или педальном переключателе. Отпустив ЧЕРНУЮ кнопку выбора режима, вы переключите систему на режим и уровень абляции, которые использовались в последний раз.

Примечание: Всасывание через трубку электрода будет продолжаться в течение 3 минут после последней активации любого режима. Спустя 3 минуты всасывание через трубку электрода прекратится. Чтобы возобновить всасывание, активируйте любой режим.

Функция AMBIENT

6. Электрод имеет функцию AMBIENT, позволяющую контролировать температуру внутрисуставной ирригационной жидкости с высокой точностью ($\pm 3^\circ\text{C}$ в диапазоне $20-60^\circ\text{C}$) в реальном времени. Хирург может выбрать заданное значение температуры для срабатывания сигнала превышения температуры и громкость сигнала или отключить эту функцию, коснувшись термометра на сенсорном экране контроллера. Если измеренная температура превышает это значение, включается звуковая и визуальная сигнализация, предупреждающая пользователя. Прозвучавший сигнал тревоги не влияет на использование и работу электрода.

Примечание: Данная система обладает функцией, позволяющей предотвращать повышение температуры трубки электрода. При обнаружении повышенной температуры энергия будет подаваться циклами до понижения температуры трубки электрода.

Выключение системы

1. Извлеките электрод из суставной щели.
2. Нажмите главный выключатель питания (I/O) на передней панели контроллера, чтобы деактивировать контроллер. Индикаторы на контроллере погаснут в течение пяти секунд.
3. Отсоедините электрод от контроллера. Не отсоединяйте кабель от ручки или разъема электрода.
4. Откройте дверцу контроллера и выньте трубку электрода.
5. Утилизируйте трубку электрода (см. раздел «Утилизация» ниже).

ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ

Функции безопасности контроллера WEREWOLF перечислены в руководстве пользователя, которое входит в комплект поставки.

ФОРМА ПОСТАВКИ

- Электрод поставляется в стерильном виде и предназначен ТОЛЬКО ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Электрод стерилен лишь в том случае, если упаковка не была вскрыта, повреждена или сломана. Не используйте электрод, если упаковка повреждена.

- Не используйте электрод после истечения срока годности, указанного в листке-вкладыше. В случае использования электрода после окончания срока годности его работа и безопасность пациента могут оказаться под угрозой.
- Электрод стерилизуется этиленоксидом.
- В электроде не применяются диэтилэксилфталаты или природный каучуковый латекс.
- Номинальное напряжение для электрода FLOW 90 составляет 340 В.

УТИЛИЗАЦИЯ

Электрод следует утилизировать в соответствии с применимыми правительственными нормативами и планом утилизации медицинских отходов, действующим в медицинском учреждении.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Рекомендации по эксплуатации и устранению неисправностей контроллера можно найти в руководстве пользователя для контроллера WEREWOLF.

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

Информация о гарантии

Гарантия данного изделия распространяется на одноразовое использование материалов, функций и

качества. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОВТОРНО. **НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ЗАМЕЩАЕТ СОБОЙ ВСЕ ПРОЧИЕ ГАРАНТИИ, ЯВНЫЕ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ И (ИЛИ) УСТАНОВЛЕННЫЕ В ЗАКОННОМ ПОРЯДКЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ И (ИЛИ) ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ, И ВСЕ ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КОМПАНИИ ARTHROCARE.**

Жалобы на изделие и право на возврат

Все вопросы, жалобы или запросы на возврат изделия следует направлять в отдел обслуживания клиентов или уполномоченному представителю.



ArthroCare Corporation
7000 West William Cannon Drive Austin, TX 78735 U.S.A. (США)
Телефон: (800) 343-5717
ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ www.arthrocare.com



Smith & Nephew Orthopaedics GmbH
AlemannenstraBe 14
78532 Tuttlingen
Germany (Германия)
ec.rep@smith-nephew.com

РАСШИФРОВКА СИМВОЛОВ	
	Номер по каталогу
	Номер партии
	Использовать до
	См. инструкцию по применению
	Не использовать повторно
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать, если упаковка повреждена
	Хранить в сухом месте
	Беречь от солнечных лучей
	Внимание!
	Стерилизация этиленоксидом
	Производитель
	Уполномоченный представитель в странах Европейского союза
Только по назначению врача	ВНИМАНИЕ! В соответствии с федеральным законодательством США данное изделие реализуется исключительно по заказу врача.
	Знак соответствия европейским стандартам и идентификационный номер нотифицированного органа сертификации. Изделие соответствует основным требованиям Директивы о медицинском оборудовании (93/42/ЕЕС).
Значки, используемые на электроде/контроллере	
	Абляция
	Режим Lo абляции
	Режим Med абляции
	Режим Hi абляции
	Коагуляция
	Режим Vac

Товарный знак компании Smith & Nephew.

Данные изделия могут быть защищены одним или несколькими патентами США

Список патентов, действия которых распространяются на изделия нашей компании, приведен на веб-сайте smithnephew.com/patents.

© Smith & Nephew 2019.

Февраль 2019 г.

P/N101180 Ред. В



Электрод со встроенным кнопочным переключателем Super TURBOVAC 90

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Электрод со встроенным кнопочным переключателем предназначен для резекции, абляции и коагуляции мягких тканей, а также гемостаза кровеносных сосудов при артроскопических процедурах. Он должен использоваться исключительно с аттестованными контроллерами. К аттестованным контроллерам относятся система QUANTUM™ 2 (RF 12000) и система COBLATION™ WEREWOLF™ (RF20000).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Электрод со встроенным кнопочным переключателем противопоказан в следующих случаях: неартроскопические хирургические процедуры, процедуры, в которых не используется проводящий раствор, для терапии пациентов, которым артроскопическая процедура противопоказана по какой-либо причине, и для терапии пациентов с кардиостимуляторами или другими имплантированными электронными устройствами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



Предупреждения

- **ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО УСТРОЙСТВА ОЗНАКОМЬТЕСЬ С РУКОВОДСТВОМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КОНТРОЛЛЕРА. КОНТРОЛЛЕР И ЭЛЕКТРОД СО ВСТРОЕННЫМИ КНОПОЧНЫМИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯМИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ РАБОТЫ В КАЧЕСТВЕ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ;**
- **НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ** к электродам на кончике устройства, если они находятся под напряжением;
- **НЕ ИЗВЛЕКАЙТЕ** электрод, если он находится под напряжением;
- **НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ** к металлическим предметам при включении электрода. Это может привести к повреждению наконечника устройства; и
- для электродов с системой отсоса: **неправильное подключение адаптера для отсоса может привести к термической травме врача или пациента.**



Меры предосторожности

- Перед первым использованием убедитесь, что все листы-вкладыши в упаковке, включая предупреждения, меры предосторожности, руководство пользователя и инструкции по применению, прочитаны и поняты соответствующими лицами.
- Электрод поставляется в стерильном виде и предназначен исключительно для **ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. НЕ** выполняйте очистку, не стерилизуйте и не используйте электрод повторно, так как это может привести к неисправности изделия, отказу или травме пациента, а также может подвергнуть пациента риску передачи инфекционных заболеваний.
- Безопасность и эффективность электрохирургической операции зависит не только от конструкции оборудования, но и, в значительной степени, от факторов, находящихся под контролем пользователя.

- Обследуйте пациента для выявления предрасполагающих состояний, течение которых может ухудшиться в связи с хирургическим стрессом.
- Используйте только токопроводящую среду (например, водный раствор хлорида натрия, лактат Рингера и др.). **НЕ** используйте непроводящие среды (например, стерилизованную воду, воздух, газ, глицин и т. д.).
- **НЕ** допускайте попадания жидкости на разъем встроенного кабеля электрода, который подсоединяется к контроллеру.
- Электрод предназначен только для абляции и/или коагуляции, а не для механического смещения ткани под действием приложенной силы, что может привести к искривлению или отсоединению электродов, повреждению устройства и/или растрескиванию разделителя.
- Конструкция электрода предусматривает наличие всасывающих каналов, предназначенных для удаления пузырьков, жидкости и/или мелких частиц тканей из операционного поля, а не для отсасывания большого объема и/или эвакуации операционного поля.
- При проведении артроскопической процедуры убедитесь, что во время использования наконечник электрода (включая возвратный электрод) полностью окружен ирригационным раствором.
- **НЕ** прокладывайте другие кабели между блоком встроенным кабелем электрода и контроллером.
- **НЕ** допускайте контакта пациента с заземленными металлическими предметами.
- Чрезмерный износ электродов может произойти в результате интенсивного воздействия на костные участки.
- Всегда соблюдайте меры пожарной безопасности. Искрообразование и нагрев, связанные с электрохирургическим оборудованием, могут стать источником воспламенения.
- **НЕ** используйте легковоспламеняющиеся анестетики или окисляющие газы, такие как закись азота (N₂O) и кислород.
- **НЕ** используйте электрод в качестве рычага для расширения хирургического участка или получения доступа к ткани, так как это может привести к изгибу или отсоединению электрода, повреждению устройства и/или появлению трещин на разделителе.
- Как и в другом электрохирургическом оборудовании, электроды и кабели могут выступать в качестве путей для прохождения тока высокой частоты. Располагайте кабель таким образом, чтобы избежать контакта с пациентом или другими проводами. При размещении рядом с другим электрическим оборудованием могут возникать помехи.
- Высокочастотное (ВЧ) электрохирургическое оборудование может негативно влиять на работу другого электронного оборудования.
- Электроды для мониторинга должны располагаться как можно дальше от хирургических электродов, в то время как высокочастотное хирургическое оборудование и оборудование физиологического мониторинга используются одновременно на одном и том же пациенте. Не рекомендуется использовать игольчатые электроды для мониторинга.
- Рекомендуется использовать оборудование для мониторинга, включающее устройства ограничения тока высокой частоты.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ СОБЫТИЯ

При проведении электрохирургии возможно повреждение окружающих тканей в результате ятрогенной травмы.

УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ПРИМЕЧАНИЕ: Электрод со встроенным кнопчным переключателем был разработан для работы в течение определенного времени в зависимости от конструкции электрода и предполагаемого использования. Чрезмерное использование может стать причиной сбоя в работе контроллера.

Требования к обучению операторов

Оператор должен обладать достаточным опытом в технике артроскопической хирургии и быть в курсе последних достижений в области электрохирургических процедур. Рекомендуется пройти дополнительное обучение у представителя компании.

Линейка электродов CAPS™.

- Электроды CAPSURE™, CAPS и MICROCAPS™ предназначены для лечения ткани суставной Капсулы, сухожилий и связок. Электроды CAPSURE и CAPS предназначены для больших суставов (плечевого, коленного, тазобедренного). Электрод MICROCAPS предназначен для малых суставов (лучезапястного, локтевого, голеностопного). Для достижения оптимального результата указанные электроды следует использовать с установками 1 или 2. Использование более высоких режимов мощности может привести к повреждению тканей. Эти электроды не предназначены для проведения процедуры с коагуляцией, управляемой ножной педалью или ручной кнопкой. Применение управляемой коагуляции может привести к повреждению тканей.

ВНИМАНИЕ: При использовании электродов из линейки CAPS обеспечьте достаточный поток и циркуляцию физиологического раствора, чтобы предотвратить излишний нагрев раствора, который может привести к повреждению тканей.

ВНИМАНИЕ: Электроды CAPSURE и CAPS предназначены для больших суставов. Следует избегать использования этих электродов в целях терапии малых суставов (лучезапястного, локтевого, голеностопного).

ВНИМАНИЕ: Используйте только функцию управления абляцией путем нажатия на ножную педаль или ручную кнопку. Эти электроды не предназначены для процедур с управляемой коагуляцией.

Электроды с системой отсоса

- Электроды с системой отсоса могут использоваться для абляции и аспирации. Для надлежащего использования присоедините адаптер к стандартному больничному аспирационному оборудованию. Отрегулируйте роликовый зажим для достижения оптимального режима аспирации.

ВНИМАНИЕ: Для электродов с аспирацией несоблюдение рекомендованных параметров аспирации может привести к поломке устройства.

Электроды для абляции малых суставов

- Электроды MICROBLATOR™ и Short 2.3 Bevel предназначены для малых суставов (лучезапястного, локтевого, голеностопного). Использовать другие электроды не рекомендуется.

ВНИМАНИЕ: При использовании электродов обеспечьте достаточный поток и циркуляцию физиологического раствора, чтобы предотвратить излишний нагрев раствора, который может привести к повреждению тканей.

Резекционные электроды

- Электрод SABER™ 30 HE рекомендуется использовать с канюлей. Следует соблюдать осторожность при введении электрода SABRE 30 в ткань и последующем извлечении.
1. Необходимо провести предоперационную подготовку пациента в соответствии со стандартными процедурами.
 2. Соберите контроллер в соответствии с инструкциями, приведенными в руководстве пользователя. Нажмите на главный выключатель питания (I/O), чтобы включить систему.
 3. Для электродов с системой отсоса: подключите адаптер к стандартному аспирационному оборудованию. Убедитесь, что роликовый зажим открыт, а уровень вакуума поддерживается в диапазоне от 200 мм рт. ст. (7,87 дюйма рт. ст.) до 400 мм рт. ст. (15,75 дюйма рт. ст.).

ВНИМАНИЕ: Несоблюдение параметров аспирации может привести к термической травме врача или пациента.

4. Для подключения электрода к контроллеру вставьте разъем электрода в 18-контактную розетку на контроллере. Загорится зеленый индикатор, указывающий на правильность подключения. Контроллер просигнализирует, если электрод не подключен к нему.

ПРИМЕЧАНИЕ: Индикатор уставки контроллера вернется к значению по умолчанию. Для каждого электрода предусмотрены уставки максимального значения. Применяемые диапазоны уставок были выбраны для обеспечения безопасной и эффективной работы. Для достижения желаемого конечного эффекта используйте рекомендованные значения.

ВНИМАНИЕ: Использование уставки, значение которой ниже заданной по умолчанию уставки для данного электрода, может привести к термической травме врача или пациента.

5. Введите электрод в ткань и выровняйте его положение относительно участка ткани, подлежащего абляции.

ВНИМАНИЕ: На скорость и глубину абляции ткани влияют выбранная уставка, величина давления на ткань и скорость, с которой электрод проходит над целевой тканью.

6. Чтобы активировать электрод, необходимо нажать на встроенный кнопочный переключатель функции абляции, расположенный на ручке электрода, или нажать на педаль (—↓—). Наконечник электрода всегда должен касаться ткани, подлежащей абляции, а сам электрод при проведении процедуры должен быть всегда в движении. Нормальная работа электрода может сопровождаться образованием некоторого количества пузырьков и появлением оранжевого свечения. Чтобы выбрать значение уставки, отличное от заданного по умолчанию, воспользуйтесь кнопкой переключения на ручке электрода, ножной педалью (Ⓜ), переключателями на передней панели или сенсорным экраном контроллера. Нажимать на указанные органы управления следует до появления на дисплее нужного значения уставки. Конкретные указания приведены в руководстве пользователя аттестованного контроллера.

ВНИМАНИЕ: При использовании электродов обеспечьте достаточный поток и циркуляцию физиологического раствора, чтобы предотвратить излишний нагрев раствора, который может привести к повреждению тканей.

ПРИМЕЧАНИЕ: Электроды не предназначены для непрерывной абляции мягких тканей. При использовании электроды изнашиваются, и скорость износа зависит от переменных, которые не могут быть воспроизведены во всех случаях. К факторам, влияющим на скорость износа электродов в том числе относятся: скорость абляции, высокая мощность, длительное воздействие на костные участки, минимальные параметры аспирации и управление жидкостью. Периодически проверяйте электроды, чтобы убедиться, что электроды не повреждены, а устройство работает надлежащим образом. Для достижения желаемого конечного эффекта используйте рекомендованные значения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Заметное снижение скорости абляции может указывать на то, что электрод работает не в оптимальном режиме. Если проблема сохраняется, замените электрод.

7. Чтобы начать процесс коагуляции, нажмите на встроенную кнопку включения функции абляции, расположенную на ручке электрода, или на ножную педаль (—↓—). Чтобы выбрать значение уставки, отличное от заданного по умолчанию, воспользуйтесь переключателями на передней панели или сенсорным экраном контроллера. Нажимать на указанные органы управления следует до появления на дисплее нужного значения уставки. Для получения конкретных инструкций обратитесь к Руководству пользователя для соответствующего контроллера.

ВНИМАНИЕ: При использовании электродов обеспечьте достаточный поток и циркуляцию физиологического раствора, чтобы предотвратить излишний нагрев раствора, который может привести к повреждению тканей.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

1. Выключите контроллер и извлеките вилку шнура питания из розетки. Для получения конкретных инструкций обратитесь к Руководству пользователя для соответствующего контроллера.
2. Отсоедините аспирационную трубку.
3. Отсоедините кабель электрода со встроенными кнопочными переключателями от контроллера.
4. Не пытайтесь отсоединить электрод от кабеля.
5. Утилизируйте использованный электрод со встроенными кнопочными переключателями.

СООБРАЖЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Соображения по безопасному использованию контроллера приведены в руководстве пользователя, поставляемом с каждой системой.

ПОСТАВКА

Электрод поставляется в стерильном виде и предназначен исключительно для **ОДНОРАЗОВОГО** использования. Запрещается очищать, стерилизовать и использовать электрод повторно, так как это может привести к его повреждению или ухудшению характеристик и, как следствие, к неисправности изделия, отказу оборудования или нанесению травмы пациенту. Очистка, повторная стерилизация или повторное использование электрода может также подвергнуть пациента риску передачи инфекционных заболеваний или привести к неравномерному износу электродов, что вызовет неисправность.

Изделие стерилизуется с помощью излучения.

Изделие не содержит ДЭГФ и изготовлено из натурального латекса.

УТИЛИЗАЦИЯ

Устройство необходимо утилизировать в соответствии с применимыми государственными постановлениями и Планом управления медицинскими отходами на предприятии.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Пожалуйста, обратитесь к Руководству пользователя за инструкциями по эксплуатации и устранению неисправностей системы.

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

Информация о гарантии

Гарантия на материалы, функции и качество изготовления данного изделия распространяется только на одного пациента. **НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОВТОРНО. НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ЗАМЕНЯЕТ ВСЕ ДРУГИЕ ГАРАНТИИ, ЯВНЫЕ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ И/ИЛИ УСТАНОВЛЕННЫЕ ЗАКОНОМ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ, ПРИГОДНОСТИ И/ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ, А ТАКЖЕ ВСЕ ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЛИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СО СТОРОНЫ КОМПАНИИ ARTHROCARE.**

Рекламации на продукцию и разрешение на возврат

Все вопросы, жалобы или запросы на разрешение на возврат следует направлять в отдел обслуживания клиентов или уполномоченному представителю.



"АртроКэр Корпорейшн"
7000 Уэст-Уильям Кэннон Драйв
Остин, TX 78735 США
Телефон: (800) 343-5717
ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ
www.arthrocare.com

Уполномоченный
представитель
на территории
ЕС

"Смит энд Нефью Ортопедикс ГмбХ"
(Smith & Nephew Orthopaedics GmbH)
Алеманненштрассе, 14
78532 Тутлинген
Germany
ec.rep@smith-nephew.com

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

REF
LOT

Номер по каталогу
Номер партии (лота)



Годеи до



См. инструкции по эксплуатации



Не используйте повторно



Не стерилизовать повторно



Не использовать при поврежденной упаковке



Хранить в сухом месте



Хранить вдали от солнечного света



Меры предосторожности:

STERILE R

Радиационная стерилизация



Производитель

EC REP

Уполномоченный представитель в Европейском сообществе

Rx Only



ВНИМАНИЕ: Федеральный закон (США) ограничивает продажу этого устройства врачом или по его распоряжению. Знак CE и идентификационный номер уведомляемого органа. Изделие соответствует основным требованиям Директивы по медицинским изделиям (93/42/ЕЕС).



С подключенным зондом



Абляция



Коагуляция



Регулировка уставки для абляции.

™ Торговая марка компании Smith & Nephew.

На эти изделия может распространяться действие одного или нескольких патентов США. Для получения подробной информации см. веб-сайт smith-nephew.com/patents.

© Smith & Nephew 2018.

Н/Д 62540 Ред. D Декабрь 2018 года