

Инструкция по медицинскому применению медицинского изделия

Наименование медицинского изделия

Пьюралид® липогель, 15 мл

Состав и описание медицинского изделия

Пьюралид® липогель – это изделие медицинского назначения, оказывающее успокаивающее и очищающее действие на веки и область вокруг глаз.

Состав: Фосфолипиды S80 (от NIOlip), ксантановая камедь, бисаболл, масло чайного дерева, витамин Е ТПГС, феруловая кислота, витамина А пальмитат, дигидрат динатриевой соли ЭДТА, калия сорбат, натрия бензоат, натрия гидроксиметилглицинат, кислота лимонная моногидрат, калия цитрат, вода очищенная.

Не является лекарственным средством.

Наименование (обозначение) нормативного документа, в соответствии с которым произведено медицинское изделие:

В соответствии с технической документацией производителя

Область применения

Офтальмология

Пользователь МИ: физическое лицо

Назначение медицинского изделия

Пьюралид® липогель предназначен для смягчения и удаления остатков шелушения на веке во время воспалительных явлений, таких как блефарит или блефароконъюнктивит.

Данный продукт содержит липосомы, масло чайного дерева, витамин А, ксантановую камедь, феруловую кислоту, витамин Е ТПГС (токоферилполиэтиленгликольсукцинат) и альфа-бисаболл.

Липосомы, образованные двойным слоем фосфолипидов, известны своими успокаивающими и смягчающими свойствами, а также способностью эффективно доставлять рабочие компоненты.

Масло чайного дерева, полученное из *Melaleuca alternifolia*, известно своими противомикробными свойствами.

Витамин А укрепляет и поддерживает состояние кожи, регулируя функцию эпителия. Это также антиоксидант, который вместе с **ксантановой камедью**, **феруловой кислотой** и **витамином Е ТПГС** действуют совместно с липосомами, защищая поверхность века от окислительного воздействия свободных радикалов и УФ-лучей.

21.06.2022



Альфа-бисаболол является основным компонентом эфирного масла ромашки. Обладает успокаивающими свойствами, уменьшает покраснение и воспаление, даже очень нежной кожи. Отличается хорошей переносимостью.

Способ применения

Только для наружного применения.

Пьюралид® липогель следует применять два раза в день, или чаще по рекомендации врача.

Инструкции по применению:

1. Тщательно вымойте руки.



2. Нанесите небольшое количество липогеля на кончики пальцев.



3. Аккуратно распределите липогель на веках круговыми движениями.



4. Оставьте на несколько минут. Затем удалите остатки шелушения чистой тканью или ватным диском.



Информация по мерам предосторожности (безопасности) и ограничениям при использовании медицинского изделия:

Перед применением внимательно прочитайте инструкцию по применению.

Сохраните данный листок-вкладыш, возможно Вам потребуется прочитать его еще раз.

В случае возникновения дополнительных вопросов, обратитесь к врачу или фармацевту.

Противопоказания

Не используйте Пьюралид® липогель, если у Вас повышенная чувствительность к любому из его компонентов.

Побочные действия

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КАКИХ-ЛИБО ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ, СООБЩИТЕ О НИХ ВРАЧУ ИЛИ ФАРМАЦЕВТУ.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25°C в защищенном от воздействия тепла, влаги и прямых солнечных лучей месте.

Не замораживать.

Хранить в недоступном для детей месте.

Не использовать при повреждении упаковки.

21.06.2022



Срок годности: 36 месяцев.

Использовать в течение 8 недель после вскрытия флакона.

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Форма выпуска: 1 флакон объемом 15 мл с инструкцией по применению в картонной упаковке.

Производитель

OFFHEALTH S.P.A., Via Giovanni Paisiello 10, 50144 Firenze (FI), Италия

Тел.: +39 055 016 17 71

Электронная почта: info@offhealth.it

Производственная площадка

C.O.C. FARMACEUTICI S.R.L., Via Chiesa Sud 156, 41016 Novi di Modena,

Fraz.Rovereto s/S (MO), Италия

Тел.: +39 (059) 67 39 11

Факс: +39 (059) 67 32 80

Электронная почта: info@contentgroup.it

(KZ)

Уполномоченный представитель производителя на территории Республики Казахстан: организация принимающая претензии (предложения) по медицинскому изделию от потребителей и ответственная за пострегистрационное наблюдение за безопасностью медицинского изделия на территории Республики Казахстан

Представительство АО «Сантен» в Республике Казахстан

ул. Чаплина 71/66, 050019 Алматы, Казахстан

Тел.: 250-39-17

Электронная почта: santen.kaz@santen.com

Данные о последнем пересмотре инструкции по медицинскому применению

ДД.ММ.ГГГГ

21.06.2022



(BY)

Представитель производителя на территории Республики Беларусь

Представительство компании «Santen Oy» (Финляндия) в Республике Беларусь

220028 г. Минск, ул. Маяковского, 144, пом. 8, каб. 12

Тел.: +375 (17) 316 77 65

Электронная почта: santen@tut.by

Расшифровка символов и обозначений, использованных при маркировке

Символ										
Значение	Производитель	Дата производства	Код партии	Использовать до ...	Температурный диапазон	Защищать от воздействия тепла и прямых солнечных лучей	Защищать от влаги	Прочтите инструкцию по применению	Не использовать при повреждении упаковки	Знак соответствия изделия основным требованиям директив и гармонизированным стандартам Европейского союза.



21.06.2022