

Инструкция по применению.

Спринцовка Medrull пластизольная поливинилхлоридная для медицинских процедур

Назначение: Спринцовка медицинская пластизольная поливинилхлоридная предназначена для медицинских и санитарно-гигиенических целей, применяется для ирригации (орошения) и отсоса жидкости из полостей организма.

Эксплуатация:

Тип А: перед применением баллон спринцовки нужно продезинфицировать путем кипячения в дистиллированной воде в течение (30 ± 5) минут, при этом баллон спринцовки должен быть наполнен водой до уровня, при котором он, находясь в воде, не соприкасается с дном и стенками сосуда, в котором происходит кипячение.

Тип Б: перед применением баллон спринцовки и наконечник выдержать в 3% растворе перекиси водорода в течение (80 ± 5) минут с последующим ополаскиванием в проточной воде. Перед применением наконечник смазывают нейтральным жиром (вазелином, ланолином).

После применения спринцовку (Тип А/ Б) промывают горячей водой для удаления лекарственного раствора и просушивают.

Хранение: хранить медицинское изделие в помещении, при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+25^{\circ}\text{C}$ с относительной влажностью не выше 80%, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Мед.изделие после транспортировки при минусовых температурах в течении суток необходимо выдержать в упаковке при комнатной температуре.

Алексей Козлов
Член правления

2022.03.15

