

Инструкция по применению.

(предоставляется по требованию)

Шприц Avanti Medical инъекционный 3-компонентный с иглой, стерильный**Показания к применению.**

Шприцы предназначены для всех видов инъекций в условиях стационара, амбулаторных и домашних условиях. Используется для внутримышечного и внутреннего введения лекарственных препаратов.

Способ применения.

- Открыть стерильную упаковку и достать шприц с иглой (соблюдая правила асептики.);
- присоединить иглу к шприцу;
- Перед проведением инъекции следует выпустить воздух, содержащийся в шприце, путем постепенного давления на поршень шприца.
- Обработать место инъекции антисептиком;
- Выполнить инъекцию согласно правилам техники ее проведения
- После инъекции место прокола зажать тампоном с дезинфицирующим раствором, закрыть иглу колпачком. Утилизировать шприц.

Меры предосторожности

- Не используйте изделие, если упаковка открыта или повреждена;
- Не используйте изделие, если система повреждена;
- Не используйте изделие по истечению срока годности;
- Не используйте изделие не по назначению;
- Не используйте изделие повторно;
- Не используйте изделие, если внутри них присутствует постороннее вещество
- Хранить в местах недоступных для детей
- Стерильно до вскрытия

Условия хранения и срок годности

Хранить в закрытой оригинальной упаковке, в сухом защищенном от прямых солнечных лучей месте.

Срок годности: 5 лет от даты производства.

Дата производства: см на упаковке

Алексей Козлов
Член правления

2022.02.21

