



Инструкция по применению САЛФЕОК МАРЛЕВЫХ МЕДИЦИНСКИХ НЕСТЕРИЛЬНЫХ И СТЕРИЛЬНЫХ

1. НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Салфетки марлевые медицинские, ГОСТ 16427: салфетки марлевые медицинские нестерильные и стерильные ГОСТ 16427-93 (ТО РБ 101479843.002-2003) далее «салфетки».

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Салфетки применяются любыми учреждениями, включая учреждения здравоохранения, и потребителями при оказании всех видов медицинской помощи: при выполнении оперативных вмешательств, для обеспечения защиты раны от инфекции, остановки кровотечения и прочие виды.

3. НАЗНАЧЕНИЕ

Салфетки применяются при оказании медицинской помощи, при выполнении оперативных вмешательств, для защиты раны от инфекции, остановки кровотечения, при повреждении мягких тканей и костей; ожогах и отморожениях; защите патологически измененных поверхностей кожи, слизистых от высыхания; для наложения стерильной повязки на послеоперационные раны и трофические язвы нижних конечностей. Стерильные марлевые медицинские салфетки применяются в случаях, требующих соблюдения стерильности на раневой поверхности. Не соблюдение последнего условия чревато появлению и распространению инфекционно-гнойных заболеваний.

4. СОСТАВ И РАЗМЕРЫ

4.1. Состав: хлопок 100%

4.2. Размеры: длина: 16 см, 45 см; ширина: 14 см, 29 см.

5. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- предупреждение инфицирования ран различной этиологии;
- ускорения заживления;
- временная и окончательная остановка кровотечения;
- фиксация сосудов и отломков костей при вывихах и переломах;
- удержание лекарственных веществ;
- впитывание отделяемого ран;
- для оказания неотложной и экстренной помощи.

6. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Чтобы повязка лежала равномерно, следует применять салфетки соответствующего размера в зависимости от размера травмы. Пациент должен находиться в удобном для него положении. Бинтуемая часть тела должна располагаться на уровне груди оказывающего помощь и быть доступной для наложения салфетки со всех сторон. Повязку накладывают в том положении, в котором она будет находиться дальше. Во время наложения салфетки следует стоять лицом к пациенту для оказания своевременной помощи в случае необходимости.

7. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

7.1. Противопоказаний к применению не имеет.

7.2. Побочных действий не выявлено.

8. УСЛОВИЯ И СРОКИ ХРАНЕНИЯ

8.1. Салфетки должны храниться в сухих проветриваемых помещениях на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при температуре от 0 до +30 градусов С.

8.2. Срок годности стерильных салфеток – 5 лет с даты стерилизации.

8.3 Срок хранения нестерильных салфеток – 6 лет с даты изготовления.

9. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

9.1. При обнаружении нарушения целостности упаковки или загрязнений, салфетки не использовать.

9.2. Изделие не подлежит повторному использованию.

9.3. К работе с изделием допускаются- любые лица, без ограничения возраста, не имеющие психических заболеваний (отклонений).

10. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ООО «ФАРМА-МАРКЕТ», Республика Беларусь, г. Минск, ул. Платонова, 28-30а

тел/факс: (+375-17) 270-61-70; 270-61-71; 270-61-72; e-mail: farma.market2015@yandex.ru



Директор ООО «ФАРМА-МАРКЕТ»
Литвинов Сергей Васильевич