

Инструкция по применению перчаток

Название:

ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОДНОРАЗОВЫЕ НЕ-СТЕРИЛЬНЫЕ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ЛАТЕКСА

- ✓ Текстурированные
- ✓ Неопудренные
- ✓ Нестерильные
- ✓ Анатомические

Произведено и упаковано:

Открытое акционерное общество

«СветлогорскХимволокно»

Республика Беларусь, 247439 г.Светлогорск,

Гомельская обл., ул. Заводская 5

Телефон: +375 2342 37777

Факс: +375 2342 48180

E-mail: sohim@sohim.by

Указание по эксплуатации:

Медицинские перчатки предназначены для одноразового использования для защиты рук медицинского персонала и создания барьера между пациентом и медицинским работником при выполнении им профессиональных обязанностей.

Перчатки разделяются на правую и левую руку. На руках должны быть коротко подстриженные ногти и отсутствовать предметы, повреждающие целостность перчатки. После того, как перчатки надеты, нельзя прикасаться к любым объектам внешней среды, контакт с которыми является показанием для смены перчаток. Перчатки должны плотно прилегать к рукам.

Состав и описание изделия:

Перчатки изготовлены из натурального латекса. Для облегчения надевания перчатки обработаны специальным полимерным покрытием.

Условия хранения:

Перчатки должны храниться в неповрежденной упаковке, в сухом проветриваемом помещении, вдали от источников тепла, солнечных лучей, прямого воздействия источников света и электрического оборудования, при температуре от 0 °С до плюс 35 °С, при влажности не более 85 %.

Использовать перчатки после транспортирования при минусовых температурах следует, выдержав их в упаковке в течение суток при температуре хранения.

Меры предосторожности:

Не использовать при нарушении целостности перчаток и упаковки. Не использовать по истечении срока годности.

Сведения по утилизации:

Использованные по назначению перчатки утилизируются в порядке, предусмотренном для медицинских отходов.

Срок годности:

Срок годности перчаток – 3 года от даты изготовления.

По вопросам качества, приему предложений и претензий обращаться:

ОАО «СветлогорскХимволокно»

Республика Беларусь, 247439 г.Светлогорск,

Гомельская обл., ул. Заводская 5

Телефон: +375 2342 94049

E-mail: otk@sohim.by