

Usage instruction for medical device



Medic Control Peel

Gel for exfoliation BLOCK AGE PEEL GEL for professional use only

A set of BLOCK AGE PEEL GEL for exfoliation from Medic Control Peel consists of Phase № 1 (glass vial) and Phase № 2 (strip-monodose – polypropylene tube).

Ingredients of Phase № 1

Retinoic acid (tretinoin), azelaic acid, hydroxypropylcellulose, isopropyl alcohol.

Ingredients of Phase № 2

Dimethylsulphoxide, hydroxypropylcellulose.

Description

When prepared for the application BLOCK AGE PEEL GEL from Medic Control Peel is a homogeneous transparent mass of yellow color with a characteristic odor without impurities and contains 5 % retinoic acid (tretinoin) and 15 % azelaic acid.

At ambient temperature lower than +18 °C solidification of Phase № 2 is possible. Before mixing and use of phases the set of a material should be kept at the room temperature (not lower than +20 °C) for at least 1 hour. Do not heat using a heat source!

Use

BLOCK AGE PEEL GEL from Medic Control Peel is intended for aesthetic correction of small facial defects: wrinkles, nevus pigmentosus, atonic tissues, post-traumatic and post-operative scars, post-acne scars and other damages of the skin surface. It has a keratolytic, stimulating, lightening and antioxidant effect.

Indications for use

1. Fading skin.
2. Small and large wrinkles ("pouch", "crow's feet", peribuccal and so forth).
3. Post-acne scars.
4. Post-traumatic and post-operative scars.
5. Hyperpigmentation.
6. Solar and senile lentigo.
7. Ephelides (freckles).
8. Actinic hyperkeratosis.
9. Photoaging.
10. Striae (stretch marks).
11. Flabbiness of skin on front abdominal wall and the inner surfaces of the shoulders and hips.

Contraindications

1. Hypersensitivity to the components.
2. Dermatoses in the acute stage, dermatitis of various etiologies, including infectious inflammatory diseases (herpes, pyoderma and so forth).
3. Damaged skin surface.
4. Chronic somatic diseases in acute and decompensated stages.
5. Excessive skin insulation.
6. Pregnancy and lactation.

Method of application

For professional use only!

BLOCK AGE PEEL GEL (Medic Control Peel) is allowed for use by trained and licensed specialists in accordance with current legislation!

Important!

Phase № 2 is a gel with a characteristic odor. It contains dimethylsulphoxide which effectively penetrates into the dermis and through mucous membranes and increases the permeability of all biological membrane to facilitate their penetration by the primary active ingredient: retinoic acid. Therefore, before applying BLOCK AGE PEEL GEL (Medic Control Peel) neither keratolytic products nor other peeling compositions are required to enhance penetration of retinoic acid. Home pre-peel care is not necessary. When mixed phases of BLOCK AGE PEEL GEL (Medic Control Peel) come in contact with water, the smell intensifies. To avoid this use only dry brushes and vessels for the treatment.

Chemical peel

Step 1. Remove make-up including the eye area with MICELLAR CLEANSER for express make-up removal (Mesaltera by Dr. Mikhaylova) or with ETHEREAL CLEANSER soft cleansing emulsion (Mesaltera by Dr. Mikhaylova).

Step 2. Cleansing. Apply CLEANSER MOUSSE (Medic Control Peel) onto the skin, massage lightly and leave for 1-2 minutes. Rinse with water. Dry the skin with a paper towel.

Step 3. Add the content of Phase № 2 polypropylene tube into the Phase № 1 glass vial, then tightly close the lid and shake for 2-3 minutes until you get a

homogeneous transparent yellow-colored mass without foreign impurities.

Step 4. Using a dry brush apply an even layer of BLOCK AGE PEEL GEL (Medic Control Peel) onto the skin.

Step 5. The time of exposure of peeling composition varies from 6 to 10 hours: the more coarse and insensitive the skin and the more pronounced hyperkeratosis and aging signs are, the longer is the time of exposure.

Step 6. After application of BLOCK AGE PEEL GEL (Medic Control Peel) to face or body skin the patient goes home. Warn the patient that during the time of exposure he or she may feel a burning sensation that will subside within 1-2 hours, as well swelling /edema of the skin and growing erythema.

At the end of the exposure period (as determined by the specialist) the patient has to rinse BLOCK AGE PEEL GEL (Medic Control Peel) with water and apply VEGEFARMA cream (Medic Control Peel) or THIRIPHALAN balm (Medic Control Peel) and MEDISCREEN SPF 85 sunscreen cream (Medic Control Peel).

Post-peel care

Apply the VEGEFARMA cream (Medic Control Peel) or THIRIPHALAN balm (Medic Control Peel) daily two times and more to complete the process of exfoliation and protect the skin from ultraviolet radiation by applying MEDISCREEN SPF 85 sunscreen cream (Medic Control Peel) or UV EXPERT MOISTURIZER SPF 50+ (Mesaltera by Dr. Mikhaylova) moisturizing cream serum.

Side effects

Erythema may appear in the treated area (similar to the effects of active tanning) and persist for up to 10 days. Slight edema of the treated area is possible as well as skin dryness and tightening, tenderness to palpation. Perhaps the appearance of cracks in the raised mimic the activity, as well as in the corners of the mouth. The eye area may experience dryness, feeling of sand in the eyes, tearing, scleral injection. Large- or small-lamellar exfoliation (desquamation) may occur within 12-48 hours after peeling depending on the severity of patient's hyperkeratosis and can persist up to 15 days. For 2-3 day after the procedure the patient may experience itching, depending on individual sensitivity to retinoids. Erythema and desquamation may appear on skin areas and mucous membranes where the gel was not applied.

Precautions

The protocol of the procedure is to follow!

Avoid contact with the eyes! In case of contact with the eyes rinse immediately with plenty of water. Do not expose treated areas to intensive heating (sun exposure, artificial tanning, sauna etc.) and cooling.

How supplied

BLOCK AGE PEEL GEL from Medic Control Peel is packaged in a cardboard box with instruction for use, 5 glass vials each containing 2.7 ml of Phase № 1 and 5 strip-monodoses (polypropylene tubes) each containing 2.3 ml of Phase № 2.

Storage conditions

Store in a place protected from light at the temperature between +5 and +25 °C.

Terms of sale

To be sold to specialized beauty salons and clinics.

Not for free sale.

Shelf life

2 years. Do not used after expiry date indicated on the package.

Complaints and claims on quality of medical device are accepted by an authorized representative of the manufacturer.

Manufacturer

"Laboratory THOSCANE" LLC, Russia

Symbols on the package



Инструкция по применению медицинского изделия



Материал для эксфолиации БЛОК ЭЙДЖ ПИЛ ГЕЛ BLOCK AGE PEEL GEL для профессионального применения

ТУ 9398-008-58568834-2011

Medic Control Peel

Регистрационное удостоверение № ФЦР 2011/12110 от 14.10.2011 г.
Материал для эксфолиации БЛОК ЭЙДЖ ПИЛ (BLOCK AGE PEEL)

Комплект материала для эксфолиации BLOCK AGE PEEL GEL линии Medic Control Peel состоит из Фазы № 1 (стеклянный флакон) и Фазы № 2 (стрип-монодоза – полипропиленовая туба).

Состав Фазы № 1

Ретиноевая кислота (третиноин), азелаиновая кислота, гидроксипропилцеллюлоза, изопропиловый спирт.

Состав Фазы № 2

Диметилсульфоксид, гидроксипропилцеллюлоза.

Описание

Подготовленный к применению BLOCK AGE PEEL GEL линии Medic Control Peel представляет собой однородную прозрачную массу желтого цвета с характерным резким запахом без посторонних примесей и содержит 5 % ретиноевой кислоты (третиноин) и 15 % азелаиновой кислоты.

При температуре окружающей среды ниже +18 °C возможно затвердевание Фазы № 2. Перед смешиванием и использованием фаз комплект материала следует выдержать при комнатной температуре (не ниже +20 °C) в течение не менее 1 часа. Не допускается нагревание с использованием источников тепла!

Назначение

BLOCK AGE PEEL GEL линии Medic Control Peel предназначен для эстетической коррекции небольших дефектов лица и тела: морщин, пигментных пятен, атонии тканей, посттравматических и послеоперационных рубцов, рубцов постакне и других нарушений рельефа кожи. Обладает кератолитическим, стимулирующим, осветляющим и антиоксидантным действием.

Показания к применению

1. Увдающая кожа.
2. Мелкие и крупные морщины («кисет», «гусиные лапки», перибукальные и пр.).
3. Рубцы постакне.
4. Посттравматические и послеоперационные рубцы.
5. Гиперпигментация.
6. Солнечное и сенильное лентико.
7. Эфелиды (веснушки).
8. Активный гиперкератоз.
9. Фотостарение.
10. Стрии (растяжки).
11. Вязкость передней брюшной стенки, внутренних поверхностей плеч и бедер.

Противопоказания к применению

1. Повышенная чувствительность к компонентам.
2. Дерматозы в стадии обострения, дерматиты различной этиологии, в том числе инфекционные воспалительные заболевания (герпес, пиодермия и пр.).
3. Нарушение целостности кожных покровов.
4. Хронические соматические заболевания в стадии обострения и декомпенсации.
5. Избыточная инсоляция.
6. Беременность и лактация.

Способ применения

Только для профессионального применения!

BLOCK AGE PEEL GEL (Medic Control Peel) разрешен к применению специалистами, прошедшими обучение и аттестацию в соответствии с действующим законодательством!

Важно!

Фаза № 2 – гель с характерным резким запахом, содержит в составе диметилсульфоксид, обладающий выраженной проникающей способностью через кожу и слизистые оболочки, значительно повышает проницаемость всех биологических мембран для основного действующего компонента – ретиноевой кислоты. Поэтому перед нанесением BLOCK AGE PEEL GEL (Medic Control Peel) не требуется применения каких-либо кератолитических препаратов или иных пилинговых составов для усиления проникновения ретиноевой кислоты. Проведение предпилиновой подготовки в домашних условиях не обязательно. При попадании воды в готовый состав BLOCK AGE PEEL GEL (Medic Control Peel) происходит усиление специфического запаха, поэтому для проведения процедуры необходимо применять только сухие кисти и ёмкости.

Протокол проведения химического пилинга
1 шаг. Провести демакияж, в том числе области вокруг глаз, при помощи мицеллярной воды для экспресс-демакияжа MICELLAR CLEANSER (Mesaltera by Dr. Mikhaylova) или лёгкой очищающей эмульсии ETHEREAL CLEANSER (Mesaltera by Dr. Mikhaylova).

2 шаг. Очищение. Нанести на кожу лица пенку очищающую CLEANSER MOUSSE (Medic Control Peel), распределить лёгкими массажными движениями и оставить на 1-2 минуты. Смыть водой. Просушить кожу бумажным полотенцем.

3 шаг. Содержимое полипропиленовой тубы Фазы № 2 добавить в стеклянный флакон Фазы № 1, после чего стеклянный флакон плотно закрыть крышкой и тщательно перемешать, встряхивая в течение 2-3 минут до образования однородной прозрачной массы желтого цвета без посторонних примесей.

4 шаг. При помощи сухой кисточки равномерным слоем нанести BLOCK AGE PEEL GEL (Medic Control Peel) на кожу.

5 шаг. Время экспозиции пилингового состава варьируется от 6 до 10 часов: чем более грубая и нечувствительная кожа и чем более выражены гиперкератоз и признаки увядания, тем больше время экспозиции.

6 шаг. После нанесения геля BLOCK AGE PEEL GEL (Medic Control Peel) на кожу лица или тела пациент уходит домой. Необходимо предупредить пациента, что в течение времени экспозиции геля может отмечаться выраженное жжение, которое самопроизвольно проходит в течение 1-2 часов, пастозность, отечность кожных покровов и нарастающая эритема. По истечении рекомендованного специалистом времени экспозиции пациент самостоятельно смывает водой BLOCK AGE PEEL GEL (Medic Control Peel) и наносит на кожу крем VEGEFARMA (Medic Control Peel) или бальзам THIRIPHALAN (Medic Control Peel), а также солнцезащитный крем MEDISCREEN SPF 85 (Medic Control Peel).

Постпилиновый уход

Пациент должен наносить крем VEGEFARMA (Medic Control Peel) или бальзам THIRIPHALAN (Medic Control Peel) ежедневно два и более раз в сутки до полного завершения процесса шелушения. Необходимо также защищать кожу от ультрафиолетового излучения нанесением солнцезащитного крема MEDISCREEN SPF 85 (Medic Control Peel) или солнцезащитной увлажняющей крем-сыворотки UV EXPERT MOISTURIZER SPF 50+ (Mesaltera by Dr. Mikhaylova).

Побочные эффекты

Возможно появление эритемы в области проведения процедуры (аналогичная активному загару в солярии), которая сохраняется до 10 суток. Возможна незначительная отечность обработанной зоны, чувство сухости и стягивания кожи, болезненность кожи при пальпации. Возможно появление трещин в местах повышенной мимической активности, а также уползков рта. В области глаз может отмечаться сухость, ощущение песка в глазах, слезотечение, инфицирование склер. Через 12-48 часов после пилинга, в зависимости от степени выраженности гиперкератоза у данного пациента, начинается крупнопластинчатое или мелкопластинчатое шелушение, которое может продолжаться до 15 суток. На 2-3 сутки после проведения процедуры пациента может беспокоить зуд, как индивидуальная реакция организма на ретиноиды. Эритема и шелушение могут отмечаться на участках кожи и слизистых, куда гель не наносился.

Меры предосторожности

Соблюдать протокол проведения процедуры! Не допускать попадания в глаза! При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды. Области, обработанные гелем, не следует подвергать интенсивному нагреванию (на солнце, в солярии, в сауне и т.п.) или сильному охлаждению.

Форма выпуска

BLOCK AGE PEEL GEL линии Medic Control Peel упакован вместе с инструкцией по применению в картонную пачку и включает в себя комплект из 5 стеклянных флаконов, содержащих по 2,7 мл Фазы № 1, и 5 стрип-монодоз (полипропиленовых туб), содержащих по 2,3 мл Фазы № 2.

Условия хранения

Хранить в защищённом от света месте при температуре от +5 до +25 °C.

Условия реализации

Реализуется в специализированные учреждения.

Не предназначен для свободной реализации населению.

Срок годности

2 года. Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Рекламации и претензии по качеству медицинского изделия принимаются производителем.

Производитель

ООО «Лаборатория ТОСКАНИ», Россия
111123, Москва, ул. Б. Садовая, д. 12
тел.: +7 (495) 230-6018, info@toscani.ru

Символы на упаковке



Осторожно!
Обратитесь к инструкции по применению.
Предел температуры
Не допускать воздействия солнечного света
Номер серии
Использовать до
Изготовитель

Medic Control Peel

Step 3. Add the content of Phase № 2 polypropylene tube into the Phase № 1 glass vial, then tightly close the lid and shake for 2-3 minutes until you get a homogeneous transparent yellow-colored mass without foreign impurities.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР

Caution



Consult instructions for use



Temperature limit



Keep away from sunlight



Batch code



Use-by date



Manufacturers

Инструкция по применению медицинского изделия



Материал для эксфолиации БЛОК ЭЙДЖ ПИЛ КРЕМ BLOCK AGE PEEL CREAM

для профессионального
применения

ТУ 9398-008-58568834-2011

Регистрационное удостоверение № ФСР 2011/12110 от 14.10.2011 г.

Материал для эксфолиации БЛОК ЭЙДЖ ПИЛ (BLOCK AGE PEEL)

Состав

Ретиноевая кислота (третинион), пропиленгликоль, экстракт солодки голой, аскорбилтетраизопальмитат, глицерилстеарат, глицерин, вазелиновое масло, диметикон, цетет-10, лаурет-4, фитиновая кислота, стеарет-21, цетеариловый спирт, ПЭГ-20 стеарат, гликолевая кислота, этилгексилстеарат, лауриловый спирт, стеарет-2, феноксиэтанол, метилпарабен, этилпарабен, пропилпарабен, бутилпарабен, бутилгидрокситолуол, вода очищенная.

Описание

BLOCK AGE PEEL CREAM линии Medic Control Peel представляет собой однородную массу желтого цвета с характерным запахом без посторонних примесей.

Назначение

BLOCK AGE PEEL CREAM линии Medic Control Peel предназначен для эстетической коррекции небольших дефектов лица и тела: морщин, пигментных пятен, посттравматических и послеоперационных рубцов, рубцов, рубцов, рубцов и других нарушений рельефа кожи. Обладает кератолитическим, стимулирующим, осветляющим и антиоксидантным действием.

Показания к применению

1. Увядающая кожа.
2. Мелкие морщины («кисеты», «гусиные лапки», щечные морщины).
3. Фотостарение.
4. Гиперпигментация.
5. Поствоспалительная и посттравматическая депигментация.

Противопоказания к применению

1. Повышенная чувствительность к компонентам.
2. Дерматозы в стадии обострения, дерматиты различной этиологии, в том числе инфекционные воспалительные заболевания (герпес, пиодермия и пр.).
3. Нарушение целостности кожных покровов.
4. Хронические соматические заболевания в стадии обострения и декомпенсации.
5. Избыточная инсоляция.
6. Беременность и лактация.

Способ применения

Только для профессионального применения!

BLOCK AGE PEEL CREAM (Medic Control Peel) разрешен к применению специалистами, прошедшими обучение и аттестацию, в соответствии с действующим законодательством!

Предпилинговая подготовка

Пациент должен через день в течение 7-14 дней очищать кожу пенкой CLEANSER MOUSSE (Medic Control Peel), затем наносить крем PREPEEL ACTIVE (Medic Control Peel). Ежедневно в светлое время суток необходимо наносить солнцезащитный крем MEDISCREEN SPF 85 (Medic Control Peel) или солнцезащитную увлажняющую крем-сыворотку UV EXPERT MOISTURIZER SPF 50+ (Mesaltera by Dr. Mikhaylova).

Протокол проведения химического пилинга

1 шаг. Провести демакияж, в том числе области вокруг глаз, при помощи мицеллярной воды для экспресс-демакияжа MICELLAR CLEANSER (Mesaltera by Dr. Mikhaylova) или легкой очищающей эмульсии ETHEREAL CLEANSER (Mesaltera by Dr. Mikhaylova).

2 шаг. Очищение. Нанести на кожу пенку очищающую CLEANSER MOUSSE (Medic Control Peel), распределить легкими массажными движениями и оставить на 1-2 минуты. Прозумулировать. Смыть водой. Кожу просушить.

3 шаг. Нанести на кожу лосьон LOCAO RICO (Mesaltera by Dr. Mikhaylova) с альфа-бета комплексом на 10 минут. Смыть водой. Кожу просушить.

4 шаг. Равномерно нанести BLOCK AGE PEEL CREAM (Medic Control Peel) на кожу (на лице – включая веки) и в течение 5 минут втирать крем ватной палочкой или руками в перчатках. Интенсивность и длительность втирания зависят от индивидуальных особенностей и типа кожи пациента: чем более грубая и нечувствительная кожа и чем более выражены гиперкератоз и признаки увядания, тем более интенсивное нанесение.

5 шаг. На лице время экспозиции пилингового состава варьируется от 8 до 12 часов: чем более грубая и нечувствительная кожа и чем более выражены гиперкератоз и признаки увядания, тем больше время экспозиции.

6 шаг. После нанесения BLOCK AGE PEEL CREAM (Medic Control Peel) на кожу лица или тела пациент уходит домой. Необходимо предупредить пациента, что в течение времени экспозиции крема может отмечаться легкое

пощипывание, пастозность/отечность кожных покровов и нарастать эритема.

По истечении рекомендованного специалистом времени экспозиции пациент самостоятельно смывает крем BLOCK AGE PEEL CREAM (Medic Control Peel) при помощи воды и очищающей пенки GENTLE CLEANSER MOUSSE (Mesaltera by Dr. Mikhaylova) и наносит на кожу крем VEGEFARMA (Medic Control Peel) или бальзам THRIPHALAN (Medic Control Peel), а также солнцезащитный крем MEDISCREEN SPF 85 (Medic Control Peel) или солнцезащитную увлажняющую крем-сыворотку UV EXPERT MOISTURIZER SPF 50+ (Mesaltera by Dr. Mikhaylova).

Постпилинговый уход

Пациент должен наносить крем VEGEFARMA (Medic Control Peel) или бальзам THRIPHALAN (Medic Control Peel) ежедневно два и более раз в сутки до полного завершения процесса шелушения. Необходимо также защищать кожу от ультрафиолетового излучения нанесением солнцезащитного крема MEDISCREEN SPF 85 (Medic Control Peel) или солнцезащитной увлажняющей крем-сыворотки UV EXPERT MOISTURIZER SPF 50+ (Mesaltera by Dr. Mikhaylova).

Побочные эффекты

Возможно появление эритемы в области проведения процедуры (аналогичная активному загару в солярии), которая сохраняется до 10 суток. Возможна незначительная отечность обработанной зоны, чувство сухости и стягивания кожи, болезненность кожи при пальпации. Возможно появление трещин в местах повышенной мимической активности, а также уголках рта. В области глаз может отмечаться сухость, ощущение песка в глазах, слезотечение, инъекцирование склер. Через 12-48 часов после пилинга, в зависимости от степени выраженности гиперкератоза у данного пациента, начинается крупнопластинчатое или мелкопластинчатое шелушение, которое может продолжаться до 15 суток. На 2-3 сутки после проведения процедуры пациента может беспокоить зуд, как индивидуальная реакция организма на ретиноиды. Эритема и шелушение могут отмечаться на участках кожи и слизистых, куда крем не наносился.

Меры предосторожности

Соблюдать протокол проведения процедуры! Не допускать попадания в глаза! При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды. Области, обработанные кремом, не следует подвергать интенсивному нагреванию (на солнце, в сауне и т.п.) или сильному охлаждению.

Форма выпуска

BLOCK AGE PEEL CREAM линии Medic Control Peel поставляется по 35,0 мл в пластиковом вакуумном диспенсере. Диспенсер помещается вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте при температуре от +5 до +25 °C.

Условия реализации

Реализуется в специализированных учреждениях.

Не предназначен для свободной реализации населению.

Срок годности

2 года. Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Рекламации и претензии по качеству медицинского изделия принимаются производителем.

Производитель

ООО «Лаборатория ТОСКАНИ», Россия
111123, Москва, ул. 2-я Владимирская, д. 12, корп. 3
тел.: +7 (495) 280 80 16, info@toskane.ru

Символы на упаковке



Осторожно!



Обратитесь к инструкции по применению



Предел температуры



Не допускать воздействия солнечного света



Номер серии



Использовать до



Изготовитель



Cream for exfoliation

BLOCK AGE PEEL CREAM

for professional use only

Medic Control Peel**Ingredients**

Retinoic acid (tretinoin), propylene glycol, glycyrrhiza glabra (licorice) extract, ascorbyl tetraisopalmitate, glyceryl stearate, glycerin, mineral oil, dimethicone, ceteth-10, laureth-4, phytic acid, steareth-21, cetearyl alcohol, PEG-20 stearate, glycolic acid, ethylhexyl stearate, lanolin alcohol, steareth-2, phenoxyethanol, methylparaben, ethylparaben, propylparaben, butylparaben, BHT, purified water.

Description

BLOCK AGE PEEL CREAM from Medic Control Peel is a homogeneous mass of yellow color with a characteristic odor without impurities.

Use

BLOCK AGE PEEL CREAM from Medic Control Peel is intended for aesthetic correction of small defects: wrinkles, nevus pigmentosis, post-traumatic and post-operative scars, post-acne scars and other damages of the skin surface. It has a keratolytic, stimulating, lightening and antioxidant effect.

Indications for use

1. Fading skin.
2. Small wrinkles ("pouch", "crow's feet", cheek wrinkles).
3. Photoaging.
4. Hyperpigmentation.
5. Post-inflammatory and post-traumatic depigmentation.

Contraindications

1. Hypersensitivity to the components.
2. Dermatoses in the acute stage, dermatitis of various etiologies, including infectious inflammatory diseases (herpes, pyoderma and so forth).
3. Damaged skin surface.
4. Chronic somatic diseases in acute and decompensated stages.
5. Excessive skin insolation.
6. Pregnancy and lactation.

Method of application

For professional use only!

BLOCK AGE PEEL CREAM (Medic Control Peel) is allowed for use by trained and licensed specialists in accordance with current legislation!

Pre-peel preparation

Patient should use CLEANSER MOUSSE (Medic Control Peel) every other day for 7-14 days and then apply PREPEEL ACTIVE cream (Medic Control Peel). Apply MEDISCREEN SPF 85 sunscreen cream (Medic Control Peel) or UV EXPERT MOISTURIZER SPF 50+ (Mesaltera by Dr. Mikhaylova) moisturizing cream serum daily during daylight hours.

Chemical peel

Step 1. Remove make-up including the eye area with MICELLAR CLEANSER for express make-up removal (Mesaltera by Dr. Mikhaylova) or with ETHEREAL CLEANSER soft cleansing emulsion (Mesaltera by Dr. Mikhaylova).

Step 2. Cleansing. Apply CLEANSER MOUSSE (Medic Control Peel) onto the skin, massage lightly and leave for 1-2 minutes. Emulsify. Rinse with water. Dry the skin.

Step 3. Apply LOCAO RICO gel with alpha-beta complex (Mesaltera by Dr. Mikhaylova) onto the skin for 10 minutes. Rinse with water. Dry the skin.

Step 4. Apply BLOCK AGE PEEL CREAM (Medic Control Peel) evenly onto the skin (on the face including the eyelids) and rub the cream with a cotton ball or gloved hands for 5 minutes. The intensity and duration of application depends on the patient's individual characteristics and the skin type: the more coarse and insensitive the skin and the more pronounced hyperkeratosis and aging signs are, the more intense the application.

Step 5. The time of exposure of peeling composition on face varies from 8 to 12 hours: the more coarse and insensitive the skin and the more pronounced hyperkeratosis and aging signs are, the longer is the time of exposure.

Step 6. After application of BLOCK AGE PEEL CREAM (Medic Control Peel) to face or body skin the patient goes home. Warn the patient that during the time of exposure he or she may feel some tingle, slight swelling/

edema of skin and growing erythema.

At the end of the exposure period (as determined by the specialist) the patient rinse BLOCK AGE PEEL CREAM (Medic Control Peel) with water and GENTLE CLEANSER MOUSSE (Mesaltera by Dr. Mikhaylova) and apply VEGEFARMA cream (Medic Control Peel) or THRIPHALAN balm (Medic Control Peel) and MEDISCREEN SPF 85 sunscreen cream (Medic Control Peel) or UV EXPERT MOISTURIZER SPF 50+ (Mesaltera by Dr. Mikhaylova) moisturizing cream serum.

Post-peel care

Apply the VEGEFARMA cream (Medic Control Peel) or THRIPHALAN balm (Medic Control Peel) daily two times and more to complete the process of exfoliation and protect the skin from ultraviolet radiation by applying MEDISCREEN SPF 85 sunscreen cream (Medic Control Peel) or UV EXPERT MOISTURIZER SPF 50+ (Mesaltera by Dr. Mikhaylova) moisturizing cream serum.

Side effects

Erythema may appear in the treated area (similar to the effects of active tanning) and persist for up to 10 days. Slight edema of the treated area is possible as well as skin dryness and tightening, tenderness to palpation. Possible cracks appearance in areas of active mimic activity and in the corners of the mouth, a feeling of dryness and skin tightening, skin tenderness. Perhaps the appearance of cracks in the raised mimic the activity, as well as in the corners of the mouth. The eye area may experience dryness, feeling of sand in the eyes, tearing, scleral injection. Large- or small-lamellar exfoliation (desquamation) may occur within 12-48 hours after peeling depending on the severity of patient's hyperkeratosis and can persist up to 15 days. For 2-3 day after the procedure the patient may experience itching, depending on individual sensitivity to retinoids. Erythema and desquamation may appear on skin areas and mucous membranes where the cream was not applied.

Precautions

The protocol of the procedure is to follow!

Avoid contact with the eyes! In case of contact with the eyes rinse immediately with plenty of water. Do not expose treated areas to intensive heating (sun exposure, artificial tanning, sauna etc.) and cooling.

How supplied

35.0 ml of BLOCK AGE PEEL CREAM from Medic Control Peel is supplied in a plastic vacuum dispenser, packaged in a cardboard box together with instruction for use.

Storage conditions

Store in a place protected from light at the temperature between +5 and +25 °C.

Terms of sale

To be sold to specialized beauty salons and clinics. Not for free sale.

Shelf life

2 years. Do not used after expiry date indicated on the package

Complaints and claims on quality of medical device are accepted by an authorized representative of the manufacturer.

Manufacturer

"Laboratory THOSCANE" LLC, Russia

Symbols on the package

Caution



Consult instructions for use



Temperature limit



Keep away from sunlight



Batch code



Use-by date



Manufacturer