

Настоящая инструкция устанавливает порядок использования пакета перевязочного медицинского индивидуально стерильного (далее – пакет), выпускаемого ООО «ЧЕФИ» по ТУ ВУ 100374412.014-2022

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Пакет является изделием медицинского назначения, предназначенным для оказания само- и взаимопомощи при ранениях и ожогах.

1.2. Пакет состоит из:

- повязки (ватно-марлевая неподвижная подушечка, ватно-марлевая подвижная подушечка, марлевый бинт);
- безопасной булавки;
- упаковки (внутренней оболочки и наружной оболочки);

2 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Разорвать наружную оболочку пакета по надрезу кромки, извлечь бумажный сверток, вынуть булавку и развернуть бумагу. Затем одной рукой взять конец бинта, другой — его скатку и развести руки так, чтобы подушечки развернулись и расправились. Касаться руками подушечек можно только со стороны, отмеченной цветной ниткой. Обратная их сторона должна оставаться стерильной. При наложении повязки подушечки стерильной стороной накладывают на рану или ожог в два слоя (одна на другую) или рядом (в один слой), если рана (площадь ожога) велика. При сквозном ранении одно отверстие закрывают неподвижной подушечкой, другое — подвижной, перемещаемой по бинту. Подушечки прибинтовывают и конец бинта закрепляют булавкой.

2.2. При необходимости упаковка из полимерных материалов может быть использована для герметизации раневых каналов (например, при проникающем ранении грудной полости). В этом случае она накладывается на рану стерильной (внутренней) стороной.

2.3. Перевязочные пакеты с поврежденной наружной оболочкой для наложения асептической повязки непригодны.

3 УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

3.1 Пакет хранят в сухом проветриваемом помещении в соответствии с правилами пожарной безопасности, в условиях, предотвращающих загрязнение, механическое повреждение и действие солнечных лучей.

4 СРОК ГОДНОСТИ

4.1 Срок годности пакета - 5 лет с даты стерилизации при условии сохранения герметичности упаковки.

5 ПОРЯДОК УТИЛИЗАЦИИ

5.1 Использованные пакеты собирают вместе с медицинскими отходами. Класс опасности использованных пакетов устанавливают исходя из класса опасности отходов (биоматериала), с которыми контактировал пакет.

5.2. Использованные пакеты из мест сбора направляют к месту обеззараживания/обезвреживания и дальнейшей утилизации при условии обеспечения необходимых требований эпидемиологической безопасности.

5.3. Порядок обращения использованной ваты определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства в области обращения с отходами и охраны окружающей среды.