

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПУЗЫРЕЙ РЕЗИНОВЫХ ДЛЯ ЛЬДА

Пузырь резиновый для льда выпускается по ТУ ВУ 693153002.005-2023
«Пузыри резиновые для льда».

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Пузырь предназначен для местного охлаждения тела.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1 Заполните пузырь мелкими кусочками льда и залейте их холодной водой.

2 Положив пузырь на горизонтальную поверхность, закрутите пробку.

3 Заверните пузырь в полотенце или пленку.

4 Приложите на охлаждаемый участок тела. Общее время воздействия не должно превышать 2 часов с учетом интервалов.

5 Запишите время постановки пузыря со льдом.

6 По мере таяния льда сливайте воду и добавляйте новые кусочки льда.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Перед применением пузырь следует продезинфицировать салфеткой, смоченной в 3%-ном растворе перекиси водорода с 0,5% моющего средства. Дезинфицирующий раствор должен применяться однократно.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Пузырь следует хранить в помещении при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С на расстоянии не менее 1 м от отопительных и нагревательных приборов. Пузырь не должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, бензина и других растворителей.

СРОК ХРАНЕНИЯ

Гарантийный срок хранения пузыря – 3,5 года с даты изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации пузырей – три года со дня продажи через розничную торговую сеть, а в лечебных учреждениях – 1,5 года со дня получения потребителем

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛИМЕР-МЕДИКА»

222227, Республика Беларусь, Минская область, Смолевичский р-н, Драчковский с/с, аг. Драчково, ул.Центральная, 10Б, каб.1, здание торгового центра Драчково №61.

Электронный адрес: med@brk.by