

Шапочка медицинская одноразовая выпускается по  
ТУ ВУ 490492628.002-2022 «Изделия санитарно-гигиенические для медицин-  
ского персонала».

**НЕСТЕРИЛЬНО**

## **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Шапочка медицинская одноразовая нестерильная предназначена для  
ношения в медицинских учреждениях.

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Вскрыть упаковку, вынуть шапочку из упаковки, раскрыть гофрирован-  
ную полоску (гармошку) пальцами, надеть на голову, чтобы шапочка закрыва-  
ла полностью волосы, расправить для удобства. Использовать по назначению.  
Заменять шапочку следует по необходимости, в зависимости от загрязнения  
или повреждений во время работы. После применения шапочку утилизируйте  
согласно действующим предписаниям.

Не допускается применять шапочку, имеющую механические повреж-  
дения, нарушающие её целостность. Не допускается применять шапочку при  
работах с сильнодействующими химическими веществами, способными всту-  
пить в реакцию с материалом шапочки (спанбонд). Не рекомендуется приме-  
нение в непосредственной близости от открытого огня, сильно нагретых и раска-  
ленных предметов. Не применяйте в случае индивидуальной непереносимости  
отдельных компонентов шапочки.

## **ОПИСАНИЕ**

Шапочка произведена из нетканых материалов, не вызывающих аллер-  
гических реакций.

Шапочка предназначена для защиты кожи головы и волос от воздейст-  
вия окружающих негативных факторов, в том числе пыль, грязь, незначи-  
тельные брызги, а также для защиты окружающей среды от частичек кожного по-  
крова и выпавших волос. Устойчива к незначительным поверхностным меха-  
ническим воздействиям.

Использовать только один раз.

## **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

Хранение шапочки осуществляют в вентилируемых крытых сухих  
складских помещениях вдали от солнечных лучей и на расстоянии не менее 1  
метра от отопительных и нагревательных приборов при температуре воздуха  
от 0 °С и не выше плюс 30 °С при относительной влажности воздуха не более  
80 %.

Хранить в сухом и недоступном для детей месте.

## **СРОК ХРАНЕНИЯ**

Гарантийный срок хранения шапочки – 5 лет с даты изготовления.

## **ПРОИЗВОДИТЕЛЬ**

Частное производственно-торговое унитарное предприятие  
«ТВИЛАЙМ»

247760, Республика Беларусь, г. Мозырь, ул. Коммунальная, 18В

Электронный адрес: tvil@tut.by

Комбинезон медицинский одноразовый нестерильный выпускается по ТУ ВУ 490492628.002-2022 «Изделия санитарно-гигиенические для медицинского персонала».

## **НЕСТЕРИЛЬНО**

## **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Комбинезон предназначен для медицинского персонала в лечебно-профилактических учреждениях. Комбинезон применяют в клиниках, больницах, стоматологиях, в лабораториях, медицинских ВУЗах, при проведении экспериментов научного характера. Комбинезон изготовлен из нетканых материалов, предупреждающих раздражение и дающих возможность коже дышать. Главным требованием к медицинской одежде является высокая эффективность выполнения гигиенической и барьерной функции, защита кожных покровов медиков от попадания инфицированных биологических жидкостей или лекарственных препаратов.

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

1. Вскрыть упаковку и вынуть комбинезон.
2. Ноги вдеть в штанины комбинезона.
3. Кисти обеих рук вдеть в проемы рукавов.
4. Расправить комбинезон равномерно по всему телу, не допуская складок.
5. Надеть капюшон.
6. Застегнуть молнию.
7. После применения комбинезон утилизируйте.

## **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

Хранение комбинезона осуществляют в вентилируемых крытых сухих складских помещениях вдали от солнечных лучей и на расстоянии не менее 1 метра от отопительных и нагревательных приборов при температуре воздуха от 0 °С и не выше плюс 30 °С при относительной влажности воздуха не более 80 %.

Хранить в сухом и недоступном для детей месте.

## **СРОК ХРАНЕНИЯ**

Гарантийный срок хранения комбинезона – 5 лет с даты изготовления.

## **ПРОИЗВОДИТЕЛЬ**

Частное производственно-торговое унитарное предприятие  
«ТВИЛАЙМ»

247760, Республика Беларусь, г. Мозырь, ул. Коммунальная, 18В  
Электронный адрес: [tvil@tut.by](mailto:tvil@tut.by)

Халат медицинский одноразовый нестерильный выпускается по ТУ ВУ 490492628.002-2022 «Изделия санитарно-гигиенические для медицинского персонала».

**НЕСТЕРИЛЬНО**

## **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Халат предназначен для медицинского персонала в лечебно-профилактических учреждениях. Халат применяют в клиниках, больницах, стоматологиях, в лабораториях, медицинских ВУЗах, при проведении экспериментов научного характера. Халат изготовлен из нетканых материалов, предупреждающих раздражение и дающих возможность коже дышать. Главным требованием к медицинской одежде является высокая эффективность выполнения гигиенической и барьерной функции, защита кожных покровов медиков от попадания инфицированных биологических жидкостей или лекарственных препаратов.

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

1. Вскрыть упаковку и вынуть халат.
2. Кисти обеих рук вдеть в проемы рукавов.
3. Дать халату полностью расправиться, удерживая его на некотором расстоянии от себя.
4. Держа руки на уровне плеч, просунуть их в рукава.
5. Убедиться, что края манжет находятся у основания кистей.
6. Медсестра должна натянуть халат на плечи, прикасаясь только к внутренней поверхности халата.
7. Зафиксировать горловину с помощью липучки или завязки.
8. Завязать внутренние завязки халата (сзади).
9. Взять фиксатор пояса двумя руками, отсоединить левый конец внешнего пояса от фиксатора пояса.
10. Пояс следует держать в левой руке.
11. Отдать фиксатор пояса медсестре, сделать 1/2 оборота влево.
12. Медсестра должна вытянуть внешнюю завязку на полную длину.
13. Извлечь внешнюю завязку, вытягивая ее из фиксатора пояса, который держит медсестра, и завязать пояс на левом боку.

После применения халат утилизируйте.

## **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

Хранение халата осуществляют в вентилируемых крытых сухих складских помещениях вдали от солнечных лучей и на расстоянии не менее 1 метра от отопительных и нагревательных приборов при температуре воздуха от 0 °С и не выше плюс 30 °С при относительной влажности воздуха не более 80 %.

Хранить в сухом и недоступном для детей месте.

## **СРОК ХРАНЕНИЯ**

Гарантийный срок хранения халата – 5 лет с даты изготовления.

## **ПРОИЗВОДИТЕЛЬ**

Частное производственно-торговое унитарное предприятие  
«ТВИЛАЙМ»

247760, Республика Беларусь, г. Мозырь, ул. Коммунальная, 18В  
Электронный адрес: [tvil@tut.by](mailto:tvil@tut.by)

Костюм медицинский одноразовый нестерильный выпускается по ТУ ВУ 490492628.002-2022 «Изделия санитарно-гигиенические для медицинского персонала».

### **НЕСТЕРИЛЬНО**

Состав костюма медицинского:

брюки – 1 шт;

рубашка – 1 шт.

### **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Костюм предназначен для медицинского персонала в лечебно-профилактических учреждениях. Костюм применяют в клиниках, больницах, стоматологиях, в лабораториях, медицинских ВУЗах, при проведении экспериментов научного характера. Костюм изготовлен из нетканых материалов, предупреждающих раздражение и дающих возможность коже дышать. Главным требованием к медицинской одежде является высокая эффективность выполнения гигиенической и барьерной функции, защита кожных покровов медиков от попадания инфицированных биологических жидкостей или лекарственных препаратов.

### **ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

1. Вскрыть упаковку и вынуть костюм.
2. Надеть штаны.
3. Застегнуть пуговицы штанов
4. Кисти обеих рук вдеть в проемы рукавов жакета.
5. Застегнуть пуговицы жакета

После применения костюм утилизируйте.

### **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

Хранение костюма осуществляют в вентилируемых крытых сухих складских помещениях вдали от солнечных лучей и на расстоянии не менее 1 метра от отопительных и нагревательных приборов при температуре воздуха от 0 °С и не выше плюс 30 °С при относительной влажности воздуха не более 80 %.

Хранить в сухом и недоступном для детей месте.

### **СРОК ХРАНЕНИЯ**

Гарантийный срок хранения костюма – 5 лет с даты изготовления.

### **ПРОИЗВОДИТЕЛЬ**

Частное производственно-торговое унитарное предприятие  
«ТВИЛАЙМ»

247760, Республика Беларусь, г. Мозырь, ул. Коммунальная, 18В  
Электронный адрес: tvil@tut.by

Маска медицинская тип II одноразовая нестерильная выпускается по ТУ ВУ 490492628.002-2022 «Изделия санитарно-гигиенические для медицинского персонала».

### **НЕСТЕРИЛЬНО**

Маска соответствует типу II по ГОСТ Р 58396.

Количество слоев – 3 или 4.

Размер маски: 175х95 мм.

### **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Маска предназначена для индивидуальной защиты верхних дыхательных путей от воздействия окружающих негативных факторов, в том числе пыль, грязь, незначительные брызги, инфекция. Устойчива к незначительным поверхностным механическим воздействиям. Применяется для защиты в различных отраслях и сферах: пищевое производство, общественное питание, домашние цели, в быту, хозяйственные нужды, промышленность, лабораторные исследования, косметология, медицина и многие другие.

Только для одноразового применения. Максимальное время ношения – 2 часа.

### **ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Вскрыть упаковку, вынуть маску из упаковки, расположите маску вертикально перед лицом, заведите за уши резиновые петли. Надеть маску таким образом чтобы ноздри и рот оказались прикрыты маской, слегка придавить пальцами носовой фиксатор, закрепив тем самым маску на переносице. Использовать по назначению.

Заменять маску следует по необходимости, в зависимости от загрязнения или повреждений во время работы, а также если маска стала мокрой, дыхание затрудненным. После применения маску утилизируйте.

### **ОПИСАНИЕ**

Маска состоит из трех или четырех слоев нетканого материала, носового фиксатора, а также ушных петель. Материал маски является гипоаллергенным, водонепроницаемым, обладает свойствами пылезащиты, при этом хорошо пропускает воздух, ограниченно защищает от вирусов и бактерий, минимизирует риск инфекционных заболеваний.

### **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

Хранение маски осуществляют в вентилируемых крытых сухих складских помещениях вдали от солнечных лучей и на расстоянии не менее 1 метра от отопительных и нагревательных приборов при температуре воздуха от 0 °С и не выше плюс 30 °С при относительной влажности воздуха не более 80 %.

Хранить в сухом и недоступном для детей месте.

### **СРОК ХРАНЕНИЯ**

Гарантийный срок хранения маски – 5 лет с даты изготовления.

### **ПРОИЗВОДИТЕЛЬ**

Частное производственно-торговое унитарное предприятие  
«ТВИЛАЙМ»

247760, Республика Беларусь, г. Мозырь, ул. Коммунальная, 18В

Электронный адрес: tvil@tut.by

Бахилы медицинские одноразовые нестерильные выпускаются по ТУ ВУ 490492628.002-2022 «Изделия санитарно-гигиенические для медицинского персонала».

Высота – 36 см.

Длина следа – 38 см.

**НЕСТЕРИЛЬНО**

### **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Бахилы предназначены для ношения в медицинских учреждениях.

### **ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Вскрыть упаковку, вынуть бахилы из упаковки, расправить бахилы, надеть на обувь, начиная с носка, затем расправить по всей ширине, закрепить на пяточной части обуви. Использовать по назначению. Заменять бахилы следует по необходимости, в зависимости от износа и повреждений бахил. После применения бахилы утилизируйте согласно действующим предписаниям.

Не допускается применять бахилы, имеющие механические повреждения, нарушающие их целостность, а также бахилы с поврежденной резинкой. Не допускается применять бахилы при работах с сильнодействующими химическими веществами, способными вступить в реакцию с материалом бахил.

### **ОПИСАНИЕ**

Бахилы изготовлены из нетканого материала, не вызывающего аллергических реакций.

Бахилы предназначены для защиты от распространения грязи, переноса инфекций. Устойчивы к поверхностным незначительным механическим воздействиям. Бахилы применяются для защиты в различных отраслях и сферах, где требуется соблюдение норм гигиены: пищевое производство, общественное питание, домашние цели, в быту, хозяйственные нужды, промышленность, лабораторные исследования, косметология, медицина и многие другие, где необходима поверхностная защита одежды персонала от брызг жидкостей, намокания и загрязнений.

Использовать только один раз.

### **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

Хранение бахил осуществляют в вентилируемых крытых сухих складских помещениях вдали от солнечных лучей и на расстоянии не менее 1 метра от отопительных и нагревательных приборов при температуре воздуха от 0 °С и не выше плюс 30 °С при относительной влажности воздуха не более 80 %.

Хранить в сухом и недоступном для детей месте.

### **СРОК ХРАНЕНИЯ**

Гарантийный срок хранения бахил – 5 лет с даты изготовления.

### **ПРОИЗВОДИТЕЛЬ**

Частное производственно-торговое унитарное предприятие  
«ТВИЛАЙМ»

247760, Республика Беларусь, г. Мозырь, ул. Коммунальная, 18В

Электронный адрес: tvil@tut.by

Бахилы высокие медицинские одноразовые нестерильные выпускаются по ТУ ВУ 490492628.002-2022 «Изделия санитарно-гигиенические для медицинского персонала».

Высота – 45 см.

Длина следа – 38 см.

**НЕСТЕРИЛЬНО**

## **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Бахилы предназначены для ношения в медицинских учреждениях.

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Вскрыть упаковку, вынуть бахилы из упаковки, расправить бахилы, надеть на обувь, начиная с носка, затем расправить по всей ширине, закрепить на пяточной части обуви. Использовать по назначению. Заменять бахилы следует по необходимости, в зависимости от износа и повреждений бахил. После применения бахилы утилизируйте согласно действующим предписаниям.

Не допускается применять бахилы, имеющие механические повреждения, нарушающие их целостность, а также бахилы с поврежденной резинкой. Не допускается применять бахилы при работах с сильнодействующими химическими веществами, способными вступить в реакцию с материалом бахил.

## **ОПИСАНИЕ**

Бахилы изготовлены из нетканого материала, не вызывающего аллергических реакций.

Бахилы предназначены для защиты от распространения грязи, переноса инфекций. Устойчивы к поверхностным незначительным механическим воздействиям. Бахилы применяются для защиты в различных отраслях и сферах, где требуется соблюдение норм гигиены: пищевое производство, общественное питание, домашние цели, в быту, хозяйственные нужды, промышленность, лабораторные исследования, косметология, медицина и многие другие, где необходима поверхностная защита одежды персонала от брызг жидкостей, намокания и загрязнений.

Использовать только один раз.

## **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

Хранение бахил осуществляют в вентилируемых крытых сухих складских помещениях вдали от солнечных лучей и на расстоянии не менее 1 метра от отопительных и нагревательных приборов при температуре воздуха от 0 °С и не выше плюс 30 °С при относительной влажности воздуха не более 80 %.

Хранить в сухом и недоступном для детей месте.

## **СРОК ХРАНЕНИЯ**

Гарантийный срок хранения бахил – 5 лет с даты изготовления.

## **ПРОИЗВОДИТЕЛЬ**

Частное производственно-торговое унитарное предприятие  
«ТВИЛАЙМ»

247760, Республика Беларусь, г. Мозырь, ул. Коммунальная, 18В

Электронный адрес: tvil@tut.by

Шлем медицинский одноразовый нестерильный выпускается по ТУ ВУ 490492628.002-2022 «Изделия санитарно-гигиенические для медицинского персонала».

**НЕСТЕРИЛЬНО**

## **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Шлем медицинский одноразовый нестерильный предназначен для ношения в медицинских учреждениях.

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Вскрыть упаковку, вынуть шлем из упаковки, раскрыть гофрированную полоску (гармошку) пальцами, надеть на голову, чтобы балаклава закрывала полностью волосы, расправить для удобства. Использовать по назначению. Заменять шлем следует по необходимости, в зависимости от загрязнения или повреждений во время работы. После применения шлем утилизируйте согласно действующим предписаниям.

Не допускается применять шлем, имеющий механические повреждения, нарушающие его целостность. Не допускается применять шлем при работах с сильнодействующими химическими веществами, способными вступить в реакцию с материалом шапочки (спанбонд). Не рекомендуется применение в непосредственной близости от открытого огня, сильно нагретых и раскаленных предметов. Не применяйте в случае индивидуальной непереносимости отдельных компонентов шлема.

## **ОПИСАНИЕ**

Шлем произведен из нетканых материалов, не вызывающих аллергических реакций.

Шлем предназначен для защиты кожи головы и волос от воздействия окружающих негативных факторов, в том числе пыль, грязь, незначительные брызги, а также для защиты окружающей среды от частичек кожного покрова и выпавших волос. Устойчив к незначительным поверхностным механическим воздействиям.

Использовать только один раз.

## **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

Хранение шлема осуществляют в вентилируемых крытых сухих складских помещениях вдали от солнечных лучей и на расстоянии не менее 1 метра от отопительных и нагревательных приборов при температуре воздуха от 0 °С и не выше плюс 30 °С при относительной влажности воздуха не более 80 %.

Хранить в сухом и недоступном для детей месте.

## **СРОК ХРАНЕНИЯ**

Гарантийный срок хранения шлема – 5 лет с даты изготовления.

## **ПРОИЗВОДИТЕЛЬ**

Частное производственно-торговое унитарное предприятие  
«ТВИЛАЙМ»

247760, Республика Беларусь, г. Мозырь, ул. Коммунальная, 18В

Электронный адрес: tvil@tut.by

Фартук медицинский одноразовый нестерильный выпускается по ТУ ВУ 490492628.002-2022 «Изделия санитарно-гигиенические для медицинского персонала».

**НЕСТЕРИЛЬНО**

## **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Фартук предназначен для использования в медицинских учреждениях.

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Вскрыть упаковку, вынуть фартук из упаковки, надеть на шею, расправить фартук, закрепить завязки на спине. Использовать по назначению

## **ОПИСАНИЕ**

Одноразовый фартук обеспечивает надежную защиту и максимальный комфорт. Фартук позволяет предотвратить загрязнение одежды.

Использовать только один раз.

## **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

Хранение фартука осуществляют в вентилируемых крытых сухих складских помещениях вдали от солнечных лучей и на расстоянии не менее 1 метра от отопительных и нагревательных приборов при температуре воздуха от 0 °С и не выше плюс 30 °С при относительной влажности воздуха не более 80 %.

Хранить в сухом и недоступном для детей месте.

## **СРОК ХРАНЕНИЯ**

Гарантийный срок хранения фартука – 5 лет с даты изготовления.

## **ПРОИЗВОДИТЕЛЬ**

Частное производственно-торговое унитарное предприятие  
«ТВИЛАЙМ»

247760, Республика Беларусь, г. Мозырь, ул. Коммунальная, 18В

Электронный адрес: [tvil@tut.by](mailto:tvil@tut.by)

Нарукавники медицинские одноразовые нестерильные выпускаются по ТУ ВУ 490492628.002-2022 «Изделия санитарно-гигиенические для медицинского персонала».

**НЕСТЕРИЛЬНО**

## **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Нарукавники предназначены для использования в медицинских учреждениях.

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Вскрыть упаковку, вынуть нарукавники из упаковки, надеть на руку, расправить нарукавник и удобно разместить фиксирующие резинки. Использовать по назначению. Заменять нарукавники следует по необходимости, в зависимости от загрязнения или повреждений во время работы. После применения нарукавники утилизируйте согласно действующим предписаниям.

Не допускается применять нарукавники, имеющие механические повреждения, нарушающие их целостность. Не допускается применять нарукавники при работах с сильнодействующими химическими веществами, способными вступить в реакцию с материалом нарукавника.

Рекомендуется применять совместно с одноразовыми перчатками. Не применяйте в случае индивидуальной непереносимости отдельных компонентов нарукавников.

## **ОПИСАНИЕ**

Нарукавники изготовлены из материалов, не вызывающих аллергическую реакцию.

Нарукавники предназначены для защиты рук (предплечья), одежды от брызг различных жидкостей, в том числе легких химических растворов, кислот и щелочей слабых концентраций. Устойчивы к поверхностным незначительным механическим воздействиям.

Использовать только один раз.

## **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

Хранение нарукавников осуществляют в вентилируемых крытых сухих складских помещениях вдали от солнечных лучей и на расстоянии не менее 1 метра от отопительных и нагревательных приборов при температуре воздуха от 0 °С и не выше плюс 30 °С при относительной влажности воздуха не более 80 %.

Хранить в сухом и недоступном для детей месте.

## **СРОК ХРАНЕНИЯ**

Гарантийный срок хранения нарукавников – 5 лет с даты изготовления.

## **ПРОИЗВОДИТЕЛЬ**

Частное производственно-торговое унитарное предприятие  
«ТВИЛАЙМ»

247760, Республика Беларусь, г. Мозырь, ул. Коммунальная, 18В

Электронный адрес: [tvil@tut.by](mailto:tvil@tut.by)

Простынь медицинская одноразовая нестерильная выпускается по ТУ ВУ 490492628.002-2022 «Изделия санитарно-гигиенические для медицинского персонала».

### **НЕСТЕРИЛЬНО**

Размер простыни: 80х200 см

### **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Простынь предназначена для использования в медицинских учреждениях.

### **ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

1. Вскрыть упаковку и вынуть простыню.
2. Расправить простыню.
3. Проверить простыню на целостность.
4. Поместить простыню на поверхность кушетки (стола, кресла).
5. После использования простынь подлежит утилизации.

### **ОПИСАНИЕ**

Простынь изготовлена из материала, не вызывающего аллергической реакции.

Простынь предназначена для предотвращения распространения инфекции. Устойчива к поверхностным незначительным механическим воздействиям.

Использовать только один раз.

### **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

Хранение простыни осуществляют в вентилируемых крытых сухих складских помещениях вдали от солнечных лучей и на расстоянии не менее 1 метра от отопительных и нагревательных приборов при температуре воздуха от 0 °С и не выше плюс 30 °С при относительной влажности воздуха не более 80 %.

Хранить в сухом и недоступном для детей месте.

### **СРОК ХРАНЕНИЯ**

Гарантийный срок хранения простыни – 5 лет с даты изготовления.

### **ПРОИЗВОДИТЕЛЬ**

Частное производственно-торговое унитарное предприятие  
«ТВИЛАЙМ»

247760, Республика Беларусь, г. Мозырь, ул. Коммунальная, 18В  
Электронный адрес: [tvil@tut.by](mailto:tvil@tut.by)

Пеленка медицинская одноразовая нестерильная выпускается по ТУ ВУ 490492628.002-2022 «Изделия санитарно-гигиенические для медицинского персонала».

**НЕСТЕРИЛЬНО**

Размер пеленки: 80х80 см

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Пеленка предназначена для использования в медицинских учреждениях.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Вскрыть упаковку, использовать пеленку по назначению.

**ОПИСАНИЕ**

Одноразовая пеленка обеспечивает надежную защиту и максимальный комфорт. Пеленка позволяет предотвратить возникновение раздражения кожи, пролежней и других проблем, связанных с использованием обычных простыней. Пеленка гипоаллергенна, надежно удерживают влагу и нейтрализуют запахи.

Использовать только один раз.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

Хранение пеленки осуществляют в вентилируемых крытых сухих складских помещениях вдали от солнечных лучей и на расстоянии не менее 1 метра от отопительных и нагревательных приборов при температуре воздуха от 0 °С и не выше плюс 30 °С при относительной влажности воздуха не более 80 %.

Хранить в сухом и недоступном для детей месте.

**СРОК ХРАНЕНИЯ**

Гарантийный срок хранения пеленки – 5 лет с даты изготовления.

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ**

Частное производственно-торговое унитарное предприятие  
«ТВИЛАЙМ»

247760, Республика Беларусь, г. Мозырь, ул. Коммунальная, 18В

Электронный адрес: [tvil@tut.by](mailto:tvil@tut.by)

Накидка медицинская одноразовая нестерильная выпускается по ТУ ВУ 490492628.002-2022 «Изделия санитарно-гигиенические для медицинского персонала».

**НЕСТЕРИЛЬНО**

### **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Накидка предназначена для применения пациентами и посетителями медицинских лечебных учреждений. Накидка используется для обеспечения необходимого уровня чистоты и гигиены посетителями и пациентами лечебно-профилактических медицинских учреждений и клиник.

### **ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

1. Вскрыть упаковку и вынуть накидку.
2. Расправить накидку.
3. Проверить накидку на целостность.
4. Набросить накидку на плечи.
5. Завязать на шее завязки.
6. После использования накидка подлежит утилизации.

### **ОПИСАНИЕ**

Одноразовая накидка обеспечивает надежную защиту от распространения инфекций между посетителями и пациентами в условиях стационара.

Использовать только один раз.

### **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

Хранение накидки осуществляют в вентилируемых крытых сухих складских помещениях вдали от солнечных лучей и на расстоянии не менее 1 метра от отопительных и нагревательных приборов при температуре воздуха от 0 °С и не выше плюс 30 °С при относительной влажности воздуха не более 80 %.

Хранить в сухом и недоступном для детей месте.

### **СРОК ХРАНЕНИЯ**

Гарантийный срок хранения накидки – 5 лет с даты изготовления.

### **ПРОИЗВОДИТЕЛЬ**

Частное производственно-торговое унитарное предприятие  
«ТВИЛАЙМ»

247760, Республика Беларусь, г. Мозырь, ул. Коммунальная, 18В

Электронный адрес: [tvil@tut.by](mailto:tvil@tut.by)