

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ (для всех размеров и вариантов исполнения)

ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКИЕ ОДНОРАЗОВЫЕ ТУ BY 790762789.009–2022

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Изделия применяются в учреждениях здравоохранения; при оказании стоматологической помощи, в ветеринарных клиниках, косметологических и массажных кабинетах, а также в других областях, с целью предотвращения загрязнения пациента и пользователя, мебели и оборудования, одежды, различными жидкостями и используемыми материалами, а также везде, где необходимо поддерживать высокий уровень гигиены.

Изделия предназначены для одноразового использования с целью предотвращения загрязнения пациента и пользователя.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Запрещается использовать Изделия если нарушена целостность упаковки;

Запрещается использовать Изделия с истекшим сроком годности;

Запрещается использовать, в том числе повторно, Изделия, загрязненные кровью и (или) другими биологическими жидкостями.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Взять Изделия подходящего размера, вида укладки.

Проверить целостность упаковки (для стерильных изделий).

Вскрыть упаковку. Извлечь изделия из упаковки.

Проверить на наличие дефектов.

Постелить на рабочую поверхность кушетки, кресла, другого оборудования или в местах предполагаемого контакта.

Для изделий в рулоне с перфорацией и без: вскрыть упаковку. Извлечь рулон. При наличии держателя рулонных Изделий для кушеток и столов установить в держатель. Оторвать по ограничительной кромке или отрезать необходимое количество.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изделия выпускаются в вариантах исполнения:

Простыни медицинские стерильные и нестерильные;

Салфетки медицинские стерильные и нестерильные;

Пелёнки медицинские стерильные и нестерильные.

Изделия изготавливаются различных размеров в пределах нормы: длина, см: от 5 до 320; ширина, см: от 5 до 320.

По видам укладки Изделия изготавливаются в рулонах на втулке и без, поштучно, в сложенном, в пластах.

Изделия могут иметь перфорацию; рельефный рисунок.

Изделия могут быть ламинированные; впитывающие.

Изделия изготавливаются из материалов с безворсовой структурой.

Способ стерилизации – в соответствии с инструкцией, устанавливающей метод, средства и режим стерилизации

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ НА УПАКОВКЕ:

	изделия стерильно		изделия нестерильно
	номер партии		хранить в сухом месте
	не использовать повторно		использовать до
	дата изготовления		производитель
	не использовать при поврежденной упаковке		знак соответствия системы менеджмента качества
	хранить в защищенном от солнечных лучей месте		обратитесь к руководству по эксплуатации

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Изделия должны храниться в картонных коробках, в сухих проветриваемых помещениях при температуре от 0°C до + 25°C., на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов. Изделия должны быть защищены от попадания влаги, прямых солнечных лучей, ультрафиолетового света и атмосферных воздействий. Запрещается хранить Изделия вблизи агрессивных химикатов. Изделия могут транспортироваться всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества Изделий требованиям ТУ ВУ 790762789.009–2022 при соблюдении условий транспортирования и хранения, а также при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

Гарантийный срок годности стерильных изделий – 5 лет с даты стерилизации.

Гарантийный срок годности нестерильных изделий – 5 лет с даты изготовления

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ

Утилизация Изделий после истечения срока годности или использования в клинических, поликлинических и иных учреждениях системы здравоохранения осуществляется в соответствии с локальными нормативными документами. Очистка, повторное использование, повторная санитарная обработка и стерилизация не допускается.

На территории Республики Беларусь по вопросам, касающимся качества Изделий медицинских одноразовых ТУ ВУ 790762789.009–2022, изготовитель ООО «Ривекс», обращаться по тел. + 375 17 512 84 60

Адрес производства: Республика Беларусь, Минский район, п. Привольный, ул. Мира, 53/4.



www.rivex.by



info@rivex.by



+375 (17) 512-84-60

+375 (33) 358-16-61