

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Министра
здравоохранения Республики
Беларусь

_____ Б.Н. Андросюк
« ____ » _____ 20 ____ г.

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий
ООО « Научно-производственный
центр ХИММЕДСИНТЕЗ »

_____ Н.А. Апостол
« ____ » _____ 20 ____ г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

«Изделия влагоустойчивые медицинские»

ТУ ВУ 190612056.293–2014

Матрац влагоустойчивый медицинский

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора
УП «Центр экспертиз и испытаний в
здравоохранении»

_____ М.И. Злотникова
« ____ » _____ 20 ____ г.

РАЗРАБОТАНО

Управляющий
ООО «Научно-производственный
центр ХИММЕДСИНТЕЗ»

_____ Н.А. Апостол
« 24 » 02 2023 г.

1. Общие сведения

1.1 Матрац влагоустойчивый медицинский прямоугольной формы состоит из пенополиуретана вторичного вспененного и влагоустойчивого (водонепроницаемого) верхнего чехла из полимерного полотна с влагонепроницаемой застежкой (типа молния) либо другой фурнитурой по согласованию с заказчиком.

Основа матраца состоит из слоя или слоев различной жесткости плотностью: 60 кг/м^3 , 80 кг/м^3 , 100 кг/м^3 (допускается различная комбинация слоев), которые выполнены из пенополиуретана вторичного вспененного, что обеспечивает равномерное и эргономичное распределение тела человека с учетом анатомических изгибов, что дает возможность сохранить естественное положение без напряжения.

Влагоустойчивый (водонепроницаемый) верхний чехол из полимерного полотна обеспечивает условия для эффективной очистки и дезинфекции в соответствии с действующими НПА, а также удобство применения при уходе за тяжелобольными.

2. Применение

2.1 Матрацы влагоустойчивые медицинские предназначены для использования на основании гибком, эластичном, твердом. Применяются для взрослых и детей (в том числе с первых дней жизни) в медицинских лечебно-профилактических, санаторно-курортных, а также в специализированных учреждениях (домах престарелых, хосписах и т.д.), в косметологических, массажных кабинетах, при организации ухода за пациентами в домашних условиях.

2.2 Матрац укладывается на гибкое, эластичное или твердое основание изделия мебели для сидения или лежания и накрывается простыней.

2.3 Для ухода за матрацами рекомендуются средства моющие и дезинфицирующие, производства ООО «Научно-производственный центр ХИММЕДСИНТЕЗ» или аналогичные, зарегистрированные в установленном порядке.

3. Гарантии изготовителя:

3.1 Гарантийный срок эксплуатации – 12 мес. при нормальных условиях транспортирования, хранения и эксплуатации. Группа условий хранения – 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150.

3.2 Изделия относятся к трудновоспламеняемым от тлеющей сигареты и газового пламени, эквивалентного пламени спички (согласно испытаниям по ГОСТ Р 53294-2009).

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Министра
здравоохранения Республики
Беларусь

_____ Б.Н. Андросюк
« ____ » _____ 20 ____ г.

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий
ООО « Научно-производственный
центр ХИММЕДСИНТЕЗ »

_____ Н.А. Апостол
« ____ » _____ 20 ____ г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

«Изделия влагоустойчивые медицинские»

ТУ ВУ 190612056.293–2014:

Влагоустойчивый (водонепроницаемый) верхний чехол для матраца медицинского

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора
УП «Центр экспертиз и испытаний в
здравоохранении»

_____ М.И. Злотникова
« ____ » _____ 20 ____ г.

РАЗРАБОТАНО

Управляющий
ООО «Научно-производственный
центр ХИММЕДСИНТЕЗ»

_____ Н.А. Апостол
« _24_ » _02_ 2023_ г.

1. Общие сведения

1.1 Влагоустойчивый (водонепроницаемый) верхний чехол для матраца медицинского состоит из влагоустойчивого полимерного полотна с влагонепроницаемой застежкой (типа молния) либо другой фурнитурой по согласованию с заказчиком.

Влагоустойчивый (водонепроницаемый) верхний чехол из полимерного полотна обеспечивает условия для эффективной очистки и дезинфекции в соответствии с действующими НПА, а также удобство применения при уходе за тяжелобольными.

2. Применение

2.1 Влагоустойчивые (водонепроницаемые) верхние чехлы предназначены для защиты от преждевременного износа и загрязнений внутреннего слоя (слоев) матрацев влагоустойчивых медицинских. Изделия применяются в медицинских лечебно-профилактических, санаторно-курортных, а также в специализированных учреждениях (домах престарелых, хосписах, при организации ухода за пациентами в домашних условиях и т.д.) для взрослых и детей (в том числе с первых дней жизни), а также в косметологических, массажных кабинетах.

2.2 Для ухода за чехлами рекомендуются средства моющие и дезинфицирующие, производства ООО «Научно-производственный центр ХИММЕДСИНТЕЗ» или аналогичные, зарегистрированные в установленном порядке.

3. Гарантии изготовителя:

3.1 Гарантийный срок эксплуатации – 12 мес. при нормальных условиях транспортирования, хранения и эксплуатации. Группа условий хранения – 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150.

3.2 Изделия относятся к трудновоспламеняемым от тлеющей сигареты и газового пламени, эквивалентного пламени спички (согласно испытаниям по ГОСТ Р 53294-2009).

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Министра
здравоохранения Республики
Беларусь

_____ Б.Н. Андросюк
« ____ » _____ 20 ____ г.

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий
ООО « Научно-производственный
центр ХИММЕДСИНТЕЗ »

_____ Н.А. Апостол
« ____ » _____ 20 ____ г.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

«Изделия влагоустойчивые медицинские»

ТУ ВУ 190612056.293–2014:

Подушка для венепункции

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора
УП «Центр экспертиз и испытаний в
здравоохранении»

_____ М.И. Злотникова
« ____ » _____ 20 ____ г.

РАЗРАБОТАНО

Управляющий
ООО «Научно-производственный
центр ХИММЕДСИНТЕЗ»

_____ Н.А. Апостол
« 24 » _____ 02 _____ 2023 г.



1. Общие сведения

1.1 Подушка для венепункции прямоугольной формы состоит из пенополиуретана вторичного вспененного и влагоустойчивого (водонепроницаемого) верхнего чехла для подушки для венепункции из полимерного полотна с влагонепроницаемой застежкой (типа молния) либо другой фурнитурой по согласованию с заказчиком.

Основа подушки для венепункции состоит из слоя или слоев различной жесткости плотностью: 60 кг/м³, 80 кг/м³, 100 кг/м³ (допускается различная комбинация слоев), которые выполнены из пенополиуретана вторичного вспененного, что обеспечивает эргономичное положение верхней конечности при проведении венепункции и делает процедуру безопасной, а также дает возможность пациенту находиться в максимально удобном положении.

Влагоустойчивый (водонепроницаемый) верхний чехол для подушки для венепункции из полимерного полотна обеспечивает условия для эффективной очистки и дезинфекции в соответствии с действующими НПА.

2. Применение

2.1 Подушка может быть использована для оснащения в процедурных кабинетах, клинико-диагностических лабораториях, в организации здравоохранения.

2.2 Подушка для венепункции укладывается на твердое основание (столик для венепункции).

2.3 Для ухода за подушкой для венепункции рекомендуются средства моющие и дезинфицирующие, производства ООО «Научно-производственный центр ХИММЕДСИНТЕЗ» или аналогичные, зарегистрированные в установленном порядке.

3. Гарантии изготовителя:

3.1 Гарантийный срок эксплуатации – 12 мес. при нормальных условиях транспортирования, хранения и эксплуатации. Группа условий хранения – 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150.

3.2 Изделия относятся к трудновоспламеняемым от тлеющей сигареты и газового пламени, эквивалентного пламени спички (согласно испытаниям по ГОСТ Р 53294-2009).

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Министра
здравоохранения Республики
Беларусь

_____ Б.Н. Андросюк
« ____ » _____ 20 ____ г.

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий
ООО « Научно-производственный
центр ХИММЕДСИНТЕЗ »

_____ Н.А. Апостол
« ____ » _____ 20 ____ г.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

«Изделия влагоустойчивые медицинские»

ТУ ВУ 190612056.293–2014:

**Влагоустойчивый (водонепроницаемый) верхний чехол
для подушки для венепункции**

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора
УП «Центр экспертиз и испытаний в
здравоохранении»

_____ М.И. Злотникова
« ____ » _____ 20 ____ г.

РАЗРАБОТАНО

Управляющий
ООО «Научно-производственный
центр ХИММЕДСИНТЕЗ»

_____ Н.А. Апостол
« 24 » 02 2023 г.



1. Общие сведения

1.1 Влагоустойчивый (водонепроницаемый) верхний чехол для подушки для венепункции состоит из влагоустойчивого полимерного полотна с влагонепроницаемой застежкой (типа молния) либо другой фурнитурой по согласованию с заказчиком.

Влагоустойчивый (водонепроницаемый) верхний чехол для подушки для венепункции из полимерного полотна обеспечивает условия для эффективной очистки и дезинфекции в соответствии с действующими НПА.

2. Применение

2.1 Влагоустойчивые (водонепроницаемые) верхние чехлы для подушек для венепункции предназначены для защиты от преждевременного износа и загрязнений внутреннего слоя (слоев) подушек для венепункции.

2.2 Для ухода за чехлами рекомендуются средства моющие и дезинфицирующие, производства ООО «Научно-производственный центр ХИММЕДСИНТЕЗ» или аналогичные, зарегистрированные в установленном порядке.

3. Гарантии изготовителя:

3.1 Гарантийный срок эксплуатации – 12 мес. при нормальных условиях транспортирования, хранения и эксплуатации. Группа условий хранения – 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150.

3.2 Изделия относятся к трудновоспламеняемым от тлеющей сигареты и газового пламени, эквивалентного пламени спички (согласно испытаниям по ГОСТ Р 53294-2009).

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Министра
здравоохранения Республики
Беларусь

_____ Б.Н. Андросюк
« ____ » _____ 20 ____ г.

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий
ООО « Научно-производственный
центр ХИММЕДСИНТЕЗ »

_____ Н.А. Апостол
« ____ » _____ 20 ____ г.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

«Изделия влагоустойчивые медицинские»

ТУ ВУ 190612056.293–2014:

Подушка под нижние конечности

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора
УП «Центр экспертиз и испытаний в
здравоохранении»

_____ М.И. Злотникова
« ____ » _____ 20 ____ г.

РАЗРАБОТАНО

Управляющий
ООО «Научно-производственный
центр ХИММЕДСИНТЕЗ»

_____ Н.А. Апостол
« 24 » _____ 02 _____ 2023 г.



1. Общие сведения

1.1 Подушка под нижние конечности прямоугольной формы состоит из пенополиуретана вторичного вспененного и влагоустойчивого (водонепроницаемого) верхнего чехла для подушки под нижние конечности из полимерного полотна с влагонепроницаемой застежкой (типа молния) либо другой фурнитурой по согласованию с заказчиком.

Основа подушки под нижние конечности состоит из слоя или слоев различной жесткости плотностью: 60 кг/м³, 80 кг/м³, 100 кг/м³ (допускается различная комбинация слоев), которые выполнены из пенополиуретана вторичного вспененного, что обеспечивает эргономичное положение нижних конечностей человека при медицинских и физиотерапевтических манипуляциях и позволяет пациенту находиться в естественном или максимально удобном положении, обеспечивает безопасность при проведении процедуры.

Влагоустойчивый (водонепроницаемый) верхний чехол для подушки под нижние конечности из полимерного полотна обеспечивает условия для эффективной очистки и дезинфекции в соответствии с действующими НПА.

2. Применение

2.1 Подушки под нижние конечности рекомендованы при проведении медицинских и физиотерапевтических процедур.

Подушки под нижние конечности предназначены для использования на основании гибком, эластичном, твердом. Применяются для взрослых и детей (в том числе с первых дней жизни) в медицинских лечебно-профилактических, санаторно-курортных, а также в специализированных учреждениях (домах престарелых, хосписах и т.д.), в косметологических, массажных кабинетах, при организации ухода за пациентами в домашних условиях.

2.2 Подушка под нижние конечности укладывается на гибкое, эластичное или твердое основание изделия мебели для сидения или лежания.

2.3 Для ухода за подушками под нижние конечности рекомендуются средства моющие и дезинфицирующие, производства ООО «Научно-производственный центр ХИММЕДСИНТЕЗ» или аналогичные, зарегистрированные в установленном порядке.

3. Гарантии изготовителя:

3.1 Гарантийный срок эксплуатации – 12 мес. при нормальных условиях транспортирования, хранения и эксплуатации. Группа условий хранения – 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150.

3.2 Изделия относятся к трудновоспламеняемым от тлеющей сигареты и газового пламени, эквивалентного пламени спички (согласно испытаниям по ГОСТ Р 53294-2009).

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Министра
здравоохранения Республики
Беларусь

_____ Б.Н. Андросюк
« ____ » _____ 20 ____ г.

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий
ООО « Научно-производственный
центр ХИММЕДСИНТЕЗ »

_____ Н.А. Апостол
« ____ » _____ 20 ____ г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

«Изделия влагоустойчивые медицинские»

ТУ ВУ 190612056.293–2014:

Влагоустойчивый (водонепроницаемый) верхний чехол

для подушки под нижние конечности

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора
УП «Центр экспертиз и испытаний в
здравоохранении»

_____ М.И. Злотникова
« ____ » _____ 20 ____ г.

РАЗРАБОТАНО

Управляющий
ООО «Научно-производственный
центр ХИММЕДСИНТЕЗ»

_____ Н.А. Апостол
« 24 » 02 2023 г.

1. Общие сведения

1.1 Влагоустойчивый (водонепроницаемый) верхний чехол для подушки под нижние конечности состоит из влагоустойчивого полимерного полотна с влагонепроницаемой застежкой (типа молния) либо другой фурнитурой по согласованию с заказчиком.

Влагоустойчивый (водонепроницаемый) верхний чехол для подушки под нижние конечности из полимерного полотна обеспечивает условия для эффективной очистки и дезинфекции в соответствии с действующими НПА.

2. Применение

2.1 Влагоустойчивые (водонепроницаемые) верхние чехлы для подушек под нижние конечности предназначены для защиты от преждевременного износа и загрязнений внутреннего слоя (слоев) подушек под нижние конечности.

2.2 Для ухода за чехлами рекомендуются средства моющие и дезинфицирующие, производства ООО «Научно-производственный центр ХИММЕДСИНТЕЗ» или аналогичные, зарегистрированные в установленном порядке.

3. Гарантии изготовителя:

3.1 Гарантийный срок эксплуатации – 12 мес. при нормальных условиях транспортирования, хранения и эксплуатации. Группа условий хранения – 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150.

3.2 Изделия относятся к трудновоспламеняемым от тлеющей сигареты и газового пламени, эквивалентного пламени спички (согласно испытаниям по ГОСТ Р 53294-2009).