



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ Канюля

Описание: Канюля, заранее установленная над лезвием, и клапанный вентиль канюли. Канюля обеспечивает доступ в заднюю камеру для хирургических инструментов.

Состав: канюли

Инструкция по применению:

1. Следует проявлять особую осторожность при введении острых инструментов через клапан канюли.
2. Режущие инструменты, такие как витреоретинальные ножи, нельзя приводить в действие во время прохождения через клапан инфузионной канюли во избежание разрыва мембраны клапана.
3. Вентиль клапанной инфузионной канюли может вставляться в клапанную канюлю для обеспечения выхода жидкостей или газов при необходимости.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

1. Федеральный закон США разрешает продажу данного изделия врачу или по назначению врача (Rx only).
2. Инструкция по Применению канюли с клапанным портом не предназначена для замещения Инструкции по эксплуатации хирургической консоли.
3. Использование этого изделия может потребовать корректировок хирургических установок. Перед использованием свяжитесь с Вашим торговым представителем компании Алкон для получения эксплуатационной информации. (В США, вызовите 800-TO-ALCON или 817-293-0450. За пределами США, обращайтесь в представительство компании Алкон в Вашей стране: ООО «Алкон Фармацевтика», Россия, 125315, Москва, просп. Ленинградский, д. 72, корп. 3. Тел. +7(495)961-13-33).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

1. Если какой-либо предмет в наборе получен в неисправном состоянии, пожалуйста, немедленно известите Алкон. Не используйте ничего из содержимого, если стерильная упаковка повреждена или каким-либо образом нарушена герметичность. В таком случае, пожалуйста, обращайтесь:

По телефону: В США: (800) 445-2389
International (713) 668-9100
Ask for Consumer Affairs
или обращайтесь в
представительство компании
«Алкон» в Вашей стране.
Alcon, Inc.
Attention: Consumer Affairs
Department
9965 Buffalo Speedway,
Houston, TX 77054-1309, USA

Для писем:

За пределами США, обращайтесь в представительство во компании «Алкон» в Вашей стране:
ООО «Алкон Фармацевтика», Россия, 125315, Москва, просп. Ленинградский, д. 72, корп. 3.
Тел. +7(495)961-13-33.

Для возможности проведения оперативного контроля каждый набор идентифицируется по серийному номеру. Поэтому всегда указывайте серийный номер при обращении конкретного набора.

2. Ненадлежащее использование может привести к осложнениям потенциального риска для пациента. Несоблюдение расходных материалов и использование параметров настроек, не отрегулированных для определенной комбинации расходных материалов, может создать угрозу для пациента.
3. Канюля предназначена только для одной процедуры. Повторное или неправильное использование могут привести к потенциально опасным условиям для пациента (Accreditation Manual for Hospitals, 1982). Алкон не несет ответственность за осложнения, которые могут возникнуть в результате многократного использования или неправильного использования любого изделия в составе канюли.

 Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, TX 76134-2099 USA
Made In USA

EC	REP
----	-----

Alcon Laboratories (U.K.) Ltd.
Frimley Business Park
Frimley, Camberley
Surrey, GU16 7SR, United Kingdom

812-3350-001 REV. C

Определения символов, которые можно встретить на этикетках продукции:

	ОБРАТИТЕСЬ К ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ		СТЕРИЛИЗОВАНО ОКСИДОМ ЭТИЛЕНА		ЗАПРЕТ НА ПОВТОРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
	КОД ПАРТИИ		НОМЕР ПО КАТАЛОГУ		НЕ СОДЕРЖИТ ЛАТЕКС ИЛИ НАТУРАЛЬНЫЙ СУХОЙ КАУЧУК
	ИЗГОТОВИТЕЛЬ		УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В ЕС		ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО.
	НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ		ВНИМАНИЕ: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН США РАЗРЕШАЕТ ПРОДАЖУ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ ВРАЧУ ИЛИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА		

Место производства: США

Уполномоченный представитель
производителя на территории Российской
Федерации/импортер / организация,
принимаящая претензии на территории
Республики Беларусь:
ООО «Алкон Фармацевтика»:
125315, г. Москва,
просп. Ленинградский, д. 72, корп. 3.
Тел.: +7 (495) 961-13-33

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ Канюля

Для использования с системой офтальмологической хирургической комбинированной Accurus® с принадлежностями и системой офтальмологической хирургической Constellation® с принадлежностями.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Инструкция по применению не предназначена для замещения Инструкции по эксплуатации. Инструкция по эксплуатации, которая поставляется с инструментом, содержит углубленный материал, предназначенный для ознакомления персонала операционной со средствами управления и функциями изделия.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Установка иригации

1. Если используется **Свободная Подача Жидкости с Инфузионной Стойки** (тиббинг с зеленой полосой и зеленым фитингом Люэра типа «М» (Male), смотрите инструкцию по применению хирургического процедурного набора Accurus®.

2. Если используется **Принудительная Иригация**, смотрите инструкцию по применению для набора тиббингов VGF.

3. Если изделие используется с хирургической системой Constellation®, смотрите инструкцию по применению набора для витректомии

ЗАМЕЧАНИЕ:

Из-за уменьшенного сопротивления жидкостного потока при использовании самоудерживающейся канюли инфузионной жидкостный баланс может быть достигнут с более низким давлением иригации или с более низким положением бутылки.

Введение Самоудерживающейся Инфузионной Канюли.

1. Введите самоудерживающуюся инфузионную канюлю в глаз после создания надреза ножом 20 Ga **V-Lance** или эквивалентным. Фиксирующее кольцо на инфузионной канюле предназначено для того, чтобы можно было произвести введение канюли через склеру и сосудистую оболочку и зафиксировать инфузионную канюлю на месте. Осторожно проверьте фиксацию инфузионной канюли; если сила удерживания не достаточна для выполняемой процедуры, самоудерживающаяся инфузионная канюля должна быть подшита методом, аналогичным для существующей инфузионной канюли 20 Ga «Алко».

Фиксирующее кольцо

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

1. Самоудерживающаяся инфузионная канюля 20 Ga не предназначена для использования при высоком давлении, включая инъекцию силиконового масла.
2. Не используйте ничего из содержимого упаковки, если стерильная упаковка повреждена или нарушена герметичность. Если любая из деталей самоудерживающейся инфузионной канюли 20 Ga получена в неисправном состоянии, немедленно известите «Алко». Во всех выше перечисленных случаях, пожалуйста, обращайтесь по телефону или по адресу:



По телефону:
В США:
Alcon Research, LLC
отдел по работе с клиентами (800) 445-3489; (713) 295-4361
Или обращайтесь в представительство компании «Алко»
в Вашей стране

Для писем:
Alcon Research, LLC.
Внимание: отдел по работе
с клиентами
9965 Buffalo Speedway
Houston, TX 77054 USA

За пределами США, обращайтесь в
представительство компании «Алко»
в Вашей стране: ООО «Алко Фармацевтика»;
Россия, 125315, г. Москва, просп.
Ленинградский, д. 72, корп. 3
Тел. (495) 961-13-33

Для обеспечения оперативного контроля каждая самоудерживающаяся инфузионная канюля 20 Ga идентифицируется по серийному номеру. Поэтому всегда указывайте серийный номер при обсуждении конкретной самоудерживающейся инфузионной канюли 20 Ga.

3. Самоудерживающаяся инфузионная канюля 20 Ga предназначена для использования только в одной процедуре. Ненадлежащее использование или монтаж могут привести к усложнению потенциального риска для пациента. «Алко» не несет ответственности за осложнения, которые могут возникнуть в результате многократного использования или неправильного использования самоудерживающейся инфузионной канюли 20 Ga.

• **Потенциальный риск от многократного использования или после повторной обработки: утечки в жидкостных каналах или их закупорка, приводящая к снижению функции жидкостного обмена, и проникновение посторонних частиц в глаз.**

4. Оборудование, используемое совместно с самоудерживающейся инфузионной канюлей 20 Ga «Алко» составляет целостную хирургическую систему. Использование расходных материалов или оборудования производства другой компании (не «Алко») может повлиять на работу системы и создать потенциальный риск.

Определения символов, которые можно встретить на этикетках продукта:

	ОБРАТИТЕСЬ К ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ		ЗАПРЕТ НА ПОВТРОЕ ПРИМЕНЕНИЕ		КОД ПАРТИИ
	ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО		НЕ СТЕРИЛИЗОВАТЬ ПОВТОРНО		НОМЕР ПО КАТАЛОГУ
	НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ		НЕ СОДЕРЖИТ ЛАТЕКС ИЛИ НАТУРАЛЬНЫЙ СУХОЙ КАЧУК		ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Только следующие стерилизационные символы используются на этой упаковке:			УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В ЕВРОПЕЙСКОМ СООБЩЕСТВЕ		
	РАДИАЦИОННАЯ СТЕРИЛИЗАЦИЯ		ВНИМАНИЕ! ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН США РАЗРЕШАЕТ ПРОДАЖУ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ ВРАЧУ ИЛИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА		
	СТЕРИЛИЗОВАНО ОКСИДОМ ЭТИЛЕНА				



Alcon Laboratories (U.K.) Ltd.
Frimley Business Park
Frimley, Camberley
Surrey, GU16 7SR, United Kingdom
*Reg. U.S. Pat. & T.M. Off.
© 2006, 2013 Novartis



Alcon®
ALCON LABORATORIES, INC.
6201 SOUTH FREEWAY
FORT WORTH, TX 76134-2099 USA
a Novartis company
ПРОИЗВЕДЕНО В США

Уполномоченный представитель
производителя на территории Российской
Федерации/импортер / организация,
принимаящая претензии на территории
Республики Беларусь:
ООО «Алко Фармацевтика»:
125315, г. Москва,
просп. Ленинградский, д. 72, корп. 3.
Тел.: +7 (495) 961-13-33

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Наконечник для ирригации-аспирации IRRIGATION / ASPIRATION (I/A) TIPS

Регистрационное Удостоверение № ФЦ3 2008/02810.

Наконечники для ирригации-аспирации предназначены для использования с рукояткой для ирригации-аспирации Алкон®.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Инструкция по применению наконечников для ирригации-аспирации не предназначена для замещения Инструкции по эксплуатации управляющего прибора. Инструкция по эксплуатации, которая поставляется с консолью, содержит подробную информацию, предназначенную для ознакомления персонала операционной со средствами управления и функциями консоли.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Федеральный закон США разрешает продажу данного изделия врачу или по назначению врача.

РАЗМЕРЫ НАКОНЕЧНИКА. В следующей таблице представлен размер порта наконечника для ирригации-аспирации с соответствующей идентификацией.

Наконечник для ирригации-аспирации 0.2 мм	
Наконечник для ирригации-аспирации 0.3 мм	
Наконечник для ирригации-аспирации 0.5 мм	
Наконечник для ирригации-аспирации Intrepid 0.3 мм	

ПРЕДУСТЕРЕЖЕНИЯ:

- Если наконечник для ирригации-аспирации получен в неисправном состоянии, пожалуйста, не используйте его и немедленно известите «Алкон»:
По телефону:
В США: Техническая Служба
(800) 832-7827 или (949) 753-1393 (Международный)
Или обращайтесь в представительство компании «Алкон» в Вашей стране
Для писем:
Алкон
Техническая Служба
15800 Alton Parkway
Irvine, CA 92618-3818 USA
- За пределами США, обращайтесь в представительство компании «Алкон» в Вашей стране:
ООО «Алкон Фармацевтика» Россия, 125315, г. Москва, просп. Ленинградский, д. 72, стр. 3; Тел. (495) 961-13-33
- Для возможности проведения оперативного контроля каждый наконечник идентифицируется по серийному номеру. Поэтому всегда указывайте серийный номер в Службу технической поддержки при обсуждении конкретного наконечника.
- Использование инструмента, отличного от ключа для установки наконечника Алкон®, может повредить наконечник и рукоятку для ирригации-аспирации.
- Превышение рекомендуемого уровня 100 мм рт. ст. с использованием 0.5 мм или большего наконечника для ирригации-аспирации может вызвать уплотнение передней камеры глаза и/или уплотнение или разрыв задней камеры.
- Перед каждым использованием наконечник для ирригации-аспирации необходимо проверять на отсутствие повреждений (т.е., заусенцев, искривлений, царапин или неровных поверхностей). Поврежденный наконечник необходимо удалить и заменить.
- Соблюдайте осторожность при обращении с наконечником, особенно при его очистке. Всегда очищайте наконечник на мягкой поверхности с мягкой прокладкой или на резиновом коврике.
- Наконечники для ирригации-аспирации необходимо использовать только с одобренными рукоятками «Алкон». Для процедуры установки смотрите Инструкцию по применению рукоятки для ирригации-аспирации.
- В случае любого несоответствия между настоящим документом и Инструкцией по эксплуатации консоли, пожалуйста, используйте информацию настоящей Инструкции по применению. Если у Вас возникнут вопросы, пожалуйста, свяжитесь с «Алкон».
- Если по медицинскому заключению врача пациент с заболеванием прионной природы подвергается процедуре с высокой степенью риска, изделие необходимо утилизировать или обработать согласно региональным требованиям.

ОПИСАНИЕ: Каждая упаковка содержит один нестерильный наконечник для ирригации-аспирации многократного использования.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Эффективная очистка и стерилизация наконечников для ирригации-аспирации проводится согласно нормативному стандарту EN ISO 17664¹. В связи с возможностью возникновения токсического синдрома переднего сегмента (TASS) «Алкон» не рекомендует использование ферментных очистителей, моющих средств или дезинфицирующих растворов. Однако, если их использование относительно офтальмологического инструментария разрешается по внутренним законам - материалы изделия полностью совместимы и с теми, и с другими, вплоть до фактора pH 11.3, если ферментные реактивы, моющие средства, или дезинфицирующие растворы немедленно и полностью смываются/нейтрализуются после очистки/обработки согласно стандартной процедуре хирургического учреждения.

- Тщательно очищайте наконечник для ирригации-аспирации перед первым использованием и **СРАЗУ ЖЕ** после каждого последующего использования. Не храните и не допускайте высыхания наконечника для ирригации-аспирации после использования до проведения полной очистки. Представлены руководства как для ручного процесса очистки, так и для процесса очистки с использованием автоматизированной моечной машины.

2. Процедура очистки: ручная.

Для тщательной очистки наконечника для ирригации-аспирации выполните следующие действия:

Шаг первый: Отсоедините ирригационный и аспирационный тубинги от рукоятки.

Шаг второй: Отсоедините слив инфузионный и утилизируйте согласно нормативным требованиям к хирургическому оборудованию.

Шаг третий: Удалите все отложения с рукоятки, используя мягкую, чистую, безворсовую, неабразивную ткань, и ополосните рукоятку стерильной деионизированной водой комнатной температуры для удаления оставшихся частей. При необходимости промойте наружную поверхность рукоятки с использованием щетки с мягкой щетиной.

Шаг четвертый: Погрузите наконечник для ирригации-аспирации и рукоятку в емкость со стерильной деионизированной водой комнатной температуры.

Шаг пятый: Промойте аспирационный и ирригационный пути с использованием шприца, втягивая и выдавливая не менее 120 мл стерильной деионизированной воды комнатной температуры.

Шаг шестой: Используйте тот же самый шприц, продуйте оба порта минимум 60 мл воздуха.

Шаг седьмой: Снимите наконечник для ирригации-аспирации, используя ключ для установки наконечников «Алкон».

Шаг восьмой: Визуально убедитесь, что наконечник чистый и сухой. При необходимости повторите процедуру.

Шаг девятый: Поместите очищенный наконечник для ирригации-аспирации в поток для автоклавирования инструментов для предотвращения повреждения во время хранения и стерилизации в автоклаве, либо оберните для предотвращения повреждения при подготовке к автоклавированию.

3. Процедура автоматизированной мойки

В случае если для обработки наконечника требуется использование автоматизированного процесса, выполните все нижеперечисленные шаги.

ЗАМЕЧАНИЕ: а) Вследствие возможного накопления частиц и биологических остатков в водосборниках моечной машины, обязанностью хирургического учреждения является содержание оборудования и связанных с ним фильтров в надлежащем состоянии, чтобы обеспечить введение очищенных от загрязнений растворов в наконечник.

б) Данная процедура автоматизированной мойки обеспечивает процесс эффективной обработки до трех (3) наконечников одновременно.

в) Приведенные ниже параметры температуры и цикла не вызывают повреждений изделия.

д) Не мойте наконечники вместе с нефталомолгическими инструментами.

Шаг первый: Непосредственно после каждой операции и перед применением автоматизированной мойки очистите наконечник вручную согласно приведенной выше инструкции по ручной очистке.

Шаг второй: Подготовьте моечную машину с многоцелевым инжектором согласно Инструкции по эксплуатации. Скорость циркуляции автоматизированной моечной машины должна составлять не менее 106 галлонов (401 литр) воды в минуту. Ниже описано использование стандартной автоматизированной моечной машины и проволочной корзины.

ЗАМЕЧАНИЕ: Используйте только деионизированную воду.

Необходимые материалы:

- Моющее средство с pH от 8.5 до 9.5.

- Нейтрализатор, содержащий органическую кислоту, pH 3.0 - 2.6.

- Адаптеры и силиконовый тубинг, например, "Специализированный набор для автоматизированной очистки" (Customized Auto Wash Kit): Алкон [REF9065750456](#).

Шаг третий: Установите дозаторы моющего средства и нейтрализатора согласно рекомендациям производителя моющего средства и моечной машины.

Шаг четвертый: Запрограммируйте моечную машину на выполнение следующего автоматизированного цикла:

- Основная мойка при температуре минимум 55°С в течение по крайней мере 10 минут (дозируйте моющее средство согласно рекомендациям производителя моющего средства и моечной машины).

- Проводите нейтрализацию в течение как минимум 1,5 минуты (дозируйте нейтрализатор согласно рекомендациям производителя моющего средства и моечной машины).

- Промывайте в течение минимум 5 минут при температуре 22 - 27°С, затем осушите.

- Повторите промывку в течение 5 минут при температуре 22 - 27°С, затем осушите.

- Окончательно промойте при температуре минимум 70°С в течение по крайней мере 1,5 минуты, затем осушите.

- Сушите при минимум 100°С в течение по крайней мере 5 минут.

ЗАМЕЧАНИЕ: Дополнительные этапы промывки не повлияют на эффективность валидированного цикла.

ЗАМЕЧАНИЕ: Рукоятка и наконечник должны очищаться раздельно. Выполните шаги Пять, Шесть и Семь для очистки рукоятки. Выполните шаги Восемь, Девять и Десять для очистки наконечника.




Шаг пятый: Используя набор для автоматизированной очистки, надежно закрепите рукоятку в ячейке проволочной корзины с помощью проволоки небольшого калибра и соедините рукоятку с «Y - образным» адаптером, как показано на рисунке.



Шаг шестой: Поместите проволочную корзину с рукояткой в штатив многоцелевого инжектора и подсоедините «Y - образный» адаптер к соплу инжектора диаметром 4 мм, как показано на рисунке.



Шаг седьмой: Перекройте все неиспользуемые сопла инжектора силиконовым тобингом.
Рисунок: Miele® Labwasher, модель G7735 с инжектором модель #0-177.



Шаг восьмой: Используйте соответствующий адаптер из специализированного набора для автоматизированной очистки, чтобы присоединить наконечник, как показано на рисунке.



Шаг девятый: Прикрепите наконечник и адаптер к проволочной корзине с помощью проволоки небольшого калибра и подсоедините адаптер к соплу инжектора диаметром 4 мм, как показано на рисунке.



Шаг десятый: Перекройте все неиспользуемые сопла инжектора силиконовым тобингом.
Рисунок: Miele® Labwasher, модель G7735 с инжектором модель #0-177.

Шаг одиннадцатый:

Запустите программу мойки. По завершении программы мойки визуально убедитесь, что рукоятка чистая и сухая. При необходимости повторите процесс. Для предотвращения повреждения в течение хранения и автоклавирования переместите обработанные рукоятку и наконечник в лоток для автоклавирования, либо оберните для предотвращения повреждения при подготовке к автоклавированию.

4. **Стерилизация:** Стерилизуйте наконечник для ирригации-аспирации, используя цикл паровой стерилизации. Инструкции по стерилизации, приведенные в таблице 1 ниже, утверждены компанией «Alcon Laboratories, Inc.» как **ПОДХОДЯЩИЕ** для стерилизации наконечника для ирригации-аспирации для повторного использования. Обязательно отвечающего за стерилизацию лица является обеспечение должного осуществления процесса с использованием для достижения желаемого результата необходимого оборудования, материалов и персонала учреждения. Для этого необходимы проверки и постоянный контроль процесса. Аналогично, необходимо должным образом оценивать эффективность и возможные нежелательные последствия в случае любого отклонения от инструкций лица, отвечающего за осуществление процесса. Пожалуйста, обращайтесь к общегосударственным нормативным стандартам или к принятым в Вашем учреждении стандартным процедурам.

ЗАМЕЧАНИЕ:

Вследствие возможного накопления частиц и биологических остатков в водосборниках стерилизатора, обязанностью хирургического учреждения является содержание оборудования и связанных с ним фильтров в надлежащем состоянии, чтобы обеспечить введение очищенного от загрязнений пара в наконечник, соблюдая требования, применимые для хирургического учреждения.

Таблица 1 – УСТАНОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ И ДЛИТЕЛЬНОСТИ СТЕРИЛИЗАЦИИ

ТИП СТЕРИЛИЗАТОРА	ИМПУЛЬСЫ	ФОРМА	МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА	МИНИМАЛЬНАЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ (МИНУТЫ)
Постоянный вакуум	не применимо	Обернутый	132° C (270° F)	15
Постоянный вакуум	не применимо	Необернутый	132° C (270° F)	10
Импульсное повышение давления	4	Необернутый	132° C (270° F)	4
Импульсное повышение давления	4	Обернутый	134° C (273° F)	5
Импульсное повышение давления (четыре отрицательных и четыре положительных импульса)	4	Обернутый	134-137° C (273-279° F)	3

ЗАМЕЧАНИЕ: Настоящее изделие прошло процедуру валидации на надежность функционирования после паровой стерилизации при 134°C (273°F) в течение 18 минут (предварительное вакуумирование, обернутый образец).

5. Перед последующим использованием консоли следуйте Инструкции по применению Набора/Наконечника, установите наконечник для ирригации-аспирации на рукоятку с использованием ключа для установки наконечника Alcon®. Обратитесь к Инструкции по эксплуатации консоли для правильной хирургической установки.

6. Не существует определенных ограничений для срока или условий хранения.

7. **ССЫЛКИ:**

EN ISO 17664: Стерилизация медицинских изделий – информация предоставляется изготовителем для обработки медицинских изделий, допускающих повторную стерилизацию. Определения для символов, которые можно встретить на этикетках продукции:

EC REP	АВТОРИЗОВАННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В ЕС	PRO	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
NE	НЕ СОДЕРЖИТ ЛАТЕКС ИЛИ НАТУРАЛЬНЫЙ СУХОЙ КАУЧУК	IN	ВНИМАНИЕ: СМОТРИ ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
REF/REF	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	STER	НЕ СТЕРИЛЬНО
R _{only}	ВНИМАНИЕ! ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН США РАЗРЕШАЕТ ПРОДАЖУ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ ВРАЧУ ИЛИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА	LOT	НОМЕР СЕРИИ

EC REP

Alcon Laboratories (U.K.) Ltd.
Frimley Business Park
Frimley, Camberley
Surrey, GU16 7SR, United Kingdom

*Зарегистрированная торговая марка
Miele & CIE KG

CE 0123

© 2007, 2013 Novartis

Произведено в США
Принятие претензий на территории Республики Беларусь:
ООО «Алкон МедТех»

Адрес: ул. Нарочанская, 11-2, этаж 1, 220020, Минск, Республика Беларусь

Alcon®
ALCON LABORATORIES, INC.
6201 SOUTH FREEWAY
FORT WORTH, TX 76134-2099 USA
a Novartis company
MADE IN USA
316-2602-001 REV. J