

УТВЕРЖДЕНА

Приказом Росздравнадзора

от 17.08.2011 2011 г. № 5166-ПР/11

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "МиниМедПром"

Ахrameев Ю.В.

2011 г.



ИНСТРУКЦИЯ

по применению пипетки
стеклянной к СОЭ – метру ПС/СОЭ-01 "МиниМедПром"

НАЗНАЧЕНИЕ

Пипетка стеклянная к СОЭ - метру ПС/СОЭ-01 предназначена для измерения высоты столба плазмы крови при определении скорости оседания эритроцитов.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерений высоты столба плазмы, мм	0-90
Цена деления шкалы, мм	1,0
Ширина штрихов шкалы, мм, не более	0,3
Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения длины интервалов между любым и начальным штрихами шкалы пипетки, мм	$\pm 0,5$
Внутренний диаметр капиллярной трубки пипетки, мм	$1,4 \pm 0,2$
Габаритные размеры пипетки, мм	
- длина, не более	174,5
- наружный диаметр	от 4 до 6
Масса пипетки, кг, не более	0,012

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

Пипетка перед использованием должна быть подвергнута предстерилизационной очистке ручным способом, а затем простерилизована 6 % раствором перекиси водорода или водяным паром при давлении 0,20 МПа (2,0 кгс/см²).

ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Проколоть скарификатором палец и набрать в пипетку необходимое количество крови.

Пипетку установить в штатив для дальнейшего проведения анализов.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Условия хранения пипеток – 2 (с) по ГОСТ 15150, распространяются на склады потребителей и поставщиков.

После транспортирования в условиях отрицательных температур пипетки должны быть выдержаны при нормальных климатических условиях не менее 4 ч.

Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха, °С - от 10 до 35
- относительная влажность при 25 °С, не более, % - 80

Начальник производственного
участка



Цыганков П.А.

Руководитель ЛПУ,
проводившего меди-
цинские испытания

Главный врач
Брянской ОДБ



Числин А.А.