

Инструкция по применению Закрытая аспирационная система Cassy

НАЗНАЧЕНИЕ

Cassy стерильная закрытая аспирационная система для санации трахеобронхиального дерева пациентов, находящихся на искусственной вентиляции легких.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Генеральный директор
Панов Ю.К.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

- Система не должна использоваться более 72 часов подряд
- Инструкция по применению должна быть в отделении в распечатанном виде
- Чтобы минимизировать риск аутоинфицирования и закупорки катетера, после каждой процедуры аспирации катетер должен быть тщательно промыт сильной струей воды
- Всасывающая сила не должна превышать 100 мм рт.ст. для детей и 12 мм рт.ст. для взрослых
- разработана для подключения к 15-мм воздушным соединителям в соответствии с ISO 5356-1:2004

ПОДГОТОВКА/СБОРКА:

Разверните изделие и приклейте на видное место наклейку с указанием соответствующего дня недели. Вытаскивайте катетер до тех пор, пока наконечник не будет находиться в промывочной камере (5) и метка положения (9) будет видна в рукаве (10). Закройте промывочный порт (7). Подключите соединительную трубку к коннектору источника вакуума (13). Прежде, чем присоединить систему к пациенту, отрегулируйте и проверьте уровень аспирации путем открытия крышки безопасности (11) и нажатия кнопки блока управления вакуумом (12). Присоедините дыхательный контур или гофрированную трубку к коннектору дыхательного контура (4) системы. Присоедините коннектор трубки (1) к эндотрахеальной или трахеостомической трубке. Чтобы предотвратить непреднамеренное отсоединение, соединение должно быть максимально плотным. Разъединяющее кольцо (2) всегда обеспечит быстрое и безопасное отсоединение. При постановке системы промывочная камера (5) находится в открытом положении. Если аспирация не требуется немедленно, клапан промывочной камеры (6) должен быть закрыт поворотом по часовой стрелке так, чтобы стрелки-указатели указывали в поперечном направлении.

РАБОТА С СИСТЕМОЙ

Аспирация:

1. Чтобы открыть клапан промывочной камеры (6), поворачивайте его против часовой стрелки до тех пор, пока стрелки-указатели не станут указывать в том же направлении, что и катетер.
2. Введите аспирационный катетер на необходимую глубину
3. Запустите аспирацию путем нажатия кнопки блока управления аспирацией (12)
4. Извлекайте катетер уверенным плавным движением, нажимая на кнопку блока управления вакуумом (12)
5. Вытаскивайте катетер до тех пор, пока его наконечник будет находиться в промывочной камере (5) и метка положения (9) будет видна в рукаве (10)
6. Если необходимо, аспирацию можно повторить.

Лаваж (если требуется):

Опираясь на «Аспирация, шаг 1 + 2» введите стерильный физиологический раствор через промывочный порт (7). Запустите аспирацию путем нажатия кнопки блока управления аспирацией и затем следуйте шагам 4 + 5.

Промывка:

Когда аспирация завершена и метка положения (9) видна в рукаве (10), закройте промывочную камеру (5) путем поворота клапана промывочной камеры (6) по часовой стрелке до тех пор, пока стрелки-указатели не станут указывать в поперечном направлении. Введите стерильный физиологический раствор через промывочный порт (7). Одновременно должна быть нажата кнопка блока управления вакуумом (12). Повторяйте промывку до тех пор, пока весь секрет не будет удален из наконечника катетера и промывочной камеры (5). Держите промывочную камеру закрытой до следующей аспирации. Чтобы предотвратить непреднамеренную аспирацию, закройте крышку безопасности (11).

Замена системы:

Чтобы отсоединить

от эндотрахеальной или трахеостомической трубки, держите дистальное кольцо (3) одной рукой и поворачивайте разъединяющее

кольцо (2) другой в направлении стрелок. Поворачивайте до тех пор, пока система не отсоединится.

Взятие анализа мокроты:

Введите катетер из набора для отсасывания из трахеи между коннектором источника вакуума (13) и соединительной трубкой перед процедурой аспирации. Следуйте указаниям раздела «Аспирация»

ОСОБЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ С ТРАХЕОСТОМИЧЕСКИМИ ТРУБКАМИ

- Для аспирации трахео-бронхиального дерева через трахеостомические трубки используйте системы с длиной 35 см.
- Если при установке катетера в трахеостомической трубке возникли затруднения, выньте катетер и вставьте снова, вкручивая его пальцами. Таким образом, катетер разместится в трахеостомической трубке, обеспечивая свободной и легкое проведение аспирации трахео-бронхиального дерева пациента.

Трахеостомические трубки с внутренними канюлями:

- Прежде, чем присоединить или отсоединить, убедитесь, что внутренняя канюля трахеостомической трубки надежно перекрыта, чтобы не допустить ее отделения во время использования или при замене закрытой аспирационной системы. с уникальным рассоединяющим кольцом (2) позволяет отсоединить систему от трахеостомической трубки без искривления ее внутренней канюли.
- Если по какой-то причине внутренняя канюля отделится вместе с закрытой аспирационной системой, она должна быть немедленно возвращена на место в трахеостомической трубке и перекрыта, после чего снова отсоединена от закрытой аспирационной системы без искривлений.
- Определенные трахеостомические трубки с внутренними канюлями не всегда совместимы с разъединяющим кольцом (2). Поэтому, пожалуйста, перед использованием проверьте, что система может быть отсоединена при помощи разъединяющего кольца (2). Если разъединяющее кольцо (2) не работает с трубкой, то мы советуем удалить разъединяющее кольцо (2) прежде, чем присоединять

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Изделие предназначено только для однократного применения и не должно использоваться повторно. Повторное использование может привести к увеличению риска возникновения инфекции и перекрестной контаминации, а также к утрате физических свойств изделия, необходимых для его использования по назначению. Изделия не подлежат повторной стерилизации. Необходимо исключить повреждение первичной упаковки до использования изделия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Система должна применяться только для одного пациента и не должна быть повторно стерилизована. Наконечник аспирационного катетера должен быть полностью утоплен в промывочной камере (5) так, чтобы метка положения (9) находилась за коннектором (8) на конце рукава (10). Невыполнимость этого действия указывает на то, что промывочная камера (5) не может быть закрыта, и/или, что катетер, возможно, поврежден.
- Система и эндотрахеальная/трахеостомическая трубка не должны разделяться путем отрыва друг от друга.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Никаких противопоказаний для использования закрытой аспирационной системы не было выявлено. Однако, все противопоказания, определенные для конкретного отделения, должны быть учтены.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Температура хранения от +5°C до +30°C, Следует защищать продукцию от влаги и чрезмерного нагрева, не допускать длительного воздействия ультрафиолета и флюоресцентного света, а также высоких доз радиации. Хранить таким образом, чтобы избежать деформации катетера или повреждения упаковки.

УТИЛИЗАЦИЯ

Использованные изделия следует утилизировать в соответствии с утвержденными местными нормами и правилами, регулирующими утилизацию биоопасной продукции.

СРОК ГОДНОСТИ 5 лет с момента изготовления

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «Медивайс», 222750 Республика Беларусь, Минская область, Дзержинский район, г. Фаниполь, ул. Заводская, д.50

Генеральный директор
Панов Ю.К.

КОПИЯ ВЕРНА
10 2023 г.

подпись