

Памятка - инструкция по уходу и эксплуатации
за подушками ортопедическими противопрележневыми:
ПП-1, ПП-2, ПП-3, ПП-4, ПГ-1, ПГ-2

Подушки ортопедические противопрележневые, изготовленные из полиуретана (далее подушки) предназначены для равномерного распределения давления на тело пациента и профилактики образования пролежней у контингента больных с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Подушки могут быть использованы в технических средствах реабилитации, в том числе инвалидном кресле - коляске, а также, в рабочем кресле, на стуле, на сиденье водителя транспортного средства, как средство реабилитации при травмах тазовой области.

Допускаемая нагрузка на подушку - 120 кг.

Рекомендуется садиться на подушку в одежде.

- * Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты материалов.
- * При первичном использовании подушки возможен период привыкания к подушке, но не более 2-х недель.
- * Для увеличения срока эксплуатации необходимо соблюдать простые правила:
 - использовать подушку только в чехле и непосредственно по назначению;
 - не проливать на неё красящие вещества, напитки и лекарства;
 - не следует скручивать или складывать подушку во избежание её деформации;
 - чехол подушки из текстиля можно подвергать машинной или ручной стирке при температуре не более 40° С (деликатный режим);
 - не использовать отбеливатели и растворители;
 - глажение чехла при температуре не более 100° С
- * Санитарно - гигиеническая обработка :
 - санитарно-гигиеническую обработку подушки из материала с покрытием необходимо производить мягкой тканью, смоченной в растворе детского мыла с последующим протирающим влажной тканью без моющего средства;
 - сушить подушку необходимо в хорошо проветриваемом помещении вдали от отопительных приборов и прямого попадания солнечных лучей.
- * Гарантийный срок эксплуатации подушек - 12 месяцев, чехлов - 6 месяцев.
- * Срок службы подушек – 24 месяца, чехлов – 6 месяцев.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:



Гродненский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»

Республика Беларусь, 230003, г. Гродно, ул. Белуша, 47А.

Телефон для справок: 8 (0152) 624292, e-mail - grodno@bpovc.by,

сайт - bpovc-grodno.by.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем!