




NUGA
www.nuga.kr



Тепловой массажер

T5



Руководство пользователя

Благодарим за покупку!

Перед использованием полностью прочтите данное руководство и ознакомьтесь с правилами безопасной эксплуатации изделия.

Гарантийный талон прилагается

Изделие с использованием турмания и наноалмазный турмания


NUGA MEDICAL CO.,LTD.



185, Джиреул-ро, Джиджеонг-меон, Вонджу-си,
Гангвон-до, Республика Корея

ТЕЛ.: +82-33-730-0001 / ФАКС: +82-33-730-0007

www.nuga.kr



RUSSIAN / CE H/H / 우크동유럽허가
2304

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

NUGA MEDICAL CO.,LTD.

Знакомство с изделием

Комплектация	8
Основные части изделия и их функции	9
Пульт управления изделием	10

Использование изделия

Порядок подготовки и использования изделия	12
Техника безопасности при чрезвычайных ситуациях ..	16

Правила хранения и ухода за изделием

Хранение и уход за изделием после использования ..	18
Пункты самопроверки	22
Прежде чем обратиться в сервисный центр	23
Возможные неисправности	24
Параметры изделия	25
Гарантийный талон	27

Меры предосторожности

- Внимательно прочитайте содержание данного раздела руководства.
- Указанная информация необходима для безопасности пользователя и предотвращения имущественного ущерба.
- В данном руководстве уровень опасности классифицируется на 3 категории. Дальнейшие обозначения помогут разобраться, что может вызвать опасность или требует внимания в обращении.

Обозначения



Опасность

Серьезная угроза здоровью или жизни пользователя в случае нарушения указанных требований.



Предупреждение

Возможны тяжелые травмы или угроза жизни в случае нарушения указанных требований.



Внимание

Возможны незначительные травмы или повреждение имущества в случае нарушения указанных требований.

Примечания

- Производитель изделия, импортер и продавец не несут ответственность за поломки и разного рода ущербы, возникающие из-за неосторожной эксплуатации, невнимательности при использовании или неправильного ухода за оборудованием со стороны пользователя.
- Руководство составлено на базе спецификации данной модели. Производитель продолжает совершенствование изделия и доработку его функций, что означает модификацию определенных характеристик в будущих моделях и разработку соответствующего руководства. Все изменения осуществляются без предупреждения пользователя.


Опасность




Не используйте изделие в согнутом виде.




Во избежание поломок изделия и возгорания не подключайте к одному источнику питания несколько электроприборов одновременно.



Не используйте продукцию в других целях, кроме указанных.




Во избежание поломок изделия и поражения электрическим током не стирайте и не сдавайте изделие в химчистку.



Строго запрещается самостоятельно разбирать, ремонтировать или модернизировать изделие. В случае необходимости ремонта обратитесь в филиал продаж или сервисный центр.


Предупреждение



Не допускайте использования оборудования несовершеннолетними детьми без присмотра взрослого.



Запрещается бросать и трясти изделие, а также ставить на него тяжелые предметы. Рекомендуется беречь прибор от ударов и любых воздействий, которые могут нанести ущерб.




Во время использования не покрывайте корпус продукта одеялом. (Это может привести к поломке или воспламенению.)



Не перегибайте электропровод и не ставьте на него тяжелые предметы.



Не используйте части изделия от других моделей или других производителей.



Не ставьте на изделие зажженные свечи и сигареты, спиртное, электроприборы и любые легковоспламеняющиеся вещества или предметы, а также емкости с водой.




Внимание




Соблюдайте время и способы использования.




Если вы не используете изделие в течение длительного времени, не забудьте вынуть шнур питания из розетки.



Не кладите на изделие колющие и режущие предметы.



Во избежание ожогов используйте изделие в оптимальном температурном режиме (50~60°C), используя принцип постепенного увеличения температуры.




Избегайте попадания прямых солнечных лучей на изделие.



При подключении оборудования к электросети убедитесь, что его рабочее напряжение совпадает с напряжением в сети.

T5




Знакомство с изделием

Комплектация	8
Основные части изделия и их функции	9
Пульт управления изделием	10

Информация

Перед установкой изделия обязательно проверьте наличие всех комплектующих. При обнаружении нехватки или повреждения деталей обратитесь к продавцу. В целях повышения эффективности изделия дизайн или часть характеристик могут быть изменены.




Коврик



Руководство пользователя




Чехол




Наименование	Функции
① Нагревательная поверхность	Обеспечивает термозффект.
② Шнур электропитания	Подключается к розетке, обеспечивает соединение с источником питания.
③ Встроенный регулятор	Регулирует температуру нагревательной поверхности.

Пульт управления изделием



Наименование	Функции
① Индикатор питания	Блок, отображающий подключение питания к регулятору
② Кнопка питания	Кнопка, позволяющая включать / выключать питание изделия и регулятора
③ Индикатор времени	Светодиодная лампа (LED), отображающая настроенное время работы изделия
④ Кнопка регулирования времени	Кнопка, регулирующая время работы изделия (3,6,9 часов)
⑤ Индикатор температуры	Светодиодная лампа(LED), отображающая настроенную температуру изделия
⑥ Кнопка регулирования температуры	Кнопка, регулирующая температуру изделия



Использование изделия

Порядок подготовки и использования изделия 12

Техника безопасности при чрезвычайных ситуациях 16


Порядок подготовки и использования изделия

i Назначение

· Согревающий коврик Т5 предназначен для обогрева тела (отдельных участков тела) в бытовых условиях.
При изготовлении изделия использована турманиевая и наноалмазная керамика, которая обеспечивает рассеянное и мягкое тепловое воздействие на тело человека

i Обязательно проверьте перед использованием изделия


- Не используйте продукцию в других целях, кроме указанных.
- Не используйте изделие в согнутом виде.
- Перед использованием обязательно убедитесь, что рабочее напряжение изделия совпадает с напряжением в сети.
- Во время эксплуатации не накрывайте регулятор одеялом.
- Используйте изделие в оптимальном температурном режиме.



Шаг 1

Когда шнур питания подключен к розетке, индикатор питания загорается красным светом (светодиод).


Если лампа индикатора (светодиод) не загорается красным светом, проверьте правильность подключения шнура питания к розетке



Шаг 2

Если кнопку питания нажать 1 раз, то индикатор питания загорается зеленым светом (светодиод), изделие находится в состоянии ожидания работы.

В состоянии ожидания работы индикатор питания горит зеленым светом.




Шаг 3

Нажимая на кнопку настройки времени на регуляторе, настройте время по желанию.

- 1 раз: 9 часов
- 2 раза: 6 часов
- 3 раза: 3 часа

Индикатор времени загорается белым светом (светодиод).
На дисплее отображения времени отражается настроенное время.




Шаг 4

Нажмите кнопку настройки температуры на регуляторе и настройте время по желанию.

Диапазон настройки температуры: 40~70°C


Индикатор температуры загорается белым светом (светодиод).

На дисплее отображения температуры отображается настроенная температура.



Шаг 5


После настройки температуры вплотную прислоните изделие к участку тела по желанию.



Шаг 6

При желании прекратить использование изделия нажмите кнопку питания, тогда питание отображается в режиме ожидания.

Индикатор питания регулятора загорается красным светом (светодиод).




Шаг 7


После окончания использования обязательно выньте шнур питания из розетки.

Внимание

Через 9 часов изделие автоматически выключается.




При появлении искры сразу же прекратите использование и выньте шнур питания из розетки.




При появлении запаха гари или дыма немедленно прекратите использование и обратитесь в филиал продаж или сервисный центр.



При появлении расстройств в организме немедленно прекратите использование изделия и проконсультируйтесь с врачом.




При обнаружении поломки или сбоя питания немедленно отключите изделие нажатием кнопки питания и обратитесь в филиал продаж или сервисный центр.



В случае попадания воды на изделие немедленно отключите его нажатием кнопки питания, выньте шнур питания из розетки и обратитесь в офис продаж или сервисный центр.

T5



Правила хранения и ухода за изделием

Хранение и уход за изделием после использования	18
Пункты самопроверки	20
Прежде чем обратиться в сервисный центр ...	21
Возможные неисправности	22
Параметры изделия	23
Гарантийный талон	24

Хранение и уход за изделием после использования

Информация

1. Если изделие не используется длительное время, необходимо отключить его и вынуть шнур питания из розетки.
2. Условия хранения.
 - ① Хранить в сухом помещении, удаленном от источников воды и влажности.
 - ② Хранить в месте, защищенном от прямого воздействия природных явлений (перепады температуры и атмосферного давления; сквозняк; прямые солнечные лучи; пыль и т.д.).
 - ③ Изделие должно быть защищено от вибрации, ударов, падений и т.п.
 - ④ Запрещается устанавливать в местах хранения химических веществ, образования газа и т.п.
 - ⑤ Комплектующие хранить в чистом сухом месте.

Требования к окружающим условиям

- В момент использования температура воздуха в помещении: 0~35 °C; влажность: 20~80%.
- Хранить при температуре: -25~70 °C; влажности: 20~80%; атмосферном давлении: от 700 до 1060 гПа.

Правила ухода за изделием



Внимание

Перед чисткой изделия обязательно выключите его и выньте шнур питания из розетки.

Предостережения по поводу утилизации изделия



Эта маркировка на изделии или инструкции к нему указывает на то, что это изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами по окончании его срока службы.

Для предотвращения возможного ущерба для окружающей среды или здоровья человека вследствие неконтролируемой утилизации отходов, пожалуйста, отделите изделие от других видов отходов и утилизируйте его надлежащим образом для рационального повторного использования материальных ресурсов.


Правила ухода за изделием



Внимание


Перед чисткой изделия обязательно выключите его и выньте шнур питания из розетки.

Поверхность коврика
Протирать сухой тряпкой
или специальным воском
для изделий из кожи




Пульт управления
Протирать сухой тряпкой

Способ хранения



Шаг 1


Перед тем, как хранить изделие, обязательно отсоедините шнур питания.



Шаг 2


Поместите провод в желобок, находящийся сзади.

Будьте осторожны, чтобы провода не перекрутились. Имеется риск разрыва провода.



Шаг 3

Сверните коврик в рулон.



Шаг 4

Свернутый в рулон коврик поместите в чехол.

При переноске или хранении поместите в свернутом в рулон виде в чехол.



Внимание

Перед использованием обязательно проверьте нижеследующие пункты, в противном случае существует опасность поломки изделия, возгорания или получения травмы.

Контрольный список для проверки перед использованием

1. Подсоединен ли шнур питания к розетке? Да ☒ Нет ☐
2. Загорается ли индикатор питания, индикатор времени, индикатор температуры при подключении питания? Да ☒ Нет ☐
3. Свободно ли регулируется температура? Да ☒ Нет ☐
4. Не слишком ли высока температура изделия? Да ☐ Нет ☒
5. В каком состоянии находится кабель питания и другие провода? Нет ли повреждений? Да ☒ Нет ☐

Контрольный список для проверки после использования

1. Работает ли автоматическое отключение питания изделия по истечении 9 часов? Да ☒ Нет ☐
2. Отключен ли свет на индикаторе питания, индикаторе времени, индикаторе температуры? Да ☒ Нет ☐
3. Отсоединен ли шнур питания от розетки? Да ☒ Нет ☐
4. Не подвергается ли место для хранения изделия воздействию влаги или пыли, химических препаратов и т.д.? Да ☒ Нет ☐



Внимание

В случае обнаружения неисправностей, прежде чем обратиться в сервисный центр, обязательно проверьте нижеперечисленные пункты. Изделие необходимо использовать согласно инструкции, в противном случае оно может не работать даже в отсутствие поломок.

Пункты проверки при неисправности питания (лампа питания не горит)

Если индикатор обозначения действий не загорелся

- ① Проверьте, подключен ли шнур питания к розетке.
- ② Проверьте, включается ли изделие при нажатии кнопки питания.
- ③ Проверьте рабочее напряжение сети.

Пункты проверки при неисправности нагревания (изделие не нагревается)

Если изделие не нагревается

- ① Убедитесь, что пульт управления включен.
- ② Убедитесь, что установлена не слишком низкая температура.
- ③ Строго запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать изделие.



В случае необходимости ремонта обратитесь в филиал продаж или сервисный центр.

Возможные неисправности



Внимание

При возникновении ошибки запрещается разбирать изделие.
Отключите изделие, выньте шнур питания из розетки и обратитесь в филиал продаж или сервисный центр.

Обозначение ошибки	Расшифровка обозначения	Место отображения
	Разрыв провода датчика температуры(обрыв)	<p>Дисплей отображения температуры</p> <p>Мигание светодиодного индикатора температуры</p> <p>Мигание сопровождается звуком зуммера</p>
	Короткое замыкание датчика температуры Перегрев выше 85°C	<p>Дисплей отображения температуры</p> <p>Мигание светодиодного индикатора температуры</p> <p>Мигание сопровождается звуком зуммера</p>

Параметры изделия

Наименование и тип изделия	Тепловой массажер T5
Производитель	NUGA MEDICAL CO.,LTD 185, Джиреул-ро, Джиджеонг-меон, Вонджу-си, Гангвон-до, Республика Корея
Дата производства / номер производства	Обозначения на изделии
Вес изделия	2.2 кг
Технические характеристики	727 X 390 X 50 мм
Меры предосторожности при использовании	См. руководство пользователя
Способы применения	См. руководство пользователя
Электрические параметры	AC 220–240 V~, 50/60 Hz
Потребляемая мощность	90 W 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Производитель	Наименование продукта	2 года с момента приобретения	Серийный номер	
	Гарантийный период		Дата приобретения	
	Место приобретения		Телефон	
Продавец	Подпись		Печать	
Покупатель	ФИО			
	С правилами эксплуатации и гарантии ознакомлен			подпись покупателя

* Пожалуйста сохраняйте гарантийный талон.

Вы можете получить обслуживание только при предоставлении гарантийного талона с указанием даты и места приобретения.

* NUGA MEDICAL CO.,LTD. обеспечивает гарантию на указанное изделие в соответствии с Законом о защите прав потребителей.

* В случае неисправности обратитесь по месту приобретения или к ближайшему дистрибьютору NUGA MEDICAL CO.,LTD.

* NUGA MEDICAL CO., LTD. обязуется осуществлять обеспечение запчастями указанного изделия в течение трех лет с момента окончания его производства.

* Покупая продукцию, убедитесь, что в талоне указан адрес приобретения.

1.NUGA MEDICAL CO.,LTD. гарантирует качество изделия в течение двух лет с момента приобретения.

Вы можете получить бесплатное гарантийное обслуживание в случае соблюдения правил эксплуатации.

2. Гарантийный период назначается с момента приобретения. Удостоверьтесь, что в гарантийном талоне проставлена дата приобретения.

Издение предназначено для личного(домашнего)применения и имеет срок гарантийного использования 2 года с момента приобретения.

3. Если изделие, предназначенное для личного (домашнего) применения, используется в коммерческих целях (бизнес) или в ненадлежащих условиях эксплуатации, а также в промышленном производстве, то срок гарантии сокращается до шести месяцев с момента приобретения (включая основные детали).

4.Гарантия не имеет силы, если гарантийный талон утерян или испорчен,если отсутствуют документы, подтверждающие приобретение.

Бесплатное гарантийное обслуживание не обеспечивается в следующих случаях:

- Если неисправность наступила в результате форс-мажорных обстоятельств (пожар, землетрясение, ураган, наводнение и т.д.).

* В случае износа запчастей в результате использования.

- В результате использования электропитания, отличного от указанного в спецификации изделия, либо в результате повреждения соединительных проводов.

* Если неисправность явилась следствием внешнего воздействия, а не результатом брака изделия.

* Если неисправность произошла по причине ремонта или попытке модификации изделия кем-то, кто не является представителем дистрибьютора или техником службы поддержки NUGA MEDICAL CO., LTD.




185, Джиреул-ро, Джиджеонг-меон, Вонджу-си,
Гангвон-до, Республика Корея

ТЕЛ.: +82-33-730-0001 / ФАКС: +82-33-730-0007



NUGA
www.nuga.kr



T5



User Manual

Thank you for purchasing this product.
Before use...

Please read the cautions for safety in the
user manual to use this product safely.

Quality Warranty Enclosed

Tourmanium and NDT applied device


NUGA MEDICAL CO., LTD.



185, Jiraeul-ro, Jijeong-myeon, Wonju-si,
Gangwon-do, Korea

TEL : +82-33-730-0001 / FAX : +82-33-730-0007

<http://www.nuga.kr>



ENGLISH_EEU / CE H/H / Rev. 03
2302

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

NUGA MEDICAL CO., LTD.

Product Introduction

Product Components	8
Names and Functions of Product	9
Descriptions for Controller Buttons	10

How to Use Product

How to Use Product	12
How to Take Emergency Actions during Use	16

Product Storage and Care

How to Store and Clean after Use	18
Self-check Items	20
Before any A/S request	21
Check Indicator Window of Controller	22
Product Specifications	23
Product Warranty	24

Cautions for your safety

- These cautions include descriptions for the safety of users and prevention of any damage to properties among others.
- Read through the following details to use the product appropriately.
- This Manual classifies the risk level into following three degrees and the following graphical symbols remind users of cautions for matters and operations of concerns about any risk.

Interpretations on symbols



Danger

If there is high possibility of death due to non-compliance.



Warning

If there is a possibility of an injury or death due to non-compliance.



Caution

If there is a possibility of a minor injury or damage to goods due to non-compliance.

Disclaimer

- The manufacturer, importer and/or agent shall not be responsible for any problem and/or other damage to the product which has been caused from the user's fault or operation.
- Information in the user manual has been prepared on the basis of the current product specifications.
- Details in the user manual might be different from those on the product.
- The product manufacturer will be adding and supplementing new functions at any time and new technologies shall be applied to the product continuously in the future as well.
- All the standards and functions are subject to change without any notice to users to improve performance.


Danger



Do not fold the product in use.
(Otherwise, it might cause damage to the product.)




Avoid pulling out the power cord parts or touching the power plug with the wet hands.
(Otherwise, it might cause electrical shock or fire.)



Do not use it for other usages than the described purposes of uses.
(Otherwise, it might cause damage to the product.)



Anyone using a cardiac pacemaker should consult with a doctor before any use of this product.




Do not apply washing or dry-cleaning.
(Otherwise, it might cause damage to the product or any danger of electric shocks or fire.)



Anyone other than technicians qualified for our company's A/S should not disassemble, repair or modify the product for any reason.
(Otherwise, it might cause damage to the product or electric shock and/or fire.)


Warning



Do not allow children use the product alone.



Do not place any heavy object or other electric heater on this product.
(Otherwise, it might cause injuries or damage to the product.)



Do not place the controller covered with a blanket during use.
(Otherwise, it might cause damage to the product or a danger of fire.)



Avoid bending the power cord excessively or pressing it down with heavy objects.



Never use other temperature controllers with different specifications.
(Otherwise, it might cause damage to the product.)



Avoid placing inflammable substances like candlelight, cigarette light or liquors and/or vessels containing water, heavy objects or other objects on the product.
(Otherwise, it might cause fire.)



Caution




Please abide by defined time and methods.




Separate the power cord while the product is not being in use for a long time.



Keep any pin, wire or other metallic pieces from stabbing or inserting to the mat.
(Otherwise, it might cause damage to the product.)




Use the product in a proper range of temperature.
(Otherwise, it might cause burns.)



Do not expose the product to the direct sunlight.
(Otherwise, it might cause damage to the product.)



Check out the applied voltage before any use and apply the power plug only to a dedicated socket.



Product Introduction

Product Components 8

Names and Functions of Product 9

Descriptions for Controller Buttons 10


Product Components

i Introduction

Please check out whether all the components are unpacked in hand before installing the product.

Please inquire from of your supplier if there is any missing or damaged component.

Some specifications and/or designs are subject to change for improving the product performance.



Device




User manual




Device Bag

Names and Functions of Product




Name	Function
① Heater	The heater as the main component in the product improves the heating effects by combining the tourmanium mat.
② Power cord	It is connected to a socket to input the power supply to the product.
③ All-in-one controller	It is used to regulate the temperature of the heating unit.

Descriptions for Controller Buttons



Name	Function
① Power display lamp	A display that indicates whether the controller is connected to a power supply
② Power button	A button used to turn the power on or off for the device and controller
③ Time display lamp	An LED lamp that indicates the time set for the device operation
④ Time control button	A button used to set the time for the device operation (3, 6 or 9 hours)
⑤ Temperature display lamp	An LED lamp that indicates the temperature set for the device operation
⑥ Temperature control button	A button used to set the temperature for the device operation




How to Use Product

How to Use Product	12
How to Take Emergency Actions during Use	16

How to Use Product

i Before using product



- Do not use it for other usages than the described purposes of uses.
- Do not fold the product in use.
- Check out the voltage in use before any use.
- Anyone using a cardiac pacemaker should consult with a doctor before any use of this product.
- Do not place the controller covered with a blanket during use.
- Use the product in a proper range of temperature.



step. 1

When you connect the power cord to a power outlet, the power display lamp (LED) will turn red.



If the red LED lamp does not turn on, then check whether the power cord has been inserted into the power outlet properly.



step. 2

When you press the power button once, the power display lamp (LED) will turn green, and the device will enter the standby mode.

When the device is in standby mode, the power display lamp (LED) will be green.





step. 3

Press the time control button on the controller to set the desired device operation time.

A single press: 9 hours
Two presses: 6 hours
Three presses: 3 hours

The time display lamp (LED) will turn white.
The set time will be shown on the time display.




step. 4

Press the temperature control button on the controller to set the desired device operation temperature.

Temperature range
:40~70°C



The temperature display lamp (LED) will turn white.

The set temperature will be shown on the time display.



step. 5


After setting the desired temperature, place the device on the area of body that you wish to massage.



step. 6

To stop the device operation, press the power button and the device will enter the standby mode.

The power display lamp (LED) on the controller will turn red.




step. 7

Remove the power cord from the socket in any case after using the product.


i Notice

The power supply on the product is automatically turned off after 9 hours.

How to Take Emergency Actions during Use




Stop using the product immediately and remove the power plug if there is any lightning.




Stop using the product immediately and contact your supplier branch or our company if you smell any burn or detect any smoke from the product.




Stop using the product immediately and consult with a doctor if any abnormality occurs to the human body.



Turn off the power switch immediately, stop using the product and contact our company if you find out any failure or power failure from the product.



Turn off the power switch, remove the power plug immediately, and then contact our company if you have poured water into the product.



Product Storage and Care

How to Store and Clean after Use	18
Self-check Items	20
Before any A/S request	21
Check Indicator Window of Controller	22
Product Specifications	23
Product Warranty	24

How to Store and Clean after Use

i Introduction

1. Separate the power cord while the product is not in use for a long time.
2. Be aware of the following for the storage place.
 - ① Keep the product in a place with no water.
 - ② Keep the product in a place with no concern of any adverse effect such as the air pressure, temperature, humidity, ventilation, sunlight and/or air containing dust, salt, sulfur, etc.
 - ③ Be careful of safety conditions such as the slope, vibration, shock, etc. (including those during transportation).
 - ④ Do not keep the product in a place near any chemical or gas.
 - ⑤ Avoid any direct sunlight during the storage.
3. Store the product after cleaning the components.

Environmental conditions

- During operation: temperature (0~35 °C), humidity (20~80%)
- Transport and storage conditions: temperature (-25~70 °C), humidity (20~80%), atmospheric pressure (700hPa to 1060hPa)

Proper Disposal of the Device




- This system contains parts and components that must be disposed of as industrial wastes, and an inappropriate disposal thereof will lead to environmental pollution. Thus, do not discard this device together with general industrial wastes or household wastes.
- You must comply with the relevant laws and regulations when disposing of this system, in part or in whole. For inquiries regarding proper disposal, please contact the authorized retailer at a location near you.

How to clean




Caution

Ensure unplugging of the power plug before cleaning. Otherwise, it might cause electric shocks.




Proper Storage Method



step. 1


Unplug the device before storage.



step. 2


Plug the power cord properly into the hole on the back of the device.

Make sure that the power cord does not become twisted. There is a risk of wire disconnection.



step. 3

Roll up the mat.



step. 4

Place the rolled mat into the bag.

Make sure to roll the mat and place it into the bag to carry or store it.



Caution

There might be a danger of injuries or fire if you do not check out the following. Please make sure that you check them out.

Check before use

1. Is the power cord connected to an outlet? Yes ☒ No ☐
2. When you turn on the device, do the power, time and temperature display lamps turn on? Yes ☒ No ☐
3. Is the temperature increasing well in the product? Yes ☒ No ☐
4. Is the temperature in the product not too high? Yes ☐ No ☒
5. Did you check out conditions for any damage to the power cord or cable conditions? Yes ☒ No ☐

Check after use

1. Is the power supply automatically turned off after 9 hours? Yes ☒ No ☐
2. Is the power, time and temperature display lamps turn off? Yes ☒ No ☐
3. Is the power cord removed from the outlet? Yes ☒ No ☐
4. Is the place to keep the product exposed to the humidity dust and/or chemicals? Yes ☒ No ☐



Caution

Ensure checking out the followings before applying for A/S if any abnormality occurs in the product.
The product might fail to operate normally even without any failure if you use it without reading the manual.

Checklist for any abnormality in the power supply

If there is no power supply on the power lamp;

- ① Check out if the power plug on the controller is connected to an outlet.
- ② Check out if the power button in the controller is pressed to turn on the product.
- ③ Check the operating voltage.

Checklist for any abnormality in the heating

If the temperature is not increasing in the product;

- ① Check out if the power button in the controller is pressed to turn on the product.
- ② Check out if the temperature is set to too weak.
- ③ Do not disassemble the product but contact your supplier or our company.



Check Indicator Window of Controller



Caution

Do not disassemble the product arbitrarily if any error occurs, but remove the power plug, turn off the power switch, and then contact your supplier.

If you disassemble the product arbitrarily, it might cause serious injuries and/or damage to the product.

Display	Descriptions	Display locatio
 	Disconnection of temperature sensor	<p>Temperature Indicator Window</p> <p>Temperature display lamp (LED) blinking Buzzer sound will play when it turns on</p>
 	A short circuit in the temperature sensor Overheated (temperature exceeding 85 °C)	<p>Temperature Indicator Window</p> <p>Temperature display lamp (LED) blinking Buzzer sound will play when it turns on</p>

Product Specifications

Product name and model name	Thermal massager T5
Manufacturer	NUGA MEDICAL CO.,LTD. 185, Jiraeul-ro, Jijeong-myeon, Wonju-si, Gangwon-do, Korea
Date of manufacture / number of manufacture	Marked on the product
Product weight	2.2 kg
Product size	727 X 390 X 50 (mm)
Cautions during use	Refer to the user manual
Operating method	Refer to the user manual
Electric rating	AC 220-240 V~, 50/60 Hz
Power consumption	90 W 

Company	Product name	
	Model name	
	Warranty period	__ years from purchase
	Date of purchase	
	Place of purchase	
	Phone	
Customer	Name of customer	
	Customer number	
	Address	

- When damage is caused by repairs or modifications done by a person who is not a certified repair personnel of NUGA Medical's local office or service center.

<http://www.nuga.kr>

