

Наклейка пластырная iMed

REF HG070085 HG085115 HG100120

Описание.

Наклейка пластырная iMed с хлоргексидина глюконатом предназначена для фиксации центральных катетеров и используется для покрытия и защиты мест введения внутривенных катетеров и для фиксации этих устройств на коже. Наклейки пластырные iMed доступны в различных формах и размерах.

Наклейка пластырная iMed состоит из прозрачной клейкой пленки и вложенной гелевой подушечки, содержащей 2%-ый раствор хлоргексидина глюконата (CHG), известного антисептического средства с широким спектром антибактериального и противогрибкового действия. Прозрачная пленка служит эффективным барьером от внешнего загрязнения, включая жидкости (водонепроницаемая), бактерии, вирусы* и грибки, а также защищает место входа внутривенного катетера в кожу. Гелевая подушечка наклейки пластырной iMed обладает противомикробным эффектом и защищает от множества грамположительных и грамотрицательных бактерий и грибов.

Наклейка пластырная iMed прозрачная и дышащая, что позволяет непрерывно наблюдать за местом наложения, а также обеспечивает хорошую паропроницаемость.

Показания.

Наклейка пластырная iMed с хлоргексидина глюконатом может использоваться для покрытия и защиты мест введения внутривенных катетеров и для фиксации этих устройств на коже. Она, как правило, используется вместе с центральными венозными или артериальными катетерами и другими внутрисосудистыми катетерами и чрескожными устройствами. Наклейка пластырная iMed предназначена для уменьшения образования колоний микроорганизмов на коже и на катетере, а также для подавления повторного роста микроорганизмов, как правило, связанных с последующим развитием инфекций кровотока. Наклейка пластырная iMed предназначена для снижения частоты возникновения инфекций кровотока, связанных с применением внутрисосудистых катетеров (КАИК), у пациентов с установленными центральными венозными или артериальными катетерами.)

Предупреждения.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ НАКЛЕЙКИ ПЛАСТЫРНЫЕ iMed НА НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЯХ ИЛИ ДЕТЯХ МЛАДШЕ 2 МЕСЯЦЕВ. ПРИМЕНЕНИЕ ДАННОГО ПРОДУКТА НА НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЯХ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПРОЯВЛЕНИЮ РЕАКЦИЙ ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ИЛИ НЕКРОЗУ КОЖИ.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАКЛЕЕК ПЛАСТЫРНЫХ iMed НЕ ПРОВЕРЯЛИСЬ НА ДЕТЯХ В ВОЗРАСТЕ ДО 18 ЛЕТ. ТОЛЬКО ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ. НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ДАННОГО ПРОДУКТА В УШИ, ГЛАЗА, РОТ ИЛИ НА СЛИЗИСТЫЕ ОБОЛОЧКИ.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТОТ ПРОДУКТ НА ПАЦИЕНТАХ С УСТАНОВЛЕННОЙ ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ К ХЛОРГЕКСИДИНА ГЛЮКОНАТУ.

ИЗВЕСТНЫ СЛУЧАИ РАЗДРАЖЕНИЯ, СЕНСИБИЛИЗАЦИИ И ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫХ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОДУКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ХЛОРГЕКСИДИНА ГЛЮКОНАТ. ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА. В СЕРЬЕЗНЫХ СЛУЧАЯХ ОБРАТИТЕСЬ К ВРАЧУ.

Меры предосторожности.

Не накладывайте наклейку пластырную iMed на инфицированные раны. Она не предназначена для лечения инфекций, связанных с применением чрескожных устройств.

В случае клинической раневой инфекции используйте общие антибактериальные средства, если таковые показаны.

Остановите любое активное кровотечение в месте введения, прежде чем накладывать наклейку пластырную iMed.

Не растягивайте наклейку пластырную во время наложения. Наложение наклейки пластырной с натяжением может привести к механическому повреждению кожи.

Кожа должна быть чистой, сухой и не содержать остатков моющих средств и антисептиков. Прежде чем накладывать наклейку пластырную, дождитесь полного высыхания всех подготовительных и защитных средств во избежание раздражения кожи и для обеспечения хорошего сцепления. Не используйте наклейку пластырную iMed повторно.

Повторное использование может нарушить целостность медицинского изделия и привести к нарушению его функций.

Не используйте изделие при лечении пациентов с аллергией на пластыри или адгезивы.

Наклейку пластырную iMed необходимо менять не реже, чем раз в 7 дней.

Несоблюдение инструкций производителя может привести к раздражению и/или мацерации кожи.

Выбор наклейки пластырной iMed. Выбирайте повязку такого размера, при котором её ширины будет достаточно для сцепления с участком сухой здоровой кожи места введения устройства внутривенного доступа шириной не менее двух с половиной сантиметров.

Подготовка места наложения. Подготовьте место наложения согласно протоколу учреждения. Атрауматическое удаление волос в месте наложения может улучшить сцепление повязки. Бритье не рекомендуется. Кожа должна быть чистой, сухой и не содержать остатков моющих средств и антисептиков. Прежде чем накладывать наклейку пластырную, дождитесь полного высыхания всех подготовительных и защитных средств во избежание раздражения кожи и для обеспечения хорошего сцепления.

Остановите любое активное кровотечение в месте введения, прежде чем накладывать наклейку пластырную.

Способ применения.

1. Откройте упаковку и достаньте стерильную наклейку пластырную.
2. Снимите подложку с наклейки пластырной, освободив адгезивный слой.
3. Наложите гелевую подушечку на место введения катетера и разгладьте края наклейки пластырной. Не растягивайте наклейку пластырную во время наложения, чтобы снизить риск механического повреждения кожи.
4. Медленно снимите рамку, приглаживая края прозрачной пленки.
5. Разгладьте прозрачную пленку от центра к краям наклейки пластырной, надавливая с усилием для лучшего сцепления.
6. После наложения наклейки пластырной наложите стерильные клейкие полоски: под крыльями или портом катетера – для защиты кожи; над крыльями или портом катетера - для повышения стабильности катетера; или для лучшей фиксации линий катетера.
7. На пластырной полоске для маркировки запишите информацию о дате наложения повязки согласно протоколу учреждения. Снимите маркировочную полоску с рамки и закрепите на наклейке пластырной.

Уход за местом наложения.

1. Ежедневно осматривайте место наложения, чтобы убедиться в отсутствии признаков инфекции или других осложнений. При подозрении на инфицирование удалите наклейку пластырную, осмотрите непосредственно место введения катетера и определите необходимые действия по лечению. На инфекцию могут указывать жар, боль, покраснение, припухлость, необычный запах или выделения.
2. Проверяйте повязку ежедневно и меняйте ее по мере необходимости в соответствии с инструкциями, принятыми в медицинском учреждении; смена повязки должна производиться как минимум каждые 7 дней. Смена повязки может быть более частой в случае скопления экссудата.

Наклейку пластырную iMed с хлоргексидина глюконатом необходимо сменить в указанных ниже случаях.

- Если повязка ослабла, загрязнилась, или нарушилась ее целостность.
- Если место наложения плохо видно или не видно совсем.
- Если рядом с гелевой подушечкой заметна жидкость.
- Повязка промокла или чрезмерно вздулась.

Чтобы проверить, сильно ли повязка пропитана жидкостью, слегка надавите пальцем на угол гелевой прокладки.

Если на гелевой подушечке осталась вмятина от пальца, повязку необходимо заменить.

Примечание: Наклейка пластырная iMed не предназначена для впитывания больших объемов крови или жидкости.

Снятие.

Придерживайте катетер во время снятия наклейки пластырной iMed.

1. Снимите информационную бирку и фиксирующие клейкие полоски с верхней части наклейки пластырной.
2. Легко и медленно начните снимать наклейку пластырную со стороны выхода катетера или трубки из наклейки пластырной по направлению к точке введения катетера. Во избежание повреждения кожи отделяйте повязку параллельно поверхности кожи, не тяните ее вверх.
3. Открыв гелевую подушечку, возьмитесь за ее угол и за прозрачную пленку большим и указательным пальцем.
4. Используйте стерильные проспиртованные тампоны, салфетки или стерильные растворы (например, стерильную воду или физиологический раствор) между гелевой подушечкой и кожей для облегчения снятия гелевой подушечки. При необходимости можно использовать растворитель для медицинского клея, чтобы снять край наклейки пластырной.
5. Осторожными и медленными движениями полностью снимите наклейку пластырную

Срок годности и информация о хранении.

Для достижения лучших результатов храните в прохладном, сухом месте. Срок хранения см. на упаковке.

Стерильность наклейки пластырной iMed гарантируется при условии, что индивидуальная упаковка не повреждена и не открыта.

Пояснение символов



Не содержит натуральный латекс



Внимание, смотрите инструкции по применению



Не используйте продукт, если упаковка повреждена или открыта



Не использовать повторно



Использовать до



Код серии товара



Стерилизовано окисью этилена



Не стерилизовать повторно

№ по каталогу	Размер повязки
HG070085	7 см x 8,5 см (2,75 x 3,375 дюйма)
HG085115	8,5 см x 11,5 см (3,5 x 4,5 дюйма)
HG100120	10 см x 12 см (4 x 4,75 дюйма)



Zhejiang Longterm Medical Technology Co., Ltd., Shuangshan Road 277, Fuxi Street, Deqing County
313200 Huzhou City, Zhejiang Province, Китай