



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

(для всех размеров и вариантов исполнения)

САЛФЕТКИ МАРЛЕВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ

ТУ ВУ 790762789.001-2017 Изм.1

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Салфетки предназначены для применения в учреждениях здравоохранения, при оказании медицинской помощи, при выполнении оперативных вмешательств, для обеспечения защиты раны от инфекции и реализации потребителю.

Салфетки стерильные применяются в качестве готовых операционно-перевязочных средств. Используются при прямом контакте с открытой раневой поверхностью.

Салфетки нестерильные, используют для удаления всевозможных загрязнений, а также в качестве материала, отлично впитывающего влагу с различных поверхностей (неповрежденная кожа, медицинские изделия, мебель).

Салфетки нестерильные, могут использоваться в качестве готовых операционно-перевязочных средств, для обработки ран и при работе с раневой поверхностью при условии предварительной их стерилизации.

Салфетки предназначены для одноразового использования.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Не применять в случае индивидуальной непереносимости отдельных компонентов изделия.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Проверить целостность упаковки.

Вскрыть упаковку. Извлечь Салфетки из упаковки.

Использовать по назначению.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Салфетки выпускаются в вариантах исполнения:

- Салфетки марлевые медицинские стерильные;
- Салфетки марлевые медицинские нестерильные;

Салфетки изготавливаются однослойными, двухслойными, четырехслойными.

Размеры салфеток: 16см x 8см, 16см x 14см, 45см x 29см, 70см x 68см.

Салфетки могут иметь рентгеноконтрастную нить.

Для изготовления Салфеток применяется:

- марля медицинская с поверхностной плотностью не менее 20 г/м².

Продольные и поперечные края загнуты вовнутрь, чтобы исключалась возможность попадания нитей и кромок на поверхность раны.

Способ стерилизации – в соответствии с инструкцией, устанавливающей метод, средства и режим стерилизации



ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ НА УПАКОВКЕ:



изделия стерильно



изделия нестерильно



номер партии



хранить в сухом месте



не использовать повторно



использовать до



дата изготовления



производитель



не использовать при поврежденной упаковке



знак соответствия системы менеджмента качества



хранить в защищенном от солнечных лучей месте



обратитесь к руководству по эксплуатации

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Салфетки должны храниться в картонных коробках, в сухих проветриваемых помещениях при температуре от 0°C до + 30°C., на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов. Салфетки должны быть защищены от попадания влаги, прямых солнечных лучей, ультрафиолетового света и атмосферных воздействий. Салфетки могут транспортироваться всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества Салфеток требованиям ТУ ВУ 790762789.001–2017 Изм.1 при соблюдении условий транспортирования и хранения, а также при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

Срок годности стерильных Салфеток – 5 лет с даты стерилизации.

Срок годности нестерильных Салфеток – 6 лет с даты изготовления.

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ

Утилизация Салфеток после истечения срока годности или использования в быту, а также клинических, поликлинических и иных учреждениях системы здравоохранения осуществляется в соответствии с действующими нормативными документами. Очистка, повторное использование, повторная санитарная обработка и стерилизация не допускается.

На территории Республики Беларусь по вопросам, касающимся качества Салфеток марлевых медицинских, изготовленных по ТУ ВУ 790762789.001–2017 Изм.1, изготовитель ООО «Ривекс», обращаться по тел. + 375 17 591 11 80

Адрес производства: Республика Беларусь, Минская область, Смолевичский район, Китайско-Белорусский индустриальный парк "Великий камень", проспект Минский, 28



www.rivex.by



info@rivex.by



+375 (17) 591-11-80

+375 (33) 358-16-61