



Инструкция по применению бахил медицинских одноразовых нестерильных полимерных с одинарной резинкой

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящая инструкция определяет предназначение бахил медицинских одноразовых нестерильных полимерных с одинарной резинкой (в дальнейшем - бахилы), устанавливает порядок их использования и утилизации.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Бахилы являются элементом санитарно-гигиенических мер и противоэпидемического режима. Бахилы защищают от обувных загрязнений, которые могут быть носителем вирусов и бактерий, находящейся на обуви;

3. СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА

3.1. Состав: полимерный материал (полиэтилен низкого или высокого давления, или полипропилен) различных цветов; стягивающая резинка; Форма выпуска: длина 40см.

3.2. Упаковка: групповая уп.(не парная) по 100шт. и №2 в индивидуальной упаковке

4. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ БАХИЛ МЕДИЦИНСКИХ ОДНОРАЗОВЫХ НЕСТЕРИЛЬНЫХ

4.1. Бахилы предназначены для применения в учреждениях здравоохранения, косметических салонах, парикмахерских, культурных, общеобразовательных учреждениях и предприятиях химической промышленности на предприятиях пищевой промышленности, а также других объектах для поддержания требуемых режимов чистоты. Бахилы представляют собой одноразовые защитные гигиенические изделия, которые одевают поверх обуви для использования в качестве чехлов; закрывающих обувь и защищающих как помещения, так и обувь от различных видов загрязнений (химических, биологических, физических).

4.2. Бахилы предназначены для использования в температурном диапазоне от +0С° до +50С°;

4.3. Бахилы не предназначены для защиты от промышленных и сильных загрязнений, и не заменяют обувь.

5. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАХИЛ МЕДИЦИНСКИХ ОДНОРАЗОВЫХ НЕСТЕРИЛЬНЫХ

5.1. Возьмите пару бахил, растяните эластичную резинку и аккуратно оденьте бахилы на обувь так, чтобы они полностью равномерно закрывали обувь;

5.2. При ходьбе в бахилах требуется соблюдать осторожность и учитывать, что материал не заменяет и не обладает прочностью обуви;

5.3. Повторное надевание бахил не допустимо, необходимо надевать новые бахилы;

5.4. Не оставляйте снятые использованные бахилы в открытом виде. Использованные бахилы следует немедленно поместить во влагонепроницаемый контейнер (пакет) и затем утилизировать;

6. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БАХИЛ МЕДИЦИНСКИХ ОДНОРАЗОВЫХ НЕСТЕРИЛЬНЫХ

6.1. Индивидуальная непереносимость материалов.

7. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ БАХИЛ МЕДИЦИНСКИХ ОДНОРАЗОВЫХ НЕСТЕРИЛЬНЫХ

7.1. Бахилы должны храниться в закрытом, сухом, чистом помещении на полках или поддонах, отстоящих от пола не менее чем на 5 см и от отопительных приборов не менее чем на 1 м, исключающих воздействие прямого солнечного света.

7.2. Срок хранения — 5 лет с даты изготовления изготовителем;

7.3. Использованные бахилы могут быть захоронены на обычных полигонах по захоронению твердых бытовых отходов, из полимерного материала - пригодны для вторичной переработки для промышленно-технических целей.

8. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

8.1. ООО «ФАРМА-МАРКЕТ», Республика Беларусь, 220071, г. Минск, ул. Платонова, 28-30а
тел/факс: (+375-17) 270-61-70; 270-61-71; 270-61-72



Директор ООО «ФАРМА-МАРКЕТ»
Платонов Сергей Васильевич