

5. Свидетельство о приеме.

Средство защиты **Воротник большой (L) Рв 0,35**

наименование изделия

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями
ТУ ВУ 1913104092.001 – 2018 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

6. Свидетельство об упаковке/упаковывании.

Средство защиты **Воротник большой (L) Рв 0,35**

наименование изделия

заводской номер

Упаковано ЧПТУП «Защита здоровья»

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренных в ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Приложение: Периодическая проверка защитных свойств материалов.

Дата	Эквивалент по ослаблению	Подпись проверяющего

Дополнительную информацию, а также замечания и пожелания по
улучшению изделия просим сообщить по адресу:

220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 2, пом. 5

ЧПТУП «Защита здоровья»

тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

ЧПТУП «Защита здоровья»

Средства защиты персонала и пациентов от рентгеновск

излучения в

медицинской диагностике

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Воротник большой (L) Рв 0,35

ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 2, пом. 5,
тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

Настоящая инструкция по эксплуатации является совместным документом (паспорт и инструкция по применению) и предназначен для изучения средств индивидуальной защиты от рентгеновского излучения в медицинском диагностике, в дальнейшем — средства защиты, и правильной их эксплуатации (использования, транспортирования и хранения).

1. Описание и работа средств защиты.

1.1 Назначение изделия

1.2 Воронник большой для защиты цинтовойной железы и области шеи персонала и пациента при проведении исследований и операций с большой радиационной нагрузкой при напряжении рентгеновской трубки до 150 Кв. Область использования — лечебно-профилактические и медицинские учреждения.

1.2 Технические характеристики.

1.2.1 Наименование изделия: Воронник большой (Л).

1.2.2 Эффективность (ослабляющее свойство), выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее — 0,5 мм.

Примечание: допускается по техническому заданию заказчика изготавливать средства защиты с другим свинцовым эквивалентом, должны соответствовать требованиям ТУ, ГОСТ 31114.3, образцам эталона, утвержденным в установленном порядке.

1.2.3 Габаритные размеры, не менее:

- ширина — 16 см,

- длина — 59 см,

Примечание: по требованию заказчика допускается изготовление средств защиты с другими размерами.

1.2.4 Масса изделия — 0,5 кг.

1.2.5 Установленный срок эксплуатации изделия — 24 месяца. По окончании срока службы изделие каждый год проверяется на соответствие требованиям настоящего руководства.

В случае соответствия требованиям изделие может эксплуатироваться далее.

1.3 Комплектность.

1.3.1 Воронник большой — 1 шт.

1.3.2 Паспорт и инструкция по эксплуатации — 1 шт.

1.3.3 Упаковочная коробка — 1 шт.

1.4 Устройство и работа.

1.4.1 Средства защиты изготовлены из рентгенозащитного материала — свинцового винила, по значению Pb эквивалента не содержащего свинца в своем составе. Наружная поверхность изготовлена из ткани с пленочным покрытием, малоусадочная, подлинна 100%.

Средства защиты окантованы отделочной тесьмой.

1.4.2 Применяемые материалы не обладают токсическими и сенсibilизирующими свойствами, то есть не оказывают раздражающего и аллергического действия.

1.4.3 Применяемые материалы позволяют проводить дезинфекцию наружных поверхностей 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Потос» по ГОСТ 25644.

1.5 Маркировка.

1.5.1 На лейбле (ярлыке) должна быть нанесена следующая информация:

- логотип или товарный знак изготовителя;
- наименование изделия;
- стандартный размер и буквенный символ, соответствующий виду изделия;
- эквивалент по ослаблению, выраженный символом Pb и числовым значением толщин свинца в миллиметрах;
- дата изготовления изделия;

1.6 Упаковка.

1.6 Изделия должны быть упакованы в коробки из высококачественного картона, допускается упаковка в полистироловые, полипропиленовые пакеты ГОСТ 12302.

2. Меры безопасности

2.1 Изделия должны соответствовать требованиям санитарных норм и правил «Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской техники», гигиеническому норматив «Показатели безопасности изделий медицинского назначения, медицинская техника и материалов, применяемых для изготовления», утвержденным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №128 от 16.12.2013.

3. Условия транспортирования и хранения.

3.1 Изделия должны храниться в крытых складах вдали от открытых источников огня.

3.2 Транспортирование изделий осуществлять всеми видами транспорта в соответствии действующими правилами, утвержденными в установленном порядке.

3.3 Средства защиты в упаковке изготовителя следует хранить на складах в один ряд.

4. Гарантия изготовителя.

4.1 Гарантийный срок эксплуатации изделий 12 месяцев со дня приобретения. Гарантия качества товара распространяется на все составляющие материалы изделия, если иное не предусмотрено договором купли-продажи (п. 3 ст. 440 ГК). При этом гарантийный срок составляющие материалы изделия считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинается с даты изготовления. Исключение составляет проверка и начинание течь одновременно с ним. Исключение составляет проверка.

4.2 Гарантийный срок хранения изделий — 12 месяцев со дня изготовления.

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

ВНИМАНИЕ!

Средства защиты можно аккурратно чистить дезрастворами и моющими

Нив в коем случае нельзя применять ручную либо машинную стирку



5. Свидетельство о присяжке.
Средство защиты Воротник малый (S) Рв 0,5
наименование изделия

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями
 ТУ ВУ 1913104092.001 – 2018 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

6. Свидетельство об упаковывании.

Средство защиты Воротник малый (S) Рв 0,5
наименование изделия

заводской номер

Упаковано ЧПТУП «Защита здоровья»
наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренных в ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Приложение: Периодическая проверка защитных свойств материалов.

Дата	Эквивалент по ослаблению	Подпись проверяющего

Дополнительную информацию, а также замечания и пожелания по
 усовершенствованию изделия просим сообщить по адресу:

220104, г. Минск, ул. Лявicka, д. 19, корп. 2, пом. 5
ЧПТУП «Защита здоровья»
 тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

ЧПТУП «Защита Здоровья»

Средства защиты персонала и пациентов от рентгеновского
 излучения в
 медицинской диагностике

**ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ
 ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Воротник малый (S) Рв 0,5

ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

220104, г. Минск, ул. Лявicka, д. 19, корп. 2, пом. 5.
 тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

Настоящая инструкция по эксплуатации является совмещенным документом (паспорт и инструкция по применению) и предназначена для изучения средств индивидуальной защиты от рентгеновского излучения в медицинской диагностике, в дальнейшем – средства защиты, и правильного их эксплуатации (использования, транспортирования и хранения).

1. Описание и работа средств защиты.

1.1 Назначение изделия

1.2 Воротник малый для защиты шитовойной жести и области шеи персонала и пациента при проведении исследований и операций с большой радиационной нагрузкой при напирании рентгеновской трубки до 150 Кв.

Область использования – лечебно-профилактические и медицинские учреждения.

1.2 Технические характеристики.

1.2.1 Наименование изделия: Воротник малый (S)

1.2.2 Эффективность (ослабляющее свойство), выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее – 0,5 мм.

Примечание: допускается по техническому заданию заказчика изготавливать средства защиты с другим свинцовым эквивалентом, должны соответствовать требованиям ТУ, ГОСТ 31114.3, образцам эталонам, утвержденным в установленном порядке.

1.2.3 Габаритные размеры, не менее:

- ширина – 8,5 см,
- длина – 59 см,

Примечание: по требованию заказчика допускается изготовление средств защиты с другими размерами.

1.2.4 Масса изделия – 0,3 кг.

1.2.5 Установленный срок эксплуатации изделия – 24 месяца. По окончании срока службы изделие каждый год проверяется на соответствие требованиям настоящего руководства. В случае соответствия требованиям изделие может эксплуатироваться далее.

1.3 Комплектность.

1.3.1 Воротник малый – 1 шт.

1.3.2 Паспорт и инструкция по эксплуатации – 1 шт.

1.3.3 Упаковочная коробка – 1 шт.

1.4 Устройство и работа.

1.4.1 Средства защиты изготовлены из рентгенозащитного материала – свинцового винила, по значению Рв эквивалента не содержащего свинца в своем составе. Наружная поверхность изготовлена из ткани с плеточным покрытием, малосудолонная, полиамид 100%.

Средства защиты окантованы отделочной тесьмой.

1.4.2 Применяемые материалы не обладают токсическими и сенсбилизирующими свойствами, то есть не оказывают раздражающего и аллергического действия.

1.4.3 Применяемые материалы позволяют проводить дезинфекцию наружных поверхностей 3%-ым раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644.

1.5 Маркировка.

1.5.1 На этикетке (ярлыке), должна быть нанесена следующая информация:

- логотип или товарный знак изготовителя;
- наименование изделия;
- стандартный размер и буквенный символ, соответствующий виду изделия;
- эквивалент по ослаблению, выраженный символом Рв и числовым значением толщины свинца в миллиметрах;
- дата изготовления изделия.

1.6 Упаковка.

1.6 Изделия должны быть упакованы в коробки из высококачественного картона, допускается упаковка в полиэтиленовые, полипропиленовые пакеты ГОСТ 12302.

2. Меры безопасности

2.1 Изделия должны соответствовать требованиям санитарных норм и правил «Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской техники», типового к норматив «Показатели безопасности изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для изготовления», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №128 от 16.12.2013.

3. Условия транспортирования и хранения.

3.1 Изделия должны храниться в крытых складах вдали от открытых источников огня.

3.2 Транспортирование изделий осуществляется всеми видами транспорта в соответствии действующими правилами, утвержденными в установленном порядке.

3.3 Средства защиты в упаковке изготовителя следует хранить на складах в один ряд.

4. Гарантия изготовителя.

4.1 Гарантийный срок эксплуатации изделий 12 месяцев со дня приобретения. Гарантия качества товара распространяется на все составляющие материалы изделия, если иное не предусмотрено договором купли-продажи (п. 3 ст. 440 ГК). При этом гарантийный срок на составляющие материалы изделия считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинается с даты изготовления с ним. Исключением составляет внутренний материал изделия (винил просвинцованный), подлежащий периодической проверке.

4.2 Гарантийный срок хранения изделий – 12 месяцев со дня изготовления. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

ВНИМАНИЕ!

Средства защиты можно аккуратно чистить дегерматорами и моющими средствами. Ни в коем случае нельзя применять ручную либо машинную стирку.



5. Свидетельство о приеме.

Средство защиты **Воротник малый детский (SV) Рb 0,5**

наименование изделия

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями
ТУ ВУ 1913104092.001 – 2018 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

6. Свидетельство об упаковке.

Средство защиты **Воротник малый детский (SV) Рb 0,5**

наименование изделия

заводской номер

Упаковано ЧПТУП «Защита здоровья»

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренных в ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Приложение: Периодическая проверка защитных свойств материалов.

Дата	Эквивалент по ослаблению	Подпись проверяющего

Дополнительную информацию, а также замечания и пожелания по
усовершенствованию изделия просим сообщить по адресу:

220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 2, пом. 5

ЧПТУП «Защита здоровья»

тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

ЧПТУП «Защита здоровья»

Средства защиты персонала и пациентов от рентгеновского

излучения в

медицинской диагностике

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Воротник малый детский (SV) Рb 0,5

ТУ ВУ 192702608.001 2018

220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 2, пом. 5,
тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

Настоящая инструкция по эксплуатации является составным документом (паспорт и инструкция по применению) и предназначена для изучения средств индивидуальной защиты от рентгеновского излучения в медицинской диагностике, в дальнейшем – средства защиты, и правильной их эксплуатации (использования, транспортирования и хранения).

1. Описание и работа средств защиты.

1.1 Назначение изделия

1.2 Воротник малый детский для защиты цитовидной железы и области шеи детей, при проведении исследований с большой радиационной нагрузкой при напряжении рентгеновской трубки до 150 Кв.

Область использования – лечебно-профилактические и медицинские учреждения.

1.2 Технические характеристики.

1.2.1 Наименование изделия: Воротник малый детский (SV)

1.2.2 Эффективность (ослабляющее свойство), выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее – 0,5 мм.

Примечание: допускается по техническому заданию заказчика изготавливать средства защиты с другим свинцовым эквивалентом, должны соответствовать требованиям ТУ, ГОСТ 31114.3, образцам эталонам, утвержденным в установленном порядке.

1.2.3 Габаритные размеры, не менее:

- ширина – 6 см,
- длина – 40 см,

Примечание: по требованию заказчика допускается изготовление средств защиты с другими размерами.

1.2.4 Масса изделия – 0,2 кг.

1.2.5 Установленный срок эксплуатации изделия – 24 месяца. По окончании срока службы изделие каждый год проверяется на соответствие требованиям настоящего руководства. В случае соответствия требованиям изделие может эксплуатироваться далее.

1.3 Комплектность.

1.3.1 Воротник малый детский – 1 шт.

1.3.2 Паспорт и инструкция по эксплуатации – 1 шт.

1.3.3 Упаковочная коробка – 1 шт.

1.4 Устройство и работа.

1.4.1 Средства защиты изготовлены из рентгенозащитного материала – свинцового винила, по значению Pb эквивалента не содержащего свинца в своем составе. Наружная поверхность изготовлена из ткани с плеточным покрытием, малотоксичная, полиамид 100%,

1.4.2 Применяемые материалы не обладают токсическими и сенсibilизирующими свойствами, то есть не оказывают раздражающего и аллергического действия.

1.4.3 Применяемые материалы позволяют проводить дезинфекцию наружных поверхностей 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644.

1.5 Маркировка.

1.5.1 На лейбле (ярлыке), должна быть нанесена следующая информация:

- дотип или товарный знак изготовителя;
- наименование изделия;
- стандартный размер и буквенный символ, соответствующий виду изделия;
- эквивалент по ослаблению, выраженный символом Pb и числовым значением толщины свинца в миллиметрах;
- дата изготовления изделия;

1.6 Упаковка.

1.6 Изделия должны быть упакованы в коробки из высококачественного картона, допускается упаковка в полистироновые, полипропиленовые пакеты ГОСТ 12302.

2. Меры безопасности

2.1 Изделия должны соответствовать требованиям санитарных норм и правил «Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской техники», гигиеническому норматив «Показатели безопасности изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для изготовления», утвержденным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №128 от 16.12.2013.

3. Условия транспортирования и хранения.

3.1 Изделия должны храниться в крытых складах вдали от открытых источников огня.

3.2 Транспортирование изделий осуществляют всеми видами транспорта в соответствии с действующими правилами, утвержденными в установленном порядке.

3.3 Средства защиты в упаковке изготовителя следует хранить на складах в один ряд.

4. Гарантии изготовителя.

4.1 Гарантийный срок эксплуатации изделий 12 месяцев со дня приобретения. Гарантия качества товара распространяется на все составляющие материалы изделия, если иное не предусмотрено договором купли-продажи (п. 3 ст. 440 ТК). При этом гарантийный срок на составляющие материалы изделия считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинается с даты приобретения с ним. Исключением составляет внутренний материал изделия (винил просвинцованный), подлежащий периодической проверке.

4.2 Гарантийный срок хранения изделий – 12 месяцев со дня изготовления. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

ВНИМАНИЕ!

Средства защиты можно аккуратно чистить дезинфекторами и моющими средствами в том случае нельзя применять ручную либо машинную стирку.

Директор



Е.В.

5. Свидетельство о приеме.

Средство защиты Воротник большой детский (SS) Рв 0,5

наименование изделия

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями
ТУ ВУ 1913104092.001 – 2018 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

6. Свидетельство об упаковке.

Средство защиты Воротник большой детский (SS) Рв 0,5

наименование изделия

заводской номер

Упаковано ЧПУП «Защита здоровья»

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренных в ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Приложение: Периодическая проверка защитных свойств материалов.

Дата	Эквивалент по ослаблению	Подпись проверяющего

Дополнительную информацию, а также замечания и пожелания по усовершенствованию изделия просим сообщить по адресу:

220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 2, пом. 5

ЧПУП «Защита здоровья»

тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

ЧПУП «Защита Здоровья»

Средства защиты персонала и пациентов от рентгеновского

излучения в

медицинской диагностике

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Воротник большой детский (SS) Рв 0,5

ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 2, пом. 5,
тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

Настоящая инструкция по эксплуатации является составным документом (паспорт и инструкция по применению) и предназначена для изучения средств индивидуальной защиты от рентгеновского излучения в медицинской диагностике, в дальнейшем — средства защиты, и правильной их эксплуатации (использования, транспортирования и хранения).

1. Описание и работа средств защиты.

1.1 Назначение изделия

1.2 Воротник большой детской для защиты шейной железой и области шеи детей, при проведении исследований с большой радиальной нагрузкой при напряжении рентгеновской трубки до 150 Кв.

Область использования — лечебно-профилактические и медицинские учреждения.

1.2 Технические характеристики.

1.2.1 Наименование изделия: Воротник большой детский (S)

1.2.2 Эффективность (ослабляющее свойство), выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее — 0,5 мм.

Примечание: допускается по техническому заданию заказчика изготавливать средства защиты с другим свинцовым эквивалентом, должны соответствовать требованиям ТУ, ГОСТ 31114.3, образцам эталона, утвержденным в установленном порядке.

1.2.3 Габаритные размеры, не менее:

- ширина — 14 см,

- длина — 43 см,

Примечание: по требованию заказчика допускается изготовление средств защиты с другими размерами.

1.2.4 Масса изделия — 0,3 кг.

1.2.5 Установленный срок эксплуатации изделия — 24 месяца. По окончании срока службы изделие каждый год проверяется на соответствие требованиям настоящего руководства.

В случае соответствия требованиям изделие может эксплуатироваться далее.

1.3 Комплектность.

1.3.1 Воротник большой детский — 1 шт.

1.3.2 Паспорт и инструкция по эксплуатации — 1 шт.

1.3.3 Упаковочная коробка — 1 шт.

1.4 Устройство и работа.

1.4.1 Средства защиты изготовлены из рентгенозащитного материала — свинцового вилла, по значению Pb эквивалента не содержащего свинца в своем составе. Наружная поверхность изготовлена из ткани с плеточным покрытием, малодоушающая, подкладка 100%.

Средства защиты окантованы отделочной тесьмой.

1.4.2 Применяемые материалы не обладают токсическими и sensibiliziruyushimi свойствами, то есть не оказывают раздражающего и аллергического действия.

1.4.3 Применяемые материалы позволяют проводить дезинфекцию наружных поверхностей 3%-ним раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644.

1.5 Маркировка.

1.5.1 На лейбле (ярлыке) должна быть нанесена следующая информация:

- логотип или товарный знак изготовителя;
- наименование изделия;
- стандартный размер и буквенный символ, соответствующий виду изделия;
- эквивалент по ослаблению, выраженный символом Pb и числовым значением толщины свинца в миллиметрах;
- дата изготовления изделия.

1.6 Упаковка.

1.6.1 Изделия должны быть упакованы в коробки из высококачественного картона, допускается упаковка в полиэтиленовые, полипропиленовые пакеты ГОСТ 12302.

2. Меры безопасности

2.1 Изделия должны соответствовать требованиям санитарных норм и правил «Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской техники», гигиеническому норматив «Показатели безопасности изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для изготовления», утвержденным постановлением

Министерства здравоохранения Республики Беларусь №128 от 16.12.2013.

3. Условия транспортирования и хранения.

3.1 Изделия должны храниться в крытых складах вдали от открытых источников огня.

3.2 Транспортирование изделий осуществляют всеми видами транспорта в соответствии с действующими правилами, утвержденными в установленном порядке.

3.3 Средства защиты в упаковке изготовителя следует хранить на складах в один ряд.

4. Гарантия изготовителя.

4.1 Гарантийный срок эксплуатации изделий 12 месяцев со дня приобретения. Гарантия качества товара распространяется на все составные материалы изделия, если иное не предусмотрено договором купли-продажи (п. 3 ст. 440 ГК). При этом гарантийный срок на составные материалы изделия считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинается теч. одновременно с ним. Исключение составляет внутренний материал изделия (вилли просвинцованный), подлежащий периодической проверке.

4.2.1 Гарантийный срок хранения изделий — 12 месяцев со дня изготовления. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

ВНИМАНИЕ:

Средства защиты можно аккредитовать дезактиваторами и моющими средствами. Ни в коем случае нельзя применять ручную либо машинную стирку.



5. Свидетельство о приеме.

Средство защиты **Жигет (S) Рb 0,35/0,25**

наименование изделия

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями
ТУ ВУ 1913104092.001 – 2018 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

личная подпись

число, месяц, год

расшифровка подписи

6. Свидетельство об упаковке.

Средство защиты **Жигет (S) Рb 0,35/0,25**

наименование изделия

заводской номер

Упаковано ЧПТУП «Защита Здоровья»

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренных в ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Приложение: Периодическая проверка защитных свойств материалов.

Дата	Эквивалент по ослаблению	Подпись проверяющего

Дополнительную информацию, а также замечания и пожелания по
усовершенствованию изделия просим сообщить по адресу:

220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 2, пом. 5

ЧПТУП «Защита Здоровья»

тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

ЧПТУП «Защита Здоровья»

Средства защиты персонала и пациентов от рентгеновского

излучения в

медицинской диагностике

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Жигет (S) Рb 0,35/0,25

ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 2, пом. 5,
тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

Настоящие инструкции по эксплуатации являются совместным документом (паспорт и инструкция по применению) и предназначена для изучения средств индивидуальной защиты от рентгеновского излучения в медицинском диагностике, в дальнейшем – средства защиты, и правильной их эксплуатации (использования, транспортирования и хранения).

1. Описание и работа средств защиты.

1.1 Назначение изделия

1.2 Жилет предназначен для защиты спереди и спины органов грудной клетки от лучевой нагрузки, при рентгеновских исследованиях и лечении при наложении рентгеновской трубки до 150 Кв.

Область использования – лечебно-профилактические и медицинские учреждения.

1.2 Технические характеристики.

1.2.1 Наименование изделия: Жилет (S)

1.2.2 Эффективность (ослабляющее свойство), выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее – 0,35/0,25 мм.

Примечание: допускается по техническому заданию заказчика изготавливать средства защиты с другим свинцовым эквивалентом, должны соответствовать требованиям ТУ, ГОСТ 31114.3, образцам эталонам, утвержденным в установленном порядке.

1.2.3 Габаритные размеры, не менее:

- ширина – 55 см,
- длина – 60 см.

Примечание: по требованию заказчика допускается изготовление средств защиты с другими размерами.

1.2.4 Масса изделия – 2,8 кг.

1.2.5 Установленный срок эксплуатации изделия – 24 месяца. По окончании срока службы изделие каждый год проверяется на соответствие требованиям настоящего руководства.

В случае соответствия требованиям изделие может эксплуатироваться далее.

1.3 Комплектность.

1.3.1 Жилет – 1 шт.

1.3.2 Паспорт и инструкция по эксплуатации – 1 шт.

1.3.3 Вешалка – 1 шт.

1.3.4 Упаковочная коробка – 1 шт.

1.4 Устройство и работа.

1.4.1 Средства защиты изготовлены из рентгенозащитного материала – свинцового вилита, по значению Рв эквивалента не содержащего свинца в своем составе. Наружная поверхность изготовлена из ткани с пленочным покрытием, малоусадочная, полиамид 100%.

Средства защиты окантованы отсечной тесьмой.

1.4.2 Применяемые материалы не обладают токсическими и сенситизирующими свойствами, то есть не оказывают раздражающего и аллергического действия.

1.4.3 Применяемые материалы позволяют проводить дезинфекцию наружных поверхностей 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Долго» по ГОСТ 25644.

1.5 Маркировка.

1.5.1 На лейбле (ярлыке) должна быть нанесена следующая информация:

- логотип или товарный знак изготовителя;
- наименование изделия;
- стандартный размер и буквенный символ, соответствующий виду изделия;
- эквивалент по ослаблению, выраженный символом Рв и числовым значением толщины свинца в миллиметрах;
- дата изготовления изделия;

1.6 Упаковка.

1.6 Изделия должны быть упакованы в коробки из высококачественного картона, допускается упаковка в полиэтиленовые, полипропиленовые пакеты ГОСТ 12302.

2. Меры безопасности

2.1 Изделия должны соответствовать требованиям санитарных норм и правил «Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской техники», гигиеническому норматив «Локказателю безопасности изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для изготовления», утвержденным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №128 от 16.12.2013.

3. Условия транспортирования и хранения.

3.1 Изделия должны храниться в крытых складах вдали от открытых источников огня.

3.2 Транспортирование изделий осуществляют всеми видами транспорта в соответствии действующими правилами, утвержденными в установленном порядке.

3.3 Средства защиты в упаковке изготовителя следует хранить на складах в один ряд.

4. Гарантия изготовителя.

4.1 Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня приобретения. Гарантия качества товара распространяется на все составившие материалы изделия, если иное не предусмотрено договором купли-продажи (п. 3 ст. 440 ГК). При этом гарантийный срок на составившие материалы изделия считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинается с даты приобретения. Некачественное изделие подлежит возврату, материал изделия и начинка тесьмы одновременно – нет.

4.2. Гарантийный срок хранения изделий – 12 месяцев со дня изготовления.

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

ВНИМАНИЕ!

Средства защиты можно аккуратно чистить дезрастворами и моющими средствами. Ни в коем случае нельзя применять ручную либо машинную стирку.



5. Свидетельство о приемке.
Средство защиты Жигет (М) Рb 0,35/0,25
наименование изделия

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями
ТУ ВУ 1913104092.001 – 2018 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

личная подпись

число, месяц, год

расшифровка подписи

6. Свидетельство об упаковке.
Средство защиты Жигет (М) Рb 0,35/0,25
наименование изделия

заводской номер

упаковано ЧПТУП «Защита Здоровья»

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренных в ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Приложение: Периодическая проверка защитных свойств материалов.

Дата	Эквивалент по ослаблению	Подпись проверяющего

Дополнительную информацию, а также замечания и пожелания по
усовершенствованию изделия просим сообщить по адресу:

220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 2, пом. 5

ЧПТУП «Защита здоровья»

тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

ЧПТУП «Защита Здоровья»

Средства защиты персонала и пациентов от рентгеновского
излучения в
медицинской диагностике

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Жигет (М) Рb 0,35/0,25

ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 2, пом. 5,
тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

Настоящая инструкция по эксплуатации является сопроводительным документом (паспорт и инструкция по применению) и предназначена для изучения средств индивидуальной защиты от рентгеновского излучения в медицинской диагностике, в дальнейшем – средства защиты, и правилами их эксплуатации (использования, транспортирования и хранения).

1. Описание и работа средств защиты.

1.1 Назначение изделия

1.2 Жилет предназначен для защиты сердца и щитовидной железы грудной клетки от ионизирующего излучения при рентгеновских исследованиях и лечении при напряжении рентгеновской трубки до 150 Кв.

Область использования – лечебно-профилактические и медицинские учреждения.

1.2 Технические характеристики.

1.2.1 Наименование изделия: Жилет (М)

1.2.2 Эффективность (ослабляющее свойство), выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее – 0,35/0,25 мм.

Примечание: допускается по техническому заданию заказчика изготавливать средства защиты с другим свинцовым эквивалентом, должны соответствовать требованиям ТУ, ГОСТ 31114.3, образцам эталонам, утвержденным в установленном порядке.

1.2.3 Габаритные размеры, не менее:

- ширина – 60 см,
- длина – 60 см.

Примечание: по требованию заказчика допускается изготовление средств защиты с другими размерами.

1.2.4 Масса изделия – 3,0 кг.

1.2.5 Установленный срок эксплуатации изделия – 24 месяца. По окончании срока службы изделие каждый год проверяется на соответствие требованиям настоящего руководства. В случае соответствия требованиям изделие может эксплуатироваться далее.

1.3 Комплектность.

1.3.1 Жилет – 1 шт.

1.3.2 Паспорт и инструкция по эксплуатации – 1 шт.

1.3.3 Вешалка – 1 шт.

1.3.4 Упаковочная коробка – 1 шт.

1.4 Устройство и работа.

1.4.1 Средства защиты изготовлены из рентгенозащитного материала – свинцового вилла, по значению Pb эквивалента не содержащего свинца в своем составе. Наружная поверхность изготовлена из ткани с плетеным покрытием, малотоксичная, полиамид 100%.

Средства защиты окантованы отсечной тесьмой.

1.4.2 Применяемые материалы не обладают токсическими и сенсибилизирующими свойствами, то есть не оказывают раздражающего и аллергического действия.

1.4.3 Применяемые материалы позволяют проводить дезинфекцию наружных поверхностей 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644.

1.5 Маркировка.

1.5.1 На ярлыке (ярлыке) должна быть нанесена следующая информация:

- логотип или товарный знак изготовителя;
- наименование изделия;
- стандартный размер и буквенный символ, соответствующий виду изделия;
- эквивалент по ослаблению, выраженный символом Pb и числовым значением толщины свинца в миллиметрах;
- дата изготовления изделия.

1.6 Упаковка.

1.6 Изделия должны быть упакованы в коробки из высококачественного картона. Допускается упаковка в полистироловые, полипропиленовые пакеты ГОСТ 12302.

2. Меры безопасности

2.1 Изделия должны соответствовать требованиям санитарных норм и правил «Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской техники», гигиеническому норматив «Показатели безопасности изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для изготовления», утвержденным постановлением Министрства здравоохранения Республики Беларусь №128 от 16.12.2013.

3. Условия транспортирования и хранения.

3.1 Изделия должны храниться в крытых складах вдали от открытых источников огня.

3.2 Транспортирование изделий осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с действующими правилами, утвержденными в установленном порядке.

3.3 Средства защиты в упаковке изготовителя следует хранить на складах в один ряд.

4. Гарантия изготовителя.

4.1 Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня приобретения. Гарантия качества товара распространяется на все составляющие материалы изделия, если иное не предусмотрено договором купли-продажи (п. 3 ст. 440 ГК). При этом гарантийный срок на составляющие материалы изделия считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинается со дня приобретения с ним. Исключение составляет внутренний материал изделия (вилла просвинцованный), подлежащий периодической проверке.

4.2 Гарантийный срок хранения изделия – 12 месяцев со дня изготовления. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

ВНИМАНИЕ:

Средства защиты можно аккуратно чистить деструкторами и моющими средствами. Ни в коем случае нельзя применять ручную либо машинную стирку.

Директор

Зависимая

Зависимая

5. Свидетельство о присяге.
Средство защиты Жилет (L) Рв 0,35/0,25
наименование изделия

Заводской номер
изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями
ТУ ВУ 1913104092.001 – 2018 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

личная подпись _____ расшифровка подписи _____
число, месяц, год _____
6. Свидетельство об упаковке.
Средство защиты Жилет (L) Рв 0,35/0,25
наименование изделия _____

заводской номер _____
Упаковано ЧПТУП «Защита здоровья» _____

наименование или код изготовителя
согласно требованиям, предусмотренных в ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

должность _____ личная подпись _____ расшифровка подписи _____
число, месяц, год _____

Приложение: Периодическая проверка защитных свойств материалов.

Дата	Эквивалент по ослаблению	Подпись проверяющего

Дополнительную информацию, а также замечания и пожелания по
улучшению изданию изделия просим сообщить по адресу:
220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 2, пом. 5
ЧПТУП «Защита здоровья»
тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

ЧПТУП «Защита здоровья»

Средства защиты персонала и пациентов от рентгеновского
излучения в
медицинской диагностике

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Жилет (L) Рв 0,35/0,25

ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 2, пом. 5,
тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

Настоящая инструкция по эксплуатации является составным документом (паспорт и инструкция по применению) и предназначена для изучения средств индивидуальной защиты от рентгеновского излучения в медицинском диагностике, в дальнейшем – средства защиты, и правильной их эксплуатации (использования, транспортирования и хранения).

1. Описание и работа средств защиты.

1.1 Назначение изделия

1.2 Жилет предназначен для защиты спереди и сзади органов грудной клетки от плеч до пояса, при рентгеновских исследованиях и лечении при напряжении рентгеновской трубки до 150 Кв.

Область использования – лечебно-профилактические и медицинские учреждения.

1.2 Технические характеристики.

1.2.1 Назначение изделия: Жилет (Л)

1.2.2 Эффективность (ослабляющее свойство), выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее – 0,35/0,25 мм.

Примечание: допускается по техническому заданию заказчика изготавливать средства защиты с другим свинцовым эквивалентом, должны соответствовать требованиям ТУ, ГОСТ 31114.3, образцам эталона, утвержденным в установленном порядке.

1.2.3 Габаритные размеры, не менее:

- ширина – 60 см,
- длина – 65 см.

Примечание: по требованию заказчика допускается изготовление средств защиты с другими размерами.

1.2.4 Масса изделия – 3,2 кг.

1.2.5 Установленный срок эксплуатации изделия – 24 месяца. По окончании срока службы изделие каждый год проверяется на соответствие требованиям настоящего руководства. В случае соответствия требованиям изделие может эксплуатироваться далее.

1.3 Комплектность.

1.3.1 Жилет – 1 шт.

1.3.2 Паспорт и инструкция по эксплуатации – 1 шт.

1.3.3 Вешалка – 1 шт.

1.3.4 Упаковочная коробка – 1 шт.

1.4 Устройство и работа.

1.4.1 Средства защиты изготовлены из рентгенозащитного материала – свинцового винила, по значению Рв эквивалента не содержащего свинца в своем составе. Наружная поверхность изготовлена из ткани с плетеным покрытием, малоусадочная, полиамид 100%.

Средства защиты окантованы огнестойкой тесьмой.

1.4.2 Применяемые материалы не обладают токсическими и сенситизирующими свойствами, то есть не оказывают раздражающего и аллергического действия.

1.4.3 Применяемые материалы позволяют проволить дезинфекцию наружных поверхностей 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644.

1.5 Маркировка.

1.5.1 На ярлыке (ярлыке), должна быть нанесена следующая информация:

- тип или товарный знак изготовителя;
- наименование изделия;
- стандартный размер и буквенный символ, соответствующий виду изделия;
- эквивалент по ослаблению, выраженный символом Рв и числовым значением толщины свинца в миллиметрах;
- дата изготовления изделия;

1.6 Упаковка.

1.6 Изделия должны быть упакованы в коробки из высококачественного картона, допускается упаковка в полиэтиленовые, полипропиленовые пакеты ГОСТ 12302.

2. Меры безопасности

2.1 Изделия должны соответствовать требованиям санитарных норм и правил «Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской техники», гигиеническому норматив «Показатели безопасности изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для изготовления», утвержденным постановлением Министрства здравоохранения Республики Беларусь №128 от 16.12.2013.

3. Условия транспортирования и хранения.

3.1 Изделия должны храниться в закрытых складах вдали от открытых источников огня.

3.2 Транспортирование изделий осуществляют всеми видами транспорта в соответствии с действующими правилами, утвержденными в установленном порядке.

3.3 Средства защиты в упаковке изготовителя следует хранить на складах в один ряд.

4. Гарантия изготовителя.

4.1 Гарантийный срок эксплуатации изделий 12 месяцев со дня приобретения. Гарантия качества товара распространяется на все составляющие материалы изделия, если иное не предусмотрено договором купли-продажи (п. 3 ст. 440 ГК). При этом гарантийный срок на составляющие материалы изделия считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинается с даты приобретения с ним. Исключение составляет внутренний материал изделия (винил просвинцованный), подлежащий периодической проверке.

4.2 Гарантийный срок хранения изделий – 12 месяцев со дня изготовления.

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

ВНИМАНИЕ!

Средства защиты можно аккуратно чистить деструкторами и моющими средствами. Ни в коем случае нельзя применять ручную либо машинную стирку.



5. Свидетельство о приеме.

Средство защиты Жилет (XL) Рb 0,35/0,25

наименование изделия

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями
ТУ ВУ 1913.104092.001 – 2018 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

6. Свидетельство об упаковке.

Средство защиты Жилет (XL) Рb 0,35/0,25

наименование изделия

заводской номер

Упаковано ЧПТУП «Защита здоровья»

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренных в ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Приложение: Периодическая проверка защитных свойств материалов.

Дата	Эквивалент по ослаблению	Подпись проверяющего

Дополнительную информацию, а также замечания и пожелания по
усовершенствованию изделия просим сообщить по адресу:

220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 2, пом. 5

ЧПТУП «Защита здоровья»

тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

ЧПТУП «Защита Здоровья»

Средства защиты персонала и пациентов от рентгеновского

излучения в

медицинской диагностике

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Жилет (XL) Рb 0,35/0,25

ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 2, пом. 5,
тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

Настоящая инструкция по эксплуатации является совместным документом (паспорт и инструкция по применению) и предназначена для изучения средств индивидуальной защиты от рентгеновского излучения в медицинской диагностике, в дальнейшем — средства защиты, и (правильной их эксплуатации (использования, транспортирования и хранения).

1. Описание и работа средств защиты.

1.1 Назначение изделия

1.2 Жилет предназначен для защиты спереди и сзади органов грудной клетки от лучей до 150 Кв.

Область использования — лечебно-профилактические и медицинские учреждения.

1.2 Технические характеристики.

1.2.1 Наименование изделия: Жилет (ХЛ)

1.2.2 Эффективность (ослабляющее свойство), выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее — 0,35/0,25 мм.

Примечание: Допускается по техническому заданию заказчика изготавливать средства защиты с другим свинцовым эквивалентом, должны соответствовать требованиям ТУ, ГОСТ 31114.3, образцам эталонов, утвержденным в установленном порядке.

1.2.3 Габаритные размеры, не менее:

- ширина — 65 см,
- длина — 70 см.

Примечание: по требованию заказчика допускается изготовление средств защиты с другими размерами.

1.2.4 Масса изделия — 3,4 кг.

1.2.5 Установленный срок эксплуатации изделия — 24 месяца. По окончании срока службы изделие каждый год проверяется на соответствие требованиям настоящего руководства. В случае соответствия требованиям изделие может эксплуатироваться далее.

1.3 Комплектность.

1.3.1 Жилет — 1 шт.

1.3.2 Паспорт и инструкция по эксплуатации — 1 шт.

1.3.3 Вешалка — 1 шт.

1.3.4 Упаковочная коробка — 1 шт.

1.4 Устройство и работа.

1.4.1 Средства защиты изготовлены из рентгенозащитного материала — свинцового винила, по значению Р_в эквивалента не содержащего свинца в своем составе. Наружная поверхность изготовлена из ткани с пленочным покрытием, малотрудночная, полиамид 100%.

Средства защиты окантованы отделочной тесьмой.

1.4.2 Применяемые материалы не обладают токсическими и сенсibiliзирующими свойствами, то есть не оказывают раздражающего и аллергического действия.

1.4.3 Применяемые материалы позволяют проводить дезинфекцию наружных поверхностей 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644.

1.5 Маркировка.

1.5.1 На лейбле (ярлыке), должна быть нанесена следующая информация:

- логотип или товарный знак изготовителя;
- наименование изделия;
- стандартный размер и буквенный символ, соответствующий виду изделия;
- эквивалент по ослаблению, выраженный символом Р_в и числовым значением толщину свинца в миллиметрах;
- дата изготовления изделия;

1.6 Упаковка.

1.6 Изделия должны быть упакованы в коробки из высококачественного картона, допускается упаковка в полистироловые, полипропиленовые пакеты ГОСТ 12302.

2. Меры безопасности

2.1 Изделия должны соответствовать требованиям санитарных норм и правил «Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской техники», гигиеническому норматив «Показатели безопасности изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для изготовления», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №128 от 16.12.2013.

3. Условия транспортирования и хранения.

3.1 Изделия должны храниться в крытых складах вдали от открытых источников огня.

3.2 Транспортирование изделий осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с действующими правилами, утвержденными в установленном порядке.

3.3 Средства защиты в упаковке изготовителя следует хранить на складах в один ряд.

4. Гарантия изготовителя.

4.1 Гарантийный срок эксплуатации изделий 12 месяцев со дня приобретения. Гарантия качества товара распространяется на все составные материалы изделия, если иное не предусмотрено договором купли-продажи (п. 3 ст. 440 ГК). При этом гарантийный срок на составные материалы изделия считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинается с даты приобретения. Исключение составляет внутренний материал изделия (винил провешивающийся), подлежащий периодической проверке.

4.2 Гарантийный срок хранения изделий — 12 месяцев со дня изготовления.

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

ВНИМАНИЕ!

Средства защиты можно аккуратно чистить дегтярями и моющими средствами. Ни в коем случае нельзя применять ручную либо машинную стирку.

Директор



Е.В.

5. Свидетельство о приемке.

Средство защиты **Жигет (XXL) Рb 0,35/0,25**

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями
ТУ ВУ 1913104092.001 – 2018 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

6. Свидетельство об упаковке.

Средство защиты **Жигет (XXL) Рb 0,35/0,25.**

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР

Упаковано ЧПТУП «Защита здоровья»

НАИМЕНОВАНИЕ ИЛИ КОД ИЗГОТОВИТЕЛЯ

согласно требованиям, предусмотренных в ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Приложение: Периодическая проверка защитных свойств материалов.

Дата	Эквивалент по ослаблению	Подпись проверяющего

Дополнительную информацию, а также замечания и пожелания по
улучшению изделия просим сообщить по адресу:

220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 2, пом. 5

ЧПТУП «Защита здоровья»

тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

ЧПТУП «Защита здоровья»

Средства защиты персонала и пациентов от рентгеновского
излучения в
медицинской диагностике

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Жигет (XXL) Рb 0,35/0,25

ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 2, пом. 5,
тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

Настоящая инструкция по эксплуатации является совместным документом (паспорт и инструкция по применению) и предназначена для изучения средств индивидуальной защиты от рентгеновского излучения в медицинской диагностике, в дальнейшем – средства защиты, и правильной их эксплуатации (использования, транспортирования и хранения).

1. Описание и работа средств защиты.

1.1 Назначение изделия

1.2 Жилет предназначен для защиты спереди и сзади органов грудной клетки от падающего рентгеновского излучения в исследованиях и лечении при напряжении рентгеновской трубки до 150 Кв.

Область использования – лечебно-профилактические и медицинские учреждения.

1.2 Технические характеристики.

1.2.1 Наименование изделия: Жилет (XXL)

1.2.2 Эффективность (ослабляющее свойство), выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее – 0,35/0,25 мм.

Примечание: допускается по техническому заданию заказчика изготавливать средства защиты с другим свинцовым эквивалентом, должны соответствовать требованиям ТУ, ГОСТ 31114.3, образцам эталонам, утвержденным в установленном порядке.

1.2.3 Габаритные размеры, не менее:
- ширина – 70 см,
- длина – 75 см.

Примечание: по требованию заказчика, допускается изготовление средств защиты с другими размерами.

1.2.4 Масса изделия – 3,6 кг.

1.2.5 Установленный срок эксплуатации изделия – 24 месяца. По окончании срока службы изделие каждый год проверяется на соответствие требованиям настоящего руководства. В случае соответствия требованиям изделие может эксплуатироваться далее.

1.3 Комплектность.

1.3.1 Жилет – 1 шт.

1.3.2 Паспорт и инструкция по эксплуатации – 1 шт.

1.3.3 Вешалка – 1 шт.

1.3.4 Упаковочная коробка – 1 шт.

1.4 Устройство и работа.

1.4.1 Средства защиты изготовлены из рентгенозащитного материала – свинцового винила, по значению Рв эквивалента не содержащего свинца в своем составе. Наружная поверхность изготовлена из ткани с пленочным покрытием, малопригодная, полиамид 100%.

Средства защиты окантованы отделочной тесьмой.

1.4.2 Примежные материалы не обладают токсическими и сенсibilизирующими свойствами, то есть не оказывают раздражающего и аллергического действия.

1.4.3 Примежные материалы позволяют проводить дезинфекцию наружных поверхностей 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644.

1.5 Маркировка.

1.5.1 На этикетке (ярлыке), должна быть нанесена следующая информация:

- логотип или товарный знак изготовителя;
- наименование изделия;
- стандартный размер и буквенный символ, соответствующий виду изделия;
- эквивалент по ослаблению, выраженный символом Рв и числовым значением толщины свинца в миллиметрах;
- дата изготовления изделия;

1.6 Упаковка.

1.6 Изделия должны быть упакованы в коробки из высококачественного картона, допускается упаковка в полиэтиленовые, полипропиленовые пакеты ГОСТ 12302.

2. Меры безопасности

2.1 Изделия должны соответствовать требованиям санитарных норм и правил «Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской техники», гигиеническому норматив «Показатели безопасности изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для изготовления», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №128 от 16.12.2013.

3. Условия транспортирования и хранения.

3.1 Изделия должны храниться в крытых складах вдали от открытых источников огня.

3.2 Транспортирование изделий осуществляются всеми видами транспорта в соответствии с действующими правилами, утвержденными в установленном порядке.

3.3 Средства защиты в упаковке изготовителя следует хранить на складах в один ряд.

4. Гарантия изготовителя.

4.1 Гарантийный срок эксплуатации изделий 12 месяцев со дня приобретения. Гарантия качества товара распространяется на все созданные материалы изделия, если иное не предусмотрено договором купли-продажи (п. 3 ст. 440 ГК). При этом гарантийный срок на составляющие материалы изделия считается равным гарантийному сроку на основное изделие (винил просвинцованный), подлежащий периодической проверке.

4.2 Гарантийный срок хранения изделий – 12 месяцев со дня изготовления. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

ВНИМАНИЕ!

Средства защиты можно аккуратно чистить деаэрасторами и моющими средствами. Ни в коем случае нельзя применять ручную либо машинную стирку.



5. Свидетельство о приеме.
Средство защиты **Жилет детский (SS) Рв 0,35/0,25**
идентификация классификация

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями
ТУ ВУ 1913104092.001 – 2018 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

6. Свидетельство об упаковке.

Средство защиты **Жилет детский (SS) Рв 0,35/0,25**

идентификация классификация

заводской номер

Упаковано ЧПТУП «Защита здоровья»

идентификация классификация

согласно требованиям, предусмотренных в ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Приложение: Периодическая проверка защитных свойств материалов.

Дата	Эквивалент по ослаблению	Подпись проверяющего

Дополнительную информацию, а также замечания и пожелания по
усовершенствованию изделия просим сообщить по адресу:

ЧПТУП «Защита здоровья»

тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

ЧПТУП «Защита Здоровья»

Средства защиты персонала и пациентов от рентгеновского

излучения в

медицинской диагностике

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Жилет детский (SS) Рв 0,35/0,25

ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 2, пом. 5,
тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

Настоящая инструкция по эксплуатации является совместным документом (паспорт и инструкция по применению) и предназначена для изучения средств индивидуальной защиты от рентгеновского излучения в медицинской диагностике, в дальнейшем – средства защиты, и правильной их эксплуатации (использования, транспортирования и хранения).

1. Описание и работа средств защиты.

1.1 Назначение изделия

1.2 Жилет детский предназначен для защиты спереди и сзади органов грудной клетки от ионизирующего излучения, при рентгеновских исследованиях и лечении при наложении рентгеновской трубки до 150 Кв.

Область использования – лечебно-профилактические и медицинские учреждения.

1.2 Технические характеристики.

1.2.1 Наименование изделия: Жилет детский (SS)

1.2.2 Эффективность (ослабляющее свойство), выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее – 0,35/0,25 мм.

Примечание: допускается по техническому заданию заказчика изготавливать средства защиты с другим свинцовым эквивалентом, должны соответствовать требованиям ТУ, ГОСТ 31114.3, образцам эталонам, утвержденным в установленном порядке.

1.2.3 Габаритные размеры, не менее:

- ширина – 40 см,
- длина – 43 см.

Примечание: по требованию заказчика допускается изготовление средств защиты с другими размерами.

1.2.4 Масса изделия – 2,1 кг.

1.2.5 Установленный срок эксплуатации изделия – 24 месяца. По окончании срока службы изделие каждый год проверяется на соответствие требованиям настоящего руководства. В случае соответствия требованиям изделие может эксплуатироваться далее.

1.3 Комплектность.

1.3.1 Жилет детский – 1 шт.

1.3.2 Паспорт и инструкция по эксплуатации – 1 шт.

1.3.3 Вешалка – 1 шт.

1.3.4 Упаковочная коробка – 1 шт.

1.4 Устройство и работа.

1.4.1 Средства защиты изготовлены из рентгенозащитного материала – свинцового винила, по значению Pb эквивалента не содержащего свинца в своем составе. Наружная поверхность изготовлена из ткани с пленочным покрытием, малолусковая, полиамид 100%.

Средства защиты окантованы отелочной тесьмой.

1.4.2 Применяемые материалы не обладают токсическими и сенсibilизирующими свойствами, то есть не оказывают раздражающего и аллергического действия.

1.4.3 Применяемые материалы позволяют проводить дезинфекцию наружных поверхностей 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644.

1.5 Маркировка.

1.5.1 На этикетке (ярлыке) должна быть нанесена следующая информация:

- логотип или товарный знак изготовителя;
- наименование изделия;
- стандартный размер и буквенный символ, соответствующий виду изделия;
- эквивалент по ослаблению, выраженный символом Pb и числовым значением толщины свинца в миллиметрах;
- дата изготовления изделия;

1.6 Упаковка.

1.6 Изделия должны быть упакованы в коробки из высококачественного картона, допускается упаковка в полиэтиленовые, полипропиленовые пакеты ГОСТ 12302.

2. Меры безопасности

2.1 Изделия должны соответствовать требованиям санитарных норм и правил «Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской техники», гигиеническому норматив «Показатели безопасности изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для изготовления», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №128 от 16.12.2013.

3. Условия транспортирования и хранения.

3.1 Изделия должны храниться в крытых складах вдали от открытых источников огня.

3.2 Транспортирование изделий осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с действующими правилами, утвержденными в установленном порядке.

3.3 Средства защиты в упаковке изготовителя следует хранить на складах в один ряд.

4. Гарантия изготовителя.

4.1 Гарантийный срок эксплуатации изделий 12 месяцев со дня приобретения. Гарантия качества товара распространяется на все составляющие материалы изделия, если иное не предусмотрено договором купли-продажи (п. 3 ст. 440 ГК). При этом гарантийный срок на составляющие материалы изделия считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинается течь одновременно с ним. Исключение составляет внутренний материал изделия (винил просвинцованный), подлежащий периодической проверки.

4.2 Гарантийный срок хранения изделий – 12 месяцев со дня изготовления. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

ВНИМАНИЕ:

Средства защиты можно аккуратно чистить дегтярорами и моющими средствами в коем случае нельзя применять ручную либо машинную стирку.

Директор

Дудкович Е.В.

5. Свидетельство о приеме.

Средство защиты **Защита гонад Рb 0,5**

наименование изделия

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями
ТУ ВУ 1913104092.001 – 2018 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

6. Свидетельство об упаковывании.

Средство защиты **Защита гонад Рb 0,5**

наименование изделия

заводской номер

У паковано ЧПТУП «Защита здоровья»

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренных в ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Приложение: Периодическая проверка защитных свойств материалов.

Дата	Эквивалент по ослаблению	Подпись проверяющего

Дополнительную информацию, а также замечания и пожелания по
усовершенствованию изделия просим сообщить по адресу:

220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 2, пом. 5

ЧПТУП «Защита здоровья»

тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

ЧПТУП «Защита Здоровья»

Средства защиты персонала и пациентов от рентгеновского
излучения в
медицинской диагностике

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Защита гонад Рb 0,5

ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 2, пом. 5,
тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

Настоящая инструкция по эксплуатации является совместным документом (паспорт и инструкция по применению) и предназначается для изучения средств индивидуальной защиты от рентгеновского излучения в медицинской диагностике, в дальнейшем – средства защиты, и правильного их эксплуатации (использования, транспортирования и хранения).

1. Описание и работа средств защиты.

1.1 Назначение изделия

1.2 Защита гонд для защиты половых органов мужчин при напряжении рентгеновской трубки до 150 Кв.

Область использования – лечебно-профилактические и медицинские учреждения.

1.2 Технические характеристики.

1.2.1 Наименование изделия: Защита гонд

1.2.2 Эффективность (ослабляющее свойство), выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее – 0,5 мм.

Примечание: допускается по техническому заданию заказчика изготавливать средства защиты с другим свинцовым эквивалентом, должны соответствовать требованиям ТУ, ГОСТ 31114.3, образцам эталонам, утвержденным в установленном порядке.

1.2.3 Габаритные размеры, не менее:

- ширина – 34 см,
- длина – 27 см.

Примечание: по требованию заказчика допускается изготовление средств защиты с другими размерами.

1.2.4 Масса изделия – 0,3 кг.

1.2.5 Установленный срок эксплуатации изделия – 24 месяца. По окончании срока службы изделие каждый год проверяется на соответствие требованиям настоящего руководства.

В случае соответствия требованиям изделие может эксплуатироваться далее.

1.3 Комплектность.

1.3.1 Защита гонд – 1 шт.

1.3.2 Паспорт и инструкция по эксплуатации – 1 шт.

1.3.3 Упаковочная коробка – 1 шт.

1.4 Устройство и работа.

1.4.1 Средства защиты изготовлены из рентгенозащитного материала – свинцового винила, по значению Pb эквивалента не содержащего свинца в своем составе. Наружная поверхность изготовлена из ткани с пленочным покрытием, малотоксичная, полиамид 100%.

Средства защиты окантованы огнестойкой тесьмой.

1.4.2 Применяемые материалы не обладают токсическими и сенсibiliзирующими свойствами, то есть не оказывают раздражающего и аллергического действия.

1.4.3 Применяемые материалы позволяют проводить дезинфекцию наружных поверхностей 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Домос» по ГОСТ 25644.

1.5 Маркировка.

1.5.1 На левом (ярлык) должна быть нанесена следующая информация:

- логотип или товарный знак изготовителя;
- наименование изделия;
- стандартный размер и буквенный символ, соответствующий виду изделия;
- эквивалент по ослаблению, выраженный символом Pb и численным значением толщины свинца в миллиметрах;
- дата изготовления изделия;

1.6 Упаковка.

1.6 Изделия должны быть упакованы в коробки из высококачественного картона, допускается упаковка в полистироловые, полипропиленовые пакеты ГОСТ 12302.

2. Меры безопасности

2.1 Изделия должны соответствовать требованиям санитарных норм и правил «Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской техники», типичному к норматив «Показатели безопасности изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для изготовления», утвержденным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №128 от 16.12.2013.

3. Условия транспортирования и хранения.

3.1 Изделия должны храниться в крытых складах вдали от открытых источников огня.

3.2 Транспортирование изделий осуществляется всеми видами транспорта в соответствии действующими правилами, утвержденными в установленном порядке.

3.3 Средства защиты в упаковке изготовителя следует хранить на складах в один ряд.

4. Гарантия изготовителя.

4.1 Гарантийный срок эксплуатации изделий 12 месяцев со дня приобретения. Гарантия качества товара распространяется на все составные материалы изделия, если иное не предусмотрено договором купли-продажи (п. 3 ст. 440 ГК). При этом гарантийный срок не распространяется на материалы изделия, считающиеся равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь одновременно с ним. Исключение составляет внутренний материал изделия (винил просвинцованный), подлежащий периодической проверке.

4.2 Гарантийный срок хранения изделий – 12 месяцев со дня изготовления.

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

ВНИМАНИЕ!

Средства защиты можно аккуратно чистить дезагрегаторами и моющими средствами. Ни в коем случае нельзя применять ручную либо машинную стирку.



5. Свидетельство о приемке.

Средство защиты **Набор для микроцефалитрии Рв 0,5**
наименование изделия

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями
ТУ ВУ 1913104092.001 – 2018 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

личная подпись

растифицированная подпись

число, месяц, год

6. Свидетельство об упаковке.

Средство защиты **Набор для микроцефалитрии Рв 0,5**
наименование изделия

заводской номер

Упаковано ЧПТУП «Защита здоровья»

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренных в ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

должность

личная подпись

растифицированная подпись

число, месяц, год

Приложение: Периодическая проверка защитных свойств материалов.

Дата	Эквивалент по ослаблению	Подпись проверяющего

Дополнительную информацию, а также замечания и пожелания по
улучшению изделия просим сообщить по адресу:

220104, г. Минск, ул. Лышкова, д. 19, корп. 2, пом. 5
ЧПТУП «Защита здоровья» тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

ЧПТУП «Защита здоровья»

Средства защиты персонала и пациентов от рентгеновского
излучения в
медицинской диагностике

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Набор для микроцефалитрии Рв 0,5

ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

220104, г. Минск, ул. Лышкова, д. 19, корп. 2, пом. 5,
тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

Настоящая инструкция по эксплуатации является составным документом (паспорт и инструкция по применению) и предназначена для изучения средств индивидуальной защиты от рентгеновского излучения в медицинской диагностике, в дальнейшем — средства защиты, и правильной их эксплуатации (использования, транспортирования и хранения).

1. Описание и работа средств защиты.

1.1 Назначение изделия

1.2 Набор для микропельметрии для обеспечения максимальной комплексной защиты ребенка в возврате от рождения до года от рассеянного и прямого рентгеновского излучения при напоре рентгеновской трубки до 150 Кв.

Область использования — лечебно-профилактические и медицинские учреждения.

1.2 Технические характеристики.

1.2.1 Наименование изделия: Набор для микропельметрии

1.2.2 Эффективность (ослабляющее свойство), выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее — 0,5 мм.

Примечание: допускается по техническому заданию заказчика изготавливать средства защиты с другим свинцовым эквивалентом, должны соответствовать требованиям ТУ, ГОСТ 31114.3, образцам эталонам, утвержденным в установленном порядке.

1.2.3 Табачные размеры, не менее:

- пенелка — 30x70 см,
- полузник — 33x37,5 см,
- воротник — 14x37,5 см,
- пластина — 30x17,5 см, 30x10,5 см

Примечание: по требованию заказчика допускается изготовление средств защиты с другими размерами.

1.2.4 Масса изделия — 2,0 кг.

1.2.5 Установленный срок эксплуатации изделия — 24 месяца. По окончании срока службы изделие каждый год проверяется на соответствие требованиям настоящего руководства. В случае соответствия требованиям изделие может эксплуатироваться далее.

1.3 Комплектность.

1.3.1 Набор для микропельметрии — 1 шт.

1.3.2 Паспорт и инструкция по эксплуатации — 1 шт.

1.3.3 Упаковочная коробка — 1 шт.

1.4 Устройство и работа.

1.4.1 Средства защиты изготовлены из рентгенозащитного материала — свинцового винила, по значению Рв эквивалента не содержащего свинца в своем составе. Наружная поверхность изготовлена из ткани с пленочным покрытием, малодыкожная, полиамид 100%.

Средства защиты окантованы огнестойкой тесьмой.

1.4.2 Применяемые материалы не обладают токсическими и сенсбилизирующими свойствами, то есть не оказывают раздражающего и дерматического действия.

1.4.3 Применяемые материалы позволяют проводить дезинфекцию наружных поверхностей 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Алгокс» по ГОСТ 25644.

1.5 Маркировка.

1.5.1 На левом (ярлыке), должна быть нанесена следующая информация:

- логотип или товарный знак изготовителя;
- наименование изделия;
- стандартный размер и буквенный символ, соответствующий виду изделия;
- эквивалент по ослаблению, выраженный символом Рв и числовым значением толщин свинца в миллиметрах;
- дата изготовления изделия;

1.6 Упаковка.

1.6 Изделия должны быть упакованы в коробки из высококачественного картона, допускается упаковка в полиэтиленовые, полипропиленовые пакеты ГОСТ 12302.

2. Меры безопасности

2.1 Изделия должны соответствовать требованиям санитарных норм и правил «Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской техники», гигиеническому норматив «Показатели безопасности изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для изготовления», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №128 от 16.12.2013.

3. Условия транспортирования и хранения.

3.1 Изделия должны храниться в крытых складах вдали от открытых источников огня.

3.2 Транспортирование изделий осуществляют всеми видами транспорта в соответствии с действующими правилами, утвержденными в установленном порядке.

3.3 Средства защиты в упаковке изготовителя следует хранить на складах в один ряд.

4. Гарантия изготовителя.

4.1 Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня приобретения. Гарантия качества товара распространяется на все составляющие материалы изделия, если иное не предусмотрено договором купли-продажи (п. 3 ст. 440 ГК). При этом гарантийный срок на составляющие материалы изделия считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинается со дня приобретения с ним. Исключение составляет внутренний материал изделия (винил просвинцованный), подлежащий периодической проверке.

4.2 Гарантийный срок хранения изделий — 12 месяцев со дня изготовления. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

ВНИМАНИЕ!

Средства защиты можно аккурратно чистить дезрастворами и моющими средствами. Ни в коем случае нельзя применять ручную либо машинную стирку.



5. Свидетельство о приемке.

Средство защиты **Набор пластин Рb 0,5**

наименование изделия

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями
ТУ ВУ 1913104092.001 – 2018 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

6. Свидетельство об упаковывании.

Средство защиты **Набор пластин Рb 0,5**

наименование изделия

заводской номер

Упаковано ЧПТУП «Защита здоровья»

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Приложение: Периодическая проверка защитных свойств материалов.

Дата	Эквивалент по ослаблению	Подпись проверяющего

Дополнительную информацию, а также замечания и пожелания по
усовершенствованию изделия просим сообщить по адресу:

220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 2, пом. 5

ЧПТУП «Защита здоровья»

тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

ЧПТУП «Защита здоровья»

Средства защиты персонала и пациентов от рентгеновского
излучения в
медицинской диагностике

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Набор пластин Рb 0,5

ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 2, пом. 5,
тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

Настоящая инструкция по эксплуатации является совмещенным документом (паспорт и инструкция по применению) и предназначена для изучения средств индивидуальной защиты от рентгеновского излучения в медицинской деятельности, в дальнейшем – средства защиты, и правильной их эксплуатации (использования, транспортирования и хранения).

1. Описание и работа средств защиты.

1.1 Назначение изделия

1.2 Набор пластин для защиты отдельных участков тела пациента, в набор входят семь пластин различной формы при напряжении рентгеновской трубки до 150 Кв.

1.2 Технические характеристики.

1.2.1 Наименование изделия: Набор пластин

1.2.2 Эффективность (ослабляющее свойство), выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее – 0,5 мм.

Примечание: допускается по техническому заданию заказчика изготавливать средства защиты с другим свинцовым эквивалентом, должны соответствовать требованиям ТУ, ГОСТ 31114.3, образцам эталонам, утвержденным в установленном порядке.

1.2.3 Габаритные размеры, не менее:

- овальные – 14,5х42 см, 30х10 см,
- квадратные – 10х10 см,
- прямоугольные – 30х10 см,
- прямоугольная – 23х23х23 см.

Примечание: по требованию заказчика допускается изготовление средств защиты с другими размерами.

1.2.4 Масса изделия – 1,8 кг.

1.2.5 Установленный срок эксплуатации изделия – 24 месяца. По окончании срока службы изделие каждый год проверяется на соответствие требованиям настоящего руководства.

В случае несоответствия требованиям изделие может экстендуироваться далее.

1.3 Комплектность.

1.3.1 Набор пластин – 1 шт.

1.3.2 Паспорт и инструкция по эксплуатации – 1 шт.

1.3.3 Упаковочная коробка – 1 шт.

1.4 Устройство и работа.

1.4.1 Средства защиты изготовлены из рентгенозащитного материала – свинцового винила, по значению Р_в эквивалента не содержащего свинца в своем составе. Наружная поверхность изготовлена из ткани с пынчонным покрытием, малоусадочная, полиamid 100%.

1.4.2 Средства защиты окантованы отсоединяемой тесьмой.

1.4.3 Применяемые материалы позволяют проводить дезинфекцию наружных поверхностей 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Долос» по ГОСТ 25644.

1.5 Маркировка.

1.5.1 На левбе (крупке) должна быть нанесена следующая информация:

- логотип или товарный знак изготовителя;
- наименование изделия;
- стандартный размер и буквенный символ, соответствующий виду изделия;
- эквивалент по ослабляющей, выраженный символом Р_в и числовым значением толщины свинца в миллиметрах;
- дата изготовления изделия.

1.6 Упаковка.

1.6 Изделия должны быть упакованы в коробки из высококачественного картона, допускается упаковка в полиэтиленовые, полипропиленовые пакеты ГОСТ 12302.

2. Меры безопасности

2.1 Изделия должны соответствовать требованиям санитарных норм и правил «Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской техники», гигиеническому норматив «Показатели безопасности изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для изготовления», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №128 от 16.12.2013.

3. Условия транспортирования и хранения.

3.1 Изделия должны храниться в крытых складах вдали от открытых источников огня.

3.2 Транспортирование изделий осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с действующими правилами, утвержденными в установленном порядке.

3.3 Средства защиты в упаковке изготовителя следует хранить на складах в один ряд.

4. Гарантия изготовителя.

4.1 Гарантийный срок эксплуатации изделий 12 месяцев со дня приобретения. Гарантия качества товара распространяется на все составляющие материалы изделия, если типичное предусмотрено договором купли-продажи (п. 3 ст. 440 ГК). При этом гарантийный срок на составляющие материалы изделия считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинается с даты приобретения с ним. Исключение составляет внутренний материал изделия (винил просвинцованный), подлежащий периодической проверке.

4.2 Гарантийный срок хранения изделий – 12 месяцев со дня изготовления. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

ВНИМАНИЕ!

Средства защиты можно аккуратно чистить дезинфекторами и моющими средствами. Ни в коем случае нельзя применять ручную или машинную стирку.



5. Свидетельство о приеме.

Средство защиты **Пластина защитная Рb 0,5**

наименование изделия

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями
ТУ ВУ 191310-4092.001 – 2018 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

6. Свидетельство об улаковывании.

Средство защиты **Пластина защитная Рb 0,5**

наименование изделия

заводской номер

Упаковано ЧПТУП «Защита Здоровья»

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренных в ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Приложение: Периодическая проверка защитных свойств материалов.

Дата	Эквивалент по ослаблению	Подпись проверяющего

Дополнительную информацию, а также замечания и пожелания по
усовершенствованию изделия просим сообщить по адресу:

220104, г. Минск, ул. Лышкова, д. 19, корп. 2, пом. 5

ЧПТУП «Защита Здоровья»

тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

ЧПТУП «Защита Здоровья»

Средства защиты персонала и пациентов от рентгеновского

излучения в

медицинской диагностике

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пластина защитная Рb 0,5

ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

220104, г. Минск, ул. Лышкова, д. 19, корп. 2, пом. 5,
тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

Настоящая инструкция по эксплуатации является составным документом (паспорт и инструкция по применению) и предназначена для изучения средств индивидуальной защиты от рентгеновского излучения в медицинской диагностике, в дальнейшем – средства защиты, и правильной их эксплуатации (использования, транспортирования и хранения).

1. Описание и работа средств защиты.

1.1 Назначение изделия

1.2 Пластина защитная для защиты различных частей тела пациента при рентгеновских исследованиях в положении «лежа» при напряжении рентгеновской трубки до 150 Кв. Область использования – лечебно-профилактические и медицинские учреждения.

1.2 Технические характеристики.

1.2.1 Наименование изделия: Пластина защитная

1.2.2 Эффективность (ослабляющее свойство), выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее – 0,5 мм.

Примечание: допускается по техническому заданию заказчика изготавливать средства защиты с другим свинцовым эквивалентом, должны соответствовать требованиям ТУ, ГОСТ 31114.3, образцам эталонов, утвержденным в установленном порядке.

1.2.3 Габаритные размеры, не менее:

- ширина – от 10 см,
- длина – до 100 см.

Примечание: по требованию заказчика допускается изготовление средств защиты с другими размерами.

1.2.4 Масса изделия – 2,0 кг.

1.2.5 Установленный срок эксплуатации изделия – 24 месяца. По окончании срока службы изделие каждый год проверяется на соответствие требованиям настоящего руководства. В случае соответствия требованиям изделие может эксплуатироваться далее.

1.3 Комплектность.

1.3.1 Пластина защитная – 1 шт.

1.3.2 Паспорт и инструкция по эксплуатации – 1 шт.

1.3.3 Упаковочная коробка – 1 шт.

1.4 Устройство и работа.

1.4.1 Средства защиты изготовлены из рентгенозащитного материала – свинцового винила, по назначению Рв эквивалента не содержащего свинца в своем составе. Наружная поверхность изготовлена из ткани с плеточным покрытием, малодоушающая, полнами 100%.

1.4.2 Применяемые материалы не обладают токсическими и сенсibilизирующими свойствами, то есть не оказывают раздражающего и аллергического действия.

1.4.3 Применяемые материалы позволяют проводить дезинфекцию наружных поверхностей 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Долос» по ГОСТ 25644.

1.5 Маркировка.

1.5.1 На лейбле (ярлыке), должна быть нанесена следующая информация:

- логотип или товарный знак изготовителя;
- наименование изделия;
- стандартный размер и буквенный символ, соответствующий виду изделия;
- эквивалент по ослаблению, выраженный символом Рв и числовым значением толщины свинца в миллиметрах;
- дата изготовления изделия;

1.6 Упаковка.

1.6 Изделия должны быть упакованы в коробки из высококачественного картона, допускается упаковка в полиэтиленовые, полипропиленовые пакеты ГОСТ 12302.

2. Меры безопасности

2.1 Изделия должны соответствовать требованиям санитарных норм и правил «Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской техники», гигиеническому норматив «Показатели безопасности изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для изготовления», утвержденный постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №128 от 16.12.2013.

3. Условия транспортирования и хранения.

3.1 Изделия должны храниться в крытых складах вдали от открытых источников огня.

3.2 Транспортирование изделий осуществлять всеми видами транспорта в соответствии действующими правилами, утвержденными в установленном порядке.

3.3 Средства защиты в упаковке изготовителя следует хранить на складах в один ряд.

4. Гарантия изготовителя.

4.1 Гарантийный срок эксплуатации изделий 12 месяцев со дня приобретения. Гарантия качества товара распространяется на все составные материалы изделия, если иное не предусмотрено договором купли-продажи (п. 3 ст. 440 ГК). При этом гарантийный срок на составные материалы изделия считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинается с даты приобретения с ним. Исключение составляет внутренний материал (винил просвинцованный), подлежащий периодической проверке.

4.2 Гарантийный срок хранения изделий – 12 месяцев со дня изготовления. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

ВНИМАНИЕ!

Средства защиты можно аккурратно чистить дезагрегатами и моющими средствами в том случае нельзя применять ручную либо машинную стирку.



5. Свидетельство о приеме.
Средство защиты Пелерина Рb 0,35

наименование изделия

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями
ТУ ВУ 1913104092.001 – 2018 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

6. Свидетельство об упаковке.

Средство защиты Пелерина Рb 0,35

наименование изделия

заводской номер

Упаковано ЧПТУП «Защита здоровья»

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренных в ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Приложение: Периодическая проверка защитных свойств матрригатов.

Дата	Эквивалент по ослаблению	Подпись проверяющего

Дополнительную информацию, а также замечания и пожелания по
усовершенствованию изделия просим сообщить по адресу:

220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 2, пом. 5

ЧПТУП «Защита здоровья»

тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

ЧПТУП «Защита Здоровья»

Средства защиты персонала и пациентов от рентгеновского
излучения в
медицинской диагностике

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пелерина Рb 0,35

ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 2, пом. 5,
тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

Настоящая инструкция по эксплуатации является совместным документом (паспорт и инструкция по применению) и предназначена для изучения средств индивидуальной защиты от рентгеновского излучения в медицинской диагностике, в дальнейшем — средства защиты, и правильной их эксплуатации (использования, транспортирования и хранения).

1. Описание и работа средств защиты.

1.1 Назначение изделия

1.2 Пелерина предназначена для защиты щитовидной железы и внутренних органов грудной клетки при рентгенологических исследованиях зубочелюстной системы, и лечения при напряжении рентгеновской трубки до 150 Кв.

Область использования — лечебно-профилактические и медицинские учреждения.

1.2 Технические характеристики.

1.2.1 Наименование изделия: Пелерина

1.2.2 Эффективность (ослабляющее свойство), выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее — 0,35 мм.

Примечание: допускается по техническому заданию заказчика изготавливать средства защиты с другим свинцовым эквивалентом, должны соответствовать требованиям ТУ, ГОСТ 31114.3, образцам эталонов, утвержденным в установленном порядке.

1.2.3 Габаритные размеры, не менее:
— ширина — 50 см,
— длина — 55 см.

Примечание: по требованию заказчика допускается изготовление средств защиты с другими размерами.

1.2.4 Масса изделия — 2,3 кг.

1.2.5 Установленный срок эксплуатации изделия — 24 месяца. По окончании срока службы изделие каждый год проверяется на соответствие требованиям настоящего руководства. В случае соответствия требованиям изделие может эксплуатироваться далее.

1.3 Комплектность.

1.3.1 Пелерина — 1 шт.

1.3.2 Паспорт и инструкция по эксплуатации — 1 шт.

1.3.3 Вешалка — 1 шт.

1.3.4 Упаковочная коробка — 1 шт.

1.4 Устройство и работа.

1.4.1 Средства защиты изготовлены из рентгенозащитного материала — свинцового винила, по значению Р_в эквивалента не содержащего свинца в своем составе. Наружная поверхность изготовлена из ткани с плетеным покрытием, малосадоочная, полиамид 100%.

1.4.2 Применяемые материалы не обладают токсическими и сенсibilизирующими свойствами, то есть не оказывают раздражающего и аллергического действия.

1.4.3 Применяемые материалы позволяют проводить дезинфекцию наружных поверхностей 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Домос» по ГОСТ 25644.

1.5 Маркировка.

1.5.1 На лейбле (ярлыке), должна быть нанесена следующая информация:
- логотип или товарный знак изготовителя;
- наименование изделия;
- стандартный размер и буквенный символ, соответствующий виду изделия;
- эквивалент по ослаблению, выраженный символом Р_в и числовым значением толщ. свинца в миллиметрах;
- дата изготовления изделия.

1.6 Упаковка.

1.6 Изделия должны быть упакованы в коробки из высококачественного картона, допускается упаковка в полиэтиленовые, полипропиленовые пакеты ГОСТ 12302.

2. Меры безопасности

2.1 Изделия должны соответствовать требованиям санитарных норм и правил «Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской техники», гигиеническому норматив «Оказатели безопасности изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для изготовления», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №128 от 16.12.2013.

3. Условия транспортирования и хранения.

3.1 Изделия должны храниться в крытых складах вдали от открытых источников огня.

3.2 Транспортирование изделий осуществляют всеми видами транспорта в соответствии действующими правилами, утвержденными в установленном порядке.

3.3 Средства защиты в упаковке изготовителя следует хранить на складах в один ряд.

4. Гарантии изготовителя.

4.1 Гарантийный срок эксплуатации изделий 12 месяцев со дня приобретения. Гарантия качества товара распространяется на все составляющие материалы изделия, если иное не предусмотрено договором купли-продажи (п. 3 ст. 440 ГК). При этом гарантийный срок на составляющие материалы изделия считается равным гарантийному сроку на основную и начинает течь одновременно с ним. Исключением составляет внутренний материал (винил просвинцованный), подлежащий периодической проверке.

4.2 Гарантийный срок хранения изделий — 12 месяцев со дня изготовления. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

ВНИМАНИЕ!

Средства защиты можно аккредитовать дезактиваторами и моющими средствами. Ни в коем случае нельзя применять ручную либо машинную стирку.



5. Свидетельство о приёме.
Средство защиты **Пелерина детская Рв 0,35**

наименование изделия

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями
ТУ ВУ 1913104092.001 – 2018 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

6. Свидетельство об упаковке.

Средство защиты **Пелерина детская Рв 0,35**

наименование изделия

заводской номер

Упаковано ЧПТУП «Защита здоровья»

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренных в ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Приложение: Периодическая проверка защитных свойств материалов.

Дата	Эквивалент по ослаблению	Подпись проверяющего

Дополнительную информацию, а также замечания и предложения по
усовершенствованию изделия просим сообщать по адресу:

220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 2, пом. 5

ЧПТУП «Промединка»

тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

ЧПТУП «Защита Здоровья»

Средства защиты персонала и пациентов от рентгеновского

излучения в

медицинской диагностике

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пелерина детская Рв 0,35

ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 2, пом. 5,
тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

Настоящая инструкция по эксплуатации является совместным документом (паспорт и инструкция по применению) и предназначена для изучения средств индивидуальной защиты от рентгеновского излучения в медицинской диагностике, в дальнейшем – средства защиты, и правильной их эксплуатации (использования, транспортирования и хранения).

1. Описание и работа средств защиты.

1.1 Назначение изделия

1.2 Пеллерина детская обеспечивает защиту литовидной и вишечковой железы, щитовидного щитка и верхней части грудной клетки ребенка при наложении рентгеновской трубки до 150 Кв. Область использования – лечебно-профилактические и медицинские учреждения.

1.2 Технические характеристики.

1.2.1 Наименование изделия: Пеллерина, детская
1.2.2 Эффективность (ослабляющее свойство), выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее – 0,35 мм.

Примечание: допускается по техническому заданию заказчика изготавливать средства защиты с другим свинцовым эквивалентом, должны соответствовать требованиям ТУ, ГОСТ 31114.3, образцам эталонам, утвержденным в установленном порядке.

1.2.3 Габаритные размеры, не менее:
- ширина – 42 см,
- длина – 25 см.

Примечание: по требованию заказчика, допускается изготовление средств защиты с другими размерами.

1.2.4 Масса изделия – 1,8 кг.

1.2.5 Установленный срок эксплуатации изделия – 24 месяца. По окончании срока службы изделие каждый год проверяется на соответствие требованиям паспорта руководства. В случае соответствия требованиям изделие может эксплуатироваться далее.

1.3 Комплектность.

1.3.1 Пеллерина детская – 1 шт.

1.3.2 Паспорт и инструкция по эксплуатации – 1 шт.

1.3.3 Вешалка – 1 шт.

1.3.4 Упаковочная коробка – 1 шт.

1.4 Устройство и работа.

1.4.1 Средства защиты изготовлены из рентгенозащитного материала – свинцового винила, по значению Рв эквивалента не содержат свинца в своем составе. Наружная поверхность изготовлена из ткани с пленочным покрытием, малоусадочная, полиамид 100%.

Средства защиты окантованы отсоединяемой тесьмой.

1.4.2 Применяемые материалы не обладают токсическими и сенсibilизирующими свойствами, то есть не оказывают раздражающего и аллергического действия.

1.4.3 Применяемые материалы позволяют проводить дезинфекцию наружных поверхностей 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Алгокс» по ГОСТ 25644.

1.5 Маркировка.

1.5.1 На ленте (ярлыке) должна быть нанесена следующая информация:
- логотип или товарный знак изготовителя;
- наименование изделия;

- стандартный размер и буквенный символ, соответствующий виду изделия;
- эквивалент по ослаблению, выраженный символом Рв и числовым значением толщин свинца в миллиметрах;
- дата изготовления изделия;

1.6 Упаковка.

1.6 Изделия должны быть упакованы в коробки из высококачественного картона, допускается упаковка в полиэтиленовые, полипропиленовые пакеты ГОСТ 12302.

2. Меры безопасности

2.1 Изделия должны соответствовать требованиям санитарных норм и правил «Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской техники», гигиеническому норматив «Показатели безопасности изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для изготовления», утвержденным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №128 от 16.12.2013.

3. Условия транспортирования и хранения.

3.1 Изделия должны храниться в крытых складах вдали от открытых источников огня.

3.2 Транспортирование изделий осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с действующими правилами, утвержденными в установленном порядке.

3.3 Средства защиты в упаковке изготовителя следует хранить на складах в один ряд.

4. Гарантия изготовителя.

4.1 Гарантийный срок эксплуатации изделий 12 месяцев со дня приобретения. Гарантия качества товара распространяется на все составляющие материалы изделия, если иное не предусмотрено договором купли-продажи (п. 3 ст. 440 ГК). При этом гарантийный срок на составляющие материалы изделия считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинается с даты его приобретения. Исключением составляет внутренний материал изделия (винил просвинцованный), подлежащий периодической проверке.

4.2 Гарантийный срок хранения изделий – 12 месяцев со дня изготовления.

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

ВНИМАНИЕ!

Средства защиты можно аккуратно чистить дезрастворами и моющими средствами. Ни в коем случае нельзя применять ручную либо машинную стирку.

Директор

Е.В.

5. Свидетельство о приеме.

Средство защиты Фартук для ортопантомографа детский (SS) Рb 0,35

наименование изделия

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями
ТУ ВУ 1913104092.001 – 2018 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

6. Свидетельство об упаковке.

Средство защиты Фартук для ортопантомографа детский (SS) Рb 0,35

наименование изделия

заводской номер

Упаковано ЧПТУП «Защита Здоровья»

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренных в ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Приложение: Периодическая проверка защитных свойств материалов.

Дата	Эквивалент по ослаблению	Подпись проверяющего

Дополнительную информацию, а также замечания и пожелания по усовершенствованию изделия просим сообщить по адресу:

ЧПТУП «Защита здоровья»

тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

ЧПТУП «Защита Здоровья»

Средства защиты персонала и пациентов от рентгеновского

излучения в

медицинской диагностике

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Фартук для ортопантомографа детский (SS) Рb 0,35

ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

220104, г. Минск, ул. Лыцкова, д. 19, корп. 2, пом. 5,
тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

Настоящая инструкция по эксплуатации является сопроводительным документом (паспорт и инструкция по применению) и предназначена для изучения средств индивидуальной защиты от рентгеновского излучения и медицинский диагностики, в дальнейшем – средства защиты, и правильной их эксплуатации (использования, транспортирования и хранения).

1. Описание и работа средств защиты.

1.1 Назначение изделия

1.2 Фартук для ортопантомографа детский предназначен для защиты пациента при ортопантомографии, обеспечивает защиту позвоночника и передней части тела, включая трубки до 150 Кв. Область использования – лечебно-профилактические и медицинские учреждения.

1.2 Технические характеристики.

- 1.2.1 Наименование изделия: Фартук для ортопантомографа детский (SS)
1.2.2 Эффективность (ослабляющее свойство), выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее – 0,35 мм.
Примечание: допускается по техническому заданию заказчика изготавливать средства защиты с другим свинцовым эквивалентом, должны соответствовать требованиям ТУ, ГОСТ 31114.3, образцам эталонам, утвержденным в установленном порядке.
1.2.3 Габаритные размеры, не менее:
- ширина – 45 см,
- длина – 70 см.

Примечание: по требованию заказчика допускается изготовление средств защиты с другими размерами.

1.2.4 Масса изделия – 2,1 кг.

1.2.5 Установленный срок эксплуатации изделия – 24 месяца. По окончании срока службы изделие каждый год проверяется на соответствие требованиям настоящего руководства. В случае соответствия требованиям изделие может эксплуатироваться далее.

1.3 Комплектность.

- 1.3.1 Фартук для ортопантомографа детский – 1 шт.
1.3.2 Паспорт и инструкция по эксплуатации – 1 шт.
1.3.3 Вешалка – 1 шт.
1.3.4 Упаковочная коробка – 1 шт.

1.4 Устройство и работа.

- 1.4.1 Средства защиты изготовлены из рентгенозащитного материала – свинцового винила, по значению Pb эквивалента не содержащего свинца в своем составе. Наружная поверхность изготовлена из ткани с плетеным покрытием, малоусадочная, подлинит 100%. Средства защиты окантованы отдельной тесьмой.
1.4.2 Применяемые материалы не обладают токсическими и сенситизирующими свойствами, то есть не оказывают раздражающего и аллергического действия.
1.4.3 Применяемые материалы позволяют проводить дезинфекцию наружных поверхностей 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Алтокс» по ГОСТ 25644.

1.5 Маркировка.

- 1.5.1 На лейбле (ярлыке) должна быть нанесена следующая информация:
- логотип или товарный знак изготовителя;
- наименование изделия;
- стандартный размер и буквенный символ, соответствующий виду изделия;
- эквивалент по ослаблению, выраженный символом Pb и числами значащим толщину свинца в миллиметрах;
- дата изготовления изделия;

1.6 Упаковка.

1.6 Изделия должны быть упакованы в коробки из высококачественного картона, допускается упаковка в полиэтиленовые, полипропиленовые пакеты ГОСТ 12302.

2. Меры безопасности

2.1 Изделия должны соответствовать требованиям санитарных норм и правил «Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской техники», гигиеническому норматив «Показатели безопасности изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для изготовления», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №128 от 16.12.2013.

3. Условия транспортирования и хранения.

- 3.1 Изделия должны храниться в крытых складах, выданных от открытых источников огня.
3.2 Транспортирование изделий осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с действующими правилами, утвержденными в установленном порядке.
3.3 Средства защиты в упаковке изготовителя следует хранить на складах в один ряд.

4. Гарантийный срок эксплуатации.

4.1 Гарантийный срок эксплуатации изделий 12 месяцев со дня приобретения. Гарантия качества товара распространяется на все составляющие материалы изделия, если иное не предусмотрено договором купли-продажи (п. 3 ст. 440 ГК). При этом гарантийный срок на составляющие материалы изделия считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним. Исключение составляет внутренний материал изделия (винил просвинцованный), подлежащий периодической проверке.

4.2 Гарантийный срок хранения изделий – 12 месяцев со дня изготовления. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

ВНИМАНИЕ!

Средства защиты можно аккуратно чистить дезинфекторами и моющими средствами. Ни в коем случае нельзя применять ручную либо машинную стирку.



5. Свидетельство о приемке.

Средство защиты **Фартук для ортопантомографа (S) Рв 0,35**

идентификационный номер

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями
ТУ ВУ 1913104092.001 – 2018 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

6. Свидетельство об упаковывании.

Средство защиты **Фартук для ортопантомографа (S) Рв 0,35**

идентификационный номер

заводской номер

Упаковано ЧПТУП «Защита здоровья»

идентификационный номер

согласно требованиям, предусмотренных в ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Приложение: Периодическая проверка защитных свойств материалов.

Дата	Эквивалент по ослабленности	Подпись проверяющего

Дополнительную информацию, а также замечания и пожелания по
улучшению изделия просим сообщить по адресу:

220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 2, пом. 5

ЧПТУП «Защита здоровья»

тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

ЧПТУП «Защита Здоровья»

Средства защиты персонала и пациентов от рентгеновского

излучения в

медицинской диагностике

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Фартук для ортопантомографа (S) Рв 0,35

ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 2, пом. 5,
тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

Настоящая инструкция по эксплуатации является сопроводительным документом (паспорт и инструкция по применению) и предназначена для изучения средств индивидуальной защиты от рентгеновского излучения в медицинской диагностике, в дальнейшем — средства защиты, и правильной их эксплуатации (использования, транспортирования и хранения).

1. Описание и работа средств защиты.

1.1 Назначение изделия

1.2 Фартук для ортопантомографа предназначен для защиты пациента при ортопантомографии, обеспечивает защиту позвоночника и передней части тела, включая область голен, при рентгеновских исследованиях и лечении при наложении рентгеновской трубки до 150 Кв. Область использования — лечебно-профилактические и медицинские учреждения.

1.2 Технические характеристики.

1.2.1 Наименование изделия: фартук для ортопантомографа (S)

1.2.2 Эффективность (ослабляющее свойство), выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее — 0,35 мм.

Примечание: допускается по техническому заданию заказчика изготавливать средства защиты с другим свинцовым эквивалентом, должны соответствовать требованиям ТУ, ГОСТ 31143, образцам эталонам, утвержденным в установленном порядке.

1.2.3 Габаритные размеры, не менее:
- ширина — 55 см,
- длина — 70 см.

Примечание: по требованию заказчика допускается изготовление средств защиты с другими размерами.

1.2.4 Масса изделия — 2,2 кг.

1.2.5 Установленный срок эксплуатации изделия — 24 месяца. По окончании срока службы изделие каждый год проверяется на соответствие требованиям настоящего руководства. В случае соответствия требованиям изделие может эксплуатироваться далее.

1.3 Комплектность.

1.3.1 Фартук для ортопантомографа — 1 шт.

1.3.2 Паспорт и инструкция по эксплуатации — 1 шт.

1.3.3 Вешалка — 1 шт.

1.3.4 Упаковочная коробка — 1 шт.

1.4 Устройство и работа.

1.4.1 Средства защиты изготовлены из рентгенозащитного материала — свинцового винила, по значению Pb эквивалента не содержащего свинца в своем составе. Наружная поверхность изготовлена из ткани с пленочным покрытием, малосудорожная, полиамид 100%.

Средства защиты окантованы отсечной тесьмой.

1.4.2 Применяемые материалы не обладают токсическими и сенсибилизирующими свойствами, то есть не оказывают раздражающего и аллергического действия.

1.4.3 Применяемые материалы позволяют проводить дезинфекцию наружных поверхностей 3%-ым раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644.

1.5 Маркировка.

1.5.1 На лейбле (ярлыке) должна быть нанесена следующая информация:
- логотип или товарный знак изготовителя;
- наименование изделия;

- стандартный размер и буквенный символ, соответствующий виду изделия;
- эквивалент по ослаблению, выраженный символом Pb и числовым значением толщины свинца в миллиметрах;
- дата изготовления изделия;

1.6 Упаковка.

1.6 Изделия должны быть упакованы в коробки из высококачественного картона, допускается упаковка в полистироловые, полипропиленовые пакеты ГОСТ 12302.

2. Меры безопасности

2.1 Изделия должны соответствовать требованиям санитарных норм и правил «Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской техники», гигиеническому норматив «Показатели безопасности изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для изготовления», утвержденным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №128 от 16.12.2013.

3. Условия транспортирования и хранения.

3.1 Изделия должны храниться в крытых складах вдали от открытых источников огня.
3.2 Транспортирование изделий осуществляют всеми видами транспорта в соответствии с действующими правилами, утвержденными в установленном порядке.

3.3 Средства защиты в упаковке изготовителя следует хранить на складах в один ряд.

4. Гарантия изготовителя.

4.1 Гарантийный срок эксплуатации изделий 12 месяцев со дня приобретения. Гарантия качества товара распространяется на все составляющие материалы изделия, если иное не предусмотрено договором купли-продажи (п. 3 ст. 440 ГК). При этом гарантийный срок на составляющие материалы изделия считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинается с даты его приобретения. Исключение составляет внутренний материал изделия (винил просвинцованный), подлежащий периодической проверке.

4.2 Гарантийный срок хранения изделий — 12 месяцев со дня изготовления.

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

ВНИМАНИЕ!

Средства защиты можно аккуратно чистить дезодорантами и моющими средствами. Ни в коем случае нельзя применять ручную либо машинную стирку.



5. Свидетельство о приемке.

Средство защиты **Фартук для ортопантомографа (М) Рb 0,35**
наименование изделия

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями
ТУ ВУ 1913104092.001 – 2018 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

личная подпись

число, месяц, год

расшифровка подписи

6. Свидетельство об упаковке.

Средство защиты **Фартук для ортопантомографа (М) Рb 0,35**
наименование изделия

заводской номер

Упаковано ЧПТУП «Защита здоровья»

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренных в ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Приложение: Периодическая проверка защитных свойств материалов.

Дата	Эквивалент по ослаблению	Подпись проверяющего

Дополнительную информацию, а также замечания и пожелания по усовершенствованию изделия просим сообщить по адресу:
ЧПТУП «Защита здоровья»
г. Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 2, пом. 5
тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

ЧПТУП «Защита Здоровья»

Средства защиты персонала и пациентов от рентгеновского
излучения в
медицинской диагностике

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Фартук для ортопантомографа (М) Рb 0,35

ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 2, пом. 5,
тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

Настоящая инструкция по эксплуатации является сопроводительным документом (паспорт и инструкция по применению) и предназначена для изучения средств индивидуальной защиты от рентгеновского излучения в медицинской диагностике, в дальнейшем – средства защиты от правильной их эксплуатации (использования, транспортирования и хранения).

1. Описание и работа средств защиты.

1.1 Назначение изделия

1.2 Фартук для ортопантомографа предназначен для защиты пациента при ортопантомографии, обеспечивает защиту позвоночника и передней части тела, включая область гонад, при рентгеновских исследованиях и лечении при наложении рентгеновской трубки до 150 Кв. Область использования – лечебно-профилактические и медицинские учреждения.

1.2 Технические характеристики.

1.2.1 Наименование изделия: Фартук для ортопантомографа (М)

1.2.2 Эффективность (ослабляющее свойство), выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее – 0,35 мм.

Примечание: допускается по техническому заданию заказчика изготавливать средства защиты с другим свинцовым эквивалентом, должны соответствовать требованиям ТУ, ГОСТ 31114.3, образцам эталонам, утвержденным в установленном порядке.

1.2.3 Габаритные размеры, не менее:
- ширина – 60 см,
- длина – 75 см.

Примечание: по требованию заказчика допускается изготовление средств защиты с другими размерами.

1.2.4 Масса изделия – 2,4 кг.

1.2.5 Установленный срок эксплуатации изделия – 24 месяца. По окончании срока службы изделие каждый год проверяется на соответствие требованиям настоящего руководства. В случае соответствия требованиям изделие может эксплуатироваться далее.

1.3 Комплектность.

1.3.1 Фартук для ортопантомографа – 1 шт.

1.3.2 Паспорт и инструкция по эксплуатации – 1 шт.

1.3.3 Вешалка – 1 шт.

1.3.4 Упаковочная коробка – 1 шт.

1.4 Устройство и работа.

1.4.1 Средства защиты изготовлены из рентгенозащитного материала – свинцового виллиа, по значению Рв эквивалента не содержашего свинца в своем составе. Наружная поверхность изготовлена из ткани с пленочным покрытием, малодосядающая, полиамид 100%.

Средства защиты окантованы отсоединяемой тесьмой.

1.4.2 Применяемые материалы не обладают токсическими и сенситизирующими свойствами, то есть не оказывают раздражающего и аллергического действия.

1.4.3 Применяемые материалы позволяют проволить дезинфекцию наружных поверхностей 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644.

1.5 Маркировка.

1.5.1 На любой (ярлык), должна быть нанесена следующая информация:
- логотип или товарный знак изготовителя;
- наименование изделия;
- стандартиный размер и буквенный символ, соответствующий виду изделия;

- эквивалент по ослаблению, выраженный символом Рв и числовым значением тождества в миллиметрах;
- дата изготовления изделия;

1.6 Упаковка.

1.6 Изделия должны быть упакованы в коробки из высококачественного картона, допускается упаковка в полистироловые, полипропиленовые пакеты ГОСТ 12302.

2. Меры безопасности

2.1 Изделия должны соответствовать требованиям санитарных норм и правил «Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской техники», гигиеническому норматив «Показатели безопасности изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для изготовления», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №128 от 16.12.2013.

3. Условия транспортирования и хранения.

3.1 Изделия должны храниться в крытых складах вдали от открытых источников огня.
3.2 Транспортирование изделий осуществляют всеми видами транспорта в соответствии действующими правилами, утвержденными в установленном порядке.

3.3 Средства защиты в упаковке изготовителя следует хранить на складах в один ряд.

4. Гарантия изготовителя.

4.1 Гарантийный срок эксплуатации изделий 12 месяцев со дня приобретения. Гарантия качества товара распространяется на все составные материалы изделия, если иное не предусмотрено договором купли-продажи (п. 3 ст. 440 ГК). При этом гарантийный срок на составляющие материалы изделия считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним. Исключением составляет внутренний материал изделия (виллиа просвинцованный), подлежащий периодической проверке.

4.2 Гарантийный срок хранения изделий – 12 месяцев со дня изготовления. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

ВНИМАНИЕ:

Средства защиты можно аккуратно чистить джарстворами и моющими средствами. Ни в коем случае нельзя применять ручную либо машинную стирку.



5. Свидетельство о приеме.

Средство защиты **Фартук для ортопантомографа (L) Рв 0,35**

наименование изделия

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями
ТУ ВУ 1913104092.001 – 2018 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

6. Свидетельство об упаковке/упаковании.

Средство защиты **Фартук для ортопантомографа (L) Рв 0,35**

наименование изделия

заводской номер

Упаковано ЧПУП «Защита здоровья»

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренных в ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Приложение: Периодическая проверка защитных свойств материалов.

Дата	Эквивалент по ослаблению	Подпись проверяющего

Дополнительную информацию, а также замечания и пожелания по
усовершенствованию изделия просим сообщить по адресу:

220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 2, пом. 5

ЧПУП «Защита здоровья»

тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

ЧПУП «Защита Здоровья»

Средства защиты персонала и пациентов от рентгеновского

излучения в

медицинской диагностике

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Фартук для ортопантомографа (L) Рв 0,35

ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

1. Описание и работа средств защиты.

1.1 Назначение изделия

1.2 Технические характеристики.

1.2.1 Изменение изделия: Фармак для ортопедомофора (L)

эффективности (ослабляющее свойство), выраженная в значении связывающего эквивалента, не менее $-0,35$ мм.

1.2.3 | абаритныя размяры, не менш:

- ширина - 60 см,

- дълга -- 78 см.

Примечание: по требованию заказчика допускается изготовление средств защиты с другими размерами.

1.2.4 Масса изделия — 2,6 кг.

1.2.5 Установленный срок эксплуатации изделия – 24 месяца. По окончании срока службы изделие каждый год проверяется на соответствие требованиям настоящего руководства. В случае соответствия требованиям изделие может эксплуатироваться далее.

1.3 КОМПЛЕКТНОСТЬ.

1.3.1 Фармак для ортостатометрија – 1 шт.

1.3.3.2 Паспорт и инструкция по эксплуатации – 1 шт.

1.3.3 Веллалка – 1 шт.

1.4 Устройство и работа.

1.4.1 Средства защиты изготовлены из рентгенозащитного материала – свинцового винила, по значению Р_в эквивалента не содержащего свинца в своем составе. Наружная поверхность изготовлена из ткани с пленочным покрытием, малосточная, полиамид 100%. Средства защиты окатрованы отлучечной тесьмой.

Средства защиты окатывались отключенной тельной

1.4.2. Применяемые материалы не обладают токсическими и сенсибилизирующими свойствами, то есть не оказывают раздражающего и аллергического действия.

3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Алестос» по ГОСТ 25644.

1.5 Маркировка.

1.5.1 На ярлыке (ярлыке), должна быть нанесена следующая информация:

- логотип или товарный знак изготовителя;

- наименование изделия;

- стандартный размер и буквенный символ, соответствующий виду изделия;

- эквивалентно основному, выраженный символом Рb и числовым значением толщ
связки в миллиметрах;

- Дата изготовления изделия.

I.6 YAKOBNA.

1.6 Изделия должны быть упакованы в коробки из высококачественного картона, допускается упаковка в полистироловые, полипропиленовые пакеты ГОСТ 12302

2. Меры безопасности

2.1 Изделия должны соответствовать требованиям санитарных норм и правил «Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской техники», гигиеническому нормативу «Показатели безопасности изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для изготовления», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №128 от 16.12.2013.

3. Условия транспортирования и хранения.

3.1 Изделия должны храниться в крытых складах вдали от открытых источников огня.

3.3. Стороны должны соблюдать действующие правила, подтверждающие в установленном порядке, что транспортные средства осуществляют всеми видами транспорта в соответствии с действующими правилами, подтверждающими в установленном порядке.

3.3 Средства защиты в упаковке изготовителя следует хранить на стеллажах в один ряд.

4. Гарантии изготовителя.

4.1.1. Гарантийный срок эксплуатации изделий 12 месяцев со дня приобретения. Гарантия качества товара распространяется на все составляющие материалы изделия, считаясь не предусмотренно договором купли-продажи (п. 3 ст. 440 ГК). При этом гарантийный срок на составляющие материалы изделия считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинается течь одновременно с ним. Исключение составляет внутренний материал изделия (винил прошивной/платный), подлежащий периодической проверке.

4.4. Гарантийный срок хранения изделий – 12 месяцев со дня изготовления.

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

ВНИМАНИЕ!

И в коем случае нельзя применять ручную либо машинную стирку.

Директор
Ильин
Ильин Е.В.

5. Свидетельство о присяжке.

Средство защиты Фарук для ортопантомографа (ХЛ) Рв 0,35

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями
ТУ ВУ 1913104092.001 – 2018 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

6. Свидетельство об упаковке.

Средство защиты Фарук для ортопантомографа (ХЛ) Рв 0,35

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

заводской номер

Упаковано ЧПУП «Защита здоровья»

НАИМЕНОВАНИЕ ИЛИ КОД ИЗГОТОВИТЕЛЯ

согласно требованиям, предусмотренных в ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Приложение: Периодическая проверка защитных свойств материалов.

Дата	Эквивалент по ослаблению	Подпись проверяющего

Дополнительную информацию, а также замечания и пожелания по
усовершенствованию изделия просим сообщить по адресу:

220104, г. Минск, ул. Дзержинская, д. 19, корп. 2, пом. 5

ЧПУП «Защита здоровья»

тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

ЧПУП «Защита здоровья»

Средства защиты персонала и пациентов от рентгеновского
излучения в
медицинской диагностике

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Фарук для ортопантомографа (ХЛ) Рв 0,35

ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

220104, г. Минск, ул. Дзержинская, д. 19, корп. 2, пом. 5,
тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

Настоящая инструкция по эксплуатации является совместным документом (паспорт и инструкция по применению) и предназначена для изучения средств индивидуальной защиты от рентгеновского излучения в медицинской диагностике, в дальнейшем – средства защиты, и правильной их эксплуатации (использования, транспортирования и хранения).

1. Описание и работа средств защиты.

1.1 Назначение изделия

1.2 Фартук для ортопантомографа предназначен для защиты пациента при ортопантомографии, обеспечивает защиту позвоночника и передней части тела, включая область талии, при рентгеновских исследованиях и лечении при наложении рентгеновской трубки до 150 Кв. Область использования – лечебно-профилактические и медицинские учреждения.

1.2 Технические характеристики.

1.2.1 Наименование изделия: Фартук для ортопантомографа (Х).

1.2.2 Эффективность (ослабляющее свойство), выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее – 0,35 мм.

Примечание: допускается по техническому заданию заказчика изготавливать средства защиты с другим свинцовым эквивалентом, должны соответствовать требованиям ТУ, ГОСТ 31114.3, образцам эталонам, утвержденным в установленном порядке.

1.2.3 Габаритные размеры, не менее:

- ширина – 65 см,
- длина – 78 см.

Примечание: по требованию заказчика допускается изготовление средств защиты с другими размерами.

1.2.4 Масса изделия – 2,8 кг.

1.2.5 Установленный срок эксплуатации изделия – 24 месяца. По окончании срока службы изделие каждый год проверяется на соответствие требованиям настоящего руководства.

В случае соответствия требованиям изделие может эксплуатироваться далее.

1.3 Комплектность.

1.3.1 Фартук для ортопантомографа – 1 шт.

1.3.2 Паспорт и инструкция по эксплуатации – 1 шт.

1.3.3 Вешалка – 1 шт.

1.3.4 Упаковочная коробка – 1 шт.

1.4 Устройство и работа.

1.4.1 Средства защиты изготовлены из рентгенозащитного материала – свинцового виллида, по значению Рв эквивалента не содержащего свинца в своем составе. Наружная поверхность изготовлена из ткани с пленочным покрытием, малосусалочная, подклад 100%.

Средства защиты окантованы отделочной тесьмой.

1.4.2 Применяемые материалы не обладают токсическими и сенсibiliзирующими свойствами, то есть не оказывают раздражающего и аллергического действия.

1.4.3 Применяемые материалы позволяют проводить дезинфекцию наружных поверхностей 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644.

1.5.1 На лейбле (ярлыке) должна быть нанесена следующая информация:

- логотип или товарный знак изготовителя;
- наименование изделия;
- стандартный размер и буквенный символ, соответствующий виду изделия;
- эквивалент по ослаблению, выраженный символом Рв и числовым значением тол. свинца в миллиметрах;
- дата изготовления изделия;

1.6 Упаковка.

1.6 Изделия должны быть упакованы в коробки из высококачественного картона, допускается упаковка в полиэтиленовые, полипропиленовые пакеты ГОСТ 12302.

2. Меры безопасности

2.1 Изделия должны соответствовать требованиям санитарных норм и правил «Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской техники», гигиеническому норматив «Показатели безопасности изделий медицинского назначения, медицинская техника и материалы, применяемых для изготовления», утвержденным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №128 от 16.12.2013.

3. Условия транспортирования и хранения.

3.1 Изделия должны храниться в крытых складах вдали от открытых источников от нагревания, воздействия влаги, воздействия химических веществ, если иное не предусмотрено договором купли-продажи (п. 3 ст. 440 ГК). При этом гарантийный срок составляющие материалы изделия считаются равным гарантийному сроку на основное и начинают течь одновременно с ним. Исключение составляет внутренний материал из (винил провизиональный), подлежащий периодической проверке.

3.2 Транспортирование изделий осуществляется всеми видами транспорта в соответствии действующими правилами, утвержденными в установленном порядке.

3.3 Средства защиты в упаковке изготовителя следует хранить на складах в один

4. Гарантия изготовителя.

4.1 Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня приобретения. Гарантийные обязательства не распространяются на все составляющие материалы изделия, если иное не предусмотрено договором купли-продажи (п. 3 ст. 440 ГК). При этом гарантийный срок составляющие материалы изделия считаются равным гарантийному сроку на основное и начинают течь одновременно с ним. Исключение составляет внутренний материал из (винил провизиональный), подлежащий периодической проверке.

4.2 Гарантийный срок хранения изделия – 12 месяцев со дня изготовления. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

ВНИМАНИЕ!

Средства защиты можно аккуратно мыть дезинфекторами и моющими средствами. Ни в коем случае нельзя применять ручную либо машинную стирку.



5. Свидетельство о приеме.

Средство защиты **Фартук для ортопантомографа (XXL) Рв 0,35**

наименование изделия

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями
ТУ ВУ 1913104092.001 – 2018 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

6. Свидетельство об упаковке.

Средство защиты **Фартук для ортопантомографа (XXL) Рв 0,35**

наименование изделия

заводской номер

Упаковано ЧПТУП «Защита здоровья»

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренных в ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Приложение: Периодическая проверка защитных свойств материалов.

Дата	Эквивалент по ослаблению	Подпись проверяющего

Дополнительную информацию, а также замечания и пожелания по усовершенствованию изделия просим сообщить по адресу:

220104, г. Минск, ул. Дзержинская, д. 19, корп. 2, пом. 5

ЧПТУП «Защита здоровья»

тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

ЧПТУП «Защита Здоровья»

Средства защиты персонала и пациентов от рентгеновского излучения в медицинской диагностике

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Фартук для ортопантомографа (XXL) Рв 0,35

ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

220104, г. Минск, ул. Дзержинская, д. 19, корп. 2, пом. 5,
тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

Настоящая инструкция по эксплуатации является сокращенным документом (паспорт и инструкция по применению) и предназначена для изучения средств индивидуальной защиты от рентгеновского излучения и медицинского диатомовика, в дальнейшем – средства защиты, и правильной их эксплуатации (использования, транспортирования и хранения).

1. Описание и работа средств защиты.

1.1 Назначение изделия

1.2 Фарук для ортопантомографа предназначен для защиты пациента при ортопантомографии, обеспечивает защиту позвоночника и переносной части тела, включая область, гоним, при рентгеновских исследованиях и лечении при наложении рентгеновской трубки до 150 Кв. Область использования – лечебно-профилактические и медицинские учреждения.

1.2 Технические характеристики.

1.2.1 Наименование изделия: Фарук для ортопантомографа (XXI).

1.2.2 Эффективность (ослабляющее свойство), выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее – 0,35 мм.

Примечание: Допускается по техническому заданию заказчика изготавливать средства защиты с другим свинцовым эквивалентом, должны соответствовать требованиям ТУ, ГОСТ 3114.3, образцам эталонов, утвержденным в установленном порядке.

1.2.3 Габаритные размеры, не менее:
- ширина – 70 см,
- длина – 90 см.

Примечание: по требованию заказчика допускается изготовление средств защиты с другими размерами.

1.2.4 Масса изделия – 3,0 кг.

1.2.5 Установленный срок эксплуатации изделия – 24 месяца. По окончании срока службы изделие каждый год проверяется на соответствие требованиям настоящего руководства. В случае соответствия требованиям изделие может эксплуатироваться далее.

1.3 Комплектность.

1.3.1 Фарук для ортопантомографа – 1 шт.

1.3.2 Паспорт и инструкция по эксплуатации – 1 шт.

1.3.3 Вешалка – 1 шт.

1.3.4 Упаковочная коробка – 1 шт.

1.4 Устройство и работа.

1.4.1 Средства защиты изготовлены из рентгенозащитного материала – свинцового винила, по значению Рв эквивалента не содержащего свинца в своем составе. Наружная поверхность изготовлена из ткани с пленочным покрытием, малосадочная, полиамид 100%.

1.4.2 Применяемые материалы не обладают токсическими и сенситизирующими свойствами, то есть не оказывают раздражающего и аллергического действия.

1.4.3 Применяемые материалы позволяют проводить дезинфекцию наружных поверхностей 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Домос» по ГОСТ 25644.

1.5 Маркировка.

1.5.1 На лейбле (ярлыке), должна быть нанесена следующая информация:

- логотип или товарный знак изготовителя;
- наименование изделия;
- стандартный размер и буквенный символ, соответствующий виду изделия;
- эквивалент по ослаблению, выраженный символом Рв и числовым значением толщины свинца в миллиметрах;
- дата изготовления изделия;

1.6 Упаковка.

1.6 Изделия должны быть упакованы в коробки из высококачественного картона, допускается упаковка в полиэтиленовые, полипропиленовые пакеты ГОСТ 12302.

2. Меры безопасности

2.1 Изделия должны соответствовать требованиям санитарных норм и правил «Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской техники», гигиеническому норматив «Показатели безопасности изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для изготовления», утвержденным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №128 от 16.12.2013.

3. Условия транспортирования и хранения.

3.1 Изделия должны храниться в крытых складах вдали от открытых источников огня.

3.2 Транспортирование изделий осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с действующими правилами, утвержденными в установленном порядке.

3.3 Средства защиты в упаковке изготовителя следует хранить на складах в один ряд.

4. Гарантия изготовителя.

4.1 Гарантийный срок эксплуатации изделий 12 месяцев со дня приобретения. Гарантия качества товара распространяется на все составляющие материалы изделия, если иное не предусмотрено договором купли-продажи (п. 5 ст. 440 ТК). При этом гарантийный срок на составляющие материалы изделия считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинается с даты приобретения с ним. Исключение составляет внутренний материал изделия (винил просвинцованный), подлежащий периодической проверке.

4.2 Гарантийный срок хранения изделий – 12 месяцев со дня изготовления. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

ВНИМАНИЕ!

Средства защиты можно аккуратно чистить дегтярями и моющими средствами. Ни в коем случае нельзя применять ручную либо машинную стирку.



5. Свидетельство о приеме.

Средство защиты **Фартук стоматологический (S) Рb 0,35**

наименование изделия

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями
ТУ ВУ 1913104092.001 – 2018 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

6. Свидетельство об утиковывании.

Средство защиты **Фартук стоматологический (S) Рb 0,35**

наименование изделия

заводской номер

Утиковано ЧПТУП «Защита здоровья»

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренных в ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Приложение: Периодическая проверка защитных свойств материалов.

Дата	Эквивалент по ослаблению	Подпись проверяющего

Дополнительную информацию, а также замечания и постановления по
усовершенствованию изделия просим сообщить по адресу:
220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 2, пом. 5,
ЧПТУП «Защита здоровья» тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

ЧПТУП «Защита здоровья»

Средства защиты персонала и пациентов от рентгеновского
излучения в
медицинской диагностике

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Фартук стоматологический (S) Рb 0,35

ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 2, пом. 5,
тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

Настоящая инструкция по эксплуатации является совместным документом (паспорт и инструкция по применению) и предназначена для изучения средств индивидуальной защиты от рентгеновского излучения в медицинской диагностике, в дальнейшем – средства защиты, и правильной их эксплуатации (использования, транспортирования и хранения).

1. Описание и работа средств защиты.

1.1 Назначение изделия

1.2 Фартук стоматологический предназначен для защиты пациента во время проведения дентальных рентгеновских исследований, обеспечивает полную защиту передней части тела, включая область талии и костей таза, при рентгеновских исследованиях и лечении при напряжении рентгеновской трубки до 150 Кв. Не требует дополнительной защиты цитодилной жезлы.

Область использования – лечебно-профилактические и медицинские учреждения.

1.2 Технические характеристики.

1.2.1 Наименование изделия: Фартук стоматологический (S)

1.2.2 Эффективность (обеспечивающее свойство), выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее – 0,35 мм.

Примечание: допускается по техническому заданию заказчика изготавливать средства защиты с другим свинцовым эквивалентом, должны соответствовать требованиям ТУ, ГОСТ 31114.3, образцам эталона, утвержденным в установленном порядке.

1.2.3 Габаритные размеры, не менее:

- ширина – 55 см,
- длина – 70 см.

Примечание: по требованию заказчика допускается изготовление средств защиты с другим размером.

1.2.4 Масса изделия – 2,5 кг.

1.2.5 Установленный срок эксплуатации изделия – 24 месяца. По окончании срока службы изделие каждый год проверяется на соответствие требованиям настоящего документа

В случае соответствия требованиям изделие может эксплуатироваться далее.

1.3 Комплектность.

1.3.1 Фартук стоматологический – 1 шт.

1.3.2 Паспорт и инструкция по эксплуатации – 1 шт.

1.3.3 Вешалка – 1 шт.

1.3.4 Упаковочная коробка – 1 шт.

1.4 Устройство и работа.

1.4.1 Средства защиты изготовлены из рентгенозащитного материала – свинцового винила, по значению Pb эквивалента не содержат свинца в своем составе. Наружная поверхность изготовлена из ткани с пленочным покрытием, матово-сладкая, полиамида 100%.

Средства защиты окантованы отделочной тесьмой.

1.4.2 Применяемые материалы не обладают токсическими и сенсibiliзирующими свойствами, то есть не оказывают раздражающего и аллергического действия.

1.4.3 Применяемые материалы позволяют проводить дезинфекцию наружных поверхностей 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Долго» по ГОСТ 25644.

1.5 Маркировка.

1.5.1 На лейбле (ярлыке), должна быть нанесена следующая информация:

- логотип или товарный знак изготовителя;
- наименование изделия;
- стандартный размер и буквенный символ, соответствующий виду изделия;
- эквивалент по ослаблению, выраженный символом Pb и числовым значением толщины свинца в миллиметрах;
- дата изготовления изделия;

1.6 Упаковка.

1.6 Изделия должны быть упакованы в коробки из высококачественного картона, допускается упаковка в полиэтиленовые, полипропиленовые пакеты ГОСТ 12302.

2. Меры безопасности

2.1 Изделия должны соответствовать требованиям санитарных норм и правил «Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской техники», гигиеническому норматив «Показатели безопасности изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для изготовления», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №128 от 16.12.2013.

3. Условия транспортирования и хранения.

3.1 Изделия должны храниться в закрытых складах вдали от открытых источников огня.

3.2 Транспортирование изделий осуществляют всеми видами транспорта в соответствии с действующими правилами, утвержденными в установленном порядке.

3.3 Средства защиты в упаковке изготовителя следует хранить на складах в один ряд.

4. Гарантии изготовителя.

4.1 Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня приобретения. Гарантия качества товара распространяется на все составляющие материалы изделия, если иное не предусмотрено договором купли-продажи (п. 3 ст. 440 ГК). При этом гарантийный срок на составленные материалы изделия считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинается с даты одновременно с ним. Исключение составляет внутренний материал изделия (винил просвинцованный), подлежащий периодической проверке.

4.2 Гарантийный срок хранения изделий – 12 месяцев со дня изготовления. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

ВНИМАНИЕ!

Средства защиты можно аккуратно чистить дезагрегатами и моющими средствами. Ни в коем случае нельзя применять ручную либо машинную стирку.



5. Свидетельство о приеме.

Средство защиты Фаргук стоматологический (М) Рв 0,35

наименование изделия

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями
ТУ ВУ 1913104092.001 – 2018 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

6. Свидетельство об упаковывании.

Средство защиты Фаргук стоматологический (М) Рв 0,35

наименование изделия

заводской номер

Упаковано ЧПТУП «Защита здоровья»

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренных в ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

дождность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Приложение: Периодическая проверка защитных свойств материалов.

Дата	Эквивалент по ослаблению	Подпись проверяющего

Дополнительную информацию, а также замечания и пожелания по
усовершенствованию изделия просим сообщить по адресу:

220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 2, пом. 5

ЧПТУП «Защита здоровья» тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

ЧПТУП «Защита Здоровья»

Средства защиты персонала и пациентов от рентгеновского

излучения в

медицинской диагностике

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Фаргук стоматологический (М) Рв 0,35

ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 2, пом. 5,
тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

Настоящая инструкция по эксплуатации является совмещенным документом (паспорт и инструкция по применению) и предназначена для изучения средств индивидуальной защиты от рентгеновского излучения в медицинской диагностике, в дальнейшем — средства защиты, и правильной их эксплуатации (использования, транспортирования и хранения).

1. Описание и работа средств защиты.

1.1 Назначение изделия

1.2 Фартук стоматологический предназначен для защиты пациента во время проведения рентгеновских исследований, обеспечивая полную защиту передней части тела, включая область талии и костей таза, при рентгеновских исследованиях и лечении при напряжении рентгеновской трубки до 150 Кв. Не требует дополнительной защиты пилотической жемсы.

Область использования — лечебно-профилактические и медицинские учреждения.

1.2 Технические характеристики.

1.2.1 Наименование изделия: Фартук стоматологический (М)

1.2.2 Эффективность (ослабляющее свойство), выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее — 0,35 мм.

Примечание: допускается по техническому заданию заказчика изготавливать средства защиты с другим свинцовым эквивалентом, должны соответствовать требованиям ТУ, ГОСТ 31114.3, образцам эталона, утвержденным в установленном порядке.

1.2.3 Габаритные размеры, не менее:

- ширина — 60 см,
- длина — 75 см.

Примечание: по требованию заказчика допускается изготовление средств защиты с другими размерами.

1.2.4 Масса изделия — 2,7 кг.

1.2.5 Установленный срок эксплуатации изделия — 24 месяца. По окончании срока службы изделие каждой год проверяется на соответствие требованиям настоящего руководства.

В случае соответствия требованиям изделие может эксплуатироваться далее.

1.3 Комплектность.

1.3.1 Фартук стоматологический — 1 шт.

1.3.2 Паспорт и инструкция по эксплуатации — 1 шт.

1.3.3 Вешалка — 1 шт.

1.3.4 Упаковочная коробка — 1 шт.

1.4 Устройство и работа.

1.4.1 Средства защиты изготовлены из рентгенозащитного материала — свинцового винила, по значению Pb эквивалента не содержащего свинца в своем составе. Наружная поверхность изготовлена из ткани с пленочным покрытием, малоподаточная, полиамид 100%.

Средства защиты окантованы отложной тесьмой.

1.4.2 Применяемые материалы не обладают токсическими и сенсibilизирующими свойствами, то есть не оказывают раздражающего и аллергического действия.

1.4.3 Применяемые материалы позволяют проводить дезинфекцию наружных поверхностей 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Долос» по ГОСТ 25644.

1.5 Маркировка.

1.5.1 На ярлыке (ярлыке), должна быть нанесена следующая информация:

- логотип или товарный знак изготовителя;
- наименование изделия;
- стандартный размер и буквенный символ, соответствующий виду изделия;
- эквивалент по ослаблению, выраженный символом Pb и числовым значением тол-
щины в миллиметрах;
- дата изготовления изделия;

1.6 Упаковка.

1.6 Изделия должны быть упакованы в коробки из высококачественного картона, допускаются упаковки в полиэтиленовые, полипропиленовые пакеты ГОСТ 1230.

2. Меры безопасности

2.1 Изделия должны соответствовать требованиям санитарных норм и правил «Предельно допустимые уровни воздействия электромагнитных полей», гигиеническому к изделиям медицинского назначения и медицинской техники, гигиеническому норматив «Показатели безопасности изделий медицинского назначения, медицин-
техники и материалов, применяемых для изготовления», утвержденных постанов-
Министерства здравоохранения Республики Беларусь №128 от 16.12.2013.

3. Условия транспортирования и хранения.

3.1 Изделия должны храниться в крытых складах вдали от открытых источников о-
3.2 Транспортирование изделий осуществляется всеми видами транспорта в соответ-
действующими правилами, утвержденными в установленном порядке.

3.3 Средства защиты в упаковке изготовителя следует хранить на складах в опти-

4. Гарантия изготовителя.

4.1 Гарантийный срок эксплуатации изделий 12 месяцев со дня приобретения. Гара-
качества товара распространяется на все составляющие материалы изделия, если иное
предусмотрено договором купли-продажи (п. 3 ст. 440 ГК). При этом гарантийный ср-
составляющие материалы изделия считаются равным гарантийному сроку на основное
и начинают течь одновременно с ним. Исключение составляет внутренний материал и
(винил просвечивающий), подлежащий периодической проверке.

4.2 Гарантийный срок хранения изделий — 12 месяцев со дня изготовления
Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ при соот-
пребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

ВНИМАНИЕ!

Средства защиты можно аккуратно чистить дезрастворами и моюще-
ни в коем случае нельзя применять ручную либо машинную ст-



5. Свидетельство о приеме.

Средство защиты **Фартук стоматологический (L) Рв 0,35**

наименование изделия

заводской номер

готовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями
ТУ ВУ 1913104092.001 – 2018 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

6. Свидетельство об улаковывании.

Средство защиты **Фартук стоматологический (L) Рв 0,35**

наименование изделия

заводской номер

Улаковано ЧПТУП «Защита здоровья»

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренных в ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

личность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Приложение: Периодическая проверка защитных свойств материалов.

Дата	Эквивалент по ослаблению	Подпись проверяющего

Дополнительную информацию, а также замечания и пожелания по

усовершенствованию изделия просим сообщить по адресу:

220104, г. Минск, ул. Лычкова, д. 19, корп. 2, пом. 5

ЧПТУП «Защита здоровья» тел/факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

ЧПТУП «Защита Здоровья»

Средства защиты персонала и пациентов от рентгеновского
излучения в
медицинской диагностике

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Фартук стоматологический (L) Рв 0,35

ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

220104, г. Минск, ул. Лычкова, д. 19, корп. 2, пом. 5,
тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

Настоящая инструкция по эксплуатации является составным документом (паспорт и инструкция по применению) и предназначена для изучения средств индивидуальной защиты от рентгеновского излучения в медицинском диагностическом – средства защиты, и правильной их эксплуатации (использования, транспортирования и хранения).

1. Описание и работа средств защиты.

1.1 Назначение изделия

1.2 Фартук стоматологический предназначен для защиты пациента во время проведения рентгеновских исследований, обеспечивает полную защиту передней части тела, включая область талии и костей таза, при рентгеновских исследованиях и лечении при напряжении рентгеновской трубки до 150 Кв. Не требует дополнительной защиты пиломатериалом.

Область использования – лечебно-профилактические и медицинские учреждения.

1.2 Технические характеристики.

1.2.1 Наименование изделия: Фартук стоматологический (1.)

1.2.2 Эффективность (ослабляющее свойство), выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее – 0,35 мм.

Примечание: допускается по техническому заданию заказчика изготавливать средства защиты с другим свинцовым эквивалентом, должны соответствовать требованиям ТУ, ГОСТ 31114.3, образцам эталона, утвержденным в установленном порядке.

1.2.3 Габаритные размеры, не менее:

- ширина – 60 см,
- длина – 80 см.

Примечание: по требованию заказчика допускается изготовление средств защиты с другими размерами.

1.2.4 Масса изделия – 2,9 кг.

1.2.5 Установленный срок эксплуатации изделия – 24 месяца. По окончании срока службы изделие каждый год проверяется на соответствие требованиям настоящего руководства. В случае соответствия требованиям изделие может эксплуатироваться далее.

1.3 Комплектность.

1.3.1 Фартук стоматологический – 1 шт.

1.3.2 Паспорт и инструкция по эксплуатации – 1 шт.

1.3.3 Вешалка – 1 шт.

1.3.4 Упаковочная коробка – 1 шт.

1.4 Устройство и работа.

1.4.1 Средства защиты изготовлены из рентгенозащитного материала – свинцового винила, по назначению Pb эквивалента не содержащего свинца в своем составе. Наружная поверхность изготовлена из ткани с пленочным покрытием, малосудучная, полиамид 100%.

Средства защиты окантованы отделочной тесьмой.

1.4.2 Применяемые материалы не обладают токсическими и сенситизирующими свойствами, то есть не оказывают раздражающего и аллергического действия.

1.4.3 Применяемые материалы позволяют проводить дезинфекцию наружных поверхностей 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лютос» по ГОСТ 25644.

1.5 Маркировка.

1.5.1 На ярлыке (ярлыке) должна быть нанесена следующая информация:

- логотип или товарный знак изготовителя;
- наименование изделия;
- стандартный размер и буквенный символ, соответствующий виду изделия;
- эквивалент по ослаблению, выраженный символом Pb и числовым значением толщине свинца в миллиметрах;
- дата изготовления изделия;

1.6 Упаковка.

1.6 Изделия должны быть упакованы в коробки из высококачественного картона. Допускается упаковка в полипропиленовые пакеты ГОСТ 12302.

2. Меры безопасности

2.1 Изделия должны соответствовать требованиям санитарных норм и правил «Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской техники», гигиеническому норматив «Показатели безопасности изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для изготовления», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №128 от 16.12.2013.

3. Условия транспортирования и хранения.

3.1 Изделия должны храниться в крытых складах вдали от открытых источников огня.

3.2 Транспортирование изделий осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с действующими правилами, утвержденными в установленном порядке.

3.3 Средства защиты в упаковке изготовителя следует хранить на складах в один ряд.

4. Гарантия изготовителя.

4.1 Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня приобретения. Гарантия качества товара распространяется на все составляющие материалы изделия, если иное не предусмотрено договором купли-продажи (п. 3 ст. 440 ГК). При этом гарантийный срок на составляющие материалы изделия считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинается с даты приобретения. Исключение составляет внутренний материал изделия (винил просвинцованный), подлежащий периодической проверке.

4.2 Гарантийный срок хранения изделий – 12 месяцев со дня изготовления. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

ВНИМАНИЕ!

Средства защиты можно аккуратно чистить дезрастворами и моющими средствами. Ни в коем случае нельзя применять ручную либо машинную стирку.



5. Свидетельство о приемке.

Средство защиты **Фартук стоматологический (XL) Рв 0,35**

наименование изделия

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями
ТУ ВУ 1913104092.001 – 2018 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

6. Свидетельство об упаковывании.

Средство защиты **Фартук стоматологический (XL) Рв 0,35**

наименование изделия

заводской номер

Упаковано ЧПТУП «Защита здоровья»

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренных в ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Приложение: Периодическая проверка защитных свойств материалов.

Дата	Эквивалент по ослаблению	Подпись проверяющего

Дополнительную информацию, а также замечания и пожелания по

усовершенствованию изделия просим сообщить по адресу:

220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 2, пом. 5

ЧПТУП «Защита здоровья» тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

ЧПТУП «Защита Здоровья»

Средства защиты персонала и пациентов от рентгеновского
излучения в
медицинской диагностике

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Фартук стоматологический (XL) Рв 0,35

ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 2, пом. 5,
тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

Настоящая инструкция по эксплуатации является совместным документом (паспорт и инструкция по применению) и предназначена для изучения средств индивидуальной защиты от рентгеновского излучения в медицинской деятельности, в дальнейшем — средства защиты от правильной их эксплуатации (использования, транспортирования и хранения).

1. Описание и работа средств защиты.

1.1 Назначение изделия

1.2 Фартук стоматологический предназначен для защиты пациента во время проведения рентгеновских исследований, обеспечивает полную защиту передней части тела, включая область голеней и костей таза, при рентгеновских исследованиях и лечении при наложении рентгеновской трубки до 150 Кв. Не требует дополнительной защиты цитовисной жемезы.

Область использования — лечебно-профилактические и медицинские учреждения.

1.2 Технические характеристики.

1.2.1 Наименование изделия: Фартук стоматологический (ХЛ)

1.2.2 Эффективность (ослабляющее свойство), выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее — 0,35 мм.

Примечание: допускается по техническому заданию заказчика изготавливать средства защиты с другим свинцовым эквивалентом, должны соответствовать требованиям ТУ, ГОСТ 31114.3, образцам эталонам, утвержденным в установленном порядке.

1.2.3 Габаритные размеры, не менее:
- ширина — 65 см,
- длина — 90 см.

Примечание: по требованию заказчика допускается изготовление средств защиты с другими размерами.

1.2.4 Масса изделия — 3,1 кг.

1.2.5 Установленный срок эксплуатации изделия — 24 месяца. По окончании срока службы изделие каждый год проверяется на соответствие требованиям настоящего руководства. В случае соответствия требованиям изделие может эксплуатироваться далее.

1.3 Комплектность.

1.3.1 Фартук стоматологический — 1 шт.

1.3.2 Паспорт и инструкция по эксплуатации — 1 шт.

1.3.3 Вешалка — 1 шт.

1.3.4 Упаковочная коробка — 1 шт.

1.4 Устройство и работа.

1.4.1 Средства защиты изготовлены из рентгенозащитного материала — свинцового винила, по значению Рв эквивалента не содержащего свинца в своем составе. Наружная поверхность изготовлена из ткани с пленочным покрытием, малодоусадочная, полиамид 100%.

1.4.2 Применяемые материалы не обладают токсическими и сенсibilизирующими свойствами, то есть не оказывают раздражающего и аллергического действия.

1.4.3 Применяемые материалы позволяют проводить дезинфекцию наружных поверхностей 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Долго» по ГОСТ 25644.

1.5 Маркировка.

1.5.1 На лейбле (ярлыке) должна быть нанесена следующая информация:

- логотип или товарный знак изготовителя;
- наименование изделия;
- стандартный размер и буквенный символ, соответствующий виду изделия;
- эквивалент по ослаблению, выраженный символом Рв и чистовым значением толщины свинца в миллиметрах;
- Дата изготовления изделия.

1.6 Упаковка.

1.6 Изделия должны быть упакованы в коробки из высококачественного картона, допускается упаковка в полиэтиленовые, полипропиленовые пакеты ГОСТ 12302.

2. Меры безопасности

2.1 Изделия должны соответствовать требованиям санитарных норм и правил «Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской техники», гигиеническому нормативу «Показатели безопасности изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для изготовления», утвержденным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №128 от 16.12.2013.

3. Условия транспортирования и хранения.

3.1 Изделия должны храниться в крытых складах вдали от открытых источников огня.

3.2 Транспортирование изделий осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с действующими правилами, утвержденными в установленном порядке.

3.3 Средства защиты в упаковке изготовителя следует хранить на складах в один ряд.

4. Гарантия изготовителя.

4.1 Гарантийный срок эксплуатации изделий 12 месяцев со дня приобретения. Гарантия качества товара распространяется на все составляющие материалы изделия, если иное не предусмотрено договором купли-продажи (п. 3 ст. 440 ГК). При этом гарантийный срок на и начинается с даты изготовления с ним. Исключением составляет внутренний материал изделия (винил просвинцованный), подлежащий периодической проверке.

4.2 Гарантийный срок хранения изделий — 12 месяцев со дня изготовления. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

ВНИМАНИЕ!

Средства защиты можно аккуратно чистить дегтярями и моющими средствами. Ни в коем случае нельзя применять ручную либо машинную стирку.



5. Свидетельство о приеме.

Средство защиты **Фартук стоматологический (XXL) Рb 0,35**

наименование изделия

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями
ТУ ВУ 1913104092.001 – 2018 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

6. Свидетельство об упаковке.

Средство защиты **Фартук стоматологический (XXL) Рb 0,35**

наименование изделия

заводской номер

Упаковано ЧПТУП «Защита здоровья»

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренных в ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Приложение: Периодическая проверка защитных свойств материалов.

Дата	Эквивалент по ослаблению	Подпись проверяющего

Дополнительную информацию, а также замечания и пожелания по
усовершенствованию изделия просим сообщить по адресу:

220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 2, пом. 5

ЧПТУП «Защита здоровья» тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

ЧПТУП «Защита Здоровья»

Средства защиты персонала и пациентов от рентгеновского
излучения в
медицинской диагностике

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Фартук стоматологический (XXL) Рb 0,35

ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 2, пом. 5,
тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

Настоящая инструкция по эксплуатации является согласованным документом (паспорт и инструкция по применению) и предназначена для изучения средств индивидуальной защиты от рентгеновского излучения в медицинской диагностике, в дальнейшем – средства защиты, и правильной их эксплуатации (использования, транспортирования и хранения).

1. Описание и работа средств защиты.

1.1 Назначение изделия

1.2 Фартук стоматологический предназначен для защиты пациента во время проведения дентальных рентгеновских исследований, обеспечивает полную защиту перелой части тела, включая область талии и костей таза, при рентгеновских исследованиях и лечении при напряжении рентгеновской трубки до 150 Кв. Не требует дополнительной защиты пиловидной жести.

Область использования – лечебно-профилактические и медицинские учреждения.

1.2 Технические характеристики.

1.2.1 Наименование изделия: Фартук стоматологический (XXI)

1.2.2 Эффективность (ослабляющее свойство), выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее – 0,35 мм.

Примечание: допускается по техническому заданию заказчика изготавливать средства защиты с другим свинцовым эквивалентом, должны соответствовать требованиям ТУ, ГОСТ 31114.3, образцам эталонам, утвержденным в установленном порядке.

1.2.3 Габаритные размеры, не менее:

- ширина – 70 см,

- длина – 100 см.

Примечание: по требованию заказчика допускается изготовление средств защиты с другими размерами.

1.2.4 Масса изделия – 3,3 кг.

1.2.5 Установленный срок эксплуатации изделия – 24 месяца. По окончании срока службы изделие каждый год проверяется на соответствие требованиям настоящего руководства. В случае соответствия требованиям изделие может эксплуатироваться далее.

1.3 Комплектность.

1.3.1 Фартук стоматологический – 1 шт.

1.3.2 Паспорт и инструкция по эксплуатации – 1 шт.

1.3.3 Вешалка – 1 шт.

1.3.4 Упаковочная коробка – 1 шт.

1.4 Устройство и работа.

1.4.1 Средства защиты изготовлены из рентгенозащитного материала – свинцового винила, по значению Рв эквивалента не содержащего свинца в своем составе. Наружная поверхность изготовлена из ткани с плетеным покрытием, малосудорожная, полиamid 100%.

Средства защиты окантованы отсечной тесьмой.

1.4.2 Применяемые материалы не обладают токсическими и сенсibilизирующими свойствами, то есть не оказывают раздражающего и аллергического действия.

1.4.3 Применяемые материалы позволяют проводить дезинфекцию наружных поверхностей 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644.

1.5 Маркировка.

1.5.1 На этикетке (ярлыке) должны быть нанесены следующие информации:

- логотип или товарный знак изготовителя;
- наименование изделия;
- стандартный размер и буквенный символ, соответствующий виду изделия;
- эквивалент по ослаблению, выраженный символом Рв и числовым значением толщины свинца в миллиметрах;
- дата изготовления изделия.

1.6 Упаковка.

1.6 Изделия должны быть упакованы в коробки из высококачественного картона, допускается упаковка в полиэтиленовые, полипропиленовые пакеты ГОСТ 12302.

2. Меры безопасности

2.1 Изделия должны соответствовать требованиям санитарных норм и правил «Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской техники», гигиеническому норматив «Показатели безопасности изделий медицинского назначения, медицинского техники и материалов, применяемых для изготовления», утвержденным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №128 от 16.12.2013.

3. Условия транспортирования и хранения.

3.1 Изделия должны храниться в крытых складах вдали от открытых источников огня.

3.2 Транспортирование изделий осуществляется всеми видами транспорта в соответствии действующими правилами, утвержденными в установленном порядке.

3.3 Средства защиты в упаковке изготовителя следует хранить на складах в один ряд.

4. Гарантия изготовителя.

4.1 Гарантийный срок эксплуатации изделий 12 месяцев со дня приобретения. Гарантия качества товара распространяется на все составляющие материалы изделия, если иное не предусмотрено договором купли-продажи (п. 3 ст. 440 ГК). При этом гарантийный срок не составляющие материалы изделия считаются равным гарантийному сроку на основное изделие (винил просвинцованный), подлежащий периодической проверке.

4.2 Гарантийный срок хранения изделий – 12 месяцев со дня изготовления. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

ВНИМАНИЕ!

Средства защиты можно аккуратно чистить дезодорантами и моющими средствами. Ни в коем случае нельзя применять ручную либо машинную стирку.



5. Свидетельство о приеме.

Средство защиты **Фартук стоматологический детский (SS) Рb 0,35**

идентификация изделия

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями
ТУ ВУ 1913104092.001 – 2018 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

6. Свидетельство об упаковывании.

Средство защиты **Фартук стоматологический детский (SS) Рb 0,35**

идентификация изделия

заводской номер

Упаковано ЧПУП «Защита Здоровья»

идентификация кода изготовителя

согласно требованиям, предусмотренных в ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Приложение: Периодическая проверка защитных свойств материалов.

Дата	Эквивалент по ослаблению	Подпись проверяющего

Дополнительную информацию, а также замечания и пожелания по усовершенствованию изделия просим сообщить по адресу:

220104, г. Минск, ул. Лынткона, д. 19, корп. 2, пом. 5
ЧПУП «Защита здоровья» тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

ЧПУП «Защита Здоровья»

Средства защиты персонала и пациентов от рентгеновского

излучения в

медицинской диагностике

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Фартук стоматологический детский (SS) Рb 0,35

ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

220104, г. Минск, ул. Лынткона, д. 19, корп. 2, пом. 5,
тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

Настоящая инструкция по эксплуатации является основным документом (паспорт и инструкция по применению) и предназначена для изучения средств индивидуальной защиты от рентгеновского излучения в медицинской деятельности, в дальнейшем – средства защиты, и правильной их эксплуатации (использования, транспортирования и хранения).

1. Описание и работа средств защиты.

1.1 Назначение изделия

1.2 Фарук стоматологический детский предназначен для защиты пациента во время проведения дентальных рентгеновских исследований, обеспечивает полную защиту передней части тела, включая область голеней и костей таза, при рентгеновских исследованиях и лечении при широчайшем рентгеновской трубки до 150 Кв. Не требует дополнительной защиты штативной железой.

Область использования – лечебно-профилактические и медицинские учреждения.

1.2 Технические характеристики.

1.2.1 Наименование изделия: Фарук стоматологический детский (SS)

1.2.2 Эффективность (ослабляющее свойство), выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее – 0,35 мм.

Примечание: допускается по техническому заданию заказчика изготавливать средства защиты с другим свинцовым эквивалентом, должны соответствовать требованиям ТУ, ГОСТ 31114.3, образцам эталонам, утвержденным в установленном порядке.

1.2.3 Габаритные размеры, не менее:

- ширина – 45 см,

- длина – 65 см.

Примечание: по требованию заказчика допускается изготовление средств защиты с другими размерами.

1.2.4 Масса изделия – 2,0 кг.

1.2.5 Установленный срок эксплуатации изделия – 24 месяца. По окончании срока службы

изделие, каждый год, проверяется на соответствие требованиям настоящего руководства. В случае соответствия требованиям изделие может эксплуатироваться далее.

1.3 Комплектность.

1.3.1 Фарук стоматологический детский – 1 шт.

1.3.2 Паспорт и инструкция по эксплуатации – 1 шт.

1.3.3 Вешалка – 1 шт.

1.3.4 Упаковочная коробка – 1 шт.

1.4 Устройство и работа.

1.4.1 Средства защиты изготовлены из рентгенозащитного материала – свинцового впитала, по назначению Pb эквивалента не содержащего свинца в своем составе. Наружная поверхность изготовлена из ткани с плеточным покрытием, малопылеотталкивающая, полиамид, 100%.

1.4.2 Применяемые материалы не обладают токсическими и сенсibilизирующими

свойствами, то есть не оказывают раздражающего и аллергического действия.

1.4.3 Применяемые материалы позволяют проводить дезинфекцию наружных поверхностей 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644.

1.5 Маркировка.

1.5.1 На лейбле (ярлыке) должна быть нанесена следующая информация:

- логотип или товарный знак изготовителя;
- наименование изделия;
- стандартный размер и буквенный символ, соответствующий виду изделия;
- эквивалент по ослабляющему, выраженный символом Pb и числовым значением толщины свинца в миллиметрах;
- дата изготовления изделия.

1.6 Упаковка.

1.6 Изделия должны быть упакованы в коробки из высококачественного картона, допускается упаковка в полиэтиленовые, полипропиленовые пакеты ГОСТ 12302.

2. Меры безопасности

2.1 Изделия должны соответствовать требованиям санитарных норм и правил «Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской техники», гигиеническому норматив «Показатели безопасности изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для изготовления», утвержденным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №128 от 16.12.2013.

3. Условия транспортирования и хранения.

- 3.1 Изделия должны храниться в крытых складах вдали от открытых источников огня.
- 3.2 Транспортирование изделий осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с действующими правилами, утвержденными в установленном порядке.
- 3.3 Средства защиты в упаковке изготовителя следует хранить на складах в один ряд.

4. Гарантия изготовителя.

4.1 Гарантийный срок эксплуатации изделий 12 месяцев со дня приобретения. Гарантия качества товара распространяется на все составные материалы изделия, если иное не предусмотрено договором купли-продажи (п. 3 ст. 440 ГК). При этом гарантийный срок на составные материалы изделия считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинается с даты приобретения. Исключение составляет внеплановый материал из (винили провизиональный), подлежащий периодической проверке.

4.2 Гарантийный срок хранения изделий – 12 месяцев со дня изготовления. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

ВНИМАНИЕ!

Средства защиты можно аккуратно чистить дезинфицирующими и моющими средствами в том случае нельзя применять ручную либо машинную стирку.

Директор

Е.В.

5. Свидетельство о приемке.

Средство защиты **Фартук – передник легкий (ММ) Рb 0,35**
нанесенные изделия

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями
 ТУ ВУ 1913104092.001 – 2018 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

6. Свидетельство об упаковке.

Средство защиты **Фартук – передник легкий (ММ) Рb 0,35**
нанесенные изделия

заводской номер

Упаковано ЧПТУП «Защита здоровья»
нанесенные или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренных в ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Приложение: Периодическая проверка защитных свойств материалов.

Дата	Эквивалент по ослаблению	Подпись проверяющего

Дополнительную информацию, а также замечания и послания по
 усовершенствованию изделия просим сообщить по адресу:

ЧПТУП «Защита здоровья»

220104, г. Минск, ул. Лычкова, д. 19, корп. 2, пом. 5.
 тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

ЧПТУП «Защита Здоровья»

Средства защиты персонала и пациентов от рентгеновского
 излучения в
 медицинской диагностике

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ
 ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Фартук – передник легкий (ММ) Рb 0,35

ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

220104, г. Минск, ул. Лычкова, д. 19, корп. 2, пом. 5.
 тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

Настоящая инструкция по эксплуатации является составленным документом (паспорт и инструкция по применению) и предназначена для изучения средств индивидуальной защиты от рентгеновского излучения в медицинской диагностике, в дальнейшем – средства защиты, и правильной их эксплуатации (использования, транспортирования и хранения).

1. Описание и работа средств защиты.

1.1 Назначение изделия

1.2 Фарук- передник легкий для защиты пациентов при исследовании легких в прямой и боковой проекциях, обеспечивает достаточную защиту области груди и костей таза пациентов со стороны луча излучения при напряжении рентгеновской трубки до 150 Кв. Область использования – лечебно-профилактические и медицинские учреждения.

1.2 Технические характеристики.

1.2.1 Наименование изделия: Фарук – передник легкий (ММ)

1.2.2 Эффективность (ослабляющее свойство), выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее – 0,35 мм.

Примечание: допускается по техническому заданию заказчика изготавливать средства защиты с другим свинцовым эквивалентом, должны соответствовать требованиям ТУ, ГОСТ 31114.3, образцам эталонам, утвержденным в установленном порядке.

1.2.3 Габаритные размеры, не менее:

- ширина – 38 см,
- длина – 40 см.

Примечание: по требованию заказчика допускается изготовление средств защиты с другими размерами.

1.2.4 Масса изделия – 0,9 кг.

1.2.5 Установленный срок эксплуатации изделия – 24 месяца. По окончании срока службы изделие каждый год проверяется на соответствие требованиям настоящего руководства. В случае соответствия требованиям изделие может эксплуатироваться далее.

1.3 Комплектность.

1.3.1 Фарук – передник легкий – 1 шт.

1.3.2 Паспорт и инструкция по эксплуатации – 1 шт.

1.3.3 Упаковочная коробка – 1 шт.

1.4 Устройство и работа.

1.4.1 Средства защиты изготовлены из рентгенозащитного материала – свинцового вилла, по значению Pb эквивалента не содержащего свинца в своем составе. Наружная поверхность изготовлена из ткани с пленочным покрытием, малотоксичная, поизамид 100%.

1.4.2 Применяемые материалы не обладают токсическими и сенситизирующими свойствами, то есть не оказывают раздражающего и аллергического действия.

1.4.3 Применяемые материалы позволяют проводить дезинфекцию наружных поверхностей 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Потос» по ГОСТ 25644.

1.5 Маркировка.

1.5.1 На этикетке (ярлыке), должна быть нанесена следующая информация:

- логотип или товарный знак изготовителя;
- наименование изделия;
- стандартный размер и буквенный символ, соответствующий виду изделия;
- эквивалент по ослаблению, выраженный символом Pb и числовым значением толщины свинца в миллиметрах;
- дата изготовления изделия;

1.6 Упаковка.

1.6 Изделия должны быть упакованы в коробки из высококачественного картона, допускается упаковка в полиэтиленовые, полипропиленовые пакеты ГОСТ 12302.

2. Меры безопасности

2.1 Изделия должны соответствовать требованиям санитарных норм и правил «Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской техники», гигиеническому норматив «Показатели безопасности изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для изготовления», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №128 от 16.12.2013.

3. Условия транспортирования и хранения.

3.1 Изделия должны храниться в крытых складах вдали от открытых источников огня.

3.2 Транспортирование изделий осуществляют всеми видами транспорта в соответствии действующими правилами, утвержденными в установленном порядке.

3.3 Средства защиты в упаковке изготовителя следует хранить на складах в один ряд.

4. 1 Гарантия изготовителя.

4.1 Гарантийный срок эксплуатации изделий 12 месяцев со дня приобретения. Гарантия качества товара распространяется на все составляющие материалы изделия, если иное не предусмотрено договором купли-продажи (п. 3 ст. 440 ГК). При этом гарантийный срок на составляющие материалы изделия считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинается с даты приобретения. Исключение составляет внутренний материал и винил просвинцованный, подлежащий периодической проверке.

4.2 Гарантийный срок хранения изделий – 12 месяцев со дня изготовления. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

ВНИМАНИЕ!

Средства защиты можно аккуратно чистить дезрастворами и моющими средствами. Ни в коем случае нельзя применять ручную либо машинную стирку.



5. Свидетельство о приеме.

Средство защиты **Фартук – передник легкий (XL) Рв 0,35**

наименование изделия

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями
ТУ ВУ 1913104092.001 – 2018 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

6. Свидетельство об упаковке.

Средство защиты **Фартук - передник легкий (XL) Рв 0,35**

наименование изделия

заводской номер

Упаковано ЧПТУП «Защита здоровья»

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренных в ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Приложение: Периодическая проверка защитных свойств материалов.

Дата	Эквивалент по ослаблению	Подпись проверяющего

Дополнительную информацию, а также замечания и пожелания по
усовершенствованию изделия просим сообщить по адресу:

220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 2, пом. 5

ЧПТУП «Защита здоровья»

тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

ЧПТУП «Защита Здоровья»

Средства защиты персонала и пациентов от рентгеновского

излучения в

медицинской диагностике

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Фартук – передник легкий (XL) Рв 0,35

ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 2, пом. 5,
тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

Настоящая инструкция по эксплуатации является сопроводительным документом (паспорт и инструкция по применению) и предназначена для изучения средств индивидуальной защиты от рентгеновского излучения в медицинской диатомике, в дальнейшем – средства защиты, и правильной их эксплуатации (использования, транспортирования и хранения).

1. Описание и работа средств защиты.

1.1 Назначение изделия

1.2 Фартук – передник легкий для защиты пациентов при исследовании легких в прямой и боковой проекциях. Обеспечивает достаточную защиту области живота и костей таза пациентов со стороны луча излучения при направлении рентгеновской трубки до 150 Кв. Область использования – лечебно-профилактические и медицинские учреждения.

1.2 Технические характеристики.

1.2.1 Наименование изделия: Фартук – передник легкий (ХЛ)
1.2.2 Эффективность (ослабляющее свойство), выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее – 0,35 мм.

Примечание: допускается по техническому заданию заказчика изготавливать средства защиты с другим свинцовым эквивалентом, должны соответствовать требованиям ТУ, ГОСТ 31114.3, образцам эталонам, утвержденным в установленном порядке.

1.2.3 Габаритные размеры, не менее:
- ширина – 42 см,
- длина – 45 см.

Примечание: по требованию заказчика допускается изготовление средств защиты с другими размерами.

1.2.4 Масса изделия – 1,1 кг.

1.2.5 Установленный срок эксплуатации изделия – 24 месяца. По окончании срока службы изделие каждый год проверяется на соответствие требованиям настоящего руководства. В случае соответствия требованиям изделие может эксплуатироваться далее.

1.3 Комплектность.

1.3.1 Фартук – передник легкий – 1 шт.

1.3.2 Паспорт и инструкция по эксплуатации – 1 шт.

1.3.3 Упаковочная коробка – 1 шт.

1.4 Устройство и работа.

1.4.1 Средства защиты изготовлены из рентгенозащитного материала – свинцового винила, по значению Рв эквивалента не содержащего свинца в своем составе. Наружная поверхность изготовлена из ткани с плеточным покрытием, малотрудночная, полиамид 100%. Средства защиты окантованы отделочной тесьмой.

1.4.2 Применяемые материалы не обладают токсическими и сенситизирующими свойствами, то есть не оказывают раздражающего и аллергического действия.

1.4.3 Применяемые материалы позволяют проводить дезинфекцию наружных поверхностей 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Алгокс» по ГОСТ 25644.

1.5 Маркировка.

1.5.1 На этикетке (ярлыке), должна быть нанесена следующая информация:
- логотип или товарный знак изготовителя;
- наименование изделия;
- стандартный размер и буквенный символ, соответствующий виду изделия;
- эквивалент по ослаблению, выраженный символом Рв и числовым значением тол. свинца в миллиметрах;
- дата изготовления изделия;

1.6 Упаковка.

1.6 Изделия должны быть упакованы в коробки из высококачественного картона, допускается упаковка в полипропиленовые пакеты ГОСТ 12302

2. Меры безопасности

2.1 Изделия должны соответствовать требованиям санитарных норм и правил «Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской техники», гигиеническому норматив «Показатели безопасности изделий медицинского назначения, медицинская техника и материалы, применяемых для изготовления», утвержденный постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №128 от 16.12.2013.

3. Условия транспортирования и хранения.

3.1 Изделия должны храниться в крытых складах, вдали от открытых источников огня.
3.2 Транспортирование изделий осуществляют всеми видами транспорта в соответствии действующими правилами, утвержденными в установленном порядке.

3.3 Средства защиты в упаковке изготовителя следует хранить на складах в один ру.

4. Гарантии изготовителя.

4.1 Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяца со дня приобретения. Гарантия качества товара распространяется на все составляющие материалы изделия, если иное не предусмотрено договором купли-продажи (п. 3 ст. 440 ГК). При этом гарантийный составляющие материалы изделия считаются равным гарантийному сроку на основ. и начинается с момента приобретения с ним. Исключение составляет внутренний материал (винил просвинцованный), подлежащий периодической проверке.

4.2 Гарантийный срок хранения изделий – 12 месяцев со дня изготовления.

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

ВНИМАНИЕ:

Средства защиты можно аккуратно чистить, дезинфекции и моющими. Ни в коем случае нельзя применять ручную, либо машинную стирку.

Директор

Александр Е.В.

5. Свидетельство о приеме.

Средство защиты Фаргук–передник детский (SS) Рв 0,35

наименование изделия

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями
ТУ ВУ 1913104092.001 – 2018 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

6. Свидетельство об упаковке/выпуске.

Средство защиты Фаргук–передник детский (SS) Рв 0,35

наименование изделия

заводской номер

Упаковано ЧПУП «Защита здоровья»

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренных в ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Приложение: Периодическая проверка защитных свойств материалов.

Дата	Эквивалент по ослаблению	Подпись проверяющего

Дополнительную информацию, а также замечания и пояснения по
усовершенствованию изделия просим сообщить по адресу:

ЧПУП «Защита здоровья»

220104, г. Минск, ул. Лыцкова, д. 19, корп. 2, пом. 5,
тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

ЧПУП «Защита Здоровья»

Средства защиты персонала и пациентов от рентгеновского
излучения в
медицинской диагностике

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Фаргук – передник детский (SS) Рв 0,35

ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

220104, г. Минск, ул. Лыцкова, д. 19, корп. 2, пом. 5,
тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

Настоящая инструкция по эксплуатации является составным документом (паспорт и инструкция по применению) и предназначена для изучения средств индивидуальной защиты от рентгеновского излучения в медицинском диагностике, в дальнейшем – средства защиты, и правильной их эксплуатации (использования, транспортирования и хранения).

1. Описание и работа средств защиты.

1.1 Назначение изделия

1.2 Фартук – передник детский для защиты детей при исследовании легких в прямой и боковой проекциях, обеспечивает достаточную защиту области тора и костей таза ребенка со стороны луча излучения при напряжении рентгеновской трубки до 150 Кв.
Область использования – лечебно-профилактические и медицинские учреждения.

1.2 Технические характеристики.

1.2.1 Наименование изделия: Фартук – передник детский (SS)
1.2.2 Эффективность (ослабляющее свойство), выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее – 0,35 мм.

Примечание: допускается по техническому заданию заказчика изготавливать средства защиты с другим свинцовым эквивалентом, должны соответствовать требованиям ТУ, ГОСТ 31114.3, образцам эталоном, утвержденным в установленном порядке.

1.2.3 Габаритные размеры, не менее:
- ширина – 30 см,
- длина – 30 см.

Примечание: по требованию заказчика допускается изготовление средств защиты с другими размерами.

1.2.4 Масса изделия – 0,4 кг.

1.2.5 Установленный срок эксплуатации изделия – 24 месяца. По окончании срока службы изделие каждый год проверяется на соответствие требованиям настоящего руководства. В случае соответствия требованиям изделие может эксплуатироваться далее.

1.3 Комплектность.

1.3.1 Фартук – передник детский – 1 шт.

1.3.2 Паспорт и инструкция по эксплуатации – 1 шт.

1.3.3 Упаковочная коробка – 1 шт.

1.4 Устройство и работа.

1.4.1 Средства защиты изготовлены из рентгенозащитного материала – свинцового винила, по значению Р_{св} эквивалента не содержащего свинца в своем составе. Наружная поверхность изготовлена из ткани с пенистым покрытием, малоподаточная, поглощает 100%.

Средства защиты окантованы отсоединяемой тесьмой.

1.4.2 Применяемые материалы не обладают токсическими и сенситизирующими свойствами, то есть не оказывают раздражающего и аллергического действия.

1.4.3 Применяемые материалы позволяют проводить дезинфекцию наружных поверхностей 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Алгокс» по ГОСТ 25644.

1.5 Маркировка.

1.5.1 На лейбле (ярлыке), должна быть нанесена следующая информация:
- логотип или товарный знак изготовителя;

- наименование изделия;

- стандартный размер и буквенный символ, соответствующий виду изделия;

- эквивалент по ослаблению, выраженный символом Р_{св} и числовым значением толщины свинца в миллиметрах;

- дата изготовления изделия;

1.6 Упаковка.

1.6 Изделия должны быть упакованы в коробки из высококачественного картона, допускается упаковка в полиэтиленовые, полипропиленовые пакеты ГОСТ 12302.

2. Меры безопасности

2.1 Изделия должны соответствовать требованиям санитарных норм и правил «Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской техники», гигиеническому норматив «Показатели безопасности изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для изготовления», утвержденным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №128 от 16.12.2013.

3. Условия транспортирования и хранения.

3.1 Изделия должны храниться в крытых складах вдали от открытых источников огня.

3.2 Транспортирование изделий осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с действующими правилами, утвержденными в установленном порядке.

3.3 Средства защиты в упаковке изготовителя следует хранить на складах в один ряд.

4. Гарантия изготовителя.

4.1 Гарантийный срок эксплуатации изделий 12 месяцев со дня приобретения. Гарантия качества товара распространяется на все составляющие материалы изделия, если иное не предусмотрено договором купли-продажи (п. 3 ст. 440 ГК). При этом гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня приобретения изделия, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Изделия считаются равным гарантийному сроку на основное и начинаются с момента приобретения с ним. Исключение составляет внутренний материал изд (винил просинированный), подлежащий периодической проверке.

4.2 Гарантийный срок хранения изделий – 12 месяцев со дня изготовления.

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

ВНИМАНИЕ!

Средства защиты можно аккупратно чистить дезагрегатами и моющими средствами. Ни в коем случае нельзя применять ручную или машинную стирку.

Директор

«Земитина Динара Е.В.»

5. Свидетельство о приемке.

Средство защиты **Фартук-передник тяжелый детский (SS) Рb 0,5**
 наименование изделия

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями
 ТУ ВУ 1913104092.001 – 2018 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

6. Свидетельство об упаковке.

Средство защиты **Фартук-передник тяжелый детский (SS) Рb 0,5**
 наименование изделия

заводской номер

Упаковано ЧПТУП «Защита здоровья»
 наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренных в ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Приложение: Периодическая проверка защитных свойств материалов.

Дата	Эквивалент по ослаблению	Подпись проверяющего

Дополнительную информацию, а также замечания и пожелания по
 усовершенствованию изделия просим сообщить по адресу:

220104, г. Минск, ул. Дзянькова, д. 19, корп. 2, пом. 5

ЧПТУП «Защита здоровья»

тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

ЧПТУП «Защита Здоровья»

Средства защиты персонала и пациентов от рентгеновского
 излучения в
 медицинской диагностике

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ
 ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Фартук – передник тяжелый детский (SS) Рb 0,5

ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

220104, г. Минск, ул. Дзянькова, д. 19, корп. 2, пом. 5,
 тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

Настоящая инструкция по эксплуатации является совмещенным документом (паспорт и инструкция по применению) и предназначена для изучения средств индивидуальной защиты от рентгеновского излучения в медицинской диагностике, в дальнейшем – средства защиты, и правильной их эксплуатации (использования, транспортирования и хранения).

1. Описание и работа средств защиты.

1.1 Назначение изделия

1.2 Фартук – передник легкий для защиты детей при исследовании легких в прямой и боковой проекциях, обеспечивает достаточную защиту области талии и костей таза ребенка со стороны луча излучения при напряжении рентгеновской трубки до 150 Кв. Область использования – лечебно-профилактические и медицинские учреждения.

1.2 Технические характеристики.

1.2.1 Наименование изделия: фартук – передник тяжелый детский (SS)

1.2.2 Эффективность (ослабляющее свойство), выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее – 0,5 мм.

Примечание: допускается по техническому заданию заказчика изготавливать средства защиты с другим свинцовым эквивалентом, должны соответствовать требованиям ТУ, ГОСТ 31114.3, образцам эталона, утвержденным в установленном порядке.

1.2.3 Измеряемые размеры, не менее:

- длина – 30 см,

Примечание: по требованию заказчика допускается изготовление средств защиты с другими размерами.

1.2.4 Масса изделия – 0,6 кг.

1.2.5 Установленный срок эксплуатации изделия – 24 месяца. По окончании срока службы изделие каждый год проверяется на соответствие требованиям настоящего руководства.

В случае соответствия требованиям изделие может эксплуатироваться далее.

1.3 Комплектность.

1.3.1 Фартук – передник тяжелый детский – 1 шт.

1.3.2 Паспорт и инструкция по эксплуатации – 1 шт.

1.3.3 Упаковочная коробка – 1 шт.

1.4 Устройство и работа.

1.4.1 Средства защиты изготовлены из рентгенозащитного материала – свинцового винила, по значению Рв эквивалента не содержащего свинца в своем составе. Наружная поверхность изготовлена из ткани с пленочным покрытием, малопускозная, полиамид 100%.

1.4.2 Средства защиты окантованы отделочной тесьмой.

1.4.3 Средства защиты окантованы отделочной тесьмой.

1.4.4 Средства защиты окантованы отделочной тесьмой.

1.4.3 Применяемые материалы позволяют проводить дезинфекцию наружных поверхностей 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644.

1.5 Маркировка.

1.5.1 На лейбле (ярлыке), должна быть нанесена следующая информация:

- логотип или товарный знак изготовителя;
- наименование изделия;
- стандартный размер и буквенный символ, соответствующий виду изделия;
- эквивалент по ослаблению, выраженный символом Рв и числовым значением толщины свинца в миллиметрах;
- дата изготовления изделия.

1.6 Упаковка.

1.6 Изделия должны быть упакованы в коробки из высококачественного картона, допускается упаковка в полиэтиленовые, полипропиленовые пакеты ГОСТ 12302.

2. Меры безопасности

2.1 Изделия должны соответствовать требованиям санитарных норм и правил «Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской техники», гигиеническому норматив «Показатели безопасности изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для изготовления», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №128 от 16.12.2013.

3. Условия транспортирования и хранения.

3.1 Изделия должны храниться в крытых складах вдали от открытых источников огня.

3.2 Транспортирование изделий осуществляют всеми видами транспорта в соответствии действующими правилами, утвержденными в установленном порядке.

3.3 Средства защиты в упаковке изготовителя следует хранить на складах в один ряд.

4. Гарантия изготовителя.

4.1 Гарантийный срок эксплуатации изделий 12 месяцев со дня приобретения. Гарантийный срок качества товара распространяется на все составляющие материалы изделия, если иное не предусмотрено договором купли-продажи (п. 3 ст. 440 ГК). При этом гарантийный срок и составляющие материалы изделия считаются равным гарантийному сроку на основное изделие и начинается теч. одновременно с ним. Исключение составляет внутренний материал (винил провизинионный), подлежащий периодической проверке.

4.2 Гарантийный срок хранения изделий – 12 месяцев со дня изготовления. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

ВНИМАНИЕ!

Средства защиты можно аккуратно чистить дезинфекторами и моющими средствами. Ни в коем случае нельзя применять ручную либо машинную стирку.

Директор
Здравозащита
Душечкин Е.В.

5. Свидетельство о приеме.

Средство защиты **Фартук – передник тяжелый (ММ) Рb 0,5**
наименование изделия

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями
ТУ ВУ 1913104092.001 – 2018 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

6. Свидетельство об упаковке.

Средство защиты **Фартук – передник тяжелый (ММ) Рb 0,5**
наименование изделия

заводской номер

Упаковано ЧПТУП «Защита здоровья»

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренных в ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

подпись

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Приложение: Периодическая проверка защитных свойств материалов.

Дата	Эквивалент по ослаблению	Подпись проверяющего

Дополнительную информацию, а также замечания и пожелания по
усовершенствованию изделия просим сообщить по адресу:

220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 2, пом. 5
ЧПТУП «Защита здоровья»
тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

ЧПТУП «Защита Здоровья»

Средства защиты персонала и пациентов от рентгеновского

излучения в

медицинской диагностике

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Фартук – передник тяжелый (ММ) Рb 0,5

ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 2, пом. 5,
тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

Настоящая инструкция по эксплуатации является совместным документом (паспорт и инструкция по применению) и предназначена для изучения средств индивидуальной защиты от рентгеновского излучения в медицинском диагностике, в дальнейшем – средства защиты, и правильной их эксплуатации (использования, транспортирования и хранения).

1. Описание и работа средств защиты.

1.1 Назначение изделия

1.2 Фартук- передник тяжелый для защиты пациентов при исследовании легких в прямой и боковой проекциях. обеспечивает достаточную защиту области гонд и костей таза пациента со стороны пучка излучения при направлении рентгеновской трубки до 150 Кв.

Область использования – лечебно-профилактические и медицинские учреждения.

1.2 Технические характеристики.

1.2.1 Наименование изделия: Фартук – передник тяжелый (ММ)

1.2.2 Эффективность (ослабляющее свойство), выраженная в эквиваленте свинцового эквивалента, не менее – 0,5 мм.

Примечание: допускается по техническому заданию заказчика изготавливать средства защиты с другим свинцовым эквивалентом, должны соответствовать требованиям ТУ, ГОСТ 31114.3, образцам эталона, утвержденным в установленном порядке.

1.2.3 Габаритные размеры, не менее:
- ширина – 38 см,
- длина – 40 см.

Примечание: по требованию заказчика допускается изготовление средств защиты с другими размерами.

1.2.4 Масса изделия – 1,0 кг.

1.2.5 Установленный срок эксплуатации изделия – 24 месяца. По окончании срока службы изделие каждый год проверяется на соответствие требованиям настоящего руководства. В случае соответствия требованиям изделие может эксплуатироваться далее.

1.3 Комплектность.

1.3.1 Фартук – передник тяжелый – 1 шт.

1.3.2 Паспорт и инструкция по эксплуатации – 1 шт.

1.3.3 Упаковочная коробка – 1 шт.

1.4 Устройство и работа.

1.4.1 Средства защиты изготовлены из рентгенозащитного материала – свинцового виллила, по значению Рв эквивалента не содержащего свинца в своем составе. Наружная поверхность изготовлена из ткани с пылеотталкивающим покрытием, малосажающая, полиамид 100%. Средства защиты окантованы отделочной тесьмой.

1.4.2 Применяемые материалы не обладают токсическими и сенситизирующими свойствами, то есть не оказывают раздражающего и аллергического действия.

1.4.3 Применяемые материалы позволяют проводить дезинфекцию наружных поверхностей 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Алгоос» по ГОСТ 25644.

1.5 Маркировка.

1.5.1 На лейбле (ярлыке), должна быть нанесена следующая информация:

- логотип или товарный знак изготовителя;
- наименование изделия;
- стандартный размер и буквенный символ, соответствующий виду изделия;
- эквивалент по ослаблению, выраженный символом Рв и числовым значением толщины свинца в миллиметрах;
- дата изготовления изделия.

1.6 Упаковка.

1.6 Изделия должны быть упакованы в коробки из высококачественного картона, допускается упаковка в полиэтиленовые, полипропиленовые пакеты ГОСТ 12302.

2. Меры безопасности

2.1 Изделия должны соответствовать требованиям санитарных норм и правил «Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской техники», гигиеническому нормативу «Показатели безопасности изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для изготовления», утвержденным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №128 от 16.12.2013.

3. Условия транспортирования и хранения.

3.1 Изделия должны храниться в крытых складах вдали от открытых источников огня.

3.2 Транспортирование изделий осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с действующими правилами, утвержденными в установленном порядке.

3.3 Средства защиты в упаковке изготовителя следует хранить на складах в один ряд.

4. Гарантия изготовителя.

4.1 Гарантийный срок эксплуатации изделий 12 месяцев со дня приобретения. Гарантия качества товара распространяется на все составные материалы изделия, если иное не предусмотрено договором купли-продажи (п. 1 ст. 440 ГК). При этом гарантийный срок не составляющие материалы изделия считаются равным гарантийному сроку на основное изделие и начинают течь одновременно с ним. Исключение составляет внутренний материал изделия (виллила просвинцованный), подлежащий периодической проверке.

4.2 Гарантийный срок хранения изделий – 12 месяцев со дня изготовления.

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

ВНИМАНИЕ!

Средства защиты можно аккуратно чистить деаэраторами и моющими средствами. Ни в коем случае нельзя применять ручную либо машинную стирку.

Директор

«Здоровья» Давыдов Е.В.

5. Свидетельство о приеме.

Средство защиты **Фартук – передник тяжелый (L) Рb 0,5**
идентификационное изделие

заполняется номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями
 ТУ ВУ 1913104092.001 – 2018 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

личная подпись

число, месяц, год

расшифровка подписи

6. Свидетельство об упаковывании.

Средство защиты **Фартук – передник тяжелый (L) Рb 0,5**
идентификационное изделие

заполняется номер

Упаковано ЧПТУП «Промедика»
наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Приложение: Периодическая проверка защитных свойств материалов.

Дата	Эквивалент по ослаблению	Подпись проверяющего

Дополнительную информацию, а также замечания и пожелания по
 усовершенствованию изделия просим сообщить по адресу:

220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 2, пом. 5
 ЧПТУП «Защита здоровья»
 тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

ЧПТУП «Защита Здоровья»

Средства защиты персонала и пациентов от рентгеновского
 излучения в
 медицинской диагностике

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ
 ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Фартук – передник тяжелый (L) Рb 0,5

ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 2, пом. 5,
 тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

Настоящая инструкция по эксплуатации является совмещенным документом (паспорт и инструкция по применению) и предназначена для изучения средств индивидуальной защиты от рентгеновского излучения в медицинской диагностике, в дальнейшем – средства защиты, и правильной их эксплуатации (использования, транспортирования и хранения).

1. Описание и работа средств защиты.

1.1 Назначение изделия

- 1.2 Фарук – переносимый для защиты персонала при исследовании легких в прямой и боковой проекциях, обеспечивает достаточную защиту области тора и костей таза пациента со стороны луча излучения при напряжении рентгеновской трубки до 150 Кв.
- Область использования – лечебно-профилактические и медицинские учреждения.

1.2 Технические характеристики.

- 1.2.1 Наименование изделия: Фарук – переносимый (Л)
- 1.2.2 Эффективность (ослабляющее свойство), выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее – 0,5 мм.
- Примечание:* допускается по техническому заданию заказчика изготавливать средства защиты с другим свинцовым эквивалентом, должны соответствовать требованиям ТУ, ГОСТ 31114.3, оформленным в установленном порядке.
- 1.2.3 Габаритные размеры, не менее:
 - ширина – 40 см,
 - длина – 40 см.

Примечание: по требованию заказчика допускается изготовление средств защиты с другими размерами.

- 1.2.4 Масса изделия – 1,1 кг.
 - 1.2.5 Установленный срок эксплуатации изделия – 24 месяца. По окончании срока службы изделие каждый год проверяется на соответствие требованиям настоящего руководства.
- В случае соответствия требованиям изделие может эксплуатироваться далее.
- 1.3 Комплектность.
 - 1.3.1 Фарук – переносимый тяжелый – 1 шт.
 - 1.3.2 Паспорт и инструкция по эксплуатации – 1 шт.
 - 1.3.3 Упаковочная коробка – 1 шт.

1.4 Устройство и работа.

- 1.4.1 Средства защиты изготовлены из рентгенозащитного материала – свинцового вилла, по значению Рв эквивалента не содержат свинца в своем составе. Наружная поверхность изготовлена из ткани с пленочным покрытием, малосалочная, полиамид 100%.
- 1.4.2 Средства защиты окантованы отсечной тесьмой.
- 1.4.3 Применяемые материалы не обладают токсическими и сенсibiliзирующими свойствами, то есть не оказывают раздражающего и аллергического действия.
- 1.4.3 Применяемые материалы позволяют проводить дезинфекцию наружных поверхностей 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Алго» по ГОСТ 25644.

1.5 Маркировка.

- 1.5.1 На лейбле (ярлыке), должна быть нанесена следующая информация:
 - логотип или товарный знак изготовителя;
 - наименование изделия;
 - стандартный размер и буквенный символ, соответствующий виду изделия;
 - эквивалент по ослаблению, выраженный символом Рв и числовым значением толщин свинца в миллиметрах;
 - дата изготовления изделия.

1.6 Упаковка.

- 1.6 Изделия должны быть упакованы в коробки из высококачественного картона, допускается упаковка в полиэтиленовые, полипропиленовые пакеты ГОСТ 12302.

2. Меры безопасности

- 2.1 Изделия должны соответствовать требованиям санитарных норм и правил «Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской техники», гигиеническому норматив «Показатели безопасности изделий медицинского назначения, медицинского назначения и материалов, применяемых для изготовления», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №128 от 16.12.2013.

3. Условия транспортирования и хранения.

- 3.1 Изделия должны храниться в крытых складах вдали от открытых источников огня.
- 3.2 Транспортирование изделий осуществляются всеми видами транспорта в соответствии действующими правилами, утвержденными в установленном порядке.
- 3.3 Средства защиты в упаковке изготовителя следует хранить на складах в один ряд.

4. Гарантия изготовителя.

- 4.1 Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня приобретения. Гарантия качества товара распространяется на все составляющие материалы изделия, если иное не предусмотрено договором купли-продажи (п. 3 ст. 440 ГК). При этом гарантийный срок и предусмотренные материалы изделия считаются равным гарантийному сроку на основное изделие и начинается со дня его приобретения с ним. Исключение составляет винный материал (винил провизионированный), подлежащий периодической проверке.
- 4.2. Гарантийный срок хранения изделий – 12 месяцев со дня изготовления. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

ВНИМАНИЕ!

Средства защиты можно аккредитовать чистить дезагрегаторами и моющими средствами. Ни в коем случае нельзя применять ручную или машинную стирку.



5. Свидетельство о приеме.

Средство защиты **Фартук – передник тяжелый (XL) Рb 0,5**

наименование изделия

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями
ТУ ВУ 1913104092.001 – 2018 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

личная подпись

число, месяц, год

расшифровка подписи

6. Свидетельство об упаковке/изделии.

Средство защиты **Фартук – передник тяжелый (XL) Рb 0,5**

наименование изделия

заводской номер

Упаковано **ЧПТУП «Защита здоровья»**

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренных в ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Приложение: Периодическая проверка защитных свойств материалов.

Дата	Эквивалент по ослаблению	Подпись проверяющего

Дополнительную информацию, а также замечания и пояснения по
усовершенствованию изделия просим сообщить по адресу:

220104, г. Минск, ул. Дзержинская, д. 19, корп. 2, пом. 5

ЧПТУП «Защита здоровья»

тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

ЧПТУП «Защита Здоровья»

Средства защиты персонала и пациентов от рентгеновского
излучения в
медицинской диагностике

**ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Фартук – передник тяжелый (XL) Рb 0,5

ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

220104, г. Минск, ул. Дзержинская, д. 19, корп. 2, пом. 5,
тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

Настоящая инструкция по эксплуатации является совместным документом (паспорт и инструкция по применению) и предназначена для изучения средств индивидуальной защиты от рентгеновского излучения в медицинской диагностике, в дальнейшем – средства защиты, и правильной их эксплуатации (использования, транспортирования и хранения).

1. Описание и работа средств защиты.

1.1 Назначение изделия

1.2 Фартук-передник тяжелый для защиты пациентов при исследовании легких в прямой и боковой проекциях. обеспечивает достаточную защиту области тора и костей таза пациента со стороны пучка излучения при наложении рентгеновской трубки до 150 Кв. Область использования – лечебно-профилактические и медицинские учреждения.

1.2 Технические характеристики.

1.2.1 Наименование изделия: Фартук – передник тяжелый (ХЛ)

1.2.2 Эффективность (ослабляющее свойство), выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее – 0,5 мм.

Примечание: допускается по техническому заданию заказчика изготавливать средства защиты с другим свинцовым эквивалентом, должны соответствовать требованиям ТУ, ГОСТ 31114.3, образцам эталонам, утвержденным в установленном порядке.

1.2.3 Габаритные размеры, не менее:

- ширина – 42 см,
- длина – 45 см.

Примечание: по требованию заказчика допускается изготовление средств защиты с другими размерами.

1.2.4 Масса изделия – 1,3 кг.

1.2.5 Установленный срок эксплуатации изделия – 24 месяца. По окончании срока службы изделие каждый год проверяется на соответствие требованиям настоящего руководства.

В случае соответствия требованиям изделие может эксплуатироваться далее.

1.3 Комплектность.

1.3.1 Фартук – передник тяжелый – 1 шт.

1.3.2 Паспорт и инструкция по эксплуатации – 1 шт.

1.3.3 Упаковочная коробка – 1 шт.

1.4 Устройство и работа.

1.4.1 Средства защиты изготовления из рентгенозащитного материала – свинцового винила, по значению Рв эквивалента не содержащего свинца в своем составе. Наружная поверхность изготовлена из ткани с плетеным покрытием, маюладоочная, полиамид 100%.

Средства защиты окантованы отсечно-точечной тесьмой.

1.4.2 Применяемые материалы не обладают токсическими и сенсibilизирующими свойствами, то есть не оказывают раздражающего и аллергического действия.

1.4.3 Применяемые материалы позволяют проводить дезинфекцию наружных поверхностей 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Иотос» по ГОСТ 25644.

1.5 Маркировка.

1.5.1 На лейбле (ярлыке) должна быть нанесена следующая информация:

- логотип или товарный знак изготовителя;
- наименование изделия;
- стандартный размер и буквенный символ, соответствующий виду изделия;
- эквивалент по ослаблению, выраженный символом Рв и числовым значением толщины свинца в миллиметрах;
- дата изготовления изделия;

1.6 Упаковка.

1.6 Изделия должны быть упакованы в коробки из высококачественного картона, допускается упаковка в полиэтиленовые, полипропиленовые пакеты ГОСТ 12302.

2. Меры безопасности

2.1 Изделия должны соответствовать требованиям санитарных норм и правил «Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской техники», гигиеническому норматив «Показатели безопасности изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для изготовления», утвержденным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №128 от 16.12.2013.

3. Условия транспортирования и хранения.

3.1 Изделия должны храниться в крытых складах вдали от открытых источников огня.

3.2 Транспортирование изделий осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с действующими правилами, утвержденными в установленном порядке.

3.3 Средства защиты в упаковке изготовителя следует хранить на складах в один ряд.

4. Гарантия изготовителя.

4.1 Гарантийный срок эксплуатации изделий 12 месяцев со дня приобретения. Гарантия качества товара распространяется на все составляющие материалы изделия, если иное не предусмотрено договором купли-продажи (п. 3 ст. 440 ГК). При этом гарантийный срок на составляющие материалы изделия считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинается с момента приобретения с ним. Исключение составляет внутренний материал изделия (винил просвинцованный), подлежащий периодической проверке.

4.2 Гарантийный срок хранения изделий – 12 месяцев со дня изготовления.

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

ВНИМАНИЕ!

Средства защиты можно аккуратно чистить дезинфицирующими и моющими средствами. Ни в коем случае нельзя применять ручную либо машинную стирку.

Директор

Заведующий
Лущевский Е.В.

5. Свидетельство о приеме.

Средство защиты **Фартук – передник легкий (L) Рв 0,35**

наименование изделия

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями
ТУ ВУ 1913104092.001 – 2018 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

6. Свидетельство об упаковывании.

Средство защиты **Фартук - передник легкий (L) Рв 0,35**

наименование изделия

заводской номер

Упаковано ЧПТУП «Защита здоровья»

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренных в ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Приложение: Периодическая проверка защитных свойств материалов.

Дата	Эквивалент по ослаблению	Подпись проверяющего

Дополнительную информацию, а также замечания и пожелания по
усовершенствованию изделия просим сообщить по адресу:

220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 2, пом. 5

ЧПТУП «Защита здоровья»

тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

ЧПТУП «Защита Здоровья»

Средства защиты персонала и пациентов от рентгеновского
излучения в
медицинской диагностике

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Фартук – передник легкий (L) Рв 0,35

ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 2, пом. 5,
тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

1. Описание и работа средств защиты

Область использования – лечебно-профилактические и медицинские учреждения.

1.2.1. Наименование изделия: Фаргук – перелетчик легкий (Л)

1.2.2. эффективность (ослабляющее свойство), выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее — 0,35 мм.

Примечание: допускается по техническому заданию заказчика изготавливать средства защиты с другим синтетическим эквивалентом, должны соответствовать требованиям ТУ, ГОСТ 31114.3, образцам эталонам, утвержденным в установленном порядке.

- ширина — 40 см,

Примечание: по требованию заказчика допускается изготовление средств защиты с другими размерами.

1.2.4 Масса изделия — 1,0 кг.

1.2.5 Установленный срок эксплуатации изделия – 24 месяца. По окончании срока службы изделие каждый год проверяется на соответствие требованиям настоящего руководства. В случае соответствия требованиям изделие может эксплуатироваться далее.

1.3 КОМПЛЕКТНОСТЬ.

1.3.1 Фартук – передник легкий – 1 шт.

1.3.2.2 Инструкция по эксплуатации — 1 шт.

1.3.3 Упаковочная коробка – 1 шт.

1.4 Устройство и работа.

1.4.1 Средства защиты изготовлены из рентгенозащитного материала – свинцового винила, по значению Pb эквивалента не содержащего свинца в своем составе. Наружная поверхность изготовлена из ткани с пленочным покрытием, малотоксичная, полиамид 100%. Средства защиты окантованы отделочной тесьмой.

Средства защиты окантованы отделочной тесьмой.

1.4.2. Применяемые материалы не обладают токсическими и sensibiliziruyushimi свойствами, то есть не оказывают раздражающего и аллергического действия.

1.4.3.1 Применяемые материалы позволяют проводить дезинфекцию наружных поверхностей 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644.

1.5 Матрица

1.5.1 На лейбл (ярлыке), должна быть нанесена следующая информация:

- наименование изделия;
- стандартный размер и буквенный символ, соответствующий виду изделия;
- эквивалент по остаточной, выраженный символом Р₀ и числовым значением толщины свинца в миллиграмм;
- дата изготовления изделия;

1.6 YAKOBINA.

1.6 Изделия должны быть упакованы в коробки из высококачественного картона, допускается упаковка в полиэтиленовые, полипропиленовые пакеты ГОСТ 12302.

2. Меры безопасности

2.1 Изделия должны соответствовать требованиям санитарных норм и правил «Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской техники», гигиеническому норматив «Показатели безопасности изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для изготовления», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №128 от 16.12.2013.

3. Условия транспортирования и хранения.

3.1 Изделия должны храниться в крытых складах вдали от открытых источников огня.

2.4. При оформлении заявки осуществляются всеми видами транспорта в соответствии с действующими правилами, утвержденными в установленном порядке.

3.5 Средства защиты в упаковке изготовителя следует хранить в один ряд.

4. Гарантия изготовителя.

4. Гарантии изготовителя.

4.1.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня приобретения. Гарантии качества товара распространяются на все составляющие материалы изделия, если иное не предусмотрено договором купли-продажи (п. 3 ст. 440 ГК). При этом гарантийный срок на составляющие материалы изделия считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинается с момента его приобретения. Исключения составляют внутренние материалы изделия (внутренняя прошивка), подлежащие первоначальной проверке.

4.7. Гарантийный срок хранения изделий – 12 месяцев со дня изготовления.

квалифицирует соответствующие изданий требованиям 17 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

ВЫИМАНИЕ

Ни в коем случае нельзя применять ручную либо машинную стирку.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Директор
«СГАУ»
30.05.2015
Иукевич Е.В.

5. Свидетельство о приёме.

Средство защиты **Фартук односторонний легкий (S) Рb 0,35**

наименование изделия

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями
ТУ ВУ 1913104092.001 – 2018 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

6. Свидетельство об упаковывании:

Средство защиты **Фартук односторонний легкий (S) Рb 0,35**

наименование изделия

заводской номер

Упаковано ЧПТУП «Защита здоровья»

согласно требованиям, предусмотренных в ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

наименование или код изготовителя

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Приложение: Периодическая проверка защитных свойств материалов.

Дата	Эквивалент по ослаблению	Подпись проверяющего

Дополнительную информацию, а также замечания и пожелания по
усовершенствованию изделия просим сообщить по адресу:

220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 2, пом. 5,
ЧПТУП «Защита Здоровья» тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

ЧПТУП «Защита Здоровья»

Средства защиты персонала и пациентов от рентгеновского
излучения в
медицинской диагностике

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Фартук односторонний легкий (S)

Рb 0,35

ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 2, пом. 5,
тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

Настоящая инструкция по эксплуатации является совмещенным документом (паспорт и инструкция по применению) и предназначена для изучения средств индивидуальной защиты от рентгеновского излучения в медицинской диагностике, в дальнейшем – средства защиты, и правилной их эксплуатации (использования, транспортирования и хранения).

1. Описание и работа средств защиты.

1.1 Назначение изделия

- 1.2 Фартук односторонний легкий предназначен для защиты передней части тела от торца до и голени (ниже колен) при рентгеновских исследованиях и лечении при наложении рентгеновской трубки до 150 Кв. Область использования – лечебно-профилактические и медицинские учреждения.

1.2 Технические характеристики.

- 1.2.1 Наименование изделия: Фартук односторонний легкий (S)
1.2.2 Эффективность (ослабляющее свойство), выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее – 0,35 мм.
Примечание: допускается по техническому заданию заказчика изготавливать средства защиты с другим синтетическим эквивалентом, должны соответствовать требованиям ТУ, ГОСТ 31114.3, обрезан эталоном, утвержденным в установленном порядке.
1.2.3 Габаритные размеры, не менее:
- ширина – 55 см.
- длина – 90 см.

Примечание: по требованию заказчика допускается изготовление средств защиты с другими размерами.

- 1.2.4 Масса изделия – 4,0 кг.
1.2.5 Установленный срок эксплуатации изделия – 24 месяца. По окончании срока службы изделие каждый год проверяется на соответствие требованиям настоящего руководства. В случае соответствия требованиям изделие может эксплуатироваться далее.
- 1.3 Комплектность.
- 1.3.1 Фартук односторонний легкий – 1 шт.
1.3.2 Паспорт и инструкция по эксплуатации – 1 шт.
1.3.3 Вешалка – 1 шт.
1.3.4 Упаковочная коробка – 1 шт.

1.4 Устройство и работа.

- 1.4.1 Средства защиты изготовлены из рентгенозащитного материала – свинцового винила, по значению Рв эквивалента не содержащего свинца в своем составе. Наружная поверхность изготовлена из ткани с плетеным покрытием, малосаляющая, полиamid 100%.
- 1.4.2 Средства защиты окантованы отсечной тесьмой.
- 1.4.3 Применяемые материалы не обладают токсическими и sensibiliziruyushimi свойствами, то есть не оказывают раздражающего и аллергического действия.
- 1.4.3 Применяемые материалы позволяют проводить дезинфекцию наружных поверхностей 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644.

1.5 Маркировка.

- 1.5.1 На этикетке (ярлыке), должна быть нанесена следующая информация:
- логотип или товарный знак изготовителя;
- наименование изделия;
- стандартный размер и буквенный символ, соответствующий виду изделия;
- эквивалент по ослаблению, выраженный символом Рв и числовым значением толщины свинца в миллиметрах;
- дата изготовления изделия.

1.6 Упаковка.

- 1.6 Изделия должны быть упакованы в коробки из высококачественного картона, допускается упаковка в полиэтиленовые, полипропиленовые пакеты ГОСТ 12302.

2. Меры безопасности

- 2.1 Изделия должны соответствовать требованиям санитарных норм и правил «Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской техники», гигиеническому норматив «Показатели безопасности изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для изготовления», утвержденным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №128 от 16.12.2013.

3. Условия транспортирования и хранения.

- 3.1 Изделия должны храниться в крытых складах вдали от открытых источников огня.
- 3.2 Транспортирование изделий осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с действующими правилами, утвержденными в установленном порядке.
- 3.3 Средства защиты в упаковке изготовителя следует хранить на складах в один ряд.

4. Гарантия изготовителя.

- 4.1 Гарантийный срок эксплуатации изделий 12 месяцев со дня приобретения. Гарантия качества товара распространяется на все составляющие материалы изделия, если иное не предусмотрено договором купли-продажи (п. 3 ст. 440 ГК). При этом гарантийный срок на представляющие материалы изделия считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинается теч. одновременно с ним. Исключение составляет внутренний материал изделия (винил просвинцованный), подлежащий периодической проверке.
- 4.2 Гарантийный срок хранения изделий – 12 месяцев со дня изготовления.
- Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

ВНИМАНИЕ!

Средства защиты можно аккредитовать чистить дезактиваторами и моющими средствами в коем случае нельзя применять ручную либо машинную стирку.

Директор ЗДО «Дружина» Дукевич Е.В.

5. Свидетельство о приёме.

Средство защиты **Фартук односторонний легкий (М) Рв 0,35**
наименование изделия

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями
 ТУ ВУ 1913104092.001 – 2018 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

личная подпись

число, месяц, год

расшифровка подписи

6. Свидетельство об упаковывании.

Средство защиты **Фартук односторонний легкий (М) Рв 0,35**
наименование изделия

заводской номер

Упаковано ЧПТУП «Защита здоровья»
наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренных в ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Приложение: Периодическая проверка защитных свойств материалов.

Дата	Эквивалент по ослаблению	Подпись проверяющего

Дополнительную информацию, а также замечания и пожелания по
 усовершенствованию изделия просим сообщить по адресу:

220104, г. Минск, ул. Липилькова, д. 19, корп. 2, пом. 5,

ЧПТУП «Защита Здоровья»

Средства защиты персонала и пациентов от рентгеновского
 излучения в
 медицинской диагностике

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ
 ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Фартук односторонний легкий (М)

Рв 0,35

ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

220104, г. Минск, ул. Липилькова, д. 19, корп. 2, пом. 5,
 тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

Настоящая инструкция по эксплуатации является основным документом (паспорт и инструкция по применению) и предназначена для изучения средств индивидуальной защиты от рентгеновского излучения в медицинском диагностике, в дальнейшем — средства защиты, и правильной их эксплуатации (использования, транспортирования и хранения).

1. Описание и работа средств защиты.

1.1 Назначение изделия

- 1.2 Фартук односторонний легкий предназначен для защиты передней части тела от торца до и голени (ниже колен) при рентгеновских исследованиях и лечении при напряжении рентгеновской трубки до 150 Кв.

Область использования — лечебно-профилактические и медицинские учреждения.

1.2 Технические характеристики.

- 1.2.1 Наименование изделия: Фартук односторонний легкий (М)
1.2.2 Эффективность (ослабляющее свойство), выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее — 0,35 мм.

Примечание: Допускается по техническому заданию заказчика изготавливать средства защиты с другим свинцовым эквивалентом, должны соответствовать требованиям ТУ, ГОСТ 31114.3, образцам эталонов, утвержденным в установленном порядке.

- ширина — 60 см,
- длина — 100 см.

Примечание: по требованию заказчика допускается изготовление средств защиты с другими размерами.

- 1.2.4 Масса изделия — 4,2 кг.

- 1.2.5 Установленный срок эксплуатации изделия — 24 месяца. По окончании срока службы изделие каждый год проверяется на соответствие требованиям настоящего руководства.

В случае соответствия требованиям изделие может эксплуатироваться далее.

1.3 Комплектность.

- 1.3.1 Фартук односторонний легкий — 1 шт.
1.3.2 Паспорт и инструкция по эксплуатации — 1 шт.
1.3.3 Вешалка — 1 шт.
1.3.4 Упаковочная коробка — 1 шт.

1.4 Устройство и работа.

- 1.4.1 Средства защиты изготовлены из рентгенозащитного материала — свинцового винила, по значению Рв эквивалента не содержащего свинца в своем составе. Наружная поверхность изготовлена из ткани с пленочным покрытием, малопылящая, полиамид, 100%.

- 1.4.2 Примеваемые материалы не обладают токсическими и сенсебилизующими свойствами, то есть не оказывают раздражающего и алергического действия.

- 1.4.3 Примеваемые материалы позволяют проводить дезинфекцию наружных поверхностей

- 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Алгокс» по ГОСТ 25644.

1.5 Маркировка.

- 1.5.1 На ленте (ярлыке) должны быть нанесены следующие информации:
- логотип или товарный знак изготовителя;
 - наименование изделия;
 - стандартный размер и буквенный символ, соответствующий виду изделия;
 - эквивалент по ослаблению, выраженный символом Рв и числовым значением толщины свинца в миллиметрах;
 - дата изготовления изделия;

1.6 Упаковка.

- 1.6 Изделия должны быть упакованы в коробки из высококачественного картона, допускаются упаковка в полиэтиленовые, полипропиленовые пакеты ГОСТ 12302.

2. Меры безопасности

- 2.1 Изделия должны соответствовать требованиям санитарных норм и правил «Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской техники», гигиеническому норматив «Показатели безопасности изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для изготовления», утвержденным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №128 от 16.12.2013.

3. Условия транспортирования и хранения.

- 3.1 Изделия должны храниться в крытых складах удален от открытых источников огня.
3.2 Транспортирование изделий осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с действующими правилами, утвержденными в установленном порядке.

- 3.3 Средства защиты в упаковке изготовителя следует хранить на складах в один ряд.

4. Гарантия изготовителя.

- 4.1 Гарантийный срок эксплуатации изделий 12 месяцев со дня приобретения. Гарантия качества товара распространяется на все составляющие материалы изделия, если иное не предусмотрено договором купли-продажи (п. 3 ст. 440 ГК). При этом гарантийный срок не составляющие материалы изделия считаются равным гарантийному сроку на основное изделие (винил просвинцованный), подлежащий периодической проверке.

- 4.2 Гарантийный срок хранения изделий — 12 месяцев со дня изготовления.

- Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

ВНИМАНИЕ!

- Средства защиты можно аккуратно чистить дезрастворами и моющими средствами. Ни в коем случае нельзя применять ручную либо машинную стирку.

Директор «Здоровья» Думкович Е.В.

5. Свидетельство о приеме.

Средство защиты **Фартук односторонний легкий (L) Рв 0,35**
наименование изделия

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями
ТУ ВУ 1913104092.001 – 2018 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

личная подпись

число, месяц, год

расшифровка подписи

6. Свидетельство об упаковке/изделии.

Средство защиты **Фартук односторонний легкий (L) Рв 0,35**
наименование изделия

заводской номер

Упакковано ЧПТУП «Защита Здоровья»
наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренных в ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Приложение: Периодическая проверка защитных свойств материалов.

Дата	Эквивалент по ослаблению	Подпись проверяющего

Дополнительную информацию, а также замечания и пожелания по
усовершенствованию изделия просим сообщить по адресу:

220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 2, пом. 5,
ЧПТУП «Защита Здоровья»
тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

ЧПТУП «Защита Здоровья»

Средства защиты персонала и пациентов от рентгеновского
излучения в
медицинской диагностике

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Фартук односторонний легкий (L)

Рв 0,35

ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 2, пом. 5,
тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

Настоящая инструкция по эксплуатации является основным документом (паспорт и инструкция по применению) и предназначена для изучения средств индивидуальной защиты от рентгеновского излучения в медицинской диагностике, в дальнейшем — средства защиты, и правильной их эксплуатации (использования, транспортирования и хранения).

1. Описание и работа средств защиты.

1.1 Назначение изделия

- 1.2 Фарук односторонний детский предназначен для защиты перенесшей часть тела от торса до и голени (ниже колен) при рентгеновских исследованиях и лечении при наложении рентгеновской трубки до 150 Кв.
- Область использования — лечебно-профилактические и медицинские учреждения.

1.2 Технические характеристики.

- 1.2.1 Наименование изделия: Фарук односторонний детский (L)
- 1.2.2 Эффективность (ослабляющее свойство), выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее — 0,35 мм.
- Примечание:* допускается по техническому заданию заказчика изготавливать средства защиты с другим свинцовым эквивалентом, должны соответствовать требованиям ТУ, ГОСТ 31114.3, образцам эталонов, утвержденным в установленном порядке.
- 1.2.3 Габаритные размеры, не менее:
- ширина — 60 см,
 - длина — 110 см.

Примечание: по требованию заказчика допускается изготовление средств защиты с другими размерами.

- 1.2.4 Масса изделия — 4,4 кг.

- 1.2.5 Установленный срок эксплуатации изделия — 24 месяца. По окончании срока службы изделие каждый год проверяется на соответствие требованиям настоящего руководства. В случае соответствия требованиям изделие может эксплуатироваться далее.

1.3 Комплектность.

- 1.3.1 Фарук односторонний детский — 1 шт.
- 1.3.2 Паспорт и инструкция по эксплуатации — 1 шт.
- 1.3.3 Вешалка — 1 шт.
- 1.3.4 Упаковочная коробка — 1 шт.

1.4 Устройство и работа.

- 1.4.1 Средства защиты изготовлены из рентгенозащитного материала — свинцового винила, по значению Рв эквивалента не содержащего свинца в своем составе. Наружная поверхность изготовлена из ткани с плетеным покрытием, малолугущая, полиамид 100%.
- 1.4.2 Средства защиты окантованы отсечной тесьмой.
- 1.4.3 Применяемые материалы не обладают токсическими и сенсibilизирующими свойствами, то есть не оказывают раздражающего и аллергического действия.
- 1.4.3 Применяемые материалы позволяют проводить дезинфекцию наружных поверхностей 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644.

1.5 Маркировка.

- 1.5.1 На лейбле (ярлыке), должна быть нанесена следующая информация:
- логотип или товарный знак изготовителя;
 - наименование изделия;
 - стандартный размер и буквенный символ, соответствующий виду изделия;
 - эквивалент по ослаблению, выраженный символом Рв и числовым значением толщины свинца в миллиметрах;
 - дата изготовления изделия;

1.6 Упаковка.

- 1.6 Изделия должны быть упакованы в коробки из высококачественного картона, допускается упаковка в полиэтиленовые, полипропиленовые пакеты ГОСТ 12302.

2. Меры безопасности

- 2.1 Изделия должны соответствовать требованиям санитарных норм и правил «Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской техники», гигиеническому норматив «Показатели безопасности изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для изготовления», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №128 от 16.12.2013.

3. Условия транспортирования и хранения.

- 3.1 Изделия должны храниться в крытых складах вдали от открытых источников огня.
- 3.2 Транспортирование изделий осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с действующими правилами, утвержденными в установленном порядке.
- 3.3 Средства защиты в упаковке изготовителя следует хранить на складах в один ряд.

4. Гарантия изготовителя.

- 4.1 Гарантийный срок эксплуатации изделий 12 месяцев со дня приобретения. Гарантия качества товара распространяется на все составляющие материалы изделия, если иное не предусмотрено договором купли-продажи (п. 3 ст. 440 ГК). При этом гарантийный срок на составляющие материалы изделия считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним. Исключение составляет внутренний материал изделия (винил, просвинцованный), подлежащий периодической проверке.

- 4.2 Гарантийный срок хранения изделий — 12 месяцев со дня изготовления. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

ВНИМАНИЕ!

Средства защиты можно аккуратно чистить дезинфицирующими и моющими средствами. Ни в коем случае нельзя применять ручную либо машинную стирку.



5. Свидетельство о приемке.

Средство защиты **Фартук односторонний легкий (XL) Рb 0,35**
наименование изделия

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями
ТУ ВУ 1913104092.001 – 2018 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

личная подпись

число, месяц, год

расшифровка подписи

6. Свидетельство об упаковывании.

Средство защиты **Фартук односторонний легкий (XL) Рb 0,35**
наименование изделия

заводской номер

Упаковано ЧПТУП «Защита Здоровья»

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренных в ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Приложение: Периодическая проверка защитных свойств материалов.

Дата	Эквивалент по ослаблению	Подпись проверяющего

Дополнительную информацию, а также замечания и пожелания по
усовершенствованию изделия просим сообщать по адресу:

220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 2, пом. 5,

ЧПТУП «Защита Здоровья»

тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

ЧПТУП «Защита Здоровья»

Средства защиты персонала и пациентов от рентгеновского
излучения в
медицинской диагностике

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Фартук односторонний легкий (XL)

Рb 0,35

ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 2, пом. 5,
тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

Настоящая инструкция по эксплуатации является совместным документом (паспорт и инструкция по применению) и предназначена для изучения средств индивидуальной защиты от рентгеновского излучения в медицинской диагностике, в дальнейшем — средства защиты, и правильной их эксплуатации (использования, транспортирования и хранения).

1. Описание и работа средств защиты.

1.1 Назначение изделия

- 1.2 Фартук односторонний легкий предназначен для защиты передней части тела от горла до и голени (ниже колен) при рентгеновских исследованиях и лечении при напряжении рентгеновской трубки до 150 Кв.
- Область использования — лечебно-профилактические и медицинские учреждения.

1.2 Технические характеристики.

- 1.2.1 Назначение изделия: фартук односторонний легкий (XL)
- 1.2.2 Эффективность (ослабляющее свойство), выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее — 0,35 мм.

Примечание: допускается по техническому заданию заказчика изготавливать средства защиты с другим свинцовым эквивалентом, должны соответствовать требованиям ТУ, ГОСТ 31114.3, образцам эталонов, утвержденным в установленном порядке.

- 1.2.3 Габаритные размеры, не менее:
- ширина — 65 см,
 - длина — 120 см.

Примечание: по требованию заказчика допускается изготовление средств защиты с другими размерами.

- 1.2.4 Масса изделия — 4,6 кг.

- 1.2.5 Установленный срок эксплуатации изделия — 24 месяца. По окончании срока службы изделие каждый год проверяется на соответствие требованиям настоящего руководства.

В случае ее отсутствия требованием изделие может эксплуатироваться далее.

1.3 Комплектность.

- 1.3.1 Фартук односторонний легкий — 1 шт.

- 1.3.2 Паспорт и инструкция по эксплуатации — 1 шт.

- 1.3.3 Вешалка — 1 шт.

- 1.3.4 Упаковочная коробка — 1 шт.

1.4 Устройство и работа.

- 1.4.1 Средства защиты изготовлены из рентгенозащитного материала — свинцового винила, по значению Pb эквивалента не содержащего свинца в своем составе. Наружная поверхность изготовлена из ткани с пленочным покрытием, маломаслячная, полиамид 100%, изготовлена из ткани с пленочным покрытием.

- 1.4.2 Применяемые материалы не обладают токсическими и сенсibilизирующими свойствами, то есть не оказывают раздражающего и аллергического действия.

- 1.4.3 Применяемые материалы позволяют проводить дезинфекцию наружных поверхностей 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Дюпос» по ГОСТ 25644.

1.5 Маркировка.

- 1.5.1 На лейбле (ярлыке) должна быть нанесена следующая информация:
- логотип или товарный знак изготовителя;
 - наименование изделия;
 - стандартный размер и буквенный символ, соответствующий виду изделия;
 - эквивалент по ослаблению, выраженный символом Pb и числовым значением толщины свинца в миллиметрах;
 - дата изготовления изделия;

1.6 Упаковка.

- 1.6 Изделия должны быть упакованы в коробки из высококачественного картона, допускается упаковка в полиэтиленовые, непрозрачные пакеты ГОСТ 12302.

2. Меры безопасности

- 2.1 Изделия должны соответствовать требованиям санитарных норм и правил «Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской техники», гигиеническому норматив «Показатели безопасности изделий медицинского назначения, медицинского назначения и материалов, применяемых для изготовления», утвержденным постановлением Министров здравоохранения Республики Беларусь №128 от 16.12.2013.

3. Условия транспортирования и хранения.

- 3.1 Изделия должны храниться в крытых складах вдали от открытых источников огня.
- 3.2 Транспортирование изделий осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с действующими правилами, утвержденными в установленном порядке.

- 3.3 Средства защиты в упаковке изготовителя следует хранить на складах в один ряд.
4. Гарантия изготовителя.

- 4.1 Гарантийный срок эксплуатации изделий 12 месяцев со дня приобретения. Гарантия качества товара распространяется на все составляющие материалы изделия, если иное не предусмотрено договором купли-продажи (п. 3 ст. 440 ГК). При этом гарантийный срок на составляющие материалы изделия считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинается с даты приобретения. Исключение составляет материал изделия и начинается с даты изготовления, подлежащий периодической проверке.

- 4.2 Гарантийный срок хранения изделий — 12 месяцев со дня изготовления.
- Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

ВНИМАНИЕ!

Средства защиты можно аккурратно стирать в стиральной машине и моющими средствами. Ни в коем случае нельзя применять ручную либо машинную стирку.

Директор

Е.В.

5. Свидетельство о приеме.

Средство защиты **Фартук односторонний легкий (XXL) Рв 0,35**

наименование изделия

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями
ТУ ВУ 1913104092.001 – 2018 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

6. Свидетельство об упаковывании.

Средство защиты **Фартук односторонний легкий (XXL) Рв 0,35**

наименование изделия

заводской номер

ЧПУП «Защита Здоровья»

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Приложение: Периодическая проверка защитных свойств материалов.

Дата	Эквивалент по ослаблению	Подпись проверяющего

Дополнительную информацию, а также замечания и пожелания по
усовершенствованию изделия просим сообщать по адресу:

220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 2, пом. 5,

ЧПУП «Защита Здоровья» тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

ЧПУП «Защита Здоровья»

Средства защиты персонала и пациентов от рентгеновского

излучения в

медицинской диагностике

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Фартук односторонний легкий (XXL)

Рв 0,35

ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 2, пом. 5,
тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

Настоящие инструкции по эксплуатации являются сопроводительным документом (паспорт и инструкция по применению) и предназначены для изучения средств индивидуальной защиты от рентгеновского излучения в медицинской диагностике, в дальнейшем – средства защиты, и принципов их эксплуатации (использования, транспортирования и хранения).

1. Описание и работа средств защиты.

1.1 Назначение изделия

- 1.2 Фартук односторонний литейный предназначен для защиты передней части тела от горла до голени (ниже колен) при рентгеновских исследованиях и лечении при надрезании рентгеновской трубки до 150 Кв.

Область использования – лечебно-профилактические и медицинские учреждения.

1.2 Технические характеристики.

- 1.2.1 Назначение изделия: Фартук односторонний литейный (XXI)

- 1.2.2 Эффективность (остающееся свойство), выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее – 0,35 мм.

- Примечание:* допускается по техническому заданию заказчика изготавливать средства защиты с другим свинцовым эквивалентом, должны соответствовать требованиям ТУ, ГОСТ 31114.3, обрезам эталонам, утвержденным в установленном порядке.

- 1.2.3 Габаритные размеры, не менее:
- ширина – 70 см,
- длина – 130 см.

Примечание: по требованию заказчика, допускается изготовление средств защиты с другими размерами.

- 1.2.4 Масса изделия – 4,8 кг.

- 1.2.5 Установленный срок эксплуатации изделия – 24 месяца. По окончании срока службы изделие каждый год проверяется на соответствие требованиям настоящего руководства. В случае соответствия требованиям изделие может эксплуатироваться далее.

1.3 Комплектность.

- 1.3.1 Фартук односторонний литейный – 1 шт.

- 1.3.2 Паспорт и инструкция по эксплуатации – 1 шт.

- 1.3.3 Вешалка – 1 шт.

1.4 Устройство и работа.

- 1.4.1 Средства защиты изготовлены из рентгенозащитного материала – свинцового вилита, по значению Рв эквивалента не содержащего свинца в своем составе. Наружная поверхность изготовлена из ткани с пленочным покрытием, малотоксичная, поизамид 100%.

- 1.4.2 Применяемые материалы не обладают токсическими и сенсибилизирующими свойствами, то есть не оказывают раздражающего и аллергического действия.

- 1.4.3 Применяемые материалы позволяют проводить дезинфекцию наружных поверхностей 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Алгокс» по ГОСТ 25644.

1.5 Маркировка.

- 1.5.1 На этикетке (ярлыке), должна быть нанесена следующая информация:
- логотип или товарный знак изготовителя;
 - наименование изделия;
 - стандартный размер и буквенный символ, соответствующий виду изделия;
 - эквивалент по ослаблению, выраженный символом Рв и числовым значением толщины свинца в миллиметрах;
 - дата изготовления изделия.

1.6 Упаковка.

- 1.6 Изделия должны быть упакованы в коробки из высококачественного картона, допускается упаковка в полиэтиленовые, полипропиленовые пакеты ГОСТ 12302.

2. Меры безопасности

- 2.1 Изделия должны соответствовать требованиям санитарных норм и правил «Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской техники», гигиеническому норматив «Показатели безопасности изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для изготовления», утвержденным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №128 от 16.12.2013.

3. Условия транспортирования и хранения.

- 3.1 Изделия должны храниться в крытых складах вдали от открытых источников огня.
- 3.2 Транспортирование изделий осуществляют всеми видами транспорта в соответствии с действующими правилами, утвержденными в установленном порядке.
- 3.3 Средства защиты в упаковке изготовителя следует хранить на складах в один ряд.

4. Гарантия изготовителя.

- 4.1 Гарантийный срок эксплуатации изделий 12 месяцев со дня приобретения. Гарантия качества товара распространяется на все составляющие материалы изделия, если иное не предусмотрено договором купли-продажи (п. 3 ст. 440 ТК). При этом гарантийный срок на составляющие материалы изделия считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним. Исключение составляет вступлений материал изделия (винил просвинцованный), подлежащий периодической проверке.

- 4.2 Гарантийный срок хранения изделий – 12 месяцев со дня изготовления.

- Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

ВНИМАНИЕ:

- Средства защиты можно аккуратно чистить дегресторами и моющими средствами. Ни в коем случае нельзя применять ручную, либо машинную стирку.

Директор

Е.В.

5. Свидетельство о приеме.

Средство защиты Фартук односторонний легкий детский (SS) Рв 0,35

наименование изделия

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями
ТУ ВУ 1913104092.001 – 2018 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

6. Свидетельство об упаковывании.

Средство защиты Фартук односторонний легкий детский (SS) Рв 0,35

наименование изделия

заводской номер

Упаковано ЧПТУП «Защита здоровья»

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренных в ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Приложение: Периодическая проверка защитных свойств материалов.

Дата	Эквивалент по ослаблению	Подпись проверяющего

Дополнительную информацию, а также замечания и пожелания по
усовершенствованию изделия просим сообщить по адресу: 220104, г. Минск, ул. Лычкова,
д. 19/2, пом. 5, ЧПТУП «Промедика» тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

ЧПТУП «Защита Здоровья»

Средства защиты персонала и пациентов от рентгеновского

излучения в

медицинской диагностике

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Фартук односторонний легкий детский (SS)

Рв 0,35

ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

220104, г. Минск, ул. Лычкова, д. 19, корп. 2, пом. 5,
тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

Настоящая инструкция по эксплуатации является совместным документом (паспорт и инструкция по применению) и предназначена для изучения средств индивидуальной защиты от рентгеновского излучения в медицинской деятельности, в дальнейшем – средства защиты, и правильной их эксплуатации (использования, транспортирования и хранения).

1. Описание и работа средств защиты.

1.1 Назначение изделия

- 1.2 Фарук односторонний детский предназначен для защиты передней части тела от горла до и голени (ниже колен) при рентгеновских исследованиях и лечении при напряжении рентгеновской трубки до 150 Кв. Область использования – лечебно-профилактические и медицинские учреждения.

1.2 Технические характеристики.

- 1.2.1 Назначение изделия: Фарук односторонний детский (SS)
1.2.2 Эффективность (ослабляющее свойство), выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее – 0,35 мм.
Примечание: допускается по техническому заданию заказчика изготавливать средства защиты с другим свинцовым эквивалентом, должны соответствовать требованиям ТУ, ГОСТ 31114.3, образцам эталонов, утвержденным в установленном порядке.
1.2.3 Габаритные размеры, не менее:
- длина – 75 см.
- ширина – 46 см.

Примечание: по требованию заказчика допускается изготовление средств защиты с другими размерами.

- 1.2.4 Масса изделия – 2,0 кг.
1.2.5 Установленный срок эксплуатации изделия – 24 месяца. По окончании срока службы изделие каждый год проверяется на соответствие требованиям настоящего руководства. В случае несоответствия требованиям изделие может эксплуатироваться далее.
1.3 Комплектность.
1.3.1 Фарук односторонний детский – 1 шт.
1.3.2 Паспорт и инструкция по эксплуатации – 1 шт.
1.3.3 Вешалка – 1 шт.
1.3.4 Упаковочная коробка – 1 шт.

1.4 Устройство и работа.

- 1.4.1 Средства защиты изготовлены из рентгенозащитного материала – свинцового винила, по значению Pb эквивалента не содержат свинца в своем составе. Наружная поверхность изготовлена из ткани с пленочным покрытием, мелкоузелочная, полиамид 100%. Средства защиты окантованы отделочной тесьмой.
1.4.2 Применяемые материалы не обладают токсическими и сенсибилизирующими свойствами, то есть не оказывают раздражающего и аллергического действия.
1.4.3 Применяемые материалы позволяют проводить дезинфекцию наружных поверхностей 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644.

1.5 Маркировка.

- 1.5.1 На ленте (ярлыке) должна быть нанесена следующая информация:
- логотип или товарный знак изготовителя;

- наименование изделия;
- стандартный размер и буквенный символ, соответствующий виду изделия;
- эквивалент по ослаблению, выраженный символом Pb и числовым значением толщины свинца в миллиметрах;
- дата изготовления изделия;

1.6 Упаковка.

- 1.6 Изделия должны быть упакованы в коробки из высококачественного картона, допускается упаковка в полиэтиленовые, полипропиленовые пакеты ГОСТ 12302.

2. Меры безопасности

- 2.1 Изделия должны соответствовать требованиям санитарных норм и правил «Требования к изделиям медицинской назначения и медицинской техники», гигиеническому нормативу «Показатели безопасности изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для изготовления», утвержденным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №128 от 16.12.2013.

3. Условия транспортирования и хранения.

- 3.1 Изделия должны храниться в крытых складах вдали от открытых источников огня.
3.2 Транспортирование изделий осуществляют всеми видами транспорта в соответствии с действующими правилами, утвержденными в установленном порядке.
3.3 Средства защиты в упаковке изготовителя следует хранить на складах в один ряд.

4. Гарантия изготовителя.

- 4.1 Гарантийный срок эксплуатации изделий 12 месяца со дня приобретения. Гарантия качества товара распространяется на все составляющие материалы изделия, если иное не предусмотрено договором купли-продажи (п. 3 ст. 440 ГК). При этом гарантийный срок на составляющие материалы изделия считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинается со дня приобретения, по истечении которого производится проверка.

- 4.2. Гарантийный срок хранения изделий – 12 месяцев со дня изготовления. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

ВНИМАНИЕ!

- Средства защиты можно аккуратно чистить, дезактивировать и моющими средствами в коем случае нельзя применять ручную либо машинную стирку.



5. Свидетельство о приеме.

Средство защиты **Фартук односторонний тяжелый детский (SS) Рв 0,35**

наименование изделия

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями
ТУ ВУ 1913104092.001 – 2018 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

6. Свидетельство об упаковывании.

Средство защиты **Фартук односторонний тяжелый детский (SS) Рв 0,35**

наименование изделия

заводской номер

Упаковано ЧПТУП «Защита здоровья»

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренных в ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Приложение: Периодическая проверка защитных свойств материалов.

Дата	Эквивалент по ослаблению	Подпись проверяющего

Дополнительную информацию, а также замечания и пожелания по
улучшению изделия просим сообщать по адресу:

220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 2, пом. 5,

ЧПТУП ЧПТУП «Защита здоровья»

тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

ЧПТУП «Защита Здоровья»

Средства защиты персонала и пациентов от рентгеновского

излучения в

медицинской диагностике

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Фартук односторонний тяжелый детский (SS)

Рв 0,35

ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 2, пом. 5,
тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

Настоящая инструкция по эксплуатации является составным документом (паспорт и инструкция по применению) и предназначена для изучения средств индивидуальной защиты от рентгеновского излучения в медицинской диагностике, в дальнейшем — средства защиты, и правильной их эксплуатации (использования, транспортирования и хранения).

1. Описание и работа средств защиты.

1.1 Назначение изделия

1.2 Фартук односторонний тяжелый предназначен для защиты передней части тела от торца до и голени (ниже колена) при рентгеновских исследованиях и лечении при напряжении рентгеновской трубки до 150 Кв.

Область использования — лечебно-профилактические и медицинские учреждения.

1.2 Технические характеристики.

1.2.1 Наименование изделия: Фартук односторонний тяжелый детский (SS)

1.2.2 Эффективность (ослабляющее свойство), выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее — 0,5 мм.

Примечание: допускается по техническому заданию заказчика изготавливать средства защиты с другим свинцовым эквивалентом, должны соответствовать требованиям ТУ.

ГОСТ 31114.3, образцам эталонам, утвержденным в установленном порядке.

1.2.3 Габаритные размеры, не менее:

- ширина — 46 см,

- длина — 75 см.

Примечание: по требованию заказчика допускается изготовление средств защиты с другими размерами.

1.2.4 Масса изделия — 2,5 кг.

1.2.5 Установленный срок эксплуатации изделия — 24 месяца. По окончании срока службы изделие, каждый год проверяется на соответствие требованиям настоящего руководства.

В случае соответствия требованиям изделие может эксплуатироваться далее.

1.3 Комплектность.

1.3.1 Фартук односторонний тяжелый детский — 1 шт.

1.3.2 Паспорт и инструкция по эксплуатации — 1 шт.

1.3.3 Вешалка — 1 шт.

1.3.4 Упаковочная коробка — 1 шт.

1.4 Устройство и работа.

1.4.1 Средства защиты изготовлены из рентгенозащитного материала — свинцового вилла, по значению Pb эквивалента не содержащего свинца в своем составе. Наружная поверхность изготовлена из ткани с пленочным покрытием, малосодержащая, полиамид 100%.

Средства защиты окантованы отделочной тесьмой.

1.4.2 Применяемые материалы не обладают токсическими и сенсибилизирующими свойствами, то есть не оказывают раздражающего и аллергического действия.

1.4.3 Применяемые материалы позволяют проводить дезинфекцию наружных поверхностей 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644.

1.5 Маркировка.

1.5.1 На изделии (фартуке) должна быть нанесена следующая информация:

- логотип или товарный знак изготовителя;
- наименование изделия;
- стандартный размер и буквенный символ, соответствующий виду изделия;
- эквивалент по ослаблению, выраженный символом Pb и числовым значением толщины свинца в миллиметрах;
- дата изготовления изделия.

1.6 Упаковка.

1.6 Изделия должны быть упакованы в коробки из высококачественного картона, допускается упаковка в полиэтиленовые, полипропиленовые пакеты ГОСТ 12302.

2. Меры безопасности

2.1 Изделия должны соответствовать требованиям санитарных норм и правил «Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской техники», гигиеническому норматив «Показатели безопасности изделий медицинского назначения, медицинским техникам и материалам, применяемых для изготовления», утвержденным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №128 от 16.12.2013.

3. Условия транспортирования и хранения.

3.1 Изделия должны храниться в крытых складах вдали от открытых источников огня.

3.2 Транспортирование изделий осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с действующими правилами, утвержденными в установленном порядке.

3.3 Средства защиты в упаковке изготовителя служат хранить на складах в один ряд.

4. Гарантия изготовителя.

4.1 Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня приобретения. Гарантия качества товара распространяется на все составляющие материалы изделия, если иное не указано в паспорте изделия. Изделия считаются равным гарантийному сроку на основное изделие при условии отсутствия повреждений, составляющих составную часть изделия.

4.2 Гарантийный срок хранения изделий — 12 месяцев со дня изготовления (винил просвинцованный), подлежащий периодической проверке.

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

ВНИМАНИЕ!

Средства защиты можно аккуратно чистить дезинфицирующими и моющими средствами. Ни в коем случае нельзя применять ручную либо машинную стирку.

Директор
Григорьев Е.В.

5. Свидетельство о приеме.

Средство защиты **Фартук односторонний тяжелый (XXL) Рb 0,5**
наименование изделия

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями
ТУ ВУ 1913104092.001 – 2018 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

личная подпись

число, месяц, год

расшифровка подписи

6. Свидетельство об упаковке/упаковании.

Средство защиты **Фартук односторонний тяжелый (XXL) Рb 0,5**
наименование изделия

заводской номер

Упаковано ЧПТУП «Защита здоровья»

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренных в ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Приложение: Периодическая проверка защитных свойств материалов.

Дата	Эквивалент по ослаблению	Подпись проверяющего

Дополнительную информацию, а также замечания и пожелания по
усовершенствованию «Здесня просим сообщить по адресу:

220104, г. Минск, ул. Липицкова, д. 19, корп. 2, пом. 5,
ЧПТУП «Защита здоровья» тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

ЧПТУП «Защита здоровья»

Средства защиты персонала и пациентов от рентгеновского
излучения в
медицинской диагностике

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Фартук односторонний тяжелый (XXL)
Рb 0,5

ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

220104, г. Минск, ул. Липицкова, д. 19, корп. 2, пом. 5,
тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

Настоящая инструкция по эксплуатации является совмещенным документом (паспорт и инструкция по применению) и предназначена для изучения средств индивидуальной защиты от рентгеновского излучения в медицинской диагностике, в дальнейшем – средства защиты, и правильной их эксплуатации (использования, транспортирования и хранения).

1. Описание и работа средств защиты.

1.1 Назначение изделия

1.2 Фартук односторонний тяжелый предназначен для защиты передней части тела от горла до коленей (ниже колен) при рентгеновских исследованиях и лечения при напряжении рентгеновской трубки до 150 Кв.

Область использования – лечебно-профилактические и медицинские учреждения.

1.2 Технические характеристики.

1.2.1 Наименование изделия: фартук односторонний тяжелый (ХХI)

1.2.2 Эффективность (ослабляющее свойство), выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее – 0,5 мм.

Примечание: допускается по техническому заданию заказчика изготавливать средства защиты с другим свинцовым эквивалентом, должны соответствовать требованиям ТУ, ГОСТ 3114.3, образцам эталонов, утвержденным в установленном порядке.

1.2.3 Габаритные размеры, не менее:

- ширина – 70 см,

- длина – 130 см.

Примечание: по требованию заказчика допускается изготовление средств защиты с другими размерами.

1.2.4 Масса изделия – 5,1 кг.

1.2.5 Установленный срок эксплуатации изделия – 24 месяца. По окончании срока службы изделие каждый год проверяется на соответствие требованиям настоящего руководства. В случае соответствия требованиям изделие может эксплуатироваться далее.

1.3 Комплектность.

1.3.1 Фартук односторонний тяжелый – 1 шт.

1.3.2 Паспорт и инструкция по эксплуатации – 1 шт.

1.3.3 Вешалка – 1 шт.

1.3.4 Упаковочная коробка – 1 шт.

1.4 Устройство и работа.

1.4.1 Средства защиты изготовлены из рентгенозащитного материала – свинцового винила, по значению Рb эквивалента не содержащего свинца в своем составе. Наружная поверхность изготовлена из ткани с пленочным покрытием, малодуодонная, подлинная, 100%.

Средства защиты окантованы отделочной тесьмой.

1.4.2 Применяемые материалы не обладают токсическими и сенсibilизирующими свойствами, то есть не оказывают раздражающего и аллергического действия.

1.4.3 Применяемые материалы позволяют проводить дезинфекцию наружных поверхностей 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644.

1.5 Маркировка.

1.5.1 На этикетке (ярлыке) должны быть нанесены следующие информация:

- логотип или товарный знак изготовителя;
- наименование изделия;
- стандартный размер и буквенный символ, соответствующий виду изделия;
- эквивалент по ослаблению, выраженный символом Рb и числовым значением толщин свинца в миллиметрах;
- дата изготовления изделия;

1.6 Упаковка.

1.6 Изделия должны быть упакованы в коробки из высококачественного картона, допускается упаковка в полиэтиленовые, полипропиленовые пакеты ГОСТ 12302.

2. Меры безопасности

2.1 Изделия должны соответствовать требованиям санитарных норм и правил «Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской техники», гигиеническому норматив «Показатели безопасности изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для изготовления», утвержденным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №128 от 16.12.2013.

3. Условия транспортирования и хранения.

3.1 Изделия должны храниться в крытых складах вдали от открытых источников огня.

3.2 Транспортирование изделий осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с действующими правилами, утвержденными в установленном порядке.

3.3 Средства защиты в упаковке изготовителя следует хранить на складах в один ряд.

4. Гарантия изготовителя.

4.1 Гарантийный срок эксплуатации изделий 12 месяцев со дня приобретения. Гарантия качества товара распространяется на все составные материалы изделия, если иное не предусмотрено договором купли-продажи (п. 3 ст. 440 ГК). При этом гарантийный срок составных материалов изделия считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним. Исключение составляет внутренний материал изделия (винил просвинцованный), подлежащий периодической проверке.

4.2 Гарантийный срок хранения изделий – 12 месяцев со дня изготовления. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

ВНИМАНИЕ!

Средства защиты можно аккурратно использовать дезрастворами и моющими средствами в коем случае нельзя применять ручную либо машинную стирку.

Директор

Е.В.

5. Свидетельство о приеме.

Средство защиты Фаргук односторонний тяжелый (XL) Рb 0,5
наименование изделия

заявитель номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями
ТУ ВУ 1913104092.001 – 2018 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

6. Свидетельство об упаковывании.

Средство защиты Фаргук односторонний тяжелый (XL) Рb 0,5
наименование изделия

заявитель номер

Утверждено ЧПТУП «Защита здоровья»
наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренных в ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Приложение: Периодическая проверка защитных свойств материалов.

Дата	Эквивалент по ослаблению	Подпись проверяющего

Дополнительную информацию, а также замечания и пожелания по
усовершенствованию изделия просим сообщить по адресу:

220104, г. Минск, ул. Лычкова, д. 19, корп. 2, пом. 5,
ЧПТУП «Защита здоровья»

тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

ЧПТУП «Защита Здоровья»

Средства защиты персонала и пациентов от рентгеновского
излучения в
медицинской диагностике

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Фаргук односторонний тяжелый (XL)

Рb 0,5

ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

220104, г. Минск, ул. Лычкова, д. 19, корп. 2, пом. 5,
тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

Настоящая инструкция по эксплуатации является составным документом (паспорт и инструкция по применению) и предназначена для изучения средств индивидуальной защиты от рентгеновского излучения в медицинской диагностике, в дальнейшем — средства защиты от правильной их эксплуатации (использования, транспортирования и хранения).

1. Описание и работа средств защиты.

1.1 Назначение изделия

1.2 Фартук односторонний тяжелый предназначен для защиты передней части тела от горла до голени (ниже колен) при рентгеновских исследованиях и лечении при напряжении рентгеновской трубки до 150 Кв.

Область использования — лечебно-профилактические и медицинские учреждения.

1.2 Технические характеристики.

1.2.1 Наименование изделия: Фартук односторонний тяжелый (ХЛ)

1.2.2 Эффективность (ослабляющее свойство), выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее — 0,5 мм.

Примечание: допускается по техническому заданию заказчика изготавливать средства защиты с другим свинцовым эквивалентом, должны соответствовать требованиям ТУ, ГОСТ 31114.3, образцам эталонам, утвержденным в установленном порядке.

1.2.3 Габаритные размеры, не менее:

- ширина — 65 см,
- длина — 120 см.

Примечание: по требованию заказчика допускается изготовление средств защиты с другими размерами.

1.2.4 Масса изделия — 4,9 кг.

1.2.5 Установленный срок эксплуатации изделия — 24 месяца. По окончании срока службы изделие каждый год проверяется на соответствие требованиям настоящего руководства. В случае соответствия требованиям изделие может эксплуатироваться далее.

1.3 Комплектность.

1.3.1 Фартук односторонний тяжелый — 1 шт.

1.3.2 Паспорт и инструкция по эксплуатации — 1 шт.

1.3.3 Вешалка — 1 шт.

1.3.4 Упаковочная коробка — 1 шт.

1.4 Устройство и работа.

1.4.1 Средства защиты изготовлены из рентгенозащитного материала — свинцового винила, по значению Рв эквивалента не содержащего свинца в своем составе. Наружная поверхность изготовлена из ткани с пленочным покрытием, малотоксичная, полиамид, 100%.

1.4.2 Применяемые материалы не обладают токсическими и сенсibilизирующими свойствами, то есть не оказывают раздражающего и аллергического действия.

1.4.3 Применяемые материалы позволяют проводить дезинфекцию наружных поверхностей 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644.

1.5 Маркировка.

1.5.1 На лейбле (ярлыке) должна быть нанесена следующая информация:

- дотип или товарный знак изготовителя;
- наименование изделия;
- стандартный размер и буквенный символ, соответствующий виду изделия;
- эквивалент по ослаблению, выраженный символом Рв и числовым значением толщин свинца в миллиметрах;
- дата изготовления изделия;

1.6 Упаковка.

1.6 Изделия должны быть упакованы в коробки из высококачественного картона, допускается упаковка в полиэтиленовые, полипропиленовые пакеты ГОСТ 12302.

2. Меры безопасности

2.1 Изделия должны соответствовать требованиям санитарных норм и правил «Требования к изделиям медицинской назначения и медицинской техники», гигиеническому норматив «Показатели безопасности изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для изготовления», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №128 от 16.12.2013.

3. Условия транспортирования и хранения.

3.1 Изделия должны храниться в крытых складах вдали от открытых источников огня.

3.2 Транспортирование изделий осуществляют всеми видами транспорта в соответствии с действующими правилами, утвержденными в установленном порядке.

3.3 Средства защиты в упаковке изготовителя следует хранить на складах в один ряд.

4. Гарантия изготовителя.

4.1 Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня приобретения. Гарантия качества товара распространяется на все составные материалы изделия, если иное не предусмотрено договором купли-продажи (п. 3 ст. 440 ГК). При этом гарантийный срок на составные материалы изделия считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинается течь одновременно с ним. Исключение составляет внутренний материал изделия (винил просвинцованный), подлежащий периодической проверке.

4.2 Гарантийный срок хранения изделий — 12 месяцев со дня изготовления. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

ВНИМАНИЕ!

Средства защиты можно аккуратно чистить дезрастворами и моющими средствами в коем случае нельзя применять ручную либо машинную стирку.

Директор «Беларусьмедтех» Имашев Е.В.

5. Свидетельство о приеме.

Средство защиты **Фартук односторонний тяжелый (L) Рb 0,5**

наименование изделия

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями
ТУ ВУ 1913104092.001 – 2018 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

6. Свидетельство об упаковывании.

Средство защиты **Фартук односторонний тяжелый (L) Рb 0,5**

наименование изделия

заводской номер

Упаковано ЧПТУП «Защита Здоровья»

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренных в ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Приложение: Периодическая проверка защитных свойств материалов.

Дата	Эквивалент по ослаблению	Подпись проверяющего

Дополнительную информацию, а также замечания и пожелания по
усовершенствованию изделия просим сообщить по адресу:

220104, г. Минск, ул. Лычикова, д. 19, корп. 2, пом. 5,

ЧПТУП «Защита здоровья» тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

ЧПТУП «Защита Здоровья»

Средства защиты персонала и пациентов от рентгеновского

излучения в

медицинской диагностике

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Фартук односторонний тяжелый (L)
Рb 0,5

ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

220104, г. Минск, ул. Лычикова, д. 19, корп. 2, пом. 5,
тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

Настоящая инструкция по эксплуатации является сопроводительным документом (паспорт и инструкция по применению) и предназначена для изучения средств индивидуальной защиты от рентгеновского излучения в медицинской диагностике, в дальнейшем — средства защиты, и правильной их эксплуатации (использования, транспортирования и хранения).

1. Описание и работа средств защиты.

1.1 Назначение изделия

1.2 Фартук односторонний тяжелый предназначен для защиты перелой части тела от горла до и голени (ниже колен) при рентгеновских исследованиях и лечении при наложении рентгеновской трубки до 150 Ки.

Область использования — лечебно-профилактические и медицинские учреждения.

1.2 Технические характеристики.

1.2.1 Наименование изделия: Фартук односторонний тяжелый (1)

1.2.2 Эффективность (ослабляющее свойство), выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее — 0,5 мм.

Примечание: допускается по техническому заданию заказчика изготавливать средства защиты с другим свинцовым эквивалентом, должны соответствовать требованиям ТУ, ГОСТ 31114.3, обращения эталоном, утвержденным в установленном порядке.

1.2.3 Габаритные размеры, не менее:
- ширина — 60 см,
- длина — 110 см.

Примечание: по требованию заказчика допускается изготовление средств защиты с другими размерами.

1.2.4 Масса изделия — 4,7 кг.

1.2.5 Установленный срок эксплуатации изделия — 24 месяца. По окончании срока службы изделие каждый год проверяется на соответствие требованиям настоящего руководства. В случае соответствия требованиям изделие может эксплуатироваться далее.

1.3 Комплектность.

1.3.1 Фартук односторонний тяжелый — 1 шт.

1.3.2 Паспорт и инструкция по эксплуатации — 1 шт.

1.3.3 Вешалка — 1 шт.

1.3.4 Упаковочная коробка — 1 шт.

1.4 Устройство и работа.

1.4.1 Средства защиты изготовлены из рентгенозащитного материала — свинцового винила, по значению Рв эквивалента не содержащего свинца в своем составе. Наружная поверхность изготовлена из ткани с пленочным покрытием, малосодержащая, подмилл 100%.

Средства защиты окантованы отлепленной тесьмой.

1.4.2 Применяемые материалы не обладают токсическими и сенситизирующими свойствами, то есть не оказывают раздражающего и аллергического действия.

1.4.3 Применяемые материалы позволяют проводить дезинфекцию наружных поверхностей 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Алго» по ГОСТ 25644.

1.5 Маркировка.

1.5.1 На левом (вращке) должна быть нанесена следующая информация:

- логотип или товарный знак изготовителя;
- наименование изделия;
- стандартный размер и буквенный символ, соответствующий виду изделия;
- эквивалент по ослаблению, выраженный символом Рв и числовым значением толщины свинца в миллиметрах;
- дата изготовления изделия.

1.6 Упаковка.

1.6 Изделия должны быть упакованы в коробки из высококачественного картона, допускается упаковка в полиэтиленовые, полипропиленовые пакеты ГОСТ 12302.

2. Меры безопасности

2.1 Изделия должны соответствовать требованиям санитарных норм и правил «Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской техники», гигиеническому норматив «Локателю безопасности изделий медицинской техники», медицинской техники и материалов, применяемых для изготовления», утвержденный постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №128 от 16.12.2013.

3. Условия транспортирования и хранения.

3.1 Изделия должны храниться в крытых складах вдали от открытых источников огня.

3.2 Транспортирование изделий осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с действующими правилами, утвержденными в установленном порядке.

3.3 Средства защиты в упаковке изготовителя следует хранить на складах в оптом ряде.

4. Гарантия изготовителя.

4.1 Гарантийный срок эксплуатации изделий 12 месяцев со дня приобретения. Гарантия качества товара предоставляется на вес составляющих материалы изделия, если иное не предусмотрено договором купли-продажи (п. 3 ст. 440 ГК). При этом гарантийный срок на составляющие материалы изделия считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним. Исключение составляет внутренний материал изделия (винил просвинцованный), подлежащий периодической проверке.

4.2 Гарантийный срок хранения изделий — 12 месяцев со дня изготовления.

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

ВНИМАНИЕ!

Средства защиты можно аккуратно чистить дегтярями и моющими средствами. Ни в коем случае нельзя применять ручную либо машинную стирку.

Директор

Сергей Михайлович Е.В.

5. Свидетельство о приеме.

Средство защиты **Фартук односторонний тяжелый (М) Рв 0,5**

наименование изделия

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями
ТУ ВУ 1913104092.001 – 2018 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

6. Свидетельство об упаковывании.

Средство защиты **Фартук односторонний тяжелый (М) Рв 0,5**

наименование изделия

заводской номер

Упаковано ЧПТУП «Защита здоровья»

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренных в ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Приложение: Периодическая проверка защитных свойств материалов.

Дата	Эквивалент по ослаблению	Подпись проверяющего

Дополнительную информацию, а также замечания и пожелания по
усовершенствованию изделия просим сообщить по адресу:

220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 2, пом. 5,
ЧПТУП «Защита здоровья» тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

ЧПТУП «Защита здоровья»

Средства защиты персонала и пациентов от рентгеновского
излучения в
медицинской диагностике

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Фартук односторонний тяжелый (М)
Рв 0,5

ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 2, пом. 5,
тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

Настоящая инструкция по эксплуатации является составным документом (паспорт и инструкция по применению) и предназначена для изучения средств индивидуальной защиты от рентгеновского излучения в медицинской диагностике, в дальнейшем – средства защиты, и правильной их эксплуатации (использования, транспортирования и хранения).

1. Описание и работа средств защиты.

1.1 Назначение изделия

1.2 Фарук односторонний тяжелый предназначен для защиты передней части тела от горла до и голени (ниже колен) при рентгеновских исследованиях и лечении при напряжении рентгеновской трубки до 150 Кв.

Область использования – лечебно-профилактические и медицинские учреждения.

1.2 Технические характеристики.

1.2.1 Назначение изделия: Фарук односторонний тяжелый (М)

1.2.2 Эффективность (ослабляющее свойство), выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее – 0,5 мм.

Примечание: допускается по техническому заданию заказчика изготавливать средства защиты с другим свинцовым эквивалентом, должны соответствовать требованиям ТУ, ГОСТ 31114.3, образцам эталонным, утвержденным в установленном порядке.

1.2.3 Габаритные размеры, не менее:

- ширина – 60 см,
- длина – 100 см.

Примечание: по требованию заказчика допускается изготовление средств защиты с другими размерами.

1.2.4 Масса изделия – 4,5 кг.

1.2.5 Установленный срок эксплуатации изделия – 24 месяца. По окончании срока службы изделие каждый год проверяется на соответствие требованиям настоящего руководства.

В случае соответствия требованиям изделие может эксплуатироваться далее.

1.3 Комплектность.

1.3.1 Фарук односторонний тяжелый – 1 шт.

1.3.2 Паспорт и инструкция по эксплуатации – 1 шт.

1.3.3 Вешалка – 1 шт.

1.3.4 Упаковочная коробка – 1 шт.

1.4 Устройство и работа.

1.4.1 Средства защиты изготовлены из рентгенозащитного материала – свинцового винила, по значению Рв эквивалента не содержащего свинца в своем составе. Наружная поверхность изготовлена из ткани с песочным покрытием, малодоушающая, полиамид 100%.

Средства защиты окантованы отделочной тесьмой.

1.4.2 Применяемые материалы не обладают токсическими и sensibiliziruyushimi свойствами, то есть не оказывают раздражающего и аллергического действия.

1.4.3 Применяемые материалы позволяют проводить дезинфекцию наружных поверхностей 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644.

1.5 Маркировка.

1.5.1 На лейбле (ярлыке), должна быть нанесена следующая информация:

- логотип или товарный знак изготовителя;
- наименование изделия;
- стандартный размер и буквенный символ, соответствующий виду изделия;
- эквивалент по ослаблению, выраженный символом Рв и числовым значением толщины свинца в миллиметрах;
- дата изготовления изделия;

1.6 Упаковка.

1.6 Изделия должны быть упакованы в коробки из высококачественного картона, допускается упаковка в полиэтиленовые, полипропиленовые пакеты ГОСТ 12302.

2. Меры безопасности

2.1 Изделия должны соответствовать требованиям санитарных норм и правил «Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской техники», гигиеническому норматив «Показатели безопасности изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для изготовления», утвержденным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №128 от 16.12.2013.

3. Условия транспортирования и хранения.

3.1 Изделия должны храниться в закрытых складах вдали от открытых источников огня.

3.2 Транспортирование изделий осуществляют всеми видами транспорта в соответствии с действующими правилами, утвержденными в установленном порядке.

3.3 Средства защиты в упаковке изготовителя следует хранить на складах в один ряд.

4. Гарантия изготовителя.

4.1 Гарантийный срок эксплуатации изделий – 12 месяцев со дня приобретения. Гарантия качества товара распространяется на все составляющие материалы изделия, если иное не предусмотрено договором купли-продажи (п. 3 ст. 440 ГК). При этом гарантийный срок на составляющие материалы изделия считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинается с даты его приобретения с ним. Исключение составляет внутренний материал изделия (винил просвинцованный), подлежащий периодической проверке.

4.2 Гарантийный срок хранения изделий – 12 месяцев со дня изготовления.

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

ВНИМАНИЕ!

Средства защиты можно аккуратно чистить дегтярями и моющими средствами в коем случае нельзя применять ручную либо машинную стирку.



5. Свидетельство о приеме.

Средство защиты **Фартук односторонний тяжелый (S) Рb 0,5**

наименование изделия

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями
ТУ ВУ 1913104092.001 – 2018 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

6. Свидетельство об упаковывании.

Средство защиты **Фартук односторонний тяжелый (S) Рb 0,5**

наименование изделия

заводской номер

Упаковано ЧПТУП «Защита Здоровья»

наименование изделия

согласно требованиям, предусмотренных в ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Приложение: Периодическая проверка защитных свойств материалов.

Дата	Эквивалент по ослаблению	Подпись проверяющего

Дополнительную информацию, а также замечания и пожелания по
усовершенствованию изделия просим сообщить по адресу:

220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 2, пом. 5,

ЧПТУП «Защита Здоровья»

тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

ЧПТУП «Защита Здоровья»

Средства защиты персонала и пациентов от рентгеновского

излучения в

медицинской диагностике

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Фартук односторонний тяжелый (S)

Рb 0,5

ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

Настоящая инструкция по эксплуатации является совместным документом (паспорт и инструкция по применению) и предназначена для изучения средств индивидуальной защиты от рентгеновского излучения в медицинской диагностике, в дальнейшем — средства защиты, и правильной их эксплуатации (использования, транспортирования и хранения).

1. Описание и работа средств защиты.

1.1 Назначение изделия

1.2 Фарфуг односторонний тяжёлый предназначен для защиты передней части тела от торда до и голени (ниже колен) при рентгеновских исследованиях и лечении при напращении рентгеновской трубки до 150 Ка.

1.2 Технические характеристики.

1.2.1 Наименование изделия: Фарфуг односторонний тяжёлый (S)

1.2.2 Эффективность (ослабляющее свойство), выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее — 0,5 мм.

Примечание: допускается по техническому заданию заказчика изготавливать средства защиты с другим свинцовым эквивалентом, должны соответствовать требованиям ТУ, ГОСТ 31114.3, образцам эталонным, утвержденным в установленном порядке.

1.2.3 Габаритные размеры, не менее:

- ширина — 55 см,
- длина — 90 см.

Примечание: по требованию заказчика допускается изготовление средств защиты с другими размерами.

1.2.4 Масса изделия — 4,3 кг.

1.2.5 Установленный срок эксплуатации изделия — 24 месяца. По окончании срока службы изделие каждый год проверяется на соответствие требованиям настоящего руководства.

В случае соответствия требованиям изделие может эксплуатироваться далее.

1.3 Комплектность.

1.3.1 Фарфуг односторонний тяжёлый — 1 шт.

1.3.2 Паспорт и инструкция по эксплуатации — 1 шт.

1.3.3 Вешалка — 1 шт.

1.3.4 Упаковочная коробка — 1 шт.

1.4 Устройство и работа.

1.4.1 Средства защиты изготавливаются из рентгенозащитного материала — свинцового винила, по значению Рb эквивалента не содержащего свинца в своем составе. Наружная поверхность изготовлена из ткани с плеточным покрытием, малолусочная, полиамид, 100%.

Средства защиты окантованы отделочной тесьмой.

1.4.2 Применяемые материалы не обладают токсическими и сенсебилизующими свойствами, то есть не оказывают раздражающего и аллергического действия.

1.4.3 Применяемые материалы позволяют проводить дезинфекцию наружных поверхностей 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Долго» по ГОСТ 25644.

1.5 Маркировка.

1.5.1 На изделии (ярлыке), должна быть нанесена следующая информация:

- логотип или товарный знак изготовителя;
- наименование изделия;
- стандартный размер и буквенный символ, соответствующий виду изделия;
- эквивалент по ослаблению, выраженный символом Рb и числовым значением толщины свинца в миллиметрах;
- дата изготовления изделия;

1.6 Упаковка.

1.6 Изделия должны быть упакованы в коробки из высококачественного картона, допускается упаковка в полистироловые, пенополиуретановые пакеты ГОСТ 12302.

2. Меры безопасности

2.1 Изделия должны соответствовать требованиям санитарных норм и правил «Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской техники», гигиеническому норматив «Показатели безопасности изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для изготовления», утвержденным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №128 от 16.12.2013.

3. Условия транспортирования и хранения.

3.1 Изделия должны храниться в крытых складах вдали от открытых источников огня.

3.2 Транспортирование изделий осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с действующими правилами, утвержденными в установленном порядке.

3.3 Средства защиты в упаковке изготавливаются для хранения в один ряд.

4. Гарантия изготовителя.

4.1 Гарантийный срок эксплуатации изделий 12 месяцев со дня приобретения. Гарантия качества товара распространяется на все составляющие материалы изделия, если иное не предусмотрено договором купли-продажи (п. 3 ст. 440 ГК). При этом гарантийный срок на составляющие материалы изделия считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинается с даты изготовления изделия. Исключение составляет внутренний материал изделия (винил провешивающий), подлежащий первоначальной проверке.

4.2 Гарантийный срок хранения изделий — 12 месяцев со дня изготовления.

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

ВНИМАНИЕ!

Средства защиты можно аккуратно чистить деструкторами и моющими средствами. Ни в коем случае нельзя применять ручную либо машинную стирку.

Директор «Беларусьфарм» Ильяшвили Е.В.

5. Свидетельство о приемке.

Средство защиты **Фартук двухсторонний тяжелый (S) Рb 0,5**
наименование изделия

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями
 ТУ ВУ 1913104092.001 – 2018 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

6. Свидетельство об упаковывании.

Средство защиты **Фартук двухсторонний тяжелый (S) Рb 0,5**
наименование изделия

заводской номер

Упаковано ЧПТУП «Защита здоровья»

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренных в ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Приложение: Периодическая проверка защитных свойств материалов.

Дата	Эквивалент по ослаблению	Подпись проверяющего

Дополнительную информацию, а также замечания и пожелания по
 усовершенствованию изделия просим сообщить по адресу:

220104, г. Минск, ул. Дзянькова, д. 19, корп. 2, пом. 5,

ЧПТУП «Защита здоровья»

тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

ЧПТУП «Защита Здоровья»

Средства защиты персонала и пациентов от рентгеновского
 излучения в
 медицинской диагностике

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ
 ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Фартук двухсторонний тяжелый (S)
Рb 0,5

ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

220104, г. Минск, ул. Дзянькова, д. 19, корп. 2, пом. 5,
 тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

Настоящая инструкция по эксплуатации является совместным документом (паспорт и инструкция по применению) и предназначена для изучения средств индивидуальной защиты от рентгеновского излучения в медицинской деятельности, в дальнейшем — средства защиты, и правильной их эксплуатации (использования, транспортирования и хранения).

1. Описание и работа средств защиты.

1.1 Назначение изделия

1.2 Фартук двухсторонний тяжелый предназначен для защиты персонала во время проведения операций под рентгеновским контролем, обеспечивает полную защиту тела со всех сторон, спереди от талии до и голени (ниже колен), включая плечи и кисти, а также от локтей, включая кисти таза, голени, и сбоку до бедра (ниже пояса) при рентгеновских исследованиях и лечении при наложении
рентгеновской трубки до 150 Кв.
Область использования — лечебно-профилактические и медицинские учреждения.

1.2 Технические характеристики.

1.2.1 Наименование изделия: фартук двухсторонний тяжелый (S)

1.2.2 Эффективность (оставляющее свойство), выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее — 0,5 мм.

Примечание: допускается по техническому заданию заказчика изготавливать средства защиты с другим свинцовым эквивалентом, должны соответствовать требованиям ТУ, ГОСТ 31114.3, образцам эталонам, утвержденным в установленном порядке.

1.2.3 Габаритные размеры, не менее:

- длина — 90 см,
- ширина — 55 см,

Примечание: по требованию заказчика допускается изготовление средств защиты с другими размерами.

1.2.4 Масса изделия — 4,4 кг.

1.2.5 Установленный срок эксплуатации изделия — 24 месяца. По окончании срока службы изделие каждый год проверяется на соответствие требованиям настоящего руководства. В случае соответствия требованиям изделие может эксплуатироваться далее.

1.3 Комплектность.

1.3.1 Фартук двухсторонний тяжелый — 1 шт.

1.3.2 Паспорт и инструкция по эксплуатации — 1 шт.

1.3.3 Вешалка — 1 шт.

1.3.4 Упаковочная коробка — 1 шт.

1.4 Устройство и работа.

1.4.1 Средства защиты изготовлены из рентгенозащитного материала — свинцового винила, по назначению Рв эквивалента не содержащего свинца в своем составе. Наружная поверхность изготовлена из ткани с плечевым покрытием, малопылящая, подкладка 100%.

1.4.2 Применяемые материалы не обладают токсическими и сенсibilизирующими свойствами, то есть не оказывают раздражающего и аллергического действия.

1.4.3 Применяемые материалы позволяют проводить дезинфекцию наружных поверхностей 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Долго» по ГОСТ 25644.

1.5 Маркировка.

1.5.1 На ярлыке (ярлыке), должна быть нанесена следующая информация:

- логотип или товарный знак изготовителя;
- наименование изделия;
- стандартный размер и буквенный символ, соответствующий виду изделия;
- эквивалент по ослаблению, выраженный символом Рв и числовым значением толщи свинца в миллиметрах;
- дата изготовления изделия;

1.6 Упаковка.

1.6 Изделия должны быть упакованы в коробки из высококачественного картона, допускается упаковка в полиэтиленовые, полипропиленовые пакеты ГОСТ 12302.

2. Меры безопасности

2.1 Изделия должны соответствовать требованиям санитарных норм и правил «Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской техники», гигиеническому норматив «Показатели безопасности изделий медицинского назначения, медицинские техники и материалов, применяемых для изготовления», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №128 от 16.12.2013.

3. Условия транспортирования и хранения.

3.1 Изделия должны храниться в крытых складах вдали от открытых источников тепла и излучения медицинского назначения и медицинской техники, гигиеническому норматив «Показатели безопасности изделий медицинского назначения, медицинские техники и материалов, применяемых для изготовления», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №128 от 16.12.2013.

3.2 Транспортирование изделий осуществляется всеми видами транспорта в соответствии действующими правилами, утвержденными в установленном порядке.

3.3 Средства защиты в упаковке изготовителя следует хранить на складах в один раз.

4. Гарантия изготовителя.

4.1 Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня приобретения. Гарантия качества товара распространяется на все составляющие материалы изделия, если иное не предусмотрено договором купли-продажи (п. 3 ст. 440 ГК). При этом гарантийный срок и составляющие материалы изделия считаются равным гарантийному сроку на основе и начинается с даты изготовления с ним. Исключение составляет внутренний материал (винил просвинцованный), подлежащий периодической проверке.

4.2 Гарантийный срок хранения изделий — 12 месяцев со дня изготовления. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

ВНИМАНИЕ!

Средства защиты можно аккуратно чистить дезодорантами и моющими средствами. Ни в коем случае нельзя применять ручную либо машинную стирку.

Директор

Мухомов Е.В.

5. Свидетельство о приеме.

Средство защиты **Фартук двухсторонний тяжелый (М) Рв 0,5**

наименование изделия

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями
ТУ ВУ 1913104092.001 – 2018 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

6. Свидетельство об упаковке.

Средство защиты **Фартук двухсторонний тяжелый (М) Рв 0,5**

наименование изделия

заводской номер

Упаковано ЧПТУП «Защита Здоровья»

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренных в ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

подпись

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Приложение: Периодическая проверка защитных свойств материалов.

Дата	Эквивалент по ослаблению	Подпись проверяющего

Дополнительную информацию, а также замечания и пожелания по
усовершенствованию изделия просим сообщить по адресу:

220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 2, пом. 5,
ЧПТУП «Защита здоровья» тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

ЧПТУП «Защита Здоровья»

Средства защиты персонала и пациентов от рентгеновского
излучения в
медицинской диагностике

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Фартук двухсторонний тяжелый (М)
Рв 0,5

ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 2, пом. 5,
тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

Настоящая инструкция по эксплуатации является основным документом (паспорт и инструкция по применению) и предназначена для изучения средств индивидуальной защиты от рентгеновского излучения в медицинской диагностике, в дальнейшем – средства защиты, и правильной их эксплуатации (использования, транспортирования и хранения).

1. Описание и работа средств защиты.

1.1 Назначение изделия

1.2 Фартук двухсторонний тяжелый предназначен для защиты персонала во время проведения операций под рентгеновским контролем, обеспечивает полную защиту тела со всех сторон, спереди от талии до иголки (ниже колена), включая плечи и кисти, а сзади от лопаток, включая кости таза, иголки, и сбоку до бедер (ниже пояса) при рентгеновских исследованиях и лечении при наложении.

Рентгеновской трубки до 150 Кв.

Область использования – лечебно-профилактические и медицинские учреждения.

1.2 Технические характеристики.

1.2.1 Наименование изделия: Фартук двухсторонний тяжелый (М)

1.2.2 Эффективность (ослабляющее свойство), выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее – 0,5 мм.

Примечание: допускается по техническому заданию заказчика изготавливать средства защиты с другим свинцовым эквивалентом, должны соответствовать требованиям ТУ, ГОСТ 31114.3, образцам эталона, утвержденным в установленном порядке.

1.2.3 Габаритные размеры, не менее:

- ширина – 60 см,
- длина – 100 см.

Примечание: по требованию заказчика допускается изготовление средств защиты с другими размерами.

1.2.4 Масса изделия – 4,6 кг.

1.2.5 Установленный срок эксплуатации изделия – 24 месяца. По окончании срока службы изделие каждый год проверяется на соответствие требованиям настоящего Руководства. В случае соответствия требованиям изделие может эксплуатироваться далее.

1.3 Комплектность.

1.3.1 Фартук двухсторонний тяжелый – 1 шт.

1.3.2 Паспорт и инструкция по эксплуатации – 1 шт.

1.3.3 Вешалка – 1 шт.

1.3.4 Упаковочная коробка – 1 шт.

1.4 Устройство и работа.

1.4.1 Средства защиты изготовлены из рентгенозащитного материала – свинцового винила, по назначению Рв эквивалента не содержит свинца в своем составе. Наружная поверхность изготовлена из ткани с плеточным покрытием, малосажающая, полиамид 100%.

Средства защиты окантованы отсоединяемой тесьмой.

1.4.2 Применяемые материалы не обладают токсическими и сенсibilизирующими свойствами, то есть не оказывают раздражающего и аллергического действия.

1.4.3 Применяемые материалы позволяют проводить дезинфекцию наружных поверхностей 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Потос» по ГОСТ 25644.

1.5 Маркировка.

1.5.1 На этикетке (ярлычке) должны быть нанесены следующие информации:

- логотип или товарный знак изготовителя;
- наименование изделия;
- стандартный размер и буквенный символ, соответствующий виду изделия;
- эквивалент по ослаблению, выраженный символом Рв и числовым значением толщины свинца в миллиметрах;
- дата изготовления изделия;

1.6 Упаковка.

1.6 Изделия должны быть упакованы в коробки из высококачественного картона, допускается упаковка в полиэтиленовые, полипропиленовые пакеты ГОСТ 12302.

2. Меры безопасности

2.1 Изделия должны соответствовать требованиям санитарных норм и правил «Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской техники», гигиеническому нормативу «Показатели безопасности изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для изготовления», утвержденным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №128 от 16.12.2013.

3. Условия транспортирования и хранения.

3.1 Изделия должны храниться в крытых складах вдали от открытых источников огня.

3.2 Транспортирование изделий осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с действующими правилами, утвержденными в установленном порядке.

3.3 Средства защиты в упаковке изготовителя следует хранить на складах в один ряд.

4. Гарантия изготовителя.

4.1 Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня приобретения. Гарантия качества товара распространяется на все составляющие материалы изделия, если иное не предусмотрено договором купли-продажи (п. 3 ст. 440 ГК). При этом гарантийный срок на составляющие материалы изделия считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинается со дня приобретения с ним. Исключение составляет внутренний материал изделия (винил просвинцованный), подлежащий периодической проверке.

4.2 Гарантийный срок хранения изделия – 12 месяцев со дня изготовления.

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

ВНИМАНИЕ:

Средства защиты можно аккуратно чистить дегтярными и моющими средствами. Ни в коем случае нельзя применять ручную либо машинную стирку.

Директор _____
Пуккевич Е.В.

5. Свидетельство о приеме.

Средство защиты **Фартук двухсторонний тяжелый (L) Рb 0,5**

наименование изделия

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями
ТУ ВУ 1913104092.001 – 2018 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

6. Свидетельство об упаковывании.

Средство защиты **Фартук двухсторонний тяжелый (L) Рb 0,5**

наименование изделия

заводской номер

Упаковано ЧПТУП «Защита Здоровья»

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренных в ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Приложение: Периодическая проверка защитных свойств материалов.

Дата	Эквивалент по ослаблению	Подпись проверяющего

Дополнительную информацию, а также замечания и пожелания по усовершенствованию изделия просим сообщить по адресу:

220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 2, пом. 5,

ЧПТУП «Защита Здоровья» тел./факс: (37517) 369-51-11, 369-51-20, 369-51-53.

ЧПТУП «Защита Здоровья»

Средства защиты персонала и пациентов от рентгеновского
излучения в
медицинской диагностике

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Фартук двухсторонний тяжелый (L)
Рb 0,5

ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 2, пом. 5,
тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

Настоящая инструкция по эксплуатации является совместным документом (паспорт и инструкция по применению) и предназначена для изучения средств индивидуальной защиты от рентгеновского излучения в медицинской деятельности, в дальнейшем – средства защиты, и правильной их эксплуатации (использования, транспортирования и хранения).

1. Описание и работа средств защиты.

1.1 Назначение изделия

1.2 Фарук двухсторонний тяжелый предназначен для защиты персонала во время проведения операций под рентгеновским контролем, обеспечивает полную защиту тела со всех сторон, спереди от груди до и голени (ниже колен) включая плечи и кисти, а сзади от лопаток, включая кисти таза, ягодицы и стопы до бедра (ниже пояса) при рентгеновских исследованиях и лечения при напряжении рентгеновской трубки до 150 Кв. Область использования – лечебно-профилактические и медицинские учреждения.

1.2 Технические характеристики.

1.2.1 Наименование изделия: Фарук двухсторонний тяжелый (Л)

1.2.2 Эффективность (ослабляющее свойство), выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее – 0,5 мм.

Примечание: допускается по техническому заданию заказчика изготавливать средства защиты с другим свинцовым эквивалентом, должны соответствовать требованиям ТУ, ГОСТ 31114, образцам эталона, утвержденным в установленном порядке.

1.2.3 Табличные размеры, не менее:

- ширина – 60 см,
- длина – 110 см.

Примечание: по требованию заказчика допускается изготовление средств защиты с другими размерами.

1.2.4 Масса изделия – 4,8 кг.

1.2.5 Установленный срок эксплуатации изделия – 24 месяца. По окончании срока службы изделие каждый год проверяется на соответствие требованиям настоящего руководства. В случае соответствия требованиям изделие может эксплуатироваться далее.

1.3 Комплектность.

1.3.1 Фарук двухсторонний тяжелый – 1 шт.

1.3.2 Паспорт и инструкция по эксплуатации – 1 шт.

1.3.3 Вешалка – 1 шт.

1.3.4 Упаковочная коробка – 1 шт.

1.4 Устройство и работа.

1.4.1 Средства защиты изготовлены из рентгенозащитного материала – свинцового винила, по назначению Рb эквивалента не содержащего свинца в своем составе. Наружная поверхность изготовлена из ткани с пленочным покрытием, малосалочная, подкладкой 100%.

1.4.2 Промежные материалы не обладают токсическими и сенсibilизирующими свойствами, то есть не оказывают раздражающего и аллергического действия.

1.4.3 Промежные материалы позволяют проводить дезинфекцию наружных поверхностей 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Домокс» по ГОСТ 25644.

1.5 Маркировка.

1.5.1 На изделии (ярлыке), должна быть нанесена следующая информация:

- логотип или товарный знак изготовителя;
- наименование изделия;
- стандартный размер и буквенный символ, соответствующий виду изделия;
- эквивалент по ослаблению, выраженный символом Рb и числовым значением толщины свинца в миллиметрах;
- дата изготовления изделия;

1.6 Упаковка.

1.6 Изделия должны быть упакованы в коробки из высококачественного картона, допускается упаковка в полиэтиленовые, полипропиленовые пакеты ГОСТ 12302.

2. Меры безопасности

2.1 Изделия должны соответствовать требованиям санитарных норм и правил «Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской техники», гигиеническому норматив «Показатели безопасности изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для изготовления», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №128 от 16.12.2013.

3. Условия транспортирования и хранения.

3.1 Изделия должны храниться в крытых складах, вдали от открытых источников огня.

3.2 Транспортирование изделий осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с действующими правилами, утвержденными в установленном порядке.

3.3 Средства защиты в упаковке подлежат хранению на складах в один ряд.

4. Гарантия изготовителя.

4.1 Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня приобретения. Гарантия качества товара распространяется на все составные материалы изделия, если иное не предусмотрено договором купли-продажи (п. 3 ст. 440 ГК). При этом гарантийный срок на составные материалы изделия считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинается с даты изготовления. Исключение составляет внутренний материал изделия (винил просвинцованный), подлежащий периодической проверке.

4.2 Гарантийный срок хранения изделия – 12 месяцев со дня изготовления. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

ВНИМАНИЕ!

Средства защиты можно аккуратно чистить, деаэрированными и моющими средствами в том случае нельзя применять, ручную либо машинную стирку.

Директор «Здоровье» Думеван Е.В.

5. Свидетельство о приеме.

Средство защиты **Фартук двухсторонний тяжелый (XL) Рb 0,5**

наименование изделия

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями
ТУ ВУ 1913104092.001 – 2018 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

6. Свидетельство об упаковке/упаковании.

Средство защиты **Фартук двухсторонний тяжелый (XL) Рb 0,5**

наименование изделия

заводской номер

Упаковано ЧПТУП «Защита Здоровья»

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренных в ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Приложение: Периодическая проверка защитных свойств материалов.

Дата	Эквивалент по ослаблению	Подпись проверяющего

Дополнительную информацию, а также замечания и пожелания по усовершенствованию изделия просим сообщать по адресу:

220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 2, пом. 5,

ЧПТУП «Защита Здоровья» тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

ЧПТУП «Защита Здоровья»

Средства защиты персонала и пациентов от рентгеновского излучения в
медицинской диагностике

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Фартук двухсторонний тяжелый (XL)
Рb 0,5

ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 2, пом. 5,
тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

Настоящая инструкция по эксплуатации является совместным документом (паспорт и инструкция по применению) и предназначена для изучения средств индивидуальной защиты от рентгеновского излучения в медицинской деятельности, в дальнейшем – средства защиты, и правильной их эксплуатации (использования, транспортирования и хранения).

1. Описание и работа средств защиты.

1.1 Назначение изделия

1.2 Фартук двухсторонний тяжелый предназначен для защиты персонала во время проведения операций под рентгеновским контролем, обеспечивает полную защиту тела со всех сторон, спереди от талии до и голени (ниже колен), включая плечи и локотники, а также от лопаток, включая кости таза, ягодицы, и сбоку до бедер (ниже пояса) при рентгеновских исследованиях и лечении при наложении
рентгеновской трубки до 150 Кв.

Область использования – лечебно-профилактические и медицинские учреждения.

1.2 Технические характеристики.

1.2.1 Наименование изделия: фартук двухсторонний тяжелый (ХЛ)

1.2.2 Эффективность (ослабляющее свойство), выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее – 0,5 мм.

Примечание: допускается по техническому заданию заказчика изготавливать средства защиты с другим свинцовым эквивалентом, должны соответствовать требованиям ТУ, ГОСТ 31114.3, образцам эталонам, утвержденным в установленном порядке.

1.2.3 Гарантийные размеры, не менее:

- ширина – 65 см,
- длина – 120 см.

Примечание: по требованию заказчика допускается изготовление средств защиты с другими размерами.

1.2.4 Масса изделия – 5,0 кг.

1.2.5 Установленный срок эксплуатации изделия – 24 месяца. По окончании срока службы изделие каждый год проверяется на соответствие требованиям настоящего руководства. В случае соответствия требованиям изделие может эксплуатироваться далее.

1.3 Комплектность.

1.3.1 Фартук двухсторонний тяжелый – 1 шт.

1.3.2 Паспорт и инструкция по эксплуатации – 1 шт.

1.3.3 Вешалка – 1 шт.

1.3.4 Упаковочная коробка – 1 шт.

1.4 Устройство и работа.

1.4.1 Средства защиты изготовлены из рентгенозащитного материала – свинцового винила, по значению Рв эквивалента не содержащего свинца в своем составе. Наружная поверхность изготовлена из ткани с плеточным покрытием, малолучеочная, подкладкой 100%.

Средства защиты окантованы отстойной тесьмой.

1.4.2 Применяемые материалы не обладают токсическими и сенсibilизирующими свойствами, то есть не оказывают раздражающего и аллергического действия.

1.4.3 Применяемые материалы позволяют проводить дезинфекцию наружных поверхностей 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Алго» по ГОСТ 25644.

1.5 Маркировка.

1.5.1 На лейбле (ярлыке), должна быть нанесена следующая информация:

- логотип или товарный знак изготовителя;
- наименование изделия;
- стандартный размер и буквенный символ, соответствующий виду изделия;
- эквивалент по ослаблению, выраженный символом Рв и числовым значением толщины свинца в миллиметрах;
- дата изготовления изделия;

1.6 Упаковка.

1.6 Изделия должны быть упакованы в коробки из высококачественного картона, допускается упаковка в полиэтиленовые, полипропиленовые пакеты ГОСТ 12302.

2. Меры безопасности

2.1 Изделия должны соответствовать требованиям санитарных норм и правил «Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской техники», гигиеническому норматив «Показатели безопасности изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для изготовления», утвержденным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №128 от 16.12.2013.

3. Условия транспортирования и хранения.

3.1 Изделия должны храниться в крытых складах вдали от открытых источников огня.

3.2 Транспортирование изделий осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с действующими правилами, утвержденными в установленном порядке.

3.3 Средства защиты в упаковке изготовитель следует хранить на складах в один ряд.

4. Гарантия изготовителя.

4.1 Гарантийный срок эксплуатации изделий 12 месяцев со дня приобретения. Гарантия качества товара распространяется на все составляющие материалы изделия, если иное не предусмотрено договором купли-продажи (п. 3 ст. 440 ТК). При этом гарантийный срок не составляющие материалы изделия считаются равным гарантийному сроку на основное изделие и начинается с даты приобретения с ним. Исключение составляет внутренний материал изделия (винил просвинцованный), подлежащий периодической проверке.

4.2 Гарантийный срок хранения изделий – 12 месяцев со дня изготовления. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

ВНИМАНИЕ!

Средства защиты можно аккуратно чистить дезагрегаторами и моющими средствами. Ни в коем случае нельзя применять ручную либо машинную стирку.

Директор ООО «Здоровье» Душкевич Е.В.

5. Свидетельство о приемке.

Средство защиты **Фартук двухсторонний тяжелый (XXL) Рв 0,5**
наименование изделия

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями
ТУ ВУ 1913104092.001 – 2018 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

6. Свидетельство об укомплектовании.

Средство защиты **Фартук двухсторонний тяжелый (XXL) Рв 0,5**
наименование изделия

заводской номер

Упаковано ЧПТУП «Защита Здоровья»

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренных в ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Приложение: Периодическая проверка защитных свойств материалов.

Дата	Эквивалент по ослаблению	Подпись проверяющего

Дополнительную информацию, а также замечания и пожелания по

усовершенствованию изделия просим сообщить по адресу:

220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 2, пом. 5.

ЧПТУП «Защита Здоровья» тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

ЧПТУП «Защита Здоровья»

Средства защиты персонала и пациентов от рентгеновского

излучения в

медицинской диагностике

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Фартук двухсторонний тяжелый (XXL)
Рв 0,5

ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 2, пом. 5,
тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

Настоящая инструкция по эксплуатации является сокращенным документом (паспорт и инструкция по применению) и предназначен для изучения средств индивидуальной защиты от рентгеновского излучения в медицинском диагностическом, в дальнейшем – средства защиты, и правильной их эксплуатации (использования, транспортирования и хранения).

1. Описание и работа средств защиты.

1.1 Назначение изделия

1.2 Фартук двухсторонний тяжелый предназначен для защиты персонала во время проведения операций под рентгеновским контролем, обеспечивает полную защиту тела со всех сторон, спереди от талии до и голени (ниже колен), включая плечи и кисти, а также от локтей, включая кисти, таз, ягодицы, и боковую область (ниже пояса) при рентгеновских исследованиях и лечении при наложении рентгеновской трубки до 150 Кв.

Область использования – лечебно-профилактические и медицинские учреждения.

1.2 Технические характеристики.

1.2.1 Назначение изделия: Фартук двухсторонний тяжелый (XXL)

1.2.2 Эффективность (ослабляющее свойство), выраженная в эквиваленте свинцового эквивалента, не менее – 0,5 мм.

Примечание: допускается по техническому заданию заказчика изготавливать средства защиты с другим свинцовым эквивалентом, должны соответствовать требованиям ТУ, ГОСТ 31114.3, образцам эталона, утвержденным в установленном порядке.

1.2.3 Геометрические размеры, не менее:

- ширина – 70 см,
- длина – 130 см.

Примечание: по требованию заказчика допускается изготовление средств защиты с другими размерами.

1.2.4 Масса изделия – 5,2 кг.

1.2.5 Установленный срок эксплуатации изделия – 24 месяца. По окончании срока службы изделие каждый год проверяется на соответствие требованиям настоящего руководства. В случае соответствия требованиям изделие может эксплуатироваться далее.

1.3 Комплектность.

1.3.1 Фартук двухсторонний тяжелый – 1 шт.

1.3.2 Паспорт и инструкция по эксплуатации – 1 шт.

1.3.3 Вешалка – 1 шт.

1.3.4 Упаковочная коробка – 1 шт.

1.4 Устройство и работа.

1.4.1 Средства защиты изготовлены из рентгенозащитного материала – свинцового винила, по значению Р_{св} эквивалента не содержащего свинца в своем составе. Наружная поверхность изготовлена из ткани с плетеным покрытием, малосудачная, полиамид 100%.

Средства защиты окантованы отсечной тесьмой.

1.4.2 Применяемые материалы не обладают токсическими и сенсibilизирующими свойствами, то есть не оказывают раздражающего и аллергического действия.

1.4.3 Применяемые материалы позволяют проводить дезинфекцию наружных поверхностей 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644.

1.5 Маркировка.

1.5.1 На левом (ручке), должна быть нанесена следующая информация:

- логотип или товарный знак изготовителя;
- наименование изделия;
- стандартный размер и буквенный символ, соответствующий виду изделия;
- эквивалент по ослаблению, выраженный символом Р_{св} и числовым значением толщины свинца в миллиметрах;
- дата изготовления изделия.

1.6 Упаковка.

1.6 Изделия должны быть упакованы в коробки из высококачественного картона, допускается упаковка в полиэтиленовые, полипропиленовые пакеты ГОСТ 12302.

2. Меры безопасности

2.1 Изделия должны соответствовать требованиям санитарных норм и правил «Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской техники», гигиеническому норматив «Показатели безопасности изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для изготовления», утвержденным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №128 от 16.12.2013.

3. Условия транспортирования и хранения.

3.1 Изделия должны храниться в крытых складах, вдали от открытых источников огня.

3.2 Транспортирование изделий осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с действующими правилами, утвержденными в установленном порядке.

3.3 Средства защиты в упаковке изготовителя следует хранить на складах в один ряд.

4. Гарантия изготовителя.

4.1 Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня приобретения. Гарантия качества товара распространяется на все составляющие материалы изделия, если иное не предусмотрено договором купли-продажи (п. 3 ст. 440 ГК). При этом гарантийный срок на составляющие материалы изделия считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинается с даты приобретения. Исключением составляет внутренний материал изделия (винил просвинцованный), подлежащий периодической проверке.

4.2 Гарантийный срок хранения изделия – 12 месяцев со дня изготовления.

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

ВНИМАНИЕ!

Средства защиты можно аккуратно чистить дезрастворами и моющими средствами. Ни в коем случае нельзя применять ручную либо машинную стирку.



Директор «Здоровья» Лыжков Е.В.

5. Свидетельство о приеме.

Средство защиты Фаргук двухсторонний тяжелый детский (SS) Рв 0,5

наименование изделия

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями
ТУ ВУ 1913104092.001 – 2018 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

6. Свидетельство об упаковывании.

Средство защиты Фаргук двухсторонний тяжелый детский (SS) Рв 0,5

наименование изделия

заводской номер

Упаковано ЧПТУП «Защита здоровья»

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренных в ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Приложение: Периодическая проверка защитных свойств материалов.

Дата	Эквивалент по ослаблению	Подпись проверяющего

Дополнительную информацию, а также замечания и пожелания по
усовершенствованию изделия просим сообщать по адресу:

220104, г. Минск, ул. Дзінькова, д. 19, корп. 2, пом. 5,

ЧПТУП «Защита здоровья»

тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

ЧПТУП «Защита Здоровья»

Средства защиты персонала и пациентов от рентгеновского
излучения в
медицинской диагностике

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Фаргук двухсторонний тяжелый детский (SS)
Рв 0,5

ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

220104, г. Минск, ул. Дзінькова, д. 19, корп. 2, пом. 5,
тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

Настоящая инструкция по эксплуатации является совместным документом (паспорт и инструкция по применению) и предназначена для изучения средств индивидуальной защиты от рентгеновского излучения в медицинской диагностике, в дальнейшем — средства защиты, и правильной их эксплуатации (использования, транспортирования и хранения).

1. Описание и работа средств защиты.

1.2 Назначение изделия

1.2.1 Фартук двухсторонний тяжелый предназначен для защиты персонала во время проведения операций под рентгеновским контролем, обеспечивает полную защиту тела со всех сторон, спереди от талии до и голени (ниже колена) включая плечи и кисти, а также от локтей, включая кисти талии, ягодицы, и сбоку до бедер (ниже пояса) при рентгеновских исследованиях и лечении при напирании рентгеновской трубки до 150 Кв. Область использования — лечебно-профилактические и медицинские учреждения.

1.2 Технические характеристики.

1.2.1 Наименование изделия: Фартук двухсторонний тяжелый детский (SS)

1.2.2 Эффективность (ослабляющее свойство), выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее — 0,5 мм.

Примечание: Допускается по техническому заданию заказчика изготавливать средства защиты с другим свинцовым эквивалентом, должны соответствовать требованиям ТУ, ГОСТ 31114.3, образцам эталонам, утвержденным в установленном порядке.

1.2.3 Габаритные размеры, не менее:
- ширина — 42 см,
- длина — 70 см.

Примечание: по требованию заказчика допускается изготовление средств защиты с другими размерами.

1.2.4 Масса изделия — 3,2 кг.

1.2.5 Установленный срок эксплуатации изделия — 24 месяца. По окончании срока службы изделие каждый год проверяется на соответствие требованиям настоящего руководства. В случае соответствия требованиям изделие может эксплуатироваться далее.

1.3 Комплектность.

1.3.1 Фартук двухсторонний тяжелый детский — 1 шт.

1.3.2 Паспорт и инструкция по эксплуатации — 1 шт.

1.3.3 Вешалка — 1 шт.

1.3.4 Упаковочная коробка — 1 шт.

1.4 Устройство и работа.

1.4.1 Средства защиты изготовлены из рентгенозащитного материала — свинцового впитала, по значению Рb эквивалента не содержашего свинца в своем составе. Наружная поверхность изготовлена из ткани с пленочным покрытием, малоскользящая, полиамид 100%.

1.4.2 Применяемые материалы не обладают токсическими и сенсibilизирующими свойствами, то есть не оказывают раздражающего и аллергического действия.

1.4.3 Применяемые материалы позволяют проводить дезинфекцию наружных поверхностей 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Мистер» по ГОСТ 25644.

1.5 Маркировка.

1.5.1 На левом (зритель) должна быть нанесена следующая информация:
- логотип или товарный знак изготовителя;
- наименование изделия;
- стандартный размер и буквенный символ, соответствующий виду изделия;
- эквивалент по ослаблению, выраженный свинцовым Рb и числовым значением толщ свинца в миллиметрах;
- дата изготовления изделия;

1.6 Упаковка.

1.6 Изделия должны быть упакованы в коробки из высококачественного картона, допускается упаковка в полистироловые, полипропиленовые пакеты ГОСТ 12302.

2. Меры безопасности

2.1 Изделия должны соответствовать требованиям санитарных норм и правил «Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской техники», гигиеническому норматив «Показатели безопасности изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для изготовления», утвержденным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №128 от 16.12.2013.

3. Условия транспортирования и хранения.

3.1 Изделия должны храниться в крытых складах вдали от открытых источников огня.

3.2 Транспортирование изделий осуществляют всеми видами транспорта в соответствии действующими правилами, утвержденными в установленном порядке.

3.3 Средства защиты в упаковке изготовителя следует хранить на складах в один ряд.

4. Гарантия изготовителя.

4.1 Гарантийный срок эксплуатации изделий 12 месяцев со дня приобретения. Гарантия качества товара распространяется на все составляющие материалы изделия, если иное не предусмотрено договором купли-продажи (п. 3 ст. 440 ГК). При этом гарантийный срок не составляющие материалы изделия считаются равным гарантийному сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним. Исключение составляет внутренний материал изделия (впитал просвечивающий), подлежащий периодической проверке.

4.2 Гарантийный срок хранения изделий — 12 месяцев со дня изготовления.

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

ВНИМАНИЕ!

Средства защиты можно аккуратно чистить дезинфицирующими и моющими средствами. Ни в коем случае нельзя применять ручную либо машинную стирку.



5. Свидетельство о приеме.

Средство защиты Фартук двухсторонний детский детский (SS) Рb 0,35

наименование изделия

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями
ТУ ВУ 1913104092.001 – 2018 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

6. Свидетельство об упаковывании.

Средство защиты Фартук двухсторонний детский детский (SS) Рb 0,35

наименование изделия

заводской номер

Упаковано ЧПТУП «Защита здоровья»

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренных в ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Приложение: Периодическая проверка защитных свойств материалов.

Дата	Эквивалент по ослаблению	Подпись проверяющего

Дополнительную информацию, а также замечания и пожелания по
усовершенствованию изделия просим сообщить по адресу:

220104, г. Минск, ул. Дзержинская, д. 19, корп. 2, пом. 5,

ЧПТУП «Защита здоровья»

тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

ЧПТУП «Защита Здоровья»

Средства защиты персонала и пациентов от рентгеновского
излучения в
медицинской диагностике

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Фартук двухсторонний детский детский (SS)

Рb 0,35

ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

220104, г. Минск, ул. Дзержинская, д. 19, корп. 2, пом. 5,
тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

Настоящая инструкция по эксплуатации является составным документом (паспорт и инструкция по применению) и предназначена для изучения средств индивидуальной защиты от рентгеновского излучения в медицинской диагностике, в дальнейшем – средства защиты, и правильной их эксплуатации (использования, транспортирования и хранения).

1. Описание и работа средств защиты.

1.3 Назначение изделия

1.2 Фартук двухсторонний легкий предназначен для защиты персонала во время проведения операций под рентгеновским контролем, обеспечивает полную защиту тела со всех сторон, спереди от талии до и голени (ниже колен), включая плечи и колени, а сзади от лопаток, включая кости таза, ягодицы, и боку до бедер (ниже пояса) при рентгеновских исследованиях и лечении при напряжении рентгеновской трубки до 150 Кв.

Область использования – лечебно-профилактические и медицинские учреждения.

1.2 Технические характеристики.

1.2.1 Наименование изделия: Фартук двухсторонний легкий детский (SS)

1.2.2 Эффективность (ослабляющие свойства), выраженных в эквиваленте свинцового эквивалента, не менее – 0,35 мм.

Примечание: допускается по техническому заданию заказчика изготавливать средства защиты с другим свинцовым эквивалентом, должны соответствовать требованиям ТУ, ГОСТ 31114.3, образцам эталона, утвержденным в установленном порядке.

1.2.3 Габаритные размеры, не менее:

- ширина – 42 см,
- длина – 70 см.

Примечание: по требованию заказчика допускается изготовление средств защиты с другими размерами.

1.2.4 Масса изделия – 3,0 кг.

1.2.5 Установленный срок эксплуатации изделия – 24 месяца. По окончании срока службы изделие каждый год проверяется на соответствие требованиям настоящего руководства. В случае соответствия требованиям изделие может эксплуатироваться далее.

1.3 Комплектность.

1.3.1 Фартук двухсторонний легкий детский – 1 шт.

1.3.2 Паспорт и инструкция по эксплуатации – 1 шт.

1.3.3 Вешалка – 1 шт.

1.3.4 Упаковочная коробка – 1 шт.

1.4 Устройство и работа.

1.4.1 Средства защиты изготовлены из рентгенозащитного материала – свинцового винила, по назначению Рb эквивалента не содержащего свинца в своем составе. Наружная поверхность изготовлена из ткани с пленочным покрытием, малоусадочная, полиамид 100%.

Средства защиты окантованы отсоединяемой тесьмой.

1.4.2 Примесные материалы не обладают токсическими и сенсебилизующими свойствами, то есть не оказывают раздражающего и аллергического действия.

1.4.3 Примесные материалы позволяют проводить дезинфекцию наружных поверхностей 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Ulto» по ГОСТ 25644.

1.5 Маркировка.

1.5.1 На этикетке (ярлыке), должна быть нанесена следующая информация:

- логотип или товарный знак изготовителя;
- наименование изделия;
- стандартный размер и буквенный символ, соответствующий виду изделия;
- эквивалент по ослаблению, выраженный символом Рb и числовым значением толщины свинца в миллиметрах;
- дата изготовления изделия;

1.6 Упаковка.

1.6 Изделия должны быть упакованы в коробки из высококачественного картона, допускается упаковка в полиэтиленовые, полипропиленовые пакеты ГОСТ 12302.

2. Меры безопасности

2.1 Изделия должны соответствовать требованиям санитарных норм и правил «Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской техники», гигиеническому норматив «Показатели безопасности изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для изготовления», утвержденным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №128 от 16.12.2013.

3. Условия транспортирования и хранения.

3.1 Изделия должны храниться в крытых складах вдали от открытых источников огня.

3.2 Транспортирование изделий осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с действующими правилами, утвержденными в установленном порядке.

3.3 Средства защиты в упаковке изготовителя следует хранить на складах в один ряд.

4. Гарантийные обязательства.

4.1 Гарантийный срок эксплуатации изделий 12 месяцев со дня приобретения. Гарантия качества товара распространяется на все составляющие материалы изделия, если иное не предусмотрено договором купли-продажи (п. 3 ст. 440 ТК). При этом гарантийный срок не составляющие материалы изделия считаются равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь одновременно с ним. Исключение составляет внутренний материал из винил просвинцованный), подлежащий периодической проверке.

4.2 Гарантийный срок хранения изделий – 12 месяцев со дня изготовления.

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

ВНИМАНИЕ!

Средства защиты можно аккуратно чистить дестракторами и моющими средствами. Ни в коем случае нельзя применять ручную либо машинную стирку.



5. Свидетельство о присяжке.

Средство защиты Фартук двухсторонний легкий (XXL) Рв 0,35

наименование изделия

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями
ТУ ВУ 1913104092.001 – 2018 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

6. Свидетельство об упаковывании.

Средство защиты Фартук двухсторонний легкий (XXL) Рв 0,35

наименование изделия

заводской номер

Упаковано ЧПТУП «Защита здоровья»

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренных в ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Приложение: Периодическая проверка защитных свойств материалов.

Дата	Эквивалент по ослаблению	Подпись проверяющего

Дополнительную информацию, а также замечания и пожелания по усовершенствованию изделия просим сообщить по адресу:

220104, г. Минск, ул. Лыцкона, д. 19, корп. 2, пом. 5,
ЧПТУП «Защита здоровья» тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

ЧПТУП «Защита Здоровья»

Средства защиты персонала и пациентов от рентгеновского излучения в
медицинской диагностике

**ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**Фартук двухсторонний легкий (XXL)
Рв 0,35**

ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

220104, г. Минск, ул. Лыцкона, д. 19, корп. 2, пом. 5,
тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

Настоящая инструкция по эксплуатации является совмещенным документом (паспорт и инструкция по применению) и предназначена для изучения средств индивидуальной защиты от рентгеновского излучения в медицинской деятельности, в дальнейшем – средства защиты, и правильной их эксплуатации (использования, транспортирования и хранения).

1. Описание и работа средств защиты.

1.4 Назначение изделия

1.2 Фарук двухсторонний легкий предназначен для защиты персонала во время проведения операций под рентгеновским контролем, обеспечивает полную защиту тела со всех сторон, сверху от груди до и голени (ниже колена), включая плечи и кисти, а также от локтей, включая кисти, локти, и сбоку до бедра (ниже пояса) при рентгеновских исследованиях рентгеновской трубки до 150 Кв.

Область использования – лечебно-профилактические и медицинские учреждения.

1.2 Технические характеристики.

1.2.1 Наименование изделия: Фарук двухсторонний легкий (ХХЛ)

1.2.2 Эффективность (ослабляющее свойство), выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее – 0,35 мм.

Примечание: допускается по техническому заданию заказчика изготавливать средства защиты с другим свинцовым эквивалентом, должны соответствовать требованиям ТУ, ГОСТ 31114.3, образцам эталонам, утвержденным в установленном порядке.

1.2.3 Габаритные размеры, не менее:
- ширина – 70 см,
- длина – 130 см.

Примечание: по требованию заказчика допускается изготовление средств защиты с другими размерами.

1.2.4 Масса изделия – 5,0 кг.

1.2.5 Установленный срок эксплуатации изделия – 24 месяца. По окончании срока службы изделие каждый год проверяется на соответствие требованиям настоящего руководства. В случае соответствия требованиям изделие может эксплуатироваться далее.

1.3 Комплектность.

1.3.1 Фарук двухсторонний легкий – 1 шт.

1.3.2 Паспорт и инструкция по эксплуатации – 1 шт.

1.3.3 Вешалка – 1 шт.

1.3.4 Упаковочная коробка – 1 шт.

1.4 Устройство и работа.

1.4.1 Средства защиты изготовлены из рентгенозащитного материала – свинцового вилла, по назначению Рb эквивалента не содержащего свинца в своем составе. Наружная поверхность изготовлена из ткани с пленочным покрытием, малодосягающая, полиамид 100%.

1.4.2 Средства защиты окантованы отделочной тесьмой.

1.4.3 Применяемые материалы не обладают токсическими и сенсбилизирующими свойствами, то есть не оказывают раздражающего и аллергического действия.

1.4.4 Применяемые материалы позволяют проводить дезинфекцию наружных поверхностей 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644.

1.5 Маркировка.

1.5.1 На лейбле (ярлыке), должна быть нанесена следующая информация:

- логотип или товарный знак изготовителя;
- наименование изделия;
- стандартный размер и буквенный символ, соответствующий виду изделия;
- эквивалент по ослаблению, выраженный символом Рb и числовым значением толщины свинца в миллиметрах;
- дата изготовления изделия;

1.6 Упаковка.

1.6 Изделия должны быть упакованы в коробки из высококачественного картона, допускается упаковка в полиэтиленовые, полипропиленовые пакеты ГОСТ 12302.

2. Меры безопасности

2.1 Изделия должны соответствовать требованиям санитарных норм и правил «Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской техники», гигиеническому норматив «Локализатор безопасности изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для изготовления», утвержденный постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №128 от 16.12.2013.

3. Условия транспортирования и хранения.

3.1 Изделия должны храниться в крытых складах, удаленных от открытых источников огня.

3.2 Транспортирование изделий осуществляют всеми видами транспорта в соответствии с действующими правилами, утвержденными в установленном порядке.

3.3 Средства защиты в упаковке изготавливаются следует хранить в один ряд.

4. Гарантия изготовителя.

4.1 Гарантийный срок эксплуатации изделий 12 месяцев со дня приобретения. Гарантия качества товара распространяется на все составные материалы изделия, если иное не предусмотрено договором купли-продажи (п. 3 ст. 440 ГК). При этом гарантийный срок на и заменяющие материалы изделия считается равным гарантийному сроку на основное изделие (винил просвинцованный), подлежащий периодической проверке.

4.2 Гарантийный срок хранения изделий – 12 месяцев со дня изготовления.

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

ВНИМАНИЕ:

Средства защиты можно аккуратно чистить дезагрегатами и моющими средствами. Ни в коем случае нельзя применять ручную либо машинную стирку.

Директор

Заместитель
Директора Е.В.

5. Свидетельство о приёме.

Средство защиты **Фартук двухсторонний легкий (XL) Рb 0,35**
наименование изделия

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями
 ТУ ВУ 1913104092.001 – 2018 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

6. Свидетельство об упаковке.

Средство защиты **Фартук двухсторонний легкий (XL) Рb 0,35**
наименование изделия

заводской номер

Упаковано ЧПТУП «Защита здоровья»

наименование или код изготовителя

соответствует требованиям, предусмотренных в ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Приложение: Периодическая проверка защитных свойств материалов.

Дата	Эквивалент по ослаблению	Подпись проверяющего

Дополнительную информацию, а также замечания и пожелания по
 усовершенствованию изделия просим сообщать по адресу:

220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 2, пом. 5,
 ЧПТУП «Защита здоровья» тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

ЧПТУП «Защита Здоровья»

Средства защиты персонала и пациентов от рентгеновского
 излучения в
 медицинской диагностике

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ
 ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Фартук двухсторонний легкий (XL)
 Рb 0,35

ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 2, пом. 5,
 тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

Настоящая инструкция по эксплуатации является составным документом (паспорт и инструкция по применению) и предназначена для изучения средств индивидуальной защиты от рентгеновского излучения в медицинской диагностике, в дальнейшем – средства защиты, и правильной их эксплуатации (использования, транспортирования и хранения).

1. Описание и работа средств защиты.

1.5 Назначение изделия

1.2 Фартук двусторонний легкий предназначен для защиты персонала во время проведения операций под рентгеновским контролем, обеспечивает полную защиту тела со всех сторон, сверху от горла до и голени (ниже колен), включая плечи и кисти, а также от локтей, включая кисти, лодыжки, и стопы до бедра (ниже локтей) при рентгеновских исследованиях и лечении при наложении рентгеновской трубки до 150 Кв.

Область использования – лечебно-профилактические и медицинские учреждения.

1.2 Технические характеристики.

1.2.1 Наименование изделия: Фартук двусторонний легкий (ХЛ)

1.2.2 Эффективность (ослабляющее свойство), выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее – 0,35 мм.

Примечание: допускается по техническому заданию заказчика изготавливать средства защиты с другим свинцовым эквивалентом, должны соответствовать требованиям ТУ, ГОСТ 31143, образцам эталоном, утвержденным в установленном порядке.

1.2.3 Габаритные размеры, не менее:

- ширина – 65 см,
- длина – 120 см.

Примечание: по требованию заказчика допускается изготовление средств защиты с другими размерами.

1.2.4 Масса изделия – 4,8 кг.

1.2.5 Установленный срок эксплуатации изделия – 24 месяца. По окончании срока службы изделие каждый год проверяется на соответствие требованиям настоящего руководства. В случае соответствия требованиям изделие может эксплуатироваться далее.

1.3 Комплектность.

1.3.1 Фартук двусторонний легкий – 1 шт.

1.3.2 Паспорт и инструкция по эксплуатации – 1 шт.

1.3.3 Вешалка – 1 шт.

1.3.4 Упаковочная коробка – 1 шт.

1.4 Устройство и работа.

1.4.1 Средства защиты изготовлены из рентгенозащитного материала – свинцового винила, по значению Рв эквивалента не содержащего свинца в своем составе. Наружная поверхность изготовлена из ткани с пленочным покрытием, малосудолучная, полиамид 100%.

1.4.2 Применяемые материалы не облагают токсическими и сенсibilизирующими свойствами, то есть не оказывают раздражающего и алергического действия.

1.4.3 Применяемые материалы позволяют проводить дезинфекцию наружных поверхностей 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644.

1.5 Маркировка.

1.5.1 На лейбле (ярлыке), должна быть нанесена следующая информация:

- логотип или товарный знак изготовителя;
- наименование изделия;
- стандартный размер и буквенный символ, соответствующий виду изделия;
- эквивалент по ослаблению, выраженный символом Рв и числовым значением толщ свинца в миллиметрах;
- дата изготовления изделия;

1.6 Упаковка.

1.6 Изделия должны быть упакованы в коробки из высококачественного картона, допускается упаковка в полиэтиленовые, полипропиленовые пакеты ГОСТ 12302.

2. Меры безопасности

2.1 Изделия должны соответствовать требованиям санитарных норм и правил «Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской техники», гигиеническому норматив «Показатели безопасности изделий медицинского назначения, медицинского техники и материалов, применяемых для изготовления», утвержденным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №128 от 16.12.2013.

3. Условия транспортирования и хранения.

3.1 Изделия должны храниться в крытых складах вдали от открытых источников огня.

3.2 Транспортирование изделий осуществляется всеми видами транспорта в соответствии действующими правилами, утвержденными в установленном порядке.

3.3 Средства защиты в упаковке изготовителя следует хранить на складах в один ряд.

4. Гарантия изготовителя.

4.1 Гарантийный срок эксплуатации изделий 12 месяцев со дня приобретения. Гарантийная качества товара распространяется на все составляющие материалы изделия, если иное не предусмотрено договором купли-продажи (п. 3 ст. 440 ГК). При этом гарантийный срок составляющие материалы изделия считается равным гарантийному сроку на основ и начинается теч с даты приобретения с ним. Исключение составляет внутренний материал (винил просвинцованный), подлежащий периодической проверки.

4.2 Гарантийный срок хранения изделий – 12 месяцев со дня изготовления. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

ВНИМАНИЕ!

Средства защиты можно аккуратно чистить дезодорантами и моющими с Ни в коем случае нельзя применять ручную либо машинную стирку.

Директор

Зависимый Е.В.

5. Свидетельство о приеме.

Средство защиты **Фартук двухсторонний легкий (L) Рb 0,35**

наименование изделия

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями
ТУ ВУ 1913104092.001 – 2018 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК.

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

6. Свидетельство об упаковывании.

Средство защиты **Фартук двухсторонний легкий (L) Рb 0,35**

наименование изделия

заводской номер

Упаковано ЧПТУ «Защита здоровья»

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренных в ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

доляность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Приложение: Периодическая проверка защитных свойств материалов.

Дата	Эквивалент по ослаблению	Подпись проверяющего

Дополнительную информацию, а также замечания и пожелания по
усовершенствованию изделия просим сообщить по адресу:

220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 2, пом. 5,
ЧПТУ «Защита здоровья»
тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

ЧПТУ «Защита Здоровья»

Средства защиты персонала и пациентов от рентгеновского

излучения в
медицинской диагностике

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Фартук двухсторонний легкий (L)
Рb 0,35

ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 2, пом. 5,
тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

Настоящая инструкция по эксплуатации является совместным документом (паспорт и инструкция по применению) и предназначена для изучения средств индивидуальной защиты от рентгеновского излучения в медицинской деятельности, в дальнейшем — средства защиты, и правильной их эксплуатации (использования, транспортирования и хранения).

1. Описание и работа средств защиты.

1.1 Назначение изделия

1.2 Фартук двухсторонний легкий предназначен для защиты персонала во время проведения операций под рентгеновским контролем, обеспечивает полную защиту тела со всех сторон, спереди от талии до и голени (ниже колен), включая плечи и кисти, а сзади от лопаток, включая кисти, талию, и до бедер (ниже пояса) при рентгеновских исследованиях и лечении при напряжении рентгеновской трубки до 150 Кв.

Область использования — лечебно-профилактические и медицинские учреждения.

1.2 Технические характеристики.

1.2.1 Наименование изделия: Фартук двухсторонний легкий (Л)

1.2.2 Эффективность (остабиляющее свойство), выраженная в эквиваленте свинцового эквивалента, не менее — 0,35 мм.

Примечание: Допускается по техническому заданию заказчика изготавливать средства защиты с другим свинцовым эквивалентом, должны соответствовать требованиям ТУ, ГОСТ 31114-3, образцам эталонным, утвержденным в установленном порядке.

1.2.3 Измеряемые размеры, не менее:

- ширина — 60 см.

- длина — 110 см.

Примечание: по требованию заказчика допускается изготовление средств защиты с другими размерами.

1.2.4 Масса изделия — 4,6 кг.

1.2.5 Установленный срок эксплуатации изделия — 24 месяца. По окончании срока службы изделие каждый год проверяется на соответствие требованиям настоящего руководства. В случае соответствия требованиям изделие может эксплуатироваться далее.

1.3 Комплектность.

1.3.1 Фартук двухсторонний легкий — 1 шт.

1.3.2 Паспорт и инструкция по эксплуатации — 1 шт.

1.3.3 Вешалка — 1 шт.

1.3.4 Упаковочная коробка — 1 шт.

1.4 Устройство и работа.

1.4.1 Средства защиты изготавливаются из рентгенозащитного материала — свинцового винила, по значению Pb эквивалента не содержащего свинца в своем составе. Наружная поверхность изготовлена из ткани с плетеным покрытием, малотоксичная, полиамид 100%.

Средства защиты окантованы отсоединяемой тесьмой.

1.4.2 Применяемые материалы не обладают токсическими и сенситизирующими свойствами, то есть не оказывают раздражающего и аллергического действия.

1.4.3 Применяемые материалы позволяют проводить дезинфекцию наружных поверхностей 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644.

1.5 Маркировка.

1.5.1 На лейбле (ярлыке) должна быть нанесена следующая информация:

- логотип или товарный знак изготовителя;
- наименование изделия;
- стандартный размер и буквенный символ, соответствующий виду изделия;
- эквивалент по ослаблению, выраженный символом Pb и числовым значением толщины свинца в миллиметрах;
- дата изготовления изделия.

1.6 Упаковка.

1.6 Изделия должны быть упакованы в коробки из высококачественного картона, допускается упаковка в полиэтиленовые, полипропиленовые пакеты ГОСТ 12302.

2. Меры безопасности

2.1 Изделия должны соответствовать требованиям санитарных норм и правил «Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской техники», гигиеническому нормативу «Показатели безопасности изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для изготовления», утвержденным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №128 от 16.12.2013.

3. Условия транспортирования и хранения.

3.1 Изделия должны храниться в крытых складах вдали от открытых источников огня.

3.2 Транспортирование изделий осуществляется всеми видами транспорта в соответствии действующими правилами, утвержденными в установленном порядке.

3.3 Средства защиты в упаковке изготовителя следует хранить на складах в один ряд.

4. Гарантия изготовителя.

4.1 Гарантийный срок эксплуатации изделий 12 месяцев со дня приобретения. Гарантия качества товара распространяется на все составные материалы изделия, если иное не предусмотрено договором купли-продажи (п. 3 ст. 440 ГК). При этом гарантийный срок составляющие материалы изделия считаются равным гарантийному сроку на основное изделие и начинается с ним. Исключением составляет внутренний материал и винил (прошивочный), подлежащий периодической проверке.

4.2 Гарантийный срок хранения изделий — 12 месяцев со дня изготовления.

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

ВНИМАНИЕ!

Средства защиты можно аккуратно чистить дезрастворами и моющими средствами в коем случае нельзя применять ручную либо машинную стирку.



5. Свидетельство о приемке.

Средство защиты **Фартук двухсторонний легкий (М) Рb 0,35**

наименование изделия

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями
ТУ ВУ 1913104092.001 – 2018 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

6. Свидетельство об упаковке/укупке.

Средство защиты **Фартук двухсторонний легкий (М) Рb 0,35**

наименование изделия

заводской номер

Упаковано ЧПТУП «Защита здоровья»

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренных в ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Приложение: Периодическая проверка защитных свойств материалов.

Дата	Эквивалент по ослаблению	Подпись проверяющего

Дополнительную информацию, а также замечания и пожелания по
усовершенствованию изделия просим сообщить по адресу:

220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 2, пом. 5.

ЧПТУП «Защита здоровья» тел./факс: (37517) 369-50-11 369-51-20 369-51-53.

ЧПТУП «Защита Здоровья»

Средства защиты персонала и пациентов от рентгеновского излучения в
медицинской диагностике

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Фартук двухсторонний легкий (М)
Рb 0,35

ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 2, пом. 5,
тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

Настоящая инструкция по эксплуатации является сопроводительным документом (паспорт и инструкция по применению) и предназначена для изучения средств индивидуальной защиты от рентгеновского излучения в медицинской диагностике, в дальнейшем – средства защиты, и правильной их эксплуатации (использования, транспортирования и хранения).

1. Описание и работа средств защиты.

1.1 Назначение изделия

1.2 Фартук двухсторонний детский предназначен для защиты персонала во время проведения операций под рентгеновским контролем, обеспечивает полную защиту тела со всех сторон, спереди от талии до и голени (ниже колен), включая плечи и ключицы, а сзади от лопаток, включая кости таза, ягодицы, и сбоку до бедер (ниже пояса) при рентгеновских исследованиях и лечении при наложении рентгеновской трубки до 150 Кв.

Область использования – лечебно-профилактические и медицинские учреждения.

1.2 Технические характеристики.

1.2.1 Наименование изделия: Фартук двухсторонний детский (М)

1.2.2 Эффективность (ослабляющее свойство), выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее – 0,35 мм.

Примечание: допускается по техническому заданию заказчика изготавливать средства защиты с другим свинцовым эквивалентом, должны соответствовать требованиям ТУ, ГОСТ 31114.3, образцам эталоном, утвержденным в установленном порядке.

1.2.3 Габаритные размеры, не менее:

- ширина – 60 см,
- длина – 100 см.

Примечание: по требованию заказчика допускается изготовление средств защиты с другими размерами.

1.2.4 Масса изделия – 4,4 кг.

1.2.5 Установленный срок эксплуатации изделия – 24 месяца. По окончании срока службы изделие каждый год проверяется на соответствие требованиям настоящего руководства. В случае соответствия требованиям изделие может эксплуатироваться далее.

1.3 Комплектность.

1.3.1 Фартук двухсторонний детский – 1 шт.

1.3.2 Паспорт и инструкция по эксплуатации – 1 шт.

1.3.3 Вешалка – 1 шт.

1.3.4 Упаковочная коробка – 1 шт.

1.4 Устройство и работа.

1.4.1 Средства защиты изготовлены из рентгенозащитного материала – свинцового впитала, по значению Рв эквивалента не содержащего свинца в своем составе. Наружная поверхность изготовлена из ткани с плеточным покрытием, малосодержащая, полиамид 100%.

1.4.2 Применяемые материалы не обладают токсическими и сенсibilизирующими свойствами, то есть не оказывают раздражающего и аллергического действия.

1.4.3 Применяемые материалы позволяют проводить дезинфекцию наружных поверхностей 3%-ым раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644.

1.5 Маркировка.

1.5.1 На лейбле (ярлыке) должна быть нанесена следующая информация:

- логотип или товарный знак изготовителя;
- наименование изделия;
- стандартный размер и буквенный символ, соответствующий виду изделия;
- эквивалент по ослаблению, выраженный символом Рв и числовым значением толщин свинца в миллиметрах;
- дата изготовления изделия;

1.6 Упаковка.

1.6 Изделия должны быть упакованы в коробки из высококачественного картона, допускаются упаковки в полиэтиленовые, полипропиленовые пакеты ГОСТ 12302.

2. Меры безопасности

2.1 Изделия должны соответствовать требованиям санитарных норм и правил «Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской техники», гигиеническому норматив «Показатели безопасности изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для изготовления», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №128 от 16.12.2013.

3. Условия транспортирования и хранения.

3.1 Изделия должны храниться в крытых складах вдали от открытых источников огня.

3.2 Транспортирование изделий осуществляют всеми видами транспорта в соответствии с действующими правилами, утвержденными в установленном порядке.

3.3 Средства защиты в упаковке изготовителя следует хранить на стеллажах в один ряд.

4. Гарантия изготовителя.

4.1 Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня приобретения. Гарантия качества товара распространяется на все составляющие материалы изделия, за исключением случаев, предусмотренных договором купли-продажи (п. 3 ст. 440 ГК). При этом гарантийный срок на составляющие материалы изделия считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинается со дня приобретения. Исключением составляет внутренний материал изделия (винил просвинцованный), подлежащий периодической проверке.

4.2 Гарантийный срок хранения изделий – 12 месяцев со дня изготовления. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

ВНИМАНИЕ!

Средства защиты можно аккуратно чистить дезагрегаторами и моющими средствами. Ни в коем случае нельзя применять ручную либо машинную стирку.



5. Свидетельство о приеме.

Средство защиты Фарук двухсторонний легкий (S) Рв 0,35

наименование изделия

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями
ТУ ВУ 1913104092.001 – 2018 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

6. Свидетельство об упаковывании.

Средство защиты Фарук двухсторонний легкий (S) Рв 0,35

наименование изделия

заводской номер

Упаковано ЧПТУП «Защита здоровья»

наименование и/или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренных в ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Приложение: Периодическая проверка защитных свойств материалов.

Дата	Эквивалент по ослаблению	Подпись проверяющего

Дополнительную информацию, а также замечания и пожелания по усовершенствованию изделия просим сообщать по адресу:

220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 2, пом. 5.

ЧПТУП «Защита здоровья» тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

ЧПТУП «Защита здоровья»

Средства защиты персонала и пациентов от рентгеновского
излучения в
медицинской диагностике

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Фарук двухсторонний легкий (S)

Рв 0,35

ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 2, пом. 5.
тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

Настоящая инструкция по эксплуатации является сопроводительным документом (паспорт и инструкция по применению) и предназначена для изучения средств индивидуальной защиты от рентгеновского излучения в медицинской диагностике, в дальнейшем – средства защиты, и правильной их эксплуатации (использования, транспортирования и хранения).

1. Описание и работа средств защиты.

1.1 Назначение изделия

1.2 Фартук двухсторонний легкий предназначен для защиты персонала во время проведения операций под рентгеновским контролем, обеспечивает полную защиту тела со всех сторон, начиная от тора до и голени (ниже колен), включая плечи и кисти, а сзади от лопаток, включая кости таза, ягодицы, и боку до бедра (ниже пояса) при рентгеновских исследованиях и лечении при наложении рентгеновской трубки до 150 Кв.

Область использования – лечебно-профилактические и медицинские учреждения.

1.2 Технические характеристики.

1.2.1 Наименование изделия: Фартук двухсторонний легкий (S)

1.2.2 Эффективность (ослабляющее свойство), выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее – 0,35 мм.

Примечание: допускается по техническому заданию заказчика изготавливать средства защиты с другим свинцовым эквивалентом, должны соответствовать требованиям ТУ, ГОСТ 31114.3, образцы эталона, утвержденным в установленном порядке.

1.2.3 Габаритные размеры, не менее:
- ширина – 55 см,
- длина – 90 см.

Примечание: по требованию заказчика допускается изготовление средств защиты с другими размерами.

1.2.4 Масса изделия – 4,2 кг.

1.2.5 Установленный срок эксплуатации изделия – 24 месяца. По окончании срока службы изделие каждый год проверяется на соответствие требованиям настоящего руководства. В случае соответствия требованиям изделие может эксплуатироваться далее.

1.3 Комплектность.

1.3.1 Фартук двухсторонний легкий – 1 шт.

1.3.2 Паспорт и инструкция по эксплуатации – 1 шт.

1.3.3 Вешалка – 1 шт.

1.3.4 Упаковочная коробка – 1 шт.

1.4 Устройство и работа.

1.4.1 Средства защиты изготовлены из рентгенозащитного материала – свинцового винила, по значению Pb эквивалента не содержащего свинца в своем составе. Наружная поверхность изготовлена из ткани с плеточным покрытием, малосудачная, полиамид 100%.

1.4.2 Проклеиваемые материалы не обладают токсическими и сенсбилизующими свойствами, то есть не оказывают раздражающего и аллергического действия.

1.4.3 Проклеиваемые материалы позволяют проводить дезинфекцию наружных поверхностей 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644.

1.5 Маркировка.

1.5.1 На левом (внутреннем) боку, должна быть нанесена следующая информация:
- логотип или товарный знак изготовителя;
- наименование изделия;

- стандартный размер и буквенный символ, соответствующий виду изделия;
- эквивалент по ослаблению, выраженный символом Pb и числовым значением толщины свинца в миллиметрах;
- дата изготовления изделия.

1.6 Упаковка.

1.6 Изделия должны быть упакованы в коробки из высококачественного картона, допускается упаковка в полиэтиленовые, полипропиленовые пакеты ГОСТ 12302.

2. Меры безопасности

2.1 Изделия должны соответствовать требованиям санитарных норм и правил «Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской техники», типичному норматив «Показатели безопасности изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для изготовления», утвержденным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №128 от 16.12.2013.

3. Условия транспортирования и хранения.

3.1 Изделия должны храниться в крытых складах вдали от открытых источников огня.
3.2 Транспортирование изделий осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с действующими правилами, утвержденными в установленном порядке.

3.3 Средства защиты в упаковке изготовителя следует хранить на складах в один ряд.

4. Гарантия изготовителя.

4.1 Гарантийный срок эксплуатации изделий 12 месяцев со дня приобретения. Гарантия качества товара распространяется на все составляющие материалы изделия, если иное не предусмотрено договором купли-продажи (п. 3 ст. 440 ГК). При этом гарантийный срок на составляющие материалы изделия считается равным гарантийному сроку на основное изделие (винил проклеиваемый), подлежащий периодической проверке.

4.2 Гарантийный срок хранения изделий – 12 месяцев со дня изготовления. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

ВНИМАНИЕ!

Средства защиты можно аккуратно чистить дезодорантами и моющими средствами. Ни в коем случае нельзя применять ручную либо машинную стирку.



Директор
Зордзьева Е.В.

5. Свидетельство о приёме.

Средство защиты Халат (XXL) Рb 0,35/0,25

наименование изделия

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями
ТУ ВУ 1913104092.001 – 2018 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

6. Свидетельство об упаковке.

Средство защиты Халат (XXL) Рb 0,35/0,25

наименование изделия

заводской номер

Упаковано ЧПТУП «Защита здоровья»

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренных в ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

личность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Приложение: Периодическая проверка защитных свойств материалов.

Дата	Эквивалент по ослаблению	Подпись проверяющего

Дополнительную информацию, а также замечания и пожелания по усовершенствованию изделия просим сообщить по адресу:

220104, г. Минск, ул. Тыlickова, д. 19, корп. 2, пом. 5
ЧПТУП «Защита здоровья»

тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

ЧПТУП «Защита Здоровья»

Средства защиты персонала и пациентов от рентгеновского
излучения в
медицинской диагностике

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Халат (XXL) Рb 0,35/0,25

ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

220104, г. Минск, ул. Тыlickова, д. 19, корп. 2, пом. 5,
тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

Настоящая инструкция по эксплуатации является составным документом (паспорт и инструкция по применению) и предназначена для изучения средств индивидуальной защиты от рентгеновского излучения в медицинском диатомике, в дальнейшем — средства защиты, и правильной их эксплуатации (использования, транспортирования и хранения).

1. Описание и работа средств защиты.

1.1 Назначение изделия

1.2 Халат предназначен для защиты персонала, во время проведения операций под рентгеновским контролем, обеспечивает надежное полное защиту тела со всех сторон, спереди от горла до голени (на 10 см ниже колен), включая плечи и ключицу, а сзади — от лопаток, включая кости таза, бедра и стопы до локтя (не менее 10 см ниже пояса), при рентгеновских исследованиях и лечении при наложении рентгеновской трубки до 150 Кв. Область использования — лечебно-профилактические и медицинские учреждения.

1.2 Технические характеристики.

1.2.1 Наименование изделия: Халат (XXXL)

1.2.2 Эффективность (ослабляющее свойство), выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее — 0,35/0,25 мм.

Примечание: допускается по техническому заданию заказчика изготавливать средства защиты с другим свинцовым эквивалентом, должны соответствовать требованиям ТУ, ГОСТ 31114.3, образцам эталонам, утвержденным в установленном порядке.

1.2.3 Габаритные размеры, не менее:

- ширина — 70 см,
- длина — 130 см.

Примечание: по требованию заказчика допускается изготовление средств защиты с другими размерами.

1.2.4 Масса изделия — 6,6 кг.

1.2.5 Установленный срок эксплуатации изделия — 24 месяца. По окончании срока службы изделие каждый год проверяется на соответствие требованиям настоящего руководства. В случае соответствия требованиям изделие может эксплуатироваться далее.

1.3 Комплектность.

1.3.1 Халат — 1 шт.

1.3.2 Паспорт и инструкция по эксплуатации — 1 шт.

1.3.3 Вешалка — 1 шт.

1.3.4 Упаковочная коробка — 1 шт.

1.4 Устройство и работа.

1.4.1 Средства защиты изготовлены из рентгенозащитного материала — свинцового винила, по назначению Рв эквивалент не содержит свинца в своем составе. Наружная поверхность изготовлена из ткани с плеточным покрытием, малосушающаяся, полиамид 100%.

1.4.2 Промываемые материалы не обладают токсическими и сенсibilизирующими свойствами, то есть, не оказывают раздражающего и аллергического действия.

1.4.3 Промываемые материалы позволяют проводить дезинфекцию наружных поверхностей 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Дотос» по ГОСТ 25644.

1.5 Маркировка.

1.5.1 На лейбле (ярлыке), должны быть нанесены следующие информации:

- логотип или товарный знак изготовителя;
- наименование изделия;
- стандартный размер и буквенный символ, соответствующий виду изделия;
- эквивалент по ослаблению, выраженный символом Рв и числовым значением толщины свинца в миллиметрах;
- дата изготовления изделия;

1.6 Упаковка.

1.6 Изделия должны быть упакованы в коробки из высококачественного картона, допускается упаковка в полиэтиленовые, полипропиленовые пакеты ГОСТ 12302.

2. Меры безопасности

2.1 Изделия должны соответствовать требованиям санитарных норм и правил «Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской техники», гигиеническому норматив «Показатели безопасности изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для изготовления», утвержденным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №128 от 16.12.2013.

3. Условия транспортирования и хранения.

3.1 Изделия должны храниться в крытых складах вдали от открытых источников огня.

3.2 Транспортирование изделий осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с действующими правилами, утвержденными в установленном порядке.

3.3 Средства защиты в упаковке изготовителя следует хранить на складах в один ряд.

4. Гарантия изготовителя.

4.1 Гарантийный срок эксплуатации изделий 12 месяцев со дня приобретения. Гарантия качества товара распространяется на все составляющие материалы изделия, если иное не предусмотрено договором купли-продажи (п. 3 ст. 440 ГК). При этом гарантийный срок на составляющие материалы изделия считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинается с даты приобретения с ним. Исключение составляет внутренний материал изделия (винил провентилированный), подлежащий периодической проверке.

4.2 Гарантийный срок хранения изделий — 12 месяцев со дня изготовления.

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

ВНИМАНИЕ!

Средства защиты можно аккуратно чистить дезагрегаторами и моющими средствами. Ни в коем случае нельзя применять ручную, либо машинную стирку.



Директор
Дулиевич Е.В.

5. Свидетельство о приеме.

Средство защиты **Халат (ХЛ) Рb 0,35/0,25**

наименование изделия

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями
ТУ ВУ 1913104092.001 – 2018 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

6. Свидетельство об упаковке.

Средство защиты **Халат (ХЛ) Рb 0,35/0,25**

наименование изделия

заводской номер

Упаковано ЧПТУП «Защита Здоровья»

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренных в ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Приложение: Периодическая проверка защитных свойств материалов.

Дата	Эквивалент по ослаблению	Подпись проверяющего

Дополнительную информацию, а также замечания и пожелания по
усовершенствованию изделия просим сообщить по адресу:

220104, г. Минск, ул. Дзінькова, д. 19, корп. 2, пом. 5

ЧПТУП «Защита Здоровья»

тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

ЧПТУП «Защита Здоровья»

Средства защиты персонала и пациентов от рентгеновского

излучения в

медицинской диагностике

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Халат (ХЛ) Рb 0,35/0,25

ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

220104, г. Минск, ул. Дзінькова, д. 19, корп. 2, пом. 5,
тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

Настоящая инструкция по эксплуатации является составленным документом (паспорт и инструкция по применению) и предназначена для изучения средств индивидуальной защиты от рентгеновского излучения в медицинской деятельности, в дальнейшем – средства защиты, и правильной их эксплуатации (использования, транспортирования и хранения).

1. Описание и работа средств защиты.

1.1 Назначение изделия

1.2 Халат предназначен для защиты персонала, во время проведения операций под рентгеновским контролем, обеспечивает наиболее полную защиту тела со всех сторон, спереди от талии до голени (на 10 см ниже колена), включая плечи и кисти, а сзади – от лопаток, включая кисти таза, бедра и стопы до лодыжек (не менее 10 см ниже лодыжек), при рентгеновских исследованиях и лечении при наложении рентгеновской трубки до 150 Кв.

1.2 Технические характеристики.

1.2.1 Наименование изделия: Халат (ХЛ)

1.2.2 Эффективность (ослабляющее свойство), выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее – 0,35/0,25 мм.

Примечание: допускается по техническому заданию заказчика изготавливать средства защиты с другим свинцовым эквивалентом, должны соответствовать требованиям ТУ, ГОСТ 31114.3, образцам эталонов, утвержденным в установленном порядке.

1.2.3 Габаритные размеры, не менее:
- ширина – 65 см,
- длина – 120 см.

Примечание: по требованию заказчика, допускается изготовление средств защиты с другими размерами.

1.2.4 Масса изделия – 6,4 кг.

1.2.5 Установленный срок эксплуатации изделия – 24 месяца. По окончании срока службы изделие каждый год проверяется на соответствие требованиям настоящего руководящего документа.

В случае соответствия требованиям изделие может эксплуатироваться далее.

1.3 Комплектность.

1.3.1 Халат – 1 шт.

1.3.2 Паспорт и инструкция по эксплуатации – 1 шт.

1.3.3 Вешалка – 1 шт.

1.3.4 Упаковочная коробка – 1 шт.

1.4 Устройство и работа.

1.4.1 Средства защиты изготовлены из рентгенозащитного материала – свинцового винила, по значению Р_в эквивалента не содержашего свинца в своем составе. Наружная поверхность изготовлена из ткани с плеточным покрытием, малоусадочная, плотностью 100%. Средства защиты окантованы огнестойкой тесьмой.

1.4.2 Применяемые материалы не обладают токсическими и сенситизирующими свойствами, то есть не оказывают раздражающего и аллергического действия.

1.4.3 Применяемые материалы позволяют проводить дезинфекцию наружных поверхностей 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Дипос» по ГОСТ 25644.

1.5 Маркировка.

1.5.1 На лейбле (ярлыке) должна быть нанесена следующая информация:
- логотип или товарный знак изготовителя;

- наименование изделия;
- стандартный размер и буквенный символ, соответствующий виду изделия;
- эквивалент по ослаблению, выраженный символом Р_в и числовым значением толщины свинца в миллиметрах;
- дата изготовления изделия;

1.6 Упаковка.

1.6 Изделия должны быть упакованы в коробки из высококачественного картона, допускается упаковка в полиэтиленовые, полипропиленовые пакеты ГОСТ 12302.

2. Меры безопасности

2.1 Изделия должны соответствовать требованиям санитарных норм и правил «Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской техники», гигиеническому норматив «Показатели безопасности изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для изготовления», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №128 от 16.12.2013.

3. Условия транспортирования и хранения.

3.1 Изделия должны храниться в крытых складах вдали от открытых источников огня.
3.2 Транспортирование изделий осуществляют всеми видами транспорта в соответствии действующими правилами, утвержденными в установленном порядке.

3.3 Средства защиты в упаковке изготовителя служат хранить на складах в один ряд.

4. Гарантия изготовителя.

4.1 Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня приобретения. Гарантия качества товара распространяется на все составляющие материалы изделия, если иное не предусмотрено договором купли-продажи (п. 3 ст. 440 ГК). При этом гарантийный срок на составляющие материалы изделия считается равным гарантийному сроку на основное изделие (винил просвинцованный), подлежащий периодической проверке.

4.2 Гарантийный срок хранения изделий – 12 месяцев со дня изготовления.

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

ВНИМАНИЕ!

Средства защиты можно аккуратно чистить дегтярями и моющими средствами в коем случае нельзя применять ручную либо машинную стирку.



5. Свидетельство о приеме.

Средство защиты **Халат (L) Рb 0,35/0,25**

наименование изделия

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями
ТУ ВУ 1913104092.001 – 2018 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

6. Свидетельство об упаковывании.

Средство защиты **Халат (L) Рb 0,35/0,25**

наименование изделия

заводской номер

Упаковано ЧПТУП «Защита Здоровья»

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренных в ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Приложение: Периодическая проверка защитных свойств материалов.

Дата	Эквивалент по ослаблению	Подпись проверяющего

Дополнительную информацию, а также замечания и пожелания по усовершенствованию изделия просим сообщить по адресу:

220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 2, пом. 5
ЧПТУП «Защита Здоровья»

тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

ЧПТУП «Защита Здоровья»

Средства защиты персонала и пациентов от рентгеновского излучения в медицинской диагностике

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Халат (L) Рb 0,35/0,25

ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 2, пом. 5,
тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

Настоящая инструкция по эксплуатации является сопроводительным документом (паспорт и инструкция по применению) и предназначена для изучения средств индивидуальной защиты от рентгеновского излучения в медицинской диагностике, в дальнейшем – средства защиты, и правильной их эксплуатации (использования, транспортирования и хранения).

1. Описание и работа средств защиты.

1.1 Назначение изделия

1.2 Халат предназначен для защиты персонала, во время проведения операций под рентгеновским контролем, обеспечивает наиболее полную защиту тела со всех сторон, спереди от талии до голени (на 10 см ниже колен), включая плечи и локотки, а сзади – от лопаток, включая кости таза, бедра и спину до пояса (не меньше 10 см ниже пояса), при рентгеновских исследованиях и лечении при напряжении рентгеновской трубки до 150 Кв.

Область использования – лечебно-профилактические и медицинские учреждения.

1.2 Технические характеристики.

1.2.1 Наименование изделия: Халат (1).

1.2.2 Эффективность (ослабляющее свойство), выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее – 0,35/0,25 мм.

Примечание: допускается по техническому заданию заказчика изготавливать средства защиты с другим свинцовым эквивалентом, должны соответствовать требованиям ТУ, ГОСТ 31114.3, образцам эталонным, утвержденным в установленном порядке.

1.2.3 Габаритные размеры, не менее:

- ширина – 60 см,

- длина – 110 см.

Примечание: по требованию заказчика допускается изготовление средств защиты с другими размерами.

1.2.4 Масса изделия – 6,2 кг.

1.2.5 Установленный срок эксплуатации изделия – 24 месяца. По окончании срока службы изделие каждый год проверяется на соответствие требованиям настоящего руководства. В случае соответствия требованиям изделие может эксплуатироваться далее.

1.3 Комплектность.

1.3.1 Халат – 1 шт.

1.3.2 Паспорт и инструкция по эксплуатации – 1 шт.

1.3.3 Вешалка – 1 шт.

1.3.4 Упаковочная коробка – 1 шт.

1.4 Устройство и работа.

1.4.1 Средства защиты изготовлены из рентгенозащитного материала – свинцового вилла, по значению Рв эквивалента не содержащего свинца в своем составе. Наружная поверхность изготовлена из ткани с плеточным покрытием, малопыляющая, полиамид 100%.

1.4.2 Средства защиты окантованы отделочной тесьмой. Средства защиты окантованы отсоединяемыми и сенсориализирующими свойствами, то есть, не оказывая раздражающего и аллергического действия.

1.4.3 Применяемые материалы позволяют проводить дезинфекцию наружных поверхностей 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лютос» по ГОСТ 25644.

1.5 Маркировка.

1.5.1 На лейбле (ярлыке), должна быть нанесена следующая информация:

- логотип или товарный знак изготовителя;
- наименование изделия;
- стандартный размер и буквенный символ, соответствующий виду изделия;
- эквивалент по ослаблению, выраженный символом Рв и числовым значением толщины свинца в миллиметрах;
- дата изготовления изделия;

1.6 Упаковка.

1.6 Изделия должны быть упакованы в коробки из высококачественного картона, допускается упаковка в полиэтиленовые, полипропиленовые пакеты ГОСТ 12302.

2. Меры безопасности

2.1 Изделия должны соответствовать требованиям санитарных норм и правил «Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской техники», типичному норматив «Показатели безопасности изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для изготовления», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №128 от 16.12.2013.

3. Условия транспортирования и хранения.

3.1 Изделия должны храниться в крытых складах вдали от открытых источников огня.

3.2 Транспортирование изделий осуществляется всеми видами транспорта в соответствии действующими правилами, утвержденными в установленном порядке.

3.3 Средства защиты в упаковке изготовителя следует хранить на складах в один ряд.

4. Гарантия изготовителя.

4.1 Гарантийный срок эксплуатации изделий 12 месяцев со дня приобретения. Гарантия качества товара распространяется на все составляющие материалы изделия, если иное не предусмотрено договором купли-продажи (п. 3 ст. 440 ГК). При этом гарантийный срок на составляющие материалы изделия считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинается со дня приобретения, подлежащий периодической проверки.

4.2 Гарантийный срок хранения изделий – 12 месяцев со дня изготовления.

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

ВНИМАНИЕ!

Средства защиты можно аккуратно чистить дезинфекторами и моющими средствами. Ни в коем случае нельзя применять ручную либо машинную стирку.



5. Свидетельство о приёме.

Средство защиты **Халат (М) Рв 0,35/0,25**

наименование изделия

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями
ТУ ВУ 1913104092.001 – 2018 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

6. Свидетельство об упаковке.

Средство защиты **Халат (М) Рв 0,35/0,25**

наименование изделия

заводской номер

Упаковано ЧПТУП «Защита здоровья»

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренных в ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Приложение: Периодическая проверка защитных свойств материалов.

Дата	Эквивалент по ослаблению	Подпись проверяющего

Дополнительную информацию, а также замечания и пожелания по
усовершенствованию изделия просим сообщить по адресу:

220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 2, пом. 5
ЧПТУП «Защита здоровья»

тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

ЧПТУП «Защита Здоровья»

Средства защиты персонала и пациентов от рентгеновского
излучения в
медицинской диагностике

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Халат (М) Рв 0,35/0,25

ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 2, пом. 5,
тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

Настоящая инструкция по эксплуатации является сопроводительным документом (паспорт и инструкция по применению) и предназначена для изучения средств индивидуальной защиты от рентгеновского излучения в медицинской деятельности, в дальнейшем – средства защиты, и (правильной их эксплуатации (использования, транспортирования и хранения).

1. Описание и работа средств защиты.

1.1 Назначение изделия

1.2 Халат предназначен для защиты персонала, во время проведения операций под рентгеновским контролем, обеспечивает наиболее полную защиту тела со всех сторон, спереди от горла до голени (на 10 см ниже колена), включая плечи и локотки, а сзади – от лопаток, включая кости таза, бедра и боку до пояса (не меньше 10 см ниже пояса), при рентгеновских исследованиях и лечении при напряжении рентгеновской трубки до 150 Кв.

Область использования – лечебно-профилактические и медицинские учреждения.

1.2 Технические характеристики.

1.2.1 Наименование изделия: Халат (М)

1.2.2 Эффективность (ослабляющее свойство), выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее – 0,35/0,25 мм.

Примечание: допускается по техническому заданию заказчика изготавливать средства защиты с другим свинцовым эквивалентом, должны соответствовать требованиям ТУ, ГОСТ 31114.3, образцам эталона, утвержденным в установленном порядке.

1.2.3 Габаритные размеры, не менее:

- ширина – 60 см,
- длина – 100 см.

Примечание: по требованию заказчика допускается изготовление средств защиты с другими размерами.

1.2.4 Масса изделия – 6,0 кг.

1.2.5 Установленный срок эксплуатации изделия – 24 месяца. По окончании срока службы изделие каждый год проверяется на соответствие требованиям настоящего руководства. В случае соответствия требованиям изделие может эксплуатироваться далее.

1.3 Комплектность.

1.3.1 Халат – 1 шт.

1.3.2 Паспорт и инструкция по эксплуатации – 1 шт.

1.3.3 Вешалка – 1 шт.

1.3.4 Упаковочная коробка – 1 шт.

1.4 Устройство и работа.

1.4.1 Средства защиты изготовлены из рентгенозащитного материала – свинцового винила, по назначению Рb эквивалента не содержащего свинца в своем составе. Наружная поверхность изготовлена из ткани с пленочным покрытием, малоусадочная, полиamid 100%.

1.4.2 Применяемые материалы не обладают токсическими и сенсобилизующими свойствами, то есть не оказывают раздражающего и аллергического действия.

1.4.3 Применяемые материалы позволяют проводить дезинфекцию наружных поверхностей 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Детол» по ГОСТ 25644.

1.5 Маркировка.

1.5.1 На ярлыке (ярлыке) должна быть нанесена следующая информация:

- логотип или товарный знак изготовителя;
- наименование изделия;
- стандартный размер и буквенный символ, соответствующий виду изделия;
- эквивалент по ослаблению, выраженный символом Рb и числовым значением толщины свинца в миллиметрах;
- дата изготовления изделия;

1.6 Упаковка.

1.6 Изделия должны быть упакованы в коробки из высококачественного картона, допускается упаковка в полиэтиленовые, полипропиленовые пакеты ГОСТ 12302.

2. Меры безопасности

2.1 Изделия должны соответствовать требованиям санитарных норм и правил «Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской техники», гигиеническому норматив «Показатели безопасности изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для изготовления», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №128 от 16.12.2013.

3. Условия транспортирования и хранения.

3.1 Изделия должны храниться в крытых складах вдали от открытых источников огня.

3.2 Транспортирование изделий осуществляется всеми видами транспорта в соответствии действующими правилами, утвержденными в установленном порядке.

3.3 Средства защиты в упаковке изготовителя следует хранить на складах в один ряд.

4. Гарантии изготовителя.

4.1 Гарантийный срок эксплуатации изделий 12 месяцев со дня приобретения. Гарантия качества товара распространяется на все составляющие материалы изделия, если внос не предусмотрено договором купли-продажи (п. 3 ст. 440 ГК). При этом гарантийный срок на составляющие материалы изделия считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинается теч. одновременно с ним. Исключение составляет внутренняя материя изделия (винил просвинцованный), подлежащий периодической проверке.

4.2. Гарантийный срок хранения изделий – 12 месяцев со дня изготовления.

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

ВНИМАНИЕ!

Средства защиты можно аккурратно чистить дегтярями и моющими средствами. Ни в коем случае нельзя применять ручную либо машинную стирку.



5. Свидетельство о приеме.

Средство защиты **Халат (S) Рb 0,35/0,25**

наименование изделия

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями
ТУ ВУ 1913104092.001 – 2018 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

6. Свидетельство об упаковывании.

Средство защиты **Халат (S) Рb 0,35/0,25**

наименование изделия

заводской номер

Упаковано ЧПТУП «Защита здоровья»

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренных в ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Примечание: Периодическая проверка защитных свойств материалов.

Дата	Эквивалент по ослаблению	Подпись проверяющего

Дополнительную информацию, а также замечания и пожелания по
усовершенствованию изделия просим сообщить по адресу:

220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 2, пом. 5

ЧПТУП «Защита здоровья»

тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

ЧПТУП «Защита здоровья»

Средства защиты персонала и пациентов от рентгеновского
излучения в
медицинской диагностике

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Халат (S) Рb 0,35/0,25

ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 2, пом. 5,
тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

Настоящая инструкция по эксплуатации является совместным документом (паспорт и инструкция по применению) и предназначается для изучения средств индивидуальной защиты от рентгеновского излучения в медицинской диагностике, в дальнейшем – средства защиты, и правильной их эксплуатации (использования, транспортирования и хранения).

1. Описание и работа средств защиты.

1.1 Назначение изделия

1.2 Халат предназначен для защиты персонала, во время проведения операций под рентгеновским контролем, обеспечивает наиболее полную защиту тела со всех сторон, спереди от талии до головы (на 10 см ниже колен), включая шею и ключицу, а также – от локотков, включая кисти рук, бедра и стопы до пояса (не меньше 10 см ниже пояса), при рентгеновских исследованиях и лечении при надрывах рентгеновской трубки до 150 Кв.

Область использования – лечебно-профилактические и медицинские учреждения.

1.2 Технические характеристики.

1.2.1 Наименование изделия: Халат (S)

1.2.2 Эффективность (ослабляющее свойство), выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее – 0,35/0,25 мм.

Примечание: допускается по техническому заданию заказчика изготавливать средства защиты с другим свинцовым эквивалентом, должны соответствовать требованиям ТУ, ГОСТ 31114.3, образцам эталонам, утвержденным в установленном порядке.

1.2.3 Габаритные размеры, не менее:

- ширина – 55 см,
- длина – 90 см.

Примечание: по требованию заказчика, допускается изготовление средств защиты с другими размерами.

1.2.4 Масса изделия – 5,8 кг.

1.2.5 Установленный срок эксплуатации изделия – 24 месяца. По окончании срока службы изделие каждой год проверяется на соответствие требованиям паспорта руководства. В случае соответствия требованиям изделие может эксплуатироваться далее.

1.3 Комплектность.

1.3.1 Халат – 1 шт.

1.3.2 Паспорт и инструкция по эксплуатации – 1 шт.

1.3.3 Вешалка – 1 шт.

1.3.4 Упаковочная коробка – 1 шт.

1.4 Устройство и работа.

1.4.1 Средства защиты изготовлены из рентгенозащитного материала – свинцового винила, по значению Рb эквивалента не содержашего свинца в своем составе. Наружная поверхность изготовлена из ткани с плеточным покрытием, малолугущая, плотная, плотность 100%.

1.4.2 Применяемые материалы не обладают токсическими и сенсibiliзирующими свойствами, то есть не оказывают раздражающего и аллергического действия.

1.4.3 Применяемые материалы позволяют проводить дезинфекцию наружных поверхностей 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644.

1.5 Маркировка.

1.5.1 На лейбле (ярлыке) должна быть нанесена следующая информация:

- логотип или товарный знак изготовителя;
- наименование изделия;
- стандартный размер и буквенный символ, соответствующий виду изделия;
- эквивалент по ослаблению, выраженный символом Рb и числовым значением толщины свинца в миллиметрах;
- дата изготовления изделия;

1.6 Упаковка.

1.6 Изделия должны быть упакованы в коробки из высококачественного картона, допускается упаковка в полиэтиленовые, полипропиленовые пакеты ГОСТ 12302.

2. Меры безопасности

2.1 Изделия должны соответствовать требованиям санитарных норм и правил «Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской техники», гигиеническому норматив «Показатели безопасности изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для изготовления», утвержденным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №128 от 16.12.2013.

3. Условия транспортирования и хранения.

3.1 Изделия должны храниться в крытых складах вдали от открытых источников огня.

3.2 Транспортирование изделий осуществляются всеми видами транспорта в соответствии с действующими правилами, утвержденными в установленном порядке.

3.3 Средства защиты в упаковке изготовителя следует хранить на складах в один ряд.

4. Гарантия изготовителя.

4.1 Гарантийный срок эксплуатации изделий 12 месяцев со дня приобретения. Гарантия качества товара распространяется на все составляющие материалы изделия, если иное не предусмотрено договором купли-продажи (п. 3 ст. 440 ГК). При этом гарантийный срок на составляющие материалы изделия считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинается с даты его приобретения. Исключение составляет внутренний материал изделия (внутренняя прослойка), подлежащий периодической проверке.

4.2 Гарантийный срок хранения изделий – 12 месяцев со дня изготовления.

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

ВНИМАНИЕ!

Средства защиты можно аккуратно чистить дезагрегатами и моющими средствами. Ни в коем случае нельзя применять ручную или машинную стирку.

Директор
Завод
Дилевич Е.В.

5. Свидетельство о приеме.

Средство защиты **Шапочка Рb 0,35**

наименование изделия

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями
ТУ ВУ 1913104092.001 – 2018 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

6. Свидетельство об упаковывании.

Средство защиты **Шапочка Рb 0,35**

наименование изделия

заводской номер

Упаковано ЧПТУП «Защита здоровья»

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренных в ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

личность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Приложение: Периодическая проверка защитных свойств материалов.

Дата	Эквивалент по ослаблению	Подпись проверяющего

Дополнительную информацию, а также замечания и пожелания по
усовершенствованию изделия просим сообщить по адресу:

220104, г. Минск, ул. Дзержинская, д. 19, корп. 2, пом. 5

ЧПТУП «Защита здоровья»

тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

ЧПТУП «Защита здоровья»

Средства защиты персонала и пациентов от рентгеновского
излучения в
медицинской диагностике

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Шапочка Рb 0,35

ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

220104, г. Минск, ул. Дзержинская, д. 19, корп. 2, пом. 5,
тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

Настоящая инструкция по эксплуатации является официальным документом (паспорт и инструкция по применению) и предназначена для изучения средств индивидуальной защиты от рентгеновского излучения в медицинской деятельности, в дальнейшем – средства защиты, и правильной их эксплуатации (использования, транспортирования и хранения).

1. Описание и работа средств защиты.

1.1 Назначение изделия

1.2 Шапочка для защиты области головы врача при исследованиях, связанных с большой радиационной нагрузкой при наложении рентгеновской трубки до 150 Кв.

Область использования – лечебно-профилактические и медицинские учреждения.

1.2 Технические характеристики.

1.2.1 Наименование изделия: Шапочка

1.2.2 Эффективность (ослабляющее свойство), выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее – 0,35 мм.

Примечание: допускается по техническому заданию заказчика изготавливать средства защиты с другим свинцовым эквивалентом, должны соответствовать требованиям ТУ, ГОСТ 31114.3, образцам эталонам, утвержденным в установленном порядке.

1.2.3 Габаритные размеры, не менее:

- ширина – 17,5 см,

- длина – 27,2 см.

Примечание: по требованию заказчика допускается изготовление средств защиты с другими размерами.

1.2.4 Масса изделия – 0,6 кг.

1.2.5 Установленный срок эксплуатации изделия – 24 месяца. По окончании срока службы изделие каждый год проверяется на соответствие требованиям настоящего руководства. В случае соответствия требованиям изделие может эксплуатироваться далее.

1.3 Комплектность.

1.3.1 Шапочка – 1 шт.

1.3.2 Паспорт и инструкция по эксплуатации – 1 шт.

1.3.3 Упаковочная коробка – 1 шт.

1.4 Устройство и работа.

1.4.1 Средства защиты изготовлены из рентгенозащитного материала – свинцового винила, по значению Рв эквивалента не содержавшего свинца в своем составе. Наружная поверхность изготовлена из ткани с пленочным покрытием, малодосягаемая, помпала 100%.

1.4.2 Средства защиты окантованы отделочной тесьмой.

1.4.3 Применяемые материалы не обладают токсическими и сенсibiliзирующими свойствами, то есть не оказывают раздражающего и аллергического действия.

1.4.3 Применяемые материалы позволяют проводить дезинфекцию наружных поверхностей 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644.

1.5 Маркировка.

1.5.1 На лобике (фронтале) должна быть нанесена следующая информация:

- логотип или товарный знак изготовителя;
- наименование изделия;
- стандартный размер и буквенный символ, соответствующий виду изделия;
- эквивалент по ослаблению, выраженный символом Рв и числовым значением т
- свинца в миллиметрах;
- дата изготовления изделия;

1.6 Упаковка.

1.6 Изделия должны быть упакованы в коробки из высококачественного картона, допускается упаковка в полиэтиленовые, полипропиленовые пакеты, ГОСТ 1233.

2. Меры безопасности

2.1 Изделия должны соответствовать требованиям санитарных норм и правил «Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской техники», гигиеническому норматив «Показатели безопасности изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для изготовления», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №128 от 16.12.2013.

3. Условия транспортирования и хранения.

3.1 Изделия должны храниться в крытых складах вдали от открытых источников тепла.

3.2 Транспортирование изделий осуществляется всеми видами транспорта в соответствии действующими правилами, утвержденными в установленном порядке.

3.3 Средства защиты в упаковке изготовителя следует хранить на складах в о

4. Гарантия изготовителя.

4.1 Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня приобретения. Гарантия качества товара распространяется на все составляющие материалы изделия, если иное предусмотрено договором купли-продажи (п. 3 ст. 440 ГК). При этом гарантийный срок составляющие материалы изделия считаются равным гарантийному сроку на основное изделие и начинается с даты изготовления. Исключение составляет внутренний материал (винил просвечиваемый), подлежащий периодической проверке.

4.2 Гарантийный срок хранения изделия – 12 месяцев со дня изготовления. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

ВНИМАНИЕ!

Средства защиты можно аккуратно чистить дезинфекторами и моющими средствами. Ни в коем случае нельзя применять ручную или машинную стирку.



5. Свидетельство о приеме.

Средство защиты Юбка детская (SS) Рb 0,35/0,25

наименование изделия

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями
ТУ ВУ 1913104092.001 – 2018 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

6. Свидетельство об упаковывании.

Средство защиты Юбка детская (SS) Рb 0,35/0,25

наименование изделия

заводской номер

Упаковано ЧПТУП «Защита здоровья»

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренных в ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Приложение: Периодическая проверка защитных свойств материалов.

Дата	Эквивалент по ослаблению	Подпись проверяющего

Дополнительную информацию, а также замечания и пожелания по
усовершенствованию изделия просим сообщить по адресу:

220104, г. Минск, ул. Дзержинская, д. 19, корп. 2, пом. 5

ЧПТУП «Защита здоровья»

тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

ЧПТУП «Защита здоровья»

Средства защиты персонала и пациентов от рентгеновского
излучения в
медицинской диагностике

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Юбка детская (SS) Рb 0,35/0,25

ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

220104, г. Минск, ул. Дзержинская, д. 19, корп. 2, пом. 5,
тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

Исходящая инструкция по эксплуатации является совмещенным документом (паспорт и инструкция по применению) и предназначена для изучения средств индивидуальной защиты от рентгеновского излучения в медицинской диагностике, в дальнейшем – средства защиты, и правильной их эксплуатации (использования, транспортирования и хранения).

1. Описание и работа средств защиты.

1.1 Назначение изделия

- 1.2 Юбка легкая предназначена для защиты детей со всех сторон в области таза и костей таза, при рентгеновских исследованиях и лечении при направлении рентгеновской трубки до 150 кв.

Область использования – лечебно-профилактические и медицинские учреждения.

1.2 Технические характеристики.

- 1.2.1 Наименование изделия: Юбка легкая (SS)

- 1.2.2 Эффективность (ослабляющее свойство), выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее – 0,35/0,25 мм.

Примечание: допускается по техническому заданию заказчика изготавливать средства защиты с другим свинцовым эквивалентом, должны соответствовать требованиям ТУ, ГОСТ 31114.3, образцам эталонов, утвержденным в установленном порядке.

- 1.2.3 Габаритные размеры, не менее:
- ширина – 40 см,
- длина – 43 см.

Примечание: по требованию заказчика допускается изготовление средств защиты с другими размерами.

- 1.2.4 Масса изделия – 2,1 кг.

- 1.2.5 Установленный срок эксплуатации изделия – 24 месяца. По окончании срока службы изделие каждый год проверяется на соответствие требованиям действующего руководства.

В случае соответствия требованиям изделие может эксплуатироваться далее.

1.3 Комплектность.

- 1.3.1 Юбка легкая – 1 шт.

- 1.3.2 Паспорт и инструкция по эксплуатации – 1 шт.

- 1.3.3 Вешалка – 1 шт.

- 1.3.4 Упаковочная коробка – 1 шт.

1.4 Устройство и работа.

- 1.4.1 Средства защиты изготовлены из рентгенозащитного материала – свинцового вивила, по значению Рв эквивалента не содержащего свинца в своем составе. Наружная поверхность изготовлена из ткани с пеночным покрытием, малосушащая, полиамид 100%.

- 1.4.2 Применяемые материалы не обладают токсическими и сенситизирующими свойствами, то есть не оказывают раздражающего и аллергического действия.

- 1.4.3 Применяемые материалы позволяют проводить дезинфекцию наружных поверхностей 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Долос» по ГОСТ 25644.

1.5 Маркировка.

- 1.5.1 На этикетке (ярлыке), должна быть нанесена следующая информация:
- логотип или товарный знак изготовителя;
- наименование изделия;

- стандартный размер и буквенный символ, соответствующий виду изделия;

- эквивалент по ослаблению, выраженный символом Рв и числовым значением тошпин

- свинца в миллиметрах;

- дата изготовления изделия;

1.6 Упаковка.

- 1.6 Изделия должны быть упакованы в коробки из высококачественного картона, допускается упаковка в полиэтиленовые, полипропиленовые пакеты ГОСТ 12302.

2. Меры безопасности

- 2.1 Изделия должны соответствовать требованиям санитарных норм и правил «Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской техники», гигиеническому норматив «Показатели безопасности изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для изготовления», утвержденным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №128 от 16.12.2013.

3. Условия транспортирования и хранения.

- 3.1 Изделия должны храниться в крытых складах вдали от открытых источников огня.
- 3.2 Транспортирование изделий осуществляют всеми видами транспорта в соответствии с действующими правилами, утвержденными в установленном порядке.
- 3.3 Средства защиты в упаковке изготовителя следует хранить на складах в один ряд.

4. Гарантия изготовителя.

4.1 Гарантийный срок эксплуатации изделий 12 месяцев со дня приобретения. Гарантия качества товара распространяется на все составляющие материалы изделия, если иное не предусмотрено договором купли-продажи (п. 3 ст. 440 ГК). При этом гарантийный срок на составляющие материалы изделия считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинается с даты его приобретения. Исключение составляет внутренний материал изделия (вивил просвинцованный), подлежащий периодической проверке.

4.2 Гарантийный срок хранения изделий – 12 месяцев со дня изготовления.

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

ВНИМАНИЕ!

Средства защиты можно аккуратно чистить дегтярями и моющими средствами. Ни в коем случае нельзя применять ручную либо машинную стирку.

Директор

Заведующий
Луксем Е.В.

5. Свидетельство о приеме.

Средство защиты Юбка (S) Рb 0,35/0,25

наименование изделия

серийный номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями
ТУ ВУ 1913104092.001 – 2018 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

6. Свидетельство об упаковке/упаковании.

Средство защиты Юбка (S) Рb 0,35/0,25

наименование изделия

заводской номер

Упаковано ЧПТУП «Защита Здоровья»

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренных в ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Приложение: Периодическая проверка защитных свойств материалов.

Дата	Эквивалент по ослаблению	Подпись проверяющего

Дополнительную информацию, а также замечания и пожелания по
усовершенствованию изделия просим сообщить по адресу:

220104, г. Минск, ул. Дзінькова, д. 19, корп. 2, пом. 5

ЧПТУП «Защита здоровья»

тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

ЧПТУП «Защита Здоровья»

Средства защиты персонала и пациентов от рентгеновского
излучения в
медицинской диагностике

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Юбка защитная (S) Рb 0,35/0,25

ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

220104, г. Минск, ул. Дзінькова, д. 19, корп. 2, пом. 5,
тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

Настоящая инструкция по эксплуатации является совмещенным документом (паспорт и инструкция по применению) и предназначена для изучения средств индивидуальной защиты от рентгеновского излучения в медицинской диагностике, в дальнейшем — средства защиты, и правильной их эксплуатации (использования, транспортирования и хранения).

1. Описание и работа средств защиты.

1.1 Назначение изделия

1.2 Юбка предназначена для защиты со всех сторон в области талии и костей таза, при рентгеновских исследованиях и лечении при напряжении рентгеновской трубки до 150 Кв. Обязать использования — лечебно-профилактические и медицинские учреждения.

1.2 Технические характеристики.

1.2.1 Наименование изделия: Юбка (S)

1.2.2 Эффективность (ослабляющее свойство), выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее — 0,35/0,25 мм.

Примечание: допускается по техническому заданию заказчика изготавливать средства защиты с другим свинцовым эквивалентом, должны соответствовать требованиям ТУ, ГОСТ 31114.3, образцам эталонов, утвержденным в установленном порядке.

1.2.3 Габаритные размеры, не менее:

- ширина — 45 см,

- длина — 55 см.

Примечание: по требованию заказчика допускается изготовление средств защиты с другими размерами.

1.2.4 Масса изделия — 2,6 кг.

1.2.5 Установленный срок эксплуатации изделия — 24 месяца. По окончании срока службы изделие каждый год проверяется на соответствие требованиям настоящего руководства. В случае соответствия требованиям изделие может эксплуатироваться далее.

1.3 Комплектность.

1.3.1 Юбка — 1 шт.

1.3.2 Паспорт и инструкция по эксплуатации — 1 шт.

1.3.3 Вешалка — 1 шт.

1.3.4 Упаковочная коробка — 1 шт.

1.4 Устройство и работа.

1.4.1 Средства защиты изготовлены из рентгенозащитного материала — свинцового винила, по значению Pb эквивалента не содержащего свинца в своем составе. Наружная поверхность изготовлена из ткани с плеточным покрытием, малоусадочная, полиамидная 100%.

1.4.2 Применяемые материалы не обладают токсическими и сенситизирующими свойствами, то есть не оказывают раздражающего и аллергического действия.

1.4.3 Применяемые материалы позволяют проводить дезинфекцию наружных поверхностей 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Джотос» по ГОСТ 25644.

1.5 Маркировка.

- 1.5.1 На юбке (футлике) должна быть нанесена следующая информация:
- логотип или товарный знак изготовителя;
 - наименование изделия;
 - стандартный размер и буквенный символ, соответствующий виду изделия;
 - эквивалент по ослаблению, выраженный символом Pb и числовым значением толщин свинца в миллиметрах;
 - дата изготовления изделия;

1.6 Упаковка.

1.6 Изделия должны быть упакованы в коробки из высококачественного картона, допускается упаковка в полиэтиленовые, полипропиленовые пакеты ГОСТ 12302.

2. Меры безопасности

2.1 Изделия должны соответствовать требованиям санитарных норм и правил «Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской техники», гигиеническому норматив «Показатели безопасности изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для изготовления», утвержденным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №128 от 16.12.2013.

3. Условия транспортирования и хранения.

3.1 Изделия должны храниться в крытых складах, удаленных от открытых источников огня.

3.2 Транспортирование изделий осуществляют всеми видами транспорта в соответствии с действующими правилами, утвержденными в установленном порядке.

3.3 Средства защиты в упаковке изготовителя следует хранить на складах в один ряд.

4. Гарантия изготовителя.

4.1 Гарантийный срок эксплуатации изделий 12 месяцев со дня приобретения. Гарантия качества товара распространяется на все составляющие материалы изделия, если иное не предусмотрено договором купли-продажи (п. 3 ст. 440 ГК). При этом гарантийный срок на составляющие материалы изделия считается равным гарантийному сроку на основное изделие (винил провешиваний), подлежащий периодической проверке.

4.2. Гарантийный срок хранения изделий — 12 месяцев со дня изготовления. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

ВНИМАНИЕ!

Средства защиты можно аккредитовать чистить дезрастворами и моющими средствами. Ни в коем случае нельзя применять ручную либо машинную стирку.



5. Свидетельство о приеме.

Средство защиты Юбка (М) Рв 0,35/0,25

наименование изделия

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями
ТУ ВУ 1913.104092.001 – 2018 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

6. Свидетельство об упаковке.

Средство защиты Юбка (М) Рв 0,35/0,25

наименование изделия

заводской номер

Упаковано ЧПТУП «Защита здоровья»

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренных в ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Приложение: Периодическая проверка защитных свойств материалов.

Дата	Эквивалент по ослаблению	Подпись проверяющего

Дополнительную информацию, а также замечания и предложения по усовершенствованию изделия просим сообщить по адресу:

220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 2, пом. 5

ЧПТУП «Защита здоровья»

тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

ЧПТУП «Защита Здоровья»

Средства защиты персонала и пациентов от рентгеновского
излучения в
медицинской диагностике

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Юбка (М) Рв 0,35/0,25

ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 2, пом. 5,
тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

Настоящая инструкция по эксплуатации является совмещенным документом (паспорт и инструкция по применению) и предназначена для изучения средств индивидуальной защиты от рентгеновского излучения в медицинской диагностике, в дальнейшем – средства защиты, и правильной их эксплуатации (использования, транспортирования и хранения).

1. Описание и работа средств защиты.

1.1 Назначение изделия

1.2 Юбка предназначена для защиты со всех сторон в области талии и костей таза, при рентгеновских исследованиях и лечении при наложении рентгеновской трубки до 150 Кв. Область использования – лечебно-профилактические и медицинские учреждения.

1.2 Технические характеристики.

1.2.1 Наименование изделия: Юбка (М)

1.2.2 Эффективность (ослабляющее свойство), выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее – 0,35/0,25 мм.

Примечание: допускается по техническому заданию заказчика изготавливать средства защиты с другим свинцовым эквивалентом, должны соответствовать требованиям ТУ, ГОСТ 31114.3, образцам эталона, утвержденным в установленном порядке.

1.2.3 Габаритные размеры, не менее:

- ширина – 50 см,

- длина – 60 см.

Примечание: по требованию заказчика допускается изготовление средств защиты с другими размерами.

1.2.4 Масса изделия – 2,8 кг.

1.2.5 Установленный срок эксплуатации изделия – 24 месяца. По окончании срока службы изделие каждый год проверяется на соответствие требованиям настоящего руководства. В случае соответствия требованиям изделие может эксплуатироваться далее.

1.3 Комплектность.

1.3.1 Юбка – 1 шт.

1.3.2 Паспорт и инструкция по эксплуатации – 1 шт.

1.3.3 Вешалка – 1 шт.

1.3.4 Упаковочная коробка – 1 шт.

1.4 Устройство и работа.

1.4.1 Средства защиты изготовлены из рентгенозащитного материала – свинцового винила, по значению Рв эквивалента не содержащего свинца в своем составе. Наружная поверхность изготовлена из ткани с плеточным покрытием, малосудачная, плотная, 100%. Средства защиты окантованы отсеченной тесьмой.

1.4.2 Применяемые материалы не обладают токсическими и сенсibilизирующими свойствами, то есть не оказывают раздражающего и аллергического действия.

1.4.3 Применяемые материалы позволяют проводить дезинфекцию наружных поверхностей 3%-ым раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644.

1.5 Маркировка.

1.5.1 На лейбле (ярлыке) должна быть нанесена следующая информация:

- логотип или товарный знак изготовителя;
- наименование изделия;
- стандартный размер и буквенный символ, соответствующий виду изделия;
- эквивалент по ослаблению, выраженный символом Рв и числовым значением толщины свинца в миллиметрах;
- дата изготовления изделия;

1.6 Упаковка.

1.6 Изделия должны быть упакованы в коробки из высококачественного картона, допускается упаковка в полиэтиленовые, полипропиленовые пакеты ГОСТ 12302.

2. Меры безопасности

2.1 Изделия должны соответствовать требованиям санитарных норм и правил «Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской техники», гигиеническому норматив «Показатели безопасности изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для изготовления», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №128 от 16.12.2013.

3. Условия транспортирования и хранения.

3.1 Изделия должны храниться в крытых складах вдали от открытых источников огня.

3.2 Транспортирование изделий осуществляют всеми видами транспорта в соответствии с действующими правилами, утвержденными в установленном порядке.

3.3 Средства защиты в упаковке изготовителя следует хранить на складах в один ряд.

4. Гарантия изготовителя.

4.1 Гарантийный срок эксплуатации изделий 12 месяцев со дня приобретения. Гарантия качества товара распространяется на все составляющие материалы изделия, если иное не предусмотрено договором купли-продажи (п. 3 ст. 440 ГК). При этом гарантийный срок на составленные материалы изделия считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинается течь одновременно с ним. Исключение составляет внутренний материал изделия (винил просвинцованный), подлежащий периодической проверке.

4.2 Гарантийный срок хранения изделий – 12 месяцев со дня изготовления.

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

ВНИМАНИЕ!

Средства защиты можно аккуратно чистить дезагрегатами и моющими средствами. Ни в коем случае нельзя применять ручную либо машинную стирку.



5. Свидетельство о приёме.

Средство защиты Юбка (L) Рb 0,35/0,25

наименование изделия

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями
ТУ ВУ 1913104092.001 – 2018 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

6. Свидетельство об упаковке.

Средство защиты Юбка (L) Рb 0,35/0,25

наименование изделия

заводской номер

Упаковано ЧПТУП «Защита здоровья»

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренных в ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Приложение: Периодическая проверка защитных свойств материалов.

Дата	Эквивалент по ослаблению	Подпись проверяющего

Дополнительную информацию, а также замечания и пожелания по
усовершенствованию изделия просим сообщить по адресу:

220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 2, пом. 5

ЧПТУП «Защита здоровья»

тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

ЧПТУП «Защита Здоровья»

Средства защиты персонала и пациентов от рентгеновского
излучения в
медицинской диагностике

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Юбка (L) Рb 0,35/0,25

ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 2, пом. 5,
тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

Настоящая инструкция по эксплуатации является основным документом (паспорт и инструкция по применению) и предназначена для изучения средств индивидуальной защиты от рентгеновского излучения в медицинской диагностике, и дальнейшим — средства защиты, и правильной их эксплуатации (использования, транспортирования и хранения).

1. Описание и работа средств защиты.

1.1 Назначение изделия

1.2 Юбка предназначена для защиты со всех сторон в области талии и костей таза, при рентгеновских исследованиях и лечении при напряжении рентгеновской трубки до 150 Кв. Область использования — лечебно-профилактические и медицинские учреждения.

1.2 Технические характеристики.

1.2.1 Назначение изделия. Юбка (1)

1.2.2 Эффективность (ослабляющее свойство), выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее — 0,35/0,25 мм.

Примечание: допускается по техническому заданию заказчика изготавливать средства защиты с другим свинцовым эквивалентом, должны соответствовать требованиям ТУ, ГОСТ 31114.3, образцам эталона, утвержденным в установленном порядке.

1.2.3 Габаритные размеры, не менее:

- ширина — 55 см,
- длина — 65 см.

Примечание: по требованию заказчика допускается изготовление средств защиты с другими размерами.

1.2.4 Масса изделия — 3,0 кг.

1.2.5 Установленный срок эксплуатации изделия — 24 месяца. По окончании срока службы изделие каждый год проверяется на соответствие требованиям настоящего руководства. В случае соответствия требованиям изделие может эксплуатироваться далее.

1.3 Комплектность.

1.3.1 Юбка — 1 шт.

1.3.2 Паспорт и инструкция по эксплуатации — 1 шт.

1.3.3 Вешалка — 1 шт.

1.3.4 Упаковочная коробка — 1 шт.

1.4 Устройство и работа.

1.4.1 Средства защиты изготовлены из рентгенозащитного материала — свинцового винила, по назначению Рв эквивалента не содержащего свинца в своем составе. Наружная поверхность изготовлена из ткани с пленочным покрытием, малодоходная, полиамид 100%.

Средства защиты окантованы отсоединяемой тесьмой.

1.4.2 Промежуточные материалы не обладают токсическими и сенсibilизирующими свойствами, то есть не оказывают раздражающего и аллергического действия.

1.4.3 Промежуточные материалы позволяют проводить дезинфекцию наружных поверхностей 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Долго» по ГОСТ 25644.

1.5 Маркировка.

1.5.1 На лейбле (ярлыке), должны быть нанесены следующая информация:

- логотип или товарный знак изготовителя;
- наименование изделия;
- стандартный размер и буквенный символ, соответствующий виду изделия;
- эквивалент по ослаблению, выраженный символом Рв и числовым значением толшины свинца в миллиметрах;
- дата изготовления изделия;

1.6 Упаковка.

1.6 Изделия должны быть упакованы в коробки из высококачественного картона, допускается упаковка в полиэтиленовые, полипропиленовые пакеты ГОСТ 12302.

2. Меры безопасности

2.1 Изделия должны соответствовать требованиям санитарных норм и правил «Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской техники», гигиеническому норматив «Показатели безопасности изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для изготовления», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №128 от 16.12.2013.

3. Условия транспортирования и хранения.

3.1 Изделия должны храниться в крытых складах вдали от открытых источников огня.

3.2 Транспортирование изделий осуществляют всеми видами транспорта в соответствии с действующими правилами, утвержденными в установленном порядке.

3.3 Средства защиты в упаковке изготовителя следует хранить на стеллажах в один ряд.

4. Гарантия изготовителя.

4.1 Гарантийный срок эксплуатации изделий 12 месяцев со дня приобретения. Гарантия качества товара распространяется на все составные материалы изделия, если иное не предусмотрено договором купли-продажи (п. 3 ст. 440 ГК). При этом гарантийный срок на составные материалы изделия считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинается с даты приобретения. Исключение составляет внутренний материал изделия (винил просвинцованный), подлежащий периодической проверке.

4.2 Гарантийный срок хранения изделий — 12 месяцев со дня изготовления.

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

ВНИМАНИЕ!

Средства защиты можно аккуратно чистить дезинфицирующими и моющими средствами в том случае нельзя применять ручную или машинную стирку.



5. Свидетельство о присемке.
Средство защиты Юбка (XL) Рb 0,35/0,25

наименование изделия

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями
ТУ ВУ 1913104092.001 – 2018 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

6. Свидетельство об упаковке.

Средство защиты Юбка (XL) Рb 0,35/0,25

наименование изделия

заводской номер

Упаковано ЧПТУП «Защита здоровья»

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренных в ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

личность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Приложение: Периодическая проверка защитных свойств материалов.

Дата	Эквивалент по ослаблению	Подпись проверяющего

Дополнительную информацию, а также замечания и пожелания по
усовершенствованию изделия просим сообщить по адресу:

220104, г. Минск, ул. Дзержинская, д. 19, корп. 2, пом. 5

ЧПТУП «Защита здоровья»

тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

ЧПТУП «Защита Здоровья»

Средства защиты персонала и пациентов от рентгеновского
излучения в
медицинской диагностике

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Юбка (XL) Рb 0,35/0,25

ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

220104, г. Минск, ул. Дзержинская, д. 19, корп. 2, пом. 5,
тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

Настоящая инструкция по эксплуатации является совместным документом (паспорт и инструкция по применению) и предназначена для изучения средств индивидуальной защиты от рентгеновского излучения в медицинской диагностике, в дальнейшем – средства защиты, и правилной их эксплуатации (использования, транспортирования и хранения).

1. Описание и работа средств защиты.

1.1 Назначение изделия

1.2 Юбка предназначена для защиты со всех сторон в области талии и костей таза, при рентгеновских исследованиях и лечении при напряжении рентгеновской трубки до 150 Кв. Область использования – лечебно-профилактические и медицинские учреждения.

1.2 Технические характеристики.

1.2.1 Наименование изделия: Юбка (ХЛ)

1.2.2 Эффективность (ослабляющее свойство), выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее – 0,35/0,25 мм.

Примечание: допускается по техническому заданию заказчика изготавливать средства защиты с другим свинцовым эквивалентом, должны соответствовать требованиям ТУ, ГОСТ 31114.3, образцам эталонам, утвержденным в установленном порядке.

1.2.3 Габаритные размеры, не менее:
- ширина – 60 см,
- длина – 70 см.

Примечание: по требованию заказчика допускается изготовление средств защиты с другими размерами.

1.2.4 Масса изделия – 3,2 кг.

1.2.5 Установленный срок эксплуатации изделия – 24 месяца. По окончании срока службы изделие каждый год проверяется на соответствие требованиям настоящего руководства. В случае соответствия требованиям изделие может эксплуатироваться далее.

1.3 Комплектность.

1.3.1 Юбка – 1 шт.

1.3.2 Паспорт и инструкция по эксплуатации – 1 шт.

1.3.3 Вешалка – 1 шт.

1.3.4 Упаковочная коробка – 1 шт.

1.4 Устройство и работа.

1.4.1 Средства защиты изготовлены из рентгенозащитного материала – свинцового винила, по значению Рв эквивалента не содержащего свинца в своем составе. Наружная поверхность изготовлена из ткани с пленочным покрытием, малоусадочная, плотностью 100%. Средства защиты окантованы отделочной тесьмой.

1.4.2 Применяемые материалы не обладают токсическими и сенситизирующими свойствами, то есть не оказывают раздражающего и аллергического действия.

1.4.3 Применяемые материалы позволяют проводить дезинфекцию наружных поверхностей 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644.

1.5 Маркировка.

1.5.1 На лейбле (крючке), должна быть нанесена следующая информация:

- логотип или товарный знак изготовителя;
- наименование изделия;
- стандартный размер и буквенный символ, соответствующий виду изделия;
- эквивалент по ослаблению, выраженный символом Рв и числовым значением толщины свинца в миллиметрах;
- дата изготовления изделия;

1.6 Упаковка.

1.6 Изделия должны быть упакованы в коробки из высококачественного картона, допускается упаковка в полиэтиленовые, полипропиленовые пакеты ГОСТ 12302.

2. Меры безопасности

2.1 Изделия должны соответствовать требованиям санитарных норм и правил «Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской техники», гигиеническому норматив «Показатели безопасности изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для изготовления», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №128 от 16.12.2013.

3. Условия транспортирования и хранения.

3.1 Изделия должны храниться в крытых складах вдали от открытых источников огня.

3.2 Транспортирование изделий осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с действующими правилами, утвержденными в установленном порядке.

3.3 Средства защиты в упаковке изготовителя следует хранить на складах в один ряд.

4. Гарантия изготовителя.

4.1 Гарантийный срок эксплуатации изделий 12 месяцев со дня приобретения. Гарантия качества товара распространяется на все составные материалы изделия, если иное не предусмотрено договором купли-продажи (п. 3 ст. 440 ГК). При этом гарантийный срок на составляющие материалы изделия считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинается с момента его приобретения. Исключением составляет внутренний материал из винила (прошивочный), подлежащий периодической проверке.

4.2 Гарантийный срок хранения изделий – 12 месяцев со дня изготовления.

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

ВНИМАНИЕ!

Средства защиты можно аккуратно чистить дезинфекторами и моющими средствами. Ни в коем случае нельзя применять ручную либо машинную стирку.



5. Свидетельство о приеме.
Средство защиты Юбка (XXL) Рв 0,35/0,25

наименование изделия

табачный номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями
ТУ ВУ 1913104092.001 – 2018 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

6. Свидетельство об упаковке.
Средство защиты Юбка (XXL) Рв 0,35/0,25

наименование изделия

заводской номер

Упаковано ЧПТУП «Защита здоровья»

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренных в ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Приложение: Периодическая проверка защитных свойств материалов.

Дата	Эквивалент по ослаблению	Подпись проверяющего

Дополнительную информацию, а также замечания и пожелания по
усовершенствованию изделия просим сообщить по адресу:

220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 2, пом. 5
ЧПТУП «Защита здоровья»

тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

ЧПТУП «Защита здоровья»

Средства защиты персонала и пациентов от рентгеновского
излучения в
медицинской диагностике

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Юбка (XXL) Рв 0,35/0,25

ТУ ВУ 192702608.001 – 2018

220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 19, корп. 2, пом. 5,
тел./факс: (37517) 369-50-11, 369-51-20, 369-51-53.

Настоящая инструкция по эксплуатации является совместным документом (паспорт и инструкция по применению) и предназначена для изучения средств индивидуальной защиты от рентгеновского излучения в медицинской диагностике, в дальнейшем – средства защиты, и правильной их эксплуатации (использования, транспортирования и хранения).

1. Описание и работа средств защиты.

1.1 Назначение изделия

1.2 Юбка предназначена для защиты со всех сторон в области талии и костей таза, при рентгеновских исследованиях и лечении при наложении рентгеновской трубки до 150 Кв. Область использования – лечебно-профилактические и медицинские учреждения.

1.2 Технические характеристики.

1.2.1 Наименование изделия: Юбка (ХХЛ)

1.2.2 Эффективность (ослабляющее свойство), выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее – 0,35/0,25 мм.

Примечание: допускается по техническому заданию заказчика изготавливать средства защиты с другим свинцовым эквивалентом, должны соответствовать требованиям ТУ, ГОСТ 31114.3, образцам эталонов, утвержденным в установленном порядке.

1.2.3 Габаритные размеры, не менее:

- ширина – 65 см,
- длина – 75 см.

Примечание: по требованию заказчика допускается изготовление средств защиты с другими размерами.

1.2.4 Масса изделия – 3,4 кг.

1.2.5 Установленный срок эксплуатации изделия – 24 месяца. По окончании срока службы

изделие каждый год проверяется на соответствие требованиям настоящего руководства. В случае соответствия требованиям изделие может эксплуатироваться далее.

1.3 Комплектность.

1.3.1 Юбка – 1 шт.

1.3.2 Паспорт и инструкция по эксплуатации – 1 шт.

1.3.3 Вешалка – 1 шт.

1.3.4 Упаковочная коробка – 1 шт.

1.4 Устройство и работа.

1.4.1 Средства защиты изготовлены из рентгенозащитного материала – свинцового винила, по значению Рв эквивалента не содержащего свинца в своем составе. Наружная поверхность изготовлена из ткани с плетеным покрытием, малосадоная, полиамид 100%.

Средства защиты окантованы отделочной тесьмой.

1.4.2 Принешиваемые материалы не обладают токсическими и сенсебилизующими свойствами, то есть не оказывают раздражающего и аллергического действия.

1.4.3 Принешиваемые материалы позволяют проводить дезинфекцию наружных поверхностей 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644.

1.5 Маркировка.

1.5.1 На лейбле (ярлыке) должна быть нанесена следующая информация:

- логотип или товарный знак изготовителя;
- наименование изделия;
- стандартный размер и буквенный символ, соответствующий виду изделия;
- эквивалент по ослаблению, выраженный символом Рв и числовым значением толщин свинца в миллиметрах;
- дата изготовления изделия;

1.6 Упаковка.

1.6 Изделия должны быть упакованы в коробки из высококачественного картона, допускается упаковка в полиэтиленовые, полипропиленовые пакеты ГОСТ 12302.

2. Меры безопасности

2.1 Изделия должны соответствовать требованиям санитарных норм и правил «Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской техники», гигиеническому норматив «Показатели безопасности изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для изготовления», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №128 от 16.12.2013.

3. Условия транспортирования и хранения.

3.1 Изделия должны храниться в крытых складах вдали от открытых источников огня.

3.2 Транспортирование изделий осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с действующими правилами, утвержденными в установленном порядке.

3.3 Средства защиты в упаковке изготовителя следует хранить на складах в один ряд.

4. Гарантия изготовителя.

4.1.1 Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня приобретения. Гарантия качества товара распространяется на все составляющие материалы изделия, если иное не предусмотрено договором купли-продажи (п. 3 ст. 440 ГК). При этом гарантийный срок на составляющие материалы изделия считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним. Исключение составляет внутренний материал из винила просвинцованный, подлежащий периодической проверке.

4.2. Гарантийный срок хранения изделий – 12 месяцев со дня изготовления. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

ВНИМАНИЕ!

Средства защиты можно аккурратно использовать дезагентами и моющими средствами в коем случае нельзя применять рубящую либо машинную стирку.

