

Бумага для регистрирующих приборов ТУ ВУ 691820162.001-2018

Инструкция по применению



РАЗРАБОТЧИК

Директор
Общества с ограниченной
Ответственностью «ЮнионПэйпер»

А.В. Белоусова

«10» января 2023 г.



2023 г.



Для принтеров следует использовать только фирменную бумагу. Использование другой бумаги может привести к уменьшению срока работы термической головки принтера. Поврежденная головка принтера может давать неразборчивые записи, блокировать движение бумаги и т. д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

На рулонной бумаге не должно быть морщин, разрывов, помятых или волнистых участков, пятен. Кромки краев лент должны быть ровными, без надрывов и смятий бумаги.

Диаграммная сетка на бумаге должна быть напечатана четко, иметь однотонную окраску по всему полю без наплывов краски и отматывания.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Красители, применяемые при производстве бумаги реагируют с растворителями и другими химическими компонентами и прямой контакт между ними и термопечатью приводит к разрушению зафиксированных данных. Необходимо следовать указанным мерам предосторожности для предотвращения снижения качества термопечати.

Бумага должна храниться в прохладном и сухом месте, при температуре от 10 до 40°C и относительной влажности 50-80%. Длительное воздействие температур свыше 40°C и относительной влажности свыше 80% приводит к высветлению отпечатанных данных. Следует избегать прямого попадания солнечного (ультрафиолетового) света, которое может привести к потемнению или высветлению отпечатанных данных. Также необходимо избегать хранения со следующими материалами:

- бумаги, содержащие органические растворители, включая (но не ограничиваясь) трибутилфосфат и/или дибутилфталат;
- углеродосодержащие и/или углероднесодержащие формы;
- материалы, содержащие ПВХ (другие винилхлориды), такие, как (но не ограничиваясь) файл-папки, конверты, разделители;
- чистящие жидкости и растворители, такие как спирты, кетоны, эфиры и т.д.;
- материалы, содержащие адгезивные вещества на основе растворителей, контролируемого климата отдельно от следующих материалов;
- файл-папки, изготовленные из полиэстер-полиамида;
- архивные (документные) накопители, изготовленные с применением водосодержащих материалов.

Применение этих форм хранения не обеспечит полную сохранность отпечатанных данных от внешних негативных воздействий.

УТИЛИЗАЦИЯ

К складывающейся и рулонной бумаге могут быть использованы обычные методы утилизации. Использование, хранение и утилизация данного продукта не вызывает экологического загрязнения.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок хранения устанавливается 24 месяца с момента их изготовления.

Средний срок сохранности изображения на бумагу составляет 5 (пять) лет при хранении согласно данным правилам. Если требования по срокам архивного хранения выше указанного, рекомендуется создавать резервную копию (ксерокопию).

Невыполнение данных правил может привести к потемнению или высветлению отпечатанных данных.

ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Степень воспламеняемости аналогична бумаге без покрытия. Возможно применение стандартного оборудования пожаротушения.

ЗАПРАВКА БУМАГИ

Рулонная и складывающаяся бумага заправляется по-разному.

Если бумаги в принтере нет или она закончилась, то на экране появится предупреждающая надпись "PAPER?" (Бумага?) или сработает звуковой сигнал.

Для правильной загрузки бумаги складывающейся необходимо следовать приведенным ниже инструкциям:

- приготовить новую пачку и поместите ее в отделение для бумаги точно по центру между двумя направляющими, убедитесь, что черная маркировка на бумаге находится в нижней бумаге;
- закрыть дверцу за бумагой, помещенной между резиновым валиком и корпусом аппарата.

Для правильной загрузки бумаги рулонной необходимо следовать приведенным ниже инструкциям:

- открыть крышку отсека термобумаги;
- заправить свободный конец бумаги в термопринтер так, чтобы сторона бумаги с сеткой была направлена вниз. После того, как конец бумаги попадет в зону действия датчика бумаги, для облегчения заправки примерно через несколько секунд включится подача бумаги;
- закрыть крышку, вынув конец бумаги наружу.

Директор



А.В. Белоусова