

Инструкция по применению

Mini Screw Tools

Имя: Ким Дуг Су

Должность: генеральный директор


GNI Co., Ltd

1. Как использовать

А. Предпосылки для использования

- 1) Проверьте, не повреждена ли упаковка продукта.
- 2) Этот продукт нестерилизован, и перед операцией он использует паровой стерилизатор высокого давления для стерилизации влаги при 134 градусах в течение более 10 минут.

Использовать после обработки.

Б. Как использовать

- 1) Присоедините ручную ручку / наконечник к соединению ручки / наконечника.
- 2) Выберите инструмент, подходящий по размеру шестигранной части изделия, и вставьте инструмент в шестигранную канавку до конца, чтобы затянуть его.
- 3) Затяните момент с подходящим моментом.

С. Хранение и методы обращения после использования

- 1) Протереть дистиллированной водой или спиртом после использования. При необходимости используйте чистящую щетку для удаления крови из аппарата,
Удалите посторонние предметы и т. Д. Под проточной водой.
- 2) Очистите инструмент чистящим средством (нейтральным моющим средством, ферментным моющим средством и т. Д.).
Производство чистящих средств, используемых для уборки.
Следуйте инструкциям компании.
- 3) Промойте инструмент в дистиллированной или проточной воде 3 раза в течение 20 секунд.
- 4) Спиртовой хлопок для сушки воздухом или удаления ткани и удаления пятен от воды.
- 5) Используйте паровой стерилизатор высокого давления для стерилизации влажной при 134 ° C в течение не менее 10 минут.
- 6) Хранить в сухом месте при комнатной температуре.

2. Меры предосторожности при использовании

- 1) Не используйте его для других целей, кроме тех, которые предназначены для использования.
- 2) Используется опытными процедурами.
- 3) Не используйте зараженное оборудование.
- 4) Не меняйте и не модифицируйте инструмент, если он поврежден.

	Инструкции по применению	Номер документа: GNI-IFU-02 Номер редакции: Ред. 0
	Ортодонтические щипцы	Дата редакции: 2020.04.06 Страница : 1 из 2

ОПИСАНИЕ

Кусок металла или устройство, используемое для сгибания проволоки из нержавеющей стали, также используется для удаления клея с зубов или для разделения материалов для зубов и калибровки.

НАЗНАЧЕНИЕ

Инструмент, используемый для защиты или сгибания ортодонтического материала, также используется для удаления адгезива с зубов или разделения материалов для зубов и калибровки.

ПОКАЗАНИЯ: Неправильный прикус

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- 1) Никогда не используйте его для других целей, кроме использования.
- 2) Им пользуются опытные практики.
- 3) Не используйте зараженное оборудование.
- 4) В случае повреждения устройства прекратите его использование, не изменяйте и не модифицируйте его.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Боль, воспаление, неудобства

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Ортодонтические щипцы гарантируют, что в изделиях не будет дефектов материалов и изготовления в течение следующих периодов:

Все инструменты должны быть изготовлены в соответствии с надлежащей производственной практикой. В случае неисправности Продукции при первоначальной доставке Ортодонтические щипцы заменят ее или предоставят незамедлительный кредит на полную уплаченную сумму.

Ортодонтические щипцы не несут ответственности за ремонт или замену любого продукта, который был подделан, модифицирован, перетянут или переоборудован каким-либо образом или срок службы которого истек. Неправильное использование, неправильное обращение или несоблюдение требований по обслуживанию или уходу за прибором аннулирует гарантийные претензии.

	Инструкции по применению	Номер документа: GNI-IFU-02
	Ортодонтические щипцы	Номер редакции: Ред. 0 Дата редакции: 2020.04.06 Страница : 2 из 2

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

1) Меры предосторожности при использовании

- (1) Перед использованием проверьте изделие на наличие повреждений и загрязнений.
- (2) Процедура должна выполняться профессиональным стоматологом.

2) Метод работы или метод использования

- (1) Выберите подходящий аппарат в зависимости от цели процедуры и состояния пациента.
- (2) Используйте калибровочные материалы, чтобы согнуть или разделить их в хирургических целях.

3) Хранение и обслуживание после использования

- (1) Храните его в прохладном месте, чтобы избежать попадания прямых солнечных лучей.
- (2) После использования используйте для очистки закаленную или ультразвуковую стиральную машину.
- (3) Полностью высушите прибор и стерилизуйте его при 135 ° C в течение 5 минут.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

- 1) Хранить в упакованном виде в закрытом шкафу (при комнатной температуре).
- 2) Хранить при комнатной температуре (1 ~ 30 ° C) и избегать попадания прямых солнечных лучей.

КОНТАКТ

Тел: + 82-505-600-8880

Факс: + 82-505-333-8880

Домашняя страница: <http://www.gniortho.com>

[Пиктограммы]

	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ		
	ДАТА ПРОИЗВОДСТВА		ДЕРЖАТЬСЯ ОТ СОЛНЕЧНОГО СВЕТА
	НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОВТОРНО		ПОЛУЧИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
	БОЛЬШОЕ ЧИСЛО		КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР
	НЕСТЕРИЛЬНЫЙ		


GNI Co., Ltd.
 5F 501, 63-12, Dongtancheomdansaneop 1-ro,
 Hwaseong-si, Кенги-до, Корея

	Инструкции по применению	Номер документа: GNI-IFU-03 Номер редакции: Ред. 0
	Ортодонтические инструменты Пинцеты	Дата редакции: 2020.04.06 Страница : 1 из 2

ОПИСАНИЕ

Ручной стоматологический инструмент, предназначенный для использования ортодонтом для открытия / закрытия самолигирующей ортодонтической дуги и / или трубки. Сделано из металла и имеет форму ручки с тонкими заостренными концами, предназначенную для освобождения / закрывания механизма зажима ортодонтического аппарата; его также можно использовать для удержания дуги на месте, чтобы облегчить закрытие зажима вручную. Это устройство многоразового использования.

НАЗНАЧЕНИЕ

Инструмент, используемый для защиты или сгибания ортодонтического материала, также используется для удаления адгезива с зубов или разделения материалов для зубов и калибровки.

ПОКАЗАНИЯ: Неправильный прикус

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- 1) Никогда не используйте его для других целей, кроме использования.
- 2) Им пользуются опытные практики.
- 3) Не используйте зараженное оборудование.
- 4) В случае повреждения устройства прекратите его использование, не изменяйте и не модифицируйте его.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Боль, воспаление, неудобства

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Ортодонтические щипцы гарантируют, что в изделиях не будет дефектов материалов и изготовления в течение следующих периодов:

Все инструменты должны быть изготовлены в соответствии с надлежащей производственной практикой. В случае неисправности Продукции при первоначальной доставке Ортодонтические щипцы заменят ее или предоставят незамедлительный кредит на полную уплаченную сумму.

Ортодонтические щипцы не несут ответственности за ремонт или замену любого продукта, который был подделан, модифицирован, перетянут или переоборудован каким-либо образом или срок службы которого истек. Неправильное использование, неправильное обращение или несоблюдение требований по обслуживанию или уходу за прибором аннулирует гарантийные претензии.

	Инструкции по применению	Номер документа: GNI-IFU-03 Номер редакции: Ред. 0
	Ортодонтические инструменты Пинцеты	Дата редакции: 2020.04.06 Страница : 2 из 2

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

1) Меры предосторожности при использовании

- 1 Перед использованием проверьте изделие на наличие повреждений и загрязнений.
- 2 Процедура должна выполняться профессиональным стоматологом.

2) Метод работы или метод использования

- 1 Выберите подходящий аппарат в зависимости от цели процедуры и состояния пациента.
- 2 Используйте калибровочные материалы, чтобы согнуть или разделить их в хирургических целях.

3) Хранение и обслуживание после использования

- (1) Храните его в прохладном месте, чтобы избежать попадания прямых солнечных лучей.
- (2) После использования используйте для очистки закаленную или ультразвуковую стиральную машину.
- (3) Полностью высушите прибор и стерилизуйте его при 135 ° C в течение 5 минут.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

- 1) Хранить в упакованном виде в закрытом шкафу (при комнатной температуре).
- 2) Хранить при комнатной температуре (1 ~ 30 ° C) и избегать попадания прямых солнечных лучей.

КОНТАКТ

Тел: + 82-505-600-8880

Факс: + 82-505-333-8880

Домашняя страница: <http://www.gniortho.com>

[Пиктограммы]

	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ		
	ДАТА ПРОИЗВОДСТВА		ДЕРЖАТЬСЯ ОТ СОЛНЕЧНОГО СВЕТА
	НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОВТОРНО		ПОЛУЧИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
	БОЛЬШОЕ ЧИСЛО		КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР
	НЕСТЕРИЛЬНЫЙ		

 **GNI Co., Ltd.**
5F 501, 63-12, Dongtancheomdansaneop 1-ro,
Hwaseong-si, Кенги-до, Корея