

Памятка - инструкция по уходу и эксплуатации за бандажами

1 Бандажи ортопедические поддерживающие на туловище (далее бандажи) предназначены для поддержания туловища при различных заболеваниях позвоночника и для профилактики послеоперационных осложнений. Рекомендуется носить бандажи в период обострения, при физической нагрузке, по рекомендации врача травматолога-ортопеда.

1.1 Противопоказанием к пользованию бандажами является индивидуальная непереносимость применяемых материалов.

1.2 Размер для каждого вида бандажа определяется в соответствии с таблицей 1:

- на поясничный отдел позвоночника, грудно-поясничный отдел позвоночника - обхватом талии (измеряется горизонтально вокруг туловища на уровне талии через пупочную часть);

- на грудной отдел позвоночника - обхватом груди (измеряется горизонтально вокруг туловища, непосредственно под основанием грудных желез).

Таблица 1

Размер	Обхват талии (для моделей 2101, 2103, 2104, 2105, 2107, 2109, 1201, 1302, 1500), см	Обхват талии (для моделей 2102, 2106, 2108, 2110), см	Обхват груди (для моделей 3600, 3700), см
XS	60-69	60-69	-
S	70-79	70-79	-
M	80-89	80-89	75-84
L	90-99	90-99	85-94
XL	100-109	100-109	95-104
XXL	110-119	110-119	105-114
XXXL	120-129	120-129	115-124
4XL	-	130-139	-

2 Бандажи следует надевать на нижнее белье, застёгивать на застёжку текстильную «контакт».

3 Все модели бандажей изготавливаются в универсальном исполнении.

4 Перед сном бандаж необходимо снимать.

5 Для обеспечения правильного ухода за бандажами необходимо:

- перед стиркой из бандажа извлечь планшетки при их наличии;
- стирку производить только ручную при температуре не выше 40С в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щётки;
- после стирки бандаж хорошо прополоскать в тёплой, а затем в холодной воде;
- бандаж выжимать слегка, не используя механические воздействия, скручивание;
- сушку производить в расправленном виде, в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- не подвергать глажению;
- после высыхания в бандаж вставить планшетки;
- периодически очищать текстильную застёжку «контакт» от ворсинок, ниток и других загрязнений.

Необходимо уделять внимание чистоте кожи и предупреждать потёртости.



Изготовитель: Витебский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр», 210033, г.Витебск, ул. Лазо, 113.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

Телефон для справок 8(0212) 671412, 67-14-22;

сайт: www.bpovc.by; E-mail: vitebsk@bpovc.by